



**BAZELE NORMATIVE  
ALE ACTIVITĂȚII  
LABORATOARELOR  
DE DIAGNOSTIC CLINIC**

616-07

B 38

# **Bazele normative ale activității laboratoarelor de diagnostic clinic**

662841

UNIVERSITATEA DE STAT  
DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE  
"NICOLAE TESTEMITEANU"  
BIBLIOTECA

3-1

Chișinău – 2006



*Culegerea de materiale "Bazele normative ale activității laboratoarelor de diagnostic clinic" a fost aprobată și recomandată spre editare de Consiliul de Experți al Ministerului Sănătății și Protecției Sociale (proces-verbal nr.4 din 23 iunie 2006).*

## ADNOTARE:

Culegerea de față cuprinde documentele oficiale, care determină bazele juridice ale activității laboratoarelor de diagnostic clinic, indicații metodice pentru realizarea controlului calității investigațiilor de laborator și, totodată, denumirile metodelor contemporane de cercetări (peste 2000 denumiri) care pot fi folosite în orice laborator de diagnostic clinic contemporan la întocmirea documentației de evidență și dare de seamă, elaborarea planurilor de muncă, aprecierea volumului și calității lucrului efectuat etc.

Ediția include, de asemenea, descrierea detaliată a unei serii de metode și tehnici de laborator unificate care se aplică curent în laboratoarele de diagnostic clinic. Diferitele tehnici de laborator sunt redată într-o formă cât mai accesibilă pentru rezidenți, medici-cursanți și cadre de specialitate.

Culegerea este predestinată tuturor specialiștilor din laboratoarele de diagnostic clinic, cadrelor didactice și studenților instituțiilor de învățământ mediu, superior și postuniversitar, administratorilor sănătății publice.

## RECENZENȚI:

### Partea I

*Dumitru Tintiuc*, dr.hab.med, prof.universitar, șef Catedră Sănătate Publică și Management „Nicolae Testemițanu”.

*Constantin Babiuc*, doctor în medicină, prof.universitar, șef Catedră Medicină Internă nr.1.

### Partea 2

*Dumitru Tintiuc*, dr.hab.med, prof.universitar, șef Catedră Sănătate Publică și Management „Nicolae Testemițanu”.

*Victor Botnaru*, dr.hab.med., prof.universitar, șef Catedră Medicină Internă nr.2.

### Partea 3

*Victor Botnaru*, dr.hab.med., prof.universitar, șef Catedră Medicină Internă nr.2.

*Minodora Mazur*, dr.hab.med., prof.universitar, Catedra Medicină Internă nr.3.

### Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Bazele normative ale activității laboratoarelor de diagnostic clinic: Culeg. de materiale a fost aprobată și recomandată spre editare de Consiliul de Experți al Min. Sănătății și Protecției Sociale / Centrul Rep. al Controlului Extern al calității cercet. de lab. – Ch.: Elena V.I. SRL, 2007. – 352 p.

ISBN 978-9975-9548-5-3

350 ex.

616-071(083.13)

## AUTORI:

---

Prof.dr.hab.med. **Valentin Gudumac**,  
Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF „Nicolae Testemițanu”

Prof.dr.hab.med. **Vasile Niguleanu**,  
Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF „Nicolae Testemițanu”

Prof.dr.hab.med. **Lucia Andrieș**,  
Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF „Nicolae Testemițanu”

Prof.dr.hab.med. **Ion Corcimaru**,  
membru corespondent AȘ RM  
Catedra Hematologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

Prof.dr.hab.biol. **Valeriu Rudic**,  
academician, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie AȘ RM

Prof.dr.hab.med. **Victor Rîvneac**,  
Catedra Histologie, Citologie și Embriologie, USMF „Nicolae Testemițanu”

Dr.hab.med. **Ion Lazarev**,  
Laboratorul de Citologie, Institutul de Oncologie

Conf.univ.dr.med., **Olga Tagadiuc**,  
Catedra Biochimie, USMF „Nicolae Testemițanu”

Prof.dr.hab.med. **Victor Ghicavîi**,  
Catedra Farmacologie și Farmacologie Clinică, USMF „Nicolae Testemițanu”

Prof.dr.hab.med. **Constantin Spânu**,  
Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă

Dr.biol. **Svetlana Caragia**,  
Spitalul Municipal de copii „V.Ignatenco”,  
Directorul Centrului Republican al Controlului de Calitate

Medic de laborator categoria superioară **Elena Jucova**,  
Spitalul Clinic Republican,  
Vice-Directorul Centrului Republican al Controlului de Calitate

Asistent universitar **Ana Varticean**,  
Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF „Nicolae Testemițanu”

Asistent universitar **Lilia Rotaru**,  
Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF „Nicolae Testemițanu”

Medic bacteriolog categoria superioară **Ludmila Mutoi**,  
Laboratorul Microbiologie,  
Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă

Medic de laborator categoria superioară **Liubovi Rațuc**,  
Centrul Republican de Diagnosticare Medicală

Medic de laborator categoria superioară **Vera Lungu**,  
profesoare la Colegiul Național de Medicină și Farmacie

*"Laboratoarele sunt temple sacre unde se făurește viitorul omenirii,... templele viitorului"*

*Luis Pasteur*

## PREFAȚĂ

Una din direcțiile principale ale progresului tehnico-științific în medicină este dezvoltarea accelerată a metodelor și mijloacelor diagnosticului de laborator clinic.

Aplicarea largă în practică a ultimelor realizări ale științelor fundamentale - fizicii, chimiei, biologiei moleculare a condus la creșterea vertiginoasă a posibilităților de cercetare în toate domeniile de activitate a laboratoarelor clinice și, totodată, s-a soldat cu apariția unor noi compartimente ale analiticii de laborator.

Ediția de față conține documentele oficiale care determină bazele juridice și principiile activității laboratoarelor de diagnostic clinic din instituțiile medico-sanitare. O atenție deosebită a fost acordată problemelor ce țin de economia sănătății, factorilor care contribuie la majorarea prețurilor serviciilor medicale și strategiilor de ținere a acestora sub control, fapt ce justifică necesitatea planificării și elaborării managementului sistemului de sănătate în baza teoriilor generale de planificare și management în societatea modernă.

Calitatea investigațiilor de laborator constituie o altă problemă importantă a serviciului de laborator.

De aceea în ediția de față, în mod detaliat sunt descrise tehnicile privitor la realizarea controlului de calitate și metodele de apreciere a veridicității analitice a testelor de laborator; acestea constituie baza "bunei practici de laborator" (GLP - good laboratory practice).

Extinderea domeniilor de metode de diagnostic a necesitat întocmirea unui nou „Nomenclator al investigațiilor de laborator”, ceea ce a fost efectuat de autorii acestei culegeri - cadre didactice și specialiști cu mare experiență în domeniile respective ale diagnosticului de laborator în corespundere cu Clasiificarea Internațională a Procedeeleor de Laborator acceptată de Organizația Mondială a Sănătății. Necesitatea elaborării unui nou nomenclator al investigațiilor de laborator a devenit deosebit de stringentă în legătură cu faptul că nomenclatorul emis prin ordinul nr. 851 al Ministerului Ocrotirii Sănătății (MOS) din 29.12.1970 este învechit și nu cuprinde toată diversitatea de cercetări efectuate în laboratoare. Nomenclatorul de față include peste 2000 denumiri ale testelor de diagnostic care pot fi folosite în orice laborator contemporan la întocmirea documentației de evidență și dare de seamă, elaborarea planurilor de muncă, aprecierea volumului și calității lucrului efectuat.

Extinderea domeniilor analiticii de laborator are și o altă latură. În condițiile când sunt cunoscute zeci de metode de cercetare a unui anumit component al materialului biologic, este dificil de a alege cea mai optimă metodă. Influența unor factori întâmplători poate conduce la divergențe la utilizarea metodelor alese arbitrar, astfel creând dificultăți la compararea rezultatelor analizelor aceluiasi pacient efectuate în laboratoare diferite. Ținând cont de faptul că în laboratoarele de diagnostic clinic, de rând cu cele mai noi metode de explorări cu utilizarea aparaturii de investigare modernă, se folosesc pe larg metodele unificate, prevăzute de ordinele MOS URSS nr. 250, 290, 558, 936, 960, 1089 și 1075, în instrucțiunile metodice de față au fost selectate și descrise aceste metode clasice, în executarea cărora nu este necesară decât aparatura și reactivii accesibili, care pot fi găsiți în toate laboratoarele de specialitate și care nu și-au pierdut importanța lor, ele fiind mai puțin costisitoare.

Culegerea de față prezintă încă un pas spre realizarea unei obiective ale Asociației Medicilor și Specialiștilor în Domeniul Medicinii de Laborator din republică: de a informa operativ specialiștii din serviciul de laborator și administratorii sănătății publice despre inovațiile și modificările în documentația normativă de specialitate pentru ai ajuta să rezolve în mod corect problemele legate cu activitatea lor profesională. Suntem convinși că ediția de față nu realizează pe deplin nici intențiile autorilor, nici exigențele cititorilor; am considerat totuși, că apariția sa este mai importantă decât eventualele imperfecțiuni pe care le cuprinde. Vom fi îndatorați celor care vor contribui, prin sugestii, la îmbunătățirea unei viitoare ediții.

*Partea 1*

**DOCUMENTE NORMATIVE  
ALE SERVICIULUI DE LABORATOR**

# CAPITOLUL 1

## *Regulamentul privind laboratorul de diagnostic clinic*

### **1.1. Regulamentul privind laboratorul de diagnostic clinic**

1. Laboratorul de diagnostic clinic (în continuare – LDC) este o subdiviziune de diagnosticare medicală a instituției medico-sanitare cu statutul de secție.
2. LDC, indiferent de modul de subordonare și forma de proprietate, trebuie să dețină certificat referitor la tipul de activitate declarat.
3. Administrarea LDC se efectuează de către șeful laboratorului, care este numit și eliberat din funcție de către conducătorul instituției în conformitate cu legislația în vigoare.
4. Activitatea LDC este reglementată de documentele normative în vigoare și de prezentul regulament.
5. Statele LDC se stabilesc în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, randamentul și specificul tipurilor de investigații înfăptuite, ținând cont de tipul instituției medico-sanitare sau se calculează după volumul de lucru efectuat.
6. Dotarea LDC cu echipament, reactivi și articole de laborator se efectuează în conformitate cu profilul și nivelul instituției medicale.
7. LDC se amplasează în încăperi special amenajate, care trebuie să corespundă pe deplin cerințelor normelor sanitare de construcție, regulamentelor de exploatare a tehnicii și securității specifice laboratorului.
8. Randamentul de lucru a personalului se determină în dependență de profilul examinărilor efectuate în laborator, regulamentul atribuțiilor de serviciu, ținându-se cont de normativele de timp calculate la efectuarea examenelor de laborator.
9. Sarcinile de lucru ale personalului sunt determinate de obiectivele laboratorului, regulamentul atribuțiilor de serviciu și totodată de normele de timp calculate la efectuarea examenelor de laborator.
10. Sarcinile de bază ale LDC sunt:
  - efectuarea examenelor de laborator (investigații clinice generale, hematologice, imunologice, citologice, biochimice, microbiologice, etc.) în conformitate cu profilul laboratorului și cu tipurile de cercetări declarate la acreditarea laboratorului sau licențierea instituției. Tipurile și numărul de cercetări efectuate nu trebuie să fie mai mic decât cantitatea minimală recomandată pentru instituția medicală de nivelul dat;
  - implementarea în practică a formelor progresive de muncă, a metodelor moderne de investigare cu o înaltă precizie analitică și siguranță diagnostică;
  - asigurarea și îmbunătățirea calității investigațiilor de laborator prin efectuarea sistematică a controlului intern de calitate și participarea cel puțin o dată pe trimestru în programele de evaluare externă a calității;
  - acordarea ajutorului consultativ medicilor clinicieni la selectarea celor mai informative metode de diagnostic clinic și totodată la interpretarea rezultatelor analizelor de laborator primite la examinarea pacienților;
  - asigurarea personalului medical antrenat în recoltarea probelor biologice cu instrucțiuni detaliate privitor la regulile de prelevare, păstrare și transportarea acestora, care garantează stabilitatea eșantioanelor (probelor) și veridicitatea rezultatelor explorărilor de laborator. Șefii de subdiviziuni (secții) poartă responsabilitatea pentru respectarea strictă a prevederilor acestor instrucțiuni de către personalul medical;
  - ridicarea nivelului de calificare a personalului laboratorului de diagnostic clinic;
  - realizarea și respectarea măsurilor de protecție a personalului și populației, a normelor de igienă și securitate, a regimului antiepidemic în LDC;
  - îndeplinirea documentației de evidență și dare de seamă în conformitate cu registrele și formularele aprobate.



11. În conformitate cu sarcinile menționate, LDC efectuează:
- însușirea, valorificarea, aplicarea în practică a metodelor de diagnostic de laborator clinic, care corespund profilului și nivelului instituției medicale;
  - efectuarea investigațiilor de laborator, eliberarea rezultatelor și a concluziilor în baza datelor obținute.
12. LDC are dreptul:
- de a efectua pe bază de contract explorări de laborator pentru alte instituții medicale;
  - de a participa în diferite sisteme de control extern al calității cercetărilor de laborator clinic;
  - de a participa la elaborările științifice, efectuate în baza datelor obținute în laborator (rezultatele cercetărilor obținute în laborator prezintă proprietatea lui intelectuală și nu pot fi folosite fără acordul laboratorului).

## 1.2. Fișa tehnică a laboratorului de diagnostic clinic

“ APROB”

Șeful \_\_\_\_\_  
(Denumirea instituției medico-sanitare)  
\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)  
“ ” \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_

### Fișa tehnică

\_\_\_\_\_  
(denumirea LDC)

Șeful LDC \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Formular Nr. 1 la fișa tehnică

### DATE INFORMATIVE DESPRE LABORATORUL DE DIAGNOSTIC CLINIC

1. Denumirea laboratorului de diagnostic clinic (LDC).
2. Adresa juridică.
3. Numele, prenumele șefului LDC, numărul de telefon.
4. Denumirea instituției medico-sanitare din care face parte LDC.
5. Datele generale despre instituția medico-sanitară (regiunea de deservire, profilul, numărul de paturi în spitale (pentru serviciul spitalicesc), numărul de vizite pe schimb (pentru serviciul asistență medicală primară și specializată).
6. Denumirea (profilul) secțiilor (în spital) sau cabinetelor (serviciul asistență medicală primară și specializată).
7. Numele, prenumele directorului instituției medico-sanitare, numărul de telefon.
8. Numele, prenumele persoanei responsabile de controlul calității în LDC.

Data \_\_\_\_\_

Șeful LDC \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**LISTA**

investigațiilor efectuate în LDC și asigurarea lor cu documente normative (DN)

Nr d/o	Indicele determinat și materialul de cercetare	DN ale metodei de cercetare	Reactivii folosiți	Soluția de referință folosită, termenul de valabilitate	Tipul de reactivi
1	2	3	4	5	6

Data \_\_\_\_\_

Șeful LDC \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Notă:

1. În rubrica 3 se indică documentele normative (DN):

- "stand.", dacă se utilizează metoda standardizată aprobată prin ordinul MS;
- "nestand.", dacă se folosește metoda nestandardizată, aprobată în ordinea stabilită;
- "instr.", dacă se aplică instrucțiunea la setul de reactivi.

2. În rubrica 5 se indică "lab.", dacă se pregătesc unii reactivi în laborator; "set", dacă se folosesc seturi de reactivi (în acest caz se indică denumirea setului, firma producătoare, nr. după catalog, data producerii și valabilitatea). Dacă în momentul acreditării lipsesc seturile de reactivi, se indică seturile folosite mai înainte.

3. În rubrica 6 se indică "set", dacă soluțiile de referință intră în componența setului, sau "stand.", denumirea, firma producătoare, nr. după registru, dacă soluția de referință se pregătește în laborator.

Formularul Nr. 3 la fișa tehnică

**Componența și nivelul de calificare a personalului LDC**

Nr. d/o	Funcția numele și prenumele	Componența personalului			Studii	Specialitatea după diplomă	Reciclarea în ultimii 5 ani	Categorია de calificare, titlul științific
		Salarii după state	Salarii ocupate	Pers. fizice				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Șeful LDC							
2	Medici de laborator							
3	Medici bacteriologi (virusologi);							
4	Felceri-laboranți							
5	Laboranți							
6	Infirmiere și alte funcții							

Data \_\_\_\_\_

Șeful LDC \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Înzestrarea LCD cu aparataj și utilaj de măsurare**

Nr. d/o	Denumirea aparatajului și utilajului de măsurare (tipul, modelul)	Firma producătoare, țara	Data punerii în funcțiune	Cantitatea	Asigurarea metrologică, prezența ștampilei de marcare și a certificatului de control și atestare	Prezența fișei tehnice, instrucțiunilor de exploatare, contractului pentru deservirea tehnică
1	2	3	4	5	6	7

Data \_\_\_\_\_

Șeful LDC \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Notă:

1. În rubrica 2 se indică aparatajul și utilajul de măsurare – fotocolorimetrele, termometrele, vesela de laborator marcată, dozatoarele etc, clasa lor de precizie.
2. În rubrica 6 se indică numărul certificatului, data efectuării controlului sau atestării.
3. În rubrica 7 pentru utilajul de import se indică documentul care confirmă posibilitatea deservirii tehnice de către specialiștii firmei producătoare sau alți specialiști special pregătiți.

**Înzestrarea LDC cu utilaj auxiliar (centrifugi, termostate, frigidere etc.)**

Nr. d/o	Denumirea	Tipul, modelul	Producătorul: firma, țara	Data fabricării și livrării
1	2	3	4	5

Data \_\_\_\_\_

Șeful LDC \_\_\_\_\_  
(semnătura)**Principalele încăperi de lucru ale LDC și starea tehnicii de securitate**

Destinația încăperii, aria, m <sup>2</sup>	Specială sau adaptată	Temperatura și umiditatea	Nivelul zgomotului	Iluminarea locurilor de muncă	Prezența vaporilor nocivi	Nivelul zgomotului, vibrațiilor	Dotarea cu utilaj special (ventilatoare etc.)
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Suprafața totală \_\_\_\_\_
2. Anul construcției \_\_\_\_\_
3. Prezența și caracteristica scurtă: a încălzirii, apeductului, ventilației, canalizației.
4. Prezența instrucțiunilor pentru tehnica securității și igiena muncii ("da", "nu").
5. Prezența mijloacelor antiincendiere ("da", "nu").
6. Prezența mijloacelor de protecție individuală ("da", "nu").

Data \_\_\_\_\_

Șeful LDC \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Asigurarea controlul intern și rezultatele obținute în programele  
de evaluare externă a calității investigațiilor de laborator**

Nr. d/o	Denumirea analiților supuși controlului de calitate	Prezența hârtiilor de control	Materialele utilizate pentru controlul intern	Periodicitatea măsurărilor de control	Prezența certificatelor de participare la controlul extern de calitate
1	2	3	4	5	6

Data \_\_\_\_\_

Șeful LDC \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Notă: 1. În rubrica 4 se indică materialul de control, producătorul, țara, numărul după registru sau "pregătit în laborator", dacă materialul de control se pregătește în laborator.

2. În conformitate cu standardele europene și internaționale (*EN 45001 5.4.4; ISO9001, capitol 25, p.4.16*) privind arhivarea informației despre rezultatele investigațiilor de laborator se vor respecta următorii termeni de păstrare a registrelor de evidență:

- Formularele de solicitare a analizelor de laborator – 3 luni;
- Registrele de lucru, observații și calcule, imprimările de la analizoare – nu mai puțin de 3 luni;
- Registrul de evidență a investigațiilor hematologice, clinice generale, biochimice, microbiologice – 3 ani;
- Registrul de evidență a investigațiilor citologice, izoserologice, imunologice, examenul materialului la eliminarea de bacili tuberculoză – 10 ani;
- Rezultatele controlului intern de calitate - nu mai puțin de 1 an;
- Rezultatele controlului extern de calitate – 5 ani;
- Raportul de dare de seamă anual – 5 ani.

## CAPITOLUL 2

### *Regulamentul referitor la specialiștii laboratorului de diagnostic clinic*

Exercitarea activității de medic în laboratoarele de diagnostic clinic se permite persoanelor, care au absolvit instituții de învățământ superior medical și au o pregătire postuniversitară profesională specială în diagnosticul de laborator clinic prin rezidențiat, doctoratură sau specializare.

Medicul de laborator trebuie să posede cunoștințe clinice temeinice și să fie bine pregătit în problemele fiziologiei și fiziopatologiei, biochimiei clinice, histologiei, hematologiei, morfopatologiei, microbiologiei, imunologiei, geneticii medicale, virusologiei etc.

Totodată trebuie de menționat, că la momentul actual, în schema de state a laboratorului de diagnostic clinic (LDC) pot fi incluși specialiști cu studii superioare nemedicale care au obținut o pregătire specială (specializare) la cursurile de competență în diagnosticul de laborator.

Specialiștii cu studii superioare nemedicale care au fost admiși în modul stabilit la exercitarea funcției de medic de laborator și care au activat în LDC până la data semnării acestui ordin își păstrează dreptul de a activa și mai departe conform posturilor ocupate inclusiv cele de conducere. Totodată ei își păstrează dreptul la ridicarea nivelului profesional la cursurile de perfecționare postuniversitare și de a fi atestați la categoriile de calificare în conformitate cu posturile ocupate.

Luând în considerație caracterul pregătirii profesionale, calificarea, volumul de cunoștințe și dexteritățile practice a specialiștilor se aprobă:

- structura posturilor prevăzute în schemă a colaboratorilor LDC (tabelul 2.1);
- cerințele față de pregătirea specialiștilor, care-și exercită activitatea profesională în laboratoarele de diagnostic clinic (tabelul 2.2).

Tabel 2.1

#### **Nomenclatura posturilor prevăzute în schema Laboratoarelor de Diagnostic Clinic**

	Funcția de post	Specialitatea conform diplomei
1.	Șef de laborator	Medic
2.	Medic de laborator	Medic
3.	Specialist cu studii superioare în diagnosticul de laborator	Biolog, chimist
4.	Felcer laborant	Felcer-laborant
5.	Laborant	Laborant, asistentă medicală

Tabel 2.2

#### **Cerințele față de pregătirea specialiștilor, care-și exercită activitatea profesională în LDC**

	Pregătirea specială	Postul care poate fi ocupat în laboratorul medical
1.	Studii superioare medicale (medici de toate specialitățile)	Medic de laborator, inclusiv postul de conducere
2.	Studii superioare nemedicale (biologie, chimie).	Specialist cu studii superioare în diagnosticul de laborator
3.	Studii în colegiul de medicină la specialitatea diagnosticul de laborator	Felcer laborant
4.	Studii în colegiul de medicină la specialitatea asistentă medicală	Laborant în LDC



## **2.1. Atribuțiile de serviciu ale șefului laboratorului de diagnostic clinic**

### **I. Dispoziții generale**

1. În funcția de șef al laboratorului de diagnostic clinic (LDC) al instituției medicale este numit medicul de laborator, care deține certificatul de specialist și stagiul de muncă practică în LDC nu mai puțin de 5 ani. Șeful laboratorului specializat trebuie să aibă o pregătire specială prin reciclare la disciplina respectivă a diagnosticului de laborator.

2. Șeful LDC este numit și eliberat din funcție de către conducătorul (directorul) instituției medico-sanitare în conformitate cu legislația în vigoare.

3. În activitatea sa șeful laboratorului se conduce de documentele normative în vigoare și de prezentul regulament.

### **II. Șeful laboratorului:**

4. Asigură realizarea calitativă și la timp a investigațiilor de laborator, efectuând nemijlocit o parte din investigații \*.

5. Elaborează instrucțiuni de lucru pentru toți colaboratorii laboratorului în baza regulamentelor stabilite.

6. Efectuează distribuirea lucrului între colaboratori.

7. Controlează lucrul efectuat de colaboratorii laboratorului și apreciază calitatea lui, luând în considerație rezultatele controlului de calitate intra-laborator (intern) și rezultatele obținute în programele de evaluare externă; efectuează controlul veridicității rezultatelor primite, siguranței testelor analitice, corectitudinii întocmirii documentației.

8. Asigură implementarea în practică a metodelor noi de lucru.

9. Poartă răspundere de lucrul efectuat de personalul pe care îl conduce.

10. Organizează și realizează măsuri pentru ridicarea nivelului de calificare a personalului laboratorului la locul de muncă și în cadrul instituțiilor de învățământ postuniversitar și/sau instruire profesională suplimentară.

11. Consultă medicii de alte specialități în problemele diagnosticului de laborator.

12. Prezintă administrației comanda pentru procurarea utilajului, reactivilor și materialelor consumabile necesare pentru prestarea lucrului calitativ și continuu al laboratorului.

13. Organizează utilizarea rațională și efectivă a tehnicii de laborator și a reactivilor.

14. Programează și controlează executarea sistematică în termenii stabiliți a controlului metrologic al aparaturii și utilajului de laborator.

15. Duce evidența bunurilor materiale, folosirea și decontarea lor.

16. Controlează respectarea recomandărilor metodice de către personalul instituției medicale privitor la recoltarea, transportarea, păstrarea, inactivarea și neutralizarea materialului biologic.

17. Coordonează cu secțiile clinice și specialiștii instituției medico-sanitare condițiile privitor la transportarea în laborator a materialului biologic și eliberarea la timp a rezultatelor investigațiilor.

18. Poartă răspundere de starea sanitară a laboratorului și îndeplinirea de către personal a cerințelor regimului antiepidemic la manipularea cu materialul biologic (sânge, urină, spută, materii fecale etc).

19. Asigură condițiile de protecție a muncii colaboratorilor, controlează respectarea regulilor tehnicii de securitate și igienă a muncii de către personalul laboratorului.

20. Poartă responsabilitatea de efectuarea permanentă a controlului de calitate a investigațiilor de laborator.

21. Efectuează analiza sistematică a indicilor activității laboratorului, pregătește și pune la dispoziție în termenii stabiliți dările de seamă despre lucrul efectuat, elaborează în baza lor măsuri privitor la perfecționarea activității laboratorului instituției.

### III. Drepturile șefului laboratorului

22. Șeful laboratorului are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii RM.

23. Să participe la lucrul administrației privind selectarea cadrelor pentru laborator, să participe la consfătuiri și la pregătirea documentelor despre activitatea laboratorului.

24. Să înainteze propuneri către administrație referitor la perfecționarea activității laboratorului și ameliorarea condițiilor de muncă a personalului laboratorului.

25. Să prezinte administrației propuneri privitor la premiarea sau aplicarea sancțiunilor colaboratorilor laboratorului.

26. Să numească din rândul specialiștilor cu studii medicale medii o persoană responsabilă pentru organizarea lucrului laboranților și personalului medical inferior.

27. Să participe la lucrările sesiunilor științifice, conferințe și congrese.

28. Să participe la cursuri de reciclare și perfecționare (cel puțin o dată la 5 ani).

29. Periodic, în ordinea stabilită, să susțină atestații cu dreptul de a primi categoria de calificare.

Șeful LDC poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, prevăzute de prezentul regulament și legislația în vigoare.

*\* - Pentru șefii LDC poate fi stabilit un volum de lucru diferențiat la efectuarea investigațiilor de laborator în dependență de condițiile locale, de exemplu pentru șefii de laboratoare în lista de state a cărora sunt 7-10 persoane (medici de laborator, specialiști cu studii superioare nemedicale, felceri-laboranți, laboranți) acest volum poate constitui 50% din timpul de lucru; în caz dacă numărul colaboratorilor depășește 10 persoane (medici de laborator, specialiști cu studii superioare nemedicale, felceri-laboranți, laboranți) - volumul de lucru se reduce până la 25% (ori se îndeplinește lucrul consultativ).*

## 2.2. Atribuțiile de serviciu ale medicului de laborator în laboratorul de diagnostic clinic

### I. Dispoziții generale

1. În funcția de medic de laborator clinic este numit specialistul cu studii superioare medicale care are o pregătire specială în diagnosticul de laborator clinic (rezidențiat, doctorantură, specializare) și care deține certificatul de specialist.

2. Medicul de laborator în activitatea sa se conduce de prezentul regulament, precum și de alte documente normative pe problemele diagnosticului de laborator.

3. Medicul de laborator este numit și eliberat din funcție de către conducătorul instituției în conformitate cu legislația în vigoare.

### II. Obligațiile de serviciu ale medicului de laborator

4. Îndeplinește investigațiile de laborator în conformitate cu obligațiile lui de serviciu.

5. Asigură folosirea metodelor cu cele mai înalte performanțe analitice și diagnostice.

6. Participă la însușirea și aplicarea în practică a metodelor noi de investigații și a echipamentului de laborator.

7. Consultă medicii de alte specialități în problemele diagnosticului de laborator.

8. Participă la elaborarea recomandărilor pentru personalul secțiilor clinice ale instituției medicale privitor la recoltarea, transportarea și păstrarea materialului biologic.

9. Controlează lucrul specialiștilor cu studii medii (felcerilor-laboranți și laboranților).

10. Participă la interpretarea rezultatelor investigațiilor de laborator.

11. Realizează măsuri în vederea efectuării controlului de calitate intern și extern ale investigațiilor de laborator.
12. Efectuează analiza lucrului său precum și al specialiștilor cu studii medii (felcerilor-laboranți și laboranților).
13. Pregătește dări de seamă lunare despre lucrul efectuat, participă la pregătirea dărilor de seamă anuale.
14. Efectuează instruirea specialiștilor cu studii medii (felcerilor-laboranți și laboranților) cu scopul ridicării nivelului lor de calificare.
15. Controlează îndeplinirea de către personalul medical a regulilor tehnicii de securitate, igienei muncii și respectarea regimului antiepidemic.
16. Periodic trebuie să-și ridice nivelul de calificare la cursurile de perfecționare (cel puțin o dată la 5 ani).

### **III. Drepturile medicului de laborator**

17. Medicul de laborator are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii RM.
  18. Să înainteze propuneri șefului LDC privitor la perfecționarea organizării lucrului și îmbunătățirea condițiilor de muncă în laborator.
  19. Să înlocuiască funcția de șef al LDC în timpul concediului ori în caz de boală a acestuia.
  20. La formare profesională, reciclare și perfecționare conform Codului Muncii și altor acte normative.
  21. Periodic, în ordinea stabilită, să susțină atestații cu dreptul de a primi categoria de calificare.
  22. Să participe la consfătuiri la care se discută problemele referitoare la activitatea laboratorului.
  23. Să primească informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale de serviciu, la informare deplină și veridică despre condițiile de muncă și cerințele față de protecția muncii la locul de muncă.
  24. Să participe la lucrările sesiunilor științifice, conferințelor și congreselor.
- Medicul de laborator poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, prevăzute de prezentul regulament și legislația în vigoare.

## **2.3. Atribuțiile de serviciu ale specialistului cu studii superioare nemedicale în laboratorul de diagnostic clinic**

### **I. Dispoziții generale**

1. În funcția de specialist cu studii superioare nemedicale în laboratorul de diagnostic clinic este numit specialistul cu studii superioare nemedicale, care a înșușit programa de pregătire în diagnosticul de laborator clinic și care a obținut certificatul de specialist în domeniul menționat.
2. Specialistul cu studii superioare nemedicale în activitatea sa se conduce de prezentul regulament, precum și de alte documente normative pe problemele diagnosticului de laborator.
3. Specialistul cu studii superioare nemedicale este numit și eliberat din funcție de către conducătorul instituției în conformitate cu legislația în vigoare.

### **II. Obligațiile de serviciu ale specialistului cu studii superioare nemedicale**

4. Îndeplinește investigațiile de laborator în conformitate cu obligațiile de serviciu încredințate.
5. Participă la însușirea și aplicarea în practică a metodelor noi de investigații și a echipamentului de laborator.
6. Controlează lucrul specialiștilor cu studii medii (felcerilor-laboranți și laboranților).
7. Participă la efectuarea controlului intern și extern de calitate.

8. Pregătește dări de seamă lunare despre lucrul efectuat, participă la pregătirea dărilor de seamă anuale.

9. Efectuează instruirea specialiștilor cu studii medii (felcerilor-laboranți și laboranților) cu scopul ridicării nivelului lor de calificare.

10. Periodic trebuie să-și ridice nivelul de calificare la cursurile de perfecționare (cel puțin o dată la 5 ani).

### **III. Drepturile specialistului cu studii superioare nemedicale**

11. Specialistul cu studii superioare nemedicale are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii RM.

12. Să înainteze propuneri șefului LDC privitor la perfecționarea organizării lucrului și îmbunătățirea condițiilor de muncă în laborator.

13. Periodic, în ordinea stabilită, să susțină atestații cu dreptul de a primi categoria de calificare.

14. Să participe la consfătuiri la care se discută problemele referitoare la activitatea laboratorului.

15. Să primească informațiile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu.

16. Să participe la lucrările sesiunilor științifice, conferințelor și congreselor.

Specialistul cu studii superioare poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, prevăzute de prezentul regulament și legislația în vigoare.

## **2.4. Atribuțiile de serviciu ale felcerului-laborant**

### **I. Dispoziții generale**

1. În funcția de felcer-laborant este numită persoana cu studii medicale medii, care are o pregătire specială în diagnosticul de laborator și care a absolvit colegiul de medicină sau școala medicală.

2. Felcerul-laborant este numit și eliberat din funcție de către conducătorul instituției în conformitate cu legislația în vigoare.

3. Felcerul-laborant se supune șefului LDC și nemijlocit medicului LDC.

### **II. Obligațiile felcerului-laborant :**

3. Pregătește pentru lucru reactivi, vesela de laborator, aparatul, soluțiile dezinfectante.

4. Înregistrează primirea materialului biologic în laborator, inclusiv cu folosirea tehnicii de calcul (computerului), efectuează prelucrarea și pregătirea bioprobelor pentru cercetări.

5. Efectuează colectarea sângelui din deget de la pacienți.

6. Îndeplinește investigațiile de laborator la compartimentul determinat de șeful laboratorului în conformitate cu cerințele de calificare și normativele în vigoare.

7. Efectuează sterilizarea instrumentarului de laborator în conformitate cu instrucțiunile în vigoare.

8. Completează documentația necesară.

9. Execută însărcinările șefului LDC privitor la asigurarea tehnico-materială a laboratorului.

10. Este obligat să respecte regulile tehnicii de securitate, igienei muncii și a regimului antiepidemic conform cerințele regulamentelor în vigoare.

11. Este obligat să-și ridice sistematic nivelul profesional la cursurile de perfecționare (cel puțin o dată în 5 ani).

### **III. Drepturile felcerului-laborant :**

12. Felcerul laborant are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii RM.



13. Să înainteze propuneri în vederea perfecționării organizării lucrului și îmbunătățirii condițiilor de muncă.

14. Periodic, în ordinea stabilită, să susțină atestații cu dreptul de a primi categoria de calificare corespunzătoare.

Felcerul-laborant poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, prevăzute de prezentul regulament și legislația în vigoare.

## **2.5. Atribuțiile de serviciu ale laborantului**

### **I. Dispoziții generale**

1. În funcția de laborant este numit specialistul cu studii medicale medii, sau specialiștii cu alte studii admiși la lucru în calitate de laboranți, care au trecut o pregătire specială în diagnosticul de laborator.
2. Laborantul este numit și eliberat din funcție de către conducătorul instituției în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Laborantul se supune șefului LDC și nemijlocit medicului de laborator.

### **II. Obligațiile laborantului**

4. Pregătește pentru lucru reactivi, vesela de laborator, aparatajul, soluțiile dezinfectante.
5. Înregistrează primirea materialului biologic în laborator, inclusiv cu folosirea tehnicii de calcul (computerului), efectuează prelucrarea și pregătirea bioprobelor pentru cercetări.
6. Efectuează colectarea sângelui din deget de la pacienți.
7. Îndeplinește investigațiile de laborator la compartimentul determinat de șeful laboratorului în conformitate cu cerințele de calificare și normativele în vigoare.
8. Efectuează sterilizarea instrumentarului de laborator în conformitate cu instrucțiunile în vigoare.
9. Completează documentația necesară.
10. Este obligat să respecte regulile tehnicii de securitate, igienei muncii și a regimului antiepidemic conform cerințelor regulamentelor respective.
11. Este obligat să-și ridice sistematic nivelul profesional la cursurile de perfecționare (cel puțin o dată la 5 ani).

### **III. Drepturile laborantului:**

12. Laborantul are dreptul la încheierea, modificarea, suspendarea și desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul Muncii RM. Să înainteze propuneri în vederea îmbunătățirii lucrului său.

13. Periodic, în ordinea stabilită, să susțină atestații cu dreptul de a primi categoria de calificare corespunzătoare.

Laborantul poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor sale, prevăzute de prezentul regulament și legislația în vigoare.

## **2.6 Atribuțiile de serviciu ale specialistului principal netitular în serviciul de laborator al organului teritorial al direcției sănătății**

### **I. Dispoziții generale**

1. Specialistul principal netitular în serviciul de laborator clinic (în continuare - specialistul principal) este numit medicul de laborator clinic care deține categoria de calificare superioară sau prima, titlu științific și care are experiență în lucrul organizatoric.



2. Specialistul principal este numit în funcție de către conducătorul organului teritorial al Direcției Sănătății.

3. Specialistul principal lucrează conform planului aprobat de organul teritorial al Direcției Sănătății, anual pregătește darea de seamă despre lucrul efectuat.

4. Specialistul principal se conduce în activitatea sa de ordinele și indicațiile organului teritorial al Direcției Sănătății, de actele legislative și normative în vigoare și de prezentul regulament.

## **II. Sarcinile de bază ale specialistului principal:**

5. Elaborarea și efectuarea măsurilor orientate spre ameliorarea și sporirea eficienței serviciului de laborator în teritoriu.

6. Promovează aplicarea în practica instituțiilor medicale a metodelor noi de investigații, a formelor organizatorice și metodelor noi de lucru, participă la elaborarea algoritmilor de diagnostic.

7. Controlul utilizării raționale și efective a resurselor materiale și a cadrelor în serviciul de laborator.

8. Organizează și dirijează activitatea Consiliului de Laborator de pe lângă organul teritorial al Direcției Sănătății. Consiliul de Laborator va fi format din specialiștii subdisciplinelor diagnosticului de laborator clinic (hematologie, biochimie, imunologie, etc.).

## **III. Obligațiile specialistului principal:**

9. Analizează starea și calitatea serviciului de laborator în teritoriu, acordă ajutor practic laboratoarelor. Efectuează analiza sistematică a indicilor activității serviciului de laborator în teritoriu. Pregătește în termenii stabiliți și pune la dispoziția organelor teritoriale ale Direcției Sănătății dările de seamă despre lucrul efectuat, elaborează în baza lor măsurile necesare pentru perfecționarea activității laboratoarelor.

10. Participă la elaborarea planurilor strategice de dezvoltare și perfecționare a serviciului de laborator.

11. Participă la elaborarea documentelor normative în ceea ce privește diagnosticul de laborator în teritoriu, aprobate de organul teritorial al Direcției Sănătății.

12. Efectuează conducerea metodică a Centrului organizator-metodic și controlului inter-laborator de calitate a investigațiilor de laborator din teritoriu.

13. Evaluează necesitățile LDC din teritoriu în utilaj și echipament de laborator și înaintează propuneri privitor la ameliorarea bazei tehnico-materiale a LDC.

14. Acordă ajutor LDC din teritoriu la însușirea și aplicarea în practică a metodelor noi de investigații de laborator cu cea mai înaltă siguranță analitică și eficacitate diagnostică.

15. Evaluează rezultatele controlului inter-laborator de calitate obținute de LDC din teritoriu; participă la elaborarea și realizarea programelor controlului extern de calitate.

16. Participă la acreditarea și licențierea LDC, efectuează controlul pregătirii acestora pentru acreditare, acordă ajutor conducătorilor instituțiilor medico-sanitare din teritoriu la pregătirea laboratoarelor pentru acreditare și licențiere.

17. Participă la elaborarea planurilor pentru ridicarea calificării specialiștilor laboratoarelor de diagnostic clinic din teritoriu.

18. Participă la elaborarea standardelor medicale și a tarifelor investigațiilor de laborator.


19. Participă la seminare și consfătuiri pe problemele actuale ale diagnosticului de laborator clinic.

20. Organizează și efectuează seminare cu șefii LDC, care participă la controlul inter-laborator de calitate.

21. Organizează colaborarea cu alte secții diagnostice și clinice ale instituțiilor medico-sanitare din teritoriu în vederea perfectării și extinderii posibilităților procesului diagnostic și curativ.

## **IV. Drepturile specialistului principal:**

22. Specialistul principal are dreptul să primească toată informația necesară pentru studierea activității LDC din teritoriu (regiune).



23. Să coordoneze activitatea specialiștilor principali din LDC a instituțiile subordonate organelor locale ale Direcției Sănătății.
24. Să înainteze conducătorilor organelor locale ale Direcției Sănătății propuneri privind dezvoltarea serviciului de laborator din teritoriu.
25. Să organizeze evaluarea calității investigațiilor efectuate de LDC din teritoriu.
26. Să controleze periodic activitatea LDC din teritoriu.

## **2.7 Codul deontologic medical internațional al Asociației Medicale Mondiale**

### **I. Obligațiile generale ale medicului**

1. Medicul trebuie să-și impună cele mai înalte cerințe în comportamentul profesional.
2. Medicul, în interesul pacientului, trebuie să nu se lase atras de interese financiare în exercitarea liberă a practicii medicale.
3. Medicul trebuie să se străduiască să realizeze, în toate domeniile practicii medicale, servicii adecvate, în totală independență și cu un deosebit respect pentru ființa umană.
4. Medicul trebuie să fie cinstit în relațiile sale cu colegii și cu pacienții și să se străduiască să descopere lipsuri de caracter sau profesionale la colegi, sau acte de ducere în eroare și de înșelătorie.
5. Medicul trebuie să respecte drepturile pacientului, a colegilor și a celui alt personal sanitar și să păstreze secretele pe care i le-au încredințat pacienții.
6. Medicul trebuie să-și desfășoare activitatea numai în interesul pacientului, în special dacă terapia aplicată va avea drept consecință o diminuare a capacităților fizice și psihice ale acestuia.
7. Medicul trebuie să fie prudent în legătură cu unele comunicări despre o serie de descoperiri medicale, privind procedeele de diagnostic și tratament care se transmit prin alte canale decât cele medicale.
8. Medicul trebuie să se bazeze numai pe cunoștințele sale dobândite de el personal.

### **II. Se consideră ca neetice următoarele activități:**

- a) reclamă medicală, cu excepția celei permise de legislația țării respective și aprobate de organizațiile medicale naționale;
- b) plata unor sume pentru cedarea sau trimiterea pacientului unui alt medic pentru tratament.

### **III. Obligațiile medicului față de bolnavi**

9. Medicul trebuie să fie permanent conștient de obligația sa de a proteja viața pacienților.
10. El are obligația să fie loial pacienților săi și să asigure toate mijloacele terapeutice, în raport cu rezultatele științei medicale. Dacă stabilirea unui diagnostic sau prescrierea unui tratament depășește cunoștințele și posibilitățile sale, să apeleze la ajutorul altui medic.
10. Medicul va păstra secretul datelor pacienților săi, chiar și după moartea acestora.
12. Medicul va asigura asistența de urgență necesară, cu excepția situației în care constată că aceasta a fost acordată corect de alt coleg.

### **IV. Obligațiile medicului față de colegi**

13. Medicul trebuie să se comporte cu colegii săi precum se așteaptă să se comporte și ei cu el. Medicul nu are voie să atragă pacienții altui medic.
14. Medicul trebuie să respecte toate principiile "Jurământului de la Geneva" al Asociației Medicale Mondiale.

# CAPITOLUL 3

## *Tehnica de securitate și igiena muncii*

### **3.1 Instrucțiuni privind tehnica de securitate, securitatea antiincendiară și igiena muncii**

#### **I. Dispoziții generale**

1. Prevederile prezentelor instrucțiuni se extind asupra tuturor laboratoarelor de diagnostic clinic (LDC) din instituțiile medico-sanitare ale Republicii Moldova. Conducerea instituției medicale și șeful LDC poartă responsabilitate pentru respectarea acestor instrucțiuni de către personalul angajat în laboratoarele de diagnostic clinic.

2. Șeful LDC în conformitate cu acest regulament este obligat să elaboreze instrucțiuni detaliate pentru personalul ce activează în diferite compartimente ale LDC, ținând cont de specificul lucrărilor practicate. Instrucțiunile trebuie să fie aprobate de conducătorul instituției și expuse într-un loc văzut în fiecare compartiment sau sector de lucru. Șeful LDC controlează respectarea măsurilor de igienă și protecție a muncii de către colaboratorii din LDC.

3. Persoanele recent angajate în LDC sunt admise la locul de muncă numai după instruirea și verificarea cunoștințelor privind tehnica de securitate și igiena muncii. Instruirea repetată a personalului angajat în laborator se face cel puțin o dată pe an.

4. Evidența orelor de instruire se notează într-un registru special.

5. Încăperile LDC sunt utilizate conform destinației, efectuarea altor lucrări în încăperile LDC sunt interzise.

#### **II. Înzestrarea și întreținerea încăperilor LDC**

6. Nu se permite organizarea unui laborator în încăperile amplasate în subsol și demisol. Laboratorul trebuie să dispună de 2 intrări separate (pentru personal și pentru pacienți).

7. Planificarea încăperilor LDC și suprafața lor trebuie să corespundă prevederilor normativelor și regulilor de construcție, aprobate în ordinea stabilită.

8. Laboratorul trebuie să fie asigurat cu conductă de apă (apeduct), alimentare cu apă caldă, canalizare, încălzire centralizată și instalații de gaze naturale. În localitățile care nu sunt asigurate cu apeduct, alimentare cu apă caldă și canalizare, se instalează conducta locală pentru apă rece, canalizare și dispozitive de curățire cu instalații de dezinfectare. Instalațiile de gaze din LDC trebuie să fie înzestrate cu un întrerupător (robinet) comun pentru deconectarea rețelei de gaze la sfârșitul zilei de lucru. Fiecare arzător de gaze de la mesele de lucru și din nișele de ventilație trebuie să fie înzestrat cu un robinet aparte. Arzătoarele de gaze trebuie menținute în curățenie și ordine; ele se demontează periodic și se curăță. La întreruperea temporară a alimentației cu gaze toate robinetele de gaze se vor închide imediat.

9. Laboratorul trebuie să fie înzestrat cu lămpi cu spirit. Umplerea lămpii cu spirit cu alcool etilic se va face numai după ce aceasta va fi stinsă, în caz contrar, vaporii de alcool care se elimină în timpul umplerii pot ușor să se aprindă. Lampa cu spirit este înzestrată cu un tub și inel de metal pentru fitil. Dacă acestea lipsesc, vaporii de alcool din interiorul rezervorului se pot aprinde iar lampa poate să explodeze.

10. Încăperile laboratorului trebuie înzestrate cu aparataj pentru ventilație prin aspirație și pătrundere a aerului cu un nivel jos al zgomotului pentru a nu afecta personalul în lucru. Ventilația în încăperile laboratorului trebuie pusă în funcțiune înainte de începerea lucrului.

11. Fiecare fereastră din laborator trebuie să dispună de un oberliht care poate fi deschis ușor (în afară de boxele speciale ale laboratorului bacteriologic). În timp de vară la ferestre se vor instala plase pentru



a împiedica pătrunderea insectelor în încăperi.

12. Pentru a evita inhalarea de vapori toxici sau rău mirositori în încăperile predestinate examinării urinei, sputei, materiilor fecale, precum și în încăperile unde se desfășurează cercetări biochimice, hematologice, serologice sau hormonale se vor instala nișe de ventilație (evacuare) dotate cu un exhaustor care aspiră vaporii și îi evacuează în afara laboratorului.

13. Viteza de circulație a aerului în dulapul (nișa) de evacuare cu fereastra mobilă deschisă la maximum trebuie să fie de 0,3 m/s, iar când se lucrează cu mercurul metalic - 0,4 m/s, cu hidrogenul sulfurat - 0,7 m/s.

14. Fereastra mobilă a dulapului de evacuare se va menține închisă la maximum în timpul lucrului, și se va deschide pe scurt timp atunci când apare necesitatea deservirii aparatului și dispozitivelor amplasate în acest dulap. În astfel de cazuri fereastra trebuie fixată bine cu dispozitivele necesare pentru a evita căderea ei accidentală.

15. Nișele de evacuare predestinate lucrului la temperaturi înalte cu folosirea focului se acoperă cu materiale refractare, iar în cazul lucrului cu baze și acizi - cu materiale anticorozive; pentru a preveni scurgerea acestora în afară, peretele orizontal al nișei de evacuare care servește ca masă de lucru se va delimita cu borduri speciale. Măsurile speciale se cer și la folosirea curentului electric - nișele de evacuare se dotază cu lămpi electrice incluse în armături ermetice, iar întrerupătoarele de curent electric se instalează în afara nișei de evacuare. Prizele de curent de asemenea se instalează pe partea laterală a mesei de lucru în afara nișei de evacuare. Firele electrice trebuie izolate în tuburi de cauciuc. Robinețele de gaze și de apă din nișele de evacuare se amplasează pe marginea peretelui din față și se instalează în așa fel încât să se excludă deschiderea lor accidentală.

16. Temperatura și normele schimbului de aer în încăperile laboratoarelor de diagnostic clinic se stabilesc în conformitate cu normativele și regulile de construcție, aprobate în ordinea stabilită.

17. Încăperile laboratorului trebuie să fie iluminate nemijlocit cu lumină naturală directă. Raportul dintre suprafața ferestrelor și suprafața podelei trebuie să fie 1:4 sau 1:5. Iluminarea minim admisibilă a încăperilor LDC trebuie să corespundă normativelor și regulilor de construcție, aprobate în ordinea stabilită.

### III. Aparatul și utilajul LDC

18. Exploatarea aparatului și a utilajului de laborator se va efectua în strictă conformitate cu cerințele instrucțiunilor de lucru descrise în fișele tehnice și anexate de firmele producătoare la aceste aparate sau utilaj.

19. Carcasele metalice ale aparatelor și motoarelor electrice (autoclave, centrifugi, dulapuri de uscare, termostate etc) vor fi numai deconectate la priza de pământ.

20. Aparatura și utilajul LDC sunt supuse sistematic controlului tehnic. Exploatarea utilajului și aparatului electric defectat este strict interzisă.

21. Nerespectarea regulilor de exploatare a centrifugilor de laborator duce la accidente, de aceea se vor respecta cu strictețe următoarele reguli:

a) la introducerea eprubetelor sau paharelor în centrifugă este necesar de a respecta cu strictețe legea echilibrării acestora în pereche după greutate;

b) înainte de a pune în funcțiune centrifuga electrică se va controla dacă capacul acesteia este bine închis;

c) punerea în circuit a centrifugii se efectuează lin cu ajutorul reostatului, iar după deconectarea centrifugii de la circuit se va permite rotorului să stopeze de sine stătător; frânarea rotorului cu mâna este strict interzisă;

d) la sfârșitul lucrului centrifuga trebuie controlată și minuțios curățată.

22. La exploatarea termostatelor se vor lua în considerație următoarele reguli:

a) se interzice introducerea în termostat a substanțelor ușor explozibile și inflamabile;

b) căpăcelele de siguranță ale dispozitivelor de reglare nu pot fi scoase în lipsa electricianului;

c) curățirea termostatlui se va face numai după deconectarea lui de la rețeaua electrică.

23. Permutarea și schimbarea locului frigiderelor și congelatoarelor se va face doar cu permisiunea specialistului.

24. Reșourile electrice, mufele, becurile Bunzen și alte dispozitive de încălzire se vor instala pe un material termoizolator. Se interzice de a vărsa pe ele acizi, baze, diverse substanțe ușor inflamabile.

25. La întreruperea aprovizionării cu curent electric este necesar de a deconecta imediat tot aparatajul electric din LDC.

26. Mesele de laborator predestinate cercetărilor microscopice sau altor cercetări de înaltă precizie trebuie instalate lângă ferestre, pentru ca examinările menționate să se efectueze la lumină naturală directă.

27. Mesele de laborator trebuie acoperite cu material impermeabil și ignifug (care nu arde), rezistent la acțiunea acizilor și bazelor. În fața balanțelor analitice se vor instala lămpi electrice.

28. Baloanele cu gaze comprimate trebuie dotate cu plase de protecție.

29. Baloanele cu gaze comprimate nu pot fi instalate în locurile expuse razelor directe ale soarelui, ele nu trebuie lăsate lângă aparatele electrice de încălzire, calorifere, sau să se atingă de firele electrice.

30. Panoul cu inventarul antiincendiar, inclusiv instalația hidrantului antiincendiar și stingătorul cu spumă, se va instala în coridor la un loc vizibil. Totodată, în încăperile laboratorului unde se lucrează cu dispozitive de încălzire, substanțe inflamabile, explozibile de asemenea trebuie de instalat inventarul antiincendiar (extinctori, plapumă, căuș, lopată, nisip, etc.).

31. În caz de incendiu personalul laboratorului trebuie să ia măsuri urgente de lichidare a acestuia, anunțând imediat conducerea laboratorului și administrația instituției medicale.

32. În localul LDC **se interzice categoric:**

a) a lăsa fără supraveghere arzătoarele aprinse, aparatele electrice și dispozitivele de încălzire, a ținea în apropierea lor tifon, vată, alcool și alte substanțe ușor inflamabile;

b) a strânge substanțele ușor inflamabile accidental vărsate în prezența arzătoarelor aprinse și a aparatelor electrice de încălzire conectate la rețeaua electrică;

c) a aprinde focul sau a include electricitatea în timp ce în încăperea se simte miros de gaze; mai întâi se va găsi și înlătura cauza scurgerii de gaze, apoi se va aerisi încăperea;

d) a turna carburant în lampa de spirt fierbinte și de a folosi lampa, care n-are tub metalic de protecție;

e) a efectua lucrări, legate de distilarea, extracția, fărâmițarea, omogenizarea substanțelor toxice, etc., în timp ce sistemul de ventilație este defectat;

f) a ține capul în interiorul nișei de ventilare în momentul când ea funcționează;

g) a proba la gust sau a inspira substanțe necunoscute;

h) a apleca capul asupra vasului, în care se află sau fierbe un lichid;

i) a păstra rezervele de substanțe toxice, foarte eficiente, ușor inflamabile precum și soluțiile lor pe mesele de lucru sau stelaje;

j) a păstra și folosi reactivi fără etichete;

k) a păstra în încăperile de lucru substanțe neidentificate, de proveniență necunoscută;

l) a mânca, a păstra în laborator sau în frigiderul laboratorului alimente, a fuma în laborator;

m) a păstra lucrurile personale, hainele în laborator și a lua cu sine la domiciliu îmbrăcămintea de lucru;

n) a lucra fără echipamentul sanitar special și fără dispozitive de protecție;

o) a efectua lucrări care nu sunt prevăzute de sarcina și instrucțiunile de lucru;

p) a usca diferite obiecte pe dispozitivele de încălzire;

q) a bloca și a ticsi coridoarele și trecerile, precum și trecerea spre inventarul antiincendiar.

#### **IV. Păstrarea, evidența și folosirea substanțelor și soluțiilor toxice, cu efect puternic, corosiv, ușor explozibile și ușor inflamabile și lucrările cu materiale infectate**

33. Substanțele toxice trebuie păstrate în încăperi speciale, în safeuri sub lacăt cu plombe. Încăperea trebuie să fie înzestrată cu apeduct, canalizare, ventilație și nișă de ventilație. Pe ferestrele încăperii, unde se păstrează substanțele toxice, se instalează zăbrele de fier, iar ușile vor fi ferecate. În laboratoarele cu



volum mic de lucru se admite amplasarea unui safeu în camera pentru utilaj tehnic.

34. După terminarea lucrului substanțele deosebit de toxice trebuie depuse în safeuri, unde ele se vor păstra.

35. Cheile de la încăperi și safeuri, unde se păstrează substanțele toxice, precum și ștampila și plombele se află la persoana responsabilă de evidență și păstrarea substanțelor toxice. Responsabil de evidență, păstrarea și folosirea substanțelor toxice este șeful LDC, iar în lipsa lui - persoana împuternicită de a conduce laboratorul.

36. Persoana, responsabilă pentru păstrarea substanțelor toxice, este obligată să verifice personal coincidența cantității substanțelor toxice primite de LDC cu cea fixată în documentația de însoțire.

37. Accesul în încăperea, unde se păstrează rezervele de substanțe toxice, se permite doar persoanelor, care nemijlocit lucrează cu aceste substanțe, cea ce se legalizează printr-un ordin pe instituție.

38. Substanțele toxice trebuie înregistrate conform indexului de materii cantitativ în registre speciale de evidență, cusute, numerotate, aprobate prin semnătura și ștampila conducătorului instituției;

**Evidența** substanțelor toxice se duce după forma:

a) s-a luat la evidență (data, de unde s-a primit, nr. bonului de livrare, cantitatea);

b) s-a eliberat (data, cui s-a eliberat, cantitatea, pentru ce scop, semnătura persoanei ce a primit substanța);

c) cantitatea rămasă la evidență (rest).

În același mod se duce registrul de evidență a substanțelor și soluțiilor foarte eficiente, periculoase, inflamabile, explozibile.

39. Eliberarea substanțelor toxice pentru lucru se înfăptuiește conform dispoziției în scris a conducătorului instituției și bonului de comandă, semnate de șeful LDC cu indicația numelui și prenumelui persoanei, care primește aceste substanțe. Totodată pe fiecare ambalaj se vor lipi etichete pe care se indică:

a) denumirea reactivului toxic;

b) imaginea craniului cu oase încrucișate și inscripția **"TOXIC"** și **"A SE COMPORTA CU DEOSEBITĂ ATENȚIE"**.

40. Lucrul cu substanțele toxice poate fi încredințat numai persoanelor, care au trecut un instructaj special.

41. Împachetarea, fărâmițarea și cântărirea substanțelor toxice și foarte eficiente se înfăptuiește sub nișa de ventilație cu ajutorul utilajului și veselei, special predestinate pentru aceste scopuri (cântare, pâlnii, baloane, pahar etc.).

42. Încălzirea substanțelor toxice se va face în baloane cu fundul rotund. Încălzirea baloanelor la foc deschis este interzisă.

43. Lucrul cu substanțele toxice se efectuează în mănuși de cauciuc, ochelari de protecție, iar în caz de necesitate, se folosește masca antigaz.

44. Umplerea vaselor cu substanțe toxice, acizi și baze concentrate trebuie efectuată cu ajutorul sifonului, pipetelor speciale sau parelilor de cauciuc.

45. După finisarea lucrului trebuie de spălat minuțios mâinile, iar în cazuri speciale se vor spăla dinții și se va clăti cavitatea bucală cu apă.

46. Soluțiile concentrate de acizi se păstrează în vase speciale de sticlă (butelii, sticlufe) cu dopuri șlefuite de sticlă, deasupra cărora se îmbracă un manșon de sticlă rodat.

47. În cazul când substanța toxică sau periculoasă nimereste pe echipamentul sanitar special, prosoape, acestea trebuie imediat schimbate și trimise pentru a fi neutralizate și spălate.

48. Bazele se păstrează în butelii cu gâtul larg de culoare brună, astupate cu dopuri de plută, acoperite cu un strat de parafină.

49. Vasele pentru folosirea substanțelor toxice, bazelor, acizilor, trebuie să fie marcată și să aibă inscripții clare. Fiarele, buteliile, borcanele cu substanțe volatile se vor deschide numai în momentul utilizării lor.

50. Deschiderea vaselor cu acizi concentrați și baze și pregătirea soluțiilor se permite numai sub nișa de ventilație după includerea în circuit a sistemului de ventilație forțată.

51. Bazele se scot din borcanul în care se păstrează numai cu spatula.

52. La pregătirea soluțiilor de baze substanța cântărită se introduce pe fundul paharului de sticlă gradat, apoi se toarnă cantitatea necesară de apă distilată; conținutul paharului se amestecă minuțios cu o baghetă de sticlă până la dizolvarea completă a substanței solide.

53. La diluarea acizilor concentrați, pentru a evita împrôșcarea, acidul se toarnă în apă și nici într-un caz nu se poate proceda invers.

54. Vasele cu acizi, baze și alte substanțe corosive trebuie transportate de două persoane în lăzi speciale, sau coșuri, sau transportate pe cărucioare speciale.

55. Pentru a transfera dintr-un vas în altul acizi, soluții concentrate de bază sau alte soluții agresive, se vor folosi sifoane speciale.

56. La manipularea cu acizi și baze se interzice pipetarea lichidului fără pară (cu gura). Pentru măsurarea unor volume de lichid cu pipeta este necesar de a se folosi de pară de cauciuc cu tub.

57. La fierberea soluțiilor și până la răcirea lor completă, se interzice de a astupa cu dopuri vasele (baloanele, eprubetele) în care se află aceste soluții.

58. Pentru a evita împrôșcarea produsă de fierberea lichidului, turnat în eprubetă și încălzit la foc, este necesar ca această eprubetă se fie îndreptată cu partea deschisă în partea opusă persoanelor din jur și de la sine.

59. La vărsarea substanțelor netoxice este suficientă ștergerea mesei de lucru cu o cârpă, îmbrăcând numai de cămășile de cauciuc, apoi cârpa se clătește bine, iar masa și mănușile se vor spăla cu apă.

60. Dacă soluția de bază alcalină s-a vărsat accidental, ea trebuie imediat presurată cu nisip sau rumeguș de ferestru, apoi pe locul acesta se toarnă o soluție puternic diluată de acid clorhidric sau acetic. După aceea acidul se înlătură cu o cârpă, iar masa și mănușile se spală cu apă.

61. Acidul vărsat întâmplător se va presura cu nisip (se interzice folosirea rumegușului de ferestru), apoi nisipul îmbibat cu acid se înlătură cu o lopățică. În continuare locul se prelucrează cu carbonat de sodiu, iar după ce acesta se înlătură, locul se spală cu o cantitate mare de apă.

62. Soluțiile, folosite pentru neutralizarea acizilor concentrați și bazelor trebuie păstrate la un loc vizibil pe stelaje pe tot parcursul zilei de lucru.

63. Substanțele ușor explozibile și inflamabile trebuie păstrate în vase (butelii, borcane, sticle) cu pereții groși care la rândul lor se plasează în lăzi de metal (case de fier), căptușite cu azbest. Ultimele se vor păstra la distanță de suprafețele ce emană căldură și departe de trecere. Accesul spre lada de metal (casa de fier) trebuie să fie comod. Acești reactivi trebuie să fie ermetic închiși. În caz de necesitate dopurile se acoperă cu parafină. La astuparea reactivilor cu dopuri trebuie de luat în considerație proprietățile reactivilor. Astfel, dopurile de cauciuc sub acțiunea unor substanțe (alcool, benzen, acetona, eter) se umflă puternic. Sub acțiunea halogenilor (brom, iod) dopurile de cauciuc devin fragile, își pierd elasticitatea. De aceea se recomandă ca acești reactivi să fie acoperiți cu dopuri de sticlă.

Bazele alcaline nu pot fi acoperite cu dopuri șlefuite de sticlă, deoarece suprafața internă a vasului contactează cu baza, și sub acțiunea bioxidului de carbon între dop și gâtul vasului se formează carbonați, care fixează puternic dopul.

64. Dacă reactivul este sensibil la lumină (de exemplu: bromura de argint, nitratul de argint, peroxidul de hidrogen, tiosulfatul etc.) atunci el se păstrează în sticle de culoare închisă. Vasul din sticla încoloră poate fi acoperit cu hârtie neagră și păstrat într-un dulap impenetrabil pentru lumină.

65. Substanțele ușor inflamabile cu punctul de fierbere scăzut (acetona, eterul etilic, alcoolii etc.) vor fi distilate sau încălzite în baloane cu fundul rotund din sticlă refractară pe băi, umplute cu purtători de căldură corespunzători (apă, ulei) și în dependență de temperatura de fierbere a substanței date. Se interzice afundarea balonului cu substanțe ușor inflamabile în apa fierbinte fără încălzirea lui prealabilă treptată.

66. Lucrările cu substanțele și soluțiile ușor inflamabile se efectuează sub nișa de ventilație pusă în funcțiune, cu ferestrele lăsate în jos, cu arzătoarele de gaz și aparatele electrice deconectate.

67. Pentru a evita "aruncarea" lichidului distilat, în balon se pun capilare de sticlă sau bucățele de piatră ponce fiartă și uscată.

68. Înainte de a începe distilarea substanțelor inflamabile la început se dă drumul apei reci în refrige-

rent, iar încălzirea se va include atunci când torentul de apă s-a stabilit. Balonul recipientului se pune pe tava cu nisip. Se interzice lăsarea distilatorului fără supraveghere.

69. Vesela, în care s-au efectuat lucrări cu substanțe ușor inflamabile și explozibile trebuie spălată imediat după terminarea acestora.

70. Vesela de sticlă poate fi spălată prin diferite metode: la început se curăță mecanic cu peria pentru spălat în așa fel încât să nu se zgârie pereții și fundul veselei. După prelucrarea mecanică vesela se prelucurează prin metoda chimică: se scufundă în soluție de detergent ori soluție de săpun amestecată cu carbonat de sodiu sau fosfat de sodiu. Se procedează așa numai în caz, dacă substanța din vas nu reacționează cu săpunul și nu formează compuși insolubili, greu de înlăturat, care sedimentează pe pereți. Soluția de spălat trebuie preventiv încălzită.

71. Înainte de prelucrarea veselei cu amestec sulfocromic, ea trebuie mai întâi spălată cu apă pentru a evita exploziile și împroușcarea. La spălarea pipetelor amestecul sulfocromic se introduce în ele cu ajutorul parei de cauciuc. În unele cazuri vesela poate fi spălată cu soluții concentrate de acizi și baze, care înlătură ușor impuritățile de grăsimi și substanțe rășinoase. În acest caz măsurile de protecție la spălarea veselei sunt aceleași ca și la lucrările cu acizi și baze.

72. Vesela deja spălată trebuie clătită cu o cantitate mare de apă, deoarece soluțiile de spălat pot forma cu impuritățile diferiți compuși persistenți.

73. Pentru a evita arsurile degetelor mâinilor, vesela de laborator ce conține substanțe corosive se spală folosind mănuși de cauciuc.

74. Substanțele toxice, foarte eficiente, explozibile și ușor inflamabile trebuie aduse din depozit în încăperea de lucru în cantități strict necesare pentru lucrul curent în timpul zilei. La locul de lucru se permite de a avea substanțe ușor inflamabile în cantități, necesare pentru operația efectuată la momentul actual. Se interzice categoric păstrarea substanțelor explozibile, ușor inflamabile împreună cu acizi și baze.

75. Soluțiile inflamabile utilizate se acumulează într-un ambalaj special care se închide ermetic și se transmite pentru regenerare sau nimicire. Se interzice vărsarea acestor substanțe în sistemul de canalizare. Acizii și bazele utilizate trebuie acumulate aparte în vase special predestinate. Se permite de a vărsa în chiuvetă substanțe corosive în cantități mici numai după diluarea lor puternică cu apă.

76. Vărsarea resturilor de substanțe care răspândesc miros înțepător, neplăcut se va face întotdeauna sub nișa de ventilație pentru ce trebuie de prevăzut amplasarea în nișă a unei chiuvete și a unui robinet cu apă.

77. Responsabilitatea pentru păstrarea și evidența substanțelor toxice, ușor inflamabile, explozibile se pune pe seama șefului LDC prin ordinul directorului instituției medico-sanitare.

## **V. Măsurile în caz de accidente de muncă**

78. În cazul accidentelor de muncă, leziuni, combustii, sau intoxicații, accidentatul (sau martorul accidentului) este obligat să anunțe imediat conducerea LDC.

79. Accidentatului i se acordă primul ajutor medical și după necesitate se trimite în instituția curativă de profil.

80. Personalul trebuie să fie instruit și să poată acorda primul ajutor medical în cazul accidentelor de muncă. Trusa de prim-ajutor trebuie să conțină toate medicamentele și rechizitele, necesare pentru acordarea primului ajutor medical.

## **REGULILE TEHNICII DE SECURITATE LA EXPLOATAREA TEHNICII MEDICALE ÎN INSTITUȚIILE MEDICO-SANITARE**

### **I. Domeniul extinderii și ordinea aplicării acestor reguli.**

1. Regulile prezente se extind asupra personalului antrenat la exploatarea tehnicii medicale. Regulile conțin indicațiile generale privind exploatarea inofensivă a articolelor de tehnică medicală în instituțiile medico-sanitare.



2. Respectarea cerințelor acestor Reguli sunt obligatorii. Orice abateri de la ele sunt interzise.
3. În practica medicală pot fi folosite numai articolele care corespund cerințelor standardelor, condițiilor tehnice, altor documente normative, aprobate în ordinea stabilită.

## **II. Cerințele față de personalul antrenat la exploatarea tehnicii medicale.**

4. Exploatarea de sine stătătoare a tehnicii medicale se permite numai personalului instruit și atestat, apt după vârstă, starea sănătății și calificare de a îndeplini lucrările încredințate.
5. Pentru a fi admis la lucru personalul trebuie să treacă instructajul introductiv și primar la locul de lucru pe tehnica securității cu indicarea procedeelelor sigure și raționale de lucru și înregistrarea în registrul pentru instructaj. După aceea, nu mai rar de o dată în 6 luni se petrece instructajul repetat.
6. Conducătorii subdiviziunilor unde se exploatează tehnica medicală sunt obligați în baza acestor Reguli, a documentației de exploatare a articolelor de tehnică medicală și a condițiilor concrete de muncă, să elaboreze instrucțiuni pe tehnica securității și igiena muncii pentru fiecare sector de lucru. Aceste instrucțiuni trebuie coordonate cu inginerul pe tehnica securității și igiena muncii și aprobate de către conducerea instituției medico-sanitare și comitetul sindical.
7. Conducătorii subdiviziunilor sunt obligați să controleze respectarea strictă de către personal a cerințelor prevăzute de Regulile menționate și a instrucțiunilor privind tehnica securității și igiena muncii.
8. Conducătorii subdiviziunilor poartă răspundere de organizarea exploatării corecte și sigure a tehnicii medicale și eficiența folosirii ei.

## **III. Documentele de însoțire:**

9. Setul de documente de însoțire trebuie păstrat în secția unde se exploatează aparatul dat. Se interzice exploatarea aparatului fără documentele de însoțire.
10. Personalul trebuie să cunoască informația expusă în documentația de însoțire și să se folosească de ea la exploatarea tehnicii medicale.

## **IV. Cerințele securității la exploatarea aparatajului electric**

11. Pentru prevenirea leziunilor provocate de curentul electric toate elementele metalice ale aparatelor electrice medicale trebuie să fie conectate la priza de pământ.
12. Se interzice de a conecta recipientul electric la rețeaua electrică în caz de defectare a ștecherului, prizei, izolației cablului electric, de a folosi în lucru fire electrice cu izolația defectată, precum și în caz de alte defecțiuni tehnice, de oarece există pericolul de electrocutare.
13. La repararea defecțiunilor, apărute în procesul exploatării aparatajului electric medical personalul trebuie imediat să deconecteze aparatul defectat, să înregistreze acest fapt în registrul deservirii tehnice și să informeze șeful subdiviziunii. Exploatarea acestui aparat poate fi efectuată numai după înlăturarea defecțiunii tehnice menționate și a prezenței în registrul deservirii tehnice a notei corespunzătoare a specialistului electrician.
14. Se interzice de a smulge din priză ștecherul (fișa de curent) folosind firul electric; efortul trebuie aplicat la corpul ștecherului.
15. Se interzice de a înlătura defectele aparatului, dacă acesta este conectat la rețeaua electrică.
16. Se interzice categoric a folosi în instituțiile medicale plite electrice cu încălzitoare deschise (îndeosebi cu spirală), calorifere electrice fără grilaj de protecție, precum și alți recipiente, a căror elemente (piese) se află sub tensiune și există pericolul de electrocutare.

## **V. Cerințele pentru asigurarea tehnicii antiincendiară și antiexplozibile**

17. Încăperile laboratoarelor fac parte din localurile cu risc major de accidente - explozii și incendii, de aceea activitatea personalului trebuie să se supună cerințelor tehnicii antiincendiară și antiexplozibile.



Reieșind din aceste considerente, se permite de a păstra la locul de muncă substanțe ușor inflamabile în cantități necesare pentru îndeplinirea anumitor operații de lucru la momentul actual.

18. Vasele cu pereții groși cu substanțe ușor inflamabile și explozibile trebuie păstrate în lăzi speciale sau case de fier, căptușite cu azbest.

19. Se interzice păstrarea în aceeași încăpere a substanțelor ușor inflamabile și ușor explozibile împreună cu acizii și bazele.

20. Resturile utilizate ale substanțelor inflamabile se acumulează într-un ambalaj special care se închide ermetic și se transmite pentru regenerare sau nimicire. Se interzice vărsarea acestor substanțe în sistemul de canalizare.

21. Responsabilitatea pentru păstrarea și evidența substanțelor ușor explozibile și inflamabile se pune pe sama șefului LDC în conformitate cu ordinul conducătorului instituției medico-sanitare.

22. Vasele, în care sau efectuat lucrări cu substanțele ușor inflamabile și explozibile, trebuie spălate imediat după terminarea lucrului.

În caz de incendiu personalul laboratorului trebuie imediat să ia măsurile necesare pentru lichidarea lui și paralel să informeze administrația instituției.

## **VI. Eliberarea accidentatului de la acțiunea curentului electric**

Gravitatea leziunii depinde de durata contactării accidentatului cu curentul electric, de aceea este foarte important de a întrerupe imediat acest contact și de a-i acorda ajutor medical urgent.

În primul rând, este necesar de a deconecta cât mai repede aparatul electric, folosind cel mai apropiat întrerupător. Dacă deconectarea imediată a aparatului electric este imposibilă, atunci accidentatul trebuie eliberat de elementele conductoare de curent cu care el contactează. Totodată persoana care acordă ajutor trebuie să ia toate măsurile de protecție pentru ca ea însăși să nu vină în contact cu elementele conductoare de curent sau cu corpul accidentatului.

În caz de contactare cu dispozitivele electrice cu tensiunea până la 1000 V accidentatul poate fi eliberat de la elementele conductoare de curent, apucându-l de haină, dacă ea este uscată și se desprinde de la corp, de exemplu, de poalele sau gulerul vestonului, paltonului. Totodată se interzice de a se atinge de corpul accidentatului, încălțăminte și hainele lui umede, sau de obiectele de metal, care contactează cu pământul.

Se recomandă de a lucra cu o mână, a doua ținând-o în buzunar sau la spate. Folosind un obiect din lemn (o scândură îngustă sau băț) se dă la o parte firul electric de pe accidentat, evitând contactarea firului cu mâna neprotejată a persoanei care acordă ajutor. În așa caz este rezonabil de a izola mâinile, îmbrăcând mănuși dielectrice sau învelindu-le cu un material de lână uscat, de exemplu, cu fularul.

Personalul, antrenat în deservirea aparaturii electrice medical, este dator să cunoască procedeele practice de eliberare a accidentatului de sub acțiunea curentului electric, precum și metodele de respirație artificială și masaj indirect al cordului.

Normativele privind încăperile laboratoarelor de diagnostic clinic și cerințele igienice față de încăperi sunt expuse în tabelele 2.1, 2.2, 2.3.

Tabel 2.1

# **NORMATIVE PENTRU ÎNCĂPERILE LABORATOARELOR DE DIAGNOSTIC CLINIC**

Denumirea încăperilor	Instituțiile medicale tip ambulator cu numărul de vizite pe zi pînă la						Notă
	100	250	500	750	1250	1500	
	Instituțiile medicale tip staționar cu numărul de paturi						
	pînă la 100	101-200	201-400	401-600	601-800	801-1000	
	Suprafață încăperilor în m <sup>2</sup>						
<b>A. Încăpere pentru colectarea, recepționarea și înregistrarea analizelor</b>							
1. Încăpere pentru recepționarea, înregistrarea preliminară și repartizarea analizelor după metode	4	6	8+6	8+6	8+8	10+10	
2. Încăpere pentru colectarea probelor de sânge	9	9	12	16	16	16	
3. Încăpere pentru înregistrarea (computer) și eliberarea rezultatelor analizelor	-	-	5	5	10	10	
<b>B. Încăpere pentru efectuarea analizelor</b>							
<b>Secția cercetări clinice, hematologice și citologice</b>							
4. Încăpere pentru analiza urinei	10	16	16	16	20	20	
5. Încăpere pentru analiza materiilor fecale, sputei, sucurilor digestive	-	-	10	10	16	16	
6. Încăperi pentru cercetări hematologice	8	10	12	18	24	28	
7. Încăperi pentru cercetări citologice	-	-	-	12	12	12	
8. Încăperi pentru microscopiere	-	-	10	14	14	18	
9. Încăperi pentru colorarea frotiurilor	-	-	-	8	8	10	
10. Spălătorie	-	-	-	8+8	8+8	8+8	
<b>Secția cercetări biochimice și imunologice</b>							
11. Încăpere pentru cercetări biochimice	-	10	10	16	18	18	
12. Încăpere pentru cercetări hormonale	-	-	-	18	18	20	
13. Încăpere pentru cercetări imunologice	-	-	8	12	16	16	
14. Încăpere pentru cercetări hemostaziologice	-	-	-	12	16	16	
15. Spălătorie	-	-	-	8+8	8+8	8+8	
<b>Secția cercetări bacteriologice</b>							
16. Încăpere pentru recepționarea și înregistrarea analizelor	-	-	6	6	8	8	
17. Încăpere pentru investigații sanitaro-bacteriologice	-	-	10×2	10×2	10×2	10×2	
18. Încăpere boxată cu preboxă	-	-	8	8	8×2	8×2	
19. Încăpere pentru investigarea hepatitelor virale	-	-	12	12	12	12	
20. Încăperi pentru investigații serologice	-	-	18	18	18	18	
21. Încăpere pentru termostate	-	-	-	2	4	4	
22. Sală pentru autoclave	-	-	10×2	10×2	10×2	10×2	
23. Spălătorie	-	-	10+8	10+8	10+8	10+8	
24. Sală pentru pregătirea, ambalarea și sterilizarea veselei	-	-	-	-	6	8	

25. Încăpere cu boxe pentru pregătirea și turnarea mediilor de cultură	-		8	8	9	9	
26. Încăpere pentru păstrarea mediilor	-	-	4	4	6	6	
27. Încăpere pentru medicul microbiolog	-	-	-	-	8	8	
28. Încăpere pentru personal	-	-	4	4	8	8	
29. Sală de duș pentru personal	-	-	3	3	3	3	
<b>C. Încăperi comune și auxiliare</b>							
30. Încăpere pentru centrifugare	6	8	8	12	16	16	
31. Spălătorie	6+6	8+6	8+6	-	-	-	
32. Încăpere pentru balanțe	-	-	4	4	4	6	
33. Încăpere pentru distilarea apei	-	-	6	6	8	8	
34. Încăpere pentru păstrarea materialelor și consumabilelor (tehnică, piese de schimb, blanchete, ș.a.)	8	10	10	12	16	16	
35. Depozit pentru reagenți (toxici, inflamabili, explozibili, acizi, baze)	-	-	4+4	4+4	6+6	8+8	
36. Încăpere pentru pregătirea reactivilor	-	-	-	10	10	10	
37. Încăpere pentru controlul calității	-	-	-	10	10	10	
38. Biroul șefului	-	-	10	10	10	10	
39. Încăpere pentru personal*	0,55×	0,55×	0,55×	0,55×	0,55×	0,55×	
40. Sală de duș pentru personal	-	-	3	3	3	3	
41. Încăperi pentru păstrarea echipamentului de protecție și obiectelor folosite la curățenie	-	6	6	6	8	10	
42. WC pentru personal	3	3	3	3	3	3	

**\* Notă:**

1. Numărul de analize pe zi este stabilit: pentru staționare nu mai puțin de 0,5 analize pentru un pat; pentru secția policlinică nu mai puțin de 0,2 analize la fiecare vizită a cabinetului medicului.
2. În laborator, care efectuează până la 550 analize pe zi, încăperea indicată în p.4 a tabelului menționat mai sus se folosește și pentru examinările menționate în p. 5.
3. În laboratoarele, care efectuează până la 550 analize pe zi, spălătoria indicată în poziția 10 se folosește și pentru spălătoria secției biochimie (poziția 15).
4. Numărul de laboranți în fiecare încăpere nu trebuie să fie mai mare de 4.

Tabel 2.2

**TEMPERATURA AERULUI CALCULATĂ ȘI NORMELE SCHIMBULUI DE AER ÎN ÎNCĂPERILE LABORATOARELOR DE DIAGNOSTIC CLINIC**

Denumirea încăperilor	Temperatura internă calculată, °C	Multiplitatea și debitul aerului în oră	
		La aflux	La aspirație
Încăperea pentru recepționarea analizelor	18	+1,0	-3,0
Încăperea pentru înregistrarea și eliberarea rezultatelor analizelor	18	-	-1,0
Camera cu autoclav și pentru pregătirea mediilor	18	+1,0	-3,0
Încăperea pentru centrifugarea materialului biologic	18	+1,0	-3,0
Încăpere pentru cercetări	18	+1,0	-3,0
Spălătorie	18	+3,0	-4,0
Încăperea pentru personal	20	+1,0	-1,0

Încăpere pentru echipamentul de protecție și obiectele folosite la curățenie	16	-	-5,0
Încăpere pentru materiale și consumabile	16	-	-1,0
Baie	25	+3,0	-5,0
WC	20	-	50 m <sup>3</sup> /h la un scaun și 25 m <sup>3</sup> /h la un pisuar

Tabel 2.3

### ILUMINAREA MINIM ADMISIBILĂ A ÎNCĂPERILOR DIN LABORATOARELE DE DIAGNOSTIC CLINIC

Denumirea încăperilor	Tipul lămpilor		Suprafața pentru care sunt indicate normele
	Luminiscente	Incandescente	
1. Cabinetul medicilor de laborator	2000	100	0,8m de la podea
2. Încăperile pentru autoclavare, distilare, așteptare	150	50	- // -
3. Laboratoarele	300	150	- // -
4. Spălătoriile laboratoarelor	100	50	la podea
5. Antreul, garderoba	75	30	- // -
6. Coridoare și treceri principale	70	30	- // -
7. Alte coridoare	50	10	- // -
8. Încăperile sanitare	75	30	- // -

## 3.2 Instrucțiuni privind regimul antiepidemic

### I Dispoziții generale

Situația epidemică nefavorabilă, influențată de o tendință de creștere a morbidității prin hepatitele virale, maladiei HIV/SIDA, determină respectarea indispensabilă a condițiilor regimului antiepidemic în laboratoarele de diagnostic clinic (LDC). Respectarea riguroasă a regimului antiepidemic în LDC, indiferent de forma de organizare, prevede evitarea contaminării personalului medical, asigurarea securității în timpul manipulărilor medicale și excluderea răspândirii agenților patogeni în mediul ambiant.

Orice material biologic destinat investigației (sângele și derivatele lui – plasma, serul sanguin, lichidele cefalorahidian, pleural, exudat, sperma, secreții vaginale, sputa, urina, materiile fecale, etc) trebuie considerat ca material potențial contaminat.

Responsabilitatea pentru organizarea și respectarea regimului antiepidemic în timpul recoltării, cercetării și decontaminării materialului biologic revine conducătorului instituției, conducătorului LDC și persoanei antrenate nemijlocit în lucrările laboratorului. Instrucțiunile cu privire la respectarea regimului antiepidemic al personalului laboratorului îl efectuează șeful de laborator: inițial – la încadrarea în câmpul de muncă și cel curent – o dată în 6 luni. La necesitate (unele încălcări, pregătirea nesatisfăcătoare a personalului), se efectuează instrucțiunile extraordinare. Informația privind instruirea se fixează în registru.

### II. Cerințele de amenajare, tehnica de securitate, igiena muncii și igiena personală în laboratoarele din instituțiile medico-sanitare

1. Pentru a ordona activitatea laboratorului conform profilului prescris acesta trebuie să dispună de un anumit număr de încăperi, care se vor diviza în: zona "curată", zona "de lucru" și depozit pentru reactivi. Zona "curată" va include încăperile pentru personalul laboratorului (alimentarea, schimbul



vestimentației), oficiul șefului. Zona "de lucru", în dependență de capacitatea laboratorului, va include încăperi destinate: recoltării și recepționării materialului biologic, încăperi în care se va efectua pregătirea preliminară a probelor și investigarea nemijlocită (centrifugarea, măsurări, microscopie, cântărire, înregistrare), încăperea pentru dezinfectarea materialului cercetat, spălarea și prelucrarea articolelor medicale.

2. Laboratorul trebuie să fie conectat la conductele de gaze, asigurat cu apeduct, canalizare, electricitate, încălzire centrală și apă caldă. Încăperile laboratorului trebuie înzestrate cu aparatură pentru ventilație prin aspirație și exhaustoare care nu provoacă zgomot, nu deranjează personalul în lucru. Ventilația în încăperile laboratorului trebuie pusă în funcțiune înainte de începerea lucrului.

3. Încăperile de examinare a urinei și materiilor fecale, precum și sălile de cercetări biochimice, serologice și hormonale se dotează cu dulapuri de aspirare (evacuare), care pot fi puse în funcție mecanic.

4. În laborator trebuie să existe chiuvete, lavoare separate pentru spălarea mâinilor personalului și pentru spălarea veselei și inventarului medical, toaletele pentru personal și pentru pacienți (separate).

5. Temperatura aerului și umiditatea relativă în încăperile laboratorului trebuie să corespundă normelor sanitare. Ferestrele din încăperile laboratorului trebuie să dispună de mânere care pot fi deschise ușor (în afară de boxele speciale ale laboratorului bacteriologic). În timp de vară la ferestre trebuie instalate plase pentru a nu permite pătrunderea insectelor în încăperi.

6. Toate încăperile laboratorului trebuie să fie asigurate cu iluminare naturală și artificială care se conformă rigorilor prevăzute de igiena muncii. Pentru preîntâmpinarea surmenajului la microscopie și exploatarea diverselor aparate optice se asigură iluminarea satisfăcătoare a câmpului de vedere, nu se va închide ochiul cu care nu se lucrează, după fiecare 30-45 min schimbând ochiul examinator.

7. Pereții din încăperile laboratorului trebuie să fie acoperiți cu teracotă până la înălțimea de 1,6 m sau cu vopsea de ulei în culori deschise.

8. Mesele de lucru trebuie să fie acoperite cu materiale rezistente la umezeală, acizi, baze, ignifuge și care pot fi prelucrate cu apă fierbinte și soluții dezinfectante.

9. Încăperile laboratorului trebuie să fie repartizate consecutiv procesului de efectuare a investigațiilor și să fie amenajate rațional în conformitate cu fluxul tehnologic.

10. Încăperile pentru recepționarea probelor se amplasează la intrarea în laborator. Înregistrarea rezultatelor, lucrul cu documentația se va efectua în încăperi sau locuri special separate de lucrările de investigație. Pentru instituțiile medicale de tip staționar în secții se vor echipa locuri de lucru special destinate colectării sângelui periferic.

11. Încăperile destinate dezinfectării materialului biologic, prelucrarea, spălarea veselei, sterilizarea articolelor medicale (în cazul când în instituția medicală procesul de sterilizare nu este centralizat) vor fi grupate într-un ansamblu unitar.

12. Pentru laboratoare în care se lucrează cu agenți bolilor contagioase:

12.1. Încăperile în care se lucrează trebuie să fie amplasate într-o clădire aparte sau într-o parte izolată a clădirii și să aibă nu mai puțin de 2 intrări ("curată" și "murdară").

12.2. Registratura și încăperea pentru recepționarea probelor trebuie să se găsească la intrarea în laborator; încăperile de recoltare și de lucru la sectorul infecțiile intestinale trebuie amplasate alături de încăperea pentru recepționarea probelor. Autoclavele, spălătoriile, preparatoarele și încăperile de pregătire a mediilor vor fi grupate într-un singur nod.

12.3. Boxa se va compune din două secțiuni: boxa propriu zisă și antiboxa, divizate între ele cu un perete de sticlă. Antiboxa servește pentru îmbrăcarea echipamentului special și efectuarea unor procese auxiliare.

12.4. Exploatarea autoclavelor, necesită îndeplinirea următoarelor cerințe:

a) persoana care lucrează cu autoclava trebuie să aibă legitimație specială ce-i permite să lucreze cu autoclava;

b) a preda sub semnătura persoanei, ce lucrează cu autoclava casoletele plombate și vesela cu material infectat. Se interzice deschiderea casoletelor ce conțin material infectat până la dezinfectarea lor completă.

13. La exploatarea utilajului auxiliar se respectă următoarele reguli:

a) Termostatele și camerele cu termostatare se dezinfectează nu mai rar de o dată în lună și după indicații epidemiologice.

b) Dezghețarea refrigeratorului, prevăzută de regulile exploatării se face concomitent cu dezinfecția lui.

c) Exploatarea centrifugilor se efectuează în strictă conformitate cu cerințele de lucru expuse în fișele tehnice elaborate de firma producătoare sub supravegherea personalului special pregătit.

14. În scopul asigurării securității antiincendiară încăperile laboratorului trebuie să fie dotate cu mijloace antiincendiar (stingător de foc, plapume).

15. Toate locurile de lucru din laborator se vor dota cu instrucțiuni privind regimul antiepidemic corespunzător lucrărilor prevăzute.

### **III. Principiile de bază în organizarea regimului antiepidemic în activitatea LDC**

1. Personalul LDC va lucra în echipament special: halate medicale, costume, bonete, încălțăminte de lucru, mănuși de cauciuc. În caz de pericol de contaminare cu sânge sau alt material biologic se vor folosi măști de protecție, ochelari și șorțuri impermeabile. Schimbul echipamentului (halate, costume, bonete) se efectuează cel puțin de 2 ori în săptămână. Spălarea echipamentului sanitar la domiciliu este strict interzisă.

2. Lucrările de recoltare, investigare, dezinfectare, spălare se vor efectua în mănuși de cauciuc. Demontarea, spălarea, clătirea instrumentarului de laborator și veselei se va efectua doar după dezinfecția lui preventivă.

3. Saloanele în care se lucrează cu materiale biologice se dotează cu trusă farmaceutică de prim ajutor medical care include: tampoane de vată și tifon sterile, soluții: alcoolică de iod de 5%, alcool de 70%, peroxid de hidrogen de 6%; protargol de 1%; acid boric de 1%, permanganat de potasiu de 0,05%, leucoplast, degetar, seringă și mănuși sterile, mască și echipament sanitar de rezervă.

4. În cazul leziunii mâinilor: în primul rând se șterg mânușile cu un tampon înmuiat în soluții de cloramina 3% sau peroxid de hidrogen de 6%, după care se eliberează de ele. Se scurg primele picături de sânge, apoi se prelucrează mâinile timp de 2 minute cu tampon înmuiat abundant cu alcool de 70%, se spală cu săpun sub jet de apă, se șterg cu un tampon de unică folosință. Leziunile se vor prelucra cu soluție alcoolică de iod 5%, se vor acoperi cu leucoplast sau degetar.

5. Dacă se suspectă poluarea mucoaselor cu sânge, acestea se spală imediat sub jet de apă, se prelucrează cu protargol de 1%, cavitatea bucală și gâtul se clătesc cu alcool 70%, sau cu soluție de acid boric 1%, sau permanganat de potasiu de 0,05%.

6. În caz de accidente la locurile de lucru:

- când accidentul s-a produs în timpul procesului de centrifugare măsurile de dezinfecție se încep nu mai devreme de 30-40 min., adică după așezarea aerosolului;

- accidental s-a murdărit cu materiale biologice mobile, inventarul, utilajele, acestea urmează imediat să fie șterse dublu cu o cârpă, cu tampoane de tifon sau vată înmuiate abundant în soluție dezinfectantă;

- în cazul poluării echipamentului de protecție, acestea se dezinfectează imediat prin afundarea în soluțiile de dezinfectare;

- toate cazurile de accidente și măsurile luate în legătură cu aceasta trebuie neapărat înregistrate în registru LCD pe tehnica securității.

7. La locul de muncă se interzice consumul și păstrarea alimentelor, fumatul și machierea.

8. Se interzice pipetarea sângelui sau altor materiale biologice, reactivilor și diverselor substanțe cu gura, se utilizează doar pipete automate, în lipsa acestora se pot folosi pare de cauciuc.

### **IV. Metodele de recoltare, transportare și păstrare a materialului biologic.**

Recoltarea materialelor biologice destinate cercetărilor de laborator se efectuează utilizând containere de unică folosință și instrumentar de laborator steril de unică folosință pentru prelevarea nemijlocită a probelor de sânge.

1. Recoltarea probelor se efectuează doar în echipament de protecție, respectând regulile de aseptic. Pentru recepționarea probelor se vor amenaja separat saloane sau mese de lucru dotate cu echipament necesar pentru recoltare, vase pentru articolele medicale utilizate, soluție dezinfectantă pentru prelucrarea meselor după finisarea lucrărilor (sau în caz de accidente).

2. Pentru recoltarea sângelui periferic se va echipa o trusă divizată în două despărțituri. În una "curată" se vor păstra articolele sterile (tampoane de vată, capilare, pipete, lancete, pensete) și cele ce nu contactează cu sângele (citrat de sodiu, alcool etilic de 70°, soluție fiziologică, lame și lamele curate, cronometru, hârtie de filtru, formulare, mănuși curate). Cealaltă despărțitură "murdară" sau "contaminată" se va echipa cu vase destinate păstrării instrumentelor, tampoanelor, lamelelor, pipetelor și mănușilor deja aplicate la recoltare. Pentru acordarea primului ajutor medical în caz de accident trusa se va completa suplimentar cu: soluție alcoolică de iod 5%, peroxid de hidrogen de 6%, leucoplast, degetar, mănuși de rezervă.

3. Pentru fiecare pacient recoltarea sângelui începe cu prelucrarea mănușilor persoanei ce colectează cu 5 ml alcool etilic de 70°. Înainte de a înțepa, pielea degetului se prelucrează cu un tampon steril (glob de tifon) umectat cu 2 ml alcool etilic de 70°, se șterge cu un alt tampon steril uscat, se colectează probele, după care rana se acoperă cu alt tampon steril, de asemenea umectat în 2 ml alcool etilic de 70°. Scarificatoarele sterile se preiau din cutie sau ambalaj numai cu ajutorul pensetei. Penseta zilnic se sterilizează, iar pe parcursul recoltării probelor se păstrează în soluție de peroxid de hidrogen de 3%.

4. Tampoanele sterile se păstrează în pachete de hârtie (conform STAS 42-21-2-85) câte 10 bucăți. Instrumentele de laborator sterile (scarificatoare, capilare, pipete) se păstrează în ambalajele unde au fost sterilizate. Termenul de păstrare a sterilității e indicat în tabelele 3, 4.

Se recomandă câteva variante de recoltare a probelor pentru cercetări hematologice:

Din deget poate fi recoltat pînă la 300 mkl sînge. Recoltarea sângelui capilar prin puncția pielii este preferabil utilizat în pediatrie și la adulți pentru determinări de : glucoză (inclusiv testul de toleranță la glucoză), lactat. Sîngele obținut prin puncția pielii este un amestec de : sînge din arteriole, sînge din venule, sînge capilar, lichid interstițial, lichid intra-celular.

După înțeparea degetului cu un scarificator steril de unică folosință se utilizează una din variantele expuse (I-III):

**I variantă.** Cîteva picături de sînge (cel puțin 3-4) se plasează pe o lamă individuală sterilă. Pe lamă sângele se amestecă, apoi se face pipetarea în eprubete.

**II variantă.** Sângele se colectează nemijlocit de pe suprafața pielii degetului în capilare sterile de unică folosință sau în capilare Pancenko sterile, în prealabil inmuiate în soluție de citrat de sodiu sterilă (raport sînge citrat 4 : 1).

**III variantă.** Recoltarea se efectuează în "vacutainere" de unică folosință cu soluție de 7,5%  $\text{Na}_2\text{EDTA}$ .

**IV variantă.** Recoltarea sîngelui venos pentru cercetări hematologice. Se utilizează eprubete cu anticoagulant ( $\text{K}_2\text{EDTA}$ ,  $\text{K}_3\text{EDTA}$  – 15%,  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  – 7,5%). În eprubetă se colectează pînă la 2 – 3 ml, se amestecă atent și minuțios. Pipetarea sângelui în eprubete cu reactivi se va efectua ulterior în laborator.

5. Toate tampoanele, scarificatoarele, acele, pipetele, lamelele folosite în recoltarea probelor se afundă în soluție dezinfectantă.

6. Materialul biologic colectat în eprubete sau sticle se închid cu dopuri și se transportă în laborator în containere închise. Containerele după folosire se supun dezinfectării.

7. Documentația de însoțire se ambalează în pachete de polietilenă pentru a exclude posibilitatea contaminării cu material biologic. Se interzice plasarea formularelor de însoțire în eprubete, sticle sau flacoanele cu material biologic.

8. La deschiderea dopurilor la sticle, flacoane, eprubete sau alte vase cu material biologic trebuie să se evite vărsarea și stropirea.

9. La păstrarea materialului biologic în frigider e necesar ca acestea să fie plasate în pachete de polietilenă. În caz de contaminare a frigiderului cu biomaterial acesta se dezgheață și se dezinfectează concomitent.



**V. Dezinfectarea instrumentarului de laborator, materialului biologic, veselei, echipamentului și utilajului**

Toate instrumentele de laborator (camerele de numărare, cuvele, pipetele, canulele, parele de cauciuc, flacoanele, lamele și altă veselă de laborator) și inventarul care a contactat cu materialul biologic după fiecare utilizare trebuie să se supună dezinfectării.

1. Laboratorul se va asigura sistematic cu volumul necesar de soluții dezinfectante, vase (marcate și dotate cu capac) pentru efectuarea dezinfectării și spălării în cantitate suficientă. Toate vasele folosite pentru dezinfecție se marchează respectiv (indicând denumirea soluției, concentrația, destinația, data preparării).

2. Toate resturile de material biologic cercetat și probele, ce conțin ser diluat fără adaos de acizi, baze se toarnă într-un vas special destinat și se presoară cu dezinfectant uscat: clorură de var, hipoclorit de calciu termostabil, hipoclorit de calciu neutru în raport de 200 g la 1 litru biomaterial timp de 60 min. Se pot aplica dezinfectante noi: Septabic 0,1% - 60 min.; Septador 0,1% - 60 min.; Sanefect 2,0% - 60 min sau alte dezinfectante aprobate în ordinea stabilită. La înlăturarea cheagurilor e necesar în prealabil să se desprindă materialul cu o spatulă metalică, care mai apoi se dezinfectează. Apele reziduale pot fi dezinfectate și prin fierbere timp de 30 min. sau se presoară cu dezinfectant uscat în raport 1: 5 timp de 60 min.

3. Eprubetele, pipetele, vârfuri pentru pipetele automate, pensetele, capilarele, lamele, cuvele, camerele de numărare, vasele din sticlă sau material plastic se dezinfectează prin afundarea completă în următoarele soluții dezinfectante: peroxid de hidrogen de 6%; peroxid de hidrogen 6% completat cu un detergent sintetic de 0,5%; formalină de 4% - timp de 60 min, sau prin fierbere în soluție de bicarbonat de sodiu 2% timp de 15 min. Soluțiile dezinfectante se folosesc o singură dată. Pentru dezinfectarea articolelor ce conțin canale interioare soluțiile dezinfectante se instilează (în volum de 5-10 ml) în canal cu ajutorul parei de cauciuc pentru a înlătura rămășițele de sânge, ser etc., după care se afundă în alt vas, având grijă ca toate cavitățile instrumentului să se umple cu soluție dezinfectantă.

4. Scarificatoarele, acele, tampoanele, plăcile imunologice se dezinfectează prin afundarea lor în următoarele soluții dezinfectante: cloramină de 3%; clorură de var de 3%; peroxid de hidrogen 6%; peroxid de hidrogen 6% completat cu un detergent sintetic de 0,5%; formalină de 4%; hipoclorit de calciu neutru de 0,5%; sulfoclorantin de 0,5% - timp de 60 min, sau prin fierbere în soluție de bicarbonat de sodiu 2% timp de 15 min. Se pot folosi și alte soluții dezinfectante cu potențial dezinfectant similar, aprobat în ordinea stabilită. Soluțiile dezinfectante se folosesc o singură dată.

5. Fiecare lot de dezinfectante ce conțin clor, înainte de întrebuințare, la etapa inițială se va testa la conținutul de clor activ de persoana responsabilă în instituție, apoi repetat, dar nu mai rar de o dată pe lună.

6. Vesela și instrumentele de unică folosință (plăcile cu godeuri, scarificatoarele, acele, pipete, vârfurile pipetelor automate etc.) ce au contactat cu sângele sau alte lichide biologice ale pacientului examinat, după dezinfecție se spală sub jet de apă până la înlăturarea definitivă a dezinfectantului, se ambalează în saci de polietilenă și cutii cu pereții rezistenți la acțiunile mecanice care sunt marcate cu galben sau cu pictograma "pericol biologic". Sacii și cutiile marcate cu pictograma "pericol biologic" se predau persoanei responsabile de gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

7. Suprafețele utilajului de laborator se prelucrează periodic cu soluție peroxid de hidrogen de 3% cu detergent sintetic de 0,5% care conține compuși anticorozivi.

8. Blocurile cuvelor analizatoarelor, cuvele aparatului de măsurare, eprubete din material plastic etc., se dezinfectează cu peroxid de hidrogen 6% și se spală sub jet de apă.

9. Uleiul de imersie de pe lamele cu frotiurile de sânge fixat și vopsit după microscopie se înlătură cu un tifon de vată. Lamele se supun dezinfecției și curățirii sau prin fierbere în soluție saponată timp de 15 min., sau cu una din metodele aplicate în instituție. După curățire se spală sub jet de apă și se usucă.

10. În caz de murdărire cu sânge sau alt material biologic a echipamentului de protecție, acesta se dezinfectează prin afundare în una din soluțiile de dezinfectare: a) soluție de cloramină 3%; b) soluție cloramină activată 0,5%; c) soluție sulfaclorentină 0,1% - timp de 120 min în raport 5 litri soluție la 1 kg echipament.



11. Cârpele folosite în lucru și la dezinfectarea inventarului și utilajului se introduc într-un vas special cu soluție dezinfectantă (cloramină de 3%, clorură de var 3%, peroxid de hidrogen de 6% - timp de 60 min), care are marcajul respectiv "pentru dezinfecția cârpelor întrebuințate".

12. După finisarea lucrărilor mănușile folosite, pare de cauciuc se dezinfectează prin afundare în soluție de: cloramină de 3%, clorură de var 3%, peroxid de hidrogen de 6%, peroxid de hidrogen 6% completat cu detergent de 0,5% - timp de 60 min, sau prin fierbere timp de 30 min. Măinile și porțiunile de piele neprotejate se prelucrează cu soluții de alcool etilic 70° sau sol. cloramină 1% - timp de 2 min, se spală cu apă și săpun.

13. După finisarea lucrărilor suprafețele meselor de lucru se dezinfectează prin aplicarea soluției de: cloramină de 3%, clorură de var de 3%, peroxid de hidrogen de 6%.

14. Regimul de dezinfecție în instituțiile și subdiviziunile medicale care deservesc bolnavii cu tuberculoză.

Sputa și obiectele de lucru cu ea se dezinfectează după una din următoarele proceduri: a) fierbere în soluție de 2% bicarbonat de sodiu timp de 15 min; b) cu soluție clorură de var activată\* 20,0 g/100,0 ml timp de 60 min; c) soluție de cloramină 5% timp de 12 ore; d) soluție de cloramină activată\* 2,5% timp de 4 ore; e) soluție de sulfaciorantină 2,5% timp de 6 ore; f) soluție hipoclorit de calciu (sodiu, potasiu, litiu) 10,0 g/100,0 ml timp 60 min.

Vesela de laborator se va dezinfecta prin: a) fierbere în soluție de 2% bicarbonat de sodiu timp 15 min; b) în soluție clorură de var activată\* 0,5% timp de 60 min; c) în soluție de cloramină 5% timp de 4 ore; d) în soluție cloramină activată\* 0,5% timp de 60 min; e) în soluție de sulfaciorantină 1% timp de 60 min; f) în soluție hipoclorit de calciu (sodiu, potasiu, litiu) 1% timp de 60 min.

Notă: \* - pentru obținerea soluțiilor dezinfectante activate la 1,0 litru sol. dezinfectantă se adaugă 120,0 ml soluție amoniac 10% sau 50,0 g săruri de amoniu: sulfat, clorit, nitrat.

15. În laboratoarele bacteriologice și virusologice dezinfectarea materialului biologic cercetat se efectuează conform instrucțiunilor indicate în actele normative și ordinele în vigoare.

16. La efectuarea dezinfecției instrumentarului de laborator, materialului biologic, veselei, echipamentului și utilajului pot fi folosite și alte soluții dezinfectante înregistrate și permise în Republica Moldova. Metodele lor de preparare și aplicare se vor indica în instrucțiunile de însoțire.

## **VI. Întreținerea sanitară a încăperilor**

Toate încăperile, utilajul, inventarul se mențin în curățenie absolută.

Dereticarea umedă a încăperilor se efectuează zilnic, iar la necesitate - mai des, cu ajutorul soluțiilor dezinfectante: cloramină 1% sau clorură de var 1%. Cârpele și inventarul după utilizare se prelucrează în sol. de cloramină 3%, clorură de var 3%, peroxid de hidrogen 6% cu detergent 0,5% - timp de 60 min.

Odată pe săptămână în încăperile, unde se lucrează cu sânge nativ și cu ser sanguin se efectuează curățenia generală cu folosirea sol. de cloramină 3% sau clorură de var 3%. În timpul dereticării generale se spală minuțios pereții, utilajul, mobila, podelele etc.

Toate lucrările ce țin de pregătirea soluțiilor dezinfectante, repartizarea lor în vasele corespunzătoare, lucrărilor de prelucrare și sterilizare, curățenia generală se efectuează după un program prestabilit de șeful LDC.

## **VII. Prelucrarea presterilizatoare**

După dezinfecția instrumentarului de laborator ce a contactat cu plaga sau mucoasele persoanei examinate se supun înainte de sterilizare se supune curățirii și prelucrării, etapa de presterilizare, aplicând una din soluțiile indicate în tabelele 3.1, 3.2.

Verificarea calității procedurii de presterilizare a articolelor se va evalua după prezența urmelor de sânge prin aplicarea probei cu azoperam, benzidină sau amidopirină și prezența reziduurilor alcaline ale substanței de spălat prin aplicarea probei cu fenolftaleină.

Autocontrolul în LDC se efectuează zilnic. Se verifică cel puțin 1% din lotul de articole cu aceeași

denumire prelucrate concomitent, însă nu mai puțin de 3-5 unități.

În cazul în care probele de control la sânge sau la soluția de spălat s-au dedus pozitivă, tot lotul de articole inspectat este supus unei prelucrări repetate până la negativarea testelor.

După dezinfecție și prelucrarea de presterilizare se efectuează sterilizarea, aplicând metodele indicate în tabelele 3.3, 3.4, 3.5.

**VIII. Prepararea soluțiilor de spălat, regulile și condițiile de sterilizare sunt indicate în tabelele 3.1,3.4, 3.5**

Tabelul 3.1

**PREPARAREA SOLUȚIILOR PENTRU SPĂLAT**

Compozenți	Proporționarea compozenților pentru 1 dm <sup>3</sup> de soluție lavabilă	Utilizarea
1. Detergentul "Biolot"*,g. Apă curgătoare, ml (cm <sup>3</sup> )	3,0 997,0	La prelucrarea mecanică (sub jet de apă curgătoare)
2. Detergentul "Biolot"*,g. Apă curgătoare, ml (cm <sup>3</sup> )	5,0 995,0	La prelucrarea mecanică
3. Soluție de peroxid de hidrogen 27,5%	17 ml + 978 ml H <sub>2</sub> O	La prelucrarea mecanică (sub jet de apă curgătoare, cu folosirea ultrasunetului) și prelucrarea manuală
30,0%	16 ml + 979 ml H <sub>2</sub> O	
33,0%	15 ml + 980 ml H <sub>2</sub> O	
3,0%	200 ml + 795 ml H <sub>2</sub> O	
Cu detergent**, g	5,0	
4. Detergent**, g Apă curentă, ml (cm <sup>3</sup> )	5,0 995,0	La prelucrarea mecanică cu aplicarea ultrasunetului

Notă: \*- Detergentul „Biolot” sau alți detergenți cu enzime și potențial lavabil similar, aprobați în  
ordinea stabilită; \*\* - detergentul “Progres”, “Astra”, “Lotos”, “Lotos- automat” sau alt detergent sintetic  
cu potențial lavabil similar, aprobat în ordinea stabilită. La utilizarea detergentului ce conține 0,5%  
peroxid de hidrogen precum și a detergentului sintetic de tipul “Lotos” și “Lotos-automat” 0,5% se va  
adauga inhibitorul anticoroziv - 0,14% oleat de sodiu (1,4 g la 1 dm<sup>3</sup> de soluție).

Tabelul 3.2

**PRELUCRAREA PRESTERILIZATORIE (OPERAȚIE MANUALĂ)**

Nr d/o	Procedura	Regimul				Utilajul folosit
		Temperatura °C		Timpul de expozitie		
		Valoarea nominala	Abateri maxime	valoarea nominală	Abateri maxime	
I.	Afundarea completă a articolului în soluție de spălat cu folosirea detergentului “Biolot” (tab3.1, p.1, 2)	40	±5	15,0	± 1,0	Bidon, cadă, lavabou
	Afundarea completă a articolului în soluție de spălat cu folosirea detergenților * (tab.3.1,p.3)	50	±5	15,0	± 1,0	Același
	Spălarea fiecărui articol în soluție de detergenți cu folosirea periei sau tampoanelor din tifon	-	-	0,5	±0,1	Același

II.	Clătirea sub jet de apă cu folosirea detergentului "Biolot"	-	-	3,0	$\pm 0,1$	Cadă, lavabou
	Clătirea sub jet de apă cu folosirea detergentilor*	-	-	5,0	$\pm 0,1$	Aceleași
	Clătirea sub jet de apă cu folosirea detergentilor*	-	-	10,0	$\pm 0,1$	Aceleași
III.	Clătirea cu apă distilată	-	-	0,5	$\pm 0,1$	Bidon, lavabou
IV.	Uscarea cu aer fierbinte	85	$\pm 2$	Până la dispariția umezelii	-	Dulap pentru uscare

Notă: 1. Temperatura soluției în procesul de spălare nu se menține constantă.

2. Soluția de peroxid de hidrogen cu detergenți sintetici, inclusiv "Lotos", "Lotos-automat" cu inhibitor anticoroziv poate fi folosită timp de 24 ore din momentul preparării, dacă culoarea soluției nu s-a schimbat.

Soluția cu parametrii stabili se poate reîncălzi de 6 ori, căci astfel concentrația de peroxid de hidrogen nu se reduce esențial.

Soluția de detergent "Biolot" sau alți detergenți cu enzime și potențial lavabil similar, folosită pentru lavaj manual și mecanic se consumă o singură dată deoarece fermentul din componența lui se distruge în procesul de spălare.

\*- Detergenții "Progres", "Astra", "Lotos", "Lotos-automat" sau alți detergenți cu potențial lavabil similar, aprobați în ordinea stabilită.

### REGIMUL ȘI CONDIȚIILE DE STERILIZARE CU AER

Tabelul 3.3

Regimul de sterilizare				Aplica- carea	Condițiile de efectuare a sterilizării	Termenul de păstrare a sterilității	Uti- lajul folo- sit
Temperatura de lucru în camera de sterilizare, °C		Timpul de sterilizare, min.					
Valoa- rea nomi- nală	Abat max.	Valoa- rea nomi- nală	Abat max.				
180	±2	60	±5	Pentru articole de metal, sticlă, cauciuc, silicon	Se sterilizează articole uscate. Sterilizarea se efectuează în ambalaj de hârtie de sac rezistentă la umiditate, hârtie pentru ambalare la automate de tipul E, cu sau fără amba- laj în vase deschise.	Articolele sterili- zate în hârtie pot fi păstrate 72 ore, articolele fără ambalaj trebuie folosite nemijlocit după sterilizare.	Sterili- zator cu aer

2. Acele, lancetele pot fi sterilizate în eprubete conice câte 5-10 unități. Lancetele se așează cu vârful în jos, eprubeta se închide cu hârtie de ambalaj.

3. Eficiența sterilizării cu aer depinde de distribuția uniformă a aerului fierbinte în camera de sterilizare. Dacă se utilizează sterilizatoare ce nu sunt dotate cu ventilator (tipul ȘS-200, ȘS-200M, ȘSS-80), densitatea încărcării nu trebuie să depășească 50% din suprafața polițelor.

4. Articolele trebuie așezate orizontal.

5. Se interzice așezarea aglomerată a articolelor de sterilizare.

6. Regimul de funcționare a sterilizatorului se verifică în fiecare zi cu un indicator chimic (acid

tartric, hidrochinonă, tiouree sau alți indicatori chimici se permit verificarea procesului de sterilizare cu aer), care se plasează pe fiecare policioară în 5 puncte: în centru, în stânga, în dreapta, lângă ușă și la peretele posterior.

Tabelul 3.4

### STERILIZAREA CU ABURI

Presiunea aburului în camera de sterilizare kg/cm <sup>2</sup>		Temperatura de lucru în camera de sterilizare, °C		Timpul de expunere, min		
Valoarea nominală	abaterea maximă	valoarea nominală	abaterea maximă	Dirijarea manuală și semiautomată timp de	Valoarea nominală	Abaterea maximă
0,2 (2,0)	±0,02	132	±2,0	20 min	20 min	±2,0
0,10 (1,1)	(±0,2)	120	±2,0	45 min	45 min	±3,0
Aplicarea		Condițiile de efectuare		Termenul de păstrare a sterilității	Utilajul folosit	
Pentru articole din metal anticorosiv, sticlă, articole din materiale textile, cauciuc, latex, polimeri rezistenți la temperatură		Sterilizarea se efectuează în cutii fără filtru sau în cutii cu filtru, în ambalaj dublu din pânză rezistentă la umiditate sau în hârtie pentru ambalarea producției la automatele de tipul E		Articolele sterilizate în cutii fără filtru, în ambalaj dublu de bumbac sau pergament în hârtie de sac, etc. pot fi păstrate 72 ore în cutii de sterilizare cu filtru -20 zile	Sterilizator cu abur	

*Notă:* Regimul de funcționare a sterilizatorului se verifică cu indicatori chimici (D-manoza, nicotinamida, acid benzoic) care, fiind introduși în tuburi, se plasează în fiecare cazoletă.

Tabelul 3.5

### STERILIZAREA CU SOLUȚII CHIMICE

Agentul sterilizant	Regim de sterilizare				Materialul de sterilizat	Mod de prelucrare	Utilajul folosit
	Temperatura, °C		Timpul de expunere, min.				
	Valoarea nominala	Abaterea max.	Valoarea nominala	Abaterea max.			
Peroxidul de hidrogen 6% (după conținutul de substanță activă)	18 50	- ±2	360 180	±5 ±5	Articole din materiale din polimeri, cauciuc, sticlă, metal anticorosiv	Sterilizarea se efectuează prin scufundarea completă a articolului în soluție pe timpul de expoziție, după care articolul se clătește cu apă sterilă de 2 ori. Termenul de păstrare a articolului sterilizat în ambalaj steril învelit cu tifon steril – 72 ore	Vesela din sticlă, material plastic sau cel emailat (fără defecte) închise
Soluția "Dezoxon" (după acidul peroxiacetic)	18	-	45	±5			
Aldehida glutarică 2,5% (după conținutul de substanță activă) pH 7.0 - 8.5	21	±1	360	±5			



# CAPITOLUL 4

## LISTA

### INVESTIGAȚIILOR DE LABORATOR RECOMANDATE PENTRU LABORATOARELE DE DIAGNOSTIC CLINIC

Legendă: 1-10 - Instituții medicale de diferit nivel.

<b>Serviciul Asistență Medicală Primară:</b> 1 – Oficiul Medicilor de Familie (1500 – 2000 locuitori). 2 – Centrul de Sănătate (mai mult de 2000 locuitori). 3 – Centrul Medicilor de Familie . <b>Serviciul Asistență specializată de ambulator:</b> 4 – Centrul Consultativ-Diagnostic (până la 80 mii locuitori). 5 – Centrul Consultativ-Diagnostic (mai mult de 80 mii locuitori).	<b>Serviciul spitalicesc</b> Spitale raionale: 6 – până la 80 mii locuitori; 7 - mai mult de 80 mii locuitori. Spitale municipale. 8 - până la 80 mii locuitori; 9 - mai mult de 80 mii locuitori. 10 – Instituții republicane, Centre universitare.
---	---

No	Denumirea investigațiilor	Instituția în care se recomandă de efectuat cercetările
<b>1 Metode generale de laborator clinic</b>		
	<b>Examenul urinei</b>	
1.	Proprietățile fizice ale urinei: volumul, culoarea, transparența	1-10
2.	Densitatea specifică	1-10
3.	Determinarea pH-ului	1-10
4.	Identificarea glucozei (metoda calitativă)	1-10
5.	Determinarea glucozei (metoda cantitativă)	1-10
6.	Identificarea proteinelor (metoda calitativă)	1-10
7.	Determinarea proteinelor (metoda cantitativă)	1-10
8.	Identificarea proteinei Bens-Jones	4-10
9.	Identificarea corpurilor cetonic	1-10
10.	Identificarea sângelui	1-10
11.	Identificarea bilirubinei (metoda calitativă)	1-10
12.	Identificarea corpurilor urobilinici (expres-metoda)	1-10
13.	Microscopia sedimentului urinar (epiteliu, eritrocite, leucocite, cilindri, etc.)	2-10
14.	Număratoarea elementelor figurate ale sângelui (eritrocitelor, leucocitelor, cilindrilor)	2-10
15.	Proba Zimnițki	2-10
	<b>Examenul secreției gastrice</b>	
16.	Proprietățile fizice (cantitatea, culoarea, mirosul, prezența mucozității, elementelor patologice	4-10
17.	Determinarea acidității totale, HCl liber, HCl legat prin metoda de titrare	4-10
18.	Determinarea pepsinei	4-10

19.	Examenul microscopic al sucului gastric (leucocite, eritrocite, celule epiteliale, microorganisme, rămășițe alimentare etc.)	4-10
	<b>Examenul sucului duodenal</b>	
20.	Proprietățile fizice: cantitatea, culoarea, consistența, densitatea relativă, pH-ul, prezența mucozității, elementelor patologice	4-10
21.	Examenul microscopic (leucocite, eritrocite, celule epiteliale, cristale, protozoare lamblii, helminți)	4-10
	<b>Examenul lichidului cefalo-rahidian</b>	
22.	Proprietățile fizice: aspectul și culoarea, transparența, densitatea relativă, formarea vâului de fibrină	4-10
23.	Identificarea proteinelor	4-10
24.	Determinarea proteinelor	4-10
25.	Determinarea glicorahiei	4-10
26.	Determinarea clorurilor	4-10
27.	Determinarea acidului lactic	4-10
28.	Determinarea numărului de elemente celulare (citozei) și numărătoarea lor diferențiată	4-10
	<b>Examenul lichidelor patologice de puncție (exudatelor și transudatelor)</b>	
29.	Proprietățile fizice: volumul, caracterul, culoarea, transparența, densitatea relativă	4-10
30.	Identificarea proteinelor (metoda calitativă)	4-10
31.	Determinarea proteinelor (metoda cantitativă)	4-10
32.	Examenul microscopic (eritrocite, leucocite, celule mezoteliale, celule neoplastice, picături de lipide, druze de actinomicete)	4-10
	<b>Examenul lichidelor sinoviale</b>	
33.	Proprietățile fizice: cantitatea, aspectul, transparența, densitatea relativă, prezența chiagului de mucină, viscozitatea	4-10
34.	Citoza	4-10
35.	Numărătoarea fagocitelor	4-10
36.	Citirea formulei leucocitare	4-10
	<b>Examenul sputei</b>	
37.	Proprietățile fizice: cantitatea, culoarea, aspectul, consistența, mirosul, depunerea în straturi.	2-10
38.	Examenul microscopic (prezența fibrelor elastice, elementelor astmatice, eritrocite, leucocite, celule ale epitelului cilindric, cristale, druze de actinomicete, levuri, elemente ale echinococului, celule neoplastice)	2-10
39.	Examenul sputei la Mycobacterium tuberculosis	2-10
40.	Identificarea hemosiderinei	2-10
	<b>Examenul materiilor fecale</b>	
41.	Proprietățile fizice: aspectul, cantitatea, culoarea, consistența, mirosul, pH-ul	2-10
42.	Identificarea sângelui	2-10
43.	Identificarea bilirubinei, stercobilinei	2-10
44.	Identificarea substanțelor proteice	4-10
45.	Examenul microscopic (reziduuri alimentare, mucus, eritrocite, leucocite, epitelii cilindric, cristale, etc.)	2-10
46.	Depistarea protozoarelor	4-10
47.	Depistarea ouălor de helminți	2-10
48.	Depistarea larvelor de helminți	2-10

49.	Determinarea chimotripsinei	7-10
	<b>Examenul secrețiilor genitale și urogenitale</b>	
50.	Examinarea la Trichomonas și gonococi	2-10
51.	Determinarea gradului de puritate a vaginului	4-10
52.	Determinarea profilului hormonal	4-10
53.	Cercetarea secretului prostatei	4-10
54.	Determinarea cantității, culorii, mirosului, viscozității, pH-ul ejaculatului	4-10
55.	Examenul microscopic al ejaculatului	4-10
56.	Determinarea mobilității spermatozoizilor	4-10
57.	Număratoarea spermatozoizilor	4-10
58.	Determinarea spermatozoizilor "vii" și "morți"	4-10
59.	Stimularea mobilității spermatozoizilor ("reanimarea" lor)	4-10
60.	Determinarea fructozei în ejaculat	4-10
<b>II. Explorări hematologice și citochimice</b>		
1.	Determinarea hemoglobinei în sânge	1-10
2.	Determinarea hemoglobinei libere din plasma sângelui	4-10
3.	Determinarea fracțiilor hemoglobinei în sânge (A1, A2, F)	4-10
4.	Număratoarea eritrocitelor	1-10
5.	Determinarea duratei vieții eritrocitelor	10
6.	Determinarea falciformității eritrocitelor	4-10
7.	Determinarea hematocritului	2-10
8.	Calcularea indicilor eritrocitari (concentrației medii de hemoglobină într-un eritrocit, conținutul mediu de hemoglobină într-un eritrocit, calcularea volumului mediu al eritrocitului)	4-10
9.	Determinarea diametrului eritocitar în frotiul colorat	4-10
10.	Construirea curbei de distribuție a eritrocitelor după mărimea diametrului (curba Price-Jones)	4-10
11.	Determinarea rezistenței osmotice a eritrocitelor	4-10
12.	Număratoarea eritrocitelor cu granulație bazofilă	4-10
13.	Număratoarea reticulocitelor	4-10
14.	Număratoarea trombocitelor	2-10
15.	Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)	1-10
16.	Număratoarea leucocitelor	1-10
17.	Caracteristica morfologică a leucocitelor în sângele periferic (formula leucocitară)	2-10
18.	Număratoarea mielocariocitelor	10
19.	Număratoarea megacariocitelor	10
20.	Citirea mielogramei și caracteristica hematopoezei medulare	10
21.	Număratoarea siderocitelor și sideroblaștilor (în frotiurile sângelui periferic și măduvii osoase)	10
22.	Depistarea celulelor lupice (LE)	4-10
23.	Cercetarea sângelui la paraziții malariei	4-10
24.	Determinarea hemoglobinei fetale în lizatul eritocitar	4-10
	<b>Cercetări citochimice ale celulelor sanguine și ale măduvii osoase</b>	
25.	Determinarea activității glucozo-6-fosfat dehidrogenazei în eritrocite:	10
26.	Determinarea activității fosfatazei alcaline:	10
	- în sângele periferic	
	- în frotiurile măduvei osoase	10

27.	Determinarea activității fosfatazei acide: - în sângele periferic	10
	- în frotiurile măduvei osoase	10
28.	Determinarea activității ? -naftil-acetat esterazei: - în sângele periferic	10
	- în frotiurile măduvei osoase	10
29.	Determinarea activității ? -naftil-AS-D-cloracetatesterazei: - în sângele periferic	10
	- în frotiurile măduvei osoase	10
30.	Determinarea activității peroxidazei: - în sângele periferic	10
	- în frotiurile măduvei osoase	10
31.	Determinarea activității succinatdehidrogenazei: - în sângele periferic	10
32.	Determinarea activității $\alpha$ -glicerofosfatdehidrogenazei: - în sângele periferic	10
33.	Determinarea lipidelor: -în sângele periferic	10
	-în frotiurile măduvei osoase	10
34.	Determinarea mucopolizaharidelor neutre: - în sângele periferic	10
	- în frotiurile măduvei osoase	10
35.	Determinarea siderocitelor și sideroblaștilor: - în sângele periferic	10
	- în frotiurile măduvei osoase	10
36.	Determinarea viscozității sângelui	7-10
<b>III. Investigații citologice</b>		
1.	Cercetarea punctatelor formațiunilor tumorale și infiltrațiilor de orice localizare:piele, glandă mamară, ficat, rinichi, plămâni, tumori retroperitoneale, tumori ale mediastinului, glandei tiroide, prostată, testicul, ovare, ganglioni limfatici, amigdale, țesuturi moi, oase	4-10
	<b>Citologia exfoliativă</b>	
2.	Cercetarea materialului recoltat în timpul examinării ginecologice	4-10
3.	Cercetarea transudatelor, exudatelor, secretelor, excretelor	4-10
4.	Cercetarea raclatelor și eliminărilor de pe suprafața eroziunilor, ulcerelor, rănilor și fistulelor	4-10
5.	Cercetările citologice la examinarea endoscopică a pacienților: cercetarea materialului căpătat prin laringoscopie, bronhoscopie, esofagoscopie, gastroscopie, duodenoscopie, laparoscopie, colonoscopie etcl.(amprente de pe biopat, raclate, aspirație, punctate transbronșice etcl.)	4-10
	<b>Examenul citochimic al frotiului</b>	
6.	Identificarea glucozaminoglicanilor neutri etccizi	10
7.	Identificarea glicogenului	10
8.	Identificarea lipidelor	10
9.	Identificarea melaninei	10
10.	Activitatea fosfatazei acide în celule	10
11.	Activitatea fosfatazei alcaline în celule	10
12.	Activitatea peroxidazei în celule	10



13.	Identificarea hemosiderinei în celule	10
<b>IV. Explorări biochimice</b>		
1.	Determinarea proteinelor totale în serul sanguin	2-10
2.	Determinarea albuminei în serul sanguin	4-10
3.	Determinarea fracțiunilor proteice în serul sanguin	4-10
4.	Determinarea mioglobinei în serul sanguin	10
5.	Determinarea troponinelor I și M în serul sanguin	10
6.	Proba cu timol	2-10
7.	Proba cu sublimat corosiv	4-10
8.	Determinarea ureei în serul sanguin și urină	2-10
9.	Determinarea acidului uric în serul sanguin și urină	4-10
10.	Determinarea creatininei în serul sanguin și urină	2-10
11.	Determinarea glucozei în serul sanguin și urină	2-10
12.	Determinarea acizilor sialici în serul sanguin	4-10
13.	Determinarea seromucoizilor în serul sanguin	4-10
14.	Determinarea hemoglobinei glicozilate	5-10
15.	Determinarea beta-lipoproteinelor în serul sanguin	2-10
16.	Determinarea fracțiunilor lipoproteinelor în serul sanguin	4-10
17.	Determinarea colesterolului total în serul sanguin	2-10
18.	Determinarea fracțiunilor colesterolului în serul sanguin	4-10
19.	Determinarea colesterolului lipoproteidelor cu densitatea înaltă ( $\alpha$ - colesterolul)	4-10
20.	Determinarea Apo-A în serul sanguin	10
21.	Determinarea Apo-B în serul sanguin	10
22.	Determinarea lipidelor totale în serul sanguin	4-10
23.	Determinarea trigliceridelor în serul sanguin	4-10
24.	Determinarea fosfolipidelor totale în serul sanguin	4-10
25.	Determinarea bilirubinei totale în ser etc fracțiunilor ei	2-10
26.	Determinarea porfirinelor în eritrocite, urină, fecalii	10
27.	Determinarea acidului delta-aminolevulinic în urină	10
28.	Determinarea calitativa a uroporfirinei și coproporfirinei în urină	10
29.	Determinarea moleculelor cu masa medie în serul sanguin	4-10
30.	Determinarea sodiului în serul sanguin, plasma sanguină, urină, eritrocite	4-10
31.	Determinarea potasiului în serul sanguin, plasma sanguină, urină, eritrocite	4-10
32.	Determinarea clorului în serul sanguin	4-10
33.	Determinarea calciului în serul sanguin și urină	4-10
34.	Determinarea calciului ionizat în sânge	4-10
35.	Determinarea magneziului în serul sanguin, plasma sanguină, urină	4-10
36.	Determinarea fosforului anorganic în serul sanguin și urină	4-10
37.	Determinarea fierului în serul sanguin	4-10
38.	Determinarea capacității serului sanguin de combinare cu fierul	4-10
39.	Determinarea feritinei în serul sanguin	10
40.	Determinarea transferinei în serul sanguin (plasma sanguină)	10
41.	Determinarea litiului în serul sanguin	10
42.	Determinarea cuprului în serul sanguin	10
43.	Determinarea ceruloplasminei în serul sanguin	4-10
44.	Determinarea acidului lactic în serul sanguin	10

45.	Determinarea acidului piruvic în serul sanguin	10
46.	Determinarea D-xilozei	10
47.	Determinarea mercurului în sânge, urină și tesuturi	10
48.	Determinarea arseniului în sânge, urină și tesuturi	10
49.	Determinarea plumbului în sânge, urină și tesuturi	10
50.	Determinarea nitraților în ser și urină	4-10
51.	Determinarea metemoglobinei în sânge	10
52.	Determinarea alcaloizilor în materialul biologic	10
53.	Determinarea somniferelor și preparatelor sedative în materialul biologic	10
54.	Examenul concremențelor	10
<b>Cercetări ale enzimelor și hormonilor</b>		
55.	Determinarea activității $\alpha$ -amilazei în serul sanguin, plasma sanguină	2-10
	- în urină	2-10
	- în conținutul duodenal	10
56.	Determinarea activității ALT în serul sanguin	2-10
57.	Determinarea activității AST în serul sanguin	2-10
58.	Determinarea activității gama-glutamiltanspeptidazei în serul sanguin	4-10
59.	Determinarea activității creatinkinazei și izoenzimelor ei în serul sanguin	4-10
60.	Determinarea activității lactatdehidrogenazei în serul sanguin	4-10
61.	Determinarea izoenzimelor lactatdehidrogenazei în serul sanguin	9-10
62.	Determinarea activității lipazei în serul sanguin	4-10
63.	Determinarea activității fosfatazei acide etc fracțiunilor ei în serul sanguin	4-10
64.	Determinarea activității fosfatazei alcaline în serul sanguin	4-10
65.	Determinarea activității 5'-nucleotidazei în serul sanguin	4-10
66.	Determinarea activității leucinaminopeptidazei în serul sanguin	4-10
67.	Determinarea activității fructozo-1-fosfatdaldolazei în serul sanguin	4-10
68.	Determinarea activității glutamatdehidrogenazei în serul sanguin	10
69.	Determinarea activității alcooldehidrogenazei în serul sanguin	10
70.	Determinarea activității glucozo-6- fosfatdehidrogenazei în hemolizatul eritrocitelor	10
71.	Determinarea activității sorbitoldehidrogenazei în serul sanguin	10
72.	Determinarea activității catalazei în serul sanguin, eritrocite, urină	10
73.	Determinarea activității ceruloplasminei în serul sanguin	4-10
74.	Determinarea activității pseudocolinesterazei în serul sanguin	4-10
75.	Determinarea activității tripsinei în serul sanguin, în conținutul duodenal	10
76.	Determinarea inhibitorului tripsinei în serul sanguin	10
77.	Determinarea activității lipoproteinlipazei în serul sanguin	10
78.	Determinarea activității alfa-glicozidazei în serul sanguin, urină, plasma spermei	10
79.	Determinarea hormonului adrenocorticotrop (ACTH) în serul sanguin	10
80.	Determinarea hormonului luteinizant (LH) în serul sanguin	10
81.	Determinarea hormonului foliculostimulant (FSH) în serul sanguin	10
82.	Determinarea tireotropinei (TTH) în serul sanguin	10
83.	Determinarea prolactinei în serul sanguin	10
84.	Determinarea estradiolului liber și total	
	- în serul sanguin	10
	- în urină	10

85.	Determinarea testosteronului liber și total - în serul sanguin	10
	- în urină	10
86.	Determinarea progesteronului în serul sanguin	10
87.	Determinarea gonadotropinei horionice în urină	10
88.	Determinarea tiroxinei libere ( $T_4$ ) în serul sanguin	10
89.	Determinarea triiodtironinei libere ( $T_3$ ) în serul sanguin	10
90.	Determinarea globulinei tiroxin-pexice în serul sanguin	10
91.	Determinarea tireoglobulinei în serul sanguin	10
92.	Determinarea calcitoninei în serul sanguin	10
93.	Determinarea hormonului paratiroid în serul sanguin	10
94.	Determinarea aldosteronului în serul sanguin, plasmă, urină	10
95.	Determinarea cortizolului în serul și plasma sanguină, urină, lichidul amniotic	10
96.	Determinarea cortizolului liber în serul sanguin, plasmă, urină	10
97.	Determinarea 17-hidroxicorticosteroizilor în plasma sanguină, urină, lichidul amniotic	10
98.	Determinarea 10-dezoxicortizolului în serul sanguin, plasmă, urină	10
99.	Determinarea dehidroepiandrosteronului în urină	10
100.	Determinarea dehidroepiandrosteronsulfatului în serul sanguin	10
101.	Determinarea 17-cetosteroizilor în urină	10
102.	Determinarea progesteronului în salivă, serul și plasma sanguină, urină, lichidul amniotic	10
103.	Determinarea estradiolului în plasma sanguină, urină	10
104.	Determinarea estronului în plasma sanguină, urină	10
105.	Determinarea estriolului în serul sanguin, urină, lichidul amniotic	10
106.	Determinarea 17-hidroxiprogesteronului în plasma sanguină, urină	10
107.	Determinarea gonadotropinei horionice în serul și plasma sanguină, urină	10
108.	Determinarea lactogenului placentar în serul sanguin, lichidul amnioc	10
109.	Determinarea catecolaminelor etc precursorilor lor (DOPA, dopaminei, noradrenalinei etcdrenalinei) în serul și plasma sanguină, urină, lacrimă, lichidul cefalorahidian, lichidul amniotic	10
110.	Determinarea acidului vanililmindalic în serul sanguin, urină	10
111.	Determinarea acidului homovanilinic în serul sanguin, urină, LCR	10
112.	Determinarea acidului 5-hidroxiindolil-acetic în serul sanguin, urină	10
113.	Determinarea serotonininei în serul sanguin, urină	10
114.	Determinarea histaminei în serul sanguin, urină	10
115.	Determinarea activității reninei în plasma sanguină	10
116.	Determinarea insulinei în serul sanguin	10
117.	Determinarea C-peptidului în serul sanguin	10
118.	Determinarea glucagonului în serul sanguin	10
119.	Determinarea gastrinei în serul sanguin	10
120.	Determinarea peptidului -natriu uretic în serul sanguin, urină	10
121.	Determinarea somatomedinei C în serul sanguin	10
122.	Determinarea somatomedinei A în serul sanguin	10
123.	Determinarea endorfinelor în plasma sanguină	10
124.	Determinarea encefalinelor în plasma sanguină	10



## V. Cercetările coagulologice

1.	Timpul de sângerare	1-10
2.	Timpul de coagulare a sângelui nestabilizat	1-10
3.	Determinarea receptorilor trombocitelor IIb/IIIa, Ib	10
4.	Determinarea f.3 trombocitar după acceptibilitatea lui în plasma bogată și săracă în trombocite	10
5.	Determinarea f.4 trombocitar (antiheparinic)	10
6.	Determinarea trombosponinei în plasma sanguină	10
7.	Determinarea trombomodulinei în plasma sanguină	10
8.	Determinarea f. Wiellebrand	10
9.	Retracția chiagului de sânge	4-10
10.	Determinarea capacității de adeziune (retenție) a trombocitelor	10
11.	Agregarea (agregația) spontană a trombocitelor	10
12.	Agregarea (agregația) trombocitelor în prezența agoniștilor: ADP, collagen, adrenalina, ristocetina (ristomicina), acid arahidonic, ionoforul de calciu, serotonina, trombina, factorul leucocitar de agregare (FAT)	10
13.	Timpul de recalcificare activat (TRA)	4-10
14.	Timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA)	4-10
15.	Timpul de protrombină (de tromboplastină), indicele protrombinic, raportul protrombinic normalizat (RPN)	2-10
16.	Diagnosticul diferențial al deficitului f. VII, X, V sau II pe baza testelor cu coagulaza veninului de șarpe (lebetox, ehitox) și timpului de protrombină	10
17.	Diagnosticul diferențial al deficitului f. VIII, IX, XI pe baza TTPA	10
18.	Determinarea factorilor necarboxilați VII, X și II (PIVKA)	10
19.	Determinarea rezistenței f. Va către proteina C activată (anomalie f.V Leyden)	10
20.	Anomalie f. Va Leyden (analiza PCR)	10
21.	Anomalie f. II (analiza PCR)	10
22.	Determinarea f. XIII (factorul de stabilizare a fibrinei)	10
23.	Timpul de trombină	4-10
24.	Timpul de trombină cu sulfat de protamină	4-10
25.	Determinarea fibrinogenului în plasma sanguină	4-10
26.	Timpul de reptilază cu coagulaza veninului de botrox (botroxcloataza)	10
27.	Determinarea antitrombinei III	10
28.	Screening-ul tulburărilor în sistemul proteinelor C+S (Testul global – Parus-test)	10
29.	Determinarea inhibitorilor f. VIII sau IX	10
30.	Determinarea inhibitorului activității f. Xa în plasma sanguină	10
31.	Complexul de teste pentru determinarea anticoagulantului "lupic"	10
32.	Liza euglobulinică spontană	4-10
33.	Liza euglobulinică stimulată: - cu streptochinază;	7-10
34.	Liza euglobulinică stimulată: - cu f.XIIIa-calikreină;	7-10
35.	Liza euglobulinică stimulată: - proba cu manșeta (până și după compresia dozată a extremităților)	7-10
36.	Determinarea plasminei, plasminogenului	10
37.	Determinarea complexelor solubile de monomeri ai fibrinei	4-10



38.	Produsele de degradare a fibrinogenului (fibrinei) - PDF	4-10
39.	Determinarea $\alpha_2$ - antiplasminei	10
40.	Determinarea antigenului activatorului tisular al plasminogenului (tPA)	10
41.	Determinarea inhibitorului activatorului plasminogenului 1 și 2 (PAI 1, PAI 2): - activitatea - antigenul	10 10
<b>VI. Metodele imunologice</b>		
<b><i>Cercetările imunologice pentru diagnosticul maladiilor neinfecțioase și reacțiile imunității nespecifice</i></b>		
1.	Determinarea imunoglobulinelor etc componentelor lor: Determinarea concentrației claselor principale și subclaselor de imunoglobuline (IgA, IgM, IgG)	4-10
2.	Determinarea catenelor grele și ușoare ale imunoglobulinelor	10
3.	Determinarea concentrației de imunoglobuline E totale	7-10
4.	Determinarea concentrației de imunoglobulină E specifică	10
5.	Determinarea concentrației de imunoglobulină D	10
6.	Determinarea anticorpilor către antigenii de origine vegetală, animală, chimică, medicamentoasă	10
<b><i>Indicii protecției naturale</i></b>		
7.	Determinarea sistemului complement: C1 componentul (C1, C1q, C1r, C1s etc); - C2 componentul (C2r, C2b etc.); - C3 componentul (C3, C3 NCF, C3a etc.); - C4 componentul (C4, C4f etc.); - complexul care atacă membrana C5-C9.	10 10 10 10 10
8.	Determinarea factorilor de inițiere și control al mecanismului alternativ de activare a complementului: - factorul B; - factorul H; - properdina; - factorul I și D.	10 10 10 10
9.	Determinarea inhibitorilor sistemului complement	10
10.	Determinarea lizozimei	10
11.	Determinarea lactoferinei	10
<b><i>Determinarea anticorpilor către antigenii tisulari și componentele lor</i></b>		
12.	Determinarea anticorpilor către antigenii glandei tiroide: - către tireoglobulină - către peroxidaza tiroidă - către fracția microsomală a tireocitelor	10 10 10
13.	Determinarea anticorpilor către antigenii insulițelor Langerhans	10
14.	Determinarea anticorpilor către mielină etc te structuri ale țesutului nervos	10
15.	Determinarea anticorpilor către antigenii glandelor salivare	5-10
16.	Determinarea anticorpilor către antigenii miocardului	5-10
17.	Determinarea anticorpilor către antigenii țesutului renal	5-10
18.	Determinarea anticorpilor către antigenii țesutului hepatic	5-10

19.	Determinarea anticorpilor către antigenii țesutului muscular	5-10
20.	Determinarea anticorpilor către colagen	10
21.	Determinarea anticorpilor către gliadină	10
22.	Determinarea anticorpilor către antigenii cristalinelui	10
23.	Determinarea anticorpilor către antigenii stomacului	5-10
	<b><i>Determinarea anticorpilor către celulele sanguine, țesutului conjunctiv, secretelor</i></b>	
24.	Determinarea anticorpilor antilinfocitari	10
25.	Determinarea anticorpilor antieritrocitari	10
26.	Determinarea anticorpilor antiendoteliali	10
27.	Determinarea anticorpilor către fibroblaști	10
28.	Determinarea anticorpilor antigranulocitari	10
29.	Determinarea anticorpilor antitrombocitari	10
30.	Determinarea anticorpilor antispermali	10
31.	Determinarea anticorpilor către antigenii sistemului HLA leucocitari	10
	<b><i>Determinarea anticorpilor către substructurile celulare:</i></b>	
32.	Determinarea anticorpilor către cardiolipină	10
33.	Determinarea anticorpilor către fosfolipide și fosfatidilserină	10
34.	Determinarea anticorpilor antimitocondriali	10
35.	Determinarea anticorpilor către ADN, histone, centromeri	10
36.	Determinarea anticorpilor către antigenele nucleare extractive	10
37.	Determinarea anticorpilor antimicrosomali	10
38.	Determinarea anticorpilor către metaboliții celulari și receptorii lor	10
39.	Determinarea anticorpilor către imunoglobuline și fragmentele lor	10
40.	Determinarea anticorpilor către hormoni și receptorii lor:	
	-către calcitonină	10
	-către adrenalină și noradrenalină	10
	<b><i>Sistemul antigenic (receptor) al eritrocitelor</i></b>	
41.	Determinarea grupelor sangvine ale sistemului ABO	3-10
42.	Determinarea Rh-factorului	3-10
43.	Determinarea subgrupelor sistemului de antigeni al eritrocitelor	10
44.	Proba Coombs directă	4-10
45.	Proba indirectă Coombs	4-10
46.	Determinarea antigenilor complexului principal de histocompatibilitate (HLA)	10
47.	Sistemul antigenic al trombocitelor, granulocitelor, monocitelor etc. celule ale sângelui	10
	<b><i>Identificarea T-limfocitelor</i></b>	
48.	Determinarea antigenilor de diferențiere – CD3, CD4, CD8, CD25 etc.	9,10
49.	Determinarea numărului de limfocite T și subpopulațiilor lor	9,10
50.	Determinarea activității funcționale a limfocitelor T	9,10
51.	Determinarea killerilor naturali etc. altor celule imunocompetente	9,10
	<b><i>Identificarea B-limfocitelor</i></b>	
52.	Determinarea antigenilor de diferențiere – CD19 etc.	9,10
53.	Determinarea numărului de limfocite B și subpopulațiilor lor	9,10
54.	Determinarea activității funcționale a limfocitelor B	9,10
	<b><i>Identificarea granulocitelor</i></b>	
55.	Determinarea antigenilor de diferențiere	10

56.	Determinarea factorilor antimicrobieni al neutrofilelor (proteinele cationice, lizozima, lactoferina, proteazele)	10
	<b>Indicii reactivității modificate</b>	
57.	Determinarea aglutininelor la rece	9,10
58.	Determinarea anticorpilor heterofili	9,10
59.	Determinarea crioglobulinelor	9,10
60.	Determinarea anticorpilor heterofili	9,10
61.	Determinarea complexelor imune circulante (CIC)	9,10
62.	Determinarea degranulației mastocitelor, bazofilelor	9,10
	<b>Factorii umorali ale celulelor imunocompetente și altor celule, care reglează sistemul de homeostază (citochinele)</b>	
63.	Determinarea citochinelor (interleucine, interferoni, TNF etc.)	10
	<b>Indicii imunității antitumoral</b>	
64.	Determinarea alfa-fetoproteinei	7-10
65.	Determinarea antigenului embrionar al cancerului	7-10
66.	Determinarea carboantigenilor: CA-19-9, CA-125, CA-15-3 etc.	7-10
67.	Determinarea antigenului prostatic (PSA total și liber)	5-10
	<b>Indici toleranței imunologice</b>	
68.	Determinarea anticorpilor antiidiotipici	10
69.	Determinarea blocadei receptorilor	10
70.	Determinarea afinității anticorpilor	10
71.	Determinarea factorului reumatoid în lichidele biologice	4-10
72.	Determinarea antihialuronidazei în serul sanguin	4-10
73.	Determinarea anti-O-streptolizinei în serul sanguin	4-10
<b>VII.Cercetările pentru diagnosticul maladiilor venerice</b>		
	<b>Testele selective pentru sifilis:</b>	
1.	Microreacția (MR) de precipitare cu antigenul cardiolipinic cu plasma sanguină (metoda calitativă)	4-10
2.	Microreacția (MR) de precipitare cu antigenul cardiolipinic cu ser nativ inactivat: - metoda cantitativă - metoda calitativă	4-10
	<b>Teste de diagnostic a sifilisului</b>	
3.	Reacția de fixare a complementului (RFC) cu antigenul treponemic și cardiolipinic cu ser nativ inactivat pentru asigurarea centralizată cu eritrocitele sângelui de berbec -metoda calitativă de termostat -metoda calitativă la rece	10
4.	Reacția de fixare a complementului (RFC) cu antigenul treponemic sau cardiolipinic cu ser nativ inactivat pentru asigurarea centralizată cu eritrocitele sângelui de berbec: -metoda cantitativă	10
5.	Microreacția de precipitare cu antigen cardiolipinic cu ser nativ inactivat: -metoda calitativă -metoda cantitativă	4-10
6.	Reacția de floculare Kahn cu antigenul Kahn cu ser nativ inactivat - metoda calitativă	4-10

7.	Reacția de fixare a complementului cu antigen cardiolipinic și treponemic cu lichidul cefalorahidian pentru asigurarea centralizată cu eritrocitele sângelui de berbec: -metoda calitativă de termostat -metoda calitativă la rece	4-10
	<b>Testele specifice la sifilis</b>	
8.	Reacția de imunofluorescență (RIF-abs) cu ser nativ inactivat cu asigurarea centralizată a antigenului: -metoda calitativă -metoda cantitativă	4-10
9.	Reacția de imunofluorescență (RIF-200) cu ser nativ inactivat cu asigurarea centralizată a antigenului: -metoda calitativă -metoda cantitativă	4-10
10.	Reacția de imunofluorescență (RIF-complet) cu lichid cefalorahidian complet cu asigurarea centralizată a antigenului: -metoda calitativă -metoda cantitativă	10
11.	Determinarea titrului absorbentului la 100 eșantioane de ser sanguin prin efectuarea reacțiilor de imunofluorescență (RIF-abs, RIF-200, RIF-c) cu asigurarea centralizată a antigenului	10
12.	Determinarea titrului serului luminescent la 100 eșantioane de ser sanguin prin efectuarea reacțiilor de imunofluorescență (RIF-abs, RIF-200, RIF-c) cu asigurarea centralizată a antigenului	10
13.	Analiza imunoenzimatică (AIE) cu ser nativ inactivat (metoda calitativă)	4-10

### VIII. Cercetări parazitologice

	<b>Examenul microscopic al urinei (sedimentului urinar) pentru depistarea:</b>	
1.	Ouălelor de schistozome	4-10
2.	Microfilarii	4-10
3.	Ouălelor de dioctofimoze renale.	4-10
	<b>Examenul microscopic al conținutului duodenal și bilei pentru depistarea:</b>	
4.	Lambliilor	4-10
5.	Larvelor de strongiliide, anchilostomide	4-10
6.	Ouă de trematode	4-10
	<b>Examenul microscopic al lichidului cefalorahidian pentru depistarea:</b>	
7.	Tripanosomelor	10
8.	Microfilariiilor	10
9.	Levurilor de actinomicete, etc.	10
	<b>Examenul microscopic al exsudatelor și transsudatelor pentru depistarea:</b>	
10.	Larvelor de troxocare	10
11.	Microfilariiilor	10
12.	Amibeii histolitice	
	<b>Examenul microscopic al sputei pentru depistarea:</b>	
13.	Ciupercilor de genul Candida, Aspergillus niger, actinomicetelor	10
14.	Ouălor helminților pulmonari	10



	<b>Examenul microscopic al mucusului nazal pentru depistarea:</b>	
15.	Tomixelor	10
	<b>Examenul microscopic al fecaliilor (colorarea, metoda de flotație) pentru depistarea:</b>	
16.	Protozoarelor (trofozoide, chiste și oochiste)	4-10
17.	Ouă de helminți	4-10
18.	Larve de helminți	4-10
19.	Examenul microscopic al eliminărilor din organele sexuale pentru depistarea trichomonadelor, shistozomelor, entamibelor, amibe histolitice	4-10
	<b>Examenul microscopic al frotiului sângelui și a picăturii groase pentru depistarea:</b>	
20.	Protozoarelor (tripanosome, treponeme, leishmanii, babezii	4-10
21.	Plasmodium (vivax, ovale, falciparum, malariae)	4-10
22.	Microfilarii	4-10
	<b>Examenul microscopic al frotiilor din punctatele măduvei osoase, ficatului, splinei pentru depistarea:</b>	
23.	Leishmaniilor	10
24.	Tripanosomelor	10
25.	Ciupercilor, micozelor profunde (histoplasmelor, levurilor)	10
	<b>Examenul microscopic al punctatelor ganglionilor limfatici pentru depistarea:</b>	
26.	Microfiliariilor etclor larve de helminți	10
27.	Actinomicetelor etclor ciuperci	10
28.	Toxoplasmelor	10
29.	Tripanosomelor	10
30.	Leishmaniilor	10
	<b>Examenul microscopic al eliminarilor din fistule, racle, ulceratii pentru depistarea:</b>	
31.	Ciupercilor (Candida, actinomicetelor, histoplasmelor, levurilor)	10
32.	Amibelor	10
33.	Leishmaniilor	10
	<b>Examenul microscopic al raclelor din pliurile perianale pentru depistarea:</b>	
34.	Ouălelor de Enterobius vermicularis	4-10
35.	Oncosferelor de cestode (Taenia solium, Taenia saginata)	4-10
	<b>Examenul microscopic al biopsatelor pentru depistarea larvelor de:</b>	
36.	Oncocerc (pielea)	10
37.	Trichinella spiralis (mușchii)	10
38.	Toxocar, dirofilarii (pielea, organele lezate)	10
39.	Anizachide (mucoasa stomacală, intestinală)	10
40.	Pneumocist (plămâni)	10
41.	Examenul microscopic al lavajelor acvatice (sedimentului după centrifugare) din intestin pentru depistarea oualelor de helminți, formelor vegetative și chistelor protozoarelor	10
	<b>Cercetări serologice:</b>	
42.	Reacția latex aglutinare (RLA)	4-10
43.	Reacția de aglutinare indirectă (RIA)	4-10
44.	Analiza imunoenzimatică (ELISA)	4-10
45.	Reacția de fixare a complementului	10

46.	Reacția de imunofluorescență indirectă	10
47.	Reacția cu colorantul Sebin Feldman	10
	<b>Probele alergologice:</b>	
48.	Proba cutanată cu toxoplasmină	4-10
<b>IX. Cercetări microbiologice</b>		
	<b>A. Cercetarea materialului biologic la microorganismele din:</b>	
1.	Familia Pseudomonadaceae	7-10
2.	Familia Neisseriaceae	7-10
3.	Genul Veillonella	7-10
4.	Genul Flavobacterium	7-10
5.	Familia Enterobacteriaceae	7-10
6.	Familia Vibrionaceae	7-10
7.	Genul Heamophilus	7-10
8.	Familia Bacteroidaceae	7-10
9.	Genul Campylobacter	7-10
10.	Familia Micrococceae	7-10
11.	Genul Streptococcaceae	7-10
12.	Genul Peptococcus	7-10
13.	Genul Peptostreptococcus	7-10
14.	Genul Clostridium	7-10
15.	Genul Listeria	7-10
16.	Genul Corynebacterium	7-10
17.	Genul Gardnerella	7-10
18.	Genul Bifidobacterium	7-10
19.	Genul Candida	7-10
20.	Genul Aspergillus	7-10
21.	Genul Penicillium	7-10
22.	alte microorganisme	7-10
<b>B. Depistarea microorganismelor</b>		
1.	Microscopia preparatelor necolorate native: - metoda în câmp întunecat - fază-contrast - fluorescentă	7-10 7-10 7-10
2.	Microscopia preparatelor colorate native: -colorarea Gram -colorarea cu albastru de metilen -colorarea Giemza -colorarea Ziehl-Nilssen	7-10 7-10 7-10 7-10
3.	Identificarea microorganismelor: -metoda culturală pentru microorganismele anaerobe -metoda culturală pentru microorganismele aerobe și facultativ-anaerobe	7-10 7-10
4.	Determinarea cantitativă: -metoda ansei de calibrare -numărătoarea coloniilor în cutia Petri -diluția în eprubete	7-10 7-10 7-10
	<b>Identificarea microorganismelor:</b>	
5.	Familia Pseudomonadaceae până la genul: -Pseudomonas aeruginosa -Pseudomonas fluorescens	7-10 7-10

	-Pseudomonas putida	7-10
	-alte microorganisme	7-10
6.	Familia Neisseriaceae până la genul: - Neisseria gonorrhoeae - Neisseria meningitidis - Moraxella catarrhalis - Moraxella lacunata - Acinetobacter calcoaceticus - alte microorganisme	7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10
7.	Genul Flavobacterium până la specia: -F.meningosepticum -alte microorganisme	7-10 7-10
8.	Familia Enterobacteriaceae până la genul: -Enterobacter cloacae -Serratia marcescens -Klebsiella ozenae -Hafnia alvei -Klebsiella pneumoniae -Klebsiella rhinoscleromatis -Yersinia enterocolitica -Proteus vulgaris -Proteus mirabilis -Providentia rettgeri -Providentia stuarti -Citobacter freundii -Enterobacter aerogenes	7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10
	<b>Până la serovarul:</b>	
9.	-Salmonella	7-10
10.	-Escherichia	7-10
11.	-Shigella	7-10
12.	-alte microorganisme	7-10
13.	Familia Vibrionaceae până la genul: -Vibrio cholera și alte microorganisme	7-10
14.	Genul Haemophilus până la genul: -Haemophilus influenzae -Haemophilus hemolyticus -Haemophilus parainfluenzae -alte microorganisme	7-10 7-10 7-10 7-10
15.	Familia Bacteroidaceae până la genul: -Bacteroides - Fusobacterium - Leptotrichia - alte microorganisme	7-10 7-10 7-10 7-10
16.	Genul Campylobacter până la genul: -Campylobacter pyloridis -Campylobacter jejuni -Campylobacter fecalis -alte microorganisme	7-10 7-10 7-10 7-10
17.	Familia Micrococceae până la genul: -Staphylococcus aureus -Staphylococcus epidermidis -Staphylococcus saprophyticus	7-10 7-10 7-10

	-alte microorganisme	7-10
18.	Genul Streptococcaceae până la genul: -Streptococcus pyogenes -Streptococcus agalactiae -Streptococcus pneumoniae -Streptococcus salivarius -Streptococcus sanguis -Streptococcus faecalis -Streptococcus faecium -alte microorganisme	7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10
19.	Genul Clostridium până la genul: -Clostridium botulinum -Clostridium perfringens -Clostridium septicum -Clostridium difficile -alte microorganisme	7-10 7-10 7-10 7-10 7-10
20.	Genul Listeria până la genul: -Listeria monocytogenes -alte microorganisme	7-10 7-10
21.	Genul Corynebacterium până la genul: -Corynebacterium diphtheriae -alte microorganisme	7-10 7-10
22.	Genul Gardnerella până la genul: -Gardnerella vaginalis -alte microorganisme	7-10 7-10
23.	Genul Candida până la genul: -Candida albicans -alte microorganisme	7-10 7-10
24.	După proprietățile morfologice și tinctoriale: - colorarea cu albastru de metilen - colorarea Gram - colorarea Gims - colorarea cu soluție alcalină de albastru de metilen după Leffler - colorarea Ziehl-Nilssen - colorarea Giemza	7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10
25.	După proprietățile culturale (cultivarea pe medii diferențial-diagnostice): -agar lactat-vitalin-salin -5% agar sanguin -agar vitalin alcalinizat -lactat cu 0,1% albastru de metilen -mediu enterococic diferențial-diagnostic -10% bulion biliar cu indicator Andrede -mediu Hiu-Leifson cu glucoză, lactoză, maltoză, zaharoză, fructoză -agar nutritiv cu 5% zaharoză -0,5% agar biliar -mediu Cristensen cu uree -mediu Simmons -mediu pentru montarea testului cu iod -agar cu sânge încălzit -mediu cu indicator Andrede (glucoză, lactoză, zaharoză, fructoză) -mediu Olkenitki	7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10



	-mediu pentru depistarea decarboxilazelor aminoacizilor	7-10
	-mediu pentru determinarea fenilalanindezaminazei	7-10
	-mediu Clark	7-10
	-mediu King A	7-10
	-agar acetamidic	7-10
	-gelatină nutritivă	7-10
	-alte medii	7-10
26.	După teste biochimice:	
	-testul pentru catalază	7-10
	-testul pentru citocromoxidază	7-10
	-testul Hiu-Leifson	7-10
	-testul de plasmocoagulare	7-10
	-determinarea ADN	7-10
	-testul pentru fosfatază	7-10
	-reducerea nitraților și nitriților	7-10
	-determinarea enzimei	7-10
	-determinarea fenilalanindezaminazei	7-10
	-determinarea gelatinazei	7-10
	-determinarea formării indolului	7-10
	-determinarea $\beta$ -galactozidazei	7-10
	-testul Foges-Proscauer	7-10
	-determinarea lizindecarboxilazei	7-10
	-determinarea ornitindecarboxilazei	7-10
	-fermentarea glucidelor : glucozei, lactozei, zaharozei	7-10
	-testul cu adonit	7-10
	-testul cu dulcită	7-10
	-testul cu inozitol	7-10
	-testul cu manitol	7-10
	-testul cu salicilină	7-10
	-testul cu sorbitol	7-10
	-testul cu malonat	7-10
	-determinarea hidrogenului sulfurat	7-10
	-testul cu rosu de metil	7-10
27.	Sisteme de hârtii indicatoare, 25 denumiri: glucoza, lactoza, zaharoza, rabinoza, manitol, inozitol, ramnoza, xiloza, maltoza, sorbitol, adonit, silicina, dulcita, indol, ureaza, oxidaza, ? -galactozidaza, lizina, ornitina, hidrogenul sulfurat, fenilalanina, utilizarea malonatului de sodiu, citratului de sodiu, gelatinei	7-10
28.	Cromatografia gazoasă	7-10
	- alte teste	7-10
29.	După proprietățile serologice:	
	-aglutinația pe sticlă cu seruri diagnostice	7-10
	-aglutinația în eprubete cu seruri diagnostice	7-10
	-reacția de neutralizare	7-10
30.	Metoda imuno fluorescență:	
	a) directă	7-10
	b) indirectă	7-10
31.	Analiza imunoenzimatică	7-10
32.	Fagotipaj	7-10
33.	Determinarea sensibilității microorganismelor la antibiotice și alte preparate chimioterapeutice:	
	-metoda de difuzie în agar cu utilizarea discurilor de hârtie	7-10

	-metode accelerate (automatizate)	7-10
34.	Determinarea concentrației antibioticelor în lichidele biologice (sânge, urină și alte materiale)	
35.	Determinarea sensibilității microorganismelor la bacteriofag	7-10
<b>Cercetările microbiologice pentru controlul sanitaro-bacteriologic al instituțiilor medicale</b>		
36.	Examenul diseminării microbiene: -mediului aerian în secțiile de profil chirurgical, saloanele și secțiile de reanimare și terapie intensivă, maternități -în soluțiile medicamentoase pentru injecții, apă distilată, folosită pentru pregătirea formelor medicamentoase	7-10 7-10
37.	Examenul la sterilitatea materialului chirurgical (instrumentelor, materialului de suturare, de pansament, lenjeriei), mâinilor chirurgului, pielii câmpului operator	7-10
38.	Examenul bacteriologic pentru depistarea purtătorilor de S. aureus	7-10

### X. Cercetări virusologice

Nr. d/o	Denumirea cercetărilor	Laboratorul centralizat de microbiologie clinică	Laboratoarele spitalelor care au secții de boli infecțioase
<b>Identificarea antigenilor și anticorpilor virali în bioprobele prelevate de la pacienți, materialul necroptic prin metoda imunofluorescenței indirecte a virusurilor:</b>			
1.	Gripei	+	+
2.	Paragripei	+	+
3.	Respirator-sintiziali	+	+
4.	Adenovirusurilor	+	+
5.	Enterovirusurilor Koksaki grupei B	+	+
6.	Enterovirusurilor grupei ECHO	+	+
7.	Encefalitei endemice	+	+
8.	Poliomielitei	+	+
9.	Rotavirusurilor	+	+
10.	Herpesului	+	+
<b>Identificarea antigenilor virali în eșantioanele probelor prelevate de la pacienți, din materialul necroptic prin metoda imunoenzimatică a virusurilor:</b>			
11.	Hepatitei B (antigenul superficial HBSA)	+	+
12.	Hepatitei A	+	+
13.	Hepatitei C	+	+
14.	Herpes simplex tip I și II	+	+
15.	Citomegalovirusului	+	+
16.	Encefalitei endemice	+	+
17.	Mononucleozei infecțioase	+	+
18.	Parotitei epidemice	+	+
19.	Rotavirusurilor	+	+
20.	Rubeolei	+	+
21.	Rujeolei	+	+
<b>Identificarea anticorpilor virali în eșantioanele probelor prelevate de la pacienți, din materialul necroptic prin metoda imunoenzimatică a virusurilor</b>			
22.	Hepatitei B	+	+
23.	Hepatitei A	+	+
24.	Hepatitei C	+	+
25.	Herpes simplex	+	+

28.	Citomegalovirusului	+	+
29.	Encefalitei endemice	+	+
30.	Enterovirusurilor Koksaki	+	+
31.	Imunoglobulinelor IgM către virusul Delta	+	+
32.	Imunoglobulinelor IgM către virusul hepatitei E	+	+
33.	Mononucleozei infecțioase	+	+
34.	Paragripei	+	+
35.	Parotitei epidemice	+	+
36.	Poliomielitei	+	+
37.	Rubeolei	+	+
38.	Rujeolei	+	+
39.	Adenovirusurilor	+	+

## CAPITOLUL 5

### LISTA APARATURII, UTILAJULUI ȘI USTENSILELOR DE LABORATOR RECOMANDATE PENTRU LABORATOARELE DE DIAGNOSTIC CLINIC

#### A. Serviciul asistență medicală primară și asistență specializată de ambulator

Nr. d/o	DENUMIREA UTILAJULUI	Numărul utilajului în dependență de numărul populației deservite			
		Serviciul Asistență Medicală Primară		Serviciul asistență specializată de ambulator	
		Oficiul Medicilor de Familie	Centrul de Sănătate		
		1500-2000 locuitori	Mai mult de 2000 locuitori	Până la 80 mii locuitori	Mai mult de 80 mii Locuitori
1	2	3	4	5	6
	<b>Dispozitive și echipament special</b>				
1.	Computer dotat cu programe	1	1	2	3
2.	Detergenți, soluții dezinfectante				
3.	Sisteme de unică folosință pt. colectarea materialului biologic (sânge, urină, spută, materii fecale etc.)	5000 un	10000 un	40000 un	60000 un
4.	Trusă de prim-ajutor pentru acordarea primului ajutor medical	1	1	5	8
5.	Ustensile pentru protecția muncii în set: flacon pentru spălat ochii; mască antipraf; ochelari de protecție; mască de protecție; mănuși pentru laborator, halate medicale.	1	2	5 set	8 set
<b>A. INVESTIGAȚII CLINICE GENERALE, HEMATOLOGICE, CITOLOGICE ȘI IMUNOLOGICE</b>					
1.	Analizor imunoenzimatic automat în set cu spălătorul, incubatorul și agitatorul pentru plăci cu godeuri	-	-	1	2
2.	Analizor al hemiluminogramelor *	-	-	-	-
3.	Analizor automat imunohemiluminiscent *	-	-	-	-
4.	Analizor automat multicomponent al urinei pentru citirea stripurilor diagnostice	-	-	3	6
5.	Analizor automat pentru hemoglobina A <sub>1c</sub>	-	-	-	-
6.	Analizor hematologic automat	-	-	1	3
7.	Analizor hematologic semiautomat	-	2^	2	5
8.	Analizor imunoenzimatic în complex cu spălător, incubator și agitator de planșete	-	1^	1	2



9.	Analizor pentru numărarea formulei leucocitare	-	-	1	2
10.	Aparat sau dispozitiv manual pentru fixarea și colorarea frotiurilor de sânge	1	1	2	4
11.	Arhivă de micropreparate	-	-	-	-
12.	Calculator de laborator electronic pentru numărarea formulei leucocitare	1	-	3	5
13.	Camere de numărare pt. microscopie Goreaev	5	15	20	25
14.	Camere de numărare pt. microscopie Fux-Rozental	-	-	-	-
15.	Centrifugă de laborator de masă pentru eprubete cu sânge și urină	1	2	5	8
16.	Centrifugă pentru pregătirea preparatelor citologice	-	-	-	-
17.	Set automatizat pentru analiza hemiluminiscentă *	-	-	-	1
18.	Set de dispozitive pentru prepararea probelor la examinarea coprologică	1	2	2	3
19.	Dispozitiv automat pentru colorarea preparatelor citologice	-	-	1^	1
20.	Dispozitiv automat pentru fixarea și colorarea frotiurilor de sânge	-	-	1^	2
21.	Dispozitiv pentru determinarea VSH	2	4	10	15
22.	Flow-citometru	-	-	-	1^
23.	Fotometru cu reflexie pentru citirea stripurilor diagnostice	1	1	3	4
24.	Hemocalculator (calculator electronic ptr numărarea formulei leucocitare)	3	5	8	10
25.	Hemocalculator automat	-	-	1^	2
26.	Hemocitometru conductometric (eritrocite, leucocite)	1	1	2	4
27.	Hemoglobinometru fotoelectric portativ	1	1	2	2
28.	Ionometru pH-metru de laborator	-	-	1	1
29.	Loc de lucru automatizat pentru medicul hemostaziolog	-	-	1	1
30.	Loc de lucru automatizat pentru medicul imunocitolog	-	-	-	-
31.	Microscop conectat la computer și camera video pentru morfometrie	-	-	1	1
32.	Microscop cu fluorescență	-	-	1^	1
33.	Microscop de laborator binocular cu imersie, iluminator și dispozitiv pentru obținerea contrastului de fază	2	3	6	8
34.	Minicentrifugă pentru determinarea hematocritului	1	1	1	2
35.	Minicentrifugă pentru eprubete de tip Eppendorf	-	-	1	2
36.	Pipete digitale mecanice sau electronice cu 8 canale cu volumul variabil 5-50 mkl, 50-250 mkl	-	-	1	2

37.	Trusă pentru colectarea probelor de sânge în staționar și la domiciliu	1	2	2	3
38.	Urometre	4	8	16	20
<b>B.INVESTIGAȚII BIOCHIMICE</b>					
1.	Analizor biochimic automat multicanal cu productivitatea peste 300 an/h	-	-	-	1
2.	Analizor semiautomat multicanal pentru analize biochimice și imuno-turbimetrice	-	-	2	2
3.	Analizor biochimic programabil monocanal cu cuvă curgătoare și de unică folosință cu termostatare cu productivitatea de până la 60 an/h	-	1	2	3
4.	Analizor fluorimetric	-	-	1	1
5.	Analizor ionselectiv pentru dozarea electrolitilor: Na,K, Ca, Cl, Mg, Li	-	-	1	1
6.	Analizor pentru dozarea aminelor biogene	-	-	-	1^
7.	Analizor pentru dozarea catecolaminelor în urină	-	-	-	1^
8.	Analizor pentru dozarea glucozei prin metoda expres	-	-	2	3
9.	Analizor și utilaj pentru cercetări imunofluorescente și hemiluminiscente	-	-	1^	1
10.	Aparat pentru electroforeză în set cu densitometru cu laser	-	-	1^	1
11.	Cromatograf pt. cromatografia de înaltă eficiență în lichid *	-	-	-	-
12.	Cromatograf cu gaze*	-	-	-	-
13.	Fluorometru*	-	-	-	1^
14.	Fotometru programabil cu cuvă curgătoare și de unică folosință cu termostatare (pentru laboratoare medii și mici)	1	1	-	-
15.	Fotometru cu reflexie automat pentru citirea stripurilor diagnostice (10 parametri al analizei urinei)	-	-	-	2
16.	Minicentrifugă pentru eprubete de tip Eppendorf	-	1	2	4
17.	PH-metru de laborator	-	1	1	1
18.	Sistema de electroforeză computerizată*	-	-	-	1
19.	Spectrofluorometru*	-	-	-	-
20.	Spectrofotometru cu absorbție atomică*	-	-	-	-
21.	Spectrofotometru cu domeniul spectral 190 – 1000 nm dublu fascicol	-	-	1	1
22.	Trusă pentru colectarea probelor de sânge pentru analizele biochimice	1	2	6	9
<b>C. CERCETĂRI ALE SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ</b>					
1.	Agregometru	-	-	-	1
2.	Analizor al agregării trombocitelor	-	-	-	1^
3.	Analizor al trombocitelor cu laser*	-	-	-	-
4.	Analizor fotometric tip "flow cell"	-	1	1	1
5.	Coagulometru semiautomat	-	1^	1	2

6.	Coagulometru automat cu multe canale cu computer	-	-	-	1
7.	Cronometru temporizator (tainer) cu 5 canale	1	1	2	3
8.	Termostat cu pereți transparenți pentru determinarea parametrilor hemostazei	1	1	2	4

#### **D. INVESTIGAȚII ÎN BIOLOGIA MOLECULARĂ ȘI GENETICA MEDICALĂ**

1.	ADN – amplificator *	-	-	-	-
2.	Analizor automat pt. reacția de polimerizare în lanț (PCR)*	-	-	-	-
3.	Aparat pentru puls-electroforeza ADN *	-	-	-	-
4.	Aparat pt. agitare tip "Vortex"*				
5.	Centrifugă de masă cu răcire pt. eprubete tip Eppendorf până la 20 000 g*	-	-	-	-
6.	CO2 – incubator*				
7.	Dulap steril cu șuvoi de aer laminar*	-	-	-	-
8.	Pipete digitale mecanice sau electronice monocanal pt. PCR cu volumul variabil 0,5 – 25 ml, 20 – 200 ml*	-	-	-	-
9.	Sistema pt. electroforeză în gel în complet – camera, suportul de gel, blocul de alimentare etc.)*				
10.	Transiluminator cu ultraviolet*	-	-	-	-

#### **E. INVESTIGAȚII MICROBIOLOGICE**

1.	Aglutinoscop	-	-	1	1
2.	Analizor microbiologic automat în complet cu test-sisteme	-	-	-	1 <sup>^</sup>
3.	Analizor și dispozitive pentru cercetări imunoenzimatic	-	-	-	1
4.	Anaerostat	-	-	-	1
5.	Ansă pentru cercetări microbiologice	2	6	7	8
6.	Aparat de măsurat Florinsky pentru cercetări serologice (set)	1	2	4	5
7.	Aparat sau dispozitiv pt. fixarea și colorarea frotiurilor pe lame	-	1	1	1
8.	Aparat pentru coagularea și inactivarea serului	-	1	1	1
9.	Aparat pentru defibrinizarea plasmăi	-	-	-	1
10.	Aparat pentru analiza bacteriologică a aerului	-	-	-	4
11.	Aparat pentru recoltarea probelor de aer	-	-	-	4
12.	Aparat semiautomat pentru dozarea mediilor de cultură	-	-	-	1
13.	CO <sub>2</sub> – incubator pentru lucrul cu culturi*	-	-	-	-
14.	Cromatograf cu gaz în complet cu detector cu flacără ionizant	-	-	-	-
15.	Dispensor pentru discuri îmbibate cu antibiotice	-	-	-	6
16.	Dispozitiv automat pentru numărarea coloniilor de bacterii	-	-	-	1 <sup>^</sup>

17.	Dispozitiv pentru numărarea coloniilor de bacterii	-	-	-	1
18.	Dulap steril cu șuvoi de aer laminar	-	-	2^	2^
19.	Echipament cu ultraviolete pentru dezinfectia aerului, suprafețelor și a încăperilor	1	1	2	3
20.	Ionometru pH-metru de laborator	-	-	-	1
21.	Loc de lucru automatizat pentru medicul bacteriolog		-	-	1^
22.	Lupă binoculară	-	-	-	-
23.	Lupă de mână	-	-	-	-
24.	Microscop binocular cu imersie, iluminator și condensor cu câmp întunecat	-	-	-	1
25.	Microscop stereoscopic	-	-	-	1^
26.	Microscop cu fluorescență	-	-	-	1
27.	Sistem semiautomat pentru cercetări microbiologice	-	-	-	1
28.	Ustensile pt. microbiologie: plăci pt. microtitrare, plăci și vase pt. culturi, cutii Petri, pipete Pasteur, ace și anse pt. însămânțări, folie protectoare "Parafilm", pare pt. pipetare etc.	-	-	-	2

#### F. INSTRUMENTAR MEDICAL

1.	Ace pentru prelevarea sângelui	2000	5000	30000	50000
2.	Bisturiu cu vârful eficat	1	1	2	4
3.	Cleme pentru tuburi elastice	1	2	15	25
4.	Condensor de câmp întunecat	-	1	1	1
5.	Cornțang cu brațe drepte	1	4	4	6
6.	Foarfece chirurgicale cu vârfurile boante	2	2	4	6
7.	Lancetă-scarificator de o singură folosință	1000	2000	30000	50000
8.	Lupă binoculară	-	1	1	2
9.	Pensă oculară anatomică	-	-	-	5
10.	Pensă anatomică (mărimi diferite)	1	1	2	12
11.	Pensă chirurgicală (mărimi diferite)	2	5	5	10
12.	Pensă oculară chirurgicală (set)	-	-	-	5
13.	Scarificator pentru prelevarea sângelui prin metoda fără contact	-	1	1	2
14.	Seringi cu ac de unică folosință sterile de la 1 până la 10 ml	2000	5000	30000	50000
15.	Spatulă de o singură folosință, mii	1	2	3	5
16.	Spatulă medicală de metal inox	5	10	50	100

#### G. ARTICOLE ȘI OBIECTE DE UZ GENERAL ȘI SPECIAL

1.	Accesorii pentru pipete digitale mecanice sau electronice (stative, tăvițe pt. lichide, filtre pt. pipete, vârfuri pt. pipete)	1500	5000	50000	80000
2.	Aevadistilator	1	1	2	2
3.	Agitator magnetic cu încălzire	-	-	1^	1



4.	Agitator magnetic fără încălzire	-	-	1 <sup>^</sup>	1
5.	Aparat pentru bidistilarea apei	-	-	1	1
6.	Aparat pentru obținerea apei deionizate	-	1	1	2
7.	Aparat sau dispozitiv pentru fixarea și colorarea frotiurilor de sânge pe lame	1	1	1	2
8.	Aparat universal pentru scuturare	-	1	2	3
9.	Areometre (Set)	1	1	1	2
10.	Areometre pentru determinarea densității acizilor (Set)	-	1	1	1
11.	Autoclav	-	1	1	3
12.	Baie de apă electrică pentru laborator	1	2	3	4
13.	Baie de nisip	-	-	1	1
14.	Balanță pentru echilibrarea eprubetelor de centrifugare	1	2	5	8
15.	Balanțe analitice electronice cu rezoluția de 0,1 mg	-	-	1	2
16.	Balanțe cu torsione cu capacitatea de 500 mg și 1000 mg	-	2	4	12
17.	Balanțe de laborator cu rezoluția de 1 mg	-	4	7	8
18.	Balanțe de laborator cu rezoluția de 10 mg	2	2	2	4
19.	Cameră de uscat prin liofilizare	-	-	-	1
20.	Cameră de uscat cu vacuum	-	-	-	-
21.	Ceas cu nisip	1	3	5	10
22.	Ceas temporizator (taimer)	1	3	4	5
23.	Centrifugă de laborator de masă multifuncțională cu ventilare	-	-	1	2
24.	Centrifugă de laborator cu multe cupe	-	-	3	5
25.	Centrifugă de laborator (500 – 3000 tur/min)	2	4	9	12
26.	Chiuveță pentru colorarea frotiurilor de sânge pe lame	1	2	2	4
27.	Cronometru – secundometru	2	4	10	15
28.	Casoleță	1	2	4	10
29.	Cutii de păstrare lame pentru metode citologice manuale (25,50,100 lame)	1	2	4	5
30.	Dispozitiv pentru perforarea dopurilor	-	1	1	1
31.	Dispozitiv pentru pregătirea dopurilor de vată	-	-	-	1
32.	Dozatoare automate pentru lucrul cu medii agresive	-	4	8	10
33.	Dozatoare de pipetare de laborator cu volum de diferită capacitate (Set)	2	4	8	12
34.	Dozator diluter automat cu microprocesor cu programare și capacitate de dozare până la 5000 ml	-	-	1	2
35.	Dulap de ventilație	1	2	3	6
36.	Etuve universale pentru uscarea și sterilizare cu limitele de temperatură de la 55 până la 200 °C	1	2	6	8
37.	Fierbător electric	1	2	3	4

38.	Filtre de hârtie (discuri) de diferite dimensiuni (Set)	1	3	6	10
39.	Frigider cu congelator până la $-18^{\circ}\text{C}$	-	-	1	2
40.	Frigider electric obișnuit	1	2	5	8
41.	Greutăți de calibrare	-	-	1 <sup>^</sup>	2
42.	Hârtie cromatografică*	-	-	-	-
43.	Hârtie de filtru	2 kg	3 kg	6 kg	10 kg
44.	Lampă cu spirt	1	2	3	4
45.	Lupă de mână	1	2	2	5
46.	Măner pentru ace și anse de platină	-	-	-	2
47.	Obiectiv-micrometru	-	-	1	2
48.	Ocular de prezentare	-	-	-	1
49.	Ocular-micrometru	-	1	1	2
50.	Microscop de prezentare	-	-	-	1
51.	Picurătoare	7	10	15	20
52.	Pipete digitale mecanice sau electronice monocanal cu volumul variabil 5-1000 mkl (complet din 5 unități)	1	3	5	10
53.	Pipete digitale mecanice sau electronice cu 8 canale cu volumul variabil 5-50 mkl, 50-250 mkl	-	-	2	4
54.	Plășete pentru păstrarea lamelor	5	10	40	50
	Plăci pentru determinarea grupelor de sânge, factorului Rhesus	-	-	2	4
55.	Plăci de o singură folosință cu 96 godeuri pentru reacții imunologice	-	2	2	5
56.	Plăci pentru biochimie (standarde și modificate)	-	4	8	10
57.	Plăci pentru culturi tisulare cu 4 godeuri	-	-	1	1
58.	PH-metru de laborator	-	-	1	2
59.	Pompă cu vid (cu apă sau ulei)	-	-	1	2
60.	Refrigerator autonom portativ	-	1	1	2
61.	Sisteme de unică folosință pt. colectarea materialului biologic (sânge, urină, materii fecale etc)	2000	5000	60000	100000
62.	Scuturător de laborator	-	-	2	3
63.	Sisteme pentru obținerea apei deionizate	-	-	-	1 <sup>^</sup>
65.	Spălător automat pentru analiza imunoenzimatică	-	-	1	1
66.	Spălător manual pentru analiza imunoenzimatică	-	-	1	2
67.	Spălător pentru microplășete	-	-	1	1
68.	Spălător semiautomat pentru analiza imunoenzimatică	-	-	1	1
69.	Autoclav	-	1	1	2
70.	Sterilizator cu aer cald	1	1	2	3
71.	Termometru de laborator	2	3	5	8
72.	Termometru medical	2	4	6	10
73.	Termostat bacteriologic tip TPC-100	-	-	-	2
74.	Termostat electric	-	3	5	7
75.	Termostat pentru plăci cu 96 godeuri	-	-	1	2

76.	Termostat pentru turnarea parafinei	-	-	-	1
77.	Umidometru, barometru și termometru (dispozitiv de perete cu trei funcții pt. determinarea umidității, presiunii și temperaturii în încăperi).	1	2	5	8
78.	Ustensile din plastic de unică folosință pt. laboratoarele clinice (stative, suporturi pt. tuburi de test, tuburi de centrifugare etc)	200	500	4000	10000
79.	Ustensile metalice de laborator (stative, mufe, cleme, stativ pt. eprubete, linguri dozatoare, spatule, pensete, clești, trompe de apă etc)	250	250	1000	2000

#### Echipament de laborator din sticlă și plastic

1.	Baloane conice de diferite dimensiuni	7	13	15	25
2.	Baloane cotate de diferite dimensiuni	7	13	15	25
3.	Baloane cu fundul plat de diferite dimensiuni	-	**	**	**
4.	Bastonașe de sticlă	300	500	2000	5000
5.	Biurete cu gradații Mohr	-	**	**	**
6.	Biurete cu gradații și robinet	-	**	**	**
7.	Borcan cu capac cu capacitatea 1,5 L și 5 L	-	**	**	**
8.	Borcane pentru turnarea și păstrarea biopreparatelor cu volumul 50, 100, 250 ml	-	**	**	**
9.	Capilar Pancenکو (pentru VSH)	1000	2000	20000	30000
10.	Capilar pentru hematocrit	-	5000	20000	30000
11.	Capilar Sahli	15	25	30	50
12.	Cilindri gradați de diferite dimensiuni	8	10	20	25
13.	Cilindri pentru soluții fără gradații, 250 ml	-	5	10	15
14.	Cratițe de diferite dimensiuni	-	-	20	30
15.	Creioane pentru sticlă și porțelan (roșu și albastru)	8	10	30	50
16.	Cuve de polistiroil de unică folosință pentru fotometre	2000	10000	20000	30000
17.	Eprubete biologice, Florinski, Can, Vidal etc.	2000	10000	20000	30000
18.	Eprubete chimice (diferite)	500	3000	15000	20000
19.	Eprubete din masă plastică cu capac sterile (3 ml, 5 ml, 14 ml, 50 ml)	1500	5000	15000	25000
20.	Eprubete gradate conice 10, 20 ml	1000	5000	15000	20000
21.	Eprubete pentru centrifugare fără gradații	500	1000	5000	10000
22.	Eprubete pentru centrifugare gradate	100	500	2000	5000
23.	Exicator cu capac și robinet	-	**	**	**
24.	Fiole de cântărire (set)	-	10	20	50
25.	Flacoane din polietilenă 125 ml	-	1250	30000	50000
26.	Flacoane pentru păstrarea mediilor de cultură	-	-		
27.	Flacoane pentru sânge 50, 100, 250, 450 ml	-	10	40	50
28.	Lame	1000	5000	15000	20000
29.	Lamele	500	1000	8000	10000

30.	Microeprubete de 1,5 ml din plastic cu capac de unică folosință	2000	4000	10000	15000
31.	Pahare cotate de diferite dimensiuni	2	5	5	10
32.	Pahare de laborator gradate și fără gradații	5	15	30	50
33.	Pahare de laborator Grifin de diferite dimensiuni	-	5	5	10
34.	Pahare de porțelan de diferite dimensiuni	-	5	5	10
35.	Pâlnie	5	10	15	25
36.	Pâlnii de separare (50, 100, 250 ml)	-	5	10	20
37.	Pară de cauciuc pentru pipete	10	15	20	25
38.	Pipetă Pasteur	-	500	1000	5000
39.	Pipete gradate de diferite dimensiuni	-	50	60	100
40.	Piuliță de porțelan cu pisălog	-	2	3	5
41.	Piuliță de porțelan pentru evaporare	-	1	1	1
42.	Cuvă renală	5	10	40	80
43.	Tuburi de sticlă	-	100	200	500
44.	Tuburi din cauciuc și silicon de diferite dimensiuni	1 kg	3 kg	10 kg	20 kg
<b>Seturi de reactivi, test sisteme, reagenți de laborator ( clinica generală, hematologia, biochimia, citologia, imunologia, microbiologia)</b>					
1.	Colorant azur-eozină Romanovski-Giemza, praf	0,25 kg	0,50 kg	1 kg	2 kg
2.	Colorant azur-eozină Romanovski-Giemza, soluție	2 litri	5 litri	40 litri	80 litri
3.	Colorant eozină albastru de metilen Leischman, soluție	2 litri	5 litri	30 litri	50 litri
4.	Colorant eozină albastru de metilen May-Grundwald, soluție	1 litru	2 litri	10 litri	20 litri
5.	Set de rechizite pentru cromatografia în lichid*	-	-	-	-
6.	Set de rechizite pentru cromatografia în strat subțire*	-	-	-	-
7.	Set de acizi pentru laboratoarele de diagnostic clinic	1	2	3	5
8.	Set de materiale de control și calibratori	13	20	25	40
9.	Set de reagenți (96 godeuri) pentru diagnosticul hormonal al maladiilor: hormonilor tiroidieni, paratiroidieni, hipotalamo-hipofizari, pancreasului, suprarenalelor, sexuali, etc.	-	-	50	100
10.	Set de reagenți pentru diagnosticul serologic al sifilisului	-	20	30	40
11.	Set de reagenți pentru (96 godeuri) dozarea markerilor tumorali: AFP, PSA, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, feritinei, etc	-	-	50	100
12.	Set de reagenți pentru dozarea bilirubinei și fracțiilor ei în serul sanguin	-	7 ml x 50	250ml x 30	250ml x 50
13.	Set de reagenți pentru dozarea componentelor sistemului complement: C3, C4, factorului properdinic beta, C1 inhibitorului esterazei, etc (pentru fiecare component)	-	-	5	10



14.	Set de reagenți pentru dozarea electroliților și microelementelor: Na, K, Cl, P, Mg, I, Zn, Cu, Fe, etc	-	-	250ml x 30	250ml x 50
15.	Set de reagenți (1000 ml) pentru dozarea hemoglobinei în sânge	10	20	100	150
16.	Set de reagenți (150 ml) pentru dozarea imunoglobulinelor A,G,M,E, etc	-	-	3	4
17.	Set de reagenți (500 ml) pentru dozarea microproteinuriei, microalbuminuriei	-	-	50	70
18.	Set de reagenți (5 ml) pentru dozarea proteinelor fazei acute a inflamației: proteina-C reactantă, alfa-1-glicoproteina acidă, alfa-1-antitripsina, alfa-2-macroglobulina, haptoglobina, ceruloplasmina, factorul reumatoid, fibrinogenul, etc.	-	10	30	40
19.	Set de reagenți (96 godeuri) pentru analiza imunoenzimatică	-	10	30	50
20.	Set de reagenți (1000 ml) pentru cercetarea metabolismului proteic și azotat: dozarea proteinei totale după Lowry, metoda biuret, cu roșu de pirogalol, dozarea albuminei, ureei, creatininei, acidului uric etc.	-	10	50	100
21.	Set de reagenți (1000 ml) pentru cercetarea metabolismului glucidic: dozarea glucozei prin metoda glucozoxidazică și hexokinazică, fructozaminei, hemoglobinei A <sub>1c</sub> , acidului lactic, piruvic, sialic, seromucoizilor, etc.	-	10	50	100
22.	Set de reagenți (500 ml) pentru cercetarea metabolismului lipidic: dozarea colesterolului total, colesterolului-LDL și HDL, lipidelor totale, trigliceridelor, fosfolipidelor, beta-lipoproteidelor, lipoproteinei A, etc.	-	10	25	50
23.	Set de reagenți (100 ml) pentru cercetarea sistemului de hemostază	-	15	25	50
24.	Set de reagenți (50 stipuri) pentru depistarea sângelui ocult (materii fecale, urină, etc)	-	10	15	25
25.	Set de reagenți (1000 ml) pentru diagnosticul enzimatic al maladiilor: dozarea fosfatazei acide și alcaline, ALAT, ASAT, gama-GPT, LDH, PCE, HBDH, GDH, CFK, lipazei totale și pancreatice, amilazei, etc.	-	-	30	50
26.	Set-standard de hemoglobincianidă (15 ml)	5	10	15	25
27.	Discuri cu antibiotice	-	-	-	**
28.	Material de control atestat pentru lichidul cefalorahidian	-	-	3	5

29.	Material de control atestat (10 ml) pentru monitoringul proteinelor fazei acute a inflamației	-	-	10	15
30.	Material de control atestat (10 ml) pentru monitoringul cardiomarkerilor	-	-	10	15
31.	Material de control atestat (10 ml) pentru monitoringul diabetului zaharat	-	-	15	20
32.	Material de control atestat (10 ml) pentru monitoringul hormonilor	-	-	10000	2000
33.	Material de control atestat (10 ml) pentru monitoringul oncomarkerilor	-	-	10	15
34.	Material de control atestat (40 ml) pentru monitoringul metodelor de analiză a urinei	-	-	15	20
35.	Material de control atestat (10 ml) pentru monitoringul parametrilor imunologici și medicamentelor	-	-	10	15
36.	Material de control atestat (10 ml) pentru monitoringul spectrului lipidic	-	-	10	15
37.	Material de control atestat și neatestat (100 ml) pentru cercetări biochimice	-	-	50	70
38.	Medii nutritive Giss (cu manitol, zaharoză, lactoză, glucoză)	-	-	-	20
39.	Medii nutritive și baze	-	-	-	20
40.	Medii nutritive uscate	-	-	-	20
41.	Reactivi chimici (acizi, baze, săruri, coloranți, indicatori, compuși organici, etc)	**	**	**	**
42.	Seruri diagnostice, anticorpi și antigeni	-	-	**	**
43.	Test sisteme imunodiagnostice pentru determinarea subpopulațiilor de limfocite	-	-	-	1^
44.	Test sisteme imunoenzimatică și eritrocitare	-	-	-	1^
45.	Teste cromatografice pentru monitoringul diabetului zaharat	-	1^	1^	1
<b>Stripuri pentru expres-diagnosticul maladiilor</b>					
1.	Stripuri pentru diagnosticul alergen-specific	-	-		
2.	Stripuri diagnostice (50 st) pentru determinarea albuminei în materiile fecale	-	10	15	20
3.	Stripuri diagnostice (50 st) pentru determinarea albuminei în urină	5	10	15	20
4.	Stripuri diagnostice (50 st) pentru determinarea PH, glucozei, proteinei în urină	50	100	150	200
5.	Stripuri diagnostice (50 st) pentru determinarea PH, nitriților proteinei și glucozei în urină	50	100	150	200
6.	Stripuri diagnostice (50 st) pentru determinarea densității relative, PH, nitriților, glucozei, proteinei, sângelui (eritrocitelor, Hb) și leucocitelor în urină	100	150	200	300

7.	Stripuri diagnostice (50 st) pentru determinarea PH, proteinei, glucozei, corpurilor cetonice, urobilinogenului, bilirubinei, leucocitelor, nitriților, sângelui (eritrocitelor, Hb) în urină	25	35	50	70
8.	Stripuri diagnostice (50 st) pentru determinarea cantitativă și semicantitativă a urobilinogenului în urină	7	10	15	20
9.	Stripuri diagnostice (50) pentru determinarea leucocitelor în urină	7	10	15	20
10.	Stripuri diagnostice (50 st) pentru determinarea nitriților în urină	-	10	15	20
11.	Stripuri diagnostice pentru determinarea sângelui (eritrocitelor, Hb) în urină	7	10	15	20
12.	Stripuri diagnostice (50 st) pentru determinarea proteinei, urobilinogenului, sângelui (eritrocitelor, Hb) în urină	15	20	30	40
13.	Test-sisteme (96 godeuri) pentru expres diagnosticul și depistarea bolilor infecțioase	-	-	50	100

#### H. MOBILĂ DE LABORATOR

1.	Covoraș din cauciuc dielectric	-	10	15	20
2.	Dulap medical pentru haine	1	2	5	8
3.	Dulap cu vitrină	-	-	3	5
4.	Dulap de uscare	-	1	1	2
5.	Dulap pentru aparate	-	2	3	4
6.	Dulap pentru materiale de lucru	1	2	3	4
7.	Dulap pentru medii nutritive pregătite	-	-	-	1
8.	Dulap pentru preparate diagnostice	-	1	2	3
9.	Dulap pentru reactivi chimici	-	2	4	5
10.	Dulap pentru vesela de laborator	1	2	4	6
11.	Masă de laborator cu cuvetă	-	1	3	4
12.	Masă de laborator cu dispozitiv de ventilare	1	1	2	4
13.	Masă de laborator cu picioare	-	2	7	10
14.	Masă de laborator cu roți	1	1	5	8
15.	Masă de laborator pentru dispozitivul de uscare	-	1	1	2
16.	Masă de laborator pentru examenul proprietăților chimice	1	2	4	6
17.	Masă de laborator pentru examenul proprietăților fizice	1	2	4	6
18.	Masă de lucru	1	2	4	6
19.	Masă mobilă cu sertare	-	1	3	4
20.	Masă pentru balanțe	-	1	2	3
21.	Masă pentru primirea și înregistrarea bonurilor de cerere a examenelor de laborator	1	1	2	2
22.	Scaune	5	10	20	25
23.	Stelaj pentru uscare	-	1	1	1
24.	Suport pentru spălarea și uscarea veselei de laborator	-	1	2	2

25.	Taburet de laborator cu picioare	2	5	10	15
26.	Taburet de laborator cu roți	2	5	15	20

Notă:

\* Doar în cazul dacă există specialiștii, cabinetele și secțiile corespunzătoare

\*\* După necesitate

^ Indice de perspectivă

## B. Serviciul spitalicesc

Nr. D/o	DENUMIREA UTILAJULUI	Numărul utilajului în dependență de numărul populației deservite			
		Spitale raionale		Spitale munici- pale	Instituții republicane
		Până la 80 mii locuitori	Mai mult de 80 mii locuitori		
1	2	3	4	5	6
	<i>Aparate și dispozitive</i>				
1.	Computer dotat cu programe	1^	1^	1^	10
2.	Detergenți, soluții dezinfectante, litri	500	800	800	1000
3.	Sisteme de unică folosință pt. colectarea materialului biologic (sânge, urină, spută, materii fecale etc.) mii unități	35	75	80	150
4.	Trusă de prim-ajutor pentru acordarea primului ajutor medical	5	2	8	10
5.	Ustensile pentru protecția muncii în complet: flacon pentru spălat ochii; mască antipraf; ochelari de protecție; mască de protecție; mănuși pentru laborator, halate medicale (set)	5	8	8	12
<b>A. INVESTIGAȚII CLINICE GENERALE, HEMATOLOGICE, CITOLOGICE ȘI IMUNOLOGICE</b>					
1.	Analizor hematologic automat	1	1	2	2
2.	Analizor hematologic semiautomat	2	3	3	6
3.	Analizor imunoenzimatic automat în complet cu spălătorul, incubatorul și agitatorul pentru plăci cu godeuri	-	1	2	2
4.	Analizor imunoenzimatic semiautomat în complet cu spălătorul, incubatorul și agitatorul pentru plăci cu godeuri	1	1	1	2
5.	Analizor multicomponent automat al urinei pentru citirea stripurilor diagnostice	2	3	3	4
6.	Analizor pentru dozarea hemoglobinei A <sub>1c</sub> automat	-	-	1	1
7.	Analizor pentru numărarea formulei leucocitare	1	1	2	1
8.	Aparat sau dispozitiv automat pentru fixarea și colorarea frotiurilor de sânge	1	1	2	4



9.	Aparat pentru coagularea și inactivarea serului	1	1	1	1
10.	Aparat pentru inactivarea serului	1	1	1	1
11.	Arhivă de micropreparate	1	1	1	2
12.	Camere de numerare pt. microscopie Goreaev	10	12	12	24
13.	Camere de numerare pt. microscopie Fux-Rozental	5	10	10	20
14.	Centrifugă de laborator de masă pentru eprubete cu sânge și urină	5	7	8	10
15.	Centrifugă pentru pregătirea preparatelor citologice	1	1	1	1
16.	Complet automatizat pentru analiza hemiluminiscentă și fluorescentă*	-	-	-	1^
17.	Complet de dispozitive pentru prepararea probelor la examinarea coprologică	1	1	1	2
18.	Dispozitiv automat pentru colorarea preparatelor citologice	-	1^	1^	1
19.	Dispozitiv manual pentru fixarea și colorarea frotiurilor de sânge	5	5	5	5
20.	Dispozitiv pentru determinarea VSH	5	10	10	20
21.	Flow-citometru	-	-	1^	1
22.	Fotometru cu reflexie pentru citirea stripurilor diagnostice	1	1	1	1
23.	Hemocalculator (calculator electronic ptr numărarea formulei leucocitare)	8	12	12	20
24.	Hemocalculator automat	2	2	4	4
25.	Hemocitometru conductometric (eritrocite, leucocite)	2	2	3	3
26.	Hemoglobinometru fotoelectric portativ	4	4	4	4
27.	Ionometru pH-metru de laborator	1	1	1	2
28.	Loc de lucru automatizat pentru medicul imunocitolog	-	-	1	1
29.	Microscop conectat la computer și camera video pentru morfometrie	-	1^	1	1
30.	Microscop cu fluorescență	-	-	1	1
31.	Microscop de laborator binocular cu imersie, iluminator și dispozitiv pentru obținerea contrastului de fază	8	12	12	18
32.	Minicentrifugă pentru determinarea hematocritului	1	2	2	2
33.	Minicentrifugă pt. eprubete de tip Eppendorf	1	2	2	3
34.	Trusă pentru colectarea probelor de sânge în staționar și la domiciliu	1	3	5	10
35.	Urometre	10	15	15	20
<b>B. INVESTIGAȚII BIOCHIMICE</b>					
1.	Analizor biochimic automat multicanal cu productivitatea peste 300 an/h	-	-	1	1
2.	Analizor semiautomat multicanal pentru analize biochimice și imuno-turbidimetrice	1	1	2	2

3.	Analizor biochimic programabil monocanal cu cuvă curgătoare și de unică folosință cu termostatare cu productivitatea de până la 60 an/h	2	2	2	2
4.	Analizor fotometric al bilirubinei neonatale	1	1	1	2
5.	Analizor ionselectiv pentru dozarea electrolitilor: Na, K, Ca, Cl, Mg, Li	1	2	2	3
6.	Analizor pentru dozarea aminelor biogene	-	1^	1	1
7.	Analizor pentru dozarea catecolaminelor în urină	-	1^	1	1
8.	Analizor pentru dozarea glucozei prin metoda expres	1	2	2	3
9.	Analizor și utilaj pentru cercetări imunofluorescente și hemiluminiscente	-	-	-	1
10.	Aparat pentru electroforeză în complet cu densitometru cu laser	1^	1	1	1
11.	Complet ptr. cromatografia în strat subțire*	-	-	-	1^
12.	Complet și dispozitive pt. analiza imunoradiometrică și radiometrică	-	-	-	1
13.	Cromatograf pentru cromatografia de înaltă eficiență în lichid*	-	-	-	1
14.	Cromatograf cu gaze*	-	-	-	1
15.	Fotometru automat pt. citirea densității optice în plăci cu godeuri	1	1	1	1
16.	Fotometru programabil cu cuvă curgătoare și cuve de unică folosință cu termostatare (pentru laboratoare medii și mici)	1	1	1	1
17.	Fotometru cu reflexie automat pentru citirea stripurilor diagnostice (10 parametri al analizei urinei)	1	2	2	2
18.	Miliosmetru	-	1	1	2
19.	Minicentrifugă pentru eprubete de tip Eppendorf	-	2	2	3
20.	Sistema de electroforeză computerizată*	-	1	1	1
21.	Spectrofluorometru*	-	-	-	1
22.	Spectrofotometru cu absorbție atomică*	-	-	-	1
23.	Spectrofotometru cu domeniul spectral 190 – 1000 nm dublu fascicol	-	1	1	1
24.	Trusă pentru colectarea probelor de sânge pentru analizele biochimice	5	6	8	20

### C. CERCETĂRI ALE SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ

1.	Analizor al agregării trombocitelor	-	1	1	1
2.	Analizor al trombocitelor cu laser*	-	-	-	1
3.	Analizor fotometric tip "flow cell"	-	1	1	2
4.	Coagulometru semiautomat	1	1	1	2
5.	Coagulometru automat cu multe canale cu computer	-	-	1	1
6.	Cronometru temporizator (taimer) cu 5 canale	1	1	1	1

7.	Electrocoagulograf	-	1	1	1
8.	Loc de lucru automatizat pentru medicul hemostaziolog	-	-	1^	1^
9.	Termostat cu pereți transparente pentru determinarea parametrilor hemostazei	1	1	3	4

#### D. INVESTIGAȚII ÎN BIOLOGIA MOLECULARĂ ȘI GENETICA MEDICALĂ

1.	ADN – amplificator *	-	1^	1	1
2.	Analizor automat pentru reacția de polimerizare în lanț (PCR)*	-	1^	1	1
3.	Aparat pentru puls-electroforeza ADN *	-	1^	1	1
4.	Aparat pt.scuturare tip “Vortex”*	-	1^	1	1
5.	Centrifugă de masă cu răcire pt. eprubete tip Eppendorf până la 20 000 g*	-	1^	1	1
6.	CO2 – incubator*	-	1^	1	2
7.	Dulap steril cu șuvoi de aer laminar*	-	1^	1	1
8.	Pipete digitale mecanice sau electronice monocanal pt. PCR cu volumul variabil 0,5 – 25 mkl, 20 – 200 mkl*	-	1^	1	1
9.	Sistema pt. electroforeză în gel în complet cu camera, suport de gel, bloc de alimentare etc.)*	-	1^	1	1
10.	Transiluminator cu ultraviolet	-	1^	1	1

#### E. INVESTIGAȚII MICROBIOLOGICE

1.	Aglutinoscop	-	-	-	1
2.	Analizor microbiologic automat în set cu test-sisteme	-	-	-	1
3.	Analizor și dispozitive pentru cercetări imunoenzimatic	-	-	-	1
4.	Anaerostat	-	-	-	2
5.	Ansă pentru cercetări microbiologice	-	-	-	20
6.	Aparat de măsurat tip Florinsky pentru cercetări serologice (complet)	2	4	4	6
7.	Aparat sau dispozitiv pt. fixarea și colorarea frotiurilor pe lame	4	6	6	2
8.	Aparat pentru coagularea și inactivarea serului	-	-	-	2
9.	Aparat pentru defibrinizarea plasmei	1	1	1	1
10.	Aparat pentru analiza bacteriologică a aerului	-	1	1	2
11.	Aparat pentru recoltarea probelor de aer	1	1	1	2
12.	Aparat semiautomat pentru dozarea mediilor de cultură	1	1	1	1
13.	CO <sub>2</sub> – incubator pentru lucrul cu culturi*	-	-	-	1
14.	Cromatograf cu gaz în complet cu detector cu flacără ionizant	-	-	-	1
15.	Dispensor pentru discuri îmbibate cu antibiotice	-	1	1	2
16.	Dispozitiv automat pentru numărarea coloniilor de bacterii	-	-	-	1

17.	Dispozitiv pentru numărarea coloniilor de bacterii	1	1	1	1
18.	Dulap steril cu șuvoi de aer laminar	-	-	-	1^
19.	Lampă UV pentru dezinfecție aerului	1	1	1	2
20.	Ionometru pH-metru de laborator	1	1	1	1
21.	Loc de lucru automatizat pentru medicul bacteriolog	-	-	-	2
22.	Lupă binoculară	1	2	2	2
23.	Lupă de mână	1	1	1	2
24.	Microscop binocular cu imersie, iluminator și condensor cu câmp întunecat	1	2	3	4
25.	Microscop stereoscopic	1	1	1	1
26.	Microscop cu fluorescență	-	-	1	1
27.	Pipete digitale mecanice sau electronice monocanal cu volumul variabil 5-1000 mkl în set	1	1	1	3
28.	Pipete digitale mecanice sau electronice cu 8 canale cu volumul variabil 5-50 mkl, 50-250 mkl	1	1	1	3
29.	Agitator magnetic	-	-	1	1
30.	Sistema semiautomată pentru cercetări microbiologice	-	-	-	1
31.	Ustensile pt.microbiologie:plăci pt.microtitrare, plăci și vase pt.culturi, cutii Petri, pipete Pasteur, ace și anse pt. însămânțări, folie de protecție "Parafilm", pare pt. pipetare etc (set)	1	1	1	2

#### **F. INVESTIGAȚIILE URGENTE DE LABORATOR ÎN SECȚIILE DE REANIMARE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ**

1.	Analizor biochimic cu cuvă curgătoare sau de unică folosință și termostatare	1	1	1	2
2.	Analizor al echilibrului acido-bazic	1	1	1	2
3.	Analizor ionselectiv pentru dozarea componentei electrolitice	1	1	1	1
4.	Analizor multicomponent al urinei automatizat	1	1	1	1
5.	Camera de numărare pt. microscopie tip Goreaev	5	10	15	20
6.	Coagulometru semiautomat	1	1	1	1
7.	Cronometru – temporizator (taimer) cu mai multe canale	1	1	1	1
9.	Dispozitiv pentru fixarea și colorarea froturilor de sânge	1	1	1	2
10.	Dispozitiv pentru determinarea VSH	1	1	2	6
11.	Fotometru pentru citirea stripurilor diagnostice	1	2	2	2
12.	Hemoglobinometru fotometric portativ	2	1	2	2
13.	Hemoviscozimetru pentru determinarea viscozității sângelui	1	1	1	1
14.	Microscop binocular cu imersie și iluminator	1	2	4	6



15.	Miliosmometru	-	1	1	1
16.	Minicentrifugă de laborator pt.determinarea hematocritului	1	1	1	1
17.	Termostat cu pereți transparente pentru determinarea parametrilor hemostazei	1	1	2	2
18.	Hemocitometru conductometric pt.numerarea eritrocitelor, leucocitelor	1	1	1	1

#### F. INSTRUMENTAR MEDICAL

1.	Ace pentru prelevarea sângelui (mii)	20	40	40	80
2.	Bisturiu cu vârful eficat	2	4	4	6
3.	Cleme pentru tuburi elastice	15	25	25	30
4.	Cornțang cu brațe drepte	4	4	4	6
5.	Foarfece chirurgicale cu vârfurile boante	4	6	6	10
6.	Lancetă-scarificator de o singură folosință (mii)	5	10	10	50
7.	Lupă binoculară	1	1	1	2
8.	Pensă anatomică oculară	-	-	-	5
9.	Pensă anatomică (mărimi diferite)	4	8	12	20
10.	Pensă chirurgicală (mărimi diferite)	5	10	10	20
11.	Pensă oculară chirurgicală (set)	-	-	-	1
12.	Scarificator pentru prelevarea sângelui prin metoda fără contact	1	1	1	2
13.	Seringi cu ac de unică folosință sterile de la 1 până la 10 ml (mii)	20	40	40	80
14.	Spatulă medicală de unică folosință (mii)	2	3	3	5
15.	Spatulă medicală de metal inox	20	30	30	60

#### H. ARTICOLE ȘI OBIECTE DE UZ GENERAL

1.	Acvadistilator	1	1	2	4
2.	Agitator magnetic cu încălzire	1	2	2	2
3.	Agitator magnetic fără încălzire	1	1	1	1
4.	Aparat pentru bidistilarea apei	-	-	-	2
5.	Aparat pentru obținerea apei deionizate	1	1	1	1
6.	Aparat sau dispozitiv pentru fixarea și colorarea frotiurilor de sânge pe lame	2	3	3	4
7.	Aparat universal pentru scuturare	1	1	2	4
8.	Areometre (complet)	1	1	1	2
9.	Areometre pentru determinarea densității acizilor (complet)	1	1	1	2
10.	Autoclav	1	1	1	2
11.	Baie de apă de laborator electrică	2	2	3	5
12.	Baie de nisip	2	2	2	3
13.	Balanță pentru echilibrarea eprubetelor de centrifugare	1	1	2	4
14.	Balanță analitică electronică cu rezoluția de 0,1 mg	1	1	1	2
15.	Balanță cu torsiune cu capacitatea de 500 mg și 1000 mg	2	4	4	4
16.	Balanță de laborator cu rezoluția de 1 mg	2	3	3	2
17.	Balanță de laborator electronică	2	2	2	6
18.	Cameră de uscat prin liofilizare	-	-	-	1

19.	Cameră de uscat cu vacuum	-	-	-	1
20.	Ceas cu nisip	8	15	15	20
21.	Ceas temporizator (tainer)	4	8	8	12
22.	Centrifugă de laborator de masă multifuncțională cu răcire	-	1^	1	2
23.	Centrifugă de laborator clinic	4	6	6	8
24.	Centrifugă de laborator cu multe cupe	2	3	3	4
25.	Condensor de câmp întunecat	-	1	1	3
26.	Cronometru – secundometru	8	12	12	20
27.	Cutie rotundă pentru sterilizare	3	5	5	10
28.	Cutii de păstrare lame pentru metode citologice (25, 50, 100 lame)	15	18	18	20
29.	Dispozitiv pentru perforarea dopurilor	1	1	1	2
30.	Dispozitiv pentru pregătirea dopurilor de vată	1	1	1	1
31.	Dozatoare automate pentru lucrul cu medii agresive	1	1	1	2
32.	Dozatoare de pipetare de laborator cu volum de diferită capacitate (complet)	6	10	10	18
33.	Dozator diluter automat cu microprocesor cu programare și capacitate de dozare până la 5000 mkl	2	4	4	6
34.	Dulap (nișă) de ventilare	2	4	4	6
35.	Etuve universale pentru uscare și sterilizare cu limitele de temperatură de la 55 până la 200 °C	4	6	6	10
36.	Fierbător electric	2	2	2	2
37.	Filtre de hârtie (discuri) de diferite dimensiuni (100 )	50	100	100	200
38.	Frigider cu congelator până la -20 °C	2	3	3	6
39.	Frigider electric obișnuit	6	8	8	10
40.	Greutăți de calibrare balanțe (set)	1	2	2	4
41.	Hârtie cromatografică*	-	-	-	5 kg
42.	Hârtie de filtru (kg)	10	15	15	30
43.	Spirtieră	4	6	6	12
44.	Lupă de mână	3	3	3	6
45.	Obiectiv-micrometru	1	1	1	2
46.	Ocular de prezentare	-	-	-	2
47.	Ocular-micrometru	1	1	1	4
48.	Microscop de prezentare	-	-	-	2
49.	Pipete digitale mecanice sau electronice monocanal cu volumul variabil 5-1000 mkl (complet)	4	6	6	10
50.	Pipete digitale mecanice sau electronice cu 8 canale cu volumul variabil 5-50 mkl, 50-250 mkl (set)	2	4	4	8
51.	Planșete pentru păstrarea lamelor	20	50	50	100
52.	Plăci pentru determinarea grupelor de sânge, factorului Rhesus	12	20	20	50
53.	Plăci de o singură folosință cu 96 godeuri pentru reacții imunologice	8	12	15	20

54.	Plăci pentru biochimie (standarde și modificate)	20	50	50	100
55.	Plăci pentru culturi tisulare cu 4 godeuri	-	1^	1^	20
56.	PH-metru de laborator	1	2	2	4
57.	Pompă cu vid (cu apă sau ulei)	1	2	2	2
58.	Refrigerator autonom portativ	1	2	2	4
59.	Agitator de laborator	1	2	2	4
60.	Sistem pentru obținerea apei deionizate	1	2	2	3
61.	Spălător automat pentru analiza imunoenzimatică	1	2	2	3
62.	Spălător semiautomat pentru analiza imunoenzimatică	1	1	1	2
63.	Spălător pentru microplanșete	1	1	1	2
64.	Autoclav	1	1	1	2
65.	Sterilizator cu aer cald	2	2	2	4
66.	Termometru de laborator	5	8	8	12
67.	Termometru medical	5	8	8	10
68.	Termostat bacteriologic tip TPC-100	-	1	1	2
69.	Termostat electric	2	4	4	6
70.	Termostat pentru plăci cu 96 godeuri	1	2	2	2
71.	Termostat pentru turnarea parafinei	-	1	1	2
72.	Umidometru, barometru și termometru (dispozitiv de perete cu trei funcții pt. determinarea umidității, presiunii și temperaturii în încăperi).	3	5	5	8
73.	Ustensile din plastic de unică folosință pt. laboratoare clinice (stative, suporturi pt. tuburi de test, tuburi de centrifugare etc) (set)	30	60	60	80
74.	Ustensile metalice de laborator (stative, mufe, cleme, stativ pt. eprubete, linguri dozatoare, spatule, pensete, clești, trompe de apă etc.), (set)	10	20	20	40
<b>Echipament de laborator din sticlă și plastic</b>					
1.	Baloane conice de diferite dimensiuni	15	25	25	100
2.	Baloane cotate de diferite dimensiuni	15	25	25	50
3.	Baloane cu fundul plat de diferite dimensiuni	20	50	50	100
4.	Bastonașe de sticlă (mii)	10	15	15	30
5.	Biurete cu gradații Mohr	-	**	**	**
6.	Biurete cu gradații și robinet	-	**	**	**
7.	Borcan cu capac cu capacitatea 1,5 L și 5 L	-	**	**	**
8.	Borcane pentru păstrarea bio-preparatelor cu volumul 50, 100, 250 ml (set)	-	**	**	**
9.	Capilar Pancenko (pentru VSH) (mii)	10	20	20	50
10.	Capilar pentru hematocrit (mii)	10	20	20	60
11.	Capilar Sahli	30	50	50	80
12.	Cilindri gradați de diferite dimensiuni	6	10	10	30
13.	Cilindri pentru soluții fără gradații, 250 ml	6	10	10	15

14.	Cratițe de diferite dimensiuni	-	**	**	**
15.	Creioane pentru sticlă și porțelan (roșu și albastru)	30	50	50	300
16.	Cutii Petri	100	200	200	500
17.	Cuve de polistirol de unică folosință pentru fotometre (mii)	20	30	30	40
18.	Eprubete biologice, Florinski, Can, Vidal etc. (mii)	20	40	40	100
19.	Eprubete chimice (diferite) (mii)	40	60	60	100
20.	Eprubete din masă plastică cu capac sterile (3 ml, 5 ml, 14 ml, 50 ml), mii	100	150	150	300
21.	Eprubete gradate conice 10, 20 ml (mii)	50	80	800	100
22.	Eprubete pentru centrifugare fără gradații (mii)	100	150	150	200
23.	Eprubete pentru centrifugare gradate (mii)	50	80	80	100
24.	Exicator cu capac și robinet	4	6	6	10
25.	Fiole de cântărire (set)	10	12	12	20
26.	Flacoane din polietilenă 125 ml (mii)	2	3	3	5
27.	Flacoane pentru păstrarea mediilor de cultură	40	60	60	100
28.	Flacoane pentru sânge 50, 100, 250, 450 ml	-	**	**	**
29.	Lame (mii)	100	150	150	300
30.	Lamele (mii)	100	150	150	300
31.	Microeprubete de 1,5 ml din plastic cu capac de unică folosință (mii)	100	150	150	300
32.	Pahare cotate de diferite dimensiuni	5	10	10	40
33.	Pahare de laborator Berzelius de diferite dimensiuni	-	**	**	**
34.	Pahare de laborator gradate și fără gradații	25	30	30	50
35.	Pahare de laborator Griffin de diferite dimensiuni	-	**	**	**
36.	Pahare de porțelan de diferite dimensiuni	20	40	40	80
37.	Pâlnii de separare (50, 100, 250 ml)	20	50	50	80
38.	Pară de cauciuc pentru pipete	10	20	20	30
39.	Picurătoare	20	30	30	50
40.	Pipetă Pasteur (mii)	10	15	15	20
41.	Pipete gradate de diferite dimensiuni	100	150	150	300
42.	Piuliță de porțelan cu pisălog	6	10	10	15
43.	Piuliță de porțelan pentru evaporare	3	10	10	30
44.	Tava semiovală	-	**	**	**
45.	Tuburi de sticlă (mii)	1	2	2	5
46.	Tuburi din cauciuc și silicon de diferite dimensiuni (kg)	10	20	20	30
<b>Seturi de reactivi, test sisteme, reagenți de laborator ( clinica generală, hematologia, biochimia, citologia, imunologia, microbiologia)</b>					
1.	Colorant azur-eozină Romanovski-Giemza, praf (kg)	1,0	2,0	2,0	5,0
2.	Colorant azur-eozină Romanovski-Giemza, soluție (litri)	30	50	50	70



3.	Colorant eozină albastru de metilen Leischman, (litri)	20	30	30	70
4.	Colorant eozină albastru de metilen May-Grundwald, litri	30	50	50	70
5.	Set de acizi pentru laboratoarele de diagnostic clinic	**	**	**	**
6.	Set de rechizite pentru cromatografia în lichid*	1	3	3	5
7.	Set de rechizite pentru cromatografia în strat subțire*	1	3	3	5
8.	Set de materiale de control și calibratori	20	40	40	50
9.	Set de reagenți pentru cercetarea sistemului de hemostază	30	50	50	60
10.	Set de reagenți pentru depistarea sângelui ocult (materii fecale, urină, etc.)	20	35	40	50
11.	Set de reagenți pentru depistarea ADN HVB, HVC prin metoda PCR	-	-	-	20
12.	Set de reagenți pentru depistarea ADN citomegalovirusului prin metoda PCR	-	-	-	20
13.	Set de reagenți pentru depistarea ADN clamidiilor, ureaplasmei și micoplasmelor	-	-	-	10
14.	Set de reagenți pt. diagnosticul hormonal al bolilor: hormonilor tiroidieni, paratiroidieni, hipotalamo-hipofizari, pancreasului, suprarenalelor, sexuali, etc. (96 godeuri)	25	50	50	100
15.	Set de reagenți pentru diagnosticul serologic al sifilisului	10	20	20	50
16.	Set de reagenți pt. dozarea markerilor tumorali: AFP, PSA, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, feritinei etc (96 godeuri)	15	25	25	50
17.	Set de reagenți pentru dozarea bilirubinei și fracțiilor ei în serul sanguin (250 ml)	20	30	30	100
18.	Set de reagenți pentru dozarea componentelor sistemului complement: C3, C4, factorului properdinic beta, C1 inhibitorului esterazei, etc	2	6	8	10
19.	Set de reagenți pt. dozarea electrolitilor și micro-elementelor: Na, K, Cl, P, Mg, I, Zn, Cu, Fe, etc. (150 ml)	30	40	40	100
20.	Set de reagenți pentru dozarea hemoglobinei în sânge (1000 ml)	100	150	150	300
21.	Set de reagenți pentru dozarea imunoglobulinelor A, G, M, etc (150 ml)	8	16	16	30
22.	Set de reagenți pentru dozarea microproteinuriei, microalbuminuriei (500 ml)	8	15	15	20

23.	Set de reagenți pentru dozarea proteinelor fazei acute a inflamației: proteina-C reactivă, alfa-1-glicoproteina acidă, alfa-1-antitripsina, alfa-2-macroglobulina, haptoglobina, ceruloplasmina, factorul reumatoid, fibrinogenul, etc. (5 ml)	25	40	40	60
24.	Set de reagenți pt. analiza imunoenzimatică (96 godeuri)	20	35	35	80
25.	Set de reagenți pentru cercetarea metabolismului proteic și azotat: dozarea proteinei totale după Lowry, metoda biuret, cu roșu de pirogalol, dozarea albuminei, ureei, creatininei, acidului uric etc. (1000 ml)	20	40	40	60
26.	Set de reagenți pt. cercetarea metabolismului glucidic: dozarea glucozei prin metoda glucozoxidazică și hexokinazică, fructozaminei, hemoglobinei A <sub>1c</sub> , acidului lactic, piruvic, sialic, seromucoizilor, etc (1000 ml)	15	20	20	36
27.	Set de reagenți pt. cercetarea metabolismului lipidic: dozarea colesterolului total, colesterolului-LDL și HDL, lipidelor totale, trigliceridelor, fosfolipidelor, beta-lipoproteidelor, lipoproteinei A, etc (500 ml)	10	15	15	30
28.	Set de reagenți pt. diagnosticul enzimatic al maladiilor: dozarea fosfatazei acide și alcaline, ALAT, ASAT, gama-GPT, GDH, LDH, PCE, HBDH, CFK, lipazei totale și pancreatice, amilazei, etc. (1000 ml)	20	30	30	50
29.	Set-standard de hemoglobincianidă	10	15	15	25
30.	Discuri cu antibiotice (complet)	100	200	300	600
31.	Material de control atestat pentru lichidul cefalorahidian (10 ml)	5	8	8	12
32.	Material de control atestat pentru monitoringul proteinelor fazei acute a inflamației (10 ml)	5	8	8	12
33.	Material de control atestat pentru monitoringul cardiomarkerilor (10 ml)	3	5	5	10
34.	Material de control atestat pentru monitoringul diabetului zaharat (10 ml)	5	8	8	10
35.	Material de control atestat pentru monitoringul hormonilor (10 ml)	5	8	8	12
36.	Material de control atestat pentru monitoringul oncomarkerilor (10 ml)	3	5	5	10
37.	Material de control atestat pentru monitoringul metodelor de analiză a urinei (10 ml)	12	18	18	24
38.	Material de control atestat pentru monitoringul parametrilor imunologici și medicamentelor (10 ml)	10	15	15	20

39.	Material de control atestat pentru monitoringul spectrului lipidic (10 ml)	5	8	8	12
40.	Material de control atestat și neatestat pentru cercetări biochimice (10 ml)	8	10	12	24
41.	Mecanism pentru echilibrarea eprubetelor de centrifugare	1	2	2	4
42.	Medii nutritive Giss (cu manitol, zaharoză, lactoză, glucoză), set	-	10	20	40
43.	Medii nutritive și baze, set	-	10	20	40
44.	Medii nutritive uscate	-	15	25	50
45.	Reactivi chimici (acizi, baze, săruri, coloranți, indicatori, compuși organici, etc)	**	**	**	**
46.	Seruri diagnostice, anticorpi și antigeni (set)	10	20	20	40
47.	Test-sisteme pentru expres diagnosticul și depistarea bolilor infecțioase (set)	10	15	30	60
48.	Test sisteme imunodiagnostice pentru determinarea subpopulațiilor de limfocite, set	-	-	8	12
49.	Test sisteme imunoenzimatică și eritrocitare, set	-	-	-	20
50.	Teste cromatografice pentru monitoringul diabetului zaharat, set	20	40	60	100

#### STRIPURI PENTRU EXPRES-DIAGNOSTICUL MALADIILOR

1.	Stripuri pentru diagnosticul alergen-specific (set)	100	150	150	300
2.	Stripuri diagnostice pentru determinarea albuminei în materiile fecale (set)	100	150	150	400
3.	Stripuri diagnostice pentru determinarea albuminei în urină(set)	100	150	150	200
4.	Stripuri diagnostice pentru determinarea PH, glucozei, proteinei în urină(set)	100	150	150	500
5.	Stripuri diagnostice pentru determinarea PH, nitriților proteinei și glucozei în urină (set)	100	150	150	1000
6.	Stripuri diagnostice pentru determinarea densității relative, PH, nitriților, glucozei, proteinei, sângelui (eritrocitelor, hemoglobinei) și leucocitelor în urină (set)	200	300	300	500
7.	Stripuri diagnostice pentru determinarea PH, proteinei, glucozei, corpurilor cetonice, urobilinogenului, bilirubinei, leucocitelor, nitriților, sângelui (eritrocitelor, hemoglobinei) în urină (set)	30	50	50	300
8.	Stripuri diagnostice pentru determinarea cantitativă și semicantitativă a urobilinogenului în urină (set)	10	15	15	20
9.	Stripuri diagnostice pentru determinarea leucocitelor în urină (set)	200	500	500	1000
10.	Stripuri diagnostice pentru determinarea nitriților în urină (set)	100	150	150	300

11.	Stripuri diagnostice pentru determinarea sângelui (eritrocitelor, hemoglobinei) în urină (set)	100	500	500	1000
12.	Stripuri diagnostice pentru determinarea proteinei, urobilinogenului, sângelui (eritrocitelor, hemoglobinei) în urină (set)	100	150	150	300
<b>I. MOBILĂ DE LABORATOR</b>					
1.	Covoraș din cauciuc dielectric	15	20	20	80
2.	Dulap medical pentru haine	3	4	8	10
3.	Dulap cu vitrină	2	3	4	4
4.	Dulap de uscare	1	1	1	2
5.	Dulap pentru aparate	2	3	3	8
6.	Dulap pentru materiale de lucru	2	2	4	6
7.	Dulap pentru medii nutritive pregătite	-	1	1	2
8.	Dulap pentru preparate diagnostice	2	2	3	2
9.	Dulap pentru reactivi chimici	4	5	5	6
10.	Dulap pentru vesela de laborator	5	6	6	8
11.	Masă de laborator cu cuvetă	2	2	2	4
12.	Masă de laborator cu dispozitiv de ventilare	2	2	3	5
13.	Masă de laborator cu picioare	3	5	7	10
14.	Masă de laborator pe roți	3	5	5	10
15.	Masă de laborator pentru dispozitivul de uscare	2	2	2	4
16.	Masă de laborator pentru examenul proprietăților chimice ale materialului biologic	3	4	4	5
17.	Masă de laborator pentru examenul proprietăților fizice ale materialului biologic	3	4	4	5
18.	Masă de lucru	3	3	5	8
19.	Masă mobilă cu sertare	2	2	3	4
20.	Masă pentru balanțe	1	1	1	2
21.	Masă pentru primirea și înregistrarea bonurilor de cerere a examenelor de laborator	2	2	3	4
22.	Scaune	20	25	25	40
23.	Stelaj pentru uscare	1	1	1	4
24.	Suport pentru spălarea și uscarea veselei de laborator	2	2	2	6
25.	Taburet de laborator cu picioare	10	15	15	30
26.	Taburet de laborator cu roți	10	15	15	20

Notă:

\* În cazul dacă există specialiștii, cabinetele și secțiile corespunzătoare

\*\* După necesitate

^ Indice de perspectivă



## CAPITOLUL 6

### *Regulamentul privind Centrul Teritorial Organizator-Metodic și de control al calității investigațiilor de laborator*

1. Centrul teritorial Organizator-metodic și de Control al Calității investigațiilor de laborator (în continuare - COM și CC) se organizează în cadrul secției de laborator (LDC) al spitalului republican (raional sau municipal) și se subordonează organului respectiv al Direcției Sănătății.
2. Structura organizațională, stările, nivelul de înzestrare și ordinea finanțării COM și CC se stabilește prin ordinul Direcției Sănătății, ținând cont de sarcinile îndeplinite.
3. Conducerea nemijlocită a COM și CC se efectuează de specialistul principal în diagnosticul de laborator al organului respectiv al Direcției Sănătății.
4. Conducerea metodică a lucrului COM și CC din teritoriu este efectuată de către Centrul Republican Organizator-Metodic și de Control Extern al Calității a MS RM.
5. În activitatea sa COM și CC se conduc de documentele normative elaborate de MS RM, organele direcțiilor teritoriale ale sănătății și prezentul regulament.
6. Sarcinile principale ale COM și CC sunt:
  - elaborarea măsurilor pentru dezvoltarea și perfecționarea serviciului de laborator din teritoriu;
  - dirijarea organizator-metodică a serviciului de laborator și acordarea ajutorului practic, controlul activității LDC ale instituțiilor medico-sanitare;
  - însușirea și aplicarea largă în practică a metodelor noi de diagnostic de laborator și a controlului calității investigațiilor de laborator;
  - participarea sistematică la acțiunile organizate de Centrul Republican de Control Extern al Calității;
7. În conformitate cu sarcinile de bază COM și CC îndeplinește următoarele funcții:
  - a) acordă ajutor organizator-metodic laboratoarelor;
    - la însușirea și aplicarea la scară largă în practică a metodelor noi de diagnostic și a sistemului de măsuri pentru asigurarea calității investigațiilor de laborator;
    - la repartizarea rațională și folosirea efectivă a personalului LDC;
    - la însușirea și utilizarea rațională a utilajului de laborator și a aparaturii;
  - b) elaborează și, la indicațiile organelor teritoriale ale Direcțiilor Sănătății, efectuează acțiuni privind pregătirea, ridicarea calificării specialiștilor, participă la pregătirea LDC către acreditare și certificare;
  - c) efectuează controlul sistematic al activității LDC din teritoriu;
  - d) participă la pregătirea și desfășurarea consfătuirilor pentru specialiștii laboratoarelor;
  - e) participă la elaborarea recomandărilor privind înzestrarea LDC cu echipament și utilaj de laborator, veselă, reactivi;
  - f) efectuează analiza anuală a activității cadrelor LDC și înaintează propuneri concrete în privința pregătirii și folosirii lor raționale;
  - g) elaborează propuneri pentru centralizarea anumitor tipuri de cercetări de laborator în teritoriul în care activează.
8. Centrul Republican Organizator-Metodic și de Control Extern al Calității în colaborare cu Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF "Nicolae Testemițanu" și cu antrenarea specialiștilor de profil din instituțiile sistemului Ministerului Sănătății și Protecției Sociale:
  - elaborează programe de cercetări științifice și măsuri tehnico-organizatorice pentru perfecționarea controlului de calitate extern al investigațiilor de laborator;
  - completează grupe de experți din rândurile specialiștilor de anumit profil pentru elaborarea programelor de control extern al calității diferitor tipuri (genuri) de examinări de laborator (biochimice, hematologice, imunologice, citologice, de clinică generală, etc.), precum și a metodelor de pregătire a materialelor de control, principiilor de apreciere a utilității acestora;

- elaborează și prezintă pentru aprobare statutul medicului de laborator responsabil pentru controlul calității, reieșind din conținutul, volumul și ordinea de efectuare a lucrărilor în acest domeniu de activitate;
- elaborează documentele normative pentru efectuarea controlului extern al calității și determină nomenclatorul testelor supuse controlului de calitate, tipurile materialelor de control, cerințele metrologice față de acestea, frecvența și ordinea efectuării controlului extern, formele de prezentare a rezultatelor, schema calculării costului controlului pentru fiecare tip de cercetări;

- analizează sistematic rezultatelor obținute și elaborează recomandări pentru perfecționarea activității laboratoarelor pe baza aprecierii lucrului îndeplinit;

9. COM și CC are dreptul:

- a obliga șefii de laborator, sau persoanele autorizate, să efectueze sistematic controlul intern (intra-laborator) al calității explorărilor de laborator conform actelor normative în vigoare;

- a efectua sistematic controlul extern al calității în toate laboratoarele, indiferent de forma lor de proprietate;

- de a aprecia calitatea investigațiilor de laborator după analiza rezultatelor controlului de inspecție al laboratoarelor din teritoriul cu înaintarea măsurilor și termenelor de înlăturare a neajunsurilor depistate;

- de a face concluzii și de a analiza eficiența utilizării cercetărilor de laborator în practica clinică și de a înainta propuneri privind perfecționarea lucrului LDC și colaborarea cu medicii clinicieni;

- de a participa la pregătirea materialelor și consfăturile organelor teritoriale ale sănătății despre problemele ce prezintă interes pentru serviciul de laborator;

- de a înainta propuneri referitor la perfecționarea serviciului de laborator, de a efectua expertiza proiectelor, venite în organele teritoriale ale sănătății publice.

Structura organizațională a sistemului controlului de calitate în RM este expusă în tabelul 6.1

Tabel 6.1

### Structura organizațională a sistemului controlului de calitate în RM

Nivelul de organizare	Sarcina de bază
<b>Nivelul I (republican)</b> Centrul Republican Organizator-Metodic și de Control Extern al Calității investigațiilor de laborator	Controlul extern al Calității
<b>Nivelul II (raional, municipal)</b> Centrul teritorial Organizator-Metodic și de Control al Calității investigațiilor de laborator de pe lângă LDC (secția de laborator) din serviciul asistență specializată de ambulator și serviciul spitalicesc (spitale raionale, municipale)	Controlul interlaborator al calității
<b>Nivelul III (instituțional)</b> Laboratoarele de diagnostic clinic din serviciul asistență medicală primară, asistență specializată de ambulator și serviciul spitalicesc (spitale raionale, municipale, republicane)	Controlul intralaborator (intern) al calității

## CAPITOLUL 7

### *Indicații metodice pentru realizarea controlului de calitate al activității laboratoarelor de diagnostic clinic*

Una din condițiile obligatorii ale explorărilor diagnostice de laborator este obținerea rezultatelor exacte și veridice, ce se poate atinge datorită efectuării controlului calității lucrului laboratoarelor.

La efectuarea controlului calității lucrului laboratoarelor, referitor la rezultatele investigațiilor de laborator, se folosește un șir de criterii, stabilite de STAS 16263-70 «Sistemul de stat de asigurare a unității măsurărilor. Metrologia. Termenii și noțiunile».

**Exactitatea** (accuracy) este calitatea măsurărilor, care reflectă apropierea rezultatelor acestora de valorile adevărate ale mărimilor determinate. Acuratețea (exactitatea) înaltă a măsurărilor corespunde erorilor mici de orice tip, atât sistematice, cât și întâmplătoare.

**Precizia** (precision) exprimă apropierea rezultatelor măsurărilor, care reflectă apropierea una față de alta a rezultatelor determinărilor efectuate în aceleași condiții.

**Reproductibilitatea** măsurărilor (reproducibility) - calitatea măsurărilor, care reflectă apropierea una față de alta a rezultatelor măsurărilor, îndeplinite sau efectuate în condiții diferite (timp diferit, în locuri diferite, prin metode diferite).

**Corectitudinea** măsurărilor (correctness) - calitatea lor, care reflectă apropierea de zero a erorilor sistematice ale rezultatelor măsurărilor.

Erorile sistematice sunt cauzate de un factor constant care influențează în mod constant măsurătorile într-o anumită direcție.

#### **Materiale de control**

Principalele materiale de control sunt:

a) materiale de control fabricate la întreprinderi cu conținut cunoscut sau necunoscut al componentelor (ser liofilizat, controlul urinar). Materialul de control cu conținut necunoscut al componentelor este un material căruia îi sunt caracteristice stabilitatea componentelor în timpul păstrării. Materialul de control cu conținut cunoscut cu valorile nominalizate - este un material căruia i se înaintează aceleași cerințe ca și mostrelor standard, prevăzute de STAS 14263-69.

b) soluții standard apoase;

c) ser amestecat colectat în laborator.

#### **Metodele de pregătire a serului colectat amestecat**

Reziduurile de ser rămase în laborator după efectuarea analizelor, cu excepția serurilor pacienților cu boli contagioase, hemolizate, icterice și care conțin lipide, se colectează într-un vas cu volumul de 2 L și se păstrează în congelator la  $t = -20^{\circ}\text{C}$ . Când se va acumula cantitatea necesară (1-2 L) conținutul vasului dat se dezgheață la baia de apă la  $t = 37^{\circ}\text{C}$  și se amestecă minuțios. Apoi serul se filtrează prin filtre bacteriologice sterile și se transferă în flaconașe de 3-5 ml. Flaconașele bine închise se păstrează în congelator la  $t = -20^{\circ}\text{C}$ . Serul astfel pregătit se poate folosi zilnic pentru controlul preciziei și reproductibilității cercetărilor de laborator.

Conținutul componentelor acestui ser sunt stabili timp de un an.

Controlul preciziei și reproductibilității se efectuează la fel și cu ajutorul serurilor de control cu conținut necunoscut fabricate pe cale industrială la uzine.

Controlul corectitudinii se efectuează și cu ajutorul serurilor de control fabricate cu conținutul stabilit (nominalizat). Efectuarea controlului corectitudinii cu ajutorul soluțiilor apoase standard este mai puțin precisă.

#### **Ordinea efectuării controlului intern (intra-laborator) al calității**

Controlul intra-laborator al calității include controlul preciziei, reproductibilității și corectitudinii.

Zilnic lucrătorii laboratorului (laborantul, medicul de laborator) în timpul efectuării diferitor analize biochimice a sângelui, paralel cu probele de cercetat, cercetează materialul de control (ser fabricat pentru control cu conținut necunoscut sau ser amestecat de control pregătit în laborator).

Dacă pentru control se folosește serul de control fabricat pe cale industrială atunci în fiola dată se introduce cantitatea exactă de apă distilată indicată pe etichetă, apoi fiola se rotește încet până când conținutul uscat din fiolă se umectifică și se lasă ca conținutul fiolei să se dizolve. Nemijlocit înainte de utilizare conținutul fiolei se agită atent, minuțios, evitând formarea spumei la suprafață.

Practic controlul trebuie să includă fiecare parametru de laborator, rezultatul căruia are caracter cantitativ. Determinarea componentelor biochimici (de exemplu: glucoza, ureea, proteina totală, etc) în materialul de control se efectuează concomitent cu probele de analizat, în loc de ser se ia material de control în aceeași cantitate.

Determinarea fiecărui component se efectuează după metoda, care se folosește în laboratorul dat, însă dacă metoda este standardizată, atunci ea se efectuează conform «Indicațiilor metodice pentru folosirea metodelor unificate (standardizate)». Rezultatele se înregistrează zilnic. Pentru o mai mare exactitate, timp de 20 zile se efectuează câte 2 determinări paralele a fiecărui component în materialul de control. Apoi se calculează media aritmetică a acestor 2 determinări paralele. Dacă un rezultat diferă cu mult de cel precedent, aceasta se consideră o eroare grosolană.

Pentru controlul greșelilor grosolane se folosește criteriul T. Astfel de rezultat se calculează pentru cele mai dubioase valori aparte din șirul de analize după formula:

$$T = \frac{X_n - \bar{X}}{S}, \text{ când } X_n > \bar{X}$$

Pentru valoarea cea mai mică a rezultatului în parte  $X_i$  a unui șir de analize se calculează după formula:

$$T = \frac{\bar{X} - X_i}{S}$$

Limita siguranței T depinde de probabilitatea erorii stabilite  $\alpha$  și de numărul «n» a rezultatelor separate. Pentru  $\alpha = 5\%$  și  $n = 10$  ea constituie 2,29; pentru  $n=20$  și  $\alpha=5\%$ , ea este egală cu 2,62. Din 20 rezultate zilnice se calculează valoarea medie:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n},$$

unde:  $\bar{X}$  - valoarea medie aritmetică din 20 de determinări;

X - rezultatul determinărilor zilnice;

$\sum$  - semnul «suma»; n - numărul măsurărilor (în cazul dat 20).

Devierea medie pătratică S:

$$S = \sqrt{\frac{(\bar{X} - X)^2}{n-1}},$$

unde:  $(\bar{X} - X)^2$  - devierea fiecărei din 20 măsurări de la valoarea mediei aritmetice.

Pe harta de control (se poate de folosit hârtia milimetrică) se alege orice diapazon potrivit pentru lucru și se depune valoarea medie  $\bar{X}$  și apoi mai sus și mai jos de valoarea medie se depun mărimile  $\pm 2S$ .

Harta de control se pregătește pentru fiecare substanță.

Abaterea medie pătratică dublă  $\pm 2S$  - se consideră limita exactității analizei.

La determinarea limitelor valorii permise S se poate folosi criteriul Tonx sau limita permisă a erorii LAE care se calculează după formula:

$$LAE = \frac{1/4(\text{diapazonul regiunii normale})}{\text{mărimea medie a regiunii normale}} \times 100$$



Pentru caracteristica controlului preciziei și reproductibilității se folosește coeficientul de variație  $V$ :

$$V = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\%$$

Cu cât coeficientul de variație e mai mic cu atât precizia și reproductibilitatea e mai înaltă. În așa fel rezultatele cercetărilor materialului de control efectuate pe parcursul primelor 20 zile se folosesc pentru construirea hărții de control. Rezultatul cercetărilor materialului de control din zilele următoare se înscriu în harta de control, indicând dată. Aceste rezultate servesc pentru aprecierea reproductibilității investigațiilor de laborator.

Controlul reproductibilității trebuie înfăptuit pe tot diapazonul liniar al curbei de etalonare. Aprecieră rezultatelor pe harta de control se poate obține, ținând cont de limitele de încredere a erorilor admise, folosind următoarele criterii:

1. Criterii de «preîntimpinare» sau «avertizare»:

- a) 6 rezultate la rând se află pe aceeași parte a liniei  $S$ ;
- b) 3 rezultate succesive se află în afara limitei  $\pm 1S$ ;
- c) un rezultat se află în afara limitelor  $\pm 2S$ ;
- d) 6 rezultate consecutive se află în ascensiune sau descreștere.

2. Criteriile de «control»:

- a) 8 rezultate succesive se află pe aceeași parte a limitei mediei aritmetice;
- b) 4-5 rezultate succesive se află în afara limitei  $\pm 1S$ ;
- c) 2-3 rezultate succesive se află în afara limitei  $\pm 2S$ ;
- d) 1 rezultat se află în afara limitei  $\pm 3S$ .

Când se obțin rezultate care corespund criteriilor de «avertizare» este necesar de controlat minuțios toate etapele de lucru. Astfel de rezultate se iau în considerație.

La obținerea rezultatelor care corespund criteriilor de «control», aceste rezultate nu se iau în considerație și se i-au măsuri pentru elucidarea cauzelor erorilor.

La cerința șefului laboratorului se poate efectua controlul preciziei. Se cercetează materialul de control de mai multe ori (nu mai puțin de 10 ori) într-o serie și în aceleași condiții cu calcularea ulterioară a coeficientului de variație  $V$  și controlul corectitudinii cu folosirea materialului de control în prealabil cercetat. Cercetarea corectitudinii e oportun de efectuat în condițiile preciziei înalte a rezultatelor obținute.

Controlul corectitudinii permite de a efectua analiza mai minuțioasă a rezultatelor căpătate. Controlul preciziei și corectitudinii se efectuează periodic de către personalul laboratorului (laborant, medici de laborator) în anumite cazuri:

- a) dacă rezultatul cercetării materialului de control iese din limita  $\pm 2S$ ;
- b) când se folosește o metodă nouă;
- c) când se folosesc aparate noi de măsurare sau seturi noi de reactivi, etc.

În timpul efectuării controlului corectitudinii executantul nu trebuie să știe valoarea nominală a componentului cercetat în materialul de control.

Pentru efectuarea controlului corectitudinii, cantitatea precisă de apă distilată indicată pe etichetă fiolei, se transferă în fiola și se agita până la dizolvarea conținutului, însă foarte atent, evitând formarea spumei la suprafața lichidului.

În serul de control căpătat se identifica componenții lui (în dependență de condițiile sus numite). Astfel e necesar de efectuat nu mai puțin de 10 cercetări paralele, după indicațiile metodice, care sunt anexate la serul de control. Aceste date se pot folosi și la aprecierea preciziei. Controlul preciziei și corectitudinii trebuie efectuat pe tot diapazonul liniei drepte a curbei etalon. Pentru aceasta se folosește serul de control cu conținut normal și patologic al componenților.

### **Instrucțiune metodică pentru înfăptuirea controlului inter-laborator al calității investigațiilor clinice de laborator**

**Program inter-laborator a controlului calității investigațiilor.** Controlul inter-laborator al calității

investigațiilor de laborator - este controlul comparabilității rezultatelor obținute de câteva laboratoare pe același material de control cu aceeași metodă sau metode, ce obțin rezultate statistic autentice.

Înfăptuirea controlului inter-laborator al calității permite de a rezolva următoarele probleme:

- 1) a compara calitatea lucrului laboratoarelor participante;
- 2) a depista erorile sistematice, neprevăzute (întâmplătoare) și grave în rezultatele obținute în urma investigării materialelor de control;
- 3) a aprecia calitatea metodelor, aparaturii și reactivilor, folosiți în lucru.

Totodată fiecare laborator își poate compara rezultatele sale cu rezultatele altor laboratoare participante la control și a se convinge în eficacitatea înfăptuirii controlului intra-laborator (intern) al calității investigațiilor de laborator.

Principalul scop al controlului intern al calității investigațiilor de laborator - este atingerea rezultatelor comparabile între laboratoarele participante la control.

În dependență de durata efectuării controlului se disting: **control de scurtă durată și control de lungă durată.**

**Organizarea.** Controlul inter-laborator al calității investigațiilor de laborator se efectuează cu periodicitatea o dată în trimestru de către Centrul Organizator-Metodic și Centrul de Control a serviciului de laborator republican. În înfăptuirea controlului inter-laborator al calității Centrul de control efectuează următoarele măsuri organizatorice:

- 1) determină dată și termenul efectuării controlului de calitate;
- 2) trierea, înștiințarea și înregistrarea laboratoarelor participante (codificarea);
- 3) elaborarea și multiplicarea protocolului determinărilor de control și programelor (instrucțiunilor) de control pentru participanții controlului inter-laborator al calității;
- 4) determinarea termenului de prezentare a rezultatelor cercetării materialelor de control;
- 5) expedierea probelor de control;
- 6) colectarea rezultatelor determinărilor de control obținute;
- 7) prelucrarea statistică a datelor obținute;
- 8) aprecierea și notarea calității lucrului laboratoarelor participante (nota generală și individuală) cu recomandări pentru înlăturarea (excluderea) cauzelor de erori.

**Dată și termenul efectuării** se determină în dependență de numărul laboratoarelor participante, de situarea lor teritorială, de tipul de control (de scurtă durată sau de lungă durată), de disponibilitatea materialelor de control.

**Trierea și înregistrarea.** Toate LDC, independent de capacitatea lor și asigurarea cu state, sunt obligate să participe la controlul calității inter-laborator.

La controlul calității investigațiilor de laborator e necesar să participe cel puțin 20 de laboratoare. Anume această condiție v-a garanta obținerea informației suficiente și o apreciere veridică a calității investigațiilor de laborator efectuate.

În caz când la control vor participa mai multe laboratoare e necesar ca numărul indicilor testați la etapa inițială să fie limitat. Este rațional de a începe controlul prin determinarea a câtorva componenți (ca exemplu: glucoza, ureea, proteina totală, creatinina, colesterolul). În viitor numărul componenților poate fi mărit.

**Procesul-verbal al determinărilor de control** prezintă o tabelă cu enumerarea componenților supuși controlului. În procesul-verbal se înscriu rezultatele obținute a probelor de control, metodele de cercetare folosite, reagenții (seturi de reagenți), și informația suplimentară solicitată de Centrul de control. Procesul-verbal se expediază în 2 exemplare fiecărui participant. Exemple de procese-verbale sunt prezentate în tabelele 1, 2 și 3.

## Program de control

Cercetarea probelor de control se efectuează după programele elaborate de Centrul de Control. În program e necesar să se indice principalele etape de lucru:

- 1) condițiile de păstrare și de dizolvare a materialelor de control;
- 2) lista indicilor de control supuși testării;
- 3) lista metodelor de cercetare (codificate) (tabelul 4);
- 4) dată și termenul efectuării investigațiilor de control și termenul de prezentare a rezultatelor obținute;

- 5) adresa Centrului de control;
- 6) informație suplimentară (se determină de Centrul de control).

### **Materialele de control**

Materialele de control, după proprietățile fizico-chimice și aparență, trebuie să fie identice cu materialele clinice de cercetare, stabile în cursul transportării și păstrării în perioada de efectuare a controlului calității investigațiilor. Se permite de a folosi numai material de control care în prealabil a fost testat pentru utilizare în privința omogenității, stabilității, variabilității de turnare și dizolvare. E necesar ca limitele concentrațiilor materialelor de control să se încadreze în limitele valorilor clinice ale metodei de determinare. În caz de utilizare a câtorva materiale de control e rațional ca limitele concentrațiilor să depășească valorile clinice în aceleași intervale. Totodată materialele de control testate trebuie să conțină componenți cu așa concentrații, care prezintă importanță diagnostică.

În controlul exactității se folosesc materiale de control cu valori nominale, stabilite în prealabil în laboratoare de referință și care pot fi considerate ca valori veritabile.

Laborator de referință este acel laborator, care obține sistematic rezultate precise a biomaterialului cercetat.

În caz când sunt folosite materiale de control cu componenți nedeterminați ca criteriu de apreciere a rezultatelor obținute pot servi datele statistice calculate după prelucrarea rezultatelor tuturor participanților, folosind metoda «de excludere» ( $n = 50$ ).

Pentru controlul calității investigațiilor biochimice se folosesc serurile de control. Serul de control, care poate fi folosit și expedit în laboratoare, se produce în forma liofilizată. Serurile liofilizate sunt stabile la păstrarea în frigider nu mai puțin de un an. Dizolvarea serului necesită de a îndeplini cerințe speciale.

Pentru controlul calității investigațiilor hematologice se folosesc:

1. Soluțiile standard hemoglobincianură pentru controlul exactității funcționării fotometrului și pentru construirea curbelor de etalonare la determinarea hemoglobinei (Hb) în sânge, utilizând metoda - hemoglobincianurica.

2. Soluție de sânge hemolizat pentru controlul reproductibilității la determinarea hemoglobinei.

3. Sânge conservat sau stabilizat cu conținut normal, ridicat și scăzut de hemoglobină.

4. Celule fixate ale sângelui uman sau al animalelor, sau particule artificiale ce imită celulele sângelui - pentru controlul calității la numărarea celulelor sângelui (eritrocite, leucocite, trombocite).

5. Frotiuri de control (vopsite sau nevopsite cu formula leucocitară în normă sau patologică) - pentru controlul calității la calcularea formulei leucocitare.

### **Pentru controlul calității investigațiilor în coagulologie se folosesc:**

1) Standard de tromboplastină (cu timp (activitate) precis).

2) Plasma umană de control cu activitatea determinată a tromboplastinei.

3) Plasma umană de control cu activitatea determinată a tromboplastinei parțial activată.

4) Plasma umană de control cu deficitul unor factori plasmatici ai coagularii sanguine (III, IX, XI, etc.).

Ca control al calității investigațiilor în studiul componenței chimice a urinei se folosește amestec liofilizat de urină cu componenți determinați și nedeterminați, soluții de control artificiale - soluții special pregătite, în care sunt dizolvate substanțele necesare (glucoza, ureea, proteine, acetona, etc.) și în prealabil cercetate în laboratoarele de referință.

### **Efectuarea cercetărilor de control în laboratoare**

Odată cu probele de control fiecare laborator primește programul investigațiilor de control și proces-verbal.

Principiile și cerințele principale, care este obligat să le respecte fiecare participant, la realizarea investigațiilor de control:

1) e necesar ca analiza (cercetarea) probelor de control să fie inclusă în regimul obișnuit de lucru al laboratorului;

2) se efectuează analiza probelor de control de personalul care îndeplinește astfel de investigații zilnic;

3) în cercetarea materialului de control se folosesc aceleași metode de investigare care sunt folosite în laborator zilnic;



4) pentru o apreciere obiectivă, e necesar ca executantul să nu cunoască faptul că investighează materialul de control.

### Aprecierea rezultatelor

Pentru aprecierea rezultatelor obținute în urma controlului calității inter-laborator se efectuează următoarea prelucrare statistică:

1) evaluarea frecvenței repartiției statistice a rezultatelor participanților pentru fiecare probă de control în parte. În caz când se obține frecvența de repartiții statistice cu multe piscuri e necesar de a depista factorii, care au influențat (ca exemplu diferite metode de cercetare) și în dependență de aceasta rezultatele se clasifică în grupe omogene, care sunt prelucrate analogic grupelor cu un singur pisc;

2) în caz de distribuire simetrică (de exemplu distribuire normală) se calculează, media aritmetică ( $\bar{X}$ ) și valoarea devierii mediei la pătrat ( $S$ ). Pentru eliminare a valorilor grosolane se folosește metoda «prin excludere» (drept criteriu se considera limita de  $2S$ ). Numărul valorilor excluse se înregistrează;

3) lipsa unei distribuiri normale necesită calculul medianei și procentelor 5 și 95.

**Estimarea exactității rezultatelor.** Evaluarea rezultatelor controlului exactității e analogică estimării comparabilității. Deosebirea esențială constă în stabilirea criteriului de evaluare. La aprecierea exactității - aceasta este o valoare nominală care se determina în baza rezultatelor obținute în laboratoarele de referință.

La aprecierea comparabilității - se ia valoarea medie corijată a rezultatelor obținute de toți participanții; pentru aprecierea rezultatelor determinării unui parametru în ambele tipuri de control drept criteriu servește diferența dintre valoarea obținută și cea stabilită.

La organizarea controlului exactității e necesar ca informația despre valorile nominale și analiza detaliată a datelor obținute să fie expediată fiecărui participant în decurs de o lună după primirea rezultatelor. Acest fapt v-a permite participanților în termen scurt să înlăture erorile comise.

Diferența între valoarea obținută și valoarea stabilită poate fi reprezentată printr-o mărime relativă în procente.

Aprecierea comparată a câtorva laboratoare - participante, care au determinat același parametru poate fi reprezentat printr-un șir crescând, în dependență de devierea procentuală.

Pentru aprecierea comparabilității (sau exactității) rezultatelor diverselor laboratoare este folosit de asemenea indicele devierii mediei la pătrat ( $IS$ ).

Pentru aceasta rezultatul fiecărui laborator se exprima în unități relative ale devierii mediei la pătrat, care se calculează după următoarea formulă:

$$IS = \frac{X_{lab} - \mu}{S}, \text{ unde } - X_{lab} - \text{rezultatul obținut de laborator;}$$

- și  $S$  - datele fișei serului de control (valoarea veridică și devierea mediei la pătrat).

Rezultatul obținut se consideră admisibil atunci când valoarea  $IS$  nu va fi mai mare  $[> 2,561]$  ( $=2\%$ ). Totodată, rezultatele pot fi prezentate sub forma de grafic, în caz când se cercetează 2 probe de material de control cu diferite concentrații a componentilor.

Cea mai simplă formă este varianta modificată a graficului Youden, unde rezultatele laboratorului sunt reprezentate în mod identic. Devierile ambelor rezultate, în aceeași direcție indică prezența unor erori sistematice.

Valorile corijate ale mediei aritmetice ( $\bar{X}$ ) și a devierii mediei la pătrat ( $S$ ), servesc pentru aprecierea comparabilității generale a fiecărui laborator.

Pentru estimarea reproductibilității interlaboratoriale a rezultatelor obținute de fiecare laborator-participant coeficientul de variație a fiecărui component se compară cu valoarea limitei admisibile a erorilor ( $LAE$ ) calculată conform formulei TONX:

$$LAE = \frac{1}{4} \left( \frac{\text{Valoarea maximală}}{\text{a lim itei normale}} + \frac{\text{Valoarea minimală}}{\text{a lim itei normale}} \right) \times 100$$
$$\text{Valoarea medie a lim itei normale}$$

În caz de control de lungă durată prin determinări repetate a unei probe de control se calculează valoarea mediei aritmetice și devierea mediei la pătrat ( $n > 10$ ). Devierea valorii medii de la valoarea



cuvânt se verifică prin semnificație (testul «t»).

Devierea semnificativă statistic se compară cu devierea admisă stabilită în dependență de componenți și concentrații. În caz de necoincidență rezultatele se consideră incorecte.

Devierea mediei la pătrat se verifică la coincidența semnificativă statistic cu reproductibilitatea cerută și stabilită în dependență de componenți și concentrații.

La coincidența semnificativă statistic reproductibilitatea rezultatelor obținute de participant - nu corespunde cerințelor stabilite.

Rezultatul prelucrat statistic se prezintă în forma de tabel, pe fiecare compartiment al diagnosticului de laborator, cu date ce indică comparabilitatea și calitatea rezultatelor.

E necesar ca fiecare material de control să fie însoțit cu instrucțiuni detaliate (uzina producătoare, numărul seriei). Pentru toți parametrii supuși controlului se indică valorile nominale, valorile medii, devierile mediei la pătrat și coeficienții de variație până și după prelucrare statistică, de asemenea numărul de laboratoare care au determinat acest parametru.

E necesar ca laboratoarele participante să fie informate despre procentul de deviere a rezultatelor lor pentru fiecare component și valoarea indicelui devierii mediei la pătrat (IS). În afară de tabele, e necesar de a oferi o apreciere generală a calității lucrului efectuat de toți participanții și o apreciere individuală pentru fiecare laborator cu recomandări corespunzătoare în depistarea și înlăturarea factorilor ce provoacă erori în investigare.

Independent de informația care va fi expediată fiecărui laborator, este binevenit de a efectua, periodic, o analiza amplă a rezultatelor care v-a cuprinde un șir de experiențe de control. Scopul acestui rezumat este de a da o caracteristică a calității rezultatelor obținute de laboratoarele supuse controlului, pe perioada dată de timp, informând fiecare participant despre rezultatele obținute comparativ cu alte laboratoare.

La înfăptuirea controlului inter-laborator al calității investigațiilor e necesar de a respecta confidențialitatea fiecărui participant. Informația despre rezultatele testărilor de control obținute urmează a fi transmisă directorilor instituțiilor medico-sanitare doar în cazul ineficienței controlului de calitate atunci când laboratorul prezintă permanent rezultate eronate și ajutorul acordat în astfel de cazuri de către Centrul de control, nu dă rezultatele scontate. Toate laboratoarele sunt codate (fiecare laborator cunoaște numai codul său).

Tabelul 7.1

*Proces verbal al investigațiilor biochimice*

Nr.	Componentul cercetat	Unitățile de măsură	Metoda folosită	Rezultatele cercetării	
				Serul N 1	Serul N 2
1	Proteina totală				
2	Colesterolul				
3	Glucosa				
4	Ureea				
5	Creatinina				
6	Clorul				
7	Sodiul				
8	Potasiul				
9	Bilirubina totală				
10	Alaninaminotransferaza				
11	Aspartataminotransferaza				
12	Amilaza				
13	Fosfataza alcalină				

Adresa instituției  
Șeful laboratorului  
Responsabil de control

Tipul instituției  
Codul  
Data

Adnotare:

Semnăturile:

**Proces verbal al investigațiilor hematologice**

Formula leucocitară	N 1	N 2	N 3
Metoda colorării frotiurilor			
Celulele:			
Bazofile			
Eozinofile			
Neutrofile nesegmentate			
Neutrofile segmentate			
Limfocite			
Monocite			

**Cercetarea (investigarea) sângelui conservat**

Componentul cercetat	Unitățile de măsură	Metoda folosită	Rezultatele
Eritrocite			
Hemoglobina			
Leucocite			
Trombocite			
Indicele cromatic			

**Cercetarea soluției standard**

Componentul cercetat	Unitățile de măsură	Metoda folosită	Rezultatele

Adresa instituției  
Seful laboratorului

Data investigării  
Semnaturile:

**Proces verbal al cercetării componenței chimice a urinei**

Codul \_\_\_\_\_

Componentul	Unitățile de măsură	Metoda folosită	Rezultatele
Proteina totală			
Glucosa			
Sânge ocult			
Acetona			
Bilirubina			
Creatinina			
Reacția (pH)			

Adresa instituției  
Seful laboratorului  
Semnaturile:

Data cercetării

## Codurile pentru metodele de cercetare

### Sodiu și potasiu (mmol/l)

1. Metoda fotometriei de emisie
2. Metoda colorimetrică
3. Metoda ionometrică
4. Alte metode

### Clorul (mmol/l)

1. Metoda titrării cu nitrat de mercur
2. Metoda fotometrică
3. Metoda conductometrică
4. Alte metode

### Calciu (mmol/l = mEq/l x 0,5)

1. Metoda de complexare cu o-crezolftaleină
2. Metoda ionometrică
3. Alte metode

### Fosforul anorganic (mmol/l)

1. Metoda reducerii acidului fosfomolibdenic cu acidul aminonaftolsulfonic după îndepărtarea proteinelor.
2. Metoda reducerii acidului fosfomolibdenic de către alti reducători după îndepărtarea proteinelor.
3. Metoda de reducere a acidului fosfomolibdenic fără îndepărtarea proteinelor.
4. Metoda directă cu verdele de malahit.
5. Alte metode.

### Proteina totală ( mmol/l = mg/100 ml x 0,323; g/l = g/100 ml x 10)

1. Metoda biuretului
2. Metoda Lowry
3. Alte metode

### Ureea (mmol/l = mg/100 ml x 0,1668)

1. Metoda cu urează
2. Alte metode

### Glukoza (mmol/l = mg/100 ml x 0,0555)

1. Metoda cu glucozoxidază
2. Metoda cu hexokinază
3. Alte metode

### Colesterolul (mmol/l = mg/100 ml x 0,02586)

1. Metoda Ilc
2. Metoda enzimatică
3. Metoda cu acidul p - toluensulfonic
4. Alte metode

### Creatinina (mmol/l = mg/100 ml x 88,4)

1. Metoda Popper
2. Metoda bazata pe reacția Iaffe cu acid tricloracetic
3. Alte metode

### Instrucțiuni pentru diluția serurilor de control liofilizate

Materialul dizolvat se păstrează de obicei 1-2 zile la temperatura  $+4 - +8\text{ }^{\circ}\text{C}$  (excepție fac glucoza, enzimele și factorii de coagulare)

Cu pipeta gradată se măsoară precis cantitatea necesară de apă distilată indicată în etichetă ( $t=20 - 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) și minuțios se toarnă în flaconaș. Tot materialul pulverulent trebuie să fie complet transferat în soluție. După 15 - 20 minute flaconașul se agită cu mișcări lente în diferite direcții, apoi se lasă până la dizolvarea completă. E necesar de a evita formarea spumei și de a avea grijă ca materialul să se dizolve complet. Timpul pentru dizolvarea completă constituie 30 - 60 minute. Agitarea excesivă poate provoca denaturarea proteinelor solubile. În materialele, ce conțin enzime sau factori de coagulare, formarea spumei duce la pierderea activităților. Unele enzime, de exemplu fosfataza alcalină, ating activitatea maximală după 2 ore de la dizolvarea completă a materialului. La determinarea fracțiilor proteice prin metoda electroforetică nu se recomandă de a folosi materialul în curs de 2 ore până la dizolvarea completă.

Erorile tipice, ce apar la manipulările cu materialul liofilizat (ser sau plasmă) :

1. Erori determinate la pipetarea dizolvanului.
2. Pierderea substanței liofilizate la deschiderea neatență a sticlei.
3. Insuficiența timpului de expunere necesar pentru dizolvarea completă a serului.
4. Agitare excesivă sau încălzire la dizolvarea serului.
5. Nerespectarea perioadei de stabilitate după dizolvarea serului.
6. Nerespectarea condițiilor de păstrare a materialului dizolvat.

### TRASAREA GRAFICULUI YOUTDEN

Pe lângă prelucrare statistică, rezultatele controlului inter-laborator pot fi prezentate sub formă de grafic ce permite participanților să-și compare datele obținute cu datele laboratoarelor de referință și să diferențieze tipul erorii admise.

Deci, graficul Youden permite de a aprecia nu numai calitatea investigațiilor efectuate de fiecare laborator în materialele de control, ci și de a determina tipurile de erori admise.

Pentru a utiliza forma grafică e nevoie ca fiecare laborator-participant să determine același component în două probe de control cu concentrații diferite a componentului studiat (de exemplu A și B). Pentru stabilirea graficului se alcătuieste sistemul de coordonare, pe abscisă se pun valorile nominale ale componentului și intervalele devierii mediei la pătrat pentru proba A, pe ordonată - aceiași indici pentru proba B ( figura 7.1).




Figura 7.1. Trasarea graficului Youden.



Scara pentru devierea mediei este aceeași pentru ambele probe (A și B). Din punctele X și Y ce corespund valorilor nominale ale componentului dat din probele A și B sunt trasate 2 drepte reciproc perpendiculare. Din punctul de intersecție a dreptelor se construiește o circumferință cu raza  $2S$ . Apoi sub un unghi de  $45^\circ$  față de abscisă sunt trasate 3 drepte: dreapta W - prin centrul circumferinței, S și t dreptele - tangente la circumferință. Rezultatele probelor A și B obținute de fiecare laborator se introduc în grafic în forma de puncte. Atunci când cifrele obținute sunt plasate în interiorul circumferinței - rezultatele se consideră valabile. Atunci când datele obținute sunt plasate în afara circumferinței, însă între dreptele S și t - se consideră că laboratoarele au obținut valori crescute sau scăzute pentru ambele probe, ceea ce indică erori sistematice. Punctele așezate în apropierea dreptei W indică o stabilitate în lucrul laboratorului. Punctele, care au ieșit din limitele graficului dat, se consideră ca erori întâmplătoare, și nu prezintă informații despre exactitatea rezultatului. Astfel, graficul Youden permite de a diferenția evident erorile sistematice și întâmplătoare admise pe parcursul lucrului în laborator și, de asemenea, evidențierea laboratoarelor, care lucrează în limitele permise. Fiecare laborator-participant va primi un formular, în care se indică rezultatele prelucrate statistic ale laboratorului dat și rezultatele tuturor participanților, precum și graficul Youden pentru fiecare component de control. Pe graficul Youden este evidențiat punctul ce corespunde rezultatelor obținute de laboratorul dat în privința unui component. În figura 7.2 este prezentat graficul Youden pentru dozarea colesterolului (metoda Illick) în urma investigații a 2 seruri de control cu conținut determinat de colesterol. Investigațiile s-au efectuat în 32 laboratoare, 14 din ele au obținut rezultate bune (punctele se află în cerc). Restul rezultatelor sunt - inexacte. Punctul evidențiat cu numărul codificat 52 din cadranul din dreapta de sus, arată că în laboratorul unde s-au efectuat aceste investigații s-au comis erori sistematice, deoarece rezultatele ambelor probe sunt crescute. Dacă analizăm punctul 15 din cadranul din stânga - atunci putem spune că s-a comis o eroare întâmplătoare, întrucât rezultatul probei B este aproape de valoarea nominală, iar rezultatul probei A - scăzut.




Figura 7.2. Graficul Youden pentru dozarea colesterolului

# 7.1 Indicații metodice pentru efectuarea controlului calității investigațiilor hematologice

## I. PRINCIPII GENERALE

Pentru a obține rezultate autentice în investigațiile hematologice, una din condiție este de a implementa în activitatea laboratorului controlul calității investigațiilor hematologice, ce prezintă un sistem eficace de îmbunătățire a calității determinărilor.

Specificitatea investigațiilor hematologice necesită anumite matri-ale de control ce nu se folosesc în alte compartimente de cercetare în laborator. Controlul intra - și inter-laborator al calității investigațiilor hematologice se efectuează conform indicațiilor metodice, elaborate de Centrul de Control al Serviciului de laborator.

Implementarea controlului intra - și inter-laborator al calității investigațiilor hematologice în cadrul laboratorului este efectuată de medicii de laborator.

## II. CONTROLUL INTRALABORATOR AL CALITĂȚII

Pentru înfăptuirea controlului intra-laborator al calității investigațiilor hematologice se pot folosi metode ce necesită materiale sau mijloace de control speciale, și metode, ce nu necesită materiale de control:

1. Analiza probelor paralele.
2. Analiza probelor întâmplătoare.
3. Analiza probelor repetate.
4. Analiza probei mixte.
5. Metoda mediei valorilor normale (după datele pacienților).
6. Controlul inter-laborator al calității.

### Metode, bazate pe folosirea materialelor speciale de control.

Metodele bazate pe materiale speciale de control permit determinarea exactității și reproductibilității rezultatelor investigațiilor hematologice.

Principalul criteriu, după care se utilizează aceste materiale, este stabilitatea lor în timp.

Pregătirea materialelor de control pentru investigațiile hematologice este legată de anumite dificultăți, cauzate de viața scurtă a celulelor sângelui în afara organismului și de dereglările rapide ale proprietăților lor funcționare și fizico-chimice. Din această cauză obiectivă termenul de valabilitate a acestui material este limitat.

Actualmente se recomandă următoarele materiale de control:

1. Soluție standard de hemoglobin-cianură.
2. Sânge de donator.
3. Soluție de sânge hemolizat.
4. Sânge conservat.
5. Suspensie de celule sanguine fixate.
6. Celule din materiale sintetice, care imită celulele sângelui.
7. Frotiuri de control (colorate și necolorate, normale și patologice).

## III. CONTROLUL REPRODUCTIBILITĂȚII

Controlul reproductibilității rezultatelor investigațiilor hematologice se înfăptuiește cu materiale de control speciale prin calculul următorilor parametri statistici: valoarea mediei aritmetice ( $\bar{X}$ ); abaterea mediei pătratică (S), coeficientul de variație (V).

Cu acest scop, pe parcurs de 20 de zile se determină componentul ales al materialului de control prin metoda utilizată în laboratorul dat, după ce se face calculul parametrilor statistici.

În caz când unul din rezultate diferă considerabil de celelalte, acest rezultat este evaluat cu ajutorul criteriului T.

După stabilirea criteriilor statistice se alcătuiește harta de control al calității, ce prezintă sistemul de

coordonate, unde pe abscisă se pun zilele în care a avut loc determinarea, iar pe ordonată - concentrația componentului în unitățile respective de măsură.

Prin mijlocul ordonatei paralel cu abscisa este trasată o dreaptă (indică media aritmetică), iar în sus și în jos de la aceasta dreaptă și paralel ei, conform scării alese sunt trasate drepte care indică limitele de control  $+2S$  și  $-2S$ .

Harta de control se alcătuiește pentru fiecare component și serie a materialului de control. În cazul schimbului seriei materialului de control, procedeul se repetă, construindu-se o nouă hartă de control.

Rezultatul obținut în fiecare zi se depune pe hartă sub formă de punct și servește pentru a aprecia reproductibilitatea determinării componentului dat.

**Exemplu I.** Alcătuirea hărții de control pentru hemoglobină (figura 3).

Pe parcurs de 20 zile s-a determinat conținutul de hemoglobină (g/l) în soluția de control și s-au obținut următoarele date: 120, 122, 121, 123, 120, 121, 122, 123, 121, 121, 123, 119, 120, 118, 119, 120, 119, 122, 118, 119.

$$\sum x = 2111; \quad \bar{X} = \frac{\sum x}{n} = 120,5; \quad \sum (\bar{X} - x)^2; \quad n = 20;$$

$$S = \sqrt{\frac{\sum (\bar{X} - x)^2}{n - 1}} = 1,6; \quad V = \frac{S \times 100}{\bar{X}} = 1,33\%$$

$$\bar{X} + 1S = 120,5 + 1,6 = 122,1 \quad + 2S = 120,5 + 3,2 = 123,7$$

$$- 1S = 120,5 - 1,6 = 118,9 \quad - 2S = 120,5 - 3,2 = 117,3$$

		123,7
+ 2S		
+ 1S		122,1
$\bar{X}$		120,5
- 1S		118,9
- 2S		
		117,3
		zile de cercetare

Figura 7.3. Harta de control la hemoglobină

La utilizarea hărților de control este rațional de a se folosi de criteriile de avertizare și de control, după care ne putem orienta și depista neajunsuri în munca laboratorului.

#### IV. CONTROLUL CORECTITUDINII

Controlul corectitudinii rezultatelor investigațiilor hematologice se efectuează cu ajuto-rul materialelor de control cu conținut determinat (stabilit precis) al componentilor, se calculează parametrii statistici și se determină autenticitatea diferențelor dintre valoarea obținută și cea indicată în fișă.

Pentru aprecierea corectitudinii determinării componentului dat este necesar de a efectua 10 cercetări paralele folosind materialul de control cu conținut determinat al componentilor, după ce se calculează media aritmetică și se compară cu datele din fișă. Dacă rezultatul obținut se încadrează în limitele abaterilor admise indicate în fișa materialului de control, atunci corectitudinea investigațiilor se consideră satisfăcătoare. În caz contrar autenticitatea diferențelor rezultatelor se estimează după criteriul t Student.

## V. METODELE, CE NU NECESITĂ MATERIALE DE CONTROL

**Cercetarea probelor paralele** permite de a aprecia reproductibilitatea rezultatelor după probele de sânge a bolnavilor.

Pentru realizarea acestui control se aleg 10 probe întâmplătoare și fiecare probă se cercetează de două ori. Acest tip de cercetare permite de a caracteriza calitatea investigațiilor.

**Exemplul 2.** Pentru evaluarea reproductibilității rezultatelor determinării numărului de leucocite au fost studiate paralel 10 probe de sânge integru ce conține anticoagulant. Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 7.4

Tabelul Nr. 7.4

### DETERMINAREA REPRODUCTIBILITĂȚII PRIN NUMĂRAREA DUBLĂ A LEUCOCITELOR (10 probe)

$(B - A)$	$B - A$	B	A	Nr. probe
009458	072	0047	0797	1
009458	040	0539	0709	2
00400	081	0537	01410	3
004243	090	01410	05850	4
0040011	0801	0994	0193	5
0019285	0991	0859	0924	6
001459	097	0073	094,4	7
001597	098	07801	089,9	8
009993	039	05991	098,41	9
00009	003	0229	045,2	10

La început se determină diferența fiecărei perechi, apoi diferența se ridică la pătrat, se calculează suma  $(A - B)^2$  și se împarte la  $2n$  (unde  $n$  - numărul de perechi), deoarece fiecare pereche prezintă o variabilă individuală și fiecare parte componentă a perechii are variabilitatea sa proprie.

În continuare se calculează abaterea medie pătratică și se alcătuieste harta de control pentru evaluarea reproductibilității analogică cu cea descrisă mai sus pentru probele de control.

$$\sum (A - B)^2 = \sum d^2 = 6688600; S = \sqrt{\frac{\sum d^2}{2n}} = \sqrt{\frac{6688600}{2 \times 10}} = \sqrt{334430} = 578,3; 2S = 1156,6$$

Diferența dintre două cercetări efectuate pe una și aceeași probă este notată zilnic în hartă.

Limitele de control sunt  $0 + 2S$  (în exemplul numărării leucocitelor de la - 1,157 până la + 1,157). Rezultatele, ce nu se includ în limitele de control, demonstrează cu probabilitatea 95% existența unor încălcări în sistemul de cercetări.

În așa caz se depistează cauza posibilă a dispersiei rezultatelor și cercetările se repetă din nou mai minuțios.

**Cercetarea probelor aleatoare (întâmplătoare).** Metoda este analogică metodei probelor paralele. Diferența constă în faptul că în loc de analiza tuturor probelor laborantul cercetează una sau două probe alese prin sondaj. Aceste probe pot fi alese la întâmplare de către seful de laborator fără știrea laborantului. În așa mod șeful de laborator apreciază reproductibilitatea rezultatelor obținute de laborant.

**Cercetarea probelor repetate.** Principiul metodei constă în cercetarea repetată a câtorva probe alese la întâmplare, numărul cărora este proporțional cu numărul investigațiilor efectuate. Comparând perechile corespunzătoare de rezultate, se obțin date obiective despre calitatea investigațiilor efectuate. Investigațiile repetate ale probelor se efectuează după îndeplinirea analizelor din ziua curentă. La folosirea metodei menționate este necesar de a analiza repetat nu mai puțin de 5% din probe (eșantioane).

Metoda probelor repetate permite de a aprecia calitatea funcționării utilajului și a lucrului laborantului la efectuarea investigațiilor. Metoda poate fi utilizată în orice laborator indiferent de numărul de cercetări efectuate. Deficiența metodei constă în imposibilitatea controlului exactității rezultatelor obținute.



Probele alese pentru analize repetate pot fi studiate în ziua următoare în scopul calibrării aparatului. Pentru conservarea celulelor sanguine se adaugă EDTA (1-2 mg la 1 ml sânge) păstrându-le la + 4 °C.

**Cercetarea probelor mixte.** La estimarea reproductibilității prin metoda probelor duble se obțin valori mai apropiate față de valorile obținute în mod obișnuit în prezența erorilor aleatoare. La cercetarea probelor mixte acest fapt este exclus. Metoda constă în următoarele: dintr-un grup de probe se aleg întâmplător două (A și B), din fiecare proba A și B se iau volume egale și se amestecă (proba C). Se cercetează toate trei probe. Determinarea reproductibilității după proba mixtă este prezentată în tabelul 7.5.

Pentru a alcătui harta de control după aceasta metodă se recomandă de a cerceta probele mixte pe parcurs de 40 zile. În figura 7.4 este expusă harta de control pentru cercetările hematocritului.

Tabel 7.5

### DETERMINAREA REPRODUCTIBILITĂȚII DUPĂ PROBA MIXTĂ

Componentul cercetat	A	B	C	$\frac{A+B}{2}$	Diferența *
Hemoglobina	125	142	130	133,5	3,5
Hematocrit	47	52	50	49,5	0,5

\* Diferența dintre valoarea în proba C și valoarea teoretică  $\frac{A+B}{2}$

Apoi se calculează media deviației (d) pentru analizele răzlețe va constitui 1,2533.

De aici, 50% dreapta va constitui  $1,2533 \times 0,674 = 0,845$ ,

95% " "  $1,2533 \times 1,960 = 2,45$ ,

99,5% " "  $1,2533 \times 2,807 = 3,50$ .




Figura 7.4. Harta de control pentru cercetările hematocritului

Mărimile 0,674, 2,807 și 1,960 sunt luate din tabelul distribuției sumare normale (R.N.Barnett,1977). De exemplu, domeniul valorilor + 1,96 S în tabel include 25% valori din limita de sus și 25% valori din limita de jos. Ulterior în fiecare zi se pregătește o probă mixtă și rezultatul se depune pe hartă. Dacă mai multe puncte nimeresc mai sus de dreptele 95% și 99,5%, se i-au măsurile corespunzătoare pentru cauzelor greșelilor.

Repartizarea punctelor prezintă rezultatele testărilor hematocritului. Fiecare punct prezintă diferența dintre valoarea teoretică, calculată ca media din două probe și valoarea reală (autentică), obținută la cercetarea probei mixte. Pe hartă două valori au nimerit după limitele 99,5%.

**Utilizarea valorilor constante** pentru anumite cercetări hematologice presupune, ca constantele pentru elementele figurate ale sângelui în grupele de persoane normale întotdeauna vor nimeri înăuntrul unei zone apropiate, care poate fi folosită ca limita de control. Pentru aceasta este necesar de a alege nu mai puțin de 11 probe de sânge a oamenilor maturi sănătoși. Probele se consideră normale, dacă ele corespund următoarelor condiții: eritrocite –  $4 \times 10^{12} / l$  și mai mult; hematocritul -36% și mai mult; eritrocitele în frotiuri în normă; conținutul mediu al hemoglobinei într-un eritrocit (CMHE) în limitele 26 - 36 pg/er., iar concentrația medie a hemoglobinei (CMH) constituie 32 – 36%. Se determină totodată concentrația hemoglobinei în sânge. În caz de respectare a acestor condiții valorile medii (constantele) parametrilor menționați în 11 probe selectate (sau pentru un număr mai mare de probe) vor alcătui:

pentru CMHE - 29-30 pg/er,

pentru CMH - 32-33%.

În afara de aceasta, în limita  $\bar{X} + 2S$  trebuie să între cu aproximație valorile normale. Harta de control se alcătuieste luând în considerație aceste limite. Pentru fiecare serie de eşantioane reprezentative se calculează media şi deviația medie pătratică; dacă unul din cei doi parametri va nimeri în afara controlului, atunci se vor lua măsurile pentru relevarea cauzelor greşelilor. Aceasta metodă dă posibilitatea de a releva modificările valorilor medii şi a reproductibilităţii. Deoarece, în fiecare din mărimile calculate intra două varia-bile, de obicei constatăm mai multe valori care depăşesc limita de control, decât cele aşteptate.

De pildă, să admitem, că conținutul normal de hemoglobină constituie  $- 154 \pm 1,70$  g/l; numărul de hematii -  $5 \times 110^{12} \pm 170 \times 10^6$  /l; CMHE - 30,8. Dacă conținutul de hemoglobină  $> 2S$  (valoarea 157,4), iar numărul de hematii va constitui  $< 2S$  (valoarea  $4,66 \times 10^{12}$ /l), atunci CMHE va constitui 33,77, adică se va afla în afara controlului, măcar că valorile autentice ale ambelor componente se aflau în limitele controlului. Dacă greşelile sunt întâmplătoare, ele pot fi neglijate, însă această metodă este foarte sensibilă chiar şi la greşeli constante modeste şi ajută la relevarea zonelor normale nereal reduse.

## VI. METODA MEDIEI VALORILOR NORMALE (după datele bolnavilor)

Metoda se bazează pe analiza statistică a rezultatelor probelor bolnavilor. Se presupune că valoarea medie obținută prin aceasta metoda într-o zi ori pe o perioada anumită de timp, la un volum de lucru al laboratorului nu mai puțin de 30 de determinări, se menține zi de zi aproximativ constantă. Dacă zilnic se strecoară o eroare sistematică, atunci aceasta se manifestă prin devierea valorii medii a rezultatelor.

Pentru a alcătui harta de control e nevoie de a efectua determinări zilnice pe parcurs de 20 zile, de a calcula media valorilor normale a componentului cercetat (zona normala se află în limitele  $\bar{X} + 2S$ ). Valorile ce nu se încadrează în aceste limite sunt înlăturate. Apoi se calculează media, devierea mediei pătratice şi eroarea mediilor ( $m$ ) pentru grupa de valori normale:

$$m = \frac{S}{\sqrt{n}},$$

unde  $n$  - numărul de valori normale a grupei. Apoi se calculează limitele de control  $+ 2m$ . Alegerea  $2m$  şi nu  $3m$  face ca metoda să fie mai sensibilă şi măreşte frecvența relevării valorilor extra-control.

După construirea cartei de control zilnic se calculează media rezultatelor normale a componentului dat care se depune în forma de punct pe hartă. Cu cât rezultatul e mai aproape de valoarea medie cu atât media e mai eficace în determinarea zonei autentice.

Metoda mediei valorilor normale permite de a depista erori ce nu pot fi depistate prin alte metode, şi prezintă un control autentic la toate etapele de investigare a probelor pacienților.

**Controlul inter-laborator al calității.** Laboratoarele, care sistematic participă la controlul inter-laborator al calității investigațiilor hematologice pot utiliza rezultatele controlului pentru estimarea lucrului laboratorului. Deosebit de importante sunt experiențele de control de lungă durată.

Abaterea mediei pătratice a rezultatelor laboratorului dat poate servi ca indicator la evaluarea exactității înfăptuirii testului dat, iar indicele devierii mediei pătratice ( $IS$ ) reflectă capacitatea laborantului în îndeplinirea corectă a analizelor.

## VII. EXERCITAREA CONTROLULUI CALITĂȚII UNOR PARAMETRI HEMATOLOGICI

**Controlul calității determinărilor conținutului de hemoglobină.** Pentru controlul calității determinării hemoglobinei se utilizează soluții standard de hemiglobincianură cu concentrația cunoscută de hemoglobină şi soluții speciale de control (sânge de donator, sânge hemolizat, sânge conservat).

Soluția standard de hemiglobincianură se foloseşte pentru controlul exactității funcționării fotometrelor şi pentru constru-irea curbilor etalon la determinarea concentrației de hemoglobină în sânge prin metoda hemiglobincianurică. Determinarea hemoglobinei se efectuează fotometric după curba etalon

construită pentru fiecare fotometru conform unei serii de soluții standard de hemiglobincianură cu concentrație cunoscută de hemoglobină.

**Soluție de sânge hemolizat.** Pentru controlul reproductibilității determinării hemoglobinei se utilizează soluții de sânge hemolizat. Hemolizatul se prepară din sânge citrat de donator (sânge uman sau ecvin). Hemolizatul servește ca control în tot procesul de investigare și este utilizat la determinarea hemoglobinei prin metoda cu hemiglobincianură.

Substanțele hemolizate și solvenții trebuie să corespundă următoarelor cerințe de bază:

1) ele trebuie să fie incolore, transparente și să nu reacționeze cu coloranții sângelui.

2) gradul diluării trebuie să fie sub control (se recomandă soluție de sânge 1%).

Soluțiile optic transparente se prepară prin centrifugare sau utilizând soluții de baze alcaline 0,1%, 0,25%, 0,4%; soluție de uree 50%; soluții de saponină și altele (STAS 4212-76).

Soluția de sânge hemolizat e stabilă nu mai puțin de un an, în condiții de păstrare în frigider într-un vas de culoare închisă.

Pentru aprecierea reproductibilității determinărilor hemoglobinei hemolizantul este cercetat în decurs de 20 zile, se calculează  $X$ ,  $S$ ,  $V$  și limitele de control ( $X + 2S$ ), se alcătuieste harta de control. Coeficientul de variație nu trebuie să depășească 5%.

Pentru utilizarea hemolizatului în scopul controlului exactității e necesar de a determina concentrația exactă a hemoglobinei în hemolizatul dat.

Restricțiile utilizării hemolizatului:

1) deficitul de sânge (sângele este un material deficitar);

2) caracterul greu al preparării soluțiilor sterile și omogene în condiții de laborator.

## VIII. CONTROLUL CALITĂȚII NUMĂRĂRII CELULELOR SANGUINE

Materialele de control utilizate pentru controlul calității numărării celulelor sanguine trebuie să răspundă unui șir de exigențe suplimentare:

1) Materialul trebuie ușor să treacă în stare omogenată, să nu se aglutineze.

2) Constantele fiziologice și proprietățile reologice ale materialului aflat în soluție (viscozitatea, densitatea, indicele de refracție, electroconductibilitatea) trebuie să corespundă parametrilor sanguini, iar forma și dimensiunea particulelor să fie analogice elementelor figurate ale sângelui.

3) Materialul de control trebuie să fie chimic inert.

Metodele de preparare a unor astfel de materiale sunt prezentate mai jos.

## IX. CONTROLUL CALITĂȚII NUMĂRĂRII ERITROCITELOR

Controlul calității determinării eritrocitelor cu ajutorul materialelor de control se înfăptuiește prin metoda alcătuirii hărților de control, după principiul controlului mediat. Pe parcurs de 2 zile se efectuează 20 de determinări a numărului de eritrocite în sângele conservat, se calculează limitele de control și se alcătuieste harta de control.

Reproductibilitatea nesatisfăcătoare poate fi determinată de unele inexactități în numărarea eritrocitelor:

a) eroarea statistică e condiționată de numărarea unei cantități mici de celule în sânge;

b) eroarea de distribuție determinată de repartitia neuniformă a celulelor în celula de numărat;

c) eroare mecanică, condiționată de imperfecțiunea tehnică a camerei de numărat.

În figura 7.5 este expus un exemplu de calcul și de alcătuire a cărții de control pentru controlul calității numărării eritrocitelor în sânge.




Figura 7.5. Exemplu de calcul și de construire a cărții de control pentru controlul calității numărării eritrocitelor în sânge.

$$\bar{X} = 3,800 \cdot 10^{12}; \quad S = 0,125 \cdot 10^{12};$$

$$\bar{X} + 2S = 3,800 \cdot 10^{12} + 0,250 \cdot 10^{12} = 4,050 \cdot 10^{12};$$

$$\bar{X} - 2S = 3,800 \cdot 10^{12} - 0,250 \cdot 10^{12} = 3,550 \cdot 10^{12}$$

## X. CONTROLUL CALITĂȚII NUMĂRĂRII FORMULEI LEUCOCITARE

O premiză indispensabilă pentru evidența corectă a particularităților morfologice ale celulelor sângelui, în frotiurile sanguine, sunt frotiurile bine preparate și bine colorate.

Neîndeplinirea acestor condiții duce la repartizarea neuniformă a celulelor sanguine sau la o relevare nesatisfăcătoare a particularităților morfologice ce vor provoca erori la investigare.

Condițiile necesare pentru prepararea unui frotiu bun:

1) Frotiul începe cu 1-1,5 cm de la marginea îngustă a lamei și se termină la 2-3 cm de la cealaltă margine. Lungimea totală a frotiului trebuie să cuprindă 0,5-0,75 din suprafața lamei.

2) Frotiul trebuie să fie de o grosime uniformă, dar nu ondulată.

3) Stratul de sânge nu trebuie să ajungă la marginea lungă a lamei, deci între strat și marginea trebuie să rămână o distanță de câțva milimetri. Un frotiu bun de sânge este mai gros la început, treptat se subție și se termină sub forma de urme lăsate de o perie fină.

Frotiurile ce depășesc 3/4 din lungimea totală a lamei sunt groase. În așa caz eritrocitele sunt lipite între ele sau așezate ca un sul de monede, ceea ce împiedică studierea corectă a morfologiei lor.

Frotiurile mai scurte decât 1/2 din lungimea lamei, sunt prea subțiri, ceea ce conduce la faptul că leucocitele sunt izolate, puternic deformate și neregulat distribuite. În caz când sticla de șlefuit se atinge de marginile lamei, atunci ele sunt acoperite de sânge. În aceste cazuri celulele mari se deplasează spre marginea frotiului și aceasta conduce la o repartitie neregulată a celulelor.

În frotiul neuniform în sectoarele mai groase se grupează limfocitele, în sectoarele mai subțiri - monocitele și celulele segmentate.

Pentru studiul de bună calitate a morfologiei celulelor important este fixarea și colorarea corectă a frotiurilor.

## XI. CAUZELE ERORILOR

Fixarea corectă a frotiurilor mărește rezistența elementelor figurate ale sângelui față de apă, ce se conține în coloranți, care fără fixarea frotiului hemolizează eritrocitele și modifică structura leucocitelor. Fixarea frotiului, provocând coagularea proteinelor, leagă trainic preparatul de lamă.

În calitate de fixatori se propun: alcoolul metilic, alcoolul etilic, amestecul Nikiforov (constituind părți egale de alcool etilic și eter sulfuric). Cel mai bun fixator este alcoolul metilic.

Fixarea insuficientă dă o colorație slabă a granulațiilor neutrofile a leucocitelor și duce la o colorație



necalitativă a celulelor. Colorația calitativă a frotiurilor permite de a diferenția corect celulele sângelui și structura lor la examenul microscopic.

La colorarea frotiurilor, indiferent de metoda utilizată, este important de a respecta regulile metodice de pregătire a soluțiilor și intervalele de timp în decursul procesului de colorare.

La pregătirea soluțiilor este important de a ține cont de pH-ul apei (pH-ul trebuie să fie neutru).

Deoarece în vânzare se propun loturi de coloranți, care diferă după intensitatea colorației, e necesar de a stabili pe cale experimentală concentrația (diluția) și timpul de colorație pentru fiecare flacon de colorant, prin experimentarea unui șir de preparate colorându-le cu soluții de diferite concentrații a colorantului, schimbând durata acțiunii lui.

Pentru controlul calității numărării formulei leucocitare se folosesc frotiuri de control. Frotiurile de control se prepară din sângele capilar al donatorilor și bolnavilor prin procedeul obișnuit, îndeplinind cerințele de preparare, fixare și colorare. Apoi, se numără formula leucocitară nu mai puțin de 20 de ori câte 200 celule, de specialiști calificați (nu mai puțin de 5 persoane).

Datele obținute se prelucrează după criteriile statistice, calculând media aritmetică  $\bar{X}$  și  $S$ . Pentru păstrarea îndelungată a frotiului el se acoperă cu o peliculă transparentă subțire de clei BF - 6, care protejează frotiul față de acțiunea factorilor mediului extern.

Pe lângă frotiurile special preparate, în calitate de probe de control sunt utilizate frotiurile studiate în laboratorul dat și care s-au dovedit a fi cele mai dificile pentru diagnostic. Frotiurile de control, atât normale cât și patologice, se introduc sistematic în procesul de lucru pentru controlul calității lucrului, efectuat de colaboratorii laboratorului.

Numărarea formulei leucocitare se consideră corectă, atunci când rezultatele numărării celulelor se încadrează în limitele de control  $\bar{X} \pm 2S$  (pentru fiecare tip de celule sanguine).

## **XII. CONTROLUL INTERLABORATOR AL CALITĂȚII INVESTIGAȚIILOR HEMATOLOGICE**

Controlul inter-laborator al calității investigațiilor hematologice se efectuează în conformitate cu indicațiile metodice (anexa 15).

Controlul inter-laborator al calității investigațiilor hematologice se efectuează periodic, o dată în trimestru, sub conducerea centrului de control al serviciului de laborator republican.

În realizarea controlului calității inter-laborator a investigațiilor hematologice se recomandă de controla următorii parametri:

- 1) concentrația de hemoglobină (în normă și patologie);
- 2) numărul de eritrocite;
- 3) numărul de leucocite;
- 4) viteza de sedimentare a hematiilor;
- 5) valoarea hematocritului;
- 6) numărarea formulei leucocitare;
- 7) indicele cromatic.

În calitate de material de control este utilizat: sânge conservat, celule sanguine fixate, frotiuri de control. Metodele de obținere și preparare a materialelor de control sunt expuse mai jos.

Probele de control sunt expediate în flacoane sau fiole închise ermetic. Materialul de control se repartizează în dependență de numărul participanților la control și de numărul de indici supuși controlului. Frotiurile de control pot fi pregătite pe pelicule radiologice și expediate în plicuri.

Frotiurile de control fixate, însă necolorate, sunt utilizate pentru controlul exactității colorației frotiurilor. Colorația este efectuată în laboratorul participant la control iar rezultatele numărării formulei leucocitare sunt expediate la Centrul de control, care apreciază exactitatea colorației frotiurilor și numărării formulei leucocitare.

**Aprecierea rezultatelor.** Rezultatele obținute în urma controlului se analizează de Centrul de Control, determinându-se criteriile de apreciere. Ca criteriu poate servi valoarea medie obținută în urma prelucrării statistice a rezultatelor tuturor participanților (nu mai puțin de 20 de laboratoare).

Parametrii cantitativi (concentrația de hemoglobina, hematocritul, celulele sângelui) se apreciază statistic astfel: datele ce se includ în limitele  $X \pm 1,5 S$  sunt bune;  $X \pm 2S$ - satisfăcătoare și  $>X \pm 2S$  nesatisfăcătoare. -Frotiurile de sânge se apreciază după 2 criterii - satisfăcător și nesatisfăcător.

Satisfăcător - include numărarea corectă a formulei leucocitare cu descrierea morfologiei modificate a eritrocitelor și leucocitelor. La examinarea frotiurilor de sânge patologic, laboratorul trebuie să prezinte o concluzie succintă despre patologia presupusă.

Nesatisfăcător se consideră examenul la care lipsește descrierea morfologiei modificate a eritrocitelor sau nu s-a găsit un oarecare tip de patologie (deviere spre stânga a formulei leucocitare, eozinofilie, reacția limfocitară și monocitară, devierea formulei până la mieloblaști, prezența celulelor plasmatiche, etc.).

### **XIII. METODA PREPARĂRII MATERIALELOR DE CONTROL**

Materialele de control se pregătesc, se prelucrează și se cercetează după metodele descrise mai jos. E necesar de a diferenția erorile de investigare de erorile caracteristice materialului de control. Pentru a omite astfel de erori e necesar de a respecta cerințele de păstrare a materialului, deoarece schimbările, ce pot avea loc, vor majora reproductibilitatea metodei de investigare.

Controlul intra-laborator al reproductibilității rezultatelor hematologice se realizează după metoda curentă, cu alcătuirea hărții de control unde zilnic se depun prin puncte valorile probelor de control.

Pentru determinarea veritabilă a numărului de celule în materialul de control se folosește numărarea directă a materialului diluat în camera pentru numărarea celulelor. Această metodă este destul de exactă atunci când se folosesc pentru numărare camere verificate, iar numărarea se face de mai multe ori pentru a evita erorile neprevăzute. Media aritmetică a rezultatelor obținută în urma numărării servește ca criteriu pentru estimarea exactității examinărilor.

### **XIV. MATERIALELE DE CONTROL PENTRU DETERMINAREA HEMOGLOBINEI. PREGĂTIREA SOLUȚIEI DE HEMOLIZAT**

**Pregătirea soluției de hemolizat.** Pentru pregătirea hemolizatului e necesar:

- 1) sânge (uman) conservat (citrat), se permite cu termen expirat;
- 2) sânge (de cal) conservat;
- 3) sânge proaspăt (uman) de donator colectat într-un vas ce conține soluție de citrat de sodiu 0,6 mol/l în raport de 1:5.

Se ia 200 ml de sânge colectat pe citrat și se centrifughează 30 min la 3000 tur/min. Plasma se înlătură. La sedimentul de eritrocite se adaugă 100 ml de apă distilată sterilă, minuțios se agită 30 min. Soluția se păstrează 24 ore la  $t = 20^{\circ}\text{C}$ . După 24 de ore se dezgheață și iarăși se agită 30 min. Soluția se filtrează în condiții aseptice (filtrul N4 - dimensiunea porilor 4 - 10 mkm), se toarnă în sticlule sterile câte 1 ml. Se păstrează în congelator la  $t = 20^{\circ}\text{C}$ . Este stabilă 1 an.

Hemolizatul se utilizează pentru controlul reproductibilității rezultatelor determinării hemoglobinei cu ajutorul hărților de control. În cazul când laboratorul dispune de material de control cu concentrația cunoscută de hemoglobină în soluția de hemolizat, atunci se poate determina valoarea exactă a hemoglobinei. În așa caz hemolizatul poate fi folosit ca control al exactității.

La determinarea concentrației hemoglobinei în sânge e necesar de a evita următoarele erori:

- 1) La colectarea sângelui:
  - a) folosirea pipetelor inexact calibrate (0,02 ml);
  - b) inexactitate la umplerea capilarului cu sânge;
  - c) inexactitate la pipetarea soluției fiziologice și a sângelui.
- 2) La diluție:
  - a) utilizarea pipetelor imprecis calibrate (5,0 ml);
  - b) vesela insuficient curată (urme de sânge);
  - c) insuficiența clătirii cu reactiv;
  - d) inexactitate în pipetarea reactivilor;

e) utilizarea reactivilor cu termen expirat și incorect pregătiți.

3) La măsurări:

a) utilizarea utilajului necalibrat;

b) utilizarea cuvelor murdare și nepereche;

c) turbureala în probele examinate.

## XV. MATERIALELE DE CONTROL PENTRU CALCULAREA NUMĂRULUI DE ERITROCITE

**Sânge conservat.** Sângele conservat poate fi păstrat timp îndelungat cu menținerea tuturor proprietăților biologice și funcționale. Sângele conservat trebuie să se păstreze fără semne de hemoliză.

Pentru pregătirea sângelui conservat în calitate de stabilizator se folosesc anticoagulanții pe baza cărora se prepară următoarele soluții conservante (pH-ul soluțiilor este adus la valoarea necesară cu soluție de NaOH 0,1 mol/l).

I	1) Citrat de sodiu - 2 g
	2) D(+) - Glucoza – anhidră 3,0 g,
	3) Levomicetina - 0,075 g (farm.)
	4) Apa bidistilată - până la 100 ml
	Se stabilește pH-ul soluției 4,5 - 5,1

Sângele conservat se prepară prin adăugare la sânge a soluției conservante în raportul 4:1.

II	1) Acid citric - 1,0 g
	2) D(+) - Glucoza – anhidră 3,0 g,
	3) Fosfat de sodiu - 0,75 g
	4) Apa bidistilată – până la 100 ml
	Se stabilește pH-ul soluției 5,7 (5,5 – 6,0)

Raportul sânge-soluție conservantă 4:1

III	1) Glucoza anhidră - 25,0 g
	2) Citrat de sodiu - 22,0 g
	3) Acid citric - 8,0 g
	4) Apa bidistilată – până la 100 ml
	Se stabilește pH-ul soluției 6,4

Raportul sânge-soluție conservantă 3:1

IV	1) Glucoza anhidră - 2,0 g
	2) Citrat de sodiu – 300,0 g
	3) Dihidrogenfosfat de sodiu anhidru - 0,15 g
	4) Apa bidistilată – până la 1000 ml
	Se stabilește pH-ul soluției 6,9

Raportul sânge-soluție conservantă 2:1

V	1) Glucoza anhidră – 20,5 g
	2) Citrat de sodiu – 8,0 g
	3) Acid citric - 0,55 g
	4) Clorura de sodiu - 4,2 g
	4) Apa bidistilată – până la 1000 ml
	Se stabilește pH-ul soluției 6,1

Raportul sânge-soluție conservantă 4:1.

În aceste soluții eritrocitele conservate își păstrează proprietățile funcționale și biologice câteva zile la

t + 20 °C, iar în frigider 20-30 zile.

**Suspensia de eritrocite fixate.** La fixarea eritrocitelor au loc schimbări fizico-chimice în membrană, protejând celula de lizare.

În calitate de fixator se propun: formaldehida, tanin, glutaraldehida, acid acetic glacial.

Practic se utilizează mai des metoda fixării cu glutaraldehidă. După fixare dimensiunile celulelor se schimbă timp de 3 - 4 zile, rămânând apoi stabile pe perioada de timp de la câteva luni până la câțiva ani.

**Metoda preparării.** Sângele se colectează într-un vas cu anticoagulantul trilon B (EDTA 5 mg la 1 ml sânge). Se spală de 3 ori cu soluție tampon fosfat în raport cu sânge 2:1, suspensia se centrifughează 10 min la 3000 tur/min. Eritrocitele spălate se fixează cu soluție de glutaraldehidă 0,25% pregătită pe soluție fosfat tampon, care se adaugă treptat la eritrocite în raportul 1:10 (sânge:fixator).

Fixarea se efectuează la temperatura camerei timp de o oră. Eritrocitele fixate se spală de 3 ori cu apă distilată, și sunt completate până la volumul necesar cu apă sau soluție de glicină 12,5%, se adaugă 3 ml soluție de azotură de sodiu ( $\text{NaN}_3$ ) 1%. Se agită minuțios 30 min și se toarnă în sticlute câte 2 - 5 ml. Se păstrează la t + 4 °C. Înainte de a fi utilizat, materi-alul se ajută 10 min cu ajutorul unui agitator magnetic. Suspensia preparată se păstrează în sticlute întunecate la culoare în frigider la + 4 °C. Termenul păstrării: de la 6 luni până la un an. Suspensia se utilizează pentru controlul calității numărării eritrocitelor prin metoda automată sau prin metoda folosirii camerei de calcul.

Prepararea soluției tampon fosfat 154 mmol/l, pH 7,4: 0,246 g de dihidrogen fosfat de potasiu monovalent și 3,187 g de dihidrogen fosfat de potasiu bivalent cu 3 molecule de  $\text{H}_2\text{O}$  se dizolvă într-un balon cotat de 100 ml cu apă distilată.

## **XVI. FACTORII. CE POT LIMITA UTILIZAREA SÂNGELUI CONSERVAT ȘI CELULELOR FIXATE**

1. Deficitul de sânge.
2. Eritrocitele fixate posedă o viscozitate mărită în comparație cu sângele (se lipesc de pereți în loc să treacă în stare de suspensie).
3. Celulele fixate își schimbă sarcina electrică ce poate influența asupra exactității rezultatelor în numărarea automată a celulelor.
4. Celulele fixate sunt mai rigide, ceea ce îngreunează trecerea lor prin orificiile analizatorului și schimbă amplituda undelor pulsatoare (în numărarea automată).
5. În primele 3-5 zile are loc micșorarea volumului eritrocitelor fixate, apoi dimensiunile lor rămân stabile în decurs de 6 luni.

6. Deficitul de reactivi (glutaraldehidă și azotura de sodiu).

La numărarea celulelor sângelui e necesar de a evita următoarele erori:

1. La recoltarea sângelui:
  - a) utilizarea pipetelor inexact calibrate;
  - b) pipetarea și diluția sângelui inexactă;
  - c) recoltarea insuficient rapidă a sângelui și amestecarea lui cu reactivul pentru dizolvare.
2. La diluție:
  - a) pipetarea inexactă a reactivului pentru diluție;
  - b) utilizarea pipetelor și ustensilei murdare;
  - c) utilizarea pipetelor inexact calibrate;
  - d) utilizarea reactivului necalitativ pentru calibrare, ce poate provoca hemoliza eritrocitelor.
3. La măsurare:
  - a) nerespectarea regulilor de pregătire a camerei de numărat;
  - b) nerespectarea intervalelor de timp la numărarea eritrocitelor necesare pentru sedimentarea celulelor în camera de numărat;
  - c) agitarea insuficientă a sângelui înainte de umplerea camerei de numărat;
  - d) numărarea celulelor într-o cantitate insuficientă de pătrate și nerespectarea regulilor de numărare;
  - e) utilizarea dispozitivului necalibrat în numărarea automată a celulelor.



**Metoda păstrării frotiurilor pentru microscopia repetată.** La 0,5 ml clei BF - 6 se adaugă 3 ml alcool absolut, 3 ml alcool butilic, minuțios se agită până ce soluția devine transparentă pal gălbuie. Amestecul obținut se păstrează în sticlute cu dop rodat.

Pe lamelă cu frotiu se pipetează o picătură mare de amestec - formator de peliculă și, balansând lamela, amestecul se întinde uniform pe suprafața lamelei. Surplusul de amestec de la margina lamelei se îndepărtează și preparatul se plasează în poziție orizontală pentru uscare. La temperatura camerei pelicula se usucă în 15-20 minute.

Pentru accelerarea uscării frotiul poate fi instalat în termostat la 60 °C.

## **7.2 Controlul calității investigațiilor sistemului de coagulare și fibrinoliză**

### **Principii generale**

Unul din criteriile principale al exactității rezultatelor sistemului de coagulare și fibrinoliză este controlul calității acestor investigații. Controlul calității investigațiilor sistemului de hemostază are specificul său. El e condiționat de:

- 1) principiile metodelor utilizate în cercetarea sistemului de coagulare și fibrinoliză;
- 2) determinarea componentului final – fibrinei;
- 3) reactivii folosiți în cadrul examinării.

În realizarea controlului calității investigațiilor efectuate de laboratoarele clinice se utilizează un șir de criterii stabilite de STAS 16263-70 "Sistemul de Stat unic de măsurări. Metrologia. Termenii și determinările".

**Exactitatea măsurărilor** - este o calitate a măsurărilor, ce reflectă apropierea rezultatelor obținute de valoarea veridică. O precizie înaltă a măsurărilor va evita toate tipurile de erori atât sistematice, cât și întâmplătoare.

**Precizia măsurărilor** - este o calitate a măsurărilor, care reflectă asemănarea rezultatelor măsurărilor, efectuate în aceleași condiții.

**Reproductibilitatea măsurărilor** - este o calitate a măsurărilor, care reflectă asemănarea rezultatelor măsurărilor, efectuate în condiții diferite.

**Corectitudinea măsurărilor** - este o calitate a măsurărilor, care reflectă apropierea erorilor sistematice de "zero".

### **Controlul intra-laborator al calității**

Asupra rezultatelor finale în urma testării sistemului de coagulare și fibrinoliză influențează 4 grupe de factori:

1. Condițiile de recoltare și pregătire a probelor.
2. Calitatea reactivilor utilizați.
3. Pregătirea și trasarea curbelor etalon.
4. Procesele de măsurare a probei.

### **Recoltarea, păstrarea și pregătirea probelor**

Pentru cercetarea capacității de coagulare a sângelui se utilizează sânge venos, obținut prin puncția venei la scurgere liberă.

Comprimarea venei timp îndelungat poate provoca activarea enzimelor și creșterea numărului de trombocite. Mecanismul de coagulare al sângelui se activează la recoltarea lentă a sângelui venos și cel capilar.

În caz când sângele se recoltează prin cateter, primele 20 mkl se înlătură și se colectează probele pentru examenul hemostazei. Dacă rezultatele indică prezența heparinei în probe, atunci se repetă recoltarea cu înlăturarea primelor 30 mkl de sânge. La recoltare sângele trebuie să se prelingă pe peretele eprubetei.

Imediat în eprubetă se adaugă cantitatea necesară de anticoagulant, eprubeta se astupă și se răstoarnă atent de 3-4 ori. În calitate de anticoagulant se recomandă de a folosi citrat de sodiu 3,8% ( $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$ ).

5,5 H<sub>2</sub>O). Oxalatul, heparina și Trilonul B sunt folosite mai rar. Sângele colectat pe oxalat provoacă instabilitatea factorilor de coagulare, iar heparina și Trilonul inhibă procesul de coagulare, influențând la determinarea punctului final – formarea cheagului de sânge.

Cantitatea standard de citrat de sodiu, folosită pentru stabilizarea sângelui, nu poate fi utilizată în cazurile abaterii hematocritului de la normă, deoarece citratul de sodiu și alți stabilizatori nu pătrund în interiorul celulei și rămân în plasmă. În așa caz e necesar de a respecta exact raportul între volumul de sânge și stabilizator în dependență de valoarea hematocritului: cu cât e mai mare valoarea hematocritului cu atât e mai mică cantitatea de anticoagulant (tabel 7.7).

Tabel 7.7

**Raportul între volumul de sânge și soluția de anticoagulant în dependență de valoarea hematocritului**

Valoarea hematocritului, %	Soluția de anticoagulant, ml	Volumul sângelui cu anticoagulant, ml
20	1,4	10,0
22 – 26	1,3	10,0
28 – 32	1,2	10,0
34 – 38	1,1	10,0
40 – 44	1,0	10,0
46 – 50	0,9	10,0
52 – 56	0,8	10,0
58 – 60	0,7	10,0
Mai mare de 65	0,5	10,0
Pentru noi născuți	0,15	5,0

Pentru a stopa activarea sistemului de coagulare și fibrinoliză și pentru a preîntâmpina eliberarea factorilor trombocitari din trombocite, probele recoltate se păstrează la temperatura de 4-8 °C. Pentru cercetarea funcțiilor trombocitelor plasma se păstrează la t +14-18 °C. După recoltarea sângelui probele se recomandă de a fi centrifugate timp de 60 min. Viteza și timpul de centrifugare se determină în dependență de scopul cercetării. Plasma bogată în trombocite se obține la centrifugarea sângelui cu viteza 1000-1500 tur/min timp de 10 min; plasma fără trombocite - la centrifugarea sângelui cu viteza 4500 tur/min timp de 20 min. După centrifugare plasma se separă de eritrocite cu o pipetă cu vârful din material plastic de unică folosință. Se recomandă de a verifica proba la prezența cheagului. Eprubetele cu plasma separată se recomandă de a fi închise cu dopuri, pentru a evita pierderea de bioxid de carbon (CO<sub>2</sub>) și creșterea pH-ului.

Determinarea timpului de protrombina (TP) se efectuează de obicei în sângele venos. Însă în cazul, când determinarea TP se efectuează repetat la unul și același pacient, în scopul evitării traumatizării venei pacientului, probele de sânge pot fi colectate din deget, adică se determină TP în sângele capilar. În aceste cazuri, trebuie de luat în considerație faptul, că sângele capilar poate conține o cantitate necontrolată de tromboplastină tisulară, care va influența neapărat asupra rezultatului analizei; de-asemenea e dificil de a ține cont de valoarea hematocritului, iar nerespectarea raportului microvolumelor de sânge și anticoagulant pot provoca la rândul lor erori.

Pentru alcătuirea curbei etalon în calitate de material de referință se utilizează amestecul de plasmă proaspăt recoltată de la cel puțin 7 donatori. Acest material de control nu este suficient de sigur în comparație cu globulina antihemofilică, amestecul de plasmă cel mai des posedând o activitate variată.

O altă problemă o constituie obținerea plasmei complet eliberate de trombocite. Modul de preparare al ei nu exclude pătrunderea factorilor trombocitari în plasmă, iar prezența lor poate denatura considerabil rezultatele finale. Prin aceste fapte se explică dispersia datelor obținute la cercetarea plasmei donatorilor uneia și aceleiași serii, efectuată în probe paralele.

Rezultatele probelor icterice și lipemice pot conține erori cauzate de interferența acestora în deosebi în cazul utilizării metodelor automate și semiautomate bazate pe determinarea punctului final.

La efectuarea testelor coagulologice o importanță deosebită trebuie acordată preciziei pipetării atât a probei cât și a reactivilor, de aceea se recomandă de a folosi în procesul de lucru pipete digitale mecanice

sau electronice cu vârfuri de unică folosință. Pe parcursul procesului de lucru e necesar de a respecta regulile de lucru cu pipetele, evitând impurificarea probelor și reactivilor.

Sticlăria trebuie să fie curată și de dimensiuni standard. Detergenții, ce conțin solvenți organici, și cremele pentru mâini, ce conțin silicon pot lăsa urme de grăsimi sau forma un strat de grăsime, care devin insolubile pe eprubete și, astfel, pot prelungi timpul de formare al cheagului. Ca rezultat apar dificultăți la determinarea TP sau timpului parțial de tromboplastină (TPT). E interzis de a folosi eprubete cu zgârieturi sau cu pâclă. Nu se recomandă de a prelucra eprubetele cu amestec cromatic, deoarece acidul schimbă structura sticlei, având aceeași influență ca și siliconul. Timpul parțial de tromboplastină se va prelungi dacă testarea se va efectua în eprubete spălate cu amestec sulfocromic.

Sticlăria destinată pentru testele coagulologice nu trebuie folosită în alte scopuri. Sticlăria utilizată în testarea sistemului de hemostază se recomandă de a fi spălată cu soluție de acid clorhidric 3 % și minuțios clătită cu apă.

## Controlul calității funcționării aparatajului

**Baia de apă și incubația.** Valorile normale pentru majoritatea testelor sistemului de coagulare se stabilesc, utilizând baia de apă la temperatura  $37 \pm 1^\circ\text{C}$ . Dacă este utilizat aerul uscat atunci e necesar de a stabili timpul de incubație, deoarece aerul uscat are o conductibilitate mai joasă decât apa. De exemplu, pentru incubația a 0,2 ml de plasmă la temperatura de  $37^\circ\text{C}$  cu aer uscat e nevoie de 8 minute, pe când în baia de apă e nevoie doar de 90 secunde. E necesar de a respecta strict timpul de incubație; supraîncălzirea dă rezultatele prolongate. Înainte de utilizare e necesar de a verifica temperatura băii de apă, utilizând termometre precise, verificate.

Pentru fiecare laborator de diagnostic e necesar de a elabora și de a implementa un program al controlului calității aparatajului utilizat, care include controlul și evidența stării tehnice a frigiderelor, băilor de apă, termostatelor, pipetelor, taimerilor și de asemenea a calității apei distilate (puritatea, valoarea pH). În anexe sunt indicate formularele de înregistrare a datelor controlului calității aparatajului, sticlăriei, purității apei distilate.

**Determinarea exactă a timpului.** Cronometrul se pornește din momentul adăugării soluției de  $\text{CaCl}_2$  sau plasmei și se oprește când apar primele fibre de fibrină (rețeaua de fibrină). Eprubeta se înclină atent, întrucât deteriorarea rețelei de fibrină poate prelungi timpul de coagulare.

**Controlul calității reactivilor.** Una din condiții care asigură testarea probelor este stabilitatea și siguranța reactivilor.

Testarea sistemului de coagulare și fibrinolizei se efectuează cu un număr divers de reactivi specifici, care condiționat pot fi împărțiți în 3 grupe: biologici, sintetici și micști.

Grupul de reactivi biologici includ reactivii obținuți din diverse țesuturi umane și animale. În grupul de reactivi sintetici intră substanțele cromogene de natură polipeptidică. Grupul de reactivi micști includ amestecurile de reactivi biologici și sintetici. Ținând cont de proveniența biologică a reactivilor cel mai des utilizați în coagulologie (de pildă tromboplastina, cefalina, etc.), o problemă deosebit de importantă devine standardizarea procedeele de obținere a acestor reactivi. Pentru obținerea tromboplastinei și a cefalinei, se folosesc țesuturile creierului uman, iepurelui de casă și țesutul plămânilor de iepure. S-a observat însă, că la utilizarea aceluiași surse de obținere a tromboplastinei și aceleași tehnici se relevă divergențe însemnate în rezultatele timpului de protrombină (TP).

**Stabilitatea reactivilor.** Toate soluțiile tampon și saline se păstrează la temperatura de  $0 + 4^\circ\text{C}$ , rămânând stabile până la momentul infectării bacteriene. Majoritatea reactivilor de proveniență biologică se păstrează la temperatura de  $-20^\circ\text{C}$  (e preferabil chiar la  $-80^\circ\text{C}$ ). În așa condiții stabilitatea reactivilor se menține până la 1 an. După dezghețare reactivii se păstrează pe gheață și se utilizează pe parcurs de câteva ore. Pentru dizolvarea reactivilor se folosește apa distilată proaspăt pregătită sau apa deionizată (pH-ul mai mic de 6,0). Reactivii se pregătesc conform instrucțiunilor, care însoțesc seturile de reactivi.

**Standardizarea tromboplastinei.** Pentru a obține rezultate precise, fiecare serie de tromboplastină trebuie neapărat supusă testărilor. În acest scop se determină limitele de referință, examinând 20 de donatori; se calculează media aritmetică ( $\bar{X}$ ) și abaterea mediei pătratice (S). Deoarece sunt comercializate diferite tipuri de tromboplastină, pentru a obține rezultate comparabile se utilizează preparate de



tromboplastină standardizate - probe etalon, care sunt calibrate după preparatele de tromboplastină de referință internaționale ale OMS. Activitatea lor se exprimă prin coeficientul internațional de sensibilitate (CIS). De aceea, timpul de protrombină (TP) se exprimă nu în secunde, dar prin așa numitul "raport normalizat internațional" (RNI) după formula:

$RNI = TR^{CIS}$ , unde:

RNI - raport normalizat internațional;

TP - timpul de protrombină;

CIS - coeficientul internațional de sensibilitate.

De exemplu:

TP a plasmei pacientului: 45 s.

TP amestecului de plasma normală de donatori: 12,7 s.

CIS indicat în instrucțiunea anexată la flaconul cu tromboplastină: 1,08.

$$RNI = TR \left[ \frac{45}{12,7} \right]^{CIS} = 3,54^{1,08} = 3,92;$$

Deci, raportul normalizat internațional a plasmei pacientului RNI este egal cu 3,92. Această valoare permite de a compara rezultatele cercetărilor, efectuate în diferite laboratoare.

## PRINCIPIILE CONTROLULUI CALITĂȚII

Controlul intra-laborator al calității investigațiilor sistemului de coagulare și fibrinoliză poate fi efectuat prin metode diverse, utilizând materiale de control și metodele statistice. Cea mai folosită este metoda probelor de control.

Controlul intra-laborator al calității include controlul exactității, reproductibilității și corectitudinii. Acest control practic trebuie să includă orice parametru coagulologic, care poate fi exprimat cantitativ. Zilnic laborantul sau medicul de laborator, care testează parametrii coagulologici, paralel testează și materialul de control. Testarea materialului de control se efectuează cu aceleași metode, care se utilizează în laboratorul dat. Controlul reproductibilității rezultatelor se efectuează în prealabil pentru a stabili limitele abaterilor posibile și a trasa harta de control. Pe parcursul a 20 de zile se fac măsurări a materialului de control în 2-3 probe paralele. Se calculează media aritmetică ( $\bar{X}$ ) și devierea mediei pătratice (S).

Pentru a evita erorile grave se calculează criteriul T:

$$T = \frac{Xn - \bar{X}}{S}, \text{ atunci când } Xn \geq \bar{X}; \quad T = \frac{\bar{X} - Xn}{S}, \text{ atunci când } \bar{X} \geq Xn; \text{ unde}$$

$Xn$  - rezultatele măsurării probelor paralele ale materialului de control;

$\bar{X}$  - media aritmetică;

S - devierea mediei pătratice.

Limita siguranței criteriului T depinde de probabilitatea stabilită a erorii și de numărul n.

Pentru  $\alpha = 5\%$  și  $n = 10$ ,  $T = 2,23$ .

Pentru  $\alpha = 5\%$  și  $n = 20$ ,  $T = 2,62$ .

Dacă valoarea lui T depășește limita siguranței, atunci rezultatul suspect se exclude, se repetă investigația și se efectuează recalcularea mediei aritmetice ( $\bar{X}$ ) și abaterii mediei pătratice (S).

Pentru alcătuirea hărții de control se calculează limitele de control ( $\bar{X}$ ) care pot fi considerate limitele exactității rezultatelor obținute.

Pentru caracterizarea coincidenței și reproductibilității rezultatelor se calculează devierea mediei pătratice (S) și coeficientul de variație V:

$$V = \frac{S}{\bar{X}} \times 100\%;$$



Pentru calcularea limitei permise a erorii (*LPE*) se utilizează formula lui Tonx:

$$LPE = \frac{1/4 \text{ diapazonul limitelor normale}}{\text{valoarea medie a limitelor normale}} \times 100\%$$

Coeficientul obținut (*LPE*) se compară cu coeficientul de variație (*V*). Dacă  $V > LPE$ , atunci reproductibilitatea rezultatelor este nesatisfăcătoare, și se recomandă de a repeta testarea materialului de control, deoarece limitele de control obținute sunt prea mari, și în așa caz controlul calității nu-și va îndeplini scopul.

După calcularea limitelor de control se alcătuieste harta de control, care reprezintă sistemul de coordonate unde pe abscisă se notează zilele cercetării iar pe ordonată concentrația componentului cercetat în unitățile corespunzătoare de măsură. Paralel abscisei sunt trasate linii drepte care indică media aritmetică și limitele de control  $+ 2S$ .

Fiecare rezultat obținut ulterior la cercetarea materialului de control, se notează pe hartă în formă de punct și se folosește pentru aprecierea reproductibilității rezultatelor componentului dat. Lucrând cu harta de control se ține cont de posibilitatea apariției criteriilor preventive și criteriilor de control.

Controlul concomitent al exactității și corectitudinii se efectuează testând de repetate ori materialul de control din aceeași serie în aceleași condiții și se calculează și *S*.

Ca criteriu statistic al exactității rezultatelor cercetării servește gradul devierii mediei aritmetice de la valoarea veritabilă (nominală) pentru componentul dat. Pentru aprecierea corectitudinii valoarea mediei aritmetice obținută se compară cu datele indicate în pașaportul materialului de control. Dacă rezultatele obținute se încadrează în limitele permise indicate în pașaport, atunci corectitudinea cercetărilor se consideră satisfăcătoare. În caz contrar e necesar de a estima autenticitatea diferențelor rezultatelor, utilizând criteriile statistice (testul Student, etc.).

Aprecierea exactității se efectuează prin compararea coeficientului de variație (*V*) cu limita permisă a erorii (*LPE*). Coeficientul de variație trebuie să fie mai mic, decât *LPE*.

**Materialele de control.** În calitate de material de control se utilizează amestec de plasmă cu timpul de coagulare normal și prelungit, care se toarnă în flaconașe și repede se îngheață. Principala cerință față de plasma de control este lipsa completă a eritrocitelor și a urmelor de hemoliză.

Zilnic plasma de control se dezgheață și se cercetează la începutul lucrului și peste fiecare 20 de probe. Se recomandă de a examina nu mai puțin de o probă de material de control cu timp prelungit de coagulare. Fiecare rezultat cu devieri patologice al pacienților de asemenea se controlează paralel cu o plasmă de control cu timpul de coagulare prelungit. Fiecare probă și plasmă de control se cercetează în probe paralele. În cazul când diferența dintre probele paralele depășește 3 s, testarea se repetă, utilizând sângele proaspăt al pacientului.

## LISTA MATERIALELOR DE CONTROL PENTRU INVESTIGAȚIILE COAGULOLOGICE

1. Amestec de plasmă proaspătă recoltată de la mai mulți donatori (nu mai puțin de 20 persoane).
2. Plasma umană liofilizată standardizată pentru calibrare.
3. Plasma umană de control cu conținut exact al factorilor de coagulare (normal și patologic).
4. Plasma de control cu deficitul factorilor de coagulare:
  - 4.1. Pentru sistemul intrinsec
    - plasma cu deficitul f VIII
    - plasma cu deficitul f IX
    - plasma cu deficitul f XI
    - plasma cu deficitul f XII
  - 4.2. Pentru sistemul extrinsec
    - plasma cu deficitul f II
    - plasma cu deficitul f V
    - plasma cu deficitul f VII
    - plasma cu deficitul f X

5. Plasma de control pentru verificarea limitei de sus și limitei de jos a zonei terapeutice la administrarea anticoagulanților.

## METODE CARE NU NECESITĂ MATERIALE DE CONTROL

Se folosesc două metode: **metoda probelor paralele** și **metoda mediei valorilor normale**. Ele permit de a evalua reproductibilitatea rezultatelor obținute folosind plasma colectată de la pacienți.

**Metoda probelor paralele.** Se selectează 10 probe la întâmplare și se cercetează fiecare probă în paralel (tabelul 7.8). Se determină diferența între rezultatele fiecărei perechi și se ridică la pătrat; se calculează suma diferențelor pătratelor și se împarte la  $2n$  ( $n$  - numărul de perechi). Se calculează deviația mediei pătratice ( $S$ ) și limitele de control  $0 \pm 2S$ . Harta de control se alcătuește analogic celei descrise pentru probele de control. Zilnic pe hartă se notează prin punct diferența rezultatelor aceleași probe cercetate în paralel, astfel apreciindu-se exactitatea rezultatelor testului cercetat. Rezultatele, ce depășesc limitele de control, demonstrează cu probabilitatea până la 95% prezența unor abateri în sistemul analitic. În așa caz se recomandă de a efectua următoarele măsuri:

1. Controlul temperaturii băii de apă ( $37 \pm 1$  °C).
2. Controlul pipetelor (exactitatea calibrării).
3. Controlul molarității soluției de  $\text{CaCl}_2$ .
4. Investigarea sângelui a unui alt donator.
5. Dizolvarea unui nou flaconaș cu tromboplastină (sau dezghețare) și repetarea testării.
6. Controlul și corecția valorii pH-ului amestecului de reagenți care trebuie să fie egal cu 7,4.
7. Rezultatele nu se eliberează până nu se obțin date, care se încadrează în limitele de control.

Tabelul 7.8

### Estimarea reproductibilității rezultatelor obținute în urma determinării timpului de protrombină în probe paralele

Nr d/o	A	B	D	D <sup>2</sup>
1	12	10	2	4
2	14	11	3	9
3	12	13	1	1
4	13	15	2	4
5	13	10	3	9
6	14	16	2	4
7	14	15	1	1
8	13	11	2	4
9	12	14	2	4
10	13	15	2	4

$$\sum d^2 = 44; \quad S = \sqrt{\frac{\sum d^2}{2n}} = \sqrt{\frac{44}{20}} = \sqrt{2,2}; \quad S = \sqrt{2,2} = 1,41;$$

Limitele de control =  $0 \pm 2S$  = - 2,82 până la + 2,82; A și B - rezultatele determinării timpului de protrombină în 2 probe paralele;

d - diferența între probele paralele A și B;

n - numărul de perechi.

**Metoda mediei valorilor normale.** Se bazează pe analiza statistică a rezultatelor obținute în urma cercetării probelor colectate de la pacienți.

Se presupune că, efectuând testarea prin aceeași metodă a nu mai puțin de 30 de probe ale pacienților pe zi sau pe parcursul a câtorva zile, obținem o valoare medie stabilă a rezultatelor analizelor. Dacă pe

parcursul procesului de testare se va comite o eroare sistematică, acest fapt se va reda prin abaterea valorii medii a rezultatelor.

Pentru alcătuirea hărții de control, bazată pe media valorilor normale pe parcurs de 20 de zile se calculează media valorilor normale a componentului dat; zona normală - în limitele  $\bar{X} \pm 2S$ .

În continuare se calculează  $S$  și  $m$  - eroarea medie:

$$m = \frac{S}{\sqrt{n}}, \text{ unde}$$

$n$  - numărul de valori normale în grupa cercetată.

După construirea hărții de control cu limitele de control  $\pm 2m$ , zilnic se determină media rezultatelor normale și se notează pe hartă.

Sensibilitatea metodei se află în dependență directă de numărul de rezultate incluse în calculul mediei. Metoda mediei valorilor medii normale permite de a depista rezultatele eronate, care nu pot fi depistate prin alte metode, fiind o metodă efectivă de control la toate etapele de investigare - de la recoltarea probei până la eliberarea rezultatelor.

Aceasta metodă se recomandă ca metodă suplimentară la metoda probelor de control.

Erorile comise la recoltarea probelor de sânge:

- 1) punctarea incorectă a venei;
- 2) plasmă cu hemoliză;
- 3) raportul incorect între sânge și anticoagulant;
- 4) prezența lichidului tisular;
- 5) prezența cheagului de sânge;
- 6) prezența heparinei.

Erorile de laborator:

- 1) cântărire și dozare incorectă a reactivilor;
- 2) utilizarea reactivilor cu termen expirat;
- 3) utilizarea aparatului defectat;
- 4) confundarea probelor;
- 5) înregistrarea incorectă a rezultatelor.

**Evaluarea externă a calității.** O altă formă a controlului calității investigațiilor este evaluarea externă a calității, adică controlul inter-laborator al calității, care fiind un sistem obiectiv de control al calității investigațiilor de laborator, rezolvă următoarele probleme:

- 1) compară calitatea lucrului efectuat de toți participanții sistemului de control;
- 2) depistează erorile sistematice, întâmplătoare și grave în rezultatele datelor de control;
- 3) apreciază calitatea aparatului utilizat;
- 4) contribuie la ameliorarea servirii pacienților și perfecționarea lucrului laboratoarelor de diagnostic clinic.

Cercetarea probelor de control se efectuează prin includerea lor în regimul obișnuit de cercetare a materialului biologic, prelevat de la pacienți. Se efectuează de același personal care îndeplinește aceste testări zilnic, cu metodele care se lucrează în laboratorul dat.

## **PREGĂTIREA MATERIALULUI DE CONTROL PENTRU PROGRAMUL DE APRECIERE EXTERNĂ A CALITĂȚII INVESTIGAȚIILOR**

### **Prepararea plasmei liofilizate normale**

1. Într-un vas de material plastic de 500 ml ce conține 50 ml soluție citrat de sodiu 4% se introduc 450 ml de sânge de donator.
2. Se centrifughează 50 min la 1600 rotații, plasma se decantează și se centrifughează din nou 30 min.
3. Plasma se transferă într-un vas de masă plastică. Pentru a evita schimbarea pH-ului se adaugă HEPES (N-2-hidroxietilpiperazin-N-2-etansulfoacid), reieșind din calculul 1,19 g HEPES la 100 ml plasmă sanguină.

4. Agitând continuu, plasma se toarnă în flacoane siliconate de 5,0 ml, câte 1,0 ml plasmă în fiecare flacon.
5. Flacoanele cu plasmă se liofilizează în vid la presiunea 15-25 mm Hg la temperatura minus 50 °C timp de 20 de ore.
6. Flacoanele se închid ermetic.

**Prepararea plasmelor cu timpul de protrombină prelungit**

- Etapele 1, 2, 3 sunt analogice cu cele descrise în metoda precedentă. Aproximativ 35% de plasmă este rezervată pentru etapa 6.
4. Se amestecă o parte de hidroxid de aluminiu și 9 părți de plasmă cu tampon HEPES. Se agită prin răsturnare timp de 3 min la t +4 °C.
  5. Amestecul se centrifughează la 1600 turații/min timp de 30 min. Supernatantul de plasmă se centrifughează din nou timp de 30 min. Stratul inferior de plasmă (aproximativ 10%), se înlătură.
  6. Plasma normală cu soluție tampon HEPES de la etapa 3 se amestecă cu o cantitate mică de plasma adsorbită obținută la etapa 5.
- Raportul plasmelor amestecate depinde de valoarea dorită necesară a timpului de protrombină, în proba obținută.
- De exemplu: dacă la 20 ml plasmă normală se adaugă 60 ml plasmă adsorbită, atunci amestecul de plasmă obținut va avea timpul de protrombină 25 s.
- Etapele 4, 5, 6 a metodei 1 se repetă.

Tabelul 7.9

**Controlul temperaturii băii cu apă**

Instituția \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Luna \_\_\_\_\_ Anul \_\_\_\_\_

Data	Timpul	Laboratorul	33°	34°	35°	36°	37°	Alta
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								



27								
28								
29								
30								
31								

Măsurile speciale 1. Curățirea 2. Controlul cu termometrul - etalon. Data \_\_\_\_\_  
 Forma de înregistrare zilnică a temperaturii în baia de apă și termostate.

#### Controlul sticlăriei

Anul \_\_\_\_\_ Se completează săptămânal

Data	Curățenia generală	Urme de apă	Urme de detergent

Obiecții: \_\_\_\_\_ Forma de înregistrare a rezultatelor controlului curățeniei veselei de sticlă.

#### Controlul calității apei

Anul \_\_\_\_\_ Se completează săptămânal

Data	Rezistența specifică		

Obiecții: \_\_\_\_\_  
 Forma de înregistrare a controlului purității apei.

### 7.3 Indicații metodice pentru înfăptuirea controlului calității explorării urinei

#### I. PRINCIPII GENERALE

Exactitatea rezultatelor investigațiilor urinei depinde, în fond, de calificarea laborantului, echipamentul utilizat, reactivi și de metodele de investigare.

Pentru obținerea rezultatelor exacte și reproductibile ale examinării compoziției chimice a urinei, se utilizează materiale de control asemănătoare, după componența lor, cu eșantioanele de urină ale pacienților și frotiuri de control pentru controlul calității investigațiilor microscopice a sedimentului urinar.

Concentrația substanțelor cercetate în materialul de control trebuie să corespundă sensibilității metodei de investigare utilizate. Materialele de control, ce conțin concentrații mari de substanțe, pot da reacții fals pozitive chiar și cu reactivi alterați sau stripurile pentru testele expres. Una din sarcinile importante ale controlului investigațiilor urinei tocmai și constă în relevarea până și a unei pierderi mici a sensibilității metodei ce se studiază (mai ales în probele calitative).

În calitate de material de control, în controlul compoziției chimice a urinei sunt utilizate:

- 1) Soluții apoase de substanțe;
- 2) Urina amestecată cu conservanți;
- 3) Soluții artificiale de urină cu adaos de substanțe care trebuie determinate în urină.

Metodele de pregătire a materialelor de control sînt prezentate mai jos.

Preparatele de control pentru microscopia sedimentului urinar trebuie să conțină: sărurile întâlnite în urină, celule epiteliale polimorfe, diferite tipuri de cilindri, leucocite, eritrocite, bacterii patogene și nepatogene, levuri, paraziți ai animalelor. De asemenea e rațional de a dispune de preparate cu sedimente urinare caracteristice pentru cele mai răspândite afecțiuni.

## **II. METODELE DE PREPARARE A MATERIALELOR DE CONTROL**

### **1. PREPARAREA SOLUȚIILOR APOASE DE SUBSTANȚE**

#### **1.1. Destinație**

Soluțiile apoase de substanțe cu conținut cunoscut sunt utilizate pentru controlul calității investigațiilor de identificare sau determinare a componenților urinei (de exemplu, soluție de glucoză, de uree, de albumină).

#### **1.2. Reactivi**

Se utilizează reactivi de calificarea: "puritate chimică" și "puritate analitică". Pentru prepararea soluțiilor de reactivi se folosește apa distilată, ce corespunde STAS 6709 - 72.

#### **1.3. Metodele de investigație**

Se utilizează metode de investigare, folosite în laborator, atât calitative cât și cantitative pentru determinarea substanțelor corespunzătoare.

#### **1.4. Modul de preparare**

Regulile de preparare a soluțiilor apoase de substanțe sunt indicate în manualele de tehnică a lucrărilor de laborator și în indicațiile metodice de utilizare a metodelor standardizate de cercetări în laboratoarele clinice.

**1.5. Condițiile de păstrare, termenul de valabilitate.** Soluțiile se păstrează la  $t +4 - +8^{\circ}\text{C}$  în frigider: pentru mărirea termenului de valabilitate la unele soluții se adaugă azotura de sodiu.

### **2. PREPARAREA URINII AMESTECATE**

#### **2.1. Destinație**

Urina amestecată se utilizează în calitate de material de control pentru controlul calității explorării compoziției chimice a urinei.

#### **2.2. Reactivi**

1. Urina amestecată (umană), 1 l.
2. EDTA, «puritate chimică», 2,0 g.
3. Alcool izopropilic, «puritate chimică», 1 l.
4. Soluție de timol, 5 ml (100 g de timol se dizolvă într-un litru de alcool izopropilic).

#### **2.3. Metodele de cercetare**

Se utilizează metodele de explorare, folosite în laborator, atât calitative cât și cantitative pentru cercetarea componenților chimici în urină.

#### **2.4. Modul de preparare**

La 1 l de urină (umană) proaspătă se adaugă 2,0 g de Trilon B (EDTA) și la o agitare energică, se adaugă 5,0 ml soluție de timol. Peste 2 săptămâni urina se centrifughează pentru înlăturarea mucusului și a urmelor de acid uric. După prelucrare urina devine transparentă și fără miros.

#### **2.5. Condițiile de păstrare, termenul de valabilitate**

Materialul de control se păstrează la temperatura camerei, termenul de întrebuințare – 2 ani.

### **3. PREPARAREA SOLUȚIILOR DE CONTROL, CE IMITĂ URINA**

#### **3.1. Soluție de control nr.1**

##### **3.1.1. Destinație**

Se utilizează în calitate de material de control pentru controlul calității explorării compoziției chimice a urinei.

##### **3.1.2. Reactivi**

1. Clorură de sodiu, «pură», «puritate analitică sau chimică».
2. D(+)-Glucoză anhidră, «pură», «puritate analitică».
3. Uree, «pură», «puritate analitică».
4. Acetonă, «pură», «puritate analitică».

5. Sânge integral cu hematocritul 40-45%.
6. Proteinele serului sanguin. Se utilizează serul pacien-tului cu conținutul determinat de proteină totală sau ser de control.
7. Cloroform, «puritate farmaceutică».

### 3.1.3. Metodele de cercetare

Se utilizează metode de analiză calitativă a compușilor chimici din urină.

### 3.1.4. Modul de preparare

Într-un balon cu fund rotund de 2 l se toarnă 10 g clorură de sodiu, 10 g uree, 1 g glucoză și 4,0 ml acetonă, se adaugă 500 ml apă și se agită până la dizolvarea completă (tabel 1).

La soluția obținută se adaugă 0,2 ml sânge integru, 0,8 g proteină serică. Pentru calculul cantității necesare de ser, se utilizează următoarea formulă:

$$\text{Volumul (V) de ser} = \frac{100 \times 0,8}{\text{Conținutul de proteina în serul utilizat}};$$

Exemplu: Dacă concentrația de proteina este de 7,5 g/l în serul utilizat, atunci volumul (V) necesar de ser, ce conține 0,8 g proteine, va fi:

$$V = \frac{100 \times 0,8}{7,5} = 10,7;$$

La amestecul obținut se adaugă apă distilată până la 2 l și se agită puternic. Ca conservant servește cloroformul - 5,0 ml.

**3.1.5. Condițiile de conservare, termenul valabilității.** Soluția se păstrează la temperatura camerei într-un vas cu dop rodat, durata utilizării - un an.

Tabelul 7.10

**Lista substanțelor adăugate și concentrația lor în soluția finală**

Substanța	Cantitatea adăugată de substanță	Concentrația substanței în soluția de control
NaCl	10,0 g	-
Uree	10,0 g	83 mmol/l
Glucoza	1,0 g	2,775 mmol/l
Proteina	0,8 g	0,4 g/l
Hemoglobina (sânge ocult)	0,2 ml	Reacția pozitivă
Acetonă	4,0 ml	Reacția pozitivă

## 3.2. Soluția de control Nr.2

### 3.2.1. Destinație

Soluția de control Nr.2 este folosită în calitate de material de control pentru controlul calității investigațiilor compoziției chimice a sedimentului urinar și examinărilor microscopice ale sedimentului.

### 3.2.2. Reactivi

1. Dihidrogen fosfat de potasiu, ( $KH_2PO_4$ ), 0,37 mol/l, «puritate chimică».
2. Hidrogen fosfat de sodiu ( $Na_2HPO_4 \cdot 7H_2O$ ), 0,19 mol/l, «puritate chimică».
3. Ser sanguin, cu conținut normal de proteine.
4. D(+) Glucoză anhidră, «pură», «puritate analitică».
5. Acetonă, «pură», «puritate analitică».
6. Hemolizat - la masa eritrocitară se adaugă un volum egal de apă distilată, se agită minuțios.
7. Eritrocite fixate.
8. Leucocite fixate din stratul străvezii al cheagului de sânge.
9. E. coli nepatogene fixate.
10. Celule fixate de drojdie.

11. Spermatozoizi fixați.
12. Cristale de cistină, obținute prin recristalizarea L-cistinei, «puritate chimică».
13. Cristale de tripelfosfat, obținute din sedimentele probelor de urină a pacienților.
14. Cristale de oxalat de calciu, obținute din sedimentele probelor de urină a pacienților.
15. Clorură de sodiu, 145 mmol/l, «pură», «puritate analitică», «puritate chimică».
16. Formalină, «puritate farmaceutică».

### 3.2.3. Metodele de cercetare

Se utilizează metode de cercetare a compoziției chimice și microscopice a sedimentului urinar.

### 3.2.4. Modul de preparare

Într-un balon cotat de 100 ml se iau: 12,2 ml  $KH_2PO_4$ , 11,6 ml, 5 ml ser sanguin cu conținut normal de proteine, 1,0 g glucoză, 0,5 ml acetonă, 0,1 ml hemolizat și se adaugă apă distilată până la semn. Se agită până la dizolvarea completă a substanțelor și se îngheață.

Pentru a obține sediment în materialul de control se adaugă componenții corespunzători, care în prealabil sunt fixați.

### Metoda de fixare

Fiecare component, adăugat pentru formarea sedimentului urinar, se spală cu soluție fiziologică răcită și se amestecă cu soluție apoasă de formalină și soluție fiziologică (10,0 ml formalină + 0,85 g NaCl se aduce până la 100 ml cu apă distilată).

Fixarea se efectuează timp de 12 ore.

În materialul de control se adaugă 1,0 - 5,0 ml de material fixat.

### 3.2.5. Modul de păstrare și termenul de valabilitate.

Materialul de control se păstrează la temperatura - 20 °C.

Durata păstrării - până la 3 luni.

## 3.3. Soluția de control nr.3

### 3.3.1. Destinație

Se utilizează pentru controlul calității stripurilor diagnostice.

### 3.3.2. Reactivi

1. Glucoză (pentru injecții intravenoase).
2. Acetonă, «pură», «puritate analitică».
3. Ser uman amestecat.
4. Sânge integru - la 1 ml sânge integru se adaugă 0,1 ml apă distilată pentru lizarea eritrocitelor.
5. Acid clorhidric, 0,1 mol/l.
6. Clorură de sodiu, 152 mmol/l, «pură», «puritate analitică», sau «puritate chimică».

### 3.3.3. Metode de cercetare

Se utilizează stripuri diagnostice și metode calitative.

### 3.3.4. Modul de preparare

Într-un balon cotat de 500 ml, se toarnă 200 ml apă distilată, 5 ml glucoză, 2 ml acetonă, 25 ml ser uman amestecat și 0,1 ml sânge lizat. Minuțios se agită și conținutul balonului se aduce până la semn cu soluție fiziologică. Pentru obținerea valorii pH = 6,0 se folosește soluția de HCl 0,1 mol/l.

**3.2.5. Condițiile de păstrare, termenul de valabilitate.** Soluția de control se păstrează în frigider. Durata valabilității - nu mai mult de o lună de zile.

## 4. PREPARAREA URINII AMESTECATE PENTRU INVESTIGAȚII TOXICOLOGICE

### 4.1. Destinație

Se indică în calitate de material de control pentru controlul calității investigațiilor toxicologice în urină.

### 4.2. Reactivi

1. Urina amestecată. Se iau probe de urină de la pacienți nefumători și care nu iau medicamente și se amestecă obținând un volum de 10 l. Pentru îndepărtarea impurităților străine urina amestecată se filtrează prin vată de sticlă. Se păstrează la +4- +7 °C.

2. Clorura de morfină, «puritate farmaceutică».



3. Sulfat de codeină, «puritate farmaceutică».
4. Clorura de chinină, «puritate farmaceutică».
5. Metadon, «puritate farmaceutică».
6. Fenobarbital de sodiu, «puritate farmaceutică».
7. Glutetimid, «puritate farmaceutică».
8. Amfetamină, «puritate farmaceutică».
9. Alcool absolut.

#### 4.3. Metode de cercetare

Se utilizează metodele de cercetare a substanțelor toxice în urină, folosite în laborator.

#### 4.4. Modul de preparare

O parte din urina amestecată se cercetează pentru identi-fi-care preparatelor medicamentoase, cel mai des utilizate. Urina amestecată se utilizează numai în cazul reacției negative. Apoi se adaugă câte 20,0 mg de chinină, clorură de metadon, fenobarbital de sodiu și glutetimid și 30,0 mg de amfetamină. Glutetimida în prealabil se dizolvă în 3,0 ml de alcool absolut. Se agită bine și se toarnă în sticlute câte 10-15 ml.

**4.5. Condițiile de păstrare, termenul de valabilitate.** Urina amestecată se păstrează la  $t = -20^{\circ}\text{C}$  (congelator). Durata valabilității - 8 luni. La utilizarea urinei amestecate în calitate de material de control sticluța cu urină se lasă la temperatura de cameră până la topirea completă a conținutului, apoi se cercetează paralel cu probele pacienților.

## CAUZELE ERORILOR LA CERCETAREA URINEI

### 1. Determinarea densității relative cu ajutorul urometrului

1. Vasul în care se măsoară densitatea relativă a urinei trebuie să fie de dimensiuni ce va permite plutirea liberă a urometrului. În caz contrar rezultatul va fi inexact.

2 La fixarea rezultatelor urometrul nu trebuie să se atingă de pereții sau fundul vasului. Dacă cantitatea de urină nu e suficientă pentru plutirea liberă a urometrului, urina se dizolvă cu apă distilată de 2-3 ori, se determină densitatea și se înmulțește cu gradul de diluție.

3 La măsurarea densității relative a urinei o mare importanță are temperatura mediului și a urinei. Urometrele sunt adaptate la o anumită temperatură ( $15^{\circ}\text{C}$ ,  $20^{\circ}\text{C}$ ,  $22,5^{\circ}\text{C}$ ) indicată pe dispozitiv. Orice deviere a temperaturii mediului înconjurător de la cea indicată provoacă schimbarea volumului de urină, concentrației ei și a densității relative.

Această condiție se ia în considerație și în caz de necesitate la măsurare, se face corecția corespunzătoare la tem-pe-ratură. Exactitatea acestei metode este suficientă dacă se folosesc urometre verificate.

### 2. Determinarea densității relative cu ajutorul refractometrului

1. Deoarece indicele de refracție se determină optic, prisma și camera refractometrului trebuie să fie impecabil curate și fără zgârieturi. După fiecare măsurare camera și prisma se spală cu apă distilată, se șterg până la uscat cu o țesătură nepufoasă. E interzis de a folosi gazul pentru uscare. Refractometrul se ține sub husă pentru al proteja de praf.

2. Se determină indicele de refracție cu soluție de clorură de sodiu  $5 \pm 0,01\%$ , indicele trebuie să fie  $1,3415 \pm 0,0005$ , sau după scara densității relative -  $1,022 \pm 0,001$ .

### 3. Identificarea proteinei în urină prin metode, bazate pe sedimentarea proteinelor

1. Urina cercetată trebuie să aibă o reacție acidă. Urina alcalină se acidulează puțin cu acid acetic. Cercetarea urinei cu reacție alcalină în cazurile, când în calitate de reactiv se utilizează acid, poate provoca neutralizarea acidului, și la rezultat negativ în cazul reacției pozitive.

2. Urina cercetată trebuie să fie transparentă. Opalescența se înlătură prin metode, ce nu provoacă sedimentarea proteinelor. Cercetarea urinei opalescente nu permite delimitarea turbidității anterioare, de cea obținută la sedimentarea proteinelor.

### 4. Cercetarea sângelui ocult

Efect similar hemoglobinei au și: clorofila, mioglobina, preparatele fierului și alte impurități întâmplătoare, îndeosebi sărurile metalelor grele (crom, cupru, etc.). În procesul de lucru e strict necesar de a folosi ustensila curată și reactivi calitativi. Rezultat fals-positiv se obține în urma

administrării sărurilor de iodură și bromură de potasiu. Prezența acestor săruri în urină se depistează după culoarea albastră, obținută în urma amestecării urinei cu acid acetic, peroxid de oxigen, soluție de amidon. Urina, care conține o cantitate mare de leucocite, în urma investigării poate da rezultate fals-pozitive, de aceea se recomandă ca astfel de probă în prealabil să fie încălzită, pentru a inactiva enzimele celulelor purulente. Urina investigată la prezența sângelui ocult trebuie să fie proaspăt colectată. La cercetarea întârziată a urinei are loc transformarea hemoglobinei în methemoglobină, care nu are acțiune pseudoperoxidazică, și se obțin rezultate negative.

#### **5. Influența conservanților asupra rezultatelor cercetării urinei**

la utilizarea conservanților e necesar de a ține cont de proprietățile lor specifice:

**Cloroformul** se depune pe fundul eprubetei ceea ce împiedică cercetarea sedimentului; de asemenea el reduce cuprul și, în felul acesta, falsifică rezultatele determinării glucozei.

**Timolul** (0,1g la 100 ml urină) nu posedă astfel de calități negative și, totodată, permite de a păstra urina câteva zile. În cantități mai mari timolul împiedică efectuarea reacției inelare de identificare a proteinei și reacției de identificare a indicanului.

Adăugarea **acidului ortoboric** influențează asupra determinării glucozei.

**Formaldehida** - este un conservant convenabil (2-3 picături) pentru sedimentul urinar, însă în cantități mari poate precipita, împiedicând determinarea proteinelor, glucozei și indicanului.

**Fenolul** împiedică la determinarea acetonei în urină.

**Toluen** - cel mai convenabil conservant al urinei - se adaugă în așa cantitate până când se formează un strat subțire de toluen, care acoperă suprafața urinei.

### **7.4 Indicații metodice pentru aprecierea veridicității analitice a metodelor diagnostice de laborator**

*(pentru centrele teritoriale organizator-metodice  
și de control al calității investigațiilor de laborator)*

Calitatea investigațiilor de laborator depinde de un șir de factori, printre care o importanță majoră o are calitatea metodei utilizate.

Pentru aprecierea obiectivă a calității metodei se recomandă de a aprecia certitudinea (siguranța) ei analitică.

Spre deosebire de sistemul controlului calității investigațiilor de laborator, care asigură zilnic date despre calitatea investigațiilor efectuate, aprecierea certitudinii analitice a metodei este un proces de lungă durată, pe parcursul căruia are loc acumularea succesivă a informației, referitoare la calitățile analitice a metodei.

Sarcina aprecierii siguranței metodei constă în depistarea erorilor ce depind de metodă; de aceea e necesar de a verifica și a aprecia metoda în câteva laboratoare (de referință) cu respectarea tuturor instrucțiunilor în aplicarea ei.

Deoarece în diagnosticul de laborator se aplică un număr divers de metode analitice cantitative, modalitățile de apreciere a certitudinii metodelor nu poate fi același. Evaluării certitudinii analitice trebuie supuse metodele care se recomandă pentru aprobare oficială, metode noi și metode modificate esențial.

### **CRITERIILE DE APRECIERE A CERTITUDINII ANALITICE A METODEI**

Criteriile de baza pentru aprecierea certitudinii metodei sunt: **reproductibilitatea, corectitudinea, specificitatea, sensibilitatea.**

#### **I. REPRODUCTIBILITATEA**

**Reproductibilitatea** rezultatelor - corespunderea rezultatelor determinărilor repetate efectuate pe unul și același material.

Reproductibilitatea nu are valoare numerică, ea este determinată de nivelul de dispersie a rezultatelor.

**Reproductibilitatea metodei analitice** este determinată de reproductibilitatea rezultatelor obținute în urma aplicării metode date, ținând seama de reproductibilitatea în serie, timp și reproductibilitatea inter-laborator.

Noțiunea inversă reproductibilității - dispersia rezultatelor sau variația analitică - depinde de prezența erorilor întâmplătoare și poate fi caracterizată cantitativ. Reproducibilitatea se calculează după 2 rezultate paralele la cercetarea diverselor probe sau după rezultatele determinărilor repetate, efectuate pe unul și același material de control. Materialul de control trebuie să fie stabil în timpul controlului.

Ca indici statistici ai dispersiei rezultatelor servesc abaterea medie pătratică  $S$  și indicele relativ al dispersiei rezultatelor - coeficientul de variație  $V$ . Variația analitică a metodei se compară cu ajutorul testului  $T$  (formulele 1-7).

#### Formulele pentru calcularea certitudinii analitice al metodei

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X}{n}; \quad (1)$$

$$S_1 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X - \bar{X})^2}{n - 1}}; \quad (2)$$

$$S_2 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n d^2}{n}}; \quad (3)$$

$$V = \frac{S}{\bar{X}} \times 100; \quad (4)$$

$$T = \frac{X_{i \max} - \bar{X}}{S}; \quad (5)$$

$$T = \frac{\bar{X} - X_{i \min}}{S}; \quad (6)$$

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}; \quad (7)$$

$X_i$  - valoarea unei determinări aparte;

$\bar{X}$  - valoarea medie aritmetică;

$X_{i \max}$  - rezultatul maximal obținut (din rândul cercetat);

$X_{i \min}$  - rezultatul minimal obținut;

$\sum$  - simbolul sumei;

$d$  - diferența între două determinări paralele;

$n$  - numărul de determinări;

$S$  - devierea medie;

$V$  - coeficientul de variație;

$T$  - testul de depistare a erorilor grave;

$F$  - testul de apreciere a variației metodelor.

Reproducibilitatea metodei depinde de concentrația componentului cercetat; de aceea  $S$  se determină la diferite concentrații (normală și patologică); aceasta permite de a caracteriza complet reproductibilitatea metodei pe întregul diapazon de concentrații cercetate.

Coeficientul de variație se află în dependență indirectă de reproductibilitatea rezultatelor obținute printr-o metodă sau alta; cu cât coeficientul e mai mic cu atât e mai mare reproductibilitatea.

Această metodă de evaluare a reproductibilității permite de a aprecia și compara obiectiv reproductibilitatea diferitor metode. De obicei reproductibilitatea metodei depinde de erorile întâmplătoare condiționate de numărul de procedee, ce include metoda: precipitare, centrifugare, pipetare, stabilitatea complexului colorat, etc. Pentru aprecierea corectă a reproductibilității metodei e necesar de a efectua nu mai puțin de 20 de determinări paralele. Odată cu mărirea numărului de determinări ( $n$ ) crește și exactitatea calculării abaterii mediei pătratice; totodată erorile condiționate de procesul de muncă trebuie reduse la minimum. E de dorit ca condițiile procesului de lucru să rămână aceleași în tot timpul investigării.



## II. CORECTITUDINEA

**Corectitudinea rezultatelor** - corespunderea valorii medii a rezultatelor determinărilor repetate ale unui și același material cu valoarea cuvenită. Corectitudinea nu are valoare numerică, ea este determinată de incorectitudine.

**Corectitudinea metodei** este determinată de corectitudinea rezultatelor obținute prin metoda dată. Corectitudinea depinde de erorile sistematice ale metodei. Eroarea sistematică a metodei poate fi condiționată de o serie de cauze:

- 1) de nespecificitatea metodei - în acest caz ea se determină ca o eroare sistematică constantă;
- 2) de modul inexact de construire a curbei etalon;
- 3) de utilizarea materialului de calibrare de o puritate insuficientă;
- 4) de executarea incorectă a probei de control - în aceste cazuri ea se determină ca o eroare proporțională, sistematică a metodei.

Eroarea constantă și proporțională constituie eroarea sistematică totală a metodei. Criteriul statistic al corectitudinii este media aritmetică și gradul ei de deviere de la valoarea veridică (nominală).

Căile de stabilire a corectitudinii sunt:

- **metoda adaosului** - în lichidul biologic se introduce o cantitate cântărită exact de substanță supusă analizei și apoi ea este dozată cu ajutorul metodei care se află în investigație.

- **metoda probelor amestecate** - lichidul biologic cu concentrație crescută și scăzută a substanței cercetate se amestecă în raporturi diferite. Această metodă poate fi folosită la determinarea activității enzimelor, unde metoda prin adaos nu poate fi aplicată.

Atât metoda prin adaos cât și metoda probelor amestecate permit de a determina numai eroarea sistematică proporțională a metodei.

De exemplu, cantitatea de creatinină adăugată, dozată prin reacția Iaffe, poate furniza un procent excelent de depistare a acestei substanțe. Însă metodele bazate pe reacția Iaffe dau rezultate incorecte din cauza specificității lor joase. Procentul de depistare al substanței egal cu 90 - 110% se consideră satisfăcător pentru metodele clinice de laborator.

**Cercetarea materialului de control cu concentrația cunoscută a componentilor** - prezintă cel mai simplu procedeu de evaluare a corectitudinii. Însă el poate fi utilizat numai pentru estimarea rapidă aproximativă a corectitudinii metodei. Ca condiție obligatorie, care limitează posibilitățile acestui procedeu, este utilizarea metodei de cercetare indicată în instrucțiunea materialului de control. Factorii care pot schimba într-o măsură însemnată valoarea veridică a componentului pot fi: procedeu de preparare a materialului de control, păstrarea lui, tipul de ser utilizat. Unor schimbări majore pot fi supuse, îndeosebi, enzimele.

**Comparația metodelor.** Cel mai informativ este procesul de comparație a metodelor. Acest mod permite de a determina eroarea sistematică generală a metodei. Sensul comparației metodelor constă în comparația rezultatelor, obținute prin metoda-candidat (adică metoda a cărei corectitudine se determină) și prin metoda comparativă cunoscută, care dă rezultate corecte. În așa caz extrem de important este corectitudinea metodei comparative. Iată de ce, Federația Mondială a Chimiei Clinice a introdus noțiunea de metodă de referință.

**Metoda de referință** este o metodă, care posedă specificitate, reproductibilitate și corectitudine maximă a rezultatelor. Metoda de referință servește în primul rând pentru comparația metodelor la aprecierea certitudinii analitice a metodelor standardizate și a altor metode.

Însă metodele de referință pot fi inaccesibile pentru laboratoarele clinice, iar pentru unii componenți ele nu sunt încă elaborate. De aceea în calitate de metode de comparație pot fi utilizate metodele, corectitudinea cărora a fost verificată, și care nu dau devieri esențiale de la valorile veridice.

Pentru o apreciere justă a corectitudinii metodei propuse comparația metodelor se efectuează conform cerințelor comparației metodelor:

- 1) respectarea exactă a instrucțiunilor (scrise) de utilizare a metodei;
- 2) cercetările se efectuează folosind material de control unic pentru asigurarea păstrării stabilității condițiilor de investigare în decursul întregii perioade de comparație a metodelor;
- 3) în metodele, care se compară, se verifică exactitatea și dependența liniară a curbelor etalon;
- 4) pe parcursul comparării e necesar de a folosi aceiași reactivi și același utilaj; analizele sunt efectuate de unul și același laborant;



5) corectitudinea metodei este evaluată pe tot diapazonul de concentrații, ce se supun cercetării; de aceea trebuie investigate probe cu concentrații scăzute, normale și ridicate de substanță;

6) compararea metodelor se efectuează pe materiale de control și biomaterial obținut de la persoane sănătoase și de la bolnavi;

7) o mare importanță are alegerea metodei de comparație.

Prelucrarea statistică a rezultatelor constă în evaluarea gradului de coincidență a rezultatelor obținute de metoda-candidat și metoda de comparație. Spre deosebire de reproductibilitate, evaluarea corectitudinii rezultatelor este o problemă considerabil mai complicată. Pentru prelucrarea statistică a rezultatelor pot fi utilizate diverse teste statistice.

În continuare se propune metoda statistică de apreciere a rezultatelor metodelor de comparație, care nu necesită tehnică specială de calcul și care permite de a aprecia corectitudinea metodei-candidat.

### **Evaluarea statistică a corectitudinii rezultatelor metodelor de comparație**

Pentru aprecierea corectitudinii se determină:

- autenticitatea diferențelor rezultatelor;
- prezența conexiunii statistice.

### **Determinarea autenticității diferențelor rezultatelor**

Pentru determinarea autenticității diferențelor rezultatelor se utilizează testul (t) Student:

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{m_x^2 + m_y^2}}; \quad (8)$$

unde:

$\bar{X}$  și  $\bar{Y}$  - media aritmetică a metodelor ce se compară;

$m$  - eroarea mediei aritmetice.

Testul Student permite de a obține cele mai autentice rezultate în cazul unei dispersii normale a rezultatelor.

De aceea, când dispersia nu este normală, devine imposibil de a determina tipul de dispersie condiționată de un număr mic de observații, se recomandă de a utiliza criterii neparametrice - criteriul simbolurilor, testul Vilcoxon.

Avantajul criteriilor neparametrice constă în independența lor de tipul de dispersie a rezultatelor și simplitatea calculului.

Criteriul simbolurilor este efectiv în cazul unui număr mare de determinări, însă el nu ține cont de gradul diferențelor în fiecare pereche ci numai de direcția lor și se bazează pe calculul diferențelor între rezultatele X și Y cu semnul (+) sau (-).

Dacă numărul de observații nu e mare și criteriul simbolurilor nu relevă diferențe, atunci e rațional de a folosi criteriul T - criteriul pereche Vilcoxon. Criteriul T este un criteriu mai sensibil și se bazează pe următorul procedeu: diferențelor dintre 2 șiruri rezultate (X și Y) li se dă numere de categorie în ordinea creșterii valorilor absolute ale diferențelor (fără a ține seama de semnul lor). Valorilor coincidente li se dă numere de categorie egale cu media valorilor de ordine. De exemplu diferențele egale clasate pe locul 3 și 4 primesc numărul de categorie 3,5.

În continuare se calculează valoarea criteriului T egală cu suma numerelor de categorie ale diferențelor cu valoare negativă (adică diferențelor opuse celor observate în majoritate) (tabel 7.11).

**Exemplu de calcul al criteriului T- Vilcoxon**

Nr. d/o	Rezultatele șirului X	Rezultatele șirului Y	Diferența	Numărul de categorie al diferenței
1	107	88	19	6,5
2	93	74	19	6,5
3	121	92	29	8
4	85	72	13	4
5	89	90	-1	1
6	110	108	2	2
7	81	67	14	5
8	102	110	-8	3

$$T = 1 + 3 = 4$$

Concluzii se fac conform nivelului de semnificație obținut al investigațiilor.

În diagnosticul de laborator e suficientă valoarea  $P = 0,05$ . Datele obținute se compară cu datele din tabel.

Dacă  $P < 0,05$ , diferențele între metoda-candidat și metoda de comparație sunt autentice, adică metoda-candidat e incorectă. Dacă  $P > 0,05$  diferențele la nivelul obținut de semnificație nu sunt veridice, deci metoda-candidat poate fi corectă. Următoarea etapă de prelucrare a rezultatelor este aprecierea conexiunii statistice

**APRECIEREA CONEXIUNII STATISTICE**

Aprecierea conexiunii statistice se poate efectua după metoda corelației și metoda regresiei.

**Metoda corelației.** Corelația indică gradul conexiunii a 2 șiruri de numere, adică se studiază dependența între rezultate X și Y a 2 metode. Pentru determinarea corelației se calculează coeficientul de corelație și coeficientul corelației de rang, la calculul căruia rezultatele sunt apreciate după numerele de ordine - în trepte de la rezultate mici spre rezultate mari. Numărul de ordine al fiecărui rezultat prezintă gradul lui.

Formulele de calcul ale coeficientului de corelație este 9 și 10.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X - \bar{X}) \times (Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X - \bar{X})^2 \times \sum_{i=1}^n (Y - \bar{Y})^2}}, \quad (9)$$

unde:

$X$  și  $Y$  - valoarea fiecărui rezultat;

$\bar{X}$  și  $\bar{Y}$  - media aritmetică a fiecărui șir.

$(X - \bar{X})$  și  $(Y - \bar{Y})$  - devierea medie a fiecărui rezultat în comparare cu media aritmetică.

$$p = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^n (r_x - r_y)^2}{n \times (n^2 - 1)}, \quad (10)$$

unde:

$r_x$  și  $r_y$  - este gradul șirului x și y;

n - numărul de perechi ce se compară;

$\sum_{i=1}^n$  - simbolul sumării.

Coeficientul corelației poate oscila de la 0 până la +1 în corelația pozitivă și de la 0 până la -1 în

corelație negativă.

Dacă există o coincidență bună a rezultatelor metodelor, ce se compară  $r$  va fi aproape de 1,0 (0,9-0,99). Cu cât coeficientul de corelație e mai mic, cu atât e mai mic și gradul de coincidență a rezultatelor metodelor comparative. În absența conexiunii între rezultate  $r = 0$ . În corelația negativă, la modificarea rezultatelor grupului "X" rezultatele grupului Y se vor modifica în sens opus:  $= -1$ .

**Metoda regresiei.** Dacă corelația indică gradul de legătură, atunci regresia permite de a determina modificarea cantitativă a unui rezultat pe măsura modificării altui rezultat. La construirea dreptei empirice de regresie pe diagramă se înscriu rezultatele perechi prin puncte: pe abscisă - a metodei de comparare, pe ordinată - a metodei-candidat. Diagrama dă prima impresie despre tipul de conexiune între metode. La o regresie liniară, punctele sunt grupate în jurul dreptei de regresie. Dacă regresia nu este liniară, metoda-candidat cere o finisare și deci nu poate fi folosită în diagnosticul de laborator.

Regresia liniară se calculează după formulele 11- 13:

$$Y = a + bX, \quad (11)$$

unde:

X - rezultatele metodei de comparație;

Y - rezultatele metodei - candidat;

a - valoarea y când x = 0;

b - coeficientul de proporționalitate sau a regresiei.

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (X \times Y) - \bar{X} \times \sum_{i=1}^n (Y)}{\sum_{i=1}^n (X^2) - \bar{X} \times \sum_{i=1}^n (X)} ; \quad (12) \quad S_{xy} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y^2) - \left[ a \times \sum_{i=1}^n (Y) + b \times \sum_{i=1}^n (xy) \right]}{n}} \quad (13)$$

Dacă "a" se evidențiază statistic de "0" (a = 0), atunci metoda-candidat posedă eroare sistematică față de metoda comparativă. Aceasta eroare poate fi acceptabilă sau neacceptabilă.

În tabelul 7.12 este prezentată prelucrarea statistică a rezultatelor determinării proteinei totale prin metoda refractometrică și prin metoda biuret.

Tabelul 7.12

**Estimarea statistică a rezultatelor determinării proteinei în serul sanguin prin metoda biuret (unificată) și prin metoda refractometrică**

Metodele	N	$\bar{X}, S$ (g/l)	Testul t	Criteriul simboluri- lor	Coeficientul de corelație al categoriilor	Coeficien- tul liniar de corelație	Regresia
Biuret (X)	50	$\bar{X} = 76$ $S = 7,2$	t=6,26	+48 - 2	0,75	0,75	X=16+0,96 Y
Refracto- Metrică (Y)	50	$\bar{Y} = 86$ $S = 8,7$	p<0,0 5	p<0,05	-	-	S <sub>XY</sub> = 8,9

Diferențele rezultatelor sunt autentice, conexiunea e slabă.

În tabelul 7.13 sunt prezentate rezultatele determinării concentrației ureei în ser prin metoda cu diacetilmonooximă și metoda enzimatică. În acest caz metoda enzimatică prezintă metoda comparativă, întrucât ea este mai specifică.

**Estimarea statistică a rezultatelor paralele de determinare  
a ureei prin metoda enzimatică și cu diacetilmonooximă**

Metodele	n	$\bar{X}, S$ (mmol/l)	Testul t	Criteriul simbolurilor	Testul Vilconson	Coeficientul de corelație
1	2	3	4	5	6	7
<b>Valori normale</b>						
Enzimatică cu urează (X)	14	$\bar{X} = 5,26$ $S = 2,3$	$t=0,26$	+8 -6	$T=45$	0,94
Cu diacetil- monooximă (Y)	14	$\bar{Y} = 5,0$ $S = 2,0$	$p>0,05$	$p>0,05$	$p>0,05$	-
<b>Valori patologice</b>						
Enzimatică cu urează (X)	14	$\bar{X} = 18,6$ $S = 7,76$	$t=0,191$	+8 -6	$T=46$	0,98
Cu diacetil- monooximă (Y)	14	$\bar{Y} = 19,2$ $S = 8,0$	$p>0,05$	$p>0,05$	$p>0,05$	-

### III. SPECIFICITATEA

Specificitatea analitică a metodei este proprietatea metodei de a evalua numai acel component sau acele componente, pentru determinarea cărora ea este destinată. Specificitate scăzută are ca rezultat obținerea rezultatelor incorecte și ea trebuie să fie indicată în descrierea metodei. Aprecierea specificității nu este încununată de succes, deoarece orice substanță poate influența asupra rezultatelor. De exemplu, la metode cu specificitatea scăzută se referă metoda reduc-tometrică de determinare a grupei de substanțe reducătoare în sânge sau reacția Iaffe pentru dozarea creatininei și a cromogenilor sanguini asemănători cu creatinina.

Specificitate înaltă posedă metodele enzimatice de determinare a glucozei și ureei.

Multe metode necesită efectuarea probei de control pentru corecția nespecificității. Aprecierea specificității analitice necesită utilizarea impurităților, care, bazate pe structura chimică, sunt reprezentanții acelor grupe de substanțe care din punct de vedere fiziologic au importanță practică.

**Interferența** e condiționată de influența substanțelor asupra mersului reacției. Modul de influență (creștere, scădere) și gradul de influență pot fi diverse. Din acest punct de vedere importantă este interferența medicamentelor. Remediile medicamentoase în dependență de tip, doză, modul de administrare pot influența asupra rezultatelor investigațiilor de laborator prin diverse căi: se disting interferența farmacologică în organism și interferența tehnică pe parcursul efectuării analizei. Deoarece interferența și specificitatea scăzută micșorează corectitudinea metodei, sunt preferate metodele cu o specificitate mai înaltă și care nu se supun interferenței.

### IV. SENSIBILITATEA ANALITICĂ. LIMITA SENSIBILITĂȚII

**Sensibilitatea analitică** a metodei e determinată de capacitatea ei de a releva cele mai mici diferențe între 2 concentrații a substanței cercetate. În procesul de calibrare se determină limitele curbei etalon, care prezintă o parte din caracteristica analitică a metodei. În celelalte condiții identice panta mică a curbei etalon corespunde unei mai mari sensibilități a metodei, ceea ce permite relevarea cantităților mici de substanța analizată. În zona minimă și maximă a curbei etalon capacitatea de relevare a substanțelor se înrăutățește.

**Limita inferioară a sensibilității metodei** este concentrația substanței cercetate ce corespunde celui mai mic rezultat, care diferă autentic de indicii probei de control. Limita sensibilității poate fi apreciată cantitativ. Ea caracterizează metoda din punct de vedere analitic și permite de a compara metodele după



această calitate. Limita de jos a sensibilității permite de a evita erorile, condiționate de măsurarea valorilor mai mici decât limita de jos a sensibilității.

Determinarea limitei de jos a sensibilității metodelor fotometrice se efectuează astfel: se fac investigații repetate ( $n = 20$ ) a probei de control și a probelor cu concentrație scăzută a substanței analizate și se stabilesc, reieșind din nivelul dat al semnificației statistice, diferențele autentice între proba de control și proba de analizat cu conținut scăzut de substanță. Această diferență cantitativ corespunde limitei de jos a sensibilității metodei. Experimental s-a stabilit că limita de jos a sensibilității metodelor fotometrice este egală cu valoarea mediei probei de control, plus trei abateri ai mediei pătratice.

## BAZELE TEORETICE ALE DETERMINĂRII ERORILOR PERMISE A REZULTATELOR INVESTIGAȚIILOR DE LABORATOR

Determinarea limitelor permise ale erorilor metodei urmărește scopul de a stabili acceptarea calităților analitice ale metodei în scopuri clinice.

Bazele teoretice de determinare a variației analitice admisibile se bazează pe următoarele:

1. Determinarea variației analitice a metodei (devierii mediei pătratice și coeficientului de variație - prin aprecierea siguranței analitice a metodei).
2. Calculul teoretic al variației analitice ca parte stabilă a variației biologice. Sensul unei astfel de abateri constă în determinarea gradului de influență a variației analitice asupra variației biologice, și în felul acesta - determinarea gradului de influență a variației analitice asupra extinderii limitelor valorilor normale și de referință.

Raportul dintre diferite tipuri de variație se determină după următoarea ecuație:

$$S_{tot}^2 = S_{anal}^2 + S_{biol}^2, \quad (14)$$

unde:

$S_{tot}$  - variația totală;

$S_{anal}$  - variația analitică;

$S_{biol}$  - variația biologică.

Variația biologică are două surse: variația intraindividuală și variația interindividuală\*.

$$S_{biol}^2 = S_{intraind}^2 + S_{interind}^2 \quad (15)$$

S-a calculat că dacă raportul  $S_{anal} / S_{biol}$  e mai mic de 0,4, atunci majorarea variației biologice pe contul variației analitice e neînsemnată (matematic e calculat).

Există și alte moduri de determinare a raportului variația analitică / variația biologică. După datele unor autori coeficientul de variație a metodei nu trebuie să depășească 1/8 din zona limitelor normale (în %) față de valoarea medie normală. Cu această ocazie valorile normale sunt examinate ca o totalitate a variației analitice și biologice. În toate cazurile de calculare a limitelor permise ale erorii pentru fiecare component și metodă, variația analitică obținută experimental se compară cu valorile calculate teoretic.

3. Limitele permise ale erorilor din punct de vedere medical.

Modul de estimare a limitelor permise ale erorilor trebuie să se bazeze pe cercetări științifice riguroase, efectuate de medici clinicieni și medici de laborator. Este cunoscut faptul, că în trecut, problema variațiilor fiziologice era adesea ignorată când se interpreta o analiză de laborator. Astăzi sunt studiate cu atenție toate cauzele de fluctuație a rezultatelor și se cercetează influența diversilor factori, legați fie de metodă, de condițiile de prelevare și păstrare a probelor sau de diferențele intra- și interindividuale.

În ultima instanță orice indice de laborator se determină în scopuri clinice, în scop de diagnostic, diagnostic diferențial, monitorizare a evoluției bolii, complicațiilor, ca indicator de pronostic, pentru aprecierea eficacității terapiei aplicate. Rezultatele examenului de laborator, foarte frecvent prezintă unicul sau principalul criteriu obiectiv în stabilirea diagnosticului.

De aceea din punct de vedere medical limitele permise ale erorilor în diverse situații clinice sunt

diferite, însă ele indispensabil completează cunoștințele despre erorile permise în dependență de scopul investigației de laborator. În dependență de scopul pus, limitele permise ale erorilor medicale pot include diferite tipuri de variație. De exemplu, la analiza zilnică a unui test limitele permise ale erorilor includ variația zilnică intraindividuală și cea analitică.

La dispensarizarea populației o importanță mare în diferențierea valorilor normale de cele patologice au oscilațiile inter-individuale. Determinarea limitelor permise ale erorilor medicale, permite în anumite cazuri, de a nu obține exactitate mare, care se cere în anumite circumstanțe clinice, care la rândul său sunt legate de creșterea cheltuielilor pentru efectuarea analizelor.

În tabelul 4 sunt prezentate limitele permise ale variației analitice (V%) pentru un șir de substanțe, adoptate de grupul de experți în diagnosticul de laborator din Federația Rusă.

La general, caracteristica clinică a calităților analitice ale metodei date și determinarea limitelor permise ale erorilor acesteia sunt îndreptate spre creșterea importanței diagnosticului de laborator și eficacității economice a testelor de laborator.

\* - Pentru interpretarea corectă a analizelor de laborator este necesar de a se ține seama de factorii care pot influența rezultatele examenelor de laborator. Din acest punct de vedere se disting trei surse de variații:

- variații analitice;
- variații biologice;
- variații iatrogenice

Variabila analitică preinstrumentală este dependentă de toate sursele de variații cauzate de recoltarea probei până la determinare, cum sunt:

- pregătirea bolnavului;
- recoltarea probelor;
- păstrarea și transportarea materialului biologic.

Variabila analitică instrumentală este eroarea analitică datorată metodelor de dozare.

**Variațiile analitice** trebuie menținute constante și la un nivel scăzut pentru a nu mări incertitudinea în momentul evaluării unui rezultat individual în intervalul de referință.

**Variabilitatea biologică** se clasifică în variații intra- și interindividuale, variații genetice și dobândite, variații datorate mediului, factorilor exogeni și endogeni.

**Variabila biologică intraindividuală.** Variațiile intraindividuale pot fi abordate prin măsurarea succesivă, în cursul timpului, a unui parametru la același individ. Această variabilă este greu de urmărit deoarece este dificil să constrângi numeroși subiecți să participe la un asemenea program. Aceste studii se efectuează de obicei pe populații restrânse de voluntari, care trăiesc în instituții sociale, medicale etc.

**Variabila biologică interindividuală.** Această variabilă reprezintă ansamblul variațiilor unei populații. Dacă ținem cont de faptul că o populație este foarte heterogenă și că noțiunea de omogenitate nu poate fi definită la modul absolut, ea fiind relativă, este evident că acest număr de factori pe care va fi necesar să-i controlăm este indefinit și este practic imposibil să fie studiați în totalitate.

Cei mai importanți factori care pot influența rezultatele analizelor sunt:

**Vârsta.** Variațiile în funcție de vârstă sunt bine cunoscute. În primul rând trebuie să menționăm concentrațiile hormonilor care suferă variații datorită creșterii, de la nou născut la copil și la adult.

Se cunoaște, de asemenea, variația colesterolului și a ureei. În ultimul timp s-a constatat că și activitatea ALAT, PCE, LDH și mai ales a fosfatazei alcaline variază în funcție de vârstă fiind mai înaltă la nou născuți și copii.

**Sexul.** Numeroși constituenți plasmatici au concentrații diferite în funcție de sex. Dintre aceștia enumerăm doar câțiva: hemoglobina, hematocritul, fierul, cuprul, colesterolul, trigliceridele, etc.

La femei amilaza, transferina au concentrații mai crescute, pe când la bărbat activitatea fosfatazelor alcaline, creatinfosfokinazei (CPK),  $\gamma$ -glutamyltranspeptidazei ( $\gamma$ -GPT), concentrația ureei, creatininei și acidului uric sunt mai crescute. La femeile de vârstă fertilă oscilațiile activității ALAT poartă un caracter ciclic, legat de funcția hormonală și ciclurile fiziologice. Estrogenii măresc activitatea ALAT, iar androgenii, dimpotrivă o micșorează.

**Rasa.** Acest capitol a suscitat mult interes, dar este din ce în ce mai greu de cercetat datorită amestecului

populațiilor. S-a constatat că la rasa neagră concentrația plasmatică în trigliceride, potasiu și sodiu este mai crescută decât la albi, iar concentrația în acid uric este mult mai crescută la unele populații din Oceania.

*Stări fiziologice deosebite:* sarcină, menopauză, menstruație.

*Alimentația.* Alimentația poate interfera dozarea colorimetrică a anumitor constituenți datorită conținutului lor în diverse principii, cum sunt: pigmenții, carotenii, antocianii. Există alimente care au efect asupra unor constituenți biologici prin conținutul lor crescut în anumite substanțe, cum sunt de exemplu: spanacul, măcrișul care conțin cantități crescute de acid oxalic și care interferează în dozarea calciului. Cafeaua și cofeina cresc glucoza plasmatică și acizii grași neesterificați și scade timpul protrombinic Quick. În postul alimentar prelungit, în afara creșterii corpilor cetonici plasmatici, crește secreția de aldosteron, a trigliceridelor, glicerolului, ureei, a acidului uric. Ingestia de alimente provoacă variații dificil de controlat. Astfel la două ore după o masă completă (700 cal), la subiecții sănătoși, se observă o creștere cu 15% a concentrației plasmatice a glucozei și a fosfaților, cu 20% a ASAT-ului și 6% a ALAT-ului.

*Efortul fizic.* Crește concentrația albuminelor și a altor enzime plasmatice. Dacă efortul este intens pot crește enzimele de origine celulară: LDH, aldolaza, CPK, ASAT, ALAT și chiar ornitin-carbamiltransferaza., într-un efort de intensitate mică cresc ușor fosfatul și proteinele plasmatice.

*Stresul.* Este un factor important de care trebuie să se țină seama mai ales în momentul recoltării probelor, deoarece acesta duce la creșterea concentrației plasmatice a trigliceridelor, colesterolului, acidului uric, glucozei, somatotropinei, noradrenalinei, hormonilor tiroidieni, a acizilor neesterificați.

*Ortostatismul.* Proteinele serice, albuminele și substanțele legate de proteine (colesterolul, calciul) cresc după 15 minute de stat în picioare, datorită ușoarei hipovolemii indusă de ortostatism. Aldosteronul plasmatic crește de 5-10 ori în ortostatism față de poziția culcat, la fel și hematocritul care crește cu 10%. În urină noradrenalina crește de 3 ori.

*Ritmurile circadiene.* S-a constatat faptul că activitatea serică a fosfatazei alcaline scade de la 25 până la 50% dimineața, activitatea LDH dimpotrivă atinge valorile maxime la ora 6<sup>00</sup> dimineața, pe parcursul zilei se produce o scădere a enzimei date. Concentrația plasmatică a aldosteronului crește de la 6 dimineața până la 3 după amiază, secreția sa fiind mai scăzută noaptea. Probabil acest efect este datorat poziției ortostatice. Excreția noradrenalinei este mai crescută ziua decât noaptea. Concentrația plasmatică a fierului are un ritm circadian cu maxim după amiază și minim la 4 dimineața.

*Mediul ambiant.* Pesticidele, insecticidele, oxidul de carbon, vaporii de benzină, solvenții organici, lacurile pentru păr, etc. pot da unele modificări ale examenelor de laborator cel mai adesea din cauza modificărilor toxice (citopenie, trombocitopenie, anemie hemolitică, nefro- și hepatotoxicitate). Adesea cresc transaminazele, pseudocolinesteraza, bilirubina, iar timpul protrombinic Quick și elementele figurate scad.

*Frigul.* La temperaturi scăzute cresc în plasmă catecholaminele, hormonii tiroidieni, hormonul de creștere și leucocitele. Acizii aminați ca tirozina și triptofanul plasmatic scad, pe când activitatea creatinkinazei crește.

*Febra.* La persoanele cu febră mare s-a observat o scădere a glucozei plasmatice și o creștere a ureei, uraților urinari și metabolismului bazal.

*Masa corporală.* S-a constatat faptul că hemoglobina, acidul uric și creatinina plasmatică, ALAT, pseudocolinesteraza și  $\gamma$ -GPT cresc proporțional cu masa corporală.

*Variațiile iatrogenice.* Acestea sunt legate de influența diverselor proceduri diagnostice și terapeutice asupra analizelor de laborator.

Astfel, se cere o precizare riguroasă a limitelor în care se încadrează populația sănătoasă și stabilirea de intervale de referință. Medicul trebuie să fie absolut convins în corectitudinea datelor de laborator și să se bazeze pe rezultatele lor.

O importanță deosebită trebuie acordată controlului de calitate al investigațiilor de laborator. În tabelul 7.15 sunt prezentate lista celor mai importante investigații de laborator, rezultatele cărora trebuie supuse controlului calității.

Astăzi nu se mai poate concepe stabilirea unui diagnostic științific pozitiv și diferențial sau urmărirea unui tratament corect fără investigațiile de laborator necesare. În măsura în care aceste analize se execută și se interpretează judicios, ele pot fi utile în stabilirea stării fiziologice sau patologice a unui organism.



**Limitele permise ale variației analitice (dispersia) a  
unor componenți cercetați**

Nr.	Componentul cercetat	V %	Nr.	Componentul cercetat	V %
<b>Biochimia clinică</b>					
1	Adrenalina	7	21	Leucinaminopeptidaza	10
2	Alaninaminotransferaza	7	22	Lipidele totale	5
3	Albumina	3	23	Magneziu	2
4	Alfa – Amilaza	10	24	Cupru	5
5	Amoniac	5	25	Acidul uric	7
6	Aspartataminotransferaza	7	26	Ureea	7
7	Proteina totală	3	27	Sodiu	2
8	Fracțiile proteice	8	28	Noradrenalina	7
9	Bilirubina	10	29	Trigliceridele	7
10	Glucoza	5	30	Fosforul	5
11	Glucoza-6-fosfatdehidrogenaza	8	31	Fosfatăza alcalina	7
12	α-Glutamiltranspeptidaza	10	32	Clorul	3
13	Ferul	5	33	Pseudocolinesteraza	7
14	Imunoglobulinele	7	34	Colesterolul	7
15	Potasiu	2			
16	Calciu	2		<b>Hematologia</b>	
17	Cortizol	7	1	Hemoglobina	2
18	Creatinina	5	2	Hematocritul	3
19	Creatinfosfochinaza	7	3	Leucocite	10
20	Lactatdehidrogenaza	7	4	Eritrocite	10

Tabelul 7.15

**Lista investigațiilor de laborator, rezultatele cărora  
sunt supuse controlului calității**

**I. Investigații biochimice (ser sanguin)**

Nr. (d/o)	Componentul	Materialele de control (CT 42 – 14)*			
		Serocont-B	Serocont-p-ecvin (norma)	Patoserocont (patologie)	Serocont-p (uman)
I.Cercetări biochimice (serul sanguin)					
1	Proteina totală	+	+	+	-
2	Fractiile proteice	-	-	-	+
3	Creatinina	+	+	+	-
4	Uree	+	+	+	+
5	Acidul uric	+	+	+	+
6	Proba cu timol	+	-	-	-
7	Colesterol	+	-	-	+
8	Alfa-colesterol	+	-	-	+
9	Beta-lipoproteide	-	-	-	+



10	Lipidele totale	-	-	-	+
11	Trigliceride	-	-	-	+
12	Fosfolipide totale	-	-	-	+
13	Glucoza	+	+	+	+
14	Seromucoid	+	-	-	-
15	Acizii sialici	+	-	-	-
16	Bilirubina totală	-	-	-	+
17	Sodiu	+	+	+	-
18	Potasiu	+	+	+	-
19	Calciu	+	+	+	-
20	Magneziu	+	+	+	-
21	Cloruri	+	+	+	+
22	Fier	+	+	+	+
23	Fosfor anorganic	+	+	+	+
24	Alaninaminotransferaza	+	-	-	+
25	Aspartataminotransferaza	+	-	-	+
26	Fosfataza alcalina	+	-	-	+
27	Lactatdehidrogenaza	+	-	-	+
28	Alfa-amilaza	+	-	-	+

\* - Materiale de control produse în Rusia.

<b>II. Analiza compoziției chimice a urinei</b>				
Nr. (d/ o)	Componentul	Material de control cu concentrație normală	Material de control cu concentrație patologică	
29	Glucoza	+	+	
30	Proteina	+	+	
31	Acetona	+	+	
32	Pigmenți biliari	+	+	
33	Urobilinoizii	+	+	
34	PH	+	+	
35	Creatinina	+	+	
36	17 – Cetosteroizi	+	+	
37	17 – Oxicorticosteroizi	+	+	
38	Adrenalina	+	+	
39	Noradrenalina	+	+	

<b>III. Cercetările sistemului de hemostază</b>				
Nr. (d/ o)	Componentul	Tromboplastină standard cu activitate determinată	Plasma umană de control cu conținut cunoscut de tromboplastină	Plasma umană de control cu timp stabilit de tromboplastină parțial activat
40	Timpul protrombinic	+	+	+
41	Fibrinogen	+	+	+
42	Timpul de tromboplastină parțial activat	+	+	+
43	Factorii de coagulare	+	+	+

## CAPITOLUL 8

### *Normele de timp calculate și folosirea lor la efectuarea cercetărilor de laborator*

Normele de timp au fost elaborate de către colaboratorii Catedrei Diagnostic de Laborator Clinic, USMF "Nicolae Testemițanu" (Vasile Niguleanu, d.h.ș.m., prof.univ., Valentin Gudumac, d.h.ș.m., prof.univ., Lucia Andrieș, d.h.ș.m., prof.univ.) prin mijloace științifice, pe baza cronometrajului elementelor procesului analitic, efectuat în mai multe laboratoare clinice cu participarea specialiștilor de înaltă calificare (8).

#### **1. Normele de timp calculate pentru efectuarea cercetărilor de laborator**

##### **1.1. Metodologia determinării normelor de timp calculate**

Normă de timp calculată - timpul necesar pentru efectuarea unei analize de laborator, stabilit prin mijloace științifice, pe baza unor condiții tehnice date.

Normele de timp sunt folosite în practica laboratoarelor de diagnostic clinic (LDC) la rezolvarea unor probleme importante ce țin de organizarea și perfecționarea activității lor și anume - la planificarea și organizarea muncii medicilor de laborator, specialiștilor cu studii superioare și laboranților, analiza volumului de muncă a personalului LDC, alcătuirea statelor, calcularea prețurilor de cost ale analizelor de laborator etc.

Normele de timp prezentate în acest compartiment au fost calculate pe baza cronometrajului efectuat în mai multe laboratoare. Mai întâi, pe baza listei operațiunilor tehnologice alcătuite din timp, s-a înfăptuit cronometrajul diferitor elemente ale procesului analitic, apoi datele obținute au fost supuse prelucrării statistice și astfel s-a stabilit timpul cheltuit la efectuarea fiecărei analize de laborator (vezi compartimentul 1.3. Elaborarea normelor de timp la aplicarea în practică a metodelor noi de cercetare).

La determinarea normelor de timp calculate de asemenea s-a luat în considerație acea productivitate optimă a muncii personalului medical care asigură calitatea înaltă a investigațiilor de laborator.

Normele de timp calculate includ:

a) pentru medicii de laborator și specialiștii cu studii superioare - timpul cheltuit pentru efectuarea nemijlocită a analizelor de laborator, pregătirea reactivilor *ex-tempore*, calcularea și înregistrarea rezultatelor în registrul de lucru.

b) pentru felcerii-laboranți și laboranți - timpul cheltuit pentru efectuarea nemijlocită a cercetărilor, pregătirea reactivilor *ex-tempore*, înregistrarea biomaterialului recoltat de la pacient (în afară de sânge), calcularea rezultatelor și înregistrarea lor în registrul de lucru, jurnalul de înregistrare și formulare. Timpul cheltuit pentru recoltarea sângelui din deget (inclusiv înregistrarea), prelucrarea și înregistrarea sângelui venos (colectarea serului, plasmei) este dat aparte.

Normele de timp nu conțin timpul folosit la pregătirea în prealabil a reactivilor. La calcularea timpului de centrifugare, incubare, colorare etc. s-a luat în considerație doar timpul necesar pentru introducerea eprubetelor în centrifugă sau termostat și scoaterea lor. În așa mod, normele de timp calculate includ numai timpul cheltuit nemijlocit la efectuarea examenului de laborator și nu pot servi drept indice al duratei analizei de laborator.

Calcularea timpului cheltuit la efectuarea cercetărilor citologice are anumite particularități. Ca unitate de calcul pentru cercetările citologice se ia frotiul. Însă de la unul și același pacient pot fi pregătite un număr diferit de frotiuri; de obicei se pregătesc nu mai mult de 5 frotiuri. Luând în considerație obligațiile funcționale ale specialiștilor cu studii superioare și medii preocupați cu cercetările citologice în normativele de timp au fost incluse următoarele etape de lucru.

- *pentru medic:* luarea de cunoștință cu materialul biologic, microscopierea tuturor frotiurilor pregătite de la bolnav (cercetarea generală la mărimi mici și cu imersie), aprecierea complexă a tabloului microscopic

în confruntare cu datele clinice și rezultatele altor metode de cercetări, consultații cu alți medici, lucrul cu literatura, elaborarea concluziei diagnostice privind biomaterialul cercetat, înscrierea concluziei în formular;

- *pentru specialistul cu studii medii*: pregătirea veselei, lamelor, reactivilor *ex-tempore*, luarea de cunoștință cu materialul biologic și înregistrarea lui, prepararea și colorarea frotiurilor, aranjarea și transmiterea acestora medicului pentru microscopiere, înregistrarea concluziei, depunerea frotiurilor în arhivă.

Deoarece ca unitate de evidență a lucrului medicului de laborator se ia frotiul, în normativele de timp sunt incluse valorile medii ale cheltuielilor de timp folosite la examinarea primului frotiu și apoi pentru fiecare frotiu următor pregătit din biomaterialul unui pacient. În cheltuielile de timp pentru primul frotiu s-a luat în considerație în afară de microscopie, timpul cheltuit pentru toată munca începând cu lucrările de pregătire pentru cercetare și până la finalizarea examinării materialului dat (consultațiile cu medicii, luarea de cunoștință cu materialul biologic, elaborarea și înregistrarea concluziei și a.); cheltuielile de timp pentru fiecare frotiu ulterior cercetat include numai timpul de microscopiere. Cheltuielile de timp ale specialistului cu studii medii sunt date reieșind din timpul cheltuit pentru toate frotiurile materialului unui pacient.

La cercetarea materialului, obținut la examenele profilactice ginecologice în normativele de timp pentru medic sunt incluse timpul folosit pentru microscopierea a două preparate (din colul uterin și canalul cervical), iar lucrul specialistului cu studii medii include deasemenea microscopia frotiurilor.

## **1.2. Folosirea normelor de timp calculate la planificarea și organizarea muncii personalului LDC**

Ponderea specifică a muncii personalului medical pentru efectuarea nemijlocită a tuturor tipurilor de cercetări (activitatea de bază și auxiliară, lucrul cu documentația) constituie pentru medicul de laborator sau specialistul cu studii superioare 75%, iar pentru felcerul-laborant și laborant - 80% din timpul de muncă. Anume acest timp a fost inclus în normele de timp. Timpul cheltuit pentru alte activități indispensabile și necesitățile personale în normele de timp nu a fost luat în considerație.

*Pentru medicii de laborator și specialiștii cu studii superioare* acestea-s timpul cheltuit la însușirea și aplicarea în practică a metodelor noi de diagnostic, a aparaturii noi, instruirea și controlul lucrului efectuat de personalul cu studii medii, pregătirea prealabilă a reactivilor, participarea la conferințe și consfătuiri, consultațiile cu medicii clinicieni, studierea literaturii, lucrul administrativ gospodăresc, timpul personal necesar, relaxarea de scurtă durată în timpul lucrului cu microscopul și alte aparate optice, etc.

*Pentru felceri-laboranți și laboranți*: pregătirea locului de lucru la începutul zilei de muncă, eliberarea rezultatelor cercetărilor de laborator, primirea și înregistrarea reactivilor și altor materiale, întreținerea în ordine a aparaturii, efectuarea procedurilor ce țin de regimul antiepidemic în laborator, sterilizarea capilarelor și veselei de laborator, pregătirea prealabilă a reactivilor, timpul personal necesar, relaxarea de scurtă durată în timpul lucrului cu microscopul. Timpul cheltuit de laboranți în drum pentru colectarea materialului biologic în afara laboratorului se calculează reieșind din cheltuielile reale de la fața locului.

Pentru șefii de laboratoare poate fi stabilit un volum diferențiat de lucru la îndeplinirea nemijlocită a cercetărilor în dependență de volumul de lucru real sau volumul de lucru anual efectuat în LDC, numărul personalului medical inclus în lucrul laboratorului, etc. De exemplu: pentru șefii laboratoarelor statele căror cuprind 5-9 funcții de medici de laborator, felceri-laboranți și laboranți, volumul de lucru poate alcătui 50% din timpul de lucru. Dispunând de 10 și mai multe funcții de medici de laborator, felceri-laboranți și laboranți, șeful laboratorului poate fi eliberat de îndeplinirea nemijlocită a cercetărilor (după hotărârea colectivului de muncă, a comitetului sindical și administrației instituției medicale).

În normele de timp este indicat executorul lucrărilor – medicul de laborator, specialistul cu studii superioare, felcerul-laborant sau laborantul. În dependență de condițiile concrete de la fața locului se permit devieri la repartizarea lucrului indicat în normele de timp. De exemplu, durata efectuării unei investigații pentru diagnosticul maladiilor venerice include cheltuielile de timp ale medicului, specialistului cu studii medii și registratorului.

Cercetările cele mai complicate și mai importante pentru diagnosticul de laborator sunt efectuate de către medicul de laborator și anume: cercetările citologice și citochimice pentru depistarea bolilor oncologice; cercetările sângelui și măduvei osoase la bolnavii cu afecțiuni hematologice; examenul



urinei la bolnavii cu maladii nefrologice; cercetările complicate biochimice, imunologice, inclusiv interpretarea clinico-diagnostică a rezultatelor analizelor. Totodată, efectuarea multor cercetări poate fi încredințată felcerilor-laboranți și laboranților luând în considerație nivelul lor de calificare; acestea sunt cercetările hematologice, biochimice, examenele clinice generale, inclusiv microscopia sedimentului urinar, atunci când proprietățile fizico-chimice nu indică patologii, formula leucocitară (leucograma repetată la pacienții fără patologii), dozarea enzimelor, lucrul cu fotometrele programabile și analizoarele automate, cercetările izoserologice (după specializarea și reciclarea la metodele izoserologice și prezentarea documentului, ce permite efectuarea cercetărilor izoserologice), etc. Responsabil pentru repartizarea obligațiilor funcționale ale personalului este șeful (directorul) LDC.

Normativele de timp pentru cercetările folosite episodic sau aplicate numai în instituțiile medicale de profil, la introducerea aparaturii moderne sau a metodelor noi de diagnostic, se stabilesc pe baza datelor obiective despre cheltuielile de timp reale de la fața locului de către șeful laboratorului, sunt coordonate cu comitetului sindical și aprobate de conducătorul instituției.

Pe baza volumului de lucru realizat sau planificat de laborator cu utilizarea normativelor de muncă se rezolvă problemele folosirii, repartizării raționale și constituirii efectivului personalului medical. Volumul anual al activității subdiviziunii instituției date (sau a unui lucrător aparte) poate fi calculat pe baza normativelor de timp și a numărului de cercetări efectuate timp de 1 an în laboratorul respectiv după formula (1):

$$T = t_1 \cdot n_1 + t_2 \cdot n_2 + t_3 \cdot n_3 + \dots + t_i \cdot n_i, \text{ unde:}$$

$T$  - volumul anual al activității subdiviziunii, exprimat în minute;

$n_1, n_2, n_3, \dots, n_i$  - numărul cercetărilor de laborator;

$t_1, t_2, t_3, \dots, t_i$  - timpul în minute necesar pentru efectuarea unei cercetări.

Calcularea numărului necesar de funcții prevăzute în schema subdiviziunii (A) pentru îndeplinirea volumului anual de lucru se efectuează după formula (2):

$$A = T/B, \text{ unde:}$$

$T$  - corespunde formulei (1);  $B$  - bugetul anual al timpului de muncă al unei funcții.

Bugetul anual al timpului de muncă ( $B$ ) al medicului de laborator, felcerului-laborant și laborantului pentru săptămâna de muncă de 5 zile constituie 229 zile (ca exemplu: din 365 zile se scad 111 zile de odihnă și sărbători, 25 zile de concediu); pentru săptămâna de muncă de 35 ore bugetul anual al timpului de muncă alcătuiește 96180 min.

Calcularea bugetului anual a timpului de muncă al personalului LDC este expus în tabelul 8.1. Rezultatul acestei analize servește pentru compararea numărului de funcții:

- prevăzute de schema subdiviziunii;
- ocupate;
- calculate după volumul lucrului efectuat timp de 1 an.

**Tabel 8.1**

**Calcularea bugetului anual al timpului de muncă pentru personalul medical din LDC**

Funcția de post	Bugetul anual total al timpului de muncă în funcția de post (min)	Bugetul anual al timpului de muncă în funcția de post pentru efectuarea cercetărilor (min)
Medic de laborator sau specialist cu studii superioare (cu durata săptămânii de muncă 35 ore)	$229 \times 7 \times 60 = 96180$	$96180 \times 75 / 100 = 72135$
Specialist cu studii medii (cu durata săptămânii de muncă 35 ore)	$229 \times 7 \times 60 = 96180$	$96180 \times 80 / 100 = 77944$



Pentru calcularea numărului de funcții de post este necesar de a determina timpul cheltuit într-un an de personalul medical la efectuarea cercetărilor, după cum este indicat în tabelul 8.2.

Tabel 8.2

**Timpul cheltuit de personalul medical din laboratoarele de diagnostic clinic la efectuarea investigațiilor**

Nr. d/o	Denumirea metodei de cercetare	Numărul de analize	Timpul (în min), cheltuit de specialiștii			
			Cu studii medii		Cu studii superioare	
			Pentru 1 analiză	În total	Pentru 1 analiză	În total
<b>Examenul urinii</b>						
1.	Înregistrarea (preliminară și finală a materialului de cercetare: datelor din pașaportul pacienților, rezultatelor cercetărilor etc.) manuală (în registre, formulare) sau la computer	4100	3,5	14350,0	-	-
2.	Determinarea cantității, culorii, transparenței, prezența sedimentului, densitatea relativă, pH	4100	3,0	12300,0	-	-
3.	Identificarea glucozei prin testul-expres: - primară - ulterioară	229 3871	2,5 1,0	572,5 3871,0	-	-
4.	Identificarea proteinei cu acid sulfosalicilic: - primară - ulterioară	229 3871	6,5 4,5	1488,5 17419,5		
4.1	Analize de control, analize de calibrare	458 60	4,5 -	2061,0 -	- 6,5	- 390,0
5.	Microscopia sedimentului urinar. Cercetarea preparatului nativ: În normă În patologie	2910 1190	1,0 1,0	2910,0 1190,0	5,0 6,0	14550,0 7140,0
<b>Examenul materiilor fecale</b>						
6.	Examenul microscopic. Cercetarea a trei preparate	3200	5,0	16000,0	8,0	25600,0
<b>Explorări hematologice și citochimice</b>						
7.	Înregistrarea (preliminară și finală a materialului de cercetare: datelor din pașaportul pacienților, rezultatelor cercetărilor etc.) manuală (în registre, formulare) sau la computer	5800	3,5	20300,0		

8.	Recoltarea sângelui pentru explorări hematologice: 5 indici (hemoglobina, număratoarea eritrocitelor, leucocitelor, formula leucocitară, VSH)	5800	4,0	23200,0	-	-
9.	Dozarea hemoglobinei prin metoda hemoglobincianidică - primară - ulterioară	229 5571	4,0 2,5	916,0 13927,5		
9.1	Analize de control, analize de calibrare	290 290	2,5 -	725,0 -	- 4,0	- 1160,0
10.	Număratoarea eritrocitelor în camera de numărat:	5800	9,5	55100,0	-	-
10.1	Analize de control, calibrare	290	9,5	2755,0		
11.	Număratoarea leucocitelor în camera de numărat:	5800	6,0	34800,0		
11.1	Analize de control, calibrare	290	6,0	1740,0		
12.	Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)	5800	2,0	11600,0		
13.	Citirea formulei leucocitare cu descrierea morfologiei elementelor figurate	5800	5,0	29000,0	7,5	43500,0
13.1	Analize de control	290	-	-	12,5	3625,0
<b>Cercetări biochimice</b>						
14.	Înregistrarea preliminară și finală a materialului de cercetare (datelor din pașaportul pacienților, rezultatelor cercetărilor etc.) manuală (în registre, formulare) sau la calculator.	3200	3,5	11200,0		
15.	Prelucrarea sângelui venos pentru obținerea serului sanguin	3200	3,5	11200,0	-	-
16.	Dozarea proteinei totale prin metoda biuretului: -primară -ulterioară	229 2971	2,0 1,0	458,0 2971,0	3,0 2,0	687,0 5924,0
16.1	Analize de control, analize de calibrare	229 60	1,0 -	229,0 -	2,0 5,0	458,0 300,0

17.	Dozarea glucozei:					
	- primară	229	2,0	458,0	6,0	1374,0
	- ulterioară	2971	1,0	2971,0	3,0	8913,0
17.1	Analize de control, analize de calibrare	458	-	-	8,0	3664,0
	TOTAL:			295713		117285

*\*Notă: Cota analizelor de control (controlul intra-laborator, participarea în programele externe de control, probe repetate pentru verificarea devierilor patologice) și de calibrare (efectuate nu mai rar de o dată la trimestru sau conform instrucțiunii setului) constituie de la 5% până la 25% din numărul total de investigații și variază în dependență de tipul de metodă.*

Timpul sumat, cheltuit la examinări, analize de control și calibrare, efectuat de medicul de laborator sau specialistul cu studii superioare cu ziua de muncă 7 ore constituie:  $390+14550+7140+25600+1160+43500+\dots+3664 = 117285$  min. Timpul sumat, cheltuit pentru efectuarea celorlalte examinări, efectuat de specialistul cu studii medii constituie:  $14350+12300+572,5+3871+1488,5+\dots+2971 = 295713$  min.

Pentru calcularea numărului funcțiilor de post pentru volumul de lucru descris în exemplul menționat mai sus, timpul sumat obținut se împarte la bugetul timpului de lucru anual al funcției de post respective (cheltuit la efectuarea analizelor de laborator).

Astfel, numărul funcțiilor de medic de laborator sau specialistul cu studii superioare cu ziua de muncă de 7 ore va fi egală cu  $117285 / 72135 = 1,6$ ; numărul funcțiilor de specialiști cu studii medii va constitui  $295713 / 77944 = 3,8$ .

### 1.3. Elaborarea normelor de timp la aplicarea în practică a metodelor noi de cercetare

Lipsa normelor de timp pentru metodele noi de cercetare nu poate servi drept piedică la aplicarea lor în practică. În acest caz, normele de timp trebuie să fie elaborate în LDC și aprobate de administrația instituției medicale.

Elaborarea normelor noi de timp include efectuarea cronometrajului timpului faptic cheltuit pentru executarea unor anumite elemente de muncă, prelucrarea statistică a acestor date, calcularea timpului cheltuit. Pentru efectuarea cronometrajului se întocmește lista operațiunilor tehnologice pentru fiecare metodă. După aceasta se pregătesc listele de măsurări cronometrice în cantități suficiente pentru efectuarea integrală a lucrului.

Numărul necesar de măsurări cronometrice se determină după formula (3):

$$X = 2500 \times \frac{K^2 \times (Kst - 1)^2}{C^2 \times (Kst + 1)^2}, \text{ unde}$$

$X$  - numărul necesar de măsurări cronometrice;

$Kst$  - coeficientul normativ de stabilitate al seriei cronometrice;

$C$  - exactitatea necesară a cercetărilor în %;

$K$  - coeficientul care corespunde indicelui dat al probabilității (pentru indicele egal cu 0,95,  $k=2$ ).

Pentru exactitatea cercetărilor  $C = 10\%$  și coeficientul normativ de stabilitate al seriei cronometrice  $Kst = 3$ , numărul optimal de măsurări  $X$  constă în 20-25. După efectuarea unui număr anumit de măsurări ale investigației clinico-diagnostice pentru fiecare operație de lucru obținem un șir de valori ale duratei ei, din care se alcătuiește o serie variațională (seria cronometrică). Ca criteriu de apreciere a seriei cronometrice servește coeficientul de stabilitate  $Kst$  (formula 4):

$$Kst = \frac{T_{\max}}{T_{\min}}, \text{ adică raportul valorii maxime (} T_{\max} \text{) către cea minimală (} T_{\min} \text{) a seriei cronometrice.}$$

Atunci când durata operațiunilor de muncă este mai mare decât 60 s, coeficientul trebuie să fie nu mai mare de 2, iar pentru elementele de muncă de la 21 și până la 60 s - nu mai mare de 2,2.

Timpul mediu cheltuit pentru o operațiune de muncă se calculează după metoda acceptată de statistică cu determinarea deviației standard ( $\frac{1}{2}$ ) și a erorii medii a mediei aritmetice ( $\bar{x}$ ). Se stabilește totodată coeficientul de frecvență a efectuării operațiunii de muncă ( $K$ ), care reprezintă raportul numărului de operațiuni de muncă îndeplinite de fapt la numărul total de cercetări îndeplinite. Înmulțind timpul mediu al duratei operațiunii de muncă ( $M$ ) la frecvența ei ( $M \times K$ ) căpătăm timpul mediu calculat pentru o operațiune de muncă.

Pentru facilitarea lucrului de elaborare în instituțiile medicale a normelor de timp calculate la însușirea metodelor noi de cercetare aducem mai jos normele de timp perfectate pe baza măsurărilor cronometrice pentru acele operațiuni de muncă, care se întâlnesc frecvent în majoritatea cercetărilor de laborator (tabel 8.3).

Tabel 8.3

### Normele de timp calculate pentru unele operațiuni de muncă folosite în laboratoarele

Nr.d/o	Denumirea operațiunii de muncă	Timpul în secunde
1.	Pipetare:	
1.1.	Cu pipete de sticlă	17
1.2.	Cu pipete digitale semiautomate	14
1.3.	Dozatoare	5
1.4.	Dozare cu biureta	10
2.	Măsurări la fotoelectrocolorimetre (FEC):	
2.1.	Pregătirea FEC-ului pentru lucru	120
2.2.	Măsurarea la FEC	30
3.	Microscopia:	
3.1.	Pregătirea microscopului pentru lucru	105

### 1.4. Metodologia de calculare a sinecostului analizelor de laborator

Sinecostul analizelor de laborator se calculează după formula (5):

$$S = V + A_{am} + C_{ex} + C_m + C_{al}, \text{ unde}$$

$S$  - sinecostul analizei;  $V$  - cheltuielile pentru remunerarea muncii;

$A_{am}$  - cheltuielile de amortizare a echipamentului, utilajului;

$C_{ex}$  - cheltuielile de exploatare pentru întreținerea echipamentului și inventarului;

$C_m$  - cheltuielile materiale (cheltuielile pentru reactivi, sticlăria de laborator, articole din masă plastică, hârtie termică, detergenți etc.);

$C_{al}$  - alte cheltuieli.

Pentru determinarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii este necesar de a cunoaște normele de timp cheltuit la efectuarea analizelor de laborator, fondul salarial anual ale personalului medical precum și bugetul anual al timpului de muncă al lucrătorilor care îndeplinesc cercetările de laborator.

La calcularea fondului salarial anual personalul medical se împarte în trei grupe:

- lucrătorii antrenați nemijlocit la efectuarea cercetărilor de laborator (medicii și personalul cu studii medicale medii);
- lucrătorii care participă la asigurarea activității laboratorului, dar care nemijlocit nu efectuează cercetările de laborator;
- lucrătorii care asigură activitatea instituției medicale.

Salariul funcției de șef de laborator se adună la salariul medicilor atunci, când șeful de laborator îndeplinește toate funcțiile puse pe seama medicului de laborator. În caz dacă șeful de laborator este eliberat de la îndeplinirea funcțiilor de medic și el se ocupă numai cu lucrul administrativ, salariul



funcției lui se adună la salariul infirmierelor, registratoarelor, etc., adică la grupul de personal, care nu participă nemijlocit la efectuarea cercetărilor de laborator.

Cheltuielile pentru remunerarea muncii se calculează după formula (6):

$$V = [A \times n_a + B \times n_b] \times [I + C] \times [I + d] \times [I + f] \text{ unde}$$

- $V$  - cheltuielile pentru remunerarea muncii personalului medical;
- $A$  - fondul salarial anual al funcției de medic (media pe laborator);
- $B$  - fondul salarial anual al funcției personalului cu studii medicale medii (media pe laborator);
- $n_a, n_b$  - raportul cheltuielilor de timp pentru efectuarea cercetărilor de laborator către bugetul anual al timpului de muncă a funcției de post respective;
- $C$  - raportul fondului salarial anual al tuturor lucrătorilor laboratorului, care nu participă nemijlocit la efectuarea cercetărilor către fondul salarial anual al lucrătorilor antrenați la efectuarea cercetărilor.
- $d$  - coeficientul de defalcări pentru asigurările sociale (este determinat de normativele în vigoare ale defalcărilor în fondurile sociale de asigurare medicală, în fondul de pensii, fondul de folosire a brațelor de muncă; la schimbarea acestor normative valoarea coeficientului trebuie să fie modificată).
- $f$  - coeficientul cheltuielilor de regie se calculează după formula (7):

$$f = \frac{E + Q}{S + E}, \text{ unde}$$

- $f$  - coeficientul cheltuielilor de regie;
- $E$  - salariul personalului administrativ-gospodăresc al instituției cu defalcările pentru asigurările sociale;
- $Q$  - suma cheltuielilor pentru articolele devizului (bugetului) de venit și cheltuieli ale instituției (cheltuielile de birou și administrare, pentru delegații și călătorii de serviciu, reparația clădirilor și edificiilor, achiziționarea cărților, etc.);
- $S$  - salariul personalului instituției, inclusiv premiile, plățile cu caracter de stimulare.

**Defalcările de amortizare pentru echipament (utilaj)** se calculează după formula (8):

$$Am = \frac{Io}{N_1} + \frac{Ib}{N}, \text{ unde:}$$

- $Io$  - defalcări de amortizare pentru echipamentul de bază;
- $Ib$  - defalcări de amortizare pentru echipamentului auxiliar;
- $N$  - numărul de analize de tipul dat;
- $N_1$  - numărul de analize, efectuate pe echipamentul de bază.

**CHELTUIELILE DE EXPLOATARE** pentru întreținerea echipamentului și inventarului se calculează după formula (9):

$$C_{ex} = \frac{O}{N}, \text{ unde:}$$

- $C_{ex}$  - cheltuielile de exploatare ca componentă a costului analizei;
- $O$  - cheltuielile de exploatare a echipamentului (exploatarea tehnică, asigurarea metrologică, etc.);
- $N$  - numărul de analize, efectuate pe echipamentul dat.

**CHELTUIELILE MATERIALE** ( $C_m$ ) se formează din cheltuielile pentru materialele consumabile ( $P$ ) și cheltuielile pentru reactivi ( $R$ ):

$$C_m = P + R$$

Cheltuielile pentru materialele consumabile se calculează după formula (10):

$$P = \frac{D}{N}, \text{ unde:}$$

$P$  - cheltuielile pentru materialele consumabile, ca componente ale costului analizei;

$D$  - cheltuielile pentru vesela de laborator, articole din masă plastică, articole de unică folosință, hârtie termică, etc.;

$N$  - numărul de analize de tipul dat.

Cheltuielile pentru reactivi în mare măsură depind de metodele de analiză folosite. *La utilizarea seturilor de analize, destinate pentru efectuarea unui număr anumit de cercetări (10, 50, 100 etc.) este necesar de a lua în considerație toate cercetările, inclusiv cele repetate, paralele, de calibrare, de control al calității (intern și extern), etc.*

Referitor la metodele unificate (standardizate) de cercetări de laborator se poate efectua calculul de reactivi necesari pentru 100 de analize. În celelalte cazuri trebuie de reieșit din cheltuielile factice de reactivi pentru tipul dat de cercetări. Pe lângă aceasta, *pentru efectuarea controlului intern de calitate (intralaborator) este nevoie de cheltuieli suplimentare pentru procurarea materialelor de control, costul cărora trebuie inclus în prețul de cost al analizei.*

**CHELTUIELILE PENTRU REACTIVI** ca componentă a costului analizei de laborator se calculează după formula (11):

$$R = \frac{W}{N} + \frac{m}{n}, \text{ unde:}$$

$R$  - cheltuielile pentru reactivi;

$W$  - costul setului de reactivi;

$N$  - numărul de analize ale pacienților, efectuate cu setul dat de reactivi;

$m$  - costul materialelor de control;

$n$  - numărul de cercetări, pentru care s-au folosit aceste materiale de control.

**ALTE CHELTUIELI.** În sinecostul investigațiilor de laborator trebuie să fie incluse și alte componente, de exemplu, cheltuielile legate de participarea la Sistemul Național al Controlului Extern de Calitate, controlul inter-laborator, cheltuielile ce țin de aplicarea în practică a metodelor noi de cercetări de laborator, aparaturii și a test-sistemelor noi, etc.

## NORMELE DE TIMP CALCULATE PENTRU CERCETĂRILE DE LABORATOR CLINIC

№	Denumirea investigațiilor	Durata efectuării unei investigații (min) pentru specialistul		
		Cu studii medii	Cu studii superioare	Total
I. Metode generale de laborator clinic				
	A. Examenul urinei			
1.	Înregistrarea (preliminară și finală a materialului de cercetare: datelor din pașaportul pacienților, rezultatelor cercetărilor etc.) manuală (în registre, formulare) sau la computer	3,5	-	3,5

2.	Proprietățile fizice ale urinei: volumul, culoarea, transparența, densitatea specifică, determinarea pH-ului	3,0	-	3,0
3.	Identificarea glucozei (metoda calitativă) - primară - ulterioară	2,5 1,0	- -	2,5 1,0
4.	Dozarea glucozei (metoda cantitativă) - primară - ulterioară	3,0 2,0	-	3,0 2,0
5.	Identificarea proteinelor (metoda calitativă) - primară - ulterioară	2,5 1,0	-	2,5 1,0
6.	Dozarea proteinelor (metoda cantitativă) prin diluție	4,0	-	4,0
7.	Dozarea proteinelor (metoda cantitativă) colorimetrie - primară - ulterioară	6,5 4,5	-	6,5 4,5
8.	Identificarea proteinei Bens-Jones	12,0	-	12,0
9.	Identificarea corpurilor cetonici - primară - ulterioară	2,5 1,0	-	2,5 1,0
10.	Identificarea bilirubinei: - expres metoda - cu reactivul Lugol - cu reactivul Fouchet	2,5 2,0 5,0	- - -	2,5 2,0 5,0
11.	Identificarea corpurilor urobilinici: - expres-metoda - prin reacția Bogomolov	2,5 3,0	- -	2,5 3,0
12.	Identificarea indicanelor după reacția Iaffe	3,0	-	3,0
13.	Microscopia sedimentului urinar în normă (epiteliu, eritrocite, leucocite, cilindri, etc.)	1,0	5,0	6,0
14.	Microscopia sedimentului urinar în patologie (epiteliu, eritrocite, leucocite, cilindri, etc.)	1,0	6,0	7,0
15.	Număratoarea elementelor figurate (eritrocitelor, leucocitelor, cilindrilor) – proba Neciporenko	2,5	12,0	14,5
16.	Proba Zimnițki	10,0	-	10,0
17.	Testarea urinei la analizor (până la 11 indici) fără microscopia sedimentului urinar	4,0	-	4,0
<b>B. Explorarea secreției gastrice</b>				
18.	Proprietățile fizice (cantitatea, culoarea, mirosul, prezența mucozității, elementelor patologice)	3,0	-	3,0
19.	Determinarea acidității totale, HCl liber, HCl legat prin metoda de titrare	3,0	-	3,0
20.	Determinarea pepsinei	-	10,0	10,0
21.	Examenul microscopic al sucului gastric (leucocite, eritrocite, celule epiteliale, microorganisme, rămășițe alimentare etc.)	-	5,0	5,0
<b>C. Explorarea sucului duodenal</b>				
22.	Proprietățile fizice: cantitatea, culoarea, consistența, densitatea relativă, pH-ul, prezența mucozității, elementelor patologice	3,0	-	3,0
23.	Examenul microscopic (leucocite, eritrocite, celule epiteliale, cristale, protozoare lamblii, helminți)	-	15,0	15,0

	<b>D. Examenul lichidului cefalo-rahidian</b>			
24.	Proprietățile fizice: aspectul și culoarea, transparența, densitatea relativă, formarea vâului de fibrină	3,0	-	3,0
25.	Identificarea proteinelor după reacția Pandy	2,5	-	2,5
26.	Dozarea proteinelor cu acid sulfosalicilic	6,5	-	6,5
27.	Dozarea glicorahiei	-	6,0	6,0
28.	Dozarea clorurilor	-	6,0	6,0
29.	Determinarea numărului de elemente celulare (citozei) și numărătoarea lor diferențiată în preparatul nativ	3,0	12,0	15,0
30.	Microscopia preparatului colorat	5,0	7,0	12,0
	<b>E. Examenul lichidelor patologice de puncție (exudatelor și transudatelor)</b>			
31.	Proprietățile fizice: volumul, caracterul, culoarea, transparența, densitatea relativă	2,0	-	2,0
32.	Identificarea proteinelor (metoda calitativă), proba Rivalt	4,0	-	4,0
33.	Dozarea proteinelor (metoda cantitativă) prin diluție	4,0	-	4,0
34.	Examenul microscopic (eritrocite, leucocite, celule mezoteliale, celule neoplastice, picături de lipide, druze de actinomicete)	4,0	8,0	12,0
35.	Microscopia preparatului colorant	5,0	20,0	25,0
	<b>F. Examenul lichidelor sinoviale</b>			
36.	Proprietățile fizice: cantitatea, aspectul, transparența, densitatea relativă, prezența chiagului de mucină, viscozitatea	10,0	-	10,0
37.	Citoza	15,0	-	15,0
38.	Numărătoarea fagocitelor	-	7,0	7,0
39.	Citirea formulei leucocitare	4,0	7,0	11,0
	<b>G. Examenul sputei</b>			
40.	Proprietățile fizice: cantitatea, culoarea, aspectul, consistența, mirosul, depunerea în straturi.	3,0	-	3,0
41.	Examenul microscopic (prezența fibrelor elastice, elementelor astmatice, eritrocite, leucocite, celule ale epitelului cilindric, cristale, druze de actinomicete, levuri, elemente ale echinococului, celule neoplastice): - Microscopia preparatului nativ - Microscopia preparatului colorat	1,5 4,0	7,0 6,0	8,5 10,0
42.	Examenul sputei la Mycobacterium tuberculosis: - în preparate colorate (2 preparate) - prin metoda flotației	4,0 15,0	10,0 6,0	14,0 21,0
43.	Identificarea hemosiderinei	4,0	8,0	12,0
	<b>H. Examenul materiilor fecale</b>			
44.	Proprietățile fizice: aspectul, cantitatea, culoarea, consistența, mirosul, pH-ul	4,0	-	4,0
45.	Identificarea sângelui	3,0	-	3,0
46.	Identificarea bilirubinei, stercobilinei	3,0	-	3,0
47.	Identificarea substanțelor proteice (Tribule-Vișneakov)	5,0	2,0	7,0
48.	Examenul microscopic – coprologia (reziduuri alimentare, mucus, eritrocite, leucocite, epitelii)			



49.	Depistarea protozoarelor	5,0	5,0	10,0
50.	Depistarea ouălor de helminți	5,0	8,0	13,0
51.	Cercetarea la enterobioză (3 preparate)	5,0	8,0	13,0
<b>I. Examenul secrețiilor genitale și urogenitale</b>				
52.	Examinarea la Trichomonas și gonococi			
	- primar	5,0	10,0	15,0
	- ulterior	2,0	6,0	8,0
53.	Determinarea profilului hormonal	-	10,0	10,0
54.	Cercetarea secretului prostatei	-	15,0	15,0
55.	Determinarea cantității, culorii, mirosului, viscozității, pH-ul ejaculatului	5,0	-	5,0
56.	Examenul microscopic al ejaculatului, număratoarea spermatozoizilor, determinarea mobilității și a spermatozoizilor "vii" și "morți", stimularea mobilității spermatozoizilor ("reanimarea" lor)	-	40,0	40,0

## II. Explorări hematologice și citochimice

<b>A. Cercetări hematologice</b>				
1.	Recoltarea sângelui din deget pentru cercetările hematologice:			
	- la 5 parametri	4,0	-	4,0
	- un parametru	2,0	-	2,0
2.	Înregistrarea (preliminară și finală a materialului de cercetare: datelor din pașaportul pacienților, rezultatelor cercetărilor etc.) manuală (în registre, formulare) sau la calculator	3,5	-	3,5
3.	Dozarea hemoglobinei în sânge:			
	- primară	4,0	-	4,0
	- ulterioară	2,5	-	2,5
4.	Număratoarea eritrocitelor:			
	- în camera de numărat	9,5	-	9,5
	- la contor semiautomat	4,0	-	4,0
5.	Determinarea hematocritului	6,5	-	6,5
6.	Calcularea indicilor eritrocitari (concentrației medii de hemoglobină într-un eritrocit, conținutul mediu de hemoglobină într-un eritrocit, calcularea volumului mediu al eritrocitului)	-	3,0	3,0
7.	Determinarea diametrului eritrocitar în frotiul colorat	-	20,0	20,0
8.	Construirea curbei de distribuție a eritrocitelor după mărimea diametrului (curba Price-Jones)	-	16,0	16,0
9.	Determinarea rezistenței osmotice a eritrocitelor	30,0	10,0	40,0
10.	Număratoarea eritrocitelor cu granulație bazofilă	3,0	13,0	16,0
11.	Număratoarea reticulocitelor			
	- primară	5,0	9,0	14,0
	- ulterioară	3,0	7,0	10,0
12.	Număratoarea trombocitelor – frotiu colorat			
	- primară	7,0	11,0	18,0
	- ulterioară	2,0	9,0	11,0

13.	Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)	2,0	-	2,0
14.	Numărătoarea leucocitelor:			
	- în camera de numărât	6,0	-	6,0
	- la contor semiautomat	4,0	-	4,0
15.	Caracteristica morfologică a leucocitelor în sângele periferic (formula leucocitară):			
	- descrierea elementelor	5,0	7,5	12,5
	- descrierea elementelor pentru bolnavii hematologici	5,0	13,5	18,5
16.	Numărătoarea mielocariocitelor	-	14,0	14,0
17.	Numărătoarea megacariocitelor	-	14,0	14,0
18.	Citirea mielogramei și caracteristica hematopoezei medulare	5,0	60,0	65,0
19.	Depistarea celulelor lupice (LE)			
	- primară	35,0	15,0	50,0
	- ulterioară	15,0	15,0	30,0
20.	Cercetarea sângelui la paraziții malariei	5,0	15,0	20,0
21.	Determinarea hemoglobinei fetale în lizatul eritrocitar	-	12,0	12,0
22.	Cercetările hematologice la analizoarele hematologice:			
	- proba unui pacient la analizor cu productivitatea de pînă la 60 analize pe oră;	5,0	0,5	5,5
	-proba unui pacient la analizor cu 2 canale și diluarea semiautomată;	5,5	0,5	6,0
	-proba unui pacient la analizor cu 2 canale și diluarea automată.	4,0	0,5	4,5
	B. Cercetări citochimice ale celulelor sanguine și ale măduvei osoase			
23.	Determinarea activității glucozo-6-fosfat dehidrogenazei în eritrocite	17,0	15,0	32,0
24.	Determinarea activității fosfatazei alcaline:			
	- în sângele periferic	10,0	10,0	20,0
	- în frotiurile măduvei osoase	10,0	10,0	20,0
25.	Determinarea activității fosfatazei acide:			
	- în sângele periferic	15,0	30,0	45,0
	- în frotiurile măduvei osoase	15,0	15,0	30,0
26.	Determinarea activității alfa-naftil-acetat esterazei:			
	- în sângele periferic	15,0	20,0	35,0
	- în frotiurile măduvei osoase	15,0	20,0	35,0
27.	Determinarea activității alfa-naftil-AS-D-cloracetatesterazei:			
	- în sângele periferic	15,0	20,0	35,0
	- în frotiurile măduvei osoase	15,0	20,0	35,0
28.	Determinarea activității peroxidazei:			
	- în sângele periferic	15,0	20,0	35,0
	- în frotiurile măduvei osoase	15,0	20,0	35,0
29.	Determinarea activității succinatdehidrogenazei:			
	- în sângele periferic	10,0	25,0	35,0
30.	Determinarea activității alfa-glicerofosfat-dehidrogenazei în sângele periferic	15,0	20,0	35,0

31.	Dozarea lipidelor: - în sângele periferic - în frotiurile măduvei osoase	6,0 6,0	20,0 20,0	26,0 26,0
32.	Dozarea mucopolizaharidelor neutre: - în sângele periferic - în frotiurile măduvei osoase	17,0 17,0	20,0 20,0	37,0 37,0
33.	Determinarea siderocitelor și sideroblaștilor: - în sângele periferic - în frotiurile măduvei osoase	17,0 17,0	20,0 20,0	37,0 37,0
<b>III. Investigații citologice</b>		Durata efectuării unei investigații (min) pentru specialistul		
		Cu studii medii	Cu studii superioare	
		Toate preparatele la un pacient	Un preparat la un pacient	Următoarele preparate la un pacient
1.	Cercetarea punctatelor formațiunilor tumorale și infiltrațiilor de orice localizare: piele, glandă mamară; ficat, rinichi, plămâni, tumori retroperitoneale, tumori ale mediastinului, glandei tiroide, prostată, testicul, ovare, ganglioni limfatici, amigdale, țesuturi moi, oase	20,0 20,0	20,0 35,0	8,0 10,0
<b>Citologia exfoliativă</b>				
2.	Cercetarea materialului recoltat în timpul examinării ginecologice: - înregistrarea (preliminară și finală a materialului de cercetare: datelor din pașaportul pacienților, rezultatelor cercetărilor etc.) manuală (în registre, formulare) sau la computer; - colorarea frotiului; - microscopia frotiului.	3,5  1,5 6,0	-  - 20,0	-  - -
3.	Cercetarea transudatelor, exudatelor, secretelor, excretelor	30,0	20,0	8,0
4.	Cercetarea raclatelor și eliminărilor de pe suprafața eroziunilor, ulcerelor, rănilor și fistulelor	20,0	20,0	6,0
5.	Cercetările citologice la examinarea endoscopică a pacienților: cercetarea materialului căpătat prin laringoscopie, bronhoscopie, esofagoscopie, gastroscopie, duodenoscopie, laparoscopie, colonoscopie și al.(amprente de pe bioptat, raclate, aspirație, punctate transbronșice și al.)	20,0	25,0	8,0
<b>Investigații citochimice a materialului citologic</b>				
6.	Determinarea mucopolisaharidelor în celule	17	15	-
7.	Determinarea lipidelor	15	6	-
8.	Determinarea activității fosfatazei acide	15	10	-
9.	Determinarea activității fosfatazei alcaline	15	10	-
10.	Determinarea activității peroxidazei	15	10	

11.	Determinarea hemosiderinei	15	6	
12.	Investigații imunomorfologice cu anticorpi monoclonali	120	35	-
<b>IV. Investigații biochimice</b>		Durata efectuării unei investigații (min) pentru specialistul		
		Cu studii medii	Cu studii superioare	Total
1.	Recoltarea sângelui venos	3,5	-	3,5
2.	Prelucrarea sângelui pentru obținerea serului sau plasmei	3,5	-	3,5
3.	Înregistrarea preliminară și finală a materialului de cercetare (datelor din pașaportul pacienților, rezultatelor cercetărilor etc.) manuală (în registre, formulare) sau la computer.	3,5	-	3,5
4.	Dozarea proteinelor totale în serul sanguin: - primară - ulterioară	2,0 1,0	3,0 2,0	5,0 3,0
5.	Determinarea albuminei în serul sanguin: - primară - ulterioară	2,0 1,0	3,0 2,0	5,0 3,0
6.	Determinarea fracțiunilor proteice în serul sanguin prin metoda de electroforeză pe pelicule de acetatceluloză:  - primară - ulterioară	3 1	40,0 4,0	43,0 5,0
7.	Determinarea mioglobinei în serul sanguin	2,0	12,0	14,0
8.	Determinarea troponinelor I și M în serul sanguin - testul expres	-	12,0	12,0
9.	Proba cu timol: - primară - ulterioară	2,0 1,0	3,0 2,0	5,0 3,0
10.	Proba cu sublimat corosiv: - primară - ulterioară	5,0 2,0	- -	5,0 2,0
11.	Dozarea ureei în ser și urină prin metoda enzimatică: - primară - ulterioară	2,0 1,0	6,0 3,0	8,0 4,0
12.	Dozarea ureei în ser și urină prin metoda cu diacetilmonooximă: - primară - ulterioară	2,0 1,0	6,0 3,0	8,0 4,0
13.	Dozarea creatininei în ser și urină: - primară - ulterioară	2,0 1,0	7,0 5,0	9,0 6,0
14.	Dozarea acidului uric în ser și urină: - primară - ulterioară	2,0 1,0	7,0 5,0	9,0 6,0
15.	Dozarea glucozei în ser, urină, lichid cefalorahidian (glucozooxidaza): - primară	2,0	6,0	8,0



	- ulterioară	1,0	3,0	4,0
16.	Dozarea acizilor sialici în serul sanguin:			
	- primară	5,0	5,0	10,0
	- ulterioară	3,0	3,0	6,0
17.	Dozarea seromucoizilor în ser:			
	- primară	2,0	10,0	12,0
	- ulterioară	1,0	8,0	9,0
18.	Dozarea hemoglobinei glicozilate	2,0	10,0	12,0
19.	Dozarea beta-lipoproteinelor în ser:			
	- primară	7,0	-	7,0
	- ulterioară	4,0	-	4,0
20.	Dozarea fracțiunilor lipoproteinelor în ser:			
	- primară	-	20,0	20,0
	- ulterioară	-	15,0	15,0
21.	Dozarea colesterolului total în ser:			
	- primară	2,0	5,0	7,0
	- ulterioară	1,0	3,0	4,0
22.	Dozarea fracțiunilor colesterolului în ser			
	- primară	-	15,0	15,0
	- ulterioară	-	10,0	10,0
23.	Dozarea colesterolului lipoproteidelor cu densitatea înaltă (alfa –colesterolul)	2,0	8,0	10,0
24.	Dozarea Apo-A în serul sanguin	2,0	10,0	12,0
25.	Dozarea Apo-B în serul sanguin	2,0	10,0	12,0
26.	Dozarea lipidelor totale în ser:			
	- primară	3,0	10,0	13,0
	- ulterioară	2,0	4,0	6,0
27.	Dozarea trigliceridelor în ser:			
	- primară	2,0	8,0	10,0
	- ulterioară	1,0	6,0	7,0
28.	Dozarea fosfolipidelor totale în ser:			
	- primară	5,0	10,0	15,0
	- ulterioară	3,0	7,0	10,0
29.	Dozarea bilirubinei totale în ser și a fracțiunilor:			
	- primară	2,0	7,0	9,0
	- ulterioară	1,0	5,0	6,0
30.	Determinarea porfirinelor în eritrocite, urină, fecale	5,0	15,0	20,0
31.	Determinarea acidului delta-aminolevulinic în urină	2,0	13,0	15,0
32.	Determinarea calitativa a uroporfirinei și coproporfirinei în urină	5,0	10,0	15,0
33.	Dozarea moleculelor cu masa medie în serul sanguin	2,0	10,0	12,0
34.	Dozarea sodiului sau potasiului în ser, plasmă, urină, eritrocite prin fotometrie:			
	- primară	2,0	5,0	7,0
	- ulterioară	1,0	4,0	5,0
35.	Dozarea sodiului și potasiului în ser, plasmă, urină, eritrocite metoda ionselectivă:	3,0	-	3,0
36.	Dozarea clorului în ser, lichid cefalorahidian:			

	- primară	2,0	6,0	8,0
	- ulterioară	1,0	4,0	5,0
37.	Dozarea calciului în ser:			
	- primară	2,0	6,0	8,0
	- ulterioară	1,0	4,0	5,0
38.	Dozarea calciului ionizat în sânge	2,0	10,0	12,0
39.	Dozarea magneziului în ser, plasmă, urină:			
	- primară	2,0	6,0	8,0
	- ulterioară	1,0	4,0	5,0
40.	Dozarea fosforului anorganic în ser și urină:			
	- primară	2,0	6,0	8,0
	- ulterioară	1,0	4,0	5,0
41.	Dozarea fierului în ser:			
	- primară	2,0	8,0	10,0
	- ulterioară	1,0	5,0	6,0
42.	Determinarea capacității serului sanguin de combinare cu fierul:			
	- primară	2,0	10,0	12,0
	- ulterioară	1,0	8,0	9,0
43.	Dozarea feritinei în ser	2,0	15,0	17,0
44.	Dozarea transferinei în ser, plasmă	2,0	15,0	17,0
45.	Dozarea zincului în ser	2,0	5,0	7,0
46.	Dozarea litiului în ser	2,0	13,0	15,0
47.	Dozarea cuprului în ser	2,0	5,0	7,0
48.	Dozarea ceruloplasminei în ser	2,0	13,0	15,0
49.	Dozarea acidului lactic în ser	2,0	13,0	15,0
50.	Dozarea acidului piruvic în ser	2,0	13,0	15,0
51.	Dozarea D-xilozei	-	40,0	40,0
52.	Dozarea mercurului în sânge, urină și tesuturi	-	35,0	35,0
53.	Dozarea arseniului în sânge, urină și tesuturi	-	15,0	15,0
54.	Dozarea plumbului în sânge, urină și tesuturi	2,0	13,0	15,0
55.	Dozarea nitraților în ser și urină	2,0	13,0	15,0
56.	Dozarea methemoglobinei în sânge	2,0	8,0	10,0
57.	Determinarea alcaloizilor în materialul biologic	2,0	15,0	17,0
58.	Determinarea somniferelor și preparatelor sedative în materialul biologic	2,0	13,0	15,0
59.	Dozarea mioglobinei în ser	-	20,0	20,0
60.	Dozarea troponinei în ser, metoda cantitativă	-	20,0	20,0
61.	Determinarea activității $\alpha$ -amilazei în ser, plasmă, urină, conținutul duodenal prin metoda amiloclastică:			
	- primară	2,0	8,0	10,0
	- ulterioară	1,0	4,0	5,0
62.	Determinarea activității ALT în ser, metoda Raitman-Frenkel:			
	- primară	2,0	8,0	10,0
	- ulterioară	1,0	4,0	5,0
63.	Determinarea activității AST în ser, metoda Raitman-Frenkel:			
	- primară	2,0	8,0	10,0
	- ulterioară	1,0	4,0	5,0

64.	Determinarea activității gama-glutamyltrans-peptidazei în ser, metoda colorimetrică: - primară - ulterioară	2,0 1,0	10,0 6,0	12,0 7,0
65.	Determinarea activității gama-glutamyltrans-peptidazei în ser, metoda colorimetrică: - primară - ulterioară	2,0 1,0	8,0 4,0	10,0 5,0
66.	Determinarea activității creatinkinazei și izoenzimelor ei în ser, metoda colorimetrică: - primară - ulterioară	2,0 1,0	8,0 4,0	10,0 5,0
67.	Determinarea activității lactatdehidrogenazei în ser, metoda colorimetrică: - primară - ulterioară	2,0 1,0	20,0 15,0	22,0 16,0
68.	Determinarea activității lipazei în ser, metoda colorimetrică - primară - ulterioară	2,0 1,0	13,0 7,0	15,0 8,0
69.	Determinarea activității fosfatazei acide și fracțiunilor ei în ser, metoda colorimetrică: - primară - ulterioară	2,0 1,0	18,0 9,0	20,0 10,0
70.	Determinarea activității fosfatazei alcaline și fracțiunilor ei în ser, metoda colorimetrică: - primară - ulterioară	2,0 1,0	18,0 7,0	20,0 8,0
71.	Determinarea activității 5'-nucleotidazei în ser	2,0	18,0	20,0
72.	Determinarea activității leucinaminopeptidazei în ser	2,0	8,0	10,0
73.	Determinarea activității fructozo-1-fosfaldolazei în ser	2,0	18,0	20,0
74.	Determinarea activității glutamatdehidrogenazei în ser	2,0	10,0	12,0
75.	Determinarea activității alcooldehidrogenazei în ser	2,0	16,0	18,0
76.	Determinarea activității glucozo-6- fosfat-dehidrogenazei în hemolizatul eritrocitelor	4,0	20,0	24,0
77.	Determinarea activității sorbitoldehidrogenazei în serul sanguin	2,0	18,0	20,0
78.	Determinarea activității catalazei în ser, eritrocite, urină	4,0	10,0	14,0
79.	Determinarea activității pseudocolinesterazei în ser	2,0	10,0	12,0
80.	Determinarea activității tripsinei în ser, în conținutul duodenal	2,0	15,0	17,0
81.	Determinarea inhibitorului tripsinei în ser	4,0	16,0	20,0
82.	Determinarea activității lipoproteinlipazei în serul sanguin	2,0	18,0	20,0
83.	Determinarea activității beta-glicozidazei în ser, urină, plasma spermă	4,0	20,0	24,0

84.	Determinarea echilibrului acido-bazic la analizator: - primară - ulterioară	- -	12,0 10,0	12,0 10,0
85.	Efectuarea unui indice biochimic la analizor biochimic semiautomat: - după punct final - prin reacție cinetică	- -	3,5 4,5	3,5 4,5
86.	Efectuarea unui indice biochimic la analizor biochimic automat cu productivitatea: - de pînă la 100 analize pe oră - de pînă la 300 analize pe oră - mai mult de 300 analize pe oră	0,8 0,6 0,5	0,8 0,6 0,5	1,6 1,2 1,0
	<b>Cercetarea hormonilor</b>			
87.	Dozarea hormonilor în ser prin metoda imunoenzimatică: adrenocorticotrop ACTH, luteinizant (LH), foliculostimulant (FSH), prolactinei, estradiolului, progesteronului, testosteronului, aldosteronului, gonadotropinei horionice, T <sub>4</sub> , T <sub>3</sub> , TSH, insulinei, și alți hormoni cercetați prin metoda imunoenzimatică - la analizor automat - la analizor semiautomat	4,0 4,0	3,0 8,0	7,0 12,0
88.	Dozarea hormonilor în ser, urină prin metoda radioimunologică: adrenocorticotrop ACTH, luteinizant (LH), foliculostimulant (FSH), prolactinei, estradiolului, progesteronului, testosteronului, aldosteronului, gonadotropinei horionice, T <sub>4</sub> , T <sub>3</sub> , TSH, insulinei, și alți hormoni cercetați prin metoda radioimunologică:	3,0	6,0	9,0
89.	Dozarea aldosteronului în ser prin metoda cromatografică	5 ore	5 ore	10 ore
90.	Dozarea 17-hidroxicorticosteroizilor în plasma sanguină, urină, lichidul amniotic	20,0	5,0	25,0
91.	Dozarea 11-hidroxicorticosteroizilor în ser, plasmă, urină prin metoda radioimună	5,0	6,0	11,0
92.	Dozarea dehidroepiandrosteronului în urină	20,0	5,0	25,0
93.	Dozarea 17-cetosteroizilor în urină	18,0	5,0	23,0
94.	Dozarea catecolaminelor și a precursorilor lor (DOPA, dopaminei, noradrenalinei și adrenalinei) în ser, plasmă, urină, lacrimă, lichidul cefalorahidian, lichidul amniotic	5,0	45,0	50,0
95.	Dozarea acidului vanililmandalic în ser, urină	30,0	10,0	40,0
96.	Dozarea serotonininei în ser, urină, acidului 5-hidroxiindolil-acetic, histaminei prin metoda fluorimetrică	5,0	45,0	50,0
97.	Determinarea activității reninei prin metoda radioimună	2,0	5,0	7,0
98.	Cercetarea hormonilor la analizor automat	2,0	2,0	4,0
	<b>V. Cercetările coagulologice</b>			
1.	Recoltarea probei primare	3,5	-	3,5
2.	Obținerea plasmei (proba secundară)	2,0	-	2,0



3.	Înregistrarea preliminară și finală a materialului de cercetare (datelor din pașaportul pacienților, rezultatelor cercetărilor etc.) manuală (în registre, formulare) sau la computer.	3,5	-	3,5
4.	Timpul de sângerare după Duke	10,0	-	10,0
5.	Timpul de coagulare a sângelui periferic	10,0	-	10,0
6.	Timpul de coagulare după Lee-White	10,0	-	10,0
7.	Determinarea receptorilor trombocitelor IIb/IIIa, Ib: - primară - ulterioară	- -	70,0 3,0	70,0 3,0
8.	Determinarea f. Wiellebrand	5,0	20,0	25,0
9.	Retracția chiagului de sânge	20,0	5,0	25,0
10.	Determinarea capacității de adeziune (retenție) a trombocitelor	3,0	5,0	8,0
11.	Agregarea (agregația) spontană a trombocitelor	3,0	5,0	8,0
12.	Agregarea trombocitelor în prezența agoniștilor: ADP, collagen, adrenalina, ristocetina (ristomicina), acid arahidonic, ionoforul de calciu, serotonina, trombina, factorul leucocitar de agregare (FAT)	5,0	10,0	15,0
13.	Timpul de recalcificare activat (TRA): - primară - ulterioară	2,0 1,0	9,0 5,0	11,0 6,0
14.	Timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA): - primară - ulterioară	2,0 1,0	9,0 5,0	11,0 6,0
15.	Timpul de protrombină (de tromboplastină), indicele protrombinic, raportul protrombinic normalizat (RPN): - primară - ulterioară - automat	2,0 1,0 -	5,0 3,0 4,0	7,0 4,0 4,0
16.	Diagnosticul diferențial al deficitului f. V, VIII, IX, X, XI	2,0	15,0	17,0
17.	Diagnosticul diferențial al deficitului f. VII, X, V sau II pe baza testelor cu coagulaza veninului de șarpe (lebetox, ehitox) și timpului de protrombină	2,0	15,0	17,0
18.	Diagnosticul diferențial al deficitului f. VIII, IX, XI pe baza TTPA cu amestec de eritrofosfatidă și caolină	5,0	20,0	25,0
19.	Determinarea f. Va în plasma sanguină cu folosirea plasmei deficitare în f.V	2,0	10,0	12,0
20.	Anomalia f. Va Leyden (analiza PCR): - primară - ulterioară	- -	180,0 90,0	180,0 90,0
21.	Anomalia f. II (analiza PCR): - primară - ulterioară	- -	180,0 90,0	180,0 90,0
22.	Testul cu etanol	2,0	3,0	5,0
23.	Testul cu protamin sulfat	2,0	4,0	6,0

24.	Determinarea f. XIII (factorul de stabilizare a fibrinei)	2,0	18,0	20,0
25.	Timpul de trombină cu soluție de trombină standard: - primară - ulterioară	- -	12,0 8,0	12,0 8,0
26.	Timpul de trombină cu sulfat de protamină: - primară - ulterioară	- -	14,0 10,0	14,0 10,0
27.	Dozarea fibrinogenului prin metoda gravidimetrică: - primară - ulterioară - automat	8,0 6,0 -	- - 4,0	8,0 6,0 4,0
28.	Timpul de reptilază cu coagulaza veninului de botrox (botroxcloataza)	3,0	10,0	13,0
29.	Determinarea antitrombinei III: - primară - ulterioară	- -	55,0 20,0	55,0 20,0
30.	Determinarea anticoagulantului "lupic"	3,0	15,0	18,0
31.	Liza euglobulinică (activitatea fibrinolitică): - primară - ulterioară	2,0 2,0	13,0 8,0	15,0 10,0
32.	Liza euglobulinică stimulată cu streptochinază	2,0	18,0	20,0
33.	Liza euglobulinică stimulată cu f.XIIa-calikreină	2,0	18,0	20,0
34.	Liza euglobulinică stimulată prin compresia dozată a extremităților (proba cu manșeta)	2,0	18,0	20,0
35.	Determinarea complexelor solubile de monomeri ai fibrinei: - primară - ulterioară	- -	18,0 16,0	18,0 16,0
36.	Produsele de degradare a fibrinogenului (fibrinei) prin metoda ELISA pentru o cercetare în serie la efectuarea a două determinări paralele	4,0	4,0	8,0
37.	Determinarea plasminei, plasminogenului: - primară - ulterioară	- -	50,0 20,0	50,0 20,0
38.	Dozarea alfa <sub>2</sub> - antiplasminei: - primară - ulterioară	- -	42,0 20,0	42,0 20,0
39.	Determinarea antigenului activatorului tisular al plasminogenului (tPA)	-	40,0	40,0
40.	Determinarea heparinei în serul sangvin: - primară - ulterioară	- -	8,0 6,0	8,0 6,0
41.	Dozarea f.V în plasma sangvină cu utilizarea plasmei deficiente în f.V	-	15,0	15,0
42.	Dozarea f.VIII în plasma sangvină cu utilizarea plasmei deficiente în f.VIII	-	15,0	15,0
43.	Dozarea f.IX în plasma sangvină cu utilizarea plasmei deficiente în f.IX	-	15,0	15,0
44.	Dozarea f.X în plasma sangvină cu utilizarea plasmei deficiente în f.X	-	15,0	15,0

45.	Determinarea produselor de degradare a fibrinogenului (fibrinei)	5,0	10,0	15,0
46.	Dozarea inhibitorului activatorului plasminogenului 1 și 2 (PAI 1, PAI 2): - activitatea - antigenul	- -	70,0 40,0	70,0 40,0
<b>VI. Cercetările imunologice pentru diagnosticul maladiilor neinfecțioase și reacțiile imunității nespecifice</b>		Durata efectuării unei investigații (min) pentru specialistul		
		Cu studii medii	Cu studii superioare	Total
1.	Prelucrarea sângelui venos	3,5	-	3,5
2.	Înregistrarea preliminară și finală a materialului de cercetare (datelor din pașaportul pacienților, rezultatelor cercetărilor etc.) manuală (în registre, formulare) sau la computer.	3,5	-	3,5
3.	Determinarea grupelor sangvine ale sistemului ABO cu seruri standarde: - primară - ulterioară	- -	13,0 8,0	13,0 8,0
4.	Determinarea grupelor sangvine ale sistemului ABO cu utilizarea țolicloanelor: - primară - ulterioară	- -	11,0 7,0	11,0 7,0
5.	Determinarea Rh-factorului cu ser anti-Rh standard - primară - ulterioară	- -	15,0 8,0	15,0 8,0
6.	Determinarea Rh-factorului cu utilizarea țoliclonului: - primară - ulterioară	- -	11,0 7,0	11,0 7,0
7.	Determinarea Rh-factorului cu gelatină: - primară - ulterioară	- -	15,0 10,0	15,0 10,0
8.	Determinarea factorului Rh cu reagentul universal standard (metoda expres)	-	10,0	10,0
9.	Determinarea anticorpilor compleți izoimuni anti-A și anti-B prin reacția de hemaglutinare în mediu salin	-	35,0	35,0
10.	Determinarea subgrupelor sistemului de antigeni al eritrocitelor	-	35,0	35,0
11.	Proba Coombs directă: - primară - ulterioară	- -	35,0 7,0	35,0 7,0
12.	Proba Coombs indirectă: - primară - ulterioară	- -	70,0 20,0	70,0 20,0
13.	Determinarea anticorpilor rezus incompleți prin metoda aglutinării cu gelatină: - primară - ulterioară	- -	35,0 10,0	35,0 10,0

14.	Determinarea titrului anticorpilor rezus: - primară - ulterioară	- -	40,0 17,0	40,0 17,0
15.	Alegerea donatorului după testul Coombs	-	90,0	90,0
	<b>Rezistența nespecifică</b>			
16.	Determinarea proteinelor cationice lizozomale	-	50,0	50,0
17.	Determinarea anticorpilor naturali normali (micrometoda)	-	7,0	7,0
18.	Determinarea activității complementare a serului sanguin prin metoda titrării după 50% hemoliză: - primară - ulterioară	25,0 15,0	50,0 10,0	75,0 25,0
19.	Determinarea factorilor complementului prin nefelometrie	-	14,0	14,0
20.	Determinarea lizozimei cu Micrococcus lyzodeiticus	-	14,0	14,0
21.	Determinarea activității fagocitare a neutrofilelor cu cultura St.aureus: - primară - ulterioară	40,0 20,0	55,0 25,0	95,0 45,0
22.	Determinarea activității fagocitare a leucocitelor prin metoda vizuală directă: - primară - ulterioară	80,0 28,0	44,0 24,0	124,0 52,0
23.	Testul cu nitroblutetrazol (NBT-test):	16	11	27
	<b>Imunitatea celulară</b>			
24.	Determinarea numărului de limfocite T și B în sângele periferic prin metoda E-formarea rozetelor - pentru pregătirea hemosistemei de 2 ori în săptămână	16,0 180,0	11,0 -	27,0 180,0
25.	Determinarea limfocitelor T totale prin metoda de rozetare	20,0	27,0	47,0
26.	Determinarea limfocitelor T active prin metoda de rozetare	10,0	25,0	35,0
27.	Determinarea limfocitelor T termostabile prin metoda de rozetare	10,0	25,0	35,0
28.	Determinarea limfocitelor T teofilinrezistente și teofilinsensibile prin metoda de rozetare	20,0	27,0	47,0
29.	Determinarea limfocitelor B prin metoda de rozetare complementară	20,0	30,0	50,0
30.	Determinarea limfocitelor B mature prin metoda de rozetare cu eritrocite de șoarece	20,0	27,0	47,0
31.	Determinarea limfocitelor T și B, subpopulațiilor cu anticorpi monoclonali	80,0	100,0	180,0
32.	Determinarea transformării blastice a limfocitelor cu lectine, antigene specifice (metoda microscopică)	80,0	100,0	180,0
33.	Determinarea inhibiției migrației leucocitelor în capilare	40,0	80,0	120,0
34.	Determinarea sensibilității limfocitelor la imunomodulatori și alte preparate medicale prin	20,0	27,0	47,0



35.	Citotoxicitate dependență de complement	20,0	27,0	47,0
36.	LAI-test	45,0	45,0	90,0
37.	Determinarea supresorilor prin metoda de rozetare cu ser fetal de vițel	20,0	27,0	47,0
	<b>Imunitatea umorală</b>			
38.	Determinarea concentrației claselor principale de imunoglobuline (IgA, IgM, IgG) prin metoda imunodifuziei radiale în gel după Mancini pentru o clasă de Ig: - primară - ulterioară	35,0 2,0	10,0 6,0	45,0 8,0
39.	Determinarea concentrației claselor principale de imunoglobuline prin metoda turbidimetrică: - primară - ulterioară	4,0 2,0	8,0 4,0	12,0 6,0
40.	Determinarea concentrației claselor principale de imunoglobuline prin metoda imunoenzimatică: - la analizor automat - la analizor semiautomat	4,0 4,0	3,0 8,0	7,0 12,0
41.	Determinarea concentrației de imunoglobulină E specifică: Prin metoda imunoenzimatică: - la analizor automat - la analizor semiautomat Prin metoda imunocromatografiei	4,0 4,0 3,5	5,0 6,0 2,5	9,0 10,0 6,0
42.	Reacția de fixare a complementului	22,0	22,0	44,0
43.	Determinarea activității anti-O-streptolizinei prin metoda hemolizei pasive: - primară - ulterioară	24,0 7,0	33,0 7,0	58,0 14,0
44.	Determinarea activității anti-O-streptolizinei prin metoda latex-test: - primară - ulterioară	2,0 1,0	10,0 3,0	12,0 4,0
45.	Determinarea factorului reumatoid în serul sanguin reacția de hemaglutinare (Vaaler-Rose): - primară - ulterioară	30,0 6,0	30,0 8,0	60,0 14,0
46.	Determinarea factorului reumatoid prin metoda latex-test: - primară - ulterioară	2,0 1,0	10,0 3,0	12,0 4,0
47.	Determinarea proteinei C-reactive prin reacția de precipitare în capilare	4,0	-	4,0
48.	Determinarea proteinei C-reactive prin metoda latex-test: - primară - ulterioară	2,0 1,0	10,0 3,0	12,0 4,0
49.	Determinarea activității antihialuronidazei în serul sanguin - primară - ulterioară	25,0 8,0	6,0 4,5	31,0 12,5

50.	Reacția de precipitare cu 3,75 % PEG pentru identificarea complexelor imune circulante (CIC): - primară - ulterioară	11,0 40,0	11,0 40,0	22,0 80,0
51.	Determinarea complexelor imune circulante (CIC) prin metoda spectrofotometrică	4,0	6,0	10,0
52.	Dozarea autoanticorpilor antitireoglobulinici, anticardiolipinici, antimielinici, antifosfatidilserinici, antispermali, anti-ADN, contra fracției microsomale a tireocitelor, contra histonelor, colagenului, antigenelor nucleare extractive, contra seriei de autoantigene de bază (ficat, rinichi, inima, stomac etc.), contra factorului reumatoid, factorului antinuclear, etc:			
	Reacția de hemaglutinare directă: - primară - ulterioară	10,0 2,0	10,0 3,0	20,0 5,0
	Prin metoda imunoenzimatică: - la analizor automat - la analizor semiautomat	4,0 4,0	3,0 8,0	7,0 12,0
	Prin metoda de fluorescență indirectă: -primară -ulterioară	30,0 -	20,0 20,0	50,0 20,0
53.	Determinarea anticorpilor către antigenele virale și bacteriene (toxoplasma, citomegalovirus, herpes etc.) și oncomarkerilor prin metoda imunoenzimatică: - la analizor automat - la analizor semiautomat	4,0 4,0	3,0 8,0	7,0 12,0
54.	Determinarea antigenelor virale și bacteriene: - prin metoda imunocromatografică (test expres) - Prin metoda imunoenzimatică la analizor automat la analizor semiautomat	3,5  4,0 4,0	2,5  3,0 8,0	6,0  7,0 12,0
55.	Cercetări imunomorfologice cu anticorpi monoclonali, metoda de diagnosticare - reacția de polimerizare în lanț: - primară - ulterioară	120,0  - -	35,0  180,0 90,0	155,0  180,0 90,0

	VII. Cercetările pentru diagnosticul maladiilor venerice	Durata efectuării unei investigații (min) pentru specialistul		
	<i>Testele selective pentru sifilis</i>	Cu studii medii	Cu studii superoare	Total
1.	<p>Microreacția (MR) de precipitare cu antigenul cardiolipinic cu plasma sangvină (metoda calitativă):</p> <p>pentru pipetare și agitare manuală:</p> <p>Investigație cu rezultat negativ 4,25 0,5 4,75</p> <p>- investigație cu rezultat pozitiv 4,75 0,5 5,25</p> <p>pentru pipetare manuală și agitare cu aparat</p> <p>Investigație cu rezultat negativ 4,0 0,5 4,5</p> <p>- investigație cu rezultat pozitiv 4,5 0,5 5,0</p>			
2.	<p>Microreacția (MR) de precipitare cu antigenul cardiolipinic cu ser nativ inactivat (metoda calitativă):</p> <p>pentru pipetare și agitare manuală:</p> <p>investigație cu rezultat negativ 5,75 0,5 6,25</p> <p>- investigație cu rezultat pozitiv 6,25 0,5 6,75</p> <p>pentru pipetare manuală și agitare cu aparat</p> <p>investigație cu rezultat negativ 5,5 0,5 6,0</p> <p>- investigație cu rezultat pozitiv 6,0 0,5 6,5</p>			
3.	<p>Microreacția (MR) de precipitare cu antigenul cardiolipinic cu ser nativ inactivat (metoda cantitativă):</p> <p>- pentru pipetare și agitare manuală 11,25 1,75 13,0</p> <p>- pentru pipetare manuală și agitare cu aparat 9,5 1,75 12,25</p>			
	<i>Teste de diagnostic a sifilisului</i>			
4.	<p>Reacția de fixare a complementului (RFC) cu antigenul treponemic și cardiolipinic cu ser nativ inactivat pentru asigurarea centralizată cu eritrocitele sângelui de berbec:</p> <p>Metoda calitativă de termostat, pipetare manuală:</p> <p>- investigație cu rezultat negativ 8,25 7,0 15,25</p> <p>- investigație cu rezultat pozitiv 9,0 7,5 16,50</p> <p>Metoda calitativă la rece, pipetare manuală:</p> <p>- investigație cu rezultat negativ 4,50 5,5 10,00</p> <p>- investigație cu rezultat pozitiv 4,75 6,0 10,75</p>			
	<p>Metoda calitativă la rece, pipetare manuală mecanizată:</p> <p>- investigație cu rezultat negativ 2,50 5,5 8,00</p> <p>- investigație cu rezultat pozitiv 2,75 6,0 8,75</p>			
5.	<p>Reacția de fixare a complementului (RFC) cu antigenul treponemic sau cardiolipinic cu ser nativ inactivat pentru asigurarea centralizată cu eritrocitele sângelui de berbec (metoda cantitativă):</p> <p>- pipetare și agitare manuală 11,25 11,5 22,75</p> <p>- pipetare manuală mecanizată 7,0 11,5 18,5</p>			

6.	<p>Microreacția (MR) de precipitare cu antigenul cardiolipinic cu ser nativ inactivat (metoda calitativă):</p> <p>Pentru pipetare și agitare manuală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investigație cu rezultat negativ</li> <li>- investigație cu rezultat pozitiv</li> </ul> <p>Pentru pipetare manuală și agitare cu aparat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investigație cu rezultat negativ</li> <li>- investigație cu rezultat pozitiv</li> </ul>	<p>1,75</p> <p>2,0</p> <p>1,5</p> <p>1,75</p>	<p>0,5</p> <p>1,0</p> <p>0,5</p> <p>1,0</p>	<p>2,25</p> <p>3,0</p> <p>2,25</p> <p>2,75</p>
7.	<p>Microreacția (MR) de precipitare cu antigenul cardiolipinic cu ser nativ inactivat (metoda cantitativă):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pentru pipetare și agitare manuală</li> <li>- Pentru pipetare manuală și agitare cu aparat</li> </ul>	<p>11,25</p> <p>9,5</p>	<p>1,75</p> <p>1,75</p>	<p>13,0</p> <p>12,25</p>
8.	Reacția de floculare Kahn cu antigenul Kahn cu ser nativ inactivat, metoda calitativă	4,5	3,0	7,5
9.	<p>Reacția de fixare a complementului cu antigen cardiolipinic și treponemic cu lichidul cefalorahidian pentru asigurarea centralizată cu eritrocitele sângelui de berbec:</p> <p>Metoda calitativă de termostat, pipetare manuală:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investigație cu rezultat negativ</li> <li>- investigație cu rezultat pozitiv</li> </ul> <p>Metoda calitativă de termostat, pipetare manuală mecanizată:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- investigație cu rezultat negativ</li> <li>- investigație cu rezultat pozitiv</li> </ul> <p>Metoda calitativă la rece:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pipetare manuală</li> <li>- pipetare manuală mecanizată</li> </ul>	<p>15,0</p> <p>15,75</p> <p>13,0</p> <p>13,75</p> <p>14,25</p> <p>10,50</p>	<p>8,75</p> <p>9,25</p> <p>8,75</p> <p>9,25</p> <p>6,25</p> <p>6,25</p>	<p>23,75</p> <p>25,0</p> <p>21,75</p> <p>23,0</p> <p>20,5</p> <p>16,75</p>
<b>Testele specifice la sifilis</b>				
10.	<p>Reacția de imunofluorescență (RIF-abs) cu ser nativ inactivat prin asigurarea centralizată a antigenului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-metoda calitativă</li> <li>-metoda cantitativă</li> </ul>	<p>14,25</p> <p>42,25</p>	<p>6,5</p> <p>30,75</p>	<p>20,75</p> <p>73,00</p>
11.	<p>Reacția de imunofluorescență (RIF-200) cu ser nativ inactivat prin asigurarea centralizată a antigenului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-metoda calitativă</li> <li>-metoda cantitativă</li> </ul>	<p>14,25</p> <p>42,25</p>	<p>6,5</p> <p>30,75</p>	<p>20,75</p> <p>73,00</p>
12.	<p>Reacția de imunofluorescență (RIF-complet) cu lichid cefalorahidian complet prin asigurarea centralizată a antigenului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-metoda calitativă</li> <li>-metoda cantitativă</li> </ul>	<p>14,25</p> <p>42,00</p>	<p>5,5</p> <p>30,75</p>	<p>19,75</p> <p>72,75</p>
13.	Determinarea titrului absorbentului la 100 seruri a sângelui prin efectuarea reacțiilor de imunofluorescență (RIF-abs, RIF-200, RIF-c) cu asigurarea centralizată a antigenului	781,50	592,75	1374,25
14.	Determinarea titrului serului luminescent la 100 seruri a sângelui prin efectuarea reacțiilor de imunofluorescență (RIF-abs, RIF-200, RIF-c) cu	1024,25	642,50	1666,75



15.	Analiza imunoenzimatică (AIE) cu ser nativ inactivat (metoda calitativă)	12,00	6,50	18,50
-----	--	-------	------	-------

## Bibliografie:

1. Приказ Минздрава СССР № 386 от 18 мая 1973 г. "Об утверждении расчетных норм времени на лабораторные клинко-диагностические исследования (методические указания).
2. Методические рекомендации Минздрава СССР от 20 декабря 1989 г. № 10-11/163 «Оценка экономических показателей работы клинко-диагностических лабораторий».
3. Применение расчетных норм времени на проведение клинических лабораторных исследований (методические указания). – М., часть I, 1990. – 30с.
4. Применение расчетных норм времени на проведение клинических лабораторных исследований (методические указания). – М., часть II, 1990. – 16с.
5. Aprecierea indicilor economici în laboratoarele de diagnostic clinic (recomandatii metodice). Chisinau.- 1993.-19 p.
6. Расчетные нормы времени на проведение клинических лабораторных исследований.// Клин.лабор.диагностика. –1998. -№ 12. –С.33-52.
7. Клиническая лабораторная аналитика. Т.1а. Под ред. В.В.Меньшикова. М., "Агат-Мед", 2002.- 288 с.
8. Rezultatele măsurărilor cronometrice efectuate în laboratoarele de diagnostic clinic din Spitalul Clinic Republican (Grigore Iarmaliuc, Elena Jucova), Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (Liubovi Rațuc și Alexandru Chirița), Institutul de Oncologie (Nadejda Gherman, d.șt. biol.), Spitalul Clinic de Copii "V.Ignatenco" (Svetlana Caragia, d.șt.biol.), Clinica ftiziopulmonologie (S.Ghinda, d.h.ș.m., și Lucia Vangheli), Spitalul Municipal "Arh.Mihail" (Elena Turcanu), Policlinica Municipala N 1 (Galina Pădure), Laboratorul Biochimie, USMF "Nicolae Testemițanu" (Victor Marin, d.ș.m., conferențiar universitar), Laboratorul Citologic al Institutului Oncologic (Ion Lazarev, d.h.ș.m.).

# CAPITOLUL 9

## *Cerințele generale față de acreditarea laboratoarelor de diagnostic clinic*

### **I. Dispoziții generale**

1. Acreditarea laboratoarelor de diagnostic clinic (LDC) se efectuează cu scopul determinării și recunoașterii oficiale a competenței tehnice în efectuarea cercetărilor, conform cerințelor standardelor sau altor documente normative (DN). Acreditat poate fi orice laborator, indiferent de apartenența de ramură și forma de proprietate. Laboratoarele se acreditează conform domeniilor de activitate declarată.

2. Lucrul consultativ-metodic referitor la acreditarea LDC se efectuează la ședințele și seminarele, organizate de Asociația Medicilor de Laborator și Specialiștilor în Medicina de Laborator din republică, Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, Centrul Republican al Controlului Extern de Calitate.

3. Cerințele acreditării stabilite în prezentul document sunt generale și de aceea în funcție de condițiile specifice ale activității laboratorului dat pot fi completate cu alte condiții la concret.

### **II. Condițiile de acreditate a laboratoarelor de diagnostic clinic**

#### **Competența tehnică.**

Cerințele pentru competența tehnică a Laboratoarelor de Diagnostic Clinic includ următoarele elemente:

**A. Conducerea și organizarea;**

**B. Sistemul dirijării calității;**

**C. Personalul;**

**D. Echipamente și materiale de referință;**

**E. Metodele și procedurile de testare;**

**F. Local și mediul ambiant;**

**G. Manipularea eșantioanelor (probelor), supuse testărilor;**

**H. Înregistrări.**

#### **A. Conducerea și organizarea:**

Laboratorul trebuie să satisfacă următoarelor cerințe:

- să aibă o structură organizatorică cu un așa sistem de asigurare a calității, care ar asigura îndeplinirea satisfăcătoare a funcțiilor tehnice în domeniul acreditat;

- să aibă un conducător cu cunoștințe medicale suficiente pentru a purta responsabilitatea clinică, științifică și tehnică pentru serviciile de laborator acordate. Competența conducătorului este asigurată de studiile universitare și postuniversitare medicale, instruirea permanentă la locul de lucru și vechimea de muncă practică în laborator;

- să asigure cunoașterea obligațiilor de serviciu de către fiecare colaborator, să aibă un document disponibil și actualizat cu descrierea și repartizarea responsabilităților;

- să aibă un document disponibil privind regulile securității muncii la fiecare loc de muncă, protecția patri-moniului laboratorului, vieții și sănătății personalului și mediului ambiant.

#### **B. Sistemul dirijării calității:**

Efectuarea testărilor cu calitatea necesară, ce asigură credibilitate laboratorului, necesită organizarea și aplicarea unui sistem de control al calității adecvat tipului, domeniului și volumului de lucrări efectuate. În acest scop conducerea laboratorului va desemna o persoană responsabilă pentru asigurarea calității și care trebuie să aibă acces direct la conducere la cel mai înalt nivel. Această persoană este responsabilă de elaborarea Manualului Calității (Quality Manual). Întocmirea Manualului Calității se face în conformitate

cu cerințele ghidului ISO/CEI 49 și ISO 25.

Manualul Calității trebuie să conțină descrierea sistemului de asigurare a calității cercetărilor, care se efectuează în laborator. Dacă unele aspecte ale activității LDC sunt oglindite în alte documente, în Manualul Calității se fac referiri la aceste documente, care se anexează la "Manual". În Manualul Calității se includ operativ toate modificările intervenite pe parcursul activității în sistemul de asigurare a calității. Cel puțin o dată pe an Manualul Calității va fi actualizat de persoana din laborator numită responsabilă.

Laboratorul trebuie să activeze în conformitate strictă cu cerințele și procedurile, expuse în Manualul Calității.

Manualul Calității va cuprinde următoarele compartimente:

- a) politica în domeniul calității;
- b) domeniul de activitate;
- c) asigurarea cu documente normative (DN) și metodice;
- d) asigurarea tehnico-materială;
- e) procedurile de lucru cu obiectele de testare;
- f) controlul calității rezultatelor testărilor;
- g) reclamațiile;
- h) arhivele;
- i) confidențialitatea lucrului.

Compartimentul "politica în domeniul calității" conține declarația conducătorului laboratorului despre scopul funcționării sistemului de asigurare a calității cercetărilor și căile principale de realizare. Scopul și obligațiunile acestei politici trebuie să includă procedeele de trasabilitate a probelor și căile de ameliorare a relațiilor dintre clienții laboratorului - medicii clinicieni și executantul serviciilor.

În "Domeniul de activitate" se enumără metodele de testare, utilizate în laborator cu indicația obiectelor de testare, unităților de măsură folosite, particularitățile lor specifice.

În capitolul "Asigurarea cu documente normative (DN)" se indică informația despre regimul de asigurare cu DN și documente metodice, procedura de înregistrare, aplicare în practică și actualizare a DN, necesare pentru funcționarea laboratorului.

În capitolul "Asigurarea materială" se aduc date despre ordinea introducerii în exploatare a utilajului și echipamentului de laborator, deservirii tehnice și decontării lor, ordinea verificării, marcării, achiziționării mostrelor standard și materialelor de control, reactivilor, seturilor de reactivi, ordinea pregătirii și atestării soluțiilor de referință, procedura de control a calității reactivilor chimici și de prelungire a termenului lor de valabilitate.

În capitolul "Procedurile de lucru cu obiectele de cercetare" se expune informația despre ordinea de colectare, ambalare, depozitare, transportare și neutralizare a deșeurilor periculoase (eșantioanele, probele cercetate, echipamentelor folosite), pentru a preveni afectarea sănătății omului și contaminarea mediului ambiant. Se formulează și se expun cerințele pentru completarea registrului și formularelor de laborator.

În capitolul "Controlul calității rezultatelor testărilor" se descrie procedura controlului intern (intra-laborator) al sistemului de asigurare a calității investigațiilor de laborator și a efectuării (în caz de necesitate) a măsurilor de corecție și eliminare a erorilor depistate în conformitate cu ordinele în vigoare.

Sistemul de control trebuie să conțină date documentate despre procedurile controlului intern de calitate:

- elaborarea unei forme unice pentru descrierea și calcularea veridicității rezultatelor cantitative ale testărilor cu aprecierea ei atât în serie, cât și pe serii diferite pe o perioadă lungă de timp, aprecierea dispersiei analitice după analiza comparativă a datelor, obținute de diferiți operatori pe aparate diferite, dar pe același material biologic;
- date despre veridicitatea rezultatelor testărilor, efectuate de diferiți operatori pe unul și același material biologic, dar care n-au expresie cantitativă și care se exprimă după scara noțiunilor (de exemplu culoarea urinei, anizocitoza și poikilocitoza celulelor, etc.), sau după scara consecutivă (gradații, mult-puțin, etc);
- date despre participarea periodică a laboratorului la măsurile controlului extern (extra-laborator) de apreciere a competenței profesionale, efectuat la nivel republican și regional, prezența certificatului de la organul, care exercită controlul extern de calitate, procedurile de reacționare la rezultatele controlului

efectuat de organele de control, măsurile de corecție efectuate. Sistemul de apreciere a calității trebuie să fie revăzut cel puțin o dată pe an.

În capitolul "Reclamații" se reflectă ordinea și procedurile de reacționare la reclamațiile despre calitatea rezultatelor testărilor de laborator. Toate obiecțiile, făcute în timpul inspecțiilor de control sau la facerea bilanțurilor sau totalizărilor, precum și acțiunile de corecție trebuie să fie documentate.

În capitolul "Arhivele" se aduc date despre arhiva laboratorului, ordinea și termenii de păstrare a documentației. Toate materialele despre calibrare și verificarea capacității de lucru a utilajului trebuie să fie păstrate conform documentelor în vigoare.

În capitolul "Confidențialitatea lucrului" se reglementează măsurile de asigurare a confidențialității informației cerute de client (clinicieni). Pentru asigurarea confidențialității rezultatelor analizelor, precum și pentru a preîntâmpina contactul cu materialele infecte și accidente eventuale, ce pot fi provocate de unele aparate, se va limita accesul persoanelor străine în incinta laboratorului.

În Manualul Calității trebuie de inclus instrucțiunile privind tehnica de securitate, securitatea anti-incendiară, igiena muncii, regimul antiepidemic, iar măsurile referitor la înfăptuirea lor trebuiesc documentate.

### **C. Personalul Laboratorului de Diagnostic Clinic**

1. Numărul, componența și calificarea personalului trebuie să fie suficient pentru efectuarea testărilor în domeniul acreditat. Fiecare colaborator trebuie să aibă studii și instruire corespunzătoare, cunoștințe tehnice și experiența necesară pentru funcțiile atribuite.

2. Pentru fiecare funcție concretă trebuie să fie elaborată fișa postului, care stabilește funcțiile, atribuțiile, drepturile și responsabilitățile colaboratorului, cerințele privind instruirea, pregătirea profesională, cunoștințele tehnice și experiența de lucru.

3. Personalul LDC trebuie atestat pentru a obține dreptul de a efectua cercetări. Conducerea LDC asigură instruirea și reciclarea personalului, iar această activitate trebuie documentată.

### **D. Echipamente și materiale de referință**

1. Laboratorul de diagnostic clinic trebuie să dispună de utilajul necesar pentru efectuarea corectă a cercetărilor și măsurărilor tuturor parametrilor domeniului de acreditare solicitat și care să asigure securitatea vieții, sănătății personalului și, totodată, să asigure păstrarea patrimoniului laboratorului și protecția mediului ambiant.

2. Înzestrarea LDC cu utilaj și mijloace de măsurare, inclusiv cu mostre standard, amestecuri atestate, utilaj auxiliar, care asigură o executare de nădejde a tipurilor și domeniilor de activitate declarată trebuie să corespundă cerințelor DN, metodelor de cercetări utilizate.

3. Tot utilajul trebuie păstrat în condiții, care asigură starea lui tehnică perfectă și care nu permite uzarea înaintea termenilor stabiliți de firma producătoare. Pentru utilajul care necesită deservire tehnică periodică trebuie să fie elaborate și aprobate instrucțiuni detaliate privind modul și termenii de efectuare a deservirii tehnice.

4. Orice utilaj care provoacă dubii în privința rezultatelor obținute ale testărilor, sau utilajul defectat, trebuie neapărat scos din exploatare și marcat cu etichete de nevalabilitate. Acest utilaj poate fi folosit în lucru numai după repararea lui și obținerea rezultatelor satisfăcătoare, confirmate de încercări.

5. Fiecare unitate a utilajului de încercări și a mijloacelor de măsurare trebuie să fie înregistrată. Documentul de înregistrare pentru fiecare unitate de utilaj trebuie să cuprindă:

- a) denumirea componentei echipamentului;
- b) denumirea firmei producătoare, tipul și numărul de serie al utilajului;
- c) data primirii și data punerii în funcțiune;
- d) starea tehnică la momentul primirii (de exemplu: nou, utilizat, recondiționat);
- e) detalii ale operațiilor de întreținere efectuate;
- f) date despre defecțiuni tehnice, sau funcționări defectuoase, modificări sau reparații.

Utilajul de încercări și mijloacele de măsurare în LDC vor fi periodic supuse verificării metrologice, în conformitate cu un program prestabilit din timp.



## **E. Metode și proceduri de cercetare**

1. LDC trebuie să aibă instrucțiuni documentate corespunzătoare, referitoare la utilizarea și funcționarea tuturor echipamentelor aferente, la manipularea și pregătirea materialului pentru cercetare și la tehnicile de cercetări standardizate. LDC va primi acreditarea la acele metode de încercări care au fost aprobate, verificate și la care a fost apreciată siguranța analitică și importanța clinică cu condiția prezentării documentelor ce confirmă aceste fapte.

2. Prezența la fiecare loc de muncă a instrucțiunilor necesare pentru efectuarea investigațiilor și procedurilor.

3. Efectuarea analizelor și cercetărilor conform metodelor investigațiilor de laborator standardizate, aprobate prin ordinele Ministerului Sănătății Republicii Moldova, instrucțiunilor la seturile de reactivi autorizate de MS RM sau metodelor nestandardizate, aprobate și înregistrate în modul stabilit.

4. Orice metodă de cercetare standardizată sau publicată în reviste de specialitate, înainte de a fi aplicată în laborator, trebuie să treacă validarea. Pentru aceasta este necesar de a efectua calibrarea și cercetarea sensibilității și specificității analitice a metodei respective, de a stabili limitele, interferența cu alte substanțe. Este necesar de asemenea de a aprecia infomativitatea clinică a rezultatelor cercetărilor. Pentru aceasta se stabilesc limitele normei (intervalul informativ), se efectuează comparația cu datele obținute în alte laboratoare și se apreciază sensibilitatea și specificitatea nozologică (clinică). Data aplicării în practică a metodei, precum și data oricăror modificări trebuie documentate.

5. Atunci când rezultatele sunt obținute prin tehnici electronice de procesare a datelor, fiabilitatea și stabilitatea sistemului trebuie să nu afecteze exactitatea rezultatelor. Sistemul electronic trebuie să fie capabil să depisteze defecțiunile în timpul exercitării programului și să le semnaleze.

## **F. Local și mediu ambiant:**

a) încăperile și condițiile de lucru în LDC trebuie să corespundă cerințelor Inspecției Sanitare de Stat, Inspecției Antiincendiar de Stat, Regulamentului securității tehnice;

b) prezența în LDC a instrucțiunilor privind tehnica de securitate, securitatea antiincendiară, igiena muncii și regimul antiepidemic;

c) amenajarea încăperilor speciale pentru păstrarea reactivilor și altor materiale, care să corespundă normelor și regulilor sanitare, cerințelor securității și protecției mediului ambiant.

## **G. Manipularea materialului supus cercetării:**

a) laboratorul trebuie să aplice un sistem de identificare a materialului biologic, care urmează a fi cercetat, fie prin documente, fie prin marcare pentru a se asigura că nu poate exista nici o confuzie cu privire la identitatea acestuia și la rezultatele măsurărilor efectuate;

b) în toate fazele de manipulare sau pregătire pentru testări trebuie luate măsuri de precauție pentru prevenirea deteriorării materialului biologic, de exemplu prin denaturare, inactivare sau contaminare, oricare din acestea putând invalida rezultatele. Toate documentele naționale sau internaționale, privind manipularea materialului biologic sau probele biologice, care prezintă pericol, trebuie respectate și oglindite în instrucțiunile respective ale laboratorului;

c) trebuie să existe reguli clar formulate pentru primirea, conservarea și eliminarea eșantioanelor sau obiectelor.

## **H. Înregistrări**

Laboratorul trebuie să mențină un sistem de înregistrare-păstrare conform tuturor reglementărilor în vigoare care asigură:

- înregistrarea observațiilor și rezultatelor măsurărilor originale și trasabilitatea lor;
- înregistrarea datelor inițiale, datelor derivate, calculelor, verificărilor metrologice, rapoartelor de încercări finale și alte documente care conțin informații despre testările efectuate;
- identitatea personalului implicat în eșantionare, pregătirea probelor și testare.

Toate înregistrările și rapoartele de testare trebuie arhivate și păstrate în condiții de securitate și de confidențialitate. Termenul păstrării documentelor cu rezultatele testărilor nu se limitează.

### III. Ordinea acreditării LDC:

Acreditarea LDC prevede următoarele etape :

1. Pregătirea de către LDC a documentației conform listei de documente necesare pentru acreditare.
2. Studiarea și analiza setului de documente prezentate de către LDC organismului care acordă acreditarea.
3. Examinarea (inspectarea) LDC de către organismul de acreditare.
4. Întocmirea și eliberarea de către organismul de acreditare a raportului de examinare (inspectare) a LDC.
5. Întocmirea, înregistrarea și emiterea Certificatului de acreditare.

### IV. Drepturile și obligațiile LDC acreditat:

1. Laboratorul acreditat are dreptul în limitele, determinate de Certificatul de acreditare:
  - a efectua tipurile de cercetări de laborator indicate în Certificatul de acreditare;
  - a se referi la faptul de acreditare a LDC în documentația emisă și în materialele de reclamă;
  - a încheia contracte pentru efectuarea analizelor concrete cu alte laboratoare și IMSP;
  - a face o contestație în termen de 15 zile comisiei de recursuri în caz de discordanță cu decizia organismului de acreditare.
2. LDC acreditat este dator:
  - a păstra cu fidelitate clauzele și condițiile pentru asigurarea tainei medicale; să respecte secretul profesional cu privire la toate informațiile obținute în timpul realizării atribuțiilor sale.
  - a menține în permanență corespunderea sa criteriilor de acreditare;
  - a crea condițiile necesare pentru efectuarea controlului inspectorat asupra activității laboratorului;
  - a depune o cerere pentru acreditare cu 6 luni înainte de expirarea termenului de ultimă acreditare;
  - a nu se folosi de drepturile LDC acreditat după expirarea termenului de valabilitate a Certificatului de acreditare.
3. Supravegherea LDC acreditate poate fi efectuată prin:
  - inspecții periodice a activității LDC de către auditori, desemnați de organismul care acordă acreditarea;
  - examinarea sistematică a informației, privind calitatea efectuării testărilor, date referitor la testările comparative interlaborator, auditul intern al sistemelor calității, reclamațiile clienților și rapoartele testărilor;

Pe baza rezultatelor controlului inspectorat, în cazul depistării neconformităților, organismul de acreditare poate lua una din deciziile ce urmează:

  - a retrage Certificatul de acreditare pe un termen de până la 6 luni;
  - a anula Certificatul de acreditare.

#### **Lista documentelor, necesare în LDC pentru efectuarea acreditării:**

1. Fișa tehnică (pașaportul) LDC.
  2. Regulamentul LDC, aprobat de conducătorul IMSP.
  3. Regimul de lucru al LDC, aprobat de conducătorul IMSP.
  4. Lista cu state a LDC.
  5. Instrucțiunile de serviciu conform funcțiilor de bază a lucrătorilor, aprobate de conducătorul IMSP.
- Datele despre pregătirea profesională a colaboratorilor, care asigură executarea tipurilor de activitate declarată, copiile certificatelor lor de calificare și de instruire la ciclurile de specializare și reciclare tematică pe problemele actuale ale diagnosticului de laborator.
6. Lista utilajului laboratorului cu indicația costului, numerelor de la uzină și de inventariere.
  7. Lista utilajului laboratorului supus verificării metrologice.
  8. Atestatele metrologice a utilajului supus verificării.
  9. Instrucțiunile privind tehnica de securitate, securitatea antiincendiară și igiena muncii în LDC.
  10. Instrucțiunile privind regimul antiepidemic în LDC.
  11. Lista cercetărilor efectuate în laborator cu indicarea metodelor de cercetare folosite.

12. Lista documentației normative folosite în lucru, inclusiv standardizate (unificate), instrucțiunile anexate de firma producătoare la seturile de reactivi.

13. Termenii de efectuare a cercetărilor, îndeplinite în ordine planică și urgentă, aprobată de conducătorul IMSP.

14. Normativele timpului de lucru pentru efectuarea cercetărilor după operațiile tehnologice, confirmate de conducătorul IMSP.

15. Instrucțiunile de exploatare a utilajului, folosit în LDC.

16. Lista cercetărilor de laborator, rezultatele cărora se controlează prin metodele de control intern (intra-laborator) al calității cu indicarea metodelor de control și mărimea variației analitice.

17. Hărțile de control, registrele de evidență a controlului intern (intra-laborator) al calității.

18. Lista materialelor de control, folosite în lucrul LDC.

19. Lista reagenților chimici și completelor (seturilor) de analize, folosite în lucrul LDC.

20. Documentația de evidență în corespundere cu standardele departamentale.

21. Dările de seamă în corespundere cu standardele departamentale.

22. Documentația, privind înregistrarea reclamațiilor și procedurile de examinare, măsurile luate.

Notă: În conformitate cu standardele europene și internaționale (*EN 45001 5.4.4; ISO 9001, capitol 25, p.4.16*) privind arhivarea informației despre rezultatele investigațiilor de laborator se vor respecta următorii termeni de păstrare a registrelor de evidență:

- Formularele de solicitare a analizelor de laborator – 3 luni;
- Registrele de lucru, observații și calcule, imprimările de la analizatoare – nu mai puțin de 3 luni;
- Registrul de evidență a investigațiilor hematologice, clinice generale, biochimice, microbiologice – 3 ani;
- Registrul de evidență a investigațiilor citologice, izoserologice, imunologice, examenul materialului la eliminarea de bacili tuberculoză – 10 ani;
- Rezultatele controlului intern de calitate - nu mai puțin de 1 an;
- Rezultatele controlului extern de calitate – 5 ani;
- Raportul de dare de seamă anual – 5 ani.

#### **Bibliografie:**

1. Ghidul ISO/CEI 25 "Cerințele generale pentru competența tehnică a laboratoarelor de încercări".
2. EN 45002 "Criterii generale pentru evaluarea laboratoarelor de încercări".
3. EN ISO 9000:2000. Quality management systems – Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2000).
4. ISO/IEC Guide 58, Calibration and testing laboratory accreditation systems — General requirements for operation and recognition.
5. ISO 15190. Medical laboratories — Requirements for safety.
6. ISO/IEC 17011 General requirements for bodies providing as-sessment and accreditation of conformity assessment bodies.
7. Burnett D. A Practical Guide to Accreditation in Laboratory Medicine. — London, 2002.
8. College of American Pathologists, Standards for Laboratory Accreditation. — Northfield, 1996.
9. Acreditarea laboratoarelor de încercări. RG 01-07-92. Departamentul Standarde, Metrologie și Supraveghere tehnică. Chisinau, 1994.
10. Балаховский И.С. Аккредитация медицинских лабораторий (позиция экспертов Европейской конфедерации лабораторной медицины) // Клини.Лабор.Диагностика. -1997. -№ 2. -С.46-50.

## *Partea 2*

# **Nomenclatorul investigațiilor de laborator folosite în instituțiile medico-sanitare pentru diagnosticul maladiilor și monitorizarea pacienților**



# CAPITOLUL 1

## *Metode generale de laborator clinic. Explorările fizico-chimice și microscopia lichidelor biologice*

### **1.1. Examenul urinei**

#### 1.1.1. Proprietățile fizice ale urinei:

##### 1.1.1.1. Volumul, culoarea, transparența

##### 1.1.1.2. Densitatea specifică

#### 1.1.2. Cercetarea chimică a urinei:

##### 1.1.2.1. - pH

##### 1.1.2.2. -proteina 1.1.2.3. -proteina Bens-Jones

##### 1.1.2.4. -glucoza

##### 1.1.2.5. -corpii cetonici

##### 1.1.2.6. -sângele 1.1.2.7. -bilirubina

##### 1.1.2.8. -corpii urobilinici

##### 1.1.2.9. -acizi biliari

##### 1.1.2.10. -porfobilinogenul

##### 1.1.2.11. -indicanul

##### 1.1.2.12. -nitriți

### **1.1.3. Microscopia sedimentului urinar:**

#### 1.1.3.1. Cercetarea preparatului nativ:

##### sedimentul urinar organizat:

##### - celulele epiteliale (plate, intermediare, renale);

##### - eritrocite;

##### - leucocite;

##### - cilindri urinari:

##### - hialini;

##### - ceroși;

##### - granuloși;

##### - epiteliali;

##### - eritrocitari (hematici);

##### - leucocitari;

##### - grăsoși;

##### - bacterieni;

##### - numărătoarea elementelor patologice urinare (eritrocitelor, leucocitelor, cilindrilor):

##### - în 24 ore, pe minut, la 1 L;

##### - sedimentul urinar neorganizat (formațiunile cristaline),

##### în urina alcalină:

##### - fosfații amorfi (de amoniac, calciu, magneziu)

##### - fosfații amoniaco- magnezieni

##### - fosfatul de magneziu, trihidrat

##### - fosfatul bicalcic

##### - fosfatul tricalcic

##### - carbonatul de calciu

##### - oxalatul de calciu (mono- și dihidrat)

##### - biuratul de amoniu

##### în urina acidă:

##### - acidul uric

##### - urații ( de potasiu, calciu, magneziu, sodiu)

##### - sulfatul de calciu

##### - oxalatul de calciu (mono- și dihidrat)

##### - acidul hipuric

##### - cistina

##### - tirozina

##### - leucina

##### indiferent de reacția urinei:

##### cristale:

##### - de colesterol

##### - de bilirubină

##### - de acizi grași

##### - cristale ale metaboliților medicamentelor

##### - bacterii\*

##### - protozoare\* (trihomonade și al.)

##### - paraziți.

#### 1.1.3.2. Examenul sedimentului urinar colorat:

##### - celule Sternheimer-Malbin (colorația supravitală);

##### - cercetarea citologică a sedimentului în frotiurile fixate\*\*.

### **1.2. Examenul materiilor fecale**

#### 1.2.1. Proprietățile fizice ( aspectul, cantitatea, culoarea, consistența)

#### 1.2.2 Examenul chimic:

##### 1.2.2.1. - pH-ul

##### 1.2.2.2. - sângele

##### 1.2.2.3. - bilirubina

##### 1.2.2.4. - stercobilinogenul, stercobilina;

##### 1.2.2.5. - substanțele proteice

##### 1.2.2.6. - amoniacul

#### 1.2.3. Examenul microscopic (cercetările coprologice):

##### - fibrele musculare;

##### - țesutul conjunctiv;

##### - țesut celular vegetativ;

##### - amidon (intra- și extracelular);

##### - lipide neutre;

##### - acizi grași;

##### - săruri ale acizilor grași (săpunuri);

##### - mucus;

- epitelii cilindric;
- eritrocite;
- leucocite;
- cristale;
- oxalat de calciu;
- fosfați amoniac- magnezieni;
- hematoidină;
- cristale Charcot-Leyden;
- microflora\*;
- protozoare;
- helminți (ouă și larve)\*.

### 1.3. Explorarea secreției gastrice

1.3.1. *Proprietățile fizice* (cantitatea, culoarea, mirosul, prezența mucozității, surplusurilor patologice)

1.3.2. *Explorarea biochimică:*

- 1.3.2.1. Determinarea acidității: - HCl liber;
- 1.3.2.2. - HCl legat;
- 1.3.2.3. - aciditatea totală;
- 1.3.2.4. - reziduul acid;
- 1.3.2.5. - determinarea pepsinei;
- 1.3.2.6. - determinarea acidului lactic;
- 1.3.2.7. - glicoproteinele.
- 1.3.3. pH-metria intragastrală;
- 1.3.4. Examenul microscopic al sucului gastric:
- amidonul (granule);
- țesut celular vegetativ;
- fibre musculare;
- lipide neutre;
- levuri\*;
- sarcine\*;
- bacili ale fermentației lactice\*;
- *Helicobacter pylori*\*;
- leucocite;
- epitelii cilindric;
- eritrocite;
- celule ale neoformărilor maligne.

### 1.4. Explorarea sucului duodenal

1.4.1. *Proprietățile fizice*

- 1.4.1.1. - culoarea;
- 1.4.1.2. - consistența;
- 1.4.1.3. - densitatea relativă;
- 1.4.1.4. - prezența mucozității, surplusurilor patologice.

1.4.2. *Examenul componentei chimice:*

- 1.4.2.1. - pH-ul
- 1.4.2.2. - proteina
- 1.4.2.3. - bilirubina
- 1.4.2.4. - acizi biliari
- 1.4.2.5. - colesterol
- 1.4.2.6. - bicarbonați
- alfa - amilaza (4.5.3.3.)
- lipaza (4.5.3.17.)

- tripsina (4.5.3.22.).

1.4.3. *Examenul microscopic:*

- leucocite
- celule epiteliale
- cristale:
- de colesterină
- bilirubinat de calciu
- acizi grași
- protozoare (lamblii)\*
- helminți\*\*.

### 1.5. Examenul sputei (flegmei)

1.5.1. *Proprietățile fizice:* cantitatea, culoarea, aspectul, consistența, mirosul, depunerea în straturi:

1.5.2. *Examenul componentei chimice:*

- 1.5.2.1. - proteina
- 1.5.2.2. - bilirubina.
- 1.5.2.3. - Examenul microscopic al preparatelor native și colorate:

- leucocite
- eozinofile
- eritrocite
- celule ale epitelului cilindric
- macrofagi alveolari
- macrofagi cu hemosiderină
- fibre elastice
- lipofagi
- spirale Curschmann
- Cristale:
- Charcot-Leyden;
- de hematoidină.
- Dopuri Ditrich,
- celule neoplastice \*\*
- Elemente ale echinococului\*
- druze de actinomicete\*
- *Mycobacterium tuberculosis*\*\*
- Levuri\*

### 1.6. Examenul lichidului cefalo-rahidian

1.6.1. *Proprietățile fizice:*

- aspectul și culoarea;
- transparența;
- densitatea relativă;
- formarea vâului de fibrină.

1.6.2. *Examenul componentei chimice:*

- 1.6.2.1. - pH-ul;
- 1.6.2.2. - proteina totală și fracțiile proteice;
- 1.6.2.3. - reacțiile globulinice;
- 1.6.2.4. - sângele;
- 1.6.2.5. - alte cercetări ale componentei chimice (dozarea glucozei, acetonei, clorurilor, ureei, etc.).

1.6.3. *Examenul microscopic:*

- 1.6.3.1. - Număratoarea elementelor figurate:

- numărătoarea eritrocitelor;

- numărătoarea leucocitelor;

1.6.3.2. Diferențierea elementelor celulare (în celula de numărât, în preparatul colorat):

- limfocite;

- plasmocite;

- monocite tisulare;

- macrofagi;

- lipofagi;

- neutrofile;

- eozinofile;

- celule epiteliale (mezoteliale, arahnoendoteliale);

- celule atipice\*\*;

- elemente ale echinococului;

- cristale de:

- hematoidină;

- colesterol;

- bilirubină.

1.6.4. Cercetările serologice\*\*

(diagnosticul sifilisului, toxoplasmozei și al.)

1.6.5. Flora bacteriană\*, și virusurile\*

(meningococul, pneumococul, bacilul Koch - *Micobacterium tuberculosis* și al.).

**1.7. Examenul lichidelor patologice de puncție (exudatele și transudatele)**

1.7.1. Proprietățile fizice:

volumul, caracterul, culoarea, transparența, densitatea relativă.

1.7.2. Examenul componentei chimice:

1.7.2.1.- proteina;

1.7.2.2.- proba Rivalta.

1.7.3. Examenul microscopic:

1.7.3.1. Preparatul nativ:

- eritrocite;

- leucocite;

- celule mezoteliale;

—celule neoplastice\*\*

- picături de lipide;

- druze de actinomicete\*.

1.7.3.2. Preparatul colorat:

- leucocite (neutrofile, limfocite, eozinofile);

- plasmocite;

- histiocite;

- celule mezoteliale;

- celule neoplastice\*\*

- bacterioscopia\*: micobacterii de tuberculoză.

1.7.4. Examenul lichidelor sinoviale

1.7.4.1. Proprietățile fizice (Determinarea cantității, chiagului de mucină, aspectul, transparența, densitatea relativă, viscozitatea)

1.7.4.2. Citoza

1.7.4.3. Numărătoarea fagocitelor

1.7.4.4. Numărătoarea formulei leucocitare

**1.8. Examenul ejaculatului (lichidului spermatic)**

1.8.1. Proprietățile fizice: cantitatea, turbiditatea, mirosul, consistența, viscozitatea.

1.8.2. Examenul componentei chimice:

1.8.2.1.- pH-ul;

1.8.2.2.- fructoza;

1.8.2.3.- acidul citric;

1.8.2.4.- proteina totală;

1.8.2.5.- fracțiile proteice;

- alfa-glicozidaza (4.5.3.12.)

- fosfataza acidă ((4.5.3.15.).

1.8.3. Examenul microscopic:

1.8.3.1. Preparatul nativ:

Kinezisgrama:

- spermatozoizi "morți" și "vii";

- numărătoarea spermatozozilor în 1 ml ejaculat;

- numărătoarea leucocitelor în 1ml ejaculat;

- aglutinarea spermatozozilor;

- eritrocite;

- leucocite;

- macrofagi;

- celule epiteliale;

- cristale Behterev;

- corpi amiloidici;

- corpi lipoidici.

1.8.3.2. Preparatul colorat:

- celule ale spermatogenezei;

- numărătoarea spermatozozilor cu diferită morfologie.

**1.9. Examenul secrețiilor genitale**

1.9.1. Starea funcțională a ovarelor:

- celulele epiteliale ale vaginului:

- stratului superficial;

- stratului intermediar;

- stratului parabazal;

- eritrocite;

- leucocite;

- macrofagi;

1.9.2. Celule neoplastice\*\*.

1.9.3. Bacterii, levuri, protozoare în conținutul vaginal\*.

1.9.4. Aprecierea gradului de puritate al conținutului vaginal.

Notă: \* - vezi "Cercetările microbiologice"

\*\* - vezi "Cercetările citologice"

# CAPITOLUL 2

## EXPLORĂRI HEMATOLOGICE

### 2.1. Hemoglobina și compuşii ei

2.1.1. *Hemoglobina (în sângele integral, serul sanguin, plasmă)*

2.1.2. *Frakțiile hemoglobinei în sânge (A1, A2, F)*

2.1.3. *Formele anormale ale hemoglobinei:*

- hemoglobina H;
- hemoglobina C;
- hemoglobina S;
- hemoglobina D;
- hemoglobina Bart.

2.1.4. *Carboxyhemoglobina*

2.1.5. *Methemoglobina*

2.1.6. *Oxyhemoglobina*

2.1.7. *Sulfhemoglobina*

2.1.8. *Hemoglobina glicozilată.*

### 2.2. Celulele sanguine:

2.2.1. *Eritrocitele:*

2.2.1.1. Numărătoarea eritrocitelor

2.2.1.3. Caracteristica morfologică a eritrocitelor (în sângele integral, în frotiurile sângelui periferic și măduva hematogenă):

- diametrul eritrocitelor (normocite, microcite, macrocite, megalocite);

- anomalii de formă (celule "în țintă", sferocite, ovalocite, leptocite sau platicite, stomatocite, acantocite, schizocite, eritrocite dantelate, în formă de picătură, în formă de piteni, eritrocite falciforme-drepanocite);

- anomalii de colorabilitate (normo-, hipo-, hiperchromia, anizocromia, eritrocite bazofile, policromatofile);

- incluziuni anormale în eritrocite (corpusculi Heinz, corpusculi Jolly, inele Cabot, eritrocite cu punctații bazofile, siderocite).

2.2.1.4. Caracteristicile fiziologice ale eritrocitelor:

- durata vieții;
- rezistența osmotică;
- viteza de sedimentare a hematiilor (VSH);
- hematocritul;

2.2.1.5. Indicii calculați:

- concentrația medie a hemoglobinei într-un eritrocit (MCHC), (vezi p.1.1.);

- conținutul mediu al hemoglobinei într-un eritrocit (MCH);

- diametrul mediu al eritrocitului;

- volumul mediu al eritrocitului (MCV);

- indicii de anizocitoză (RDW);

- repartizarea grafică a eritrocitelor după diametrul sau volumul lor (curba Price-Jones).

2.2.1.6. Reticulocitele în sânge.

2.2.1.7. Fragmentarea eritrocitelor (în frotiu sau în gradientul densității ficol/verografîn).

2.2.2. *Trombocitele:*

2.2.2.1. Numărătoarea trombocitelor

2.2.2.2. Caracteristica morfologică a trombocitelor (în sângele integral, în frotiurile sângelui periferic și măduva hematogenă):

- diametrul (micro-macrotrombocite, trombocitele gigantice, fragmentele de trombocite, agregate);

- forma.

2.2.2.3. Proprietățile funcționale ale trombocitelor:

- adezivitatea;

- agregarea (aglutinabilitatea);

- retracția chiagului de sânge.

2.2.2.4. Volumul mediu al trombocitelor în sânge (MPV).

2.2.2.5. Indicii de anizocitoză a trombocitelor în sânge (PDV)-

2.2.2.6. Volumul total al trombocitelor în sânge (trombocrit, PCT).

2.2.2.7. Repartizarea grafică a trombocitelor după volum.

2.2.3. *Leucocitele.*

2.2.3.1. Numărătoarea leucocitelor.

2.2.3.2. Caracteristica morfologică a leucocitelor în sângele periferic

(formula leucocitară, numărarea diferențiată automatizată a leucocitelor):

- neutrofile nesegmentate;

- neutrofile segmentate;

- bazofile;

- eozinofile;

- monocite;

- limfocite;

- plasmocite.

2.2.3.3. Particularitățile morfologice ale leucocitelor:

- hiper și hipo-segmentarea nucleelor neutrofilelor;



- hipogranulația;
- mononucleari atipici;
- vacuolizarea citoplasmei și nucleelor.

#### 2.2.3.4. Corpusculi Barr.

### 2.3. Măduva hematogenă

#### 2.3.1. Numărătoarea mielocariocitelor.

#### 2.3.2. Numărătoarea megacariocitelor.

#### 2.3.3. Caracteristica morfologică a mielocariocitelor:

##### 2.3.3.1. Elementele celulare ale seriei granulocitare:

- mieloblaștii;
- promielocitele;
- mielocitele (neutrofile, eozinofile, bazofile);
- metamielocitele (neutrofile, eozinofile, bazofile);
- leucocitele nesegmentate (neutrofile, eozinofile, bazofile);
- leucocitele segmentate (neutrofile, eozinofile, bazofile);

##### 2.3.3.2. Elementele celulare ale seriei limfocitare:

- limfoblastul;
- prolimfocitul;
- limfocitul;
- plasmocitul;

- limfocite activate.

##### 2.3.3.3. Elementele celulare ale seriei monocitare:

- monoblastul;
- promonocitul;
- monocitul;
- monocite activate;
- macrofagii.

##### 2.3.3.4. Elementele celulare ale seriei eritrocitare:

- eritroblastul;
- pronormocitul;
- normocitul (bazofil, policromatofil, oxifil);

##### 2.3.3.5. Elementele celulare ale seriei megacariocitare:

- megacarioblastul;
- promegacariocitul;
- megacariocitul (bazofil, policromatofil, oxifil);

##### 2.3.3.6. Semnele morfologice ale dishemopoezei.

### 2.4. Cercetările citochimice ale celulelor sanguine și ale măduvii hematogene:

- mieloperoxidaza;
- lipidele;
- PAS - reacția;
- Esteraza nespecifică.
- Fosfataza acidă (vezi 3.4.8.);
- Fosfataza alcalină (vezi 3.4.9.);

# CAPITOLUL 3

## EXPLORĂRI CITOCHIMICE

### 3.1. Examenul microscopic al materialului biologic.

3.1.1. Punctatele formațiunilor tumorale și infiltrațiilor de orice localizare (viscerelor, glandelor mamar, tiroide, prostatice, salivare, ganglionilor limfatici, oaselor, țesuturilor moi, testiculelor și al.), inclusiv celor efectuate sub controlul tomografiei computerizate, ultrasonografice și radiografice, rezonanței magnetice, și de asemenea punctatele măduvei hematogene, cavităților seroase

3.1.2. Materialul obținut cu ajutorul endoscopiei (laringo-, traheo-, bronho-, esofago-, gastro-, duodeno-, colono-, recto-, cisto-, laparoscopie și al.), inclusiv celui căpătat prin raclare, amprentă, aspirație, spălătură, puncție intraendoscopică.

3.1.3. Materialul exfoliativ (transudate, exudate, secreție, excreție, inclusiv urina, sputa, eliminările din mameloane, suc prostatic, precum și frotiurile, raclatele, amprente, spălăturile din ecto- și endocervix, diverse formațiuni, exoriații, ulcerații, fistule, leziuni cutanate, leziuni ale mucoaselor și al.).

3.1.4. Materialul obținut intraoperator sau în timpul oricărui examen extemporaneu (inclusiv raclatele, amprente, punctatele).

### 3.2. Examenul microscopic al materialului biologic în frotiul colorat prin metoda standard.

3.2.1. Colorația cu azur-eozină (Romanovski-Giemza, Pappenheim, Leishman).

3.2.2. Colorația Papanicolau.

3.2.3. Colorația cu hematoxin-eozină.

### 3.3. Evaluarea tabloului citologic.

3.3.1. Evaluarea generală: cantitatea de celule (caracter pliricelular, număr moderat, frotiu carential, celule solitare) și dispoziția celulelor (caracter dispart, formarea de structuri - grupuri, aglomerări, complexe).

3.3.2. Caracteristica celulelor: semnele de diferențiere (pavimentoasă, glandulară, miogenă, neurogenă, conjunctivă, inclusiv cartilaginoasă, osoasă etc.), dimensiunile, forma.

3.3.3. Caracteristica nucleelor: dimensiunile, forma, conturul membranei nucleare (rugozități, intumescențe), structura cromatinei (aspect granular, grunjos și al.), colorarea cromatinei (hiper-, normo-

, hipocromie), distribuția în nucleu (centrală, excentrică), semnele de distrofie și necrobioză (cariorexis, cariopicnoză, carioliză, vacuolizarea, claritatea conturilor).

3.3.4. Caracteristica nucleolelor: numărul, dimensiunile, forma, caracteristica conturului, colorarea, dispoziția în nucleu, semnele de distrofie și necrobioză.

3.3.5. Caracteristica citoplasmei: cantitatea (volumul, aria), conturul membranei citoplasmice, colorarea (culoarea, inegalitatea colorării, prezența în ambianța nucleului a "galo" și al.), semnele secreției, incluziunilor, distrofiei și necrobiozei (plasmorexis, plasmoliză, vacuolizarea, claritatea conturilor).

3.3.6. Raportul nucleo-citoplasmatic (majorat, normal, micșorat).

3.3.7. Caracteristica activității proliferative la microscopul optic: (prezența și numărul de mitoze, inclusiv atipice cu clasificarea ultimelor după tipuri, prezența și numărul de amitoze, inclusiv evaluarea celulelor pluricelulare cu clasificarea ultimelor după tipuri).

3.3.8. Caracteristica structurilor celulare: dimensiunea, forma, prezența structurilor cu semne de diferențiere, păstrarea și distincția conturilor celulare, caracteristica ritmicității structurilor (bi- și tridimensionale) și al.

3.3.9. Caracteristica fonului: prezența, caracterul și cantitatea de substanță intercelulară, prezența infiltratului inflamator, detritului celular și al.

3.3.10. Aprecierea patomorfozei terapeutice (sensibilitatea sau rezistența tumorii la terapia chimică sau actinică).

### 3.4. Examenul citochimic al frotiului.

3.4.1. Identificarea glucosaminoglicanilor neutri și acizi;

3.4.2. Identificarea glicogenului;

3.4.3. Identificarea lipidelor;

3.4.4. Identificarea melaninei;

3.4.5. Identificarea hemosiderinei (fierului);

3.4.6. Identificarea amiloidei;

3.4.7. Activitatea fosfatazei acide;

3.4.8. Activitatea fosfatazei alcaline;

3.4.9. Activitatea peroxidazei.

### **3.5. Examenul imunocitochimic cu anticorpi monoclonali:**

3.5.1. În materialul din uter obținut la examenul ginecologic cu indicarea la prezența chlamidiilor (*Chlamydia Trachomatis*), papilomavirusurilor (HPV) și infecției herpetice (*Herpes simplex* or *zoster*).

3.5.2. În materialul din stomac obținut la gastroscopie cu indicarea la prezența *heliobacterului* (*Helicobacter pylori*).

3.5.3. La markerii de proliferare a celulelor – antigenul nuclear de proliferare celulară (PCHA), Ki-67, bromdeoxiuridina, P53, ciclina D și al.

3.5.4. Pentru determinarea histogenezei tumorii – citokeratinele, actina, colagenul, desmina, bimentina, proteina S-100, PEA și al.

3.5.5. La antigenii de diferențiere (CD) a celulelor limfoide.

3.5.6. Pentru depistarea metastazelor – citokeratinele, nm23, SCC, PEA și al.

3.5.7. Pentru determinarea receptorilor hormonilor steroizi – estrogenilor și progesteronului, proteina pS2.

3.5.8. Pentru depistarea markerilor apoptozei în celulele tumorale - bcl-2, bcl-6, Bax, CD-95 (Fas) și al.

3.5.9. Pentru determinarea markerilor de prognoză – PEA, c-erb, B-2, cathepsina D, EGFR, SCC și al.

### **3.6. Citometria curgătoare (flow citometria).**

3.6.1. Analiza cantitativă a conținutului de ADN pentru diagnosticul și pronosticul tumorilor maligne – ploiditatea, procentul de celule aneuploide, procentul de celule în G0/1 și G2+M fazele ciclului celular cu ajutorul programelor computerizate.

3.6.2. Analiza cantitativă a receptorilor hormonilor steroizi, markerilor rezistenței (P-glicoproteinei, glutathionului, pomidinei 123 și al.) și apoptozei (rupturilor de ADN, FITC-bcl-2, PE-APO2.7 și al.), markerilor de pronostic.

### **3.7. Morfologia computerizată.**

3.7.1. Folosirea parametrilor cantitativi - suprafeței, perimetrului, coeficientul formei celulei și nucleului, raportului nucleolar-citoplasmatic, indicilor densitometrici nucleari și al. - pentru diagnosticul și evaluarea pronosticului tumorilor maligne.

### **3.8. Diagnosticul cu folosirea biologiei moleculare în citologie (reacția de polimerizare în lanț - PCR).**

3.8.1. În materialul din uter obținut la examenul ginecologic cu indicația la prezența chlamidiilor (*Chlamydia trachomatis*), virusurilor papilomei (18 tipuri de ADN HPV) și herpesului (*Herpes simplex* sau *zoster*), infecțiilor: micoplasmei, uroplasmei, citomegalovirusului.

### **3.9. Autoradiografia în citologie.**

### **3.10. Microscopia electronică în frotiuri.**

# CAPITOLUL 4

## EXPLORĂRI BIOCHIMICE

### 4.1. Proteine și polipeptide

4.1.1. *Proteinele totale în serul sanguin și urină*

4.1.2. *Fracțiunile proteice (grupele de proteine).*

4.1.2.1. Fracțiunile proteice ale plasmiei (serului sanguin) - albuminele, globulinele: alfa, beta, gama.

4.1.2.2. Crioglobulinele plasmiei (serului sângelui).

4.1.2.3. Proteinele glicozilate ale plasmiei (serului sângelui):

- fructosamina;

- produsele finale ale glicozilării proteinelor serice.

4.1.2.4. Paraproteinele serului sanguin:

- L-catenele imunoglobulinelor de tipul k (kapa);

- L-catenele imunoglobulinelor de tipul l (lamda).

4.1.2.5. Capacitatea tripsin inhibitorie a serului sanguin.

4.1.2.6. Proba cu timol.

4.1.2.7. Proba cu sublimat corosiv.

4.1.2.8. Glicoproteinele (seromucoizii) în serul sanguin.

4.1.3. *Polipeptidele serului sanguin:*

- moleculele medii;

- procologen-1-peptidele;

- telopeptidele încrucișat-legate ale colagenului;

- endotoxinele;

- LAL-testul (cu amibecitele *Limulus polyphenus*);

- Testul cu paramecii.

4.1.4. *Albuminele serului sanguin:*

- albumina în urină;

- capacitatea de legare a albuminei în serul sanguin.

4.1.5. *beta-2-microglobulina în serul sanguin, urină.*

4.1.6. *Mioglobina în serul sanguin, urină.*

4.1.7. *Fibronectina în serul sanguin, urină.*

- hemoglobina extracelulară în serul sanguin (plasmă), urină (2.1.1.).

4.1.8. *Troponinele I și T.*

4.1.9. *Alfa-1-microglobulina în urină.*

- proteina Bence-Jones în urină (1.1.2.3.).

4.1.10. *Proteinele fazei acute a inflamației în serul sanguin:*

4.1.10.1.- proteina-C-reactantă (PCR);

4.1.10.2.- proteina amiloidă A serică (A-proteina);

4.1.10.3.- alfa-1-glicoproteina acidă (orozomucoida);

4.1.10.4.- alfa-1-antitripsina;

4.1.10.5.- haptoglobina;

- ceruloplasmina (4.1.11.1.);

4.1.10.6.- fibrinogenul în plasma sanguină;

4.1.10.7.- prealbumina;

- proteinele sistemului complement (6.3.1.);

4.1.11. *Proteinele de transport ale serului sanguin:*

4.1.11.1.- ceruloplasmina;

4.1.11.2.- haptoglobina;

4.1.11.3.- hemopexina;

4.1.11.4.- transferina;

4.1.11.5.- feritina;

4.1.11.6.- transcobalamina;

4.1.11.7.- globulina care leagă tiroxina (thyroxine binding globulin - TBG);

4.1.11.8.- albumina care leagă tiroxina (thyroxine binding albumin - TBA);

4.1.11.9.- prealbumina care leagă tiroxina (thyroxine binding prealbumin - TBPA);

4.1.11.10.- transcortina;

4.1.11.11.- globulina care leagă hormonii sexuali (sex binding globulin - SHBG);

4.1.11.12.- albumina care leagă estrogenii (estrogen binding albumin - EBA);

4.1.11.13.- proteina care leagă somatotropina (growth hormone binding protein - GHBP);

4.1.11.14.- proteina care leagă retinolul (retinol binding protein - RBP).

4.1.11.15.- Apolipoproteinele serului sanguin:

4.1.11.15.1.- apolipoproteina A-I (apo A-I);

4.1.11.15.2.- apolipoproteina B-100 (apo B-100);

4.1.11.15.3.- apolipoproteina C (apo C);

4.1.11.15.4.- apolipoproteina CII (apo C II);

4.1.11.15.5.- apolipoproteina E (apo E) și izoformele ei.

- Imunoglobulinele (6.1.)

- Antigenii cancer specifici (6.18)

- Proteinele sistemului complement (6.3.1.)

4.2. *Aminoacizii și derivații lor în serul sanguin, plasma sanguină și urină.*

4.2.1. *Aminoacizii:*



- 4.2.1.1.- alanina;
- 4.2.1.2.- beta-alanina;
- 4.2.1.3.- valina;
- 4.2.1.4.- leucina;
- 4.2.1.5.- izoleucina;
- 4.2.1.6.- prolina;
- 4.2.1.7.- hidroxiprolina;
- 4.2.1.8.- fenilalanina;
- 4.2.1.9.- triptofanul;
- 4.2.1.10.- acidul a-aminoadipinic;
- 4.2.1.11.- acidul aminobutiric;
- 4.2.1.12.- acidul a-aminobutiric;
- 4.2.1.13.- acidul g-aminobutiric;
- 4.2.1.14.- glicina;
- 4.2.1.15.- serina;
- 4.2.1.16.- treonina;
- 4.2.1.17.- tirozina;
- 4.2.1.18.- acidul d-aminolevulinic;
- 4.2.1.19.- acidul asparagic;
- 4.2.1.20.- asparagina;
- 4.2.1.21.- acidul glutaminic;
- 4.2.1.22.- glutamina;
- 4.2.1.23.- ornitina;
- 4.2.1.24.- citrulina;
- 4.2.1.25.- arginina;
- 4.2.1.26.- lizina;
- 4.2.1.27.- histidina;
- 4.2.1.28.- 1-metilhistidina;
- 4.2.1.29.- 3-metilhistidina;
- 4.2.1.30.- cistina;
- 4.2.1.31.- cisteina;
- 4.2.1.32.- homocisteina;
- 4.2.1.33.- metionina;
- 4.2.1.34.- taurina.

*Derivații neazotați ai aminoacizilor în serul sanguin și urină:*

- 4.2.2.1. acidul fenilpiruvic;
- 4.2.2.2.- acidul fenilacetic;
- 4.2.2.3.- acidul p-hidroxifenilpiruvic;
- 4.2.2.4.- acidul homogentizinic.

**4.3. Componentii metabolismului azotat în serul sanguin și urină:**

- 4.3.1.- urea;
- 4.3.2.- creatina;
- 4.3.3.- creatinina;
- 4.3.4.- acidul guanidinacetic;
- 4.3.5.- acidul guanidinsuccinic;
- 4.3.6.- indolul;
- 4.3.7.- acidul uric.

**4.4. Pigmenții și metaboliții lor.**

- 4.4.1. Bilirubina:

- 4.4.1.1. Bilirubina totală în serul sanguin;
- 4.4.1.2. Bilirubina liberă (neconjugată) în serul sanguin, urină;

- 4.4.1.3. Bilirubina conjugată în serul sanguin:
  - bilirubinmonoglucuronidul;
  - bilirubindiglucuronidul;
  - acidul d-aminolevulinic (4.2.18.).

*4.4.2. Porfirinele în sângele integru, eritrocite, urină, fecalii:*

- 4.4.2.1.- coproporfirinele I și III;
- 4.4.2.2.- uroporfirinele I și III;
- 4.4.2.3.- protoporfirina IX;
- 4.4.2.4.- porfobilinogenul în urină.

*4.4.3. Urobilinoizii:*

- 4.4.3.1. corpii urobilinici în urină;
- 4.4.3.2. urobilinogenul (urobilina) în urină;
- 4.4.3.3. stercobilinogenul (stercobilina) în materiile fecale.

**4.5. Enzimele.**

*4.5.1. Enzimele de oxidare și reducere (oxido-reductazele):*

4.5.1.1. Alcooldehidrogenaza (CE 1.1.1.1.) în serul sanguin;

4.5.1.2. Dehidrogenaza aldehidei fosfoglicerice (CE 1.2.1.12.) în serul sanguin;

4.5.1.3. Dehidropteridinreductaza (CE 1.6.99.7.) în serul sanguin;

4.5.1.4. 6-Fosfogluconatdehidrogenaza (CE 1.1.1.43.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.1.5. Catalaza (CE 1.11.1.6.) în serul sanguin, hemolizatul eritrocitelor, urină;

4.5.1.6. Ceruloplasmina (CE 1.16.3.1.) în serul sanguin.

4.5.1.7. Coproporfirinogen oxidaza (CE 1.3.3.3.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.1.8. Glucozo-6-fosfatdehidrogenaza (CE 1.1.1.49.) în lizatul eritocitar;

4.5.1.9. Glutamatdehidrogenaza (CE 1.4.1.3.) în serul sanguin;

4.5.1.10. Glutathionreductaza (CE 1.6.4.2.) în lizatul eritocitar;

4.5.1.11. Glutathionperoxidaza (CE 1.11.1.9.) în lizatul eritocitar;

4.5.1.12. Iditoldehidrogenaza (sorbitoldehidrogenaza – CE 1.1.1.14.) în serul sanguin;

4.5.1.13. Izocitratdehidrogenaza (CE 1.1.1.42.) în serul sanguin, lichidul cefalorahidian;

4.5.1.14. Lactatdehidrogenaza (CE 1.1.1.27.) în serul sanguin, hemolizatul eritrocitelor, urină, lichidul cefalorahidian.

4.5.1.15. Lactatdehidrogenaza, izoenzimele

(1,2,3,4,5) (CE 1.1.1.27) în serul sanguin.

4.5.1.16. Malatdehidrogenaza (CE 1.1.1.37.) în serul sanguin.

4.5.1.17. 5,10-Metilentetrahidrofolatreductaza (CE 1.5.1.5.) în lizatul eritocitar

4.5.2. *Transferazele*

4.5.2.1. Adenilatdehidrogenaza (CE 2.7.4.3.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.2.2. Alaninaminotransferaza (CE 2.6.1.2.) în serul sanguin.

4.5.2.3. Aspartataminotransferaza (CE 2.6.1.1.) în serul sanguin și urină.

4.5.2.4. Aspartataminotransferaza mitocondrială (CE 2.6.1.1.) în serul sanguin.

4.5.2.5. Bifosfogliceromutaza (difosfogliceromutaza) (CE 2.7.5.4.) în serul sanguin.

4.5.2.6. Creatinkinaza (CE 2.7.3.2.) în serul sanguin.

4.5.2.7. Creatinkinaza izoenzimele (CE 2.7.3.2.): CK-1 (BB), CK-2 (MB), CK-3 (MM), izoformele CK-3 (a, b, c) în serul sanguin.

4.5.2.8. Fosfogliceratkinaza (CE 2.7.2.3.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.2.9. Fosfoglucomutaza (CE 2.7.5.1.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.2.10. 6-Fosfofructokinaza (CE 2.7.1.11.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.2.11. a-D-Galactozo-1-fosfat uridiltransferaza (CE 2.7.7.10.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.2.12. Glicogen-fosforilaza (CE 2.4.1.1.) în serul sanguin.

4.5.2.13. Glicogen-fosforilaza izoenzimele: GP-BB (CE 2.4.1.1.) în serul sanguin.

4.5.2.14.  $\gamma$ -Glutamilttransferaza (CE 2.3.2.2.) în serul sanguin și urină.

4.5.2.15. Hexokinaza (CE 2.7.1.1.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.2.16. Lecitin colesterol acetiltransferaza (CE 2.3.1.43.) în serul sanguin.

4.5.2.17. Lizolecitin acetiltransferaza (CE 2.3.1.23) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.2.18. Monofosfogliceromutaza (fosfogliceromutaza) (CE 2.7.5.3.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.2.19. Ornitin-carbomoil transferaza (carbomoilfosfat: L-ornitin-carbomoil transferaza) (CE 2.1.3.3.) în serul sanguin.

4.5.2.20. Piruvatkinaza (CE 2.7.1.40.) în serul sanguin, hemolizatul eritrocitelor.

4.5.2.21. Transcetolaza (CE 2.2.1.1.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.3. *Hidrolazele*.

4.5.3.1. Adenozindezaminaza (adenozin-aminohidrolaza) (CE 3.5.4.4.) în serul sanguin, hemolizatul eritrocitelor.

4.5.3.2. AMP-dezaminaza (AMP-aminohidrolaza) (CE 3.5.4.6.) în serul sanguin, hemolizatul eritrocitelor.

4.5.3.3. Alaninaminopeptidaza (CE 3.4.11.2.) în serul sanguin, urină.

4.5.3.4. Alfa-amilaza (CE 3.2.1.1.) în serul sanguin, urină, lichidul ascitic, pleural, conținutul duodenal.

4.5.3.5. Alfa-amilaza (CE 3.2.1.1.) izoenzimele: tipul P, tipul S în serul sanguin, urină, lichidul ascitic, pleural, conținutul duodenal.

4.5.3.6. Macroamilaza (CE 3.2.1.1.) în serul sanguin.

4.5.3.7. Arginaza (L-arginin-ureohidrolaza) (CE 3.5.3.1.) în serul sanguin.

4.5.3.8. b-N-Acetilglucozaminidaza (CE 3.2.1.30) în serul sanguin, urină.

4.5.3.9. Acetilcolinesteraza (colinesteraza eritocitară) (CE 3.1.1.7.) în hemolizatul eritrocitelor, lichidul amniotic.

4.5.3.10. Chimotripsina (CE 3.4.21.1.) în serul sanguin

4.5.3.11. Colinesteraza, pseudocolinesteraza (acilcolin-acilhidrolaza) (CE 3.1.1.8.) în serul sanguin, urină.

4.5.3.12. Fosfataza acidă (CE 3.1.3.2.) în serul sanguin, lizatul eritrocitelor.

4.5.3.13. Fosfataza acidă prostatică (CE 3.1.3.2.) în serul sanguin, plasma seminală.

4.5.3.14. Fosfataza alcalină (CE 3.1.3.1.) în serul sanguin, urină.

4.5.3.15. Fosfataza alcalină – izoenzimele (CE 3.1.3.1.): hepatică, osoasă, intestinală, placentară, izoenzimele neidentificate (Regan, Nagajo) în serul sanguin, lichidul amniotic.

4.5.3.16. Fosfataza alcalină – macroizoforma.

4.5.3.17.  $\alpha$ -Glucozidaza (CE 3.2.1.20.) în serul sanguin, urină, plasma seminală.

4.5.3.18.  $\beta$ -Glucuronidaza (CE 3.2.1.31.) în serul sanguin, urină, lichidul cefalorahidian.

4.5.3.19. Guanindezaminaza (guanaza) (CE 3.5.4.3.) în serul sanguin.

4.5.3.20. Hexozaminidaza totală ( $\beta$ -D-acetilglucozaminidaza,  $\beta$ -N-acetilglucozaminidaza,  $\beta$ -D-acetilhexoaminidaza) (CE 3.2.1.52.) în serul sanguin.

4.5.3.21. Hexozaminidaza A (CE 3.2.1.52.) în serul sanguin, urină.

4.5.3.22. Hexozaminidaza B (CE 3.2.1.52.) în

serul sanguin, lichidul amniotic.

4.5.3.23. Histidaza (CE 4.3.1.3.) în serul sanguin.

4.5.3.24. Leucinaminopeptidaza (CE 3.4.1.1.) în serul sanguin.

4.5.3.25. Lipaza (triacetilglicerol-lipaza) (CE 3.1.1.3.) în serul sanguin, conținutul duodenal.

4.5.3.26. Lipoproteinlipaza (lipaza postheparinică) (CE 3.1.34.3.) în serul sanguin.

4.5.3.27. 5'-Nucleotidaza (5'-ribonucleotid-fosfohidrolaza) (CE 3.1.3.5.) în serul sanguin.

4.5.3.28. Pepsina (3.4.4.1) în conținutul gastric.

4.5.3.29. Pirimidin-5-nucleotidaza (pirimidin-5-nucleotid nucleozidaza) (CE 3.2.2.10.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.3.30. Tripsina imunoreactivă (CE 3.4.4.4.) în serul sanguin, a-tripsina în conținutul duodenal.

4.5.3.31. Urocaninaza (CE 3.5.4.9) în serul sanguin.

#### 4.5.4. *Liazele.*

4.5.4.1. Aldolaza (fructozobisfosfat aldolaza) (CE 4.1.2.13.) în serul sanguin, hemolizatul eritrocitelor.

4.5.4.2. Aminolevulinat dehidrataza (porfobilinogen sintetaza) (CE 4.2.1.24.) în serul sanguin, hemolizatul eritrocitelor.

4.5.4.3. Argininosuccinatliaza (CE 4.3.2.1.) în serul sanguin, hemolizatul eritrocitelor.

4.5.4.4. Carbohidraza (carbonat hidrolaza, carbonat dehidrataza) (CE 4.2.1.1.) în serul sanguin, lizatul eritrocitelor.

4.5.4.5. Enolaza (CE 4.2.1.11.) în serul sanguin, hemolizatul eritrocitelor.

4.1.4.6. Fructozo-1-monofosfat aldolaza (F-I-FA) (CE 4.1.2.13.) în serul sanguin.

4.1.4.7. Porfobilinogen dezaminaza (CE 4.3.1.8.) în hemolizatul eritrocitelor.

#### 4.5.5. *Izomerazele:*

4.5.5.1. Glucozofosfat izomeraza (fosfohexozoi-zomeraza) (CE 5.3.1.9.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.5.2. Triozofosfat izomeraza (CE 5.3.1.1.) în hemolizatul eritrocitelor.

#### 4.5.6. *Ligazele.*

4.5.6.1. Cistationin- $\beta$ -sintetaza (CE 4.2.1.13.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.6.2. Cistationaza (CE 4.2.1.15) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.6.3. L-Glutamilcistein sintetaza (CE 6.3.2.2.) în hemolizatul eritrocitelor.

4.5.6.4. Glutation sintetaza (CE 6.3.2.3.) în hemolizatul eritrocitelor.

### 4.6. **Glucidele.**

4.6.1. Glucoza în sângele integru, serul sanguin,

urină, lichidul cefalorahidian.

4.6.2. Galactoză (sau galactozo-1-fosfat) în sângele integru, serul sanguin, urină.

4.6.3. Dizaharidele (lactoza, maltoza, zaharoza, trehaloza) în serul sanguin.

4.6.4. Glicogenul în biopsate, sângele integru.

4.6.5. Levuloza (fructoza) în serul sanguin, urină, spermă.

4.6.6. Pentozele (xiloza, arabinoza, riboza, deoxiriboza) în urină.

4.6.7. Acizii sialici în serul sanguin.

4.6.8. Fructozo-2,6-bisfosfat în limfocite.

4.6.9. Inulina în serul sanguin, urină.

4.6.10. Glicozaminoglicanii în urină.

4.6.11. Metaboliții metabolismului glucidic:

4.6.11.1. Lactatul în sângele integru, plasma sanguină, urină, lichidul cefalorahidian.

4.6.11.2. Piruvatul în sângele integru.

4.6.11.3. Acidul 2,4-difosfoglicerinic eritrocitar în hemolizatul eritrocitelor spălate.

4.6.12. Compuși glucidici:

4.6.12.1. Fructozamina;

- Hemoglobina glicozilată (2.1.8.).

### 4.7. **Lipidele serului (plasmei) sângelui.**

#### 4.7.1. *Lipidele totale.*

#### 4.7.2. *Colesterolul:*

4.7.2.1. Colesterolul total;

4.7.2.2. Colesterolul liber

4.7.2.3. Esterii colesterolului.

#### 4.7.3. *Fosfolipidele:*

4.7.3.1. Fosfolipidele individuale.

4.7.4. Acizii grași:

4.7.4.1. Acizii grași liberi;

4.7.4.2. Spectrul acizilor grași liberi.

4.7.5. *Corpii cetonici* (vezi deasemenea corpii cetonici în urină 1.11.2.5.);

- acetona;

- acidul acetic;

- acidul  $\beta$ -hidroxibutiric.

#### 4.7.6. *Trigliceridele totale.*

#### 4.7.7. *Lipoproteidele (LP).*

4.7.7.1. Alfa-LP, prebeta-LP, beta-LP și chilomicronii.

4.7.7.2. LP (a);

4.7.7.3. Beta-lipoproteinele ( $\beta$ -LP);

4.7.7.4. Colesterolul unor clase de LP:

4.7.7.4.1. Colesterolul lipoproteinelor cu densitate înaltă (C-HDL) – alfa-lipoproteinelor;

4.7.7.4.2. Colesterolul lipoproteinelor cu densitate foarte joasă (C-VLDL) – pre-beta lipoproteinelor;



4.7.7.4.3. Colesterolul lipoproteinelor cu densitate joasă (C-LDL) - beta lipoproteinelor;  
 - Apoproteinele lipoproteinelor serului (plasmei) sângelui (4.1.11.15.);  
 - Apolipoproteina A-I (Apo-A1) (4.1.11.15.1.);  
 - Apolipoproteina B (Apo-B) (4.1.11.15.2.);  
 - Apolipoproteina E (Apo-E) și izoformele ei (4.1.11.15.5.).

#### **4.8. Metabolismul gazos al sângelui și aerului expirat. Echilibrul acido-bazic al sângelui.**

##### *4.8.1. Oxigenul sângelui.*

##### *4.8.1.1. Presiunea parțială a sângelui:*

- sângelui arterial (p02a);
- sângelui capilar (p02c);
- sângelui venos amestecat (p02va);
- sângelui venos (p02v);
- sângelui umbilical (p02u);
- la saturarea hemoglobinei cu 50% oxigen (p50).

##### *4.8.1.2. Gradul de saturație a hemoglobinei cu oxigen:*

- sângelui arterial (s02a);
- sângelui capilar (s02c);
- sângelui venos amestecat (s02va);
- sângelui venos (s02v);
- sângelui umbilical (s02u);
- conținutul total de oxigen în sânge (tO2).

##### *4.8.2. Bioxidul de carbon al sângelui.*

##### *4.8.2.1. Presiunea parțială a bioxidului de carbon:*

- sângelui arterial (pC02a);
- sângelui capilar (pC02c);
- sângelui venos amestecat (pC02va);
- sângelui venos (pC02v);
- sângelui umbilical (pC02u).

##### *4.8.2.2. Bioxidul de carbon total:*

- sângelui arterial (tC02a);
- sângelui venos (tC02v).

##### *4.8.3. Oxigenul, bioxidul de carbon, hidrogenul în aerul expirat:*

- oxigenul în aerul expirat;
- susfactantului în aerul expirat.

##### *4.8.4. Echilibrul acido-bazic al sângelui:*

##### *4.8.4.1. PH-ul:*

- pH-ul sângelui arterial (pHa);
- pH-ul sângelui capilar (pHc);
- pH-ul sângelui venos amestecat (pHva);
- pH-ul sângelui venos (pHv);
- pH-ul sângelui umbilical (pHu).

##### *4.8.4.2. Concentrația ionilor de hidrogen în sângele arterial și venos (H<sup>+</sup>)*

##### *4.8.4.3. Bicarbonații actuali - AB:*

- sângelui arterial (ABa);

- sângelui capilar (ABc);
- sângelui venos amestecat (ABva);
- sângelui venos (ABv);
- sângelui umbilical (ABu).

##### *4.8.4.4. Bicarbonații standard - SB:*

- sângelui arterial (SBa);
- sângelui capilar (SBc);
- sângelui venos amestecat (SBva);
- sângelui venos (SBv);
- sângelui umbilical (SBu).

##### *4.8.4.5. Excesul de baze - BE:*

- sângelui arterial (BEa);
- sângelui capilar (BEc);
- sângelui venos amestecat (BEva);
- sângelui venos (BEv);
- sângelui umbilical (BEu).

##### *4.8.4.6. Bazele tampon - BB:*

- sângelui arterial (BBa);
- sângelui capilar (BBc);
- sângelui venos amestecat (BBva);
- sângelui venos (BBv);
- sângelui umbilical (BBu);
- carboxihemoglobina (2.1.4.).

#### **4.9. Hormonii și substanțele biologice active.**

##### *4.9.1. Hormonii hipofizotropi ai hipotalamusului.*

##### *4.9.1.1. Liberinele (rilizing - hormonii hipotalamusului):*

##### *4.9.1.1.1. Tiroliberina în serul sanguin, plasma sanguină;*

##### *4.9.1.1.2. Gonadoliberina (luliberina) în serul sanguin, plasma sanguină;*

##### *4.9.1.1.3. Corticoliberina în serul sanguin, plasma sanguină;*

##### *4.9.1.1.4. Prolactoliberina în serul sanguin, plasma sanguină;*

##### *4.9.1.1.5. Somatoliberina în plasma sanguină;*

##### *4.9.1.1.6. Melanocitluliberina în plasma sanguină;*

##### *4.9.1.2. Hormonii inhibitori ai hipotalamusului (statinele):*

##### *4.9.1.2.1. Prolactostatina în plasma sanguină;*

##### *4.9.1.2.2. Somatostatina în plasma sanguină;*

##### *4.9.1.2.3. Melanocitostatina în plasma sanguină;*

##### *4.9.1.3. Alți hormoni hipofizotropi.*

##### *4.9.2. Hormonii hipofizari. Testele funcționale.*

##### *4.9.2.1. Somatotropina (hormonul de creștere, hormonul somatotrop, growth hormone - GH);*

##### *4.9.2.1.1. Somatotropina în serul sanguin, plasma sanguină, lichidul amniotic și urină;*

##### *4.9.2.1.2. Somatotropina legată cu proteina în se-*



rul sanguin;

4.9.2.1.3. Antigenul somatotropinei în preparatele imunocolorate;

4.9.2.1.4. Somatotropina imunoreactantă în serul sanguin, plasma sanguină – proteina care leagă somatotropina în plasma sanguină (4.1.11.13.).

4.9.2.1.5. Somatotropina în plasma sanguină după administrarea:

- somatoliberinei;
- glucozei;
- tiroliberinei;
- argininei;
- insulinei;
- L-DOPA;
- agoniștilor dopaminei (parlodel, bromcriptina);
- glucagonului și propanololului;
- încărcarea cu glucoză;
- proba cu clonidină;
- proba cu galanină;
- somatomedina C (factorul de creștere - insuline like growth factor I - IGF-I) în serul sanguin, plasma sanguină (4.9.17.10.1.).

4.9.2.2. Tirotropina (hormonul tireotrop, TTH).

4.9.2.2.1. Tirotropina:

- în sângele capilar integru, screening-ul nou-născuților;
- în serul sanguin, plasma sanguină;
- în lichidul amniotic.

4.9.2.2.2. Antigenul tireotropinic în țesuturi (colorația imună).

4.9.2.2.3.  $\beta$ -Subunitatea tirotropinei în serul sanguin, plasma sanguină.

4.9.2.2.4. Imunoglobulinele inhibitoare care leagă tirotropina în serul sanguin sau plasma sanguină.

4.9.2.2.5. Autoanticorpii către tirotropină în serul sanguin sau plasma sanguină

4.9.2.2.6. Anticorpii către receptorii tirotropinei în serul sanguin sau plasma sanguină

4.9.2.2.7. Tirotropina în serul sanguin și plasmă după:

- administrarea intravenoasă a tiroliberinei;
- administrarea triiodtironinei (testul de inhibiție cu triiodtironină - testul Verner);
- administrarea domperidonului.

4.9.2.3. Gonadotropinele.

4.9.2.3.1. Folitropina (hormonul foliculostimulant, FSH) în serul sanguin, plasmă, urină.

4.9.2.3.2. Folitropina în serul sanguin sau plasmă după:

- încărcarea perorală cu luliberină;
- administrarea intravenoasă a luliberinei.

4.9.2.3.3. Lutropina (hormonul luteinizant, LH) în serul sanguin, plasma sanguină, urină, lichidul seminal;

4.9.2.3.4. Lutropina în serul sanguin sau plasmă după:

- administrarea intravenoasă a luliberinei;
- administrarea gonadotropinei horionice;
- proba perorală cu clomifenă.

4.9.2.4. Adrenocorticotropina (ACTH).

4.9.2.4.1. ACTH în serul sanguin sau plasmă.

4.9.2.4.2. ACTH în serul sanguin sau plasmă după efectuarea probei cu:

- insulină;
- lizină-vasopresină;
- metapironă.

4.9.2.4.3. 17-Hidroxicorticosteroizii în urină după administrarea 1-24-ACTH (sinactenului).

4.9.2.4.4. Cortizolul în serul sanguin sau plasmă după administrarea:

- corticoliberinei;
- metapironului (metiraponului);
- dozei mici de dexametazonă (proba mică cu dexametazonă);

- dozei mari de dexametazonă (proba mare cu dexametazonă);

- ACTH (testul prolongat);
- ACTH (testul screening rapid).

4.9.2.4.5. Cortizolul în urină după administrarea:

- dozei mici de dexametazonă (proba mică cu dexametazonă);
- dozei mari de dexametazonă (proba mare cu dexametazonă);

- după administrarea ACTH.

4.9.2.5. Prolactina, hormonul lactogen, mamotropina (PRL).

4.9.2.5.1. Prolactina în serul sanguin sau plasmă, lichidul amniotic, cefalorahidian, secretul mucoaselor.

4.9.2.5.2. Testul de stimulare a prolactinei:

- cu tiroliberină;
- cu clorpromazină;
- cu metoclopramidă (cerucal).

4.9.2.5.3. Testul de inhibiție a prolactinei la administrarea L-DOPA.

4.9.2.5.4. Ritmul de 24 ore al secreției prolactinei.

4.9.2.6. Vasopresina.

4.9.2.6.1. Vasopresina (hormonul antidiuretic, ADH) în plasma sanguină și urină.

4.9.2.6.2. Osmolaritatea plasmei și urinei în proba cu privațiunea lichidelor timp de 8 ore.

4.9.2.6.3. Osmolaritatea urinei până și după administrarea intramusculară a pituitrinei.

4.9.2.6.4. Osmolaritatea urinei în testul cu supraîncălcarea cu apă.

4.9.2.6.5. Volumul urinei în testul cu supraîncălcarea cu apă.

4.9.2.6.6. Densitatea relativă a urinei în testul cu supraîncălcarea cu apă.

4.9.2.7. Oxitocina în serul sanguin, plasma sanguină.

4.9.2.8. Lipotropinele în plasma sanguină.

4.9.2.9. Endorfinele în plasma sanguină.

4.9.2.10. Encefalinele în plasma sanguină.

**4.9.3. Hormonii glandei tiroide. Testele (probele) funcționale ale glandei tiroide.**

4.9.3.1. Hormonii.

4.9.3.1.1. Tiroxina totală ( $T_4$ ):

- în plasma sau serul sanguin, urină;

- în sângele capilar (screening-ul nou-născuților).

4.9.3.1.2. Tiroxina liberă ( $T_4$ ) în plasma sau serul sanguin.

4.9.3.1.3. Triiodtironina totală ( $T_3$ ) în plasma sau serul sanguin.

4.9.3.1.4. Triiodtironina liberă ( $T_3$ ) în plasma sau serul sanguin.

4.9.3.1.5. Triiodtironina reversivă ( $T_3$ ) în plasma sau serul sanguin.

- Tireoliberina în plasma sanguină (4.9.1.1.1.);

- Tirotropina în plasma sau serul sanguin, în sângele capilar (screening-ul nou-născuților), în lichidul amniotic (4.9.2.2.1.).

-  $\beta$ -subunitatea tiotropinei ( $\beta$ -TTH) în plasma sau serul sanguin (4.9.3.1.5.).

- antigenul tiotropinei în țesutul glandei tiroide (4.9.2.2.2.).

- Tirotropina - după administrarea intravenoasă a tiroliberinei (proba cu tiroliberină).

- După administrarea triiodtironinei (testul de inhibiție cu triiodtironină - testul Verner) (4.9.2.2.7.).

4.9.3.2. Alte teste de apreciere a funcției glandei tiroide:

4.9.3.2.1. Tireoglobulina (TG) în plasma sau serul sanguin;

4.9.3.2.2. Tireoglobulina (antigenul) în țesutul glandei tiroide:

- globulina care leagă tiroxina în serul sanguin (4.1.11.7.);

- albumina care leagă tiroxina în serul sanguin (4.1.11.8.);

- prealbumina care leagă tiroxina în serul sanguin (4.1.11.9.);

- autoanticorpii către receptorii tiotropinei (Anti-TTH) în serul sanguin (4.9.2.2.6);

- imunoglobulinele inhibitoare care leagă tiotropina în serul sanguin sau plasma sanguină (4.9.2.2.4.).

- autoanticorpii către tiotropină (Anti-TTH) în serul sanguin (4.9.2.2.5);

4.9.3.3.1. Anticorpii tireoperoxidazici în serul sanguin.

4.9.3.3.2. Anticorpii către tireoglobulină în serul sanguin.

4.9.3.3.3. Imunoglobulinele (anticorpii) tireoidstimulante în serul sanguin:

- stimulatorul care acționează îndelungat al glandei tiroide (LATS);

- LATS - protectorul;

- stimulatorul glandei tiroide;

- stimulatorul adenilatciclazei glandei tiroide;

- stimulatorul eliberării  $T_3$ ;

- stimulatorul formării cAMP de către TTH-receptorul recombinant;

- anticorpii tireoidieni microsomali în serul sanguin.

4.9.3.3.4. Autoanticorpii către tiroxină (anti- $T_4$ ) în serul sanguin.

4.9.3.3.5. Autoanticorpii către triiodtironină (anti- $T_3$ ) în serul sanguin.

4.9.3.3.6. Anticorpii către al doilea antigen coloidal.

4.9.3.4. Testele (probele funcționale ale glandei tiroide.).

4.9.3.4.1. Triiodtironina în serul sanguin după administrarea tiotropinei (testul de stimulare cu tiotropină).

4.9.3.4.2. Tiroxina în serul sanguin după administrarea:

- tiotropinei (testul de stimulare cu tiotropină);

- triiodtironinei (testul de inhibiție cu triiodtironină - testul Verner);

- tiroxinei.

4.9.3.4.3. Captarea tiroxinei în serul sanguin sau plasma sanguină după administrarea tiroxinei.

4.9.3.4.4. Calcitonina în serul sanguin sau plasma sanguină la efectuarea testelor de stimulare:

- cu calciu;

- cu calciu și pentagastrină;

- cu pentagastrină.

4.9.3.4.5. Captarea  $^{131}\text{I}$  de către glanda tireoidă până și după:

- administrarea intramusculară a tiotropinei (testul de stimulare cu tiotropină);

- administrarea tiroxinei (testul de inhibiție cu tiroxină);

- administrarea triiodtironinei (testul de inhibiție cu triiodtironină - testul Verner);

4.9.3.4.6. Raportul radioactivității  $^{131}\text{I}$  din salivă și serul sanguin.

#### **4.9.4. Hormonii glandei paratireoide. Probele funcționale.**

4.9.4.1. Hormonii:

4.9.4.1.1. Paratirina "integrală" (hormonul paratiridian) în serul sanguin;

4.9.4.1.2. Paratirina, fragmentul C-terminal, în serul sanguin;

4.9.4.1.3. Paratirina, fragmentul cu masa moleculară medie, în serul sanguin;

4.9.4.1.4. Paratirina, fragmentul N-terminal, în serul sanguin;

4.9.4.1.5. Paratirina, intactă (biologic activă) în serul sanguin;

4.9.4.1.6. Proteina similară paratirinei în serul sanguin sau plasma sanguină;

4.9.4.1.7. Cromogranina A în serul sanguin;

4.9.4.1.8. Antigenul cromograninei A în țesuturi (colorația imună).

4.9.4.1.9. Calcitonina în serul sanguin sau plasma sanguină și țesuturi (vezi deasemenea 4.9.3.4.4.)

4.9.4.2. Probele funcționale.

4.9.4.2.1. Fosforul în urină la administrarea paratirinei.

4.9.4.2.2. Calciul în serul sanguin la administrarea:

- diureticelor tiazidice;

- hidroclorizidului;

- inhibitorilor sintezei prostaglandinelor.

#### **4.9.5. Hormonii stratului cortical al suprarenalelor, metabolii lor. Probele funcționale.**

4.9.5.1. Glucocorticoizii.

4.9.5.1.1. Cortizolul în salivă, serul sanguin, plasma sanguină, urină;

4.9.5.1.2. Cortizolul în serul sanguin și plasma sanguină:

- dimineața;

- seara.

4.9.5.1.3. Cortizolul liber în serul sanguin, plasma sanguină, urină (concentrația, excreția).

4.9.5.1.4. Cortizonul în serul sanguin și plasma sanguină, urină.

4.9.5.1.5. Corticosteronul în serul sanguin și plasma sanguină, urină.

4.9.5.1.6. 11-dezoxicortizol în serul sanguin și plasma sanguină, urină.

4.9.5.1.7. 11-dehidrocorticosteron în serul sanguin

4.9.5.1.8. 11-hidroxicorticosteron în serul sanguin.

- Globulina care leagă corticosteroidul, transcortina, în serul sanguin sau plasma sanguină (4.1.11.10.)

4.9.5.1.9. 17- alfa-hidroxipregnenolonul în serul sanguin.

4.9.5.1.10. 17- alfa-hidroxiprogesteronul în plasma sanguină și urină.

4.9.5.1.11. 17- alfa-hidroxicorticosteroizii în plasma sanguină, urină, lichidul amniotic.

4.9.5.1.12. Steroizii 17- cetogeni totali în sânge și urină.

4.9.5.1.13. 17-cetosteroizii totali, neutri, în urină.

4.9.5.1.14. Tetrahidrocortizolul în urină.

4.9.5.1.15. Tetrahidrocortisteronul în urină.

4.9.5.1.16. Tetrahidrodezoxicortizolul în urină.

4.9.5.1.17. Receptorii glucocorticosteroizilor în limfocite și blasti.

4.9.5.2. Mineralocorticoizii.

4.9.5.2.1. Aldosteronul în sânge, în serul sanguin și plasma sanguină, în urina de 24 ore.

4.9.5.2.2. Aldosteronul în serul sanguin sau plasma sanguină:

- în poziția orizontală a pacientului;

- în poziția verticală a pacientului;

- în condițiile cateterizării pentru fiecare nivel a venelor suprarenalelor.

4.9.5.2.3. Receptorii aldosteronului în leucocite.

4.9.5.2.4. 11-dezoxicorticosteronul în serul sanguin.

4.9.5.2.5. 18-hidroxidezoxicorticosteronul în serul sanguin și urină.

4.9.5.2.6. 18-hidroxicortizolul în urină.

4.9.5.2.7. 18-hidroxidezoxicorticosteroizii în serul sanguin.

4.9.5.2.8. 18-hidroxicorticosteronul în urină.

4.9.5.2.9. Tetrahidroaldosteronul în urină.

- Androgenii (4.9.9.).

- Estrogenii (4.9.7.).

4.9.5.3. Testele funcționale.

- Cortizolul (4.9.2.4.4.) în serul sanguin și plasma sanguină după administrarea:

- corticoliberinei (v.pp.);

- metapironului (metiraponului) (v.pp.);

- dozei mici de dexametazonă (proba mică cu dexametazonă) (v.pp.);

- dozei mari de dexametazonă (proba mare cu dexametazonă) (v.pp.);

- insulinei;

- ACTH și a preparatelor lui (testul prolongat cu ACTH; testul rapid cu ACTH);

- Cortizolul total (4.9.2.4.5.) în urină după administrarea:

- dozei mici de dexametazonă (proba mică cu dexametazonă);



- dozei mari de dexametazonă (proba mare cu dexametazonă);

- cortizolul (total și liber) după administrarea ACTH.

4.9.5.3.1. 11-Dezoxicortizolul în plasmă după administrarea:

- ACTH;

- Metopironului (metiraponului).

4.9.5.3.2. 11-Dezoxicorticosteronul în serul sanguin și plasmă, urină după administrarea:

- ACTH;

- metopironului (metiraponului).

- dozei mici de dexametazonă (proba mică cu dexametazonă, v.p.).

4.9.5.3.3. Aldosteronul în plasma sanguină după efectuarea probei de mers (efortul ortostatic).

4.9.5.3.4. Dehidroepiandrosteronul total în ser și plasma sanguină până și după administrarea ACTH.

4.9.5.3.5. Dehidroepiandrosteron sulfat în ser și plasma sanguină până și după administrarea ACTH.

4.9.5.3.6. 17-Hidroxipregnenolonul în serul sanguin până și după administrarea ACTH.

**4.9.6. Hormonii stratului medular al suprarenalelor, predecesorii și metaboliții lor.**

4.9.6.1. Dioxifenilalanina (DOPA) în ser și plasma sanguină, lichidul cefalorahidian, urină.

4.9.6.2. Dopamina în ser și plasma sanguină, lichidul cefalorahidian, urină, lacrimă.

4.9.6.3. Dopamin-beta hidroxilaza în serul sanguin.

4.9.6.4. Horadrenalina în plasma sanguină, urină, lacrimă.

4.9.6.5. Normetanefrina (liberă + conjugată) în plasma sanguină, urină.

4.9.6.6. Adrenalina în ser și plasma sanguină, lichidul amniotic, urină, lacrimă; în plasma sanguină în poziția pacientului:

- orizontală;

- verticală.

4.9.6.7. Metanefrina (liberă + conjugată) în urină.

4.9.6.8. Metanefrinele (metanefrina + normetanefrina) în urină.

4.9.6.9. Catecolaminele:

- totale în plasma sanguină, urină;

- libere în urină.

4.9.6.10. Acidul vanililmindalic în serul sanguin și urină.

4.9.6.11. Acidul homovanilinic în serul sanguin, lichidul cefalorahidian, urină.

4.9.6.12. 3-Metoxi-4-hidroxifenilglicolul în plasma sanguină și urină.

4.9.6.13. Cromogranina în serul sanguin.

4.9.6.14. Dioxifenilglicolul în plasma sanguină.

4.9.6.15. Monooxidaza A și B în țesuturi.

4.9.6.16. Testele funcționale.

4.9.6.16.1. Catecolaminele totale și fracționate (adrenalina, noradrenalina) în plasma sanguină și urină la administrarea clonidinei (testul de inhibiție cu clonidină).

4.9.6.16.2. Acidul vanililmindalic în urină la administrarea clonidinei (proba cu clonidină).

4.9.6.16.3. Catecolaminele fracționate (adrenalina, noradrenalina, dopamina), dioxifenilalanina, dihidroxifenilalanina, acidul 3,4-dihidroxifenilacetic în plasma sanguină și urină la administrarea clofelinei și glucagonului (proba cu clofelină și glucagon).

4.9.6.16.4. Catecolaminele fracționate (adrenalina, noradrenalina, dopamina) în plasma sanguină și urină după efectuarea probei cu:

- histamină,

- tiramină;

- glucagon.

**4.9.7. Hormonii glandelor sexuale feminine. Predecesorii și metaboliții lor.**

4.9.7.1. Estrogenii.

4.9.7.1.1. Estradiolul total în salivă, serul și plasma sanguină, țesuturi, urină.

4.9.7.1.2. Estradiolul biologic accesibil în serul sanguin.

4.9.7.1.3. Estradiolul liber în plasmă și țesuturi.

4.9.7.1.4. Estradiolul în serul sanguin, nelegat cu proteinele.

4.9.7.1.5. Estradiolul neconjugat în urină.

4.9.7.1.6. Estronul în serul sanguin și urină.

4.9.7.1.7. Estron sulfatul în serul sanguin.

4.9.7.1.8. Estronul biologic accesibil în serul sanguin.

4.9.7.1.9. Estronul neconjugat (liber) în serul sanguin și urină.

4.9.7.1.10. Estriolul total în lichidul amniotic, serul sanguin și urină.

4.9.7.1.11. Estriolul conjugat în serul sanguin.

4.9.7.1.12. Estriolul neconjugat (liber) în serul sanguin, lichidul amniotic (v.p.).

4.9.7.1.13. Estrogenii totali în urină.

4.9.7.1.14. Progesteronul în salivă, serul și plasma sanguină, urină, lichidul amniotic.

4.9.7.1.15. 17-alfa-hidroxiprogesteronul în plasma sanguină și urină.

4.9.7.1.16. Progesteronul liber în urină.

- androgenii (4.9.9.).

4.9.7.2. Hormonii glandelor sexuale feminine cu structura peptidică.



- 4.9.7.2.1. Relaxina în plasma sanguină.
- 4.9.7.2.2. Inhibina în plasma sanguină.
- 4.9.7.2.3. Activina în plasma sanguină.
- 4.9.7.3. Cercetări suplimentare pentru aprecierea funcției glandelor sexuale feminine.
- 4.9.7.3.1. Anticorpii antispermali în serul sanguin.
  - folitropina în plasma sanguină (4.9.2.3.1.).
  - lutropina în plasma sanguină (4.9.2.3.3.).
- 4.9.7.3.2. Ritmurile de 24 ore și ciclice de secreție a lutropinei.
  - Prolactina în plasma sanguină (4.9.2.5.).
  - Transcortina în serul sanguin (4.1.11.10.).
  - Globulina care leagă hormonii sexuali în serul sanguin, lichidul amniotic (4.1.11.11.).
  - Proteina care leagă estrogenii (albumina) în serul sanguin sau plasma sanguină (4.1.11.12.).
- 4.9.7.3.3. Receptorul (antigenul) estrogenului/progestinei în țesuturi.
  - 4.9.7.3.3.1. Receptorii estrogenelor (estradiolului) în țesuturi.
  - 4.9.7.3.3.2. Receptorii progesteronului (progestinelor) în țesuturi.
- 4.9.7.4. Testele funcționale.
  - 4.9.7.4.1. Estradiolul în serul sanguin sau plasma sanguină după încărcarea cu dexametazonă, luliberină, gonadotropine (lutropina, folitropina).
  - 4.9.7.4.2. Estrogenii în serul sanguin sau plasma sanguină după încărcarea cu dexametazonă, luliberină, gonadotropine (lutropina, folitropina).
- 4.9.8. Hormonii, predecesorii și metaboliții lor în placenta și complexul fetoplacentar.**
  - 4.9.8.1. Gonadotropina horionică în urină, serul sanguin și plasma sanguină.
  - 4.9.8.2. Antigenul gonadotropinei horionice în țesuturi.
  - 4.9.8.3. Alfa-subunitatea gonadotropinei horionice în serul sanguin.
  - 4.9.8.4. Beta-subunitatea gonadotropinei horionice în serul sanguin, urină, lichidul amniotic.
  - 4.9.8.5. Gonadotropina horionică intactă în serul sanguin, urină.
  - 4.9.8.6. Lactogenul placentar (somatomatotropina) în serul sanguin, lichidul amniotic.
    - Estriolul liber în serul sanguin și plasma sanguină, urină, lichidul amniotic (4.9.7.1.10.).
  - 4.9.8.7. 15-Hidroxiestriolul în ser sau plasma sanguină.
  - 4.9.8.8. 16-Hidroxidehidroepiandrosteronul în plasma sanguină.
  - 4.9.8.9. 16-Hidroxidehidroepiandrosteron sulfatul în plasma sanguină.

- 17-Hidroxipregnenolonul în serul sanguin.
- 4.9.8.10. 16-Hidroxipregnenolonul în serul sanguin.
  - 17-Hidroxiprogesteronul în plasmă și serul sanguin, urină, lichidul amniotic (4.9.7.1.10.).
- 4.9.8.11. 17-Hidroxicorticosteroidii în lichidul amniotic.
  - Progesteronul în salivă, serul sanguin și plasma sanguină, urină (4.9.7.1.14.).
- 4.9.8.12. 16-Hidroxiprogesteronul în serul sanguin.
- 4.9.8.13. Cortizolul în lichidul amniotic.
- 4.9.8.14. Cortizolul liber în lichidul amniotic.
- 4.9.8.15. Alfa-fetoproteina în serul sanguin și lichidul amniotic.
- 4.9.9. Hormonii glandelor sexuale masculine. Predecesorii și metaboliții lor.**
  - 4.9.9.1. Androgenii.
    - 4.9.9.1.1. Androstendionul în sângele capilar, serul și plasma sanguină, lichidul seminal.
    - 4.9.9.1.2. Androstendiolul în serul și plasma sanguină, urină.
    - 4.9.9.1.3. Androsteronul în serul sanguin și urină.
    - 4.9.9.1.4. Epiandrosteronul în serul sanguin.
    - 4.9.9.1.5. Epitestosteronul în serul sanguin și urină.
    - 4.9.9.1.6. Testosteronul în serul și plasma sanguină, urină, salivă, lichidul seminal:
      - total;
      - liber în serul sanguin;
      - biologic accesibil (liber + slab legat) în serul sanguin sau plasma sanguină;
      - neconjugat în serul sanguin.
    - 4.9.9.1.7. Dihidrotestosteronul în serul sanguin:
      - total;
      - liber.
    - 4.9.9.1.8. 3-alfa-Androstendiol glucuronidul în serul sanguin.
    - 4.9.9.1.9. 3-beta-Androstendiolul în serul sanguin.
    - 4.9.9.1.10. 11-cetoandrosteronul în serul sanguin și urină.
    - 4.9.9.1.11. 11-cetoetiocolanolonul în serul sanguin și urină.
    - 4.9.9.1.12. Steroidii 17-cetogeni în sânge și urină.
    - 4.9.9.1.13. 17-cetosteroidii în urină.
    - 4.9.9.1.14. Etiocolanolonul în serul sanguin, plasmă și urină.
    - 4.9.9.1.15. Dehidroepiandrosteronul în serul sanguin, plasmă și urină:
      - total;
      - neconjugat.
    - 4.9.9.1.16. 17-alfa-Hidroxiprogesteronul în serul

sanguin, plasmă și urină.

4.9.9.1.17. 11-hidroxiandrostendionul în serul sanguin și urină.

4.9.9.1.18. 11-hidroxietocolanolonul în serul sanguin și urină.

- Estrogenii (4.9.7.).

4.9.9.2. Estrogenii lichidului seminal:

- estradiolul;

- estronul.

4.9.9.3. Cercetările suplimentare pentru aprecierea funcției glandelor sexuale masculine:

- folitropina în plasma sanguină (4.9.2.3.1.);

- lutropina în plasma sanguină (4.9.2.3.3.);

- prolactina în plasma sanguină (4.9.2.5.);

- transcortina în serul sanguin și plasmă (4.1.11.10.);

- globulina care leagă hormonii sexuali în serul sanguin (4.1.11.11.).

- anticorpii antispermali (4.9.7.3.1.).

4.9.9.4. Testele funcționale.

4.9.9.4.1. Folitropina în plasma sanguină până și după administrarea:

- gonadoliberinei;

- clomifenului;

- lutropina în plasma sanguină până și după administrare (4.9.2.3.4.);

- gonadoliberinei;

- clomifenului.

4.9.9.4.2. Prolactina în plasma sanguină până și după administrarea:

- gonadoliberinei;

- clomifenului.

4.9.9.4.3. Androstendionul în sângele capilar, serul sanguin și plasma sanguină, urină după administrarea dexametazonului (proba de inhibiție cu dexametazon).

4.9.9.4.4. Testosteronul în salivă, ser și plasma sanguină, urină după administrarea dexametazonului (proba de inhibiție cu dexametazon).

#### **4.9.10. Sistemul RENINĂ-ANGIOTENSINĂ-ALDOSTERON.**

4.9.10.1. Prorenina în plasmă:

- concentrația;

- activitatea.

4.9.10.2. Renina în plasmă:

- în poziția pacientului orizontală;

- în poziția pacientului verticală.

4.9.10.3. Renina în plasmă:

- la efortul ortostatic (proba de mers);

- după administrarea captoprilului;

- după administrarea furosemidei.

4.9.10.4. Angiotensinogenul în plasmă.

4.9.10.5. Enzima de conversie a angiotensinei în plasmă.

4.9.10.6. Angiotensina I în plasmă.

4.9.10.7. Angiotensina II în plasmă.

4.9.10.8. Clearance-ul renal al reninei.

- Aldosteronul (4.9.5.2.1.).

4.9.10.9. Cercetările suplimentare.

- sodiul în plasmă (4.10.1.3.);

- potasiul în plasmă (4.10.1.2.).

#### **4.9.11. Hormonii rinichilor.**

4.9.11.1. Eritropoetina în serul sanguin.

#### **4.9.12. Hormonii și testele (probele) funcționale ale pancreasului.**

4.9.12.1. Insulina liberă în plasma sanguină.

4.9.12.2. Insulina imunoreactantă în plasma sanguină.

4.9.12.3. Glucagonul în plasma sanguină, lichidul amniotic.

4.9.12.4. Secretina în plasma sanguină.

4.9.12.5. C-peptidul în plasma sanguină.

4.9.12.6. Gastrina în plasma sanguină.

4.9.12.7. Colecistokinina-pancreozimina în plasma sanguină.

4.9.12.8. Polipeptida pancreatică în plasma sanguină.

4.9.12.9. Anticorpii antiinsulinici în ser și plasma sanguină.

4.9.12.10. Bombesina în plasma sanguină.

- Somatostatina în plasma sanguină (4.9.1.2.2.).

4.9.12.11. Polipeptidele glucagon-like (glucagon-similare) în plasma sanguină.

4.9.12.12. Polipeptidele vasoactive intestinale în plasma sanguină.

Testele (probele) funcționale ale pancreasului.

- Glucoza în sânge, serul sanguin, plasma sanguină (4.6.1.).

4.9.12.13. Glucoza la efectuarea testului peroral de toleranță la glucoză.

4.9.12.14. Glucoza în sânge după administrarea insulinei (testul de toleranță la insulină).

4.9.12.15. Insulina în plasma sanguină la efectuarea testului peroral de toleranță la glucoză.

4.9.12.16. Insulina și glucoza în serul sanguin, testul de inhibiție pe parcursul a 72 ore de flămânzire.

4.9.12.17. Insulina în serul sau plasma sanguină până și după administrarea intravenoasă a tolbutamidei.

4.9.12.18. Gastrina după administrarea intravenoasă a secretinei.

4.9.12.19. Glucagonul:

- în plasma sanguină;
- după administrarea intravenoasă a argininei;
- după administrarea perorală a glucozei (glucagon, testul de inhibiție).

4.9.12.20. C-Peptida în plasmă sau serul sanguin:

- după administrarea C-peptidei;
- după administrarea intravenoasă a glucagonului;
- după 12-ore de flămânzire;
- Enzimele [alfa-amilaza, (4.5.3.4.); p-amilaza, (4.5.3.5.) lipaza, (4.5.3.25.); tripsina, (4.5.3.30.) în conținutul duodenal].

4.9.12.21. R-protein-cobalamina precum și  $^{57}\text{Co}$ - și  $^{58}\text{Co}$ -cobalamina în urina de 24 ore (testul pancreatic Shilling).

- Hemoglobina glicozilată (2.1.8.)

- Fructozamina (4.6.12.1.).

#### **4.9.13. Hormonii tractului digestiv. Testele funcționale.**

- Gastrina în serul sanguin (4.9.12.6.)

4.9.13.1. Antigenul gastrinei în țesuturi.

4.9.13.2. Minigastrina  $G_{14}$  (gastrina  $G_{14}$ ) în serul sanguin.

4.9.13.3. Minigastrina  $G_{17}$  (gastrina  $G_{17}$ ) în serul sanguin.

4.9.13.4. Macrogastrina  $G_{34}$  (gastrina  $G_{34}$ ).

4.9.13.5. Substanța P (polipeptid cu 11 resturi aminoacidice) în plasma sanguină.

- Bombesina în plasma sanguină (4.9.12.10.).

4.9.13.6. Antigenul bombesinei în țesuturi.

- Peptida vasoactivă intestinală - VIP (vasoactive intestinal polypeptide) în ser sau plasma sanguină (4.9.12.12.).

- Secretina în plasma sanguină (4.9.12.4.).

- Polipeptida pancreatică (PP) (4.9.12.8.).

4.9.13.7. Neurotensina în serul sanguin.

4.9.13.8. Motilina în serul sau plasma sanguină.

- colecistokinina (pancreozimina) în serul (plasma sanguină) (4.9.12.7.);

- somatostatina în plasma sanguină (4.9.1.2.2.);

- peptidele glucagon-like – glucagon similare (4.9.12.11.).

4.9.13.9. Polipeptida inhibitoare a funcției gastrice - GIP (gastric inhibitory polypeptide).

- Serotonina în serul și plasma sanguină, în trombocite (4.9.14.1.);

- Antigenul serotoninei în țesuturi (4.9.14.2.);

- Encefalinele (4.9.2.10.);

- Endorfinele (4.9.2.9.).

4.9.13.10. Peptida insulinotropă, glucozodependentă.

- Dopamina (4.9.2.9.).

4.9.13.11. Testele funcționale.

- Gastrina în serul sanguin, testul de stimulare:

- după administrarea secretinei;

- după administrarea calciului;

- după mese.

#### **4.9.14 Serotonina, predecesorii și metaboliții ei:**

4.9.14.1. Serotonina în serul și plasma sanguină, sângele integral, trombocite;

4.9.14.2. Antigenul serotoninei în țesuturi;

4.9.14.3. Acidul 5-hidroxiindolil acetic în serul sanguin, urină.

- triptofanul în serul, plasma sanguină, urină, lichidul cefalorahidian și amniotic (4.2.1.9.).

4.9.14.4. 5-Hidroxitriptofanul în sângele integral.

#### **4.9.15. Histamina, predecesorii și metaboliții ei.**

4.9.15.1. Histamina în serul și plasma sanguină, urină, granulocite.

4.9.15.2. Acidul imidazolacetic în urină.

- Histidina în sânge, serul și plasma sanguină, urină, lichidul amniotic (4.2.1.27.).

4.9.15.3. Anticorpul către histamină în serul și plasma sanguină.

#### **4.9.16. Prostaglandinele.**

4.9.16.1. Prostaglandinele totale în plasma sanguină.

4.9.16.2. Prostaglandina A în urină.

4.9.16.3. Prostaglandina  $D_2$  în serul și plasma sanguină, urină.

4.9.16.4. Prostaglandina E în plasma sanguină,

4.9.16.5. Prostaglandina  $E_1$  în serul și plasma sanguină.

4.9.16.6. Prostaglandina  $E_2$  în serul sanguin și urină.

4.9.16.7. Prostaglandina F în plasma sanguină.

4.9.16.8. Prostaglandina  $F_2$  în serul sanguin.

4.9.16.9. Prostaglandina  $F_2$ -alfa în serul și plasma sanguină.

4.9.16.10. Prostaglandina  $F_2A$  în urină.

#### **4.9.17. Alte substanțe biologice active.**

4.9.17.1. Peptida YY.

4.9.17.2. Peptida-histidina-metionina-27.

4.9.17.3. Neuropeptida Y.

4.9.17.4. Calcitonina.

4.9.17.5. Galanina.

4.9.17.6. Peptida alfa-natriuuretică atriculară.

4.9.17.7. Peptida-32 natriuuretică cerebrală.

4.9.17.8. Peptida natriuuretică renală.

4.9.17.9. Peptida delta- provocatoare de somn.

4.9.17.10. Somatomedinele în serul sanguin.



4.9.17.10.1. Somatomedina C (factorul de creștere-I insulin-like) în serul și plasma sanguină, lichidul amniotic.

4.9.17.10.2. Somatomedina A (factorul de creștere-II insulin-like) în serul sanguin.

4.9.17.11. Calicreina.

4.9.17.12. Bradikinina.

4.9.17.13. Acetilcolina în sânge.

- Endorfinele (4.9.2.9.).

- Encefalinele (4.9.2.10.).

#### **4.10. SUBSTANȚELE ANORGANICE.**

##### **4.10.1 Macroelementele**

4.10.1.1. Azotul.

4.10.1.1.1. - azotul total (suma tuturor substanțelor azotate) în sângele integral, serul sanguin, urină;

4.10.1.1.2. - azotul amoniacului în sângele integral, serul sanguin, urină;

4.10.1.1.3. - azotul altor substanțe în sânge, urină;

4.10.1.1.4. - nitrații în urină;

4.10.1.1.5. - nitriții în urină.

4.10.1.2. Potasiul (caliul).

4.10.1.2.1. - Potasiul total în sângele integral, serul (plasma sanguină), eritrocite, urină;

4.10.1.2.2. - Activitatea ionilor de potasiu în serul (plasma sanguină), urină.

4.10.1.3. Sodiul (natriul).

4.10.1.3.1. - sodiul total în sângele integral, serul (plasma sanguină), eritrocite, urină;

4.10.1.3.2. - activitatea ionilor de sodiu în serul (plasma sanguină), urină.

4.10.1.4. Litiul în serul (plasma sanguină).

4.10.1.5. Fosforul.

4.10.1.5.1. - fosforul total în sânge și urină.

4.10.1.5.2. - fosforul anorganic în sângele integral, serul (plasma sanguină), eritrocite, urină;

4.10.1.5.3. - fosforul organic (compușilor organici cu masa moleculară mică) în sângele integral, serul (plasma sanguină), eritrocite.

4.10.1.6. Calciul.

4.10.1.6.1. - calciul total în serul (plasma sanguină), urină;

4.10.1.6.2. - activitatea ionilor de calciu în serul (plasma sanguină);

4.10.1.6.3. - calciul ionizat în serul (plasma sanguină);

4.10.1.6.4. - calciul legat cu proteinele în serul (plasma sanguină);

4.10.1.6.5. - calciul din complexe organice în serul (plasma sanguină);

4.10.1.6.6. - calciul ultrafiltrat în serul (plasma sanguină);

4.10.1.7. Magneziul.

4.10.1.7.1. - magneziul total în serul (plasma sanguină), urină;

4.10.1.7.2. - activitatea ionilor de magneziu în serul (plasma sanguină);

4.10.1.7.3. - magneziul ionizat în serul (plasma sanguină);

4.10.1.7.4. - magneziul legat în serul (plasma sanguină);

4.10.1.8. Fierul

4.10.1.8.1. - fierul hemoglobinic (combinat cu hemoglobina sângelui integral);

4.10.1.8.2. - fierul în serul sanguin (anorganic sau nehemoglobinic);

4.10.1.8.3. - capacitatea serului sanguin de legare a fierului (vezi transferina).

4.10.1.9. Clorul.

4.10.1.9.1. - clorul total în sângele integral, serul (plasma sanguină), urină;

4.10.1.9.2. - activitatea ionilor de clor în plasma sanguină.

4.10.1.10. Sulfur.

4.10.1.10.1. - sulfurul total în serul (plasma sanguină), urină;

4.10.1.10.2. - sulfurul anorganic (sulfatii) în serul (plasma sanguină), urină.

4.10.1.11. Apa.

4.10.1.11.1. - conținutul de apă totală în plasma sanguină;

4.10.1.11.2. - apa liberă în plasma sanguină.

##### **4.10.2. Microelementele.**

4.10.2.1. Cuprul în plasma (serul sanguin).

4.10.2.2. Iodul.

- iodul organic în serul sanguin;

- iodul anorganic în serul sanguin, urină;

- iodul legat cu proteinele în serul sanguin.

4.10.2.3. Fluorul în serul sanguin, urină.

4.10.2.4. Cobaltul în plasma (serul sanguin).

4.10.2.5. Zincul în serul sanguin.

4.10.2.6. Seleniul în serul sanguin.

4.10.2.7. Nichelul în serul sanguin.

4.10.2.8. Cromul în serul sanguin.

4.10.2.9. Vanadiul în serul sanguin.

4.10.2.10. Germaniul în serul sanguin.

#### **4.11 TESTELE FUNCȚIONALE**

##### **4.11.1 Testele funcționale ale ficatului.**

*Testele de distrugere (lezare) a hepatocitelor (sindromul de citoliză):*

- alaninaminotransferaza (ALAT), CE 2.6.1.2. (4.5.2.2.);

- aspartataminotransferaza (ASAT), CE 2.6.1.1.



(4.5.2.3.);

- g-glutamyltranspeptidaza (g-GPT), CE 2.3.2.2.

(4.5.2.8.);

- glutamatdehidrogenaza (GLDH), CE 1.4.1.2.

(3.2.1.4.);

- lactatdehidrogenaza (LDH) și izoenzimele ei, CE 1.1.1.27. (3.2.1.13.);

- sorbitoldehidrogenaza (SDH), CE 1.1.1.14.

(4.5.1.8.);

- fructozo-1-monofosfat aldolaza (F-I-FA), CE 4.1.2.13. (4.5.4.6.);

- ornitin-carbomoi transferaza (OCT), CE 2.1.3.3. (4.5.2.14) în serul sanguin.

- arginaza, CE 3.5.3.1. (4.5.3.7) în serul sanguin.

- histidaza, CE 3.5.... (4.5.3.23) în serul sanguin.

- urocaninaza, CE 3.5..... (4.5.3.31) în serul sanguin.

- fierul (4.10.1.8.).

Ciancobalamina (Vitamina B<sub>12</sub>).

*Testele insuficienței hepato-celulare:*

Diminuarea funcției sintetice a ficatului:

- proteina totală (4.1.1.);

- albuminele serice (4.1.4.1.);

- pseudocolinesteraza (4.5.3.11.);

- fibronectina (4.1.4.4.);

- alfa-1-antitripsina (4.1.5.4.);

- ceruloplasmina (4.5.1.6.).

Indicii sistemului de coagulare a sângelui:

- fibrinogenul (4.1.5.7.);

- timpul protrombinic (5.2.1.7.);

- factorul V (proaccelerina) (5.2.2.2.);

- factorul VII (proconvertina) (5.2.2.2.);

- factorii antihemofilici (VIII, IX, X) (5.2.2.3.);

- timpul de tromboplastină parțial activat (5.2.1.2.);

- antitromboplastinele (5.3.1.7.);

- alfa-2-macroglobulina (4.1.4.7.);

- alfa-1-antitripsina (4.1.5.4.);

- antitrombina III (5.3.1.1.);

- timpul de recalcificare activat (5.2.1.4.);

- activitatea fibrinolitica (5.4.).

Tulburările metabolismului glucidic:

- proba cu galactoză (4.6.2.).

Tulburările metabolismului lipidic:

- colesterolul (4.7.1.3.), TG și al.

Tulburările funcției de excreție (absorbție-excreție) a ficatului:

Proba cu bromsulfaleină.

Proba cu vofaverdină.

Tulburările funcției de detoxifiere a ficatului:

Proba cu antipirină.

Proba cu cafeină.

Proba Kvik (proba de sinteză a acidului hipuric).

*Testele sindromului de inflamație:*

- fracțiunile proteice (gama-globulinele) (4.1.2.1.);

- probele de sedimentare (proba cu timol, cu sublimat corosiv) (4.1.2.6.; 4.1.2.7.);

- imunoglobulinele (G, M, A) (6.1.);

- anticorpii antimitocondriali (6.6.2.);

- anticorpii către musculatura netedă (6.4.8.2.);

- anticorpii antinucleari (6.6.3.);

- haptoglobina (4.1.11.2.);

- alfa-2-macroglobulina (4.1.4.7.);

- beta-2-microglobulina (4.1.5.4.);

*Testele sindromului colestatic:*

- fosfataza alcalină (FA) (4.5.3.14);

- izoenzimele FA (fracțiunea hepatică) (4.5.3.15.);

- gama-glutamyltranspeptidaza ((4.5.2.8.);

- leucinaminopeptidaza (LAP) (4.5.3.24.);

- 5-nucleotidaza (5-NT), CE 4.5.....(4.5.3.27.)

- bilirubina (totală și conjugată) (4.4.1.1.);

- acizii biliari și sărurile lor (1.1.2.8.);

- colesterolul (4.7.1.3.).

Lipoproteina X (LP-X).

- bilirubina în urină (1.1.2.6.);

- stercobilina în materiile fecale (1.2.1.4.).

*Testele de șuntare hepatică (șuntarea porta-cavală).*

Amoniacul.

Azotul aminic.

- Aminoacizii (tirozina, fenilalanina, triptofanul, metionina) (4.2.).

Fenolii.

- indicanul (în urină) (1.1.2.11.).

*Sindromul de regenerare și creștere tumorală:*

- alfa-fetoproteina (6.17.1.1.).

**4.11.2 Probele funcționale renale**

4.11.2.1 Viteza de filtrare glomerulară.

4.11.2.2 Clearance-ul:

- inulinei;

- ureei;

- creatininei endogene (proba Reberg).

4.11.2.3 Clearance-ul preparatelor glomerulotrope radiofarmaceutice (<sup>99m</sup>Tc-DTPA, <sup>51</sup>Cr-EDTH).

**4.11.3 Secreția tubulară, reabsorbția tubulară.**

4.11.3.1 Secreția tubulară maximală a acidului p-aminohipuric.

4.11.3.2 Peabsorbția tubulară maximală a glucozei.

4.11.3.3 Clearance-ul și reabsorbția electroliților.

- proba Reberg (4.12.1.1.).

4.11.3.4 Testele cu preparatele tubulotrope radi-

ofarmaceutice –  $^{131}\text{I}$ -hipuran.

4.11.3.5 Valoarea circulației sanguine și plasmatică (după clearance-ul acidului p-aminohipuric și  $^{131}\text{I}$ -hipuranului).

4.11.3.6 Funcția de reglare osmotică.

- densitatea relativă (1.1.1.2.).

4.11.3.7 Proba la diluarea urinei (încărcarea cu apă).

4.11.3.8 Proba la concentrarea urinei.

4.11.3.9 Proba Zimnițki.

4.11.3.10 Osmolaritatea (osmolalitatea).

4.11.3.11 Funcția de excreție acidică (acidogeneză) a rinichilor:

- pH (1.1.2.1.).

4.11.3.12 Aciditatea titrată.

- amoniacul (4.11.5.1.).

4.11.3.13 Bicarbonații (cu supraîncărcarea par-enterală sau enterală la administrarea intravenoasă sau per os).

4.11.3.14 Funcția de depurare a rinichilor:

- ureea (4.3.1.);

- creatinina (4.3.3.);

- moleculele cu masa medie (4.1.3.1.).

**4.11.4 Testele de cercetare a metabolismului țesutului osos**

- Calciul în serul sanguin (total și ionizat) (4.10.1.6.).

- Fosforul anorganic în serul sanguin (4.10.1.4.).

4.11.4.1. Vitamina D (calciferolul) în serul sanguin.

- Parathormonul în serul sanguin (4.10.1.4.).

4.11.3.2 Marcherii biochimici de formare osoasă (în serul sanguin):

- fosfataza alcalină (izoenzima osoasă) (4.5.3.15.).

4.11.4.2.1. Osteocalcina.

- procologen-1-peptidele (peptida procologen-1-C-terminală, peptida procologen-1-N-terminală) (4.1.3.2.).

4.11.4.3 Marcherii biochimici de rezorbție osoasă:

- fosfataza acidă tartrat rezistentă în serul sanguin (4.5.3.12.);

- hidroxiprolina în urină (4.2.1.7.).

4.11.4.3.1 Glicozidele hidroxilizinei în urină (beta-1-galactozil-O-hidroxilizina, alfa-1,2-glucozil-galactozil-O-hidroxilizina).

4.11.4.3.2 Legăturile piridinice încrucișate ale collagenului în urină: lizilpiridinolina sau deoxi-piridinolina (DPD) și hidroxilizil-piridinolina sau piridinolina (Pyd);

- telopeptidele legate încrucișat ale collagenului (N-terminal 1 NTP, C-terminal 1 CTP) în urină (4.1.3.3.).

**4.11.5 Parametrii fizico-chimici ai sângelui.**

4.11.5.1 Viscositatea:

- sângelui integral;

- plasmiei sanguine;

- serului sanguin.

4.11.5.2 Tensiunea superficială a plasmiei sau serului sanguin.

4.11.5.3 Presiunea osmotică:

- plasmiei sanguine;

- serului sanguin.

4.11.5.4 Presiunea oncotică (presiunea coloido-osmotică) a sângelui.

4.11.5.5 Indicele de refracție a plasmiei sanguine (refractometria).

**4.11.6 Indicii integrali chimici și fizico-chimici ai sângelui:**

4.11.6.1 Fluorescența.

4.11.6.2 Grupele SH – glutationul redus.

4.11.6.3 Grupele –SS – glutationul oxidat.

4.11.6.4 Activitatea antioxidantă.

4.11.6.5 Indicii peroxidării lipidelor:

- dialdehida malonică (DAM);

- conjugatele dienice ale acizilor grași;

4.11.6.6 Glutacionul în hemolizatul eritrocitelor.

# CAPITOLUL 5

## CERCETĂRILE COAGULOLOGICE

### 5.1. Hemostaza vaso-plachetară (hemostaza primară).

- TROMBOCITELE (2.2.2.).
- Număratoarea trombocitelor (2.2.2.1.).
- Caracteristica morfologică a trombocitelor (în frotiurile de sânge), inclusiv, determinarea dimensiunilor (micro, macrotrombocitele, formele gigantice) (2.2.2.2.).
- Volumul mediu al trombocitelor (MPV) (2.2.2.4.).
- Indicele anizocitozei trombocitelor (PDW) (2.2.2.5.).
- Repartizarea grafică a trombocitelor după dimensiuni, histograma (2.2.2.6.).
- 5.1.1. Receptorii trombocitelor IIb/IIIa, Ib.
- 5.1.2. Factorii de coagulare plachetari.
- 5.1.2.1. Factorul 3 plachetar după accesibilitatea sa în plasma bogată și săracă în trombocite.
- 5.1.2.2. Factorul 4 plachetar (antiheparinic).
- 5.1.2.3. Beta-tromboglobulina.
- 5.1.2.4. Trombospondina.
- fibronectina plasmei sanguine (4.1.4.4.).
- 5.1.2.5. Factorul de agregare leucocitar al trombocitelor (FAT).
- 5.1.2.6. Serotonina trombocitelor.
- 5.1.2.7. Fibronectina trombocitelor.
- 5.1.3. Factorul Willebrand și trombomodulina.
- 5.1.3.1. Activitatea factorului Willebrand (după agregarea ristomicinică a trombocitelor).
- 5.1.3.2. Antigenul factorului Willebrand.
- 5.1.3.3. Multimeritatea factorului Willebrand.
- 5.1.3.4. Interacțiunea factorului Willebrand cu trombocitele și factorul VIII.
- 5.1.3.5. Trombomodulina plasmei sanguine.
- 5.1.3.6. Alți factori plachetari.
- 5.1.4. Proprietățile funcționale ale trombocitelor.
- 5.1.4.1. Timpul de sângerare.
- 5.1.4.2. Rezistența (fragilitatea) microvaselor sanguine (proba Rumpel-Leede-Konciolovski).
- Adezivitatea trombocitelor (2.2.2.3.).
- 5.1.4.3. Retenția trombocitelor.
- 5.1.4.4. Agregarea (agregația) trombocitelor:
- 5.1.4.4.1. Agregarea spontană a trombocitelor.
- 5.1.4.4.2. Numărul de agregate trombocitare în sânge.

5.1.4.4.3. Agregarea trombocitelor în prezența agoniștilor: ADP, collagen, adrenalină, ristocitină (ristomicină), acid arahidonic, ionii de calciu, serotonină, trombină, monomerul de fibrină, factorul leucocitar de agregare plachetară (FAT).

5.1.4.5. Retractiva chiagului de sânge.

5.1.4.6. Durata vieții trombocitelor în circulație.

- anticorpii către trombocite (6.5.5.).

5.1.4.7. Anticorpii către glicoproteinele IIb/IIIa.

### 5.2. Sistemul plasmatic de coagulare (hemostaza secundară).

5.2.1. Testele screening (de orientare). Testele coagulabilității globale.

5.2.1.1. Timpul de coagulare a sângelui nestabilizat (metoda Lee-White).

5.2.1.2. Timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA).

5.2.1.3. Timpul de caolină al plasmei sărace în trombocite.

5.2.1.4. Timpul de caolină al plasmei bogate în trombocite (timpul de recalcificare activat).

5.2.1.5. Timpul de cefalină al plasmei sărace în trombocite (timpul parțial de tromboplastină).

5.2.1.6. Activitatea procoagulantă a membranelor fosfolipidice plasmatice (după timpul de caolină al plasmei sărace în trombocite până și după microfiltrare).

5.2.1.7. Timpul de protrombină (de tromboplastină) în sânge sau plasma sanguină.

5.2.1.8. Timpul de coagulare al plasmei sanguine la activarea factorului X cu lebetox (coagulaza veninului de lebetox) sau veninul viperei Russell.

5.2.1.9. Timpul de coagulare al plasmei sanguine la activarea factorului II cu chitox (coagulaza veninului de efa).

5.2.1.10. Timpul de trombină.

5.2.1.11. Timpul de reptilază (testul cu coagulaza veninului de viperă – Bothrops lachesis athrox și de Bothrops jararaca).

- fibrinogenul (factorul I) în plasma sanguină (4.1.5.7.), antigenul fibrinogenului.

5.2.2. Teste speciale.

5.2.2.1. Diagnosticul diferențial al deficitului factorilor VII, X, V sau II cu folosirea complexului de teste cu coagulazele veninului de șarpe și testului pro-

trombinic.

5.2.2.2. Factorii de coagulare VII, X, V sau II după testul protrombinic cu folosirea plasmelor deficitare.

5.2.2.3. Antigenii factorilor de coagulare VII, X, V sau II.

5.2.2.4. Diagnosticul diferențial al deficitului factorilor VIII, IX sau XI prin examinarea timpului de tromboplastină parțial activat folosind plasma adsorbită cu bariu, plasma filtrată, plasma "veche" și serul sanguin.

5.2.2.5. Factorii de coagulare VIII, IX, XI sau XII după timpul de tromboplastină parțial activat cu folosirea plasmelor deficitare.

5.2.2.6. Antigenii factorilor de coagulare VIII, IX, XI sau XII.

5.2.2.7. Inhibitorii factorului VIII sau IX.

5.2.2.8. Factorii necarboxilați VII, X și II (PIV-KA).

5.2.2.9. Rezistența factorului Va față de proteina C activată (anomalia factorului V Leyden).

5.2.2.10. Anomalia factorului Va Leyden (analiza PCR).

5.2.2.11. Anomalia factorului II (analiza PCR).

5.2.2.12. Factorul XIII (factorul de stabilizare al fibrinei - FSF).

5.2.2.13. Precalcreina:

- activitatea precalcreinei;

- antigenul precalcreinei.

5.2.2.14. Kininogenul macromolecular (KMM):

- activitatea KMM;

- antigenul KMM.

### 5.3. Sistemul anticoagulant.

5.3.1. Anticoagulanții fiziologici.

5.3.1.1. Antitrombina III:

- activitatea progresivă a antitrombinei III;

- activitatea heparin co-factorială;

- antigenul antitrombinei III.

5.3.1.2. Cofactorul heparinei II.

5.3.1.3. Screeningul tulburărilor în sistemul proteinelor C+S.

5.3.1.4. Proteina C:

- activitatea proteinei C;

- antigenul proteinei C.

5.3.1.5. Proteina S:

- activitatea proteinei S;

- antigenul proteinei S (totale și libere).

5.3.1.6. Antigenul inhibitorului căii (mecanismului) de coagulare tisulară (TFPI).

5.3.1.7. Alfa-2-macroglobulina.

- alfa-1-antitripsina (4.1.5.4.).

5.3.1.8. C1 - inhibitorul.

5.3.1.9. Inhibitorul activității factorului Xa în plasma sanguină.

5.3.1.10. Timpul de trombină heparinică (testul screening).

5.3.2. Anticoagulanții patologici.

5.3.2.1. Anticoagulanții de tipul lupus (lupici).

5.3.2.1.1. Testele de coagulare fosfolipid-dependente (screeningul primar):

- timpul de tromboplastină parțial activat cu cefalină lupus-sensibilă;

- timpul de caolină cu plasma săracă în trombocite (5.2.1.3.);

- timpul de protrombină cu tromboplastina diluată (atenuată);

- testele cu veninul viperei Russell diluat (atenuat).

5.3.2.1.2. Testele de confirmare:

- după corecția hipocoagulării cu trombocitele distruse (sau cu fosfolipide hexagonale) în testele, enumerate în p.5.3.2.1.1.;

- după adăugarea plasmelor normale sărace în trombocite (corecția deficitului factorilor de coagulare).

5.3.2.1.3. Gradul de inhibare de către anticoagulantul lupic a activității membranelor fosfolipidice plasmatiche.

5.3.2.1.4. Anticorpii către fosfolipidele cu sarcină negativă:

- anticorpii către fosfatidilserină (IgG, M) (6.6.1.3.);

- anticorpii către cardiolipină (IgG, M) (6.6.1.2.);

- anticorpii către beta-2-glicoproteină (IgG, M) (6.6.1.3.);

- anticorpii către anexina V.

### 5.4. Sistemul plasminic (fibrinolitic).

5.4.1. Testele screening.

5.4.1.1. Liza euglobulinică spontană.

5.4.1.2. Liza euglobulinică stimulată:

- la activarea cu streptokinază;

- cu factorul XIIa-kalicleină;

- proba cu manșeta (până și după compresia dozată a vaselor membrelor superioare);

- concentrația fibrinogenului în plasma sanguină (4.1.5.7.);

- timpul de trombină (5.2.1.11.);

- timpul de reptilază (5.2.1.12.).

5.4.2. Conținutul sistemului plasminic (fibrinolitic) și produsele de fibrinoliză.

5.4.2.1. Plasmina.

5.4.2.2. Plasminogenul:

- activitatea plasminogenului;

- antigenul plasminogenului;



- Precalicroina plasmatică în plasma sanguină (5.2.2.13.);

- Kininogenul macromolecular (KMM) (5.2.2.14.).

5.4.2.3. Antigenul activatorului tisular al plasminogenului (tPA).

5.4.2.4. Antigenul complexului plasmin-antiplasmină (PAP).

5.4.2.5. Produsele de degradare a fibrinogenului (fragmente D).

5.4.2.6. Produsele de degradare a fibrinei (D-dimerul).

5.4.2.7. Produsele de degradare a fibrinogenului/fibrinei (PDF).

5.4.2.8. Complexele fibrin-monomerice solubile (CFMS) și produsele timpurii de degradare a fibrinogenului (PTDF).

5.4.2.9. Alfa-2-antiplasmina:

- activitatea alfa-2-antiplasminei;

- antigenul alfa-2-antiplasminei.

5.4.2.10. Inhibitorul activatorului plasminogenului 1 (PAI 1):

- activitatea PAI 1;

- antigenul PAI 1.

5.4.2.11. Inhibitorul activatorului plasminogenului 2 (PAI 2):

- activitatea PAI 2;

- antigenul PAI 2;

- alfa-2-macroglobulina în plasma sanguină (5.3.1.7.);

- alfa-1-antitripsina (4.1.5.4.);

- C 1-inhibitor (5.3.1.8.).

### **5.5. Marcherii activării intravasculare a procesului de coagulare a sângelui și fibrinolizei.**

5.5.1. Antigenul fragmentelor protrombinei 1+2 (F1+2).

5.5.2. Antigenul complexului trombin-antitrombină III (TAT).

5.5.3. Derivații fibrinogenului în plasmă și serul sanguin.

5.5.3.1. Antigenul fibrinopeptidei A în plasma sanguină.

5.5.3.2. Monomerul de fibrină în plasma sanguină:

- Produsele de degradare a fibrinogenului/fibrinei (PDF) (5.4.2.7.);

- Complexele fibrin monomerice solubile (CFMS) în plasma sanguină după testele de paracoagulare (5.4.2.8.);

- D-dimerul în plasmă și serul sanguin (5.4.2.6.);

- CFMS și produsele timpurii de degradare a fibrinogenului (PTDF) în serul sanguin (5.4.2.8.);

- Factorul 4 trombocitar în plasma sanguină;

- Beta-tromboglobulina în plasma sanguină.

### **5.6. Controlul terapiei anticoagulante.**

#### ***Controlul medicației cu anticoagulanți indirecti:***

- Timpul protrombinic (tromboplastinic) în sânge sau plasma sanguină, exprimată în indicele internațional de sensibilitate al tromboplastinei (IST) (5.2.1.7.);

- Timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA) în plasma sanguină (5.2.1.2.);

- Screeningul tulburărilor în sistemul proteinelor C+S (Testul global, parus-test) (5.2.1.2.).

#### ***Controlul terapiei cu heparine nefracționate:***

- timpul de coagulare a sângelui integral;

- timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA) în plasma sanguină cu reactivul atestat după sensibilitate cu heparină (5.2.1.2.);

- TTPA în plasma sanguină până și după absorbția heparinei cu sorbentul Hepasorb-2;

- timpul de trombină al plasmii sanguine (5.2.1.11.);

- timpul de trombină al plasmii sanguine până și după absorbția heparinei cu sorbentul Hepasorb-1;

- antitrombina-III (5.3.1.1.);

- activitatea progresivă a antitrombinei III în plasma sanguină după absorbția heparinei cu sorbent (Hepasorb-1);

- activitatea heparin-cofactorială în variantele coagulolitică și amidolitică;

- timpul de trombină-heparinică în plasma săracă în trombocite (5.3.1.10.);

- dinamica conținutului de complexe fibrin-monomerice în plasmă la etapele de tratament (5.4.2.8.);

- numărul de trombocite în sânge după 5-6 și 14 zile de la inițierea terapiei (2.2.2.1.).

#### ***Controlul terapiei cu heparine cu masa moleculară joasă:***

- inhibitorul activității factorului Xa în plasma sanguină (5.3.1.9.);

- dinamica conținutului de complexe fibrin-monomerice în plasmă la etapele de tratament (5.4.2.8.);

- numărul de trombocite în sânge după 5-6 și 14 zile de la inițierea terapiei (2.2.2.1.).

#### ***Controlul terapiei cu hirudină și preparatele ei:***

- TTPA (5.2.1.2.);

- timpul de trombină (5.2.1.11.);

- D-dimerii (5.4.2.6.).

#### ***Controlul terapiei cu fibrinolitice:***

- plasminogenul (5.4.2.2.);

- fibrinogenul (4.1.5.7.);

- fragmentele D și D-dimerele (5.4.2.35., 5.4.2.6.);

- activatorul tisular al plasminogenului (tPA);
- alfa 2-antiplasmina (5.4.2.9.);
- inhibitorul activatorului plasminogenului I (PAI I) (5.4.2.11);

**Controlul terapiei cu antiagregantele trombocitare:**

- agregarea trombocitelor în prezența agoniștilor - ADP și adrenalinei (5.1.4.4.3.);
- numărul de agregate trombocitare în sânge (5.1.4.4.2.);
- agregarea spontană a trombocitelor (5.1.4.4.1.).

**5.7. Complexul de metode de diagnostic și monitorizare a tratamentului sindromului de coagulare intravasculară diseminată (CID).**

**Testele globale de coagulare.**

- TTPA (5.2.1.2.);
- timpul de protrombină (tromboplastină) (5.2.1.7.);
- timpul de trombină (5.2.1.11.);
- fibrinogenul în plasma sanguină (4.1.5.7.).

**Dozarea anticoagulanților fiziologici:**

- antitrombina III (5.3.1.1.);
- proteina C (5.3.1.4.);
- markerii activării intravasculare a coagulării sanguine și fibrinolizei (vezi compart. 5.5.);
- markerii celulari;
- fragmentarea eritrocitelor (în frotiu sau în gradientul densității ficol/verografină) (2.2.1.6.);
- număratoarea trombocitelor în sânge (2.2.22.1.);
- agregarea spontană a trombocitelor (5.1.4.4.1.)-

# CAPITOLUL 6

## Cercetările imunologice

### 6.1. Imunoglobulinele și componentele lor.

- 6.1.1. Imunoglobulina A (IgA)
  - 6.1.1.1. subclasele IgA;
  - 6.1.1.2. alotipurile IgA.
- 6.1.2. Imunoglobulina M (IgM):
  - 6.1.2.1. subclasele IgM;
  - 6.1.2.2. alotipurile IgM.
- 6.1.3. Imunoglobulina G (IgG):
  - 6.1.3.1. subclasele IgG;
  - 6.1.3.2. alotipurile IgG.
- 6.1.3.3. Fragmentele IgG (Fab, Fab2, Fa).
- 6.1.4. Imunoglobulina D (IgD).
- 6.1.5. Imunoglobulina E (IgE).
- 6.1.6. Lanțurile grele ale imunoglobulinelor (H).
- 6.1.7. Lanțurile ușoare ale imunoglobulinelor (L).
- 6.1.8. Idiotipurile de imunoglobuline.
- 6.1.9. Alte componente ale imunoglobulinelor.

### 6.2. Anticorpii către antigenii de origine vegetală, animală, chimică, medicamentoasă.

- 6.2.1. anticorpi către antigenii fungilor:
  - 6.2.1.1. anticorpii clasei IgE;
  - 6.2.1.2. anticorpii clasei IgG;
  - 6.2.1.3. anticorpii altor clase și subclase.
- 6.2.2. anticorpi către antigenii epidermali:
  - 6.2.2.1. anticorpii clasei IgE;
  - 6.2.2.2. anticorpii clasei IgG;
  - 6.2.2.3. anticorpii altor clase și subclase.
- 6.2.3. anticorpi către antigenii polenului:
  - 6.2.3.1. anticorpii clasei IgE;
  - 6.2.3.2. anticorpii clasei IgG;
  - 6.2.3.3. anticorpii altor clase și subclase.
- 6.2.4. anticorpi către antigenii alimentari:
  - 6.2.4.1. anticorpii clasei IgE;
  - 6.2.4.2. anticorpii clasei IgG;
  - 6.2.4.3. anticorpii altor clase și subclase.
- 6.2.5. anticorpi către antigenii medicamentelor:
  - 6.2.5.1. anticorpii clasei IgE;
  - 6.2.5.2. anticorpii clasei IgG;
  - 6.2.5.3. anticorpii altor clase și subclase.
- 6.2.6. anticorpi către gluten:
  - 6.2.6.1. anticorpii clasei IgE;
  - 6.2.6.2. anticorpii clasei IgG;
  - 6.2.6.3. anticorpii altor clase și subclase.
- 6.2.7. anticorpi către componentele laptelui de

vacă:

- 6.2.7.1. anticorpii clasei IgE;
  - 6.2.7.2. anticorpii clasei IgG;
  - 6.2.7.3. anticorpii altor clase și subclase.
  - 6.2.8. anticorpi către antigenii sintetici:
    - 6.2.8.1. anticorpii clasei IgE;
    - 6.2.8.2. anticorpii clasei IgG;
    - 6.2.8.3. anticorpii altor clase și subclase.
  - 6.2.9. anticorpii către alți antigeni.
- Se exclud: testele dermale.

### 6.3. Indicii factorilor de protecție naturală.

#### 6.3.1. Sistemul compliment:

- 6.3.1.1. activitatea hemolitică totală;
- 6.3.1.2. C1 componentul (C1, C1q, C1r, C1s și al.);
- 6.3.1.3. C2 componentul (C2r, C2b și al.);
- 6.3.1.4. C3 componentul (C3, C3 NCF, C3a și al.);
- 6.3.1.5. C4 componentul (C4, C4f și al.);
- 6.3.1.6. Complexul care atacă membrana (CAM) C5-C9).

6.3.1.7. Proteinele (factorii) de inițiere și control al mecanismului alternativ de activare a complementului.

- 6.3.1.7.1. factorul B;
- 6.3.1.7.2. properdina;
- 6.3.1.7.3. factorul H;
- 6.3.1.7.4. factorul I;
- 6.3.1.7.5. factorul D;
- 6.3.1.7.6. alți factori..

6.3.1.8. inhibitorii sistemului complement.

6.3.1.9. Alți factori și proteine reglatoare.

#### 6.3.2. proprietățile generale bactericide ale serului sanguin, secretelor;

6.3.3. activitatea totală antioxidantă a serului sanguin, plasmelor sanguine;

- 6.3.4. lizozima;
  - 6.3.5. lactoferina;
  - 6.3.6. citochinele;
  - 6.3.7. interferonii;
  - 6.3.8. kilerii naturali;
  - 6.3.9. eozinofilele;
  - 6.3.10. alți indici ai imunității naturale.
- Se exclud: proteinele fazei acute (4.1.10.).  
Fagocitoza (6.15.).

#### **6.4. Anticorpii către antigenii țesuturilor și ale componentelor lor.**

- anticorpi către antigenii glandei tiroide (GT) (4.9.3.3.):

- către tireoglobulină (4.9.3.3.2.);
- către peroxidaza tireoidă (4.9.3.3.1.);
- către fracția microsomală (4.9.3.3.3.).

*6.4.1. Anticorpi către antigenii insulelor Langerhans ale pancreasului.*

*6.4.2. Anticorpii către antigenii mielinei:*

- 6.4.2.1. către proteina de bază a mielinei;*
- 6.4.2.2. către proteina asociată cu mielina.*

*6.4.3. Anticorpii către antigenii celulelor glandelor salivare.*

*6.4.4. Anticorpii către antigenii miocardului.*

*6.4.5. Anticorpii către antigenii țesutului hepatic.*

*6.4.6. Anticorpii către antigenii țesutului renal.*

*6.4.7. Anticorpii către antigenii țesutului muscular:*

- 6.4.7.1. către colagen;*
- 6.4.7.2. către antigenii musculaturii netede;*
- 6.4.7.3. către gliadină;*
- 6.4.7.4. către antigenii cristalinului.*
- 6.4.8. Anticorpii către antigenii gastrici:*
- 6.4.8.1. către celulele parietale;*
- 6.4.8.2. către componentele mucoasei stomacale.*

*6.4.9. Anticorpii către alți antigeni tisulari.*

#### **6.5. Anticorpi către celulele sângelui, țesutului conjunctiv, secretelor.**

*6.5.1. Anticorpii către limfocite:*

- 6.5.1.1. către T limfocite;*
- 6.5.1.2. către B limfocite.*

*6.5.2. Anticorpi către eritrocite:*

- 6.5.2.1. clasei IgG;*
- 6.5.2.2. clasei IgM.*

*6.5.3. Anticorpi către celulele endoteliale:*

- 6.5.3.1. clasei IgG;*
- 6.5.3.2. clasei IgM.*

*6.5.4. Anticorpi către fibroblaste:*

- 6.5.4.1. clasei IgG;*
- 6.5.4.2. clasei IgM.*

*6.5.5. Anticorpi către trombocite:*

- 6.5.5.1. clasei IgG;*
- 6.5.5.2. clasei IgM.*

*6.5.6. Anticorpi către granulocite.*

*6.5.7. Anticorpi către antigenii lichidului seminal:*

- 6.5.7.1. către spermatozoizi.*

*6.5.8. Anticorpi către antigenii sistemii HLA ale leucocitelor:*

*6.5.8.1. clasei IgG;*

*6.5.8.2. clasei IgM.*

*6.5.9. anticorpi către alte celule.*

#### **6.6. Anticorpi către structurile subcelulare.**

*6.6.1. anticorpi către membranele celulare:*

- 6.6.1.1. către fosfolipide;*
- 6.6.1.2. către cardioline.*

*6.6.1.2.1. IgG*

*6.6.1.2.2. IgM*

*6.6.1.2.3. IgA*

*6.6.1.3. către fosfatidilserină:*

*6.6.1.3.1. IgG*

*6.6.1.3.2. IgM*

*6.6.2. Anticorpi către mitocondrii.*

*6.6.3. Anticorpi către antigenii nucleului celular:*

*6.6.3.1. către AND;*

*6.6.3.2. către histone (nucleoproteine);*

*6.6.3.3. către centromeri.*

*6.6.4. Anticorpi către proteina ribosomală.*

*6.6.5. Anticorpi către antigenii nucleari de extracție:*

*6.6.5.1. către macroglobulina solubilă;*

*6.6.5.2. către pibonucleoproteină;*

*6.6.5.3. către SS-A (Ro);*

*6.6.5.4. către SS-B (La);*

*6.6.5.5. către SL-70;*

*6.6.5.6. către antigenul nuclear, asociat cu artrita reumatoidă.*

*6.6.6. Anticorpi către microsomii.*

*6.6.7. Anticorpi către alte componente celulare.*

#### **6.7. Anticorpi către metaboliții celulari și receptorii lor.**

*6.7.1. Anticorpi către mieloperoxidază.*

*6.7.2. Anticorpi către protrombinază.*

*6.7.3. Anticorpi către receptorul acetilcolinei.*

*6.7.4. Anticorpi către alți metaboliți celulari și receptorii lor.*

#### **6.8. Anticorpi către imunoglobuline și fragmentele lor.**

*6.8.1. Anticorpi către IgA.*

*6.8.2. Anticorpi către IgM.*

*6.8.3. Anticorpi către IgG.*

*6.8.3.1. către Fc fragmentul IgG (factorul reumatoid).*

*6.8.4. Anticorpi antiidiotipici.*

*6.8.5. Anticorpi către alte imunoglobuline și fragmentele lor.*

#### **6.9. Anticorpi către hormoni și receptorii lor.**

- Anticorpi către hormonii și secretele glandei ti-



roide (4.9.3.3.):

- către T3 (4.9.3.3.5.);
- către T4 (4.9.3.3.4).

6.9.1. către calcitonină.

- anticorpi către hormonii hipofizari:

- către tireotropină (TTH)(4.9.2.2.5.).

- anticorpi către receptorul tireotropinei (TTH)

(4.9.2.2.6.):

- blocați;

- stimulanți.

6.9.2. Anticorpi către hormonii suprarenalelor:

6.9.2.1. către adrenalină;

6.9.2.2. către noradrenalină.

- anticorpi către hormonii glandei pancreatice:

- către insulină (4.9.12.9.).

6.9.3. Anticorpi către alți hormoni și receptorii lor.

#### **6.10. Sistemul antigenic (receptor) al eritrocitelor.**

6.10.1. Sistemele de bază ale antigenilor eritrocitelor:

6.10.1.1. Sistemul ABO 1.1 A1 1.2.A2 1.3 A3 1.4.B.

6.10.1.2. Sistemul resus.

6.10.2. Subgrupele sistemelor antigenilor eritrocitelor:

6.10.2.1. sistemul antigenelor Lewis (LE);

6.10.2.2. sistemul antigenelor Kell (K);

6.10.2.3. sistemul antigenelor Duffy (Fy);

6.10.2.4. sistemul antigenelor Kidd (jk);

6.10.2.5. sistemul antigenelor Diego (Di);

6.10.2.6. sistemul antigenelor MNSs;

6.10.2.7. sistemul antigenelor P (Pp);

6.10.3. Reacția Coombs:

6.10.3.1. directă;

6.10.3.2. indirectă.

6.10.4. Hemaglutinina.

6.10.5. Testul enzimatic pentru grupele sanguine.

6.10.6. Alți antigeni ale eritrocitelor.

#### **6.11. Antigenii complexului principal de histocompatibilitate (HLA).**

6.11.1. Antigenii HLA clasei I:

6.11.1.1. antigenii HLA-A;

6.11.1.2. antigenii HLA-B;

6.11.1.3. antigenii HLA-C;

6.11.1.4. alți antigeni tipizați.

6.11.2. Antigenii HLA clasei II:

6.11.2.1. antigenii HLA-DR;

6.11.2.2. antigenii HLA-DQ;

6.11.2.3. antigenii HLA-DO;

6.11.2.4. alte complexe antigenice tipizate.

#### **6.12. Sistemele antigenice ale altor celule sanguine.**

6.12.1. Sistemul antigenic al trombocitelor:

6.12.1.1. antigenii HLA;

6.12.1.2. antigenii ABO.

6.12.2. Sistemul antigenic al granulocitelor.

6.12.3. Sistemul antigenic al monocitelor.

6.12.4. Sistemul antigenic al celulelor-NK.

6.12.5. Autoantigenii.

6.12.6. Sistemul antigenic al altor celule sanguine.

#### **6.13. Identificarea T-limfocitelor.**

6.13.1. Antigenii de diferențiere (CD3, CD4, CD8, CD25 și al.):

6.13.1.1. antigenii T-limfocitelor activate;

6.13.1.2. alți antigeni T-limfocitari.

6.13.2. Subclasele de T-celule:

6.13.2.1. T-helperii (Th1; Th2);

6.13.2.2. T-limfocitele citotoxice.

6.13.3. T-receptorul celular.

6.13.4. Receptorii către factorii de creștere.

6.13.5. Receptorii adezivi către eritrocite.

6.13.6. Receptorii către fragmentele Fc ale imunoglobulinelor:

6.13.6.1. către Fc IgG;

6.13.6.2. către Fc IgM.

6.13.7. Receptorul către interleucină:

6.13.7.1. IL-1;

6.13.7.2. IL-2.

6.13.8. Receptorul către histamină.

6.13.9. Receptorul pentru virusul pojarului;

6.13.10. alte antigene și receptori ale T-limfocitelor.

#### **6.14. Identificarea B-limfocitelor.**

6.14.1. Antigenii de diferențiere (CD19 și al.):

6.14.1.1. antigenii B-limfocitelor activate;

6.14.1.2. celulelor plasmactice.

6.14.2. Receptorul B-celular:

6.14.2.1. expresia IgD (mIgM) (S-IgD);

6.14.2.2. expresia IgM (mIgM);

6.14.2.3. expresia IgG (mIgG);

6.14.2.4. expresia IgA (mIgA);

6.14.2.5. receptorul către C3 componentul complementului 1.C3b 2.C3d.

6.14.3. Receptorul către virusul Epstein-Barr.

6.14.4. Receptorul către fragmentul Fc al imunoglobulinelor:

6.14.4.1. către Fc IgM;

6.14.4.2. către Fc IgG.

6.14.5. Alți antigeni și receptori.

## **6.15. Identificarea neutrofilelor (granulocitelor).**

### *6.15.1. Antigenii de diferențiere.*

### **6.15.2. Receptorii către componentele sistemului complement:**

#### **6.15.2.1. receptorul către C3B componentul complementului;**

##### **6.15.2.2. către C1q;**

##### **6.15.2.3. către C5a.**

### **6.15.3. Receptorii către fragmentul Fc al imunoglobulinelor:**

#### **6.15.3.1. către fragmentul Fc al IgG;**

#### **6.15.3.2. către fragmentul Fc al IgM.**

### **6.15.4. Receptorii către eritrocitele:**

#### **6.15.4.1. de berbec;**

#### **6.15.4.2. de șoarece.**

### **6.15.5. Semnele reactivității neutrofilelor:**

#### **6.15.5.1. metabolismii activați al oxigenului:**

##### **- metabolismii primari;**

##### **- metabolismii secundari.**

#### **6.15.5.2. Moleculele de adeziune.**

#### **6.15.5.3. Hemotaxis.**

#### **6.15.5.4. Lizozomii (granulele):**

##### **6.15.5.4.1. specifice;**

##### **6.15.5.4.2. azurofile.**

##### **6.15.5.5. Endocitoza.**

### **6.15.6. Factorii antimicrobieni ai neutrofilelor:**

#### **6.15.6.1. proteinele cationice (catepsinele și al.);**

#### **6.15.6.2. lizozima;**

#### **6.15.6.3. lactoferina;**

#### **6.15.6.4. proteinazele (neutre, acide);**

#### **6.15.6.5. metabolismii primari.**

#### **6.15.7. Alți indici.**

## **6.16. Indicii reactivității modificate.**

### *6.16.1. Aglutininele "la rece".*

### *6.16.2. Anticorpii heterofilici.*

### *6.16.3. Crioglobulinele.*

### *6.16.4. Complexele imune circulante*

### *6.16.5. Degranularea celulelor;*

#### **6.16.5.1. mastocitelor;**

#### **6.16.5.2. bazofilelor.**

### **6.16.6. Reacția de inhibiție a migrării leucocitelor:**

### **6.16.7. Reacția de blasttransformare a limfocitelor:**

#### **6.16.7.1. B-limfocitelor;**

#### **6.16.7.2. T-limfocitelor.**

### *6.16.8. Anafilaxia cutanată pasivă in vitro.*

### *6.16.9. Anafilaxia cutanată activă in vitro.*

### *6.16.10. Alți indici ai reactivității modificate.*

Sunt excluse: reacțiile alergice (6.2.).

### *Testele dermale.*

### *Fagocitoza (6.15.).*

### *Citochinele (6.3.6.).*

### *Interferonul (6.3.7.).*

## **6.17. Factorii umorali ai celulelor imunocompetente și altor celule cu rol în reglarea homeostaziei (citochinele).**

### *6.17.1. citochinele care participă la reglarea inflamației:*

#### **6.17.1.1. interleucinele;**

#### **6.17.1.2. interferonii;**

#### **6.17.1.3. factorul de necroză tumorală (TNF);**

#### **6.17.1.4. alți factori.**

### *6.17.2. citochinele care participă la reglarea hemopoezei:*

#### **6.17.2.1. interferonii;**

#### **6.17.2.2. factorii de stimulare a coloniilor;**

#### **6.17.2.3. factorii de formare a coloniilor;**

#### **6.17.2.4. factorul de necroză tumorală (TNF);**

#### **6.17.2.5. alți factori.**

### *6.17.3. citochinele care participă la reglarea activității neutrofilelor:*

#### **6.17.3.1. alți factori.**

### *6.17.4. citochinele care participă la reglarea activității kilerilor naturali:*

#### **6.17.4.1. interleucinele;**

#### **6.17.4.2. interferonii;**

#### **6.17.4.3. alți factori.**

### *6.17.5. citochinele care participă la reglarea activității T limfocitelor:*

#### **6.17.5.1. interleucinele;**

#### **6.17.5.2. interferonii;**

#### **6.17.5.3. factorul de necroză tumorală (TNF);**

#### **6.17.5.4. alți factori.**

### *6.17.6. citochinele care participă la reglarea activității B limfocitelor:*

#### **6.17.6.1. interleucinele;**

#### **6.17.6.2. interferonii;**

#### **6.17.6.3. factorul de necroză tumorală (TNF);**

#### **6.17.6.4. alți factori.**

### *6.17.7. citochinele care participă la reglarea activității fibroblaștilor:*

#### **6.17.7.1. interleucinele;**

#### **6.17.7.2. factorul trombocitar de creștere (PF-4);**

#### **6.17.7.3. factorul de necroză tumorală (TNF);**

#### **6.17.7.4. alți factori.**

### *6.17.8. citochinele care participă la reglarea activității monocitelor.*

### *6.17.9. citochinele care participă la reglarea activității eozinofilelor.*

6.17.10. *citochinele care participă la reglarea activității macrofagelor.*

6.17.10.1. interleucinele;

6.17.10.2. interferonii;

6.17.10.3. factorul de necroză tumorală (TNF);

6.17.10.4. factorii de formare a coloniilor;

6.17.10.5. alți factori.

6.17.11. *citochinele care participă la reglarea activității altor celule.*

6.17.12. *Prostaglandinele:*

6.17.12.1. grupa A;

6.17.12.2. grupa B;

6.17.12.3. grupa E;

6.17.12.4. grupa F;

6.17.13. Alți factori de reglare.

**6.18. Indicii imunității antitumorale.**

6.18.1. *Antigenii tumorilor "cancerogene":*

6.18.1.1. alfa-fetoproteina;

6.18.1.2. antigenul cancerului embrionar;

6.18.1.3. carboantigenii:

- CA-19-9;

- CA-125;

- CA-15-3;

- CA-72-4.

6.18.1.4. MCA.

6.18.1.5. Enolaza.

6.18.1.6. PSA:

6.18.1.6.1. PSA total;

6.18.1.6.2. PSA liber;

6.18.1.6.3. PSA liber/PSA total.

6.18.2. *Proteinele mielomice.*

6.18.3. *Telomeraza.*

6.18.4. *Kilerii naturali.*

6.18.5. *Anticorprii antitumorali.*

6.18.6. *Limfocitele citotoxice.*

6.18.7. *Toleranța imunologică*

6.18.8. *Limfocitele sensibilizate:*

6.18.8.1. inhibiția creșterii coloniilor de celule tumorale in vitro.

**6.19. Indicii toleranței imunologice.**

6.19.1. *Afinitatea anticorpilor.*

6.19.2. *Anticorprii antiidiotipici.*

6.19.3. *Toleranța B-celulelor.*

6.19.4. *Toleranța T-celulelor.*

6.19.5. *Celulele care leagă antigenul.*

6.19.6. *Blocada receptorilor.*

6.19.7. *Alți indici.*

## CAPITOLUL 7

### CERCETĂRILE CHIMICO-TOXICOLOGICE

**7.1. Substanțele, determinarea cărora se efectuează în laboratoarele de chimie și toxicologie ale centrelor, clinicilor, secțiilor de intoxicații acute (cercetarea generală).**

*7.1.1. Substanțe toxice de casă, toxine agricole.*

7.1.1.1. Pesticidele, inhibitorii colinesterazei.

7.1.1.1.1. Clortiofos;

7.1.1.1.2. Metafos;

7.1.1.1.3. Bytex.

7.1.1.1.4. Foxim;

7.1.1.1.5. Sumition;

7.1.1.1.6. Fozalon;

7.1.1.1.7. Actelic;

7.1.1.1.8. Phtalofos

7.1.1.1.9. Carbofos;

7.1.1.1.10. Diazinona și alți compuși fosfoorganici.

7.1.1.2. Insecticidele clorurate:

7.1.1.2.1. DDT;

7.1.1.2.2. Hexaclorbenzen;

7.1.1.2.3. Toxafen;

7.1.1.2.4. Acid 2,4-diclorfenilacetic;

7.1.1.2.5. Clorden;

7.1.1.2.6. Heptaclor;

7.1.1.2.7. Aldrină;

7.1.1.2.8. Dieldrină.

7.1.1.3. Piretroizii sintetici:

7.1.1.3.1. aletrina;

7.1.1.3.2. flucitrinag;

7.1.1.3.3. fenflutrina;

7.1.1.3.4. permetrina;

7.1.1.3.5. decis;

7.1.1.3.6. cipermetrina;

7.1.1.3.7. sumecidina.

*7.1.2. Substanțe toxice industriale, solvenți.*

7.1.2.1. Hidrocarburi halogenate.

7.1.2.1.1. tetraclorura de carbon;

7.1.2.1.2. metilclorid;

7.1.2.1.3. metiliodid;

7.1.2.1.4. metilbromid;

7.1.2.1.5. Cloroform;

7.1.2.1.6. Dicloretan;

7.1.2.1.7. Tricloretilen;

7.1.2.1.8. Percloretilen.

7.1.2.2. Alcoolii, glicolii și esterii lor:

7.1.2.2.1. metanol;

7.1.2.2.2. etanol;

7.1.2.2.3. etilenglicol;

7.1.2.2.4. dietilenglicol;

7.1.2.2.5. etilcabitol;

7.1.2.2.6. metilcarbitol;

7.1.2.2.7. Propanol;

7.1.2.2.8. Izopropanol;

7.1.2.2.9. Butanol și izomerii lui;

7.1.2.2.10. Pentanol și alți alcoolii superiori.

7.1.2.3. Esterii, aldehydele, cetonele:

7.1.2.3.1. formaldehida;

7.1.2.3.2. acroleina;

7.1.2.3.3. aldehida malonică;

7.1.2.3.4. acetona;

7.1.2.3.5. dietilcetona;

7.1.2.3.6. dioxan;

7.1.2.3.7. aldehida acetică;

7.1.2.3.8. paraldehida;

7.1.2.3.9. metiletilcetona;

7.1.2.3.10. eterul dietilic și eterii altor alcoolii.

7.1.2.4. Substanțe toxice metalice:

7.1.2.4.1. stibiu și sărurile lui;

7.1.2.4.2. stibina;

7.1.2.4.3. arseniu și sărurile lui;

7.1.2.4.4. arsina;

7.1.2.4.5. cadmiu și sărurile lui;

7.1.2.4.6. crom și sărurile lui;

7.1.2.4.7. mercur și sărurile lui;

7.1.2.4.8. metilmercur;

7.1.2.4.9. plumb și sărurile lui;

7.1.2.4.10. tetraetil de plumb și alți compuși metaloorganici ai metalelor grele..

*7.1.3. Toxine medicamentoase (medicinale):*

7.1.3.1. Remedii analgezice, antipiretice, antiinflamatoare;

7.1.3.1.1. Salicilații;

7.1.3.1.2. Fenacetină;

7.1.3.1.3. Paracetamol;

7.1.3.1.4. Amidopirină;

7.1.3.1.5. Antipirină;

7.1.3.1.6. Fenilbutazon;



- 7.1.3.1.7. Cincofen;
  - 7.1.3.2. Anestezice:
    - 7.1.3.2.1. cocaină;
    - 7.1.3.2.2. procaină;
    - 7.1.3.2.3. lidocaină;
    - 7.1.3.2.4. eterul dietilic;
    - 7.1.3.2.5. atropină;
    - 7.1.3.2.6. halotan;
    - 7.1.3.2.7. clorpropan;
    - 7.1.3.2.8. eterul divinilic.
  - 7.1.3.3. Depresantele.
    - 7.1.3.3.1. Barbituricele:
      - 7.1.3.3.1.1. alobarbital;
      - 7.1.3.3.1.2. amobarbital;
      - 7.1.3.3.1.3. barbital;
      - 7.1.3.3.1.4. pentobarbital;
      - 7.1.3.3.1.5. fenobarbital;
      - 7.1.3.3.1.6. benzonol;
      - 7.1.3.3.1.7. ciclobarbital.
    - 7.1.3.3.2. Antiepilepticele:
      - 7.1.3.3.2.1. carbamazepină;
      - 7.1.3.3.2.2. etotoin;
      - 7.1.3.3.2.3. fensuccinimidă;
      - 7.1.3.3.2.4. fenitoină;
      - 7.1.3.3.2.5. primidonă;
    - 7.1.3.3.3. Analgezicele opioide:
      - 7.1.3.3.3.1. codeina;
      - 7.1.3.3.3.2. dextrometorfan;
      - 7.1.3.3.3.3. fentanil;
      - 7.1.3.3.3.4. heroină;
      - 7.1.3.3.3.5. metadon;
      - 7.1.3.3.3.6. morfină;
      - 7.1.3.3.3.7. naltrexon;
      - 7.1.3.3.3.8. hidrocodon;
      - 7.1.3.3.3.9. nalorfin.
    - 7.1.3.3.4. Derivații fenotiazinei:
      - 7.1.3.3.4.1. aminazină;
      - 7.1.3.3.4.2. clorprotixen;
      - 7.1.3.3.4.3. Etaperazina și alte fenotiazine.
      - 7.1.3.3.4.4. promazină;
      - 7.1.3.3.4.5. tioridazină;
      - 7.1.3.3.4.6. trifluopromazină;
      - 7.1.3.3.4.7. tizercină;
      - 7.1.3.3.4.8. neuleptină;
      - 7.1.3.3.4.9. clorpromazină;
      - 7.1.3.3.4.10. perfenazină;
    - 7.1.3.3.5. Derivații 1,4-benzodiazepinei:
      - 7.1.3.3.5.1. clozepidă;
      - 7.1.3.3.5.2. clonazepam;
      - 7.1.3.3.5.3. diazepam;
      - 7.1.3.3.5.4. flurazepam;
      - 7.1.3.3.5.5. lorazepam;
      - 7.1.3.3.5.6. prazepam;
      - 7.1.3.3.5.7. temazepam;
      - 7.1.3.3.5.8. oczazepam;
      - 7.1.3.3.5.9. tazepam;
      - 7.1.3.3.5.10. fenazepam și alte benzodiazepine.
  - 7.1.3.3.6. Antidepresivele policiclice:
    - 7.1.3.3.6.1. amitriptilină;
    - 7.1.3.3.6.2. imipramină;
    - 7.1.3.3.6.3. dezipramină;
    - 7.1.3.3.6.4. protriptilină;
    - 7.1.3.3.6.5. doxepină;
    - 7.1.3.3.6.6. ciclobenzaprină;
    - 7.1.3.3.6.7. trimitpramina;
    - 7.1.3.3.6.8. nortriptilină;
    - 7.1.3.3.6.9. azofen;
    - 7.1.3.3.6.10. clorprotixen și alte antidepresive policiclice.
  - 7.1.3.4. Stimulatorii psihomotori ai seriei amfetaminelor:
    - 7.1.3.4.1. Amfetamină.
    - 7.1.3.4.2. 3,4-metilendioxi-amfetamină;
    - 7.1.3.4.3. 4,4-metilendioxi-amfetamină;
    - 7.1.3.4.4. 4-metoxiamfetamină;
    - 7.1.3.4.5. 2,5-dimetoxiamfetamină;
    - 7.1.3.4.6. 3,4,5-trimetoxiamfetamină;
    - 7.1.3.4.7. 2,5-dimetoxi-4-brom-amfetamină;
    - 7.1.3.4.8. 2,5-dimetoxi-4-etil-amfetamină;
    - 7.1.3.4.9. 3,4,5-trimetoxifen-etilamină (mescalina);
    - 7.1.3.4.10. Metamfetamina (pervitina) și alte amfetamine.
- 7.2. Substanțele care se determină în laboratoarele de chimie și toxicologie ale spitalelor și dispensarelor narcologice.**
- 7.2.1. Remediile stupefiante și substanțele psihotrope circulația cărora este interzisă în Republica Moldova.*
- 7.2.1.1. Fenamina și preparatele medicamentoase combinate ce conțin fenamina.
  - 7.2.1.2. Amfetamina și derivații ei sintetici.
  - 7.2.1.3. Alcaloizii opiumului, derivații sintetici și analogii lui.
  - 7.2.1.4. Fenciclidina și analogii lui sintetici.
  - 7.2.1.5. Fentanilul și analogii lui sintetici.
  - 7.2.1.6. Acidul lizerginic și derivații lui.
  - 7.2.1.7. Metadon și izomerii lui optici.
  - 7.2.1.8. Metacvalon.
  - 7.2.1.9. Metilfenidat.
  - 7.2.1.10. Dexaamfetamină.
  - 7.2.1.11. Catinon.

7.2.2. *Remediile stupefiante și substanțele psihotrope circulația cărora este limitată în RM și în privința cărora sunt stabilite măsuri de control.*

7.2.2.1. Alfentanil.

7.2.2.2. Noxiron.

7.2.2.3. Buprenorfină.

7.2.2.4. Cocaină.

7.2.2.5. Omnopon.

7.2.2.6. Clozapid și alți derivați ai 1,4-benzodiazepinei.

7.2.2.7. Ketamină.

7.2.2.8. Fentermină.

7.2.2.9. Etaminal de sodiu și alți derivați al acidului barbituric.

7.2.3. *Substanțele psihotrope circulația cărora este limitată în RM și în privința cărora se permite excluderea unor măsuri de control.*

7.2.3.1. Aminorex.

7.2.3.2. Benzfetamină.

7.2.3.3. Mefenorex.

7.2.3.4. Pentobarbital.

7.2.3.5. Taren.

7.2.3.6. Fendimetrazin.

7.2.3.7. Fenproporex.

7.2.3.8. Lefetamin.

7.2.3.9. Cipeprol.

7.2.3.10. Etilamfetamin.

**7.3 Remediile medicamentoase care sunt supuse monitoringului terapeutic medicamentos (MTM).**

Determinarea în plasma sanguină:

**Remediile medicamentoase care acționează asupra sistemului cardio-vascular:**

Digitoxină.

Digoxină.

Dizopiramidă (ritmilenă).

Lidocaină.

Mexiletină (mexitil).

Chinidină.

Teofilină.

**Remediile medicamentoase cu acțiune asupra sistemului nervos:**

Amitriptilină;

Galoperdol;

- diazepam (seduxen) (7.1.3.3.5.3.);

- imipramin (imizină) (7.1.3.3.6.2.);

- clonazepam (7.1.3.3.5.2.).

Litiu.

- oxazepam (tazepam) (7.1.3.3.5.9.).

Sidnocarb.

Clordiazepoxid (elenium).

Clorpromazină (aminazină).

**Antiepilepticele:**

Carbamazepină (tegretol);

Fenitoină (difenină);

- fenobarbital (7.1.3.3.1.5.);

Etosuximidă;

Acidul valproic.

**Analgezicele, antipireticele și antiinflamatoarele nesteroidiene:**

Indometacina;

- acetoaminafen (paracetamol) (7.1.3.1.3.).

**Chimioterapicele antimicrobiene:**

Amicacină;

Amfotericină;

Gentamicină;

Vancomicină.

**Imunodepresivele:**

Ciclosporina.

**Chimioterapicele anticanceroase:**

Metotrexat.

Determinarea în urină:

**Metaboliții benzodiazepinei.**

- barbituricele (7.11.3.3.1.).

**Metaboliții morfinei.**

# CAPITOLUL 8

## CERCETĂRILE MICROBIOLOGICE

### 8.1 Bacteriologia\*

#### 8.1.1 Cercetări la microscop

Depistarea microorganismelor în preparatele native.**	
Genul Actinomyces	preparatul picătura strivită
Bacteroides fragilis	microscopia cu fluorescență
Bacteroides melaninogenicus	microscopia cu fluorescență
Genul Borrelia	microscopia cu fond negru
Borrelia burgdorferi	microscopia cu fond negru
Borrelia recurrentis	microscopia cu fond negru
Campylobacter	microscopia cu fond negru
Helicobacter pylori	microscopia cu contrast de fază
Leptospira interrogans	microscopia cu contrast de fază
Treponema pallidum	microscopia cu contrast de fază
Alte microorganisme	

Depistarea microorganismelor în preparatele native colorate.**	
Genul Actinomyces	Colorația Gram, Ziehl-Nielsen, Romanovski-Giemsa
Bacillus anthracis	Colorația Gram, colorarea sporilor după Ogeșko
Genul Bacteroides	Colorația Gram, Leffleur
Genul Borrelia	Colorația Romanovski-Giemsa, Burry
Genul Campylobacter	Colorarea cu fuxină bazică (10-20 min)
Chlamydia trachomatis	Colorația Romanovski-Giemsa, Makiavello
Clostridium perfringens	Colorarea capsulelor după Gins
Corynebacterium diphtheriae	Colorația Romanovski-Giemsa, Leffleur
Genul Fusobacterium	Colorația Romanovski-Giemsa
Gardnerella vaginalis	Colorația Romanovski-Giemsa
Helicobacter pylori	Colorarea cu hematoxilină-eozină, impregnația cu argint după Wortin-Starry, portocaliu de acridină
Haemophilus ducreyi	Colorația Gram
Leptospira interrogans	Colorația Romanovski-Giemsa
Genul Mycobacterium	Colorația Pfeifer
M. tuberculosis	Colorația Ziehl-Neelsen
Neisseria gonorrhoeae	Colorarea cu albastru de metilen, colorația Gram
Neisseria meningitidis	Colorarea cu albastru de metilen, colorația Gram
Genul Nocardia	Colorația Gram, Ziehl-Neelsen
Genul Peptococcus	Colorația Gram
Genul Peptostreptococcus	Colorația Gram
Streptococcus pneumoniae	Colorația Gram, Gins (capsulele)
Treponema pallidum	Colorația Romanovski-Giemsa, metoda de argintare după Morozov, Levaunty, Fontan și Trotondo, colorația Burry
Alte microorganisme	

## 8.1.2 Cercetări bacteriologice (cultivarea și identificarea)

### 8.1.2.1 Cultivarea și identificarea după teste biochimice

*Microorganisme patogene – agenții bolilor infecțioase.*

Genul <i>Actinomyces</i> <i>A. bovis</i> , <i>A. israelii</i> <i>A. albus</i> , <i>A. naeslundii</i>	Agentul patogen al actinomicozei în puroi, spută, secrețiilor din sinusurile drenate, în sânge, lichidul pleural, biopțatelor pulmonare, din oase și al., lichidul cefalorahidian, urină, materiile fecale, materialul necroptic
<i>Bacillus anthracis</i>	Agentul patogen al antraxului în conținutul bulelor, secrețiilor din carbuncule, ulcerații, în sânge, urină, spută, materiile fecale, punctatelor nodurilor limfatici, materialul necroptic
Genul <i>Bordetella</i> <i>B. pertussis</i> , <i>B. parapertussis</i>	Agentul patogen al tusei convulsive în secrețiile din rinofaringe
<i>Borrelia burgdorferi</i>	Agentul patogen al boreliozei în sânge, lichidul cefalorahidian, biopțatelor dermale, eritemei migrante
Genul <i>Brucella</i> <i>B. abortus</i> , <i>B. canis</i> <i>B. melitensis</i> , <i>B. suis</i>	Agentul patogen al brucelozei în sânge, lichidul cefalorahidian, secretul conjunctival, laptele de femeie, lichidul periarticular, aspiratele măduvii hematogene, biopțatele hepatice, lichidul amniotic, urină, materiile fecale, materialul necroptic
Genul <i>Campylobacter</i> <i>C. jejuni</i> , <i>C. coli</i> , <i>C. lari</i>	Agentul patogen al campilobacteriozei în sânge, materiile fecale, apa potabilă, produsele alimentare
<i>Chlamydia trachomatis</i>	Agentul patogen al trahomei, clamidiozei urogenitale și conjunctivitei nou-născuților, în secretul prostatic, biopțatele endometriale, produsele obținute prin raclarea canalului cervical, a vulvei la fete, a uretrei și a conjunctivei pleoapelor, urina la băieți, mucozitatea de pe peretele posterior al faringelui
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	Agentul patogen al clamidiozei respiratorii în spută, lichidul bronho-alveolar
<i>Clostridium botulinum</i>	Agentul patogen al botulismului, în masele vomitive, bilă, conținutul duodenal, urină, material necroptic
<i>Clostridium perfringens</i>	Agentul patogen al gangrenei gazoase, în abscese, biopțatele țesuturilor, sânge, lichidul pleural; agentul patogen al toxicoinfecțiilor
<i>Clostridium tetani</i>	Agentul patogen al tetanusului în biopțate, exsudate, corpurile străine, tamponul din plagă, secrețiile vaginale, uterine, sânge
<i>Corynebacterium Diphtheriae</i>	Agentul patogen al difteriei în mucozitatea vestibului faringian, mucozitatea nazală, peliculele de pe amigdale, secrețiile organelor genitale ale fetițelor, secrețiile oculare, dermale, plăgii ombilicale
Genul <i>Escherichia</i> <i>E. coli</i> enterotoxigenic ETEC <i>E. coli</i> enteroinvasive EIEC <i>E. coli</i> enteropathogenic EPEC <i>E. coli</i> enterohaemorrhagic EHEC	Agentul patogen al escherihiozelor în materiile fecale, masele vomitive, bilă, conținutul duodenal, urină, materialul necroptic
<i>Haemophilus ducreyi</i>	Agentul patogen al șancrului moale în secrețiile din ulcerații



Haemophilus Influenzae, tip capsular a, b, c, d, e, f	Agentul patogen al meningitei, maladiilor bronho-pulmonare în lichidul cefalorahidian, sânge, spută
Legionella pneumophyla	Agentul patogen al legionelezei în aspiratele din bronșii, lavajul bronho-pulmonar, lichidul pleural, materialul necroptic
Leptospira interrogans	Agentul patogen al leptospirozei în sânge, lichidul cefalorahidian, urină
Listeria monocytogenes	Agentul patogen al listeriozei în sânge, sângele ombilical, lichidul cefalorahidian, secrețiile vestibului faringian, nazale, oculare, punctatele nodurilor limfatici, lichidul amniotic, materialul necroptic
Mycobacterium tuberculosis	Agentul patogen al tuberculozei în spută, biolichide (pleural, sinovial, cefalorahidian, pericardial), aspiratele bronho-traheale, puroi, sânge, măduva hematogenă
Mycoplasma genitalium	Agentul patogen al micoplasmozei urogenitale în materialul obținut prin raclare a uretrei, canalului cervical
Neisseria gonorrhoeae	Agentul patogen al gonoreei în secrețiile uretrale, vaginale, colul uterin, prostată, rectum, faringe, ochi, în sânge
Neisseria meningitidis	Agentul patogen al meningitei în lichidul cefalorahidian, sânge, secretul rinofaringeal, materialul necroptic
Pseudomonas mallei	Agentul patogen al morvei în sânge, urină, spută, secrețiile din plăgi, nazale, materialul necroptic
Pseudomonas pseudomallei	Agentul patogen al melioidozei în sânge, spută, urină, supurația din abscese, secreției nazale, materialul necroptic
Genul Salmonella S. typhi, S. paratyphi A, S. paratyphi B	Agentul patogen al febrei tifoparatifoidice în materiile fecale, sânge, urină, bilă, exsudat obținut prin raclarea rozeolelor, materialul necroptic
S. cholerae suis, S. typhimurium, S. enteritidis Salmonella spp	Agentul patogen al salmonelozei în materiile fecale, masele vomitive, sânge, lichidul de spălătură gastrică, urină
Genul Shigella S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, S. Sonnei	Agentul patogen al dizenteriei în materiile fecale, lichidul de spălătură intestinală, materialul necroptic
Genul Vibrio V. cholerae, V. El Tor	Agentul patogen al holerei în materiile fecale, masele vomitive, materialul necroptic
V. fluvialis, V. Alginolyticus V. parahaemolyticus	Agentul patogen al gastroenteritelor în materiile fecale, masele vomitive
Genul Yersinia Yersinia enterocolitica	Agentul patogen al iersiniozei în materiile fecale, sânge, masele vomitive, bilă, urină
Yersinia pseudotuberculosis	Agentul patogen al pseudotuberculozei în materiile fecale, sânge, masele vomitive, bilă, urină mucozității vestibului faringian, materialul necroptic
Yersinia pestis	Agentul patogen al pestei în secrețiile din ulceratii, punctatele din buboane, spută, sânge, materiile fecale, bioplate
Alte microorganisme	

Microorganismele condiționat patogene, aerobe și facultativ aerobe, agenții maladiilor septico-purulente și oportuniste în biomateriale.

Biolichidele (sângele, sângele ombilical, exsudatele, transudatele; lichidul pericardial, pleural, sinovial, cefalorahidian, bila, urina, secretul prostatic); sputa, lichidul de spălătură bronho-alveolară, supurațiile din abscese, plăgi, cavitățile sinuzale și leziuni de altă localizare.

Secreții oculare, nazale, faringiene, rinofaringiene, auriculare, din plăgile deschise, conținutul veziculelor. Secrețiile organelor genitale (vaginale, cervicale, uterine, uretrale).

Materiile fecale, lichidele de spălătură gastrică și intestinală, masele vomitive.

Bioptatele (vegetațiile valvulare, oasele, țesutul cerebral, corneea, corpul vitros și alte țesuturi), bioplatele prin puncție, punctatele (absceselor, ganglionilor limfatici).

Materialul necrotic.

Alte materiale.

Genul <i>Acinetobacter</i>	<i>A. bronchiseptica</i>	<i>E. hermannii</i>
<i>A. baumannii</i>	Genul <i>Brevundimonas</i>	<i>E. vulnaris</i>
<i>A. calcoaceticus</i>	<i>B. vesicularis</i>	<i>E. fergussoni</i>
<i>A. Iwoffii</i>	<i>B. diminuta</i>	Genul <i>Edwardsiella</i>
<i>Acinetobacter</i> spp.	Genul <i>Budvicia</i>	<i>E. hoshinae</i>
Genul <i>Actinobacillus</i>	Genul <i>Burkholderia</i>	<i>E. ictaluri</i>
<i>A. actinomycetemcomitans</i>	<i>B. cepacia</i>	<i>E. tarda</i>
<i>Actinobacillus</i> spp	Genul <i>Capnocytophaga</i>	<i>Edwardsiella</i> spp
Genul <i>Aerococcus</i>	<i>A. ochracea</i>	Genul <i>Eikenella</i>
<i>A. viridans</i>	Genul <i>Cardiobacterium</i>	<i>E. corrodens</i>
<i>Aerococcus</i> spp.	<i>C. hominis</i>	Genul <i>Empelobacter</i>
Genul <i>Aeromonas</i>	Genul <i>Cedecea</i>	<i>E. brevis</i>
<i>A. caviae</i>	<i>C. davisae</i>	Genul <i>Enterobacter</i>
<i>A. hydrophila</i>	<i>C. neteri</i>	<i>E. aerogenes</i>
<i>Aeromonas</i> spp	<i>Cedecea</i> spp	<i>E. agglomerans</i>
Genul <i>Afipia</i>	Genul <i>Citrobacter</i>	<i>E. asburiae</i>
<i>A. felis</i>	<i>C. amalonaticus</i>	<i>E. cloacae</i>
<i>Afipia</i> spp	<i>C. freundii</i>	<i>E. gergoviae</i>
Genul <i>Agrobacterium</i>	<i>C. koseri</i>	<i>E. sacazakii</i>
Genul <i>Alcaligenes</i>	<i>Citrobacter</i> spp	<i>E. taylorae</i>
<i>A. faecalis</i>	Genul <i>Chromobacterium</i>	<i>Enterobacter</i> spp
<i>A. piehaudii</i>	<i>C. violaceum</i>	Genul <i>Enterococcus</i>
<i>A. xylosoxidans</i>	Genul <i>Chryseobacterium</i>	<i>E. avium</i>
<i>Alcaligenes</i> spp	<i>Ch. meningosepticum</i>	<i>E. casseliflavus</i>
Genul <i>Bacillus</i>	<i>Chryseobacterium</i> spp	<i>E. durans</i>
<i>B. cereus</i>	Genul <i>Chryseomonas</i>	<i>E. faecalis</i>
<i>B. latrosporus</i>	<i>C. luteola</i>	<i>E. faecum</i>
<i>B. megaterium</i>	Genul <i>Corynebacterium</i>	<i>E. hirae</i>
<i>B. pumilis</i>	<i>C. jeikeium</i>	<i>E. raffinosus</i>
<i>B. sphaericus</i>	<i>C. minutissimum</i>	<i>E. solitarius</i>
<i>B. subtilis</i>	<i>C. pseudodiphtheriticum</i>	<i>Enterococcus</i> spp
<i>B. thuringiensis</i>	<i>C. pseudotuberculosis</i>	Genul <i>Erwinia</i>
<i>B. alvei</i>	<i>C. renale</i>	Genul <i>Erysipelothrix</i>
<i>Bacillus</i> spp	<i>C. striatum</i>	<i>E. rhusiopathiae</i>
Genul <i>Bartonella</i>	<i>C. ulcerans</i>	Genul <i>Ewingella</i>
<i>B. bacilliformis</i>	<i>C. urealyticum</i>	Genul <i>Flavimonas</i>
<i>Bartonella</i> spp	<i>C. xerosis</i>	<i>A. oryzziihabitans</i>
Genul <i>Bergeyella</i>	<i>Corynebacterium</i> spp	Genul <i>Flavobacterium</i>
<i>B. zoonelicum</i>	Genul <i>Escherichia</i>	<i>F. mizutaii</i>
Genul <i>Bordetella</i>	<i>E. coli</i>	<i>Flavobacterium</i> spp

Genul <i>Gardenerella</i>	<i>M. (B) ovis</i>	<i>P. rustigianii</i>
<i>G. vaginalis</i>	<i>Moraxella</i> spp	<i>P. stuartii</i>
<i>Gardenerella</i> spp	Genul <i>Morganella</i>	<i>Providencia</i> spp
Genul <i>Hafnia</i>	<i>M. morgani</i>	Genul <i>Pseudomonas</i>
<i>H. alvei</i>	Genul <i>Moellerella</i>	<i>P.aeruginosa</i>
Genul <i>Haemophilus</i>	Genul <i>Mycoplasma</i>	<i>P.alcaligenes</i>
<i>H. algyptus</i>	<i>M. arthritidis</i>	<i>P. fluorescens</i>
<i>H.aprophilus</i>	<i>M. fermentans</i>	<i>P. pseudoalcaligenes</i>
<i>H. influenzae</i> (( <i>tulpini</i> <i>acapsulate</i> ))	<i>M. genitalium</i>	<i>P. putida</i>
<i>H. haemolyticus</i>	<i>M. hominis</i>	<i>P. stutzeri</i>
<i>H. parainfluenzae</i>	<i>M. pneumoniae</i>	<i>Pseudomonas</i> spp
<i>H. parahaemolyticus</i>	<i>Mycoplasma</i> spp	Genul <i>Rahnella</i>
<i>H. paraprohilus</i>	Genul <i>Myroides</i> ***	Genul <i>Ralstonia</i>
<i>Haemophilus</i> spp	<i>M. odoratus</i>	<i>R. rickettsii</i>
<i>Helicobacter pylori</i>	<i>Myroides</i> spp	Genul <i>Serratia</i>
Genul <i>Kingella</i>	Genul <i>Neisseria</i>	<i>S. marcescens</i>
<i>K. kingae</i>	<i>N.lactamica</i>	<i>S. liquefaciens</i>
<i>K. denitrificans</i>	<i>N. mucosa</i>	<i>S. rubidiae</i>
<i>Kingella</i> spp	<i>N. sicca</i>	<i>Serratia</i> spp
Genul <i>Klebsiella</i>	<i>N.subflava</i>	Genul <i>Shewanella</i>
<i>K.pneumoniae</i>	<i>Neisseria</i> spp	<i>Sh. putrefaciens</i>
<i>K.oxytoca</i>	Genul <i>Nocardia</i>	Genul <i>Sphingobacterium</i>
<i>K.ozaenae</i>	<i>N. asteroides</i>	<i>S. multivorum</i>
<i>K.rhinoscleromatis</i>	<i>N. brasiliensis</i>	<i>Sphingobacterium</i> spp
<i>Klebsiella</i> spp	<i>Nocardia</i> spp	Genul <i>Sphingomonas</i>
Genul <i>Kluyvera</i>	Genul <i>Obesumbacterium</i>	<i>S. paucimobilis</i>
<i>K.ascorbata</i>	<i>O. proteus</i> gr-2	Genul <i>Staphylococcus</i>
<i>K.creyoerescens</i>	Genul <i>Ochrobactrum</i>	<i>S. aureus</i>
<i>Kluyvera</i> spp	<i>O. anthropi</i>	<i>S. auricularis</i>
Genul <i>Lactobacillus</i>	Genul <i>Oligella</i>	<i>S. capitis</i>
Genul <i>Leclercia</i>	<i>O. urethralis</i>	<i>S. conhnii</i>
<i>L. adecarboxilata</i>	<i>O. ureolytica</i>	<i>S. epidermidis</i>
Genul <i>Leminorella</i>	<i>Oligella</i> spp	<i>S. haemolyticus</i>
Genul <i>Leuconostoc</i>	Genul <i>Pantoea</i>	<i>S. hominis</i>
Genul <i>Listeria</i>	<i>P. agglomerans</i>	<i>S. intermedius</i>
Genul <i>Micrococcus</i>	<i>Pantoea</i> spp	<i>S. saprophyticus</i>
<i>M. kristinae</i>	Genul <i>Pasteurella</i>	<i>S. schleiferi</i>
<i>M. luteus</i>	<i>P. aerogenes</i>	<i>S. simulans</i>
<i>M.roseus</i>	<i>P. haemolytica</i>	<i>S. warneri</i>
<i>Micrococcus</i> spp	<i>P. multocida</i>	<i>S. xylosus</i>
Genul <i>Moraxella</i>	<i>Pasteurella</i> spp	<i>Staphylococcus</i> spp
Subgenul <i>Moraxella</i>	Genul <i>Plesiomonas</i>	Genul <i>Stomatococcus</i>
<i>M(m) bovis</i>	<i>P. shigelloides</i>	<i>S. mucilaginosus</i>
<i>M(m) lacunata</i>	Genul <i>Proteus</i>	Genul <i>Streptococcus</i>
<i>M(m) nonliquefaciens</i>	<i>P. mirabilis</i>	<i>S. acidominimus</i>
<i>M(m) osloensis</i>	<i>P. vulgaris</i>	<i>S. agalactiae</i>
<i>M(m) phenylpyruvica</i>	<i>P.penneri</i>	<i>S. anginosus</i> (grupa )
Subgenul <i>Branhamella</i>	<i>Proteus</i> spp	<i>S. bovis</i>
<i>M. (B) catarrhalis</i>	Genul <i>Providencia</i>	<i>S.canis</i>
<i>M. (B) caviae</i>	<i>P. alcalifaciens</i>	<i>S.equi</i>
<i>M. (B) cuniculi</i>	<i>P. rettgeri</i>	<i>S. equinus</i>

S. mitis (grupa)	Genul Suttonella	W. virosa
S. mutans (grupa)	S. indologenes	Genul Yemella
S. oraralis	Genul Tatumella	Y. morbillorum
S. pneumoniae	T. ptyseos	Y. haemolysans
S. pyogenes	Genul Vibrio	Yemella spp
S. salivarius (grupa)	V. alginolyticus	Genul Yokenella
S. sanguis (grupa)	V. damsella	Y. regenburgei
S. uberis	V. vulnificus	Xanthomonas
S. vestibularis	Vibrio spp	X. maltophilia
Streptococcus spp	Genul Weeksella	Xanthomonas spp

*Microorganismele condiționat-patogene anaerobe obligate – agenții patogenici al bolilor septico-purulente și oportuniste în biomaterialele:*

**Punctatele din abscese, cavități închise, biopsiatele țesuturilor, sânge, lichidul pleural și alte materiale**

Genul Acidaminococcus	F. varium	P. melaninogenica
A. fermentans	Fusobacterium spp	P. ovalis
Genul Atopobium	Genul Eubacterium	Prevotella spp
A. parvulum	A. lentum	Genul Propionibacterium
Genul Bacteroides	Eubacterium spp	P. acnes
A. fragilis	Genul Lactobacillus	P. avidum
B. thetaiotaomicron	L. acidophyli	P. freudenreichii
B. vulgatus	Lactobacillus spp	P. granulosum
Genul Bifidobacterium	Genul Leptotrichia	P. propionicum
B. adolescentis	L. buccalis	Propionibacterium spp
A. kongini	Genul Megasphaera	Genul Pseudoramibacter
Bifidobacterium spp	Genul Mitsuokella	P. alactolyticus
Genul Clostridium	Genul Mobiluncus	Genul Ruminococcus
C. difficile	M. curtisii	R. hansenii
C. novyi	M. mulieris	R. productus
C. septicum	Genul Peptococcus	Ruminococcus spp
C. histolyticum	P. niger	Genul Sarcina
C. sordelli	Genul Peptostreptococcus	S. ventriculi
A. sporogenes	P. magnus	Genul Tissierella
Clostridium spp	P. micros	Genul Veillonella
Genul Dialister	P. anaerobius	V. atypica
A. pneumosintes	Genul Porphyromonas	V. dispar
Genul Dichelobacter	P. assacharolytica	V. parvula
D. nodosum	P. endodontalis	Genul Wolinella
Genul Fusobacterium	P. gingivalis	W. recta
F. necrophorum	Genul Prevotella	Alte tipuri de microorganisme
F. nucleatum	P. bivia	obligat anaerobe



### 8.1.3 Identificarea microorganismelor

Echerichia coli	Serogrupe
Corynebacterium	Fagotiparea, determinarea toxinei, biotipurilor.
Diphtheriae	Determinarea toxinei și tipurilor ABCDEF.
Clostridium botulinum	Determinarea serotipurilor ABC și al.
Clostridium difficile	Determinarea serotipurilor ABCDE.
Clostridium perfringens	Determinarea anatoxinei.
Clostridium tetani	Serotipurile a, b, c, d, e, f, biotipurile după Kilian.
Haemophilus influenzae	Serogrupele.
Klebsiella	Serogrupele.
Legionella pneumoniae	Serogrupele, serovarele.
Leptospira interrogans	Serotipuri.
Listeria monocytogenes	Serogrupele, serotipuri, subtipurile.
Neisseria meningitidis	Serovarele.
Genul Proteus	Serotipuri, subtipurile. Fagotipurile
Genul Salmonella	Serogrupele, serotipurile. Fagotipurile, determinarea toxinelor.
Shigella	Serogrupele după Lensfield.
Staphylococcus aureus	Serogrupele după Griffith
Streptococcus	Serogrupele, serotipuri
Streptococcus haemolyticus	Serogrupele, subtipuri
St. pneumoniae	Serotipurile.
Vibrio cholerae	Fagotipurile
Yersinia enterocolitica	Serotipurile
Yersinia pestis	-
Yersinia pseudotuberculosis	-
Alte microorganisme	-

8.1.3.1 *Determinarea sensibilității microorganismelor la antibiotice și alte preparate chimioterapeutice:*

- metoda de difuzie în agar;
- metoda de diluție în bulion sau medii nutritive solide;
- metode accelerate (automatizate);

8.1.3.2. *Determinarea concentrației antibioticelor în lichidele biologice (sânge, urină și alte materiale).*

8.1.3.3. *Determinarea sensibilității microorganismelor la bacteriofag.*

### 8.1.4 Proba biologică

Bacillus anthracis	Listeria monocytogenes
Borrelia recurrentis	Mycobacterium tuberculosis
Genul Brucella	Pseudomonas mallei
Clostridium botulinum	Pseudomonas pseudomallei
A. Perfringens	Genul Rickettsia
C. tetani	Streptococcus pneumoniae
Francisella tularensis	Yersinia pestis
Leptospira interrogans	Alte microorganisme

### 8.1.5 Cercetări imunoserologice

(Determinarea antigenilor și anticorpilor în serul sanguin, plasma sanguină și alt material biologic).

Bacillus antracis	Antigen termostabil. Anticorpi.	Reacția de termoprecipitare Ascoli. RHAP, RIF
Bacteroides fragilis	Antigen.	RIF
Bordetella parapertussis	Antigen.	RIF
Bordetella pertussis	Antigen. Anticorpi.	RIF RA RFC ELISA RIF
Borrelia burgdorferi	Anticorpi. Anticorpi IgG IgM	RIF EIA IB RIF EIA IB
Genul Brucella	Antigen. Anticorpi.	RA RAHA RHAI COA ELISA RA LA RHAI RFC RIF ELISA
B. abortus	Anticorpi. Anticorpi IgM, IgG, IgA.	LA RA RFC ELISA
B. canis	Anticorpi. Anticorpi IgM, IgG	
B. melitensis	Anticorpi.	RA LA ELISA
B. suis	Anticorpi.	RA LA ELISA
Genul Chlamydia	Antigen. Anticorpi. Anticorpi IgM	RIF ELISA RIF ELISA RIF
C. pneumoniae	Anticorpi. Anticorpi IgA IgM	RLC RIF RIF
C. psittaci	Antigen. Anticorpi. Anticorpi IgA IgM IgG	RIF ELISA RLC RIF RIF
C. trachomatis	Antigen. Anticorpi. Anticorpi IgA IgM IgG	RIF ELISA RLC RIF RIF
Clostridium difficile	Toxina A Toxina B Toxina A+B	ELISA ELISA ELISA
Clostridium tetani	Anticorpi IgG	ELISA
Corynebacterium diptheriae	Anticorpi.	RHAP ELISA
Coxiella burnetii	Anticorpi.	RA RFC RHAP ELISA RIF
Genul Ehrlichia	Anticorpi. Anticorpi IgG IgM	ELISA RIF ELISA
Fransiella tularensis	Antigen. Anticorpi.	RIF ELISA RA RHAP RIF ELISA
Haemophilus influenzae	Antigen. Anticorpi. Anticorpi IgG IgM	RIF RA LA COA ELISA RHAP RIA ELISA RIA
Helicobacter pylori	Anticorpi. Anticorpi IgA IgG IgM	LA RIF ELISA ELISA
Genul Legionella	Anticorpi.	RIF
L. pneumophila	Antigen. Anticorpi.	LA RIA RIF ELISA RIF
Leptospira interrogans	Antigen. Anticorpi.	RIF RIHA

<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Antigen. Anticorpi. Anticorpi IgG IgM	RHAP RAHA ELISA RLC RHAP RIF ELISA
<i>Mycoplasma hominis</i>	Antigen. Anticorpi.	RP RAHA RHAP RIF RHAP RAHA RIF ELISA
<i>Mycoplasma (ureaplasma urealiticum)</i>	Antigen. Anticorpi.	RP RAHA RHAP RIF RLC RAHA RIF ELISA
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Antigen. Anticorpi.	LA RP RIF ELISA RLC
<i>Neisseria meningitidis</i>	Antigen Antigen A Antigen B Antigen C Antigen W 135 Antigen Y Anticorpi.	RA LA COA RP EILSA RA LA COA RP EILSA RA LA RA COA RP ELISA LA RA RP ELISA COA RA RP ELISA RLC
<i>Pseudomonas pseudomallei</i>	Anticorpi.	RLC
<i>Genul Rickettsia</i>	Anticorpi.	R.Weil-Felix 10x2 RIF RHA ELISA
<i>R. conorii</i>	Antigen. Anticorpi.	RIF RLC RHAI RIF ELISA
<i>R. provazeki</i>	Antigen. Anticorpi.	RIF RLC RHAI RIF R.Weil-Felix 0x19
<i>R. rickettsii</i>	Anticorpi. Anticorpi IgG IgM	RIF ELISA RIF ELISA
<i>R. typhi</i>	Anticorpi. Anticorpi IgG IgM	LA RIF ELISA RIF ELISA
<i>R. tsutsugamuchi</i>	Anticorpi.	RLC R.Weil-Felix 0xK RIF ELISA
<i>Salmonella enteritica</i>	Antigen. Anticorpi.	RIF RHAP
<i>S. typhi</i>	Antigen. Anticorpi.	RA LA RFC RHAP COA ELISA RA RHAP
<i>S. paratyphi A</i>	Anticorpi.	RA
<i>Genul Shigella</i>	Antigen. Anticorpi.	RLC RHAP RAHA ELISA RHAP RIF
<i>S. boudii</i>	Anticorpi.	RLC
<i>S. dysenteriae</i>	Anticorpi.	RLC
<i>S. flexneri</i>	Anticorpi.	RLC
<i>S. sonnei</i>	Anticorpi.	RLC
<i>Genul Staphylococcus</i>	Anticorpi către acidul teihoic. Anticorpi către antigenii genospecifici.	RHAP ELISA RHAP ELISA
<i>Genul Streptococcus</i>	Antigenile de grupă	LA RP
<i>S. agalactiae</i>	Antigen.	LA RIF RP
<i>S. pyogenes</i>	Antigen.	LA RA RIF ELISA

Treponema pallidum	Anticorpi.	LA RFC RIF RP Reacția de imobilizare a treponemei palide (RIT); Reacția de precipitare Kana; Reacția citocolică Zax-Vitebski; Reacția Kolmer; Proba de floculare; Alte metode.
Vibrio cholerae	Antigen. Anticorpi. Anticorpi vibriocidici.	RIF RHAP RA RHAP RNAC ELISA RIF
Yersinia enterocolitica	Anticorpi Anticorpi IgA IgG IgM	RA RHAP ELISA
Yersinia pestis	Antigen.  Anticorpi.	RIF RHAI ELISA RP pe plăci standarde RHAP ELISA
Yersinia pseudotuberculosis	Anticorpi.	RA RHAP

### 8.1.6. Metodele de cercetare în biologia moleculară.

(Metodele de hibridizare ADN și ARN, PCR)

Borrelia Burgdorferi Haemophilus influenzae Genul Brucella Genul Campylobacter C.jejuni C. lari C. coli Chlamydia pneumonia Chlamydia trachomatis Gardnerella vaginalis Haemophilus influenzae Genul Legionella	Listeria monocitogenes Genul Mycobacterium Mycobacterium tuberculosis Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Rickettsia prowazekii Rickettsia rickettsii Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Streptococcus pyogenes A. Alte microorganisme
--	---

\* - În nomenclator sunt incluse microorganismele care se întâlnesc cel mai frecvent în practica clinică și care au importanță epidemiologică.

\*\* - Denumirea materialului clinic folosit în cercetările microscopice vezi compartimentul 8.1.2.

Cercetările bacteriologice ale microorganismelor.

\*\*\* - Reprezentanții microflorei normale.

## 8.2 Virusologia

### 8.2.1. Cercetări la microscop

Microscopia optică (depistarea acțiunii citopatice specifice ale virusurilor, corpurilor de incluziune).

Adenovirus Citomegalovirus Herpes simplex virus Herpes zoster virus Hepatitis B virus Measles virus	Rabies virus Respiratory syncytial virus Variola virus Vesiculovirus Alte virusuri
--	--



### 8.2.2 Microscopia imunoelectronică (depistarea virusurilor în celulele ţesuturilor, organelor, lichidele biologice)

Adenovirus	Influenza virus B
Aphtovirus	Influenza virus C
Astrovirus	Kocksaki grupa A
Calicivirus	Kocksaki grupa B
Citomegalovirus	Norwalk virus
Coronavirus	Papilloma virus
Echo	Parvovirus tulpina 19
Enterovirus tipurile 68 – 72	Machupo virus
Epstein Barr	Lassa virus
Hepatitis A	Marburg virus
Hepatitis B	Junin virus
Hepatitis D	Ebola virus
Herpes simplex genitalis	Polyovirus
Herpes simplex labialis	Rhabies virus
Herpes zoster	Rotavirus
Herpesvirus tip 6 (HB <sub>Lh</sub> -HB <sub>v6</sub> )	Vaccina virus
Herpesvirus tip 7	Varicella virus
Herpesvirus simiae B	Variola maior
Influenza virus A	

### 8.2.3. Cercetări virusologice

#### 8.2.3.1. Cultivarea şi izolarea virusurilor

*Cultivarea în embrionii de găină, fibroblaşti.*

Flavivirus	Virusul parotitei epidemice
Virusul febrei galbene	Rabies virus
Herpes simplex virus	Varicella zoster virus
Influenza virus A	Variola virus
Influenza virus B	Vesiculovirus
Influenza virus C	Alte virusuri
Paramyxovirus	

*Cultivarea pe animale de laborator.*

Arenavirus	Flavivirus
Bunyavirus	Virusul febrei flave
Coxsackievirus A	Virusul febrei hemoragice Omsk
Dengue virus	Marburg virus
Hepatitis A virus	Ebola virus
Herpes simplex virus 1, 11	Varicella zoster virus
Filovirus	Alte virusuri

Adenovirus	Influenza virus B
Alphavirus	Influenza virus C
Citomegalovirus	Measles virus
Coxsackievirus	NUMPS virus
Dengue virus	Parainfluenza virus
ECHO virus •	Poliovirus
Enterovirus 68 – 71	Respiratory syncytial virus
Flavivirus	Rubella virus
Virusul febrei flave	Varicella zoster virus
Virusul febrei hemoragice Omsk	Virusul febrei hemoragice cu sindrom renal
Herpes simplex virus 1,11	Alte virusuri.
HIV	
Influenza virus A	

### 8.2.3.2. Identificarea (tipizarea)

Adenovirus	RLC RIHA
Alphavirus	RN RFC RIHA
Bunyavirus	RLC RIHA RHAP
Coxsackievirus	RN RP RFC RIHA
ECHOvirus	RN RP RFC RIHA
Enterovirus	RN RIHA RFC RP
Flavivirus	
Virusul febrei flave	RN RIHA
Virusul encefalitei de căpușă	RN RIHA
Virusul encefalitei japoneze	RN RIHA
Virusul febrei hemoragice Omsk	RN RFC RIHA
Herpes simplex virus	RN RIF
Influenza virus A	RIHA
Influenza virus B	RIHA
Influenza virus C	RIHA
Measles virus	RIHA RIF RN
Parainfluenza virus	RIHA RFC
Paramyxovirus	RIF RT RFC RIHA
Poliovirus	RN RP RFC RIHA
Respiratory syncytial virus	RIF RFC RN
Rotavirus	RIHA testul de interferență
Rubella virus	
Varicella zoster virus	ID
Variola virus	RIHA
Alte virusuri	

**8.2.3.3 Cercetări imunoserologice (determinarea antigenilor și anticorpilor în serul sanguin, plasma sanguină și alt material biologic)**

ADENOVIRUS	Antigeni Anticorpi	RIF ELISA RIF RN în cultura de celule RLC RIHA
APHTOVIRUS	Anticorpi	RN RFC
ALPHAVIRUS		
Virusul encefalitei americane a cailor	Antigeni Anticorpi Anticorpi IgG IgM	RIF ELISA RN RFC RIHA RIF RIF ELISA
Virusul encefalomielitei venesuele a cailor	Antigeni	RIF
Bunyavirus	Anticorpi	RN RFC RIHA
Coronavirus	Antigeni	RIF
Coxsackievirus	Anticorpi	RLC RIHA RN în culturile de organe
Cytomegalovirus	Antigeni Anticorpi Anticorpi IgM IgG	RN RFC RIHA RP RIF ELISA RIF RFC RIA RP RHAI LA RIF ELISA
Dengue virus	Antigeni Anticorpi	RIF ELISA RHAI RFC RN
Ebola virus	Antigeni Anticorpi	RIF ELISA RN RFC RN RFC RIF
ECHO virus	Anticorpi	RN RFC RIHA RP
Enterovirus (70-71)	Anticorpi	RN RIA
Epstein - Barr virus	Anticorpi IgA IgM IgG	RIF ELISA
Hepatitis A virus	Anticorpi Anticorpi IgG IgM	ELISA RIA ELISA
Hepatitis B virus	Antigenii HBs antigen HBe antigen AT IgM IgG anti-HBeAg AT IgM IgG anti-HbcAg AT IgM IgG anti HbsAg	ELISA RIA ELISA RIA ELISA RIA ELISA RIA ELISA RIA RP RFC RHAP ELISA RIA
Hepatitis C virus	Anticorpi	ELISA
Hepatitis D virus	Antigeni Anticorpi	ELISA RIF RIA ELISA
Hepatitis E virus	Anticorpi	ELISA
Herpes genitalis	Anticorpi	ELISA RN RFC
Flavivirus Virusul febrei flave	Antigeni Anticorpi Anticorpi IgM IgG	RIF ELISA LA RN RFC RIHA RIF ELISA
Virusurile encefalitei de căpușă (rusec, din orienul depărtat și europa centrală)	Anticorpi	RLC RN RIHA ELISA RIF
Virusul febrei hemoragice Omsk	Anticorpi	RLC RIHA

Herpes simplex virus 1	Antigeni Anticorpi Anticorpi IgM Anticorpi IgG	RIF ELISA LA RFC ELISA RIF ELISA ELISA
HIV 1	Anticorpi	ELISA
HIV2	Anticorpi	ELISA
Influenza virus A	Antigeni Anticorpi	RIF ELISA RIHA RFC ELISA
Influenza virus B	Antigeni Anticorpi	RIF ELISA RIHA RFC ELISA
Influenza virus C	Antigeni Anticorpi	RIF RLC
Junin virus	Anticorpi	ELISA
La crosse virus	Anticorpi Anticorpi IgM IgG	RIF ELISA RIF
Lassa virus	Antigeni Anticorpi IgM IgG	ELISA RIF ELISA
Lymphocytic choriomeningitis virus	Antigeni Anticorpi IgM IgG	RLC RIF RHAI RIF
Marburg virus	Antigeni Anticorpi	ELISA RIF RN RFC RIF
Measles virus	Antigeni Anticorpi Anticorpi IgM IgG	RIF RLC RIHA RAI ELISA
Nairovirus	Anticorpi	RIF RFC ELISA RIA
Virusul febrei hemoragice din Crimeea	Anticorpi	
NUMPS virus	Antigeni Anticorpi Anticorpi IgM IgG	RIF RFC RN RIHA RIF RFC RIHA ELISA RIF
Orbivirus Virusul febrei de căpușă Colorado și febrei Kemerovo și Lipovnik	Anticorpi	
Papilloma virus	Anticorpi	ELISA
Parainfluenza virus 1 2 3	Antigeni Anticorpi	RIF ELISA RLC RIHA RN în cultura de celule
Parvovirus B-19	Antigeni Anticorpi Anticorpi IgM IgG	RIF ELISARFC RN ELISA
Poliovirus 1 2 3	Anticorpi	RN RFC RP RIHA
Rabies virus	Antigeni Anticorpi	RIF La persoanele vaccinate ELISA RFC RIF RIA RN
Reovirus	Anticorpi	RLC RN
Respiratory syncytial virus	Antigeni Anticorpi Anticorpi IgM IgG	RIF ELISA RLC ELISA RIF RN RIF



Rotavirus	Antigeni Anticorpi	LA RHAI RFC ELISA COA RIF RFC RN
Rubella virus	Anticorpi Anticorpi IgM IgG Anticorpi IgM	ELISA RIHA LA ELISA ELISA RIA RIF
Rubeola virus	Antigeni Anticorpi IgG Anticorpi IgM	RIF RFC ELISA ELISA RIF
Varicella zoster virus	Antigeni Anticorpi Anticorpi IgM IgG	RIF LA RFC RIF ELISA
Vesiculovirus	Antigeni Anticorpi	RIF ELISA RIA

## 8.2.4 Metodele de biologie moleculară de identificare a virusurilor

Adenovirus	PCR	HTLV	PCR
Astrovirus	PCR	Flavivirus	PCR
Citomegalovirus	PCR	Kocksaki grupele A și B	PCR
Denge virus	PCR	NUMPS virus	PCR
Dependovirus	PCR	Norwalk virus	PCR
Genul Enterovirus	PCR	Papilloma virus	PCR
Epstein Barr virus	PCR	Genul Parvovirus	PCR
Genul Hantavirus	PCR	Rhinovirus	PCR
Hepatitis A (HAV)	PCR	Genul Rotavirus	PCR
Hepatitis B (HBV)	PCR	Rubeola virus	PCR
Hepatitis D (HDV)	PCR	Rubivirus	PCR
Hepatitis C (HCV)	PCR	Saint Louis encephalitis virus	PCR
Herpes simplex virus	PCR	Varicella virus	PCR
HIV 1	PCR		
HIV2	PCR		

## 8.3 MICOLOGIA

### 8.3.1 Cercetări macroscopice

*Determinarea fungilor în preparatele native vizual, cu lupa , cu lampa Wood.*

**Genul Malassezia (Pityrosporum)** - solzii de piele, stratul cornos al epidermisului.

**Genul Microsporum** - părul

**Genul Piedraia** - părul

**Genul Trichosporon** - părul

### 8.3.2. Cercetările la microscop

#### 8.3.2.1. Depistarea microorganismelor în probele native de material clinic.

*Levuri*

**Genul Candida** - raclatele macerațiilor epidermale, erupțiilor, plăcile de unghii, raclatele mucoasei cavității bucale, sputa, lichidul cefalorahidian, bila, sucul prostatic, urina, punctatele din cavitățile închise, secrețiile fistulelor.

**Genul Cryptococcus** - lichidul cefalorahidian, sputa, urina, puroi (în picătura de tuș indian).

**Genul Geotrichum** - raclatele epidermale, erupțiilor, plăcile de unghii, raclatele mucoasei cavității bucale, sputa, urina.

**Malassezia Genul (Pityrosporum)** - raclatele dermale.

**Genul Rhodotorula** - raclatele dermale, sputa, lichidul cefalorahidian, urina (în picătura de tuș indian).

**Saccharomyces cerevisiae** - raclatele dermale, puroi.

**Genul Trichosporon** - părul.

#### *Fungii miceliali*

Dermatofitii - raclatele dermale, plăcile de unghii

Feohifomicetele - raclatele dermale, plăcile de unghii, sputa, puroi, punctatele din cavitățile închise.

Hialohifomicetele - raclatele dermale, plăcile de unghii, sputa, puroi, punctatele din cavitățile închise.

**Genul Aspergillus** - sputa, puroi, punctatele din cavitățile închise.

**Genul Penicillium** - sputa.

#### *Ascomicetele.*

**Piedraia hortai** - părul.

Zigomicetele - raclatele dermale, sputa, puroi, secrețiile din sinusurile nazale.

#### *Fungi dimorfi*

**Blastomyces dermatitidis** - secrețiile din papule, ulceratii, sputa, secrețiile fistulelor, urina.

**Coccidioides immitis** - sputa, lichidul cefalorahidian, secrețiile fistulelor, conținutul absceselor.

**Loboa looi** - secrețiile ulceratiilor epidermale, exsudatelor.

**Paracoccidioides brasiliensis** - secrețiile ulceratiilor epidermale, mucoaselor, puroi, sputa.

**Sporothrix schenckii** - secrețiile ulceratiilor epidermale, mucoaselor, puroi, sputa..

#### *Fungi patogeni neclasificați*

**Rhinosporidium seeberi** - secrețiile focarelor în formă de polip.

#### 8.3.2.2 \*\*Depistarea microorganismelor în preparatele colorate

Genul Aspergillus	Hematoxilin-eozină, după Van-Gizon, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Gridly, Gomori-Grokott, portocaliu de acridină, cu anticorpi fluorescenți.
Blastomyces dermatitidis	Hematoxilin-eozină, după Gram-Veigert, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Gridly, Gomori-Grokott, cu portocaliu de acridină, anticorpi fluorescenți, albastru de alcian.
Genul Candida	Cu soluția Lugol, hematoxilin-eozină, după Van-Gizon, Gram, Gram-Veigert, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Gridly, Romanovski-Giemza, Rait, Gomori-Grokott, cu portocaliu de acridină, anticorpi fluorescenți.
Chrysosporium parvum var.crescens	Hematoxilin-eozină, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Gridly, Gomori-Grokott.
Coccidioides immitis	Hematoxilin-eozină, după Van-Gizon, Gram, Gram-Veigert, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Gridly, Romanovski-Giemza, Rait, Gomori-Grokott, cu portocaliu de acridină, anticorpi fluorescenți.

Genul <i>Cryptococcus</i>	Hematoxin-eozină, după Gram-Veigert, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Gomori-Grokott, cu portocaliu de acridină, anticorpi fluorescenți, cu mucicarmină după Meyer.
<i>Epidermophyton floccosum</i>	Anticorpi fluorescenți.
Genul <i>Fusarium</i>	Anticorpi fluorescenți.
Genul <i>Geotrichum</i>	Hematoxin-eozină, după Gram, Gram-Veigert, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Gomori-Grokott.
<i>Histoplasma capsulatum</i>	Hematoxin-eozină, după Van-Gizon, Gram-Veigert, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Griedly, Bauer, Romanovski-Giemza, Rait, Gomori-Grokott, cu portocaliu de acridină, anticorpi fluorescenți.
<i>Loboa lobi</i>	Hematoxin-eozină, după Griedly, Gomori-Grokott.
Genul <i>Malassezia</i>	Albastru de metilen, hematoxin-eozină, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș).
Genul <i>Microsporum</i>	Anticorpi fluorescenți.
<i>Paracoccidioides brasiliensis</i>	Hematoxin-eozină, după Gram-Veigert, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Gomori-Grokott, cu portocaliu de acridină.
<i>Penicillium mamefiei</i>	Hematoxin-eozină, Romanovski-Giemza, Gomori-Grokott.
<i>Pneumocystis carinii</i>	După Bauer, Gomori-Grokott.
<i>Pseudallescheria boydii</i>	Anticorpi fluorescenți.
<i>Rhinosporidium seeberi</i>	Hematoxin-eozină, după Van-Gizon, Gram-Veigert, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Gomori-Grokott, cu portocaliu de acridină, cu mucicarmină după Meyer.
<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	Anticorpi fluorescenți.
<i>Sporothrix schenckii</i>	Hematoxin-eozină, după Gram-Veigert, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Romanovski-Giemza, Gomori-Grokott, cu portocaliu de acridină.
Genul <i>Trichophyton</i>	Anticorpi fluorescenți.
Hialohifomicetele	Hematoxin-eozină, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Griedly, Gomori-Grokott.
Dermatofii	Albastru de metilen, hematoxin-eozină, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș).
Zigomicetele	Hematoxin-eozină, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Romanovski-Giemza, Gomori-Grokott.
Pheohifomicetele	Hematoxin-eozină, PAS (în diferite modificări: după Hojkiss- McManus, după Șabadaș), după Griedly, Gomori-Grokott, cu portocaliu de acridină.

### 8.3.3. Cercetările culturale și biochimice

#### 8.3.3.1. Levuri

**Genul Candida** – raclatele macerațiilor epidermale, plăcile de unghii, raclatele mucoasei cavității bucale, sputa, sângele, lichidul cefalorahidian, bila, secrețiile vaginale, uretrale, secretul prostatic, vârful sondei “a demeure”, urina, materiile fecale, punctatele din cavitățile închise, secrețiile din fistule, bioplatele țesuturilor, organelor.

C. albicans (C. stellatoidea)*	C. lusitaniae
C. ciferrii	C. maltosa
C. dubliniensis	C. norvegensis
C. famata	C. parapsilosis*
C. glabrata*	C. pelliculosa
C. guillennondii*	C. sojae
C. haemulonii	A. tropicalis (C. paratropicalis)*
C. kefyr (C. pseudotropicalis)*	C. viswanathii
C. krusei	C. zeylanoides

**Cryptococcus** - lichidul cefalorahidian, sângele, sputa, urina, puroi, bioplatele țesuturilor, organelor.

C. albidus	C. neoformans
C. laurentii	var. neoformans*
C. neoformans	
var. gattii*	

**Genul Geotrichum** - raclatele epidermale, plăcile de unghii, raclatele mucoasei cavității bucale, sputa, sângele, secrețiile vaginale, materiile fecale, bioplatele țesuturilor, organelor.

- G. candidum\*
- G. clavatum
- G. capitatum

**Genul Malasseria (Pityrosporum)** - raclatele epidermale, sângele, bioplatele țesuturilor, organelor.

- M. furfur\*
- M. pachydermatis

**Genul Rhodotorula** - raclatele epidermale, plăcile de unghii, sputa, sângele, lichidul cefalorahidian, bila, lichidul cefalorahidian, urina, materiile fecale.

- R. glutinis
- R. rubra\*

**Saccharomyces cerevisiae** – raclatele epidermale, sângele, puroi, materiile fecale.

**Genul Trichosporon** - părul, raclatele epidermale, plăcile de unghii, sângele, bioplatele țesuturilor, organelor.

- T. beigellii\*
- T. cutaneum
- T. inkin
- T. mucoides

#### 8.3.3.2 Fungi miceliali

8.3.3.2.1 Fungi dermatofiti - solzi epidermali, plăcile de unghii, părul.

**Genul Epidermophyton**

- E. floccosum



### Genul *Microsporum*

M. audouinii*	M. gypseum*
M. ferrugineum*	M. nanum*
M. canis	M. persicolor
M. fulvum	M. praecox
M. distortum*	M. racemosum
M. gallinae	M. vanbreuseghemii

### Genul *Trichophyton*

T. ajelloi	T. raubitschekii
T. concentricum*	T. rubrum*
T. equinum	T. schoenleinii
T. fischeri	T. simii
T. gourvilii	T. soudanense
T. kanei	T. tonsurans
T. longifusum	var. sulphureum
T. megninii	T. tonsurans
T. mentagrophytes	var. tonsuans subvar. perforans*
var. erinacei	T. vanbreuseghemii
T. mentagrophytes	T. verrucosum*
var. interdigitale*	T. violaceum*
T. mentagrophytes	T. yaoundei
var. nodulare	

#### 8.3.3.2.2 *Pheohifomicetele (hifomicetele colorate închis)*

**Genul *Alternaria*** - epidermisul, stratul subcutanat, unghiile, secrețiile nazofaringiale, aspiratele chisturilor, absceselor, bioplatele țesuturilor, organelor.

- A. alternata\*
- A. chlamydospora
- A. dianthicola
- A. tenuissima

**Genul *Cladophialophora*** - epidermisul, stratul subcutanat, papule, verucile, secrețiile absceselor, bioplatele țesuturilor, organelor.

- C. arxii
- C. bantiana (*Cladosporium bantianum*)\*
- C. boppii
- C. carrionii (*carrioni*)\*
- C. devriesii (*Cladosporium devriesii*)

**Genul *Cladosporium*** - epidermisul, stratul subcutanat, papule, verucile, cornea, secrețiile sinusurilor nazale, absceselor, bioplatele țesuturilor, organelor.

- C. cladosporioides\*
- C. elatum
- C. herbarum
- C. oxysporum
- C. sphaerospermum

**Genul *Curvularia*** - epidermisul, cornea, secrețiile sinusurilor nazale, absceselor, bioplatele țesuturilor, organelor.

- C. brachyspora
- C. clavata
- C. geniculata\*

*C.lunata\**

*C.pallescens\**

*C.senegalensis*

*C.verruculosa*

**Genul Cyphellophora** - epidermisul, unghiile.

*C.laciniata*

*C.pluriseptata*

**Dissitimurus exedrus** - secrețiile nasofaringiale, biopțiile țesuturilor.

**Genul Drechslera** - epidermisul, stratul subcutanat, corneea, secrețiile sinusurilor nazale, absceselor, sputa, aspiratele bronșilor, biopțiile țesuturilor, organelor.

*D.austualiensis* (*Bipolaris austualiensis*)

*D.hawaiiensis* (*Bipolaris hawaiiensis*)\*

*A. papendorffii* (*Bipolaris papendorffii*)

*D. spicifera* (*Bipolaris spicifera*)

**Genul Exophiala** - sputa, aspiratele bronșilor, secrețiile sinusurilor nazale, absceselor, granulomele dermale, țesut celular subcutanat, papulele, verucile, microabscesele keratolitice, biopțiile țesuturilor, organelor.

*E.castellanii*

*E.dermatitidis* (*Wangiella dermatitidis*)\*

*E.jeanselmei*

var.*jeanselmei*\*

*E.jeanselmei*

var. *lecanii-corni*

*E.moniliae*

*E. pisciphila\**

*E. spinifera* (*Rhinocladiella spinifera*)\*

**Genul Exserohilum** - stratul celular subcutanat, corneea, secrețiile sinusurilor nazale, polipii, biopțiile țesuturilor, organelor.

*E.longirostratum*

*E. meginnisii*

*E.rostratum\**

**Genul Fonsecaea** - granulomele stratului celular subcutanat, papulele, verucile, secrețiile sinusurilor nazale, microabscesele keratolitice, biopțiile țesuturilor.

*F.compacta*

*F. pedrosoi*

**Hortae werneckii (Exophiala werneckii)** - părul, stratul cornos al epidermisului.

**Genul Madurella** - granulomele stratului celular subcutanat.

*M. mycetomi*

*M. grisea*

**Genul Ochroconis** - stratul celular subcutanat, abscesele creierului, secrețiile ulceratiilor, biopțiile țesuturilor, organelor.

*O.gallopava* (*Dactylaria constricta*)

*O. humicola*

**Genul Phialophora** - granulomele dermale, stratului celular subcutanat, papulele, negii, secrețiile absceselor, ulceratiilor, microabscesele keratolitice, biopțiile țesuturilor.

*P. bubakii*

*P. parasitica\**

*P. repens*

*P. richardsiae*

*P. verrucosa\**

**Genul Rhinocladiella** - granulomele dermale, ale stratului celular subcutanat, papulele, negii,

corneea, sputa, microabscese keratolitice, secrețiile absceselor, bioptate țesuturilor.

*R. aquaspersa\**

*R. atrovirens*

**Genul *Scedosporium*** - granulomele dermale, stratului celular subcutanat, corneea, sputa, secreția conductului auditiv extern, bioptate țesuturilor, organelor.

*S. apiospermum*

*S. prolificans*

**Genul *Scytalidium*** - derma, stratul celular subcutanat, unghiile, corneea.

*S. hyalinum*

*S. dimidiatum*

***Stenella araguala*** - părul, stratul cornos al epidermisului.

#### 8.3.3.2.3 *Hialohifomicetele (hifomicetele colorate deschise)*

**Genul *Acremonium*** - derma, granulomele stratului celular subcutanat, corneea, sputa, puroi, abscese creierului, bioptate țesuturilor, organelor.

*A. alabamense*

*A. curvulum*

*A. falciforme\**

*A. kiliense (Cephalosporium acremonium)\**

*A. potronii*

*A. recifei*

*A. roseogriseum*

*A. strictum*

***Arthrographis kalrae*** - derma, unghiile.

**Genul *Aspergillus*** - derma, corneea, granulomele stratului celular subcutanat, secrețiile sinusurilor nazale, conductul auditiv extern, sputa, puroi, materiile fecale, bioptate țesuturilor, organelor.

<i>A. alliaceus</i>	<i>A. sclerotiorum</i>
<i>A. japonicus</i>	<i>A. conicus</i>
<i>A. amstelodami</i>	<i>A. sydowi</i>
<i>A. nidulans*</i>	<i>A. flavipes</i>
<i>A. caesiellus</i>	<i>A. tamaris</i>
<i>A. niger*</i>	<i>A. flavus*</i>
<i>A. candidus</i>	<i>A. terreus*</i>
<i>A. niveus</i>	<i>A. fumigatus*</i>
<i>A. carneus</i>	<i>A. tetrazonus</i>
<i>A. ochraceus</i>	<i>A. glaucus</i>
<i>A. chevalieri</i>	<i>A. unguis</i>
<i>A. oryzae</i>	<i>A. hollandicus</i>
<i>A. clavato-nanicus</i>	<i>A. ustus</i>
<i>A. restrictus</i>	<i>A. janus</i>
<i>A. clavatus</i>	<i>A. versicolor</i>

***Beauveria bassiana*** - corneea, sputa, aspiratele bronșilor.

**Genul *Chrysosporium*** - derma.

*C. pannicola*

*Chrysosporium parvum* var. *crescens* – bioptate țesuturilor pulmonare.

*C. tropicum*

**Genul *Cylindrocarpon*** - corneea, granulomele țesutului celular subcutanat.

*C. cyanescens (Phialophora cyanescens)*

*C. destructans*

*C. lichenicola*

**Genul Fusarium** - unghile, derma, țesutul celular subcutanat, corneea, sângele, vârful sondei "a demeure", masele vărsăturilor, materiile fecale, bioptatele țesuturilor, organelor.

F. aquaeductuum	F. sacchari
F. oxysporum*	F. incarnatum
F. chlamydosporum	F. solani*
F. proliferatum	F. moniliforme*
F. dimerum	F. verticillioides

**Genul Hormographiella** - derma.

H. aspergillata

H. verticillata

**Genul Lecythophora** - țesutul celular subcutanat, corneea, secrețiile absceselor, bioptatele țesuturilor, organelor.

L. hoffmannii

L. mutabilis

**Genul Paecilomyces** - derma, țesutul celular subcutanat, corneea, sputa, aspiratul bronșiilor, secrețiile sinusurilor nazale, absceselor, sângele, vârful sondei "a demeure", bioptatele țesuturilor, organelor.

P. crustaceus

P. marquandii\*

P. javanicus

P. variotii\*

P. lilacinus\*

P. viridis

**Genul Penicillium** - derma, unghiile, corneea, sângele, secrețiile sinusurilor nazale, conductul auditiv extern, abscesele, sputa, aspiratul bronșiilor, raclatele mucoasei tractului digestiv, secrețiile urinare, bioptatele țesuturilor, organelor.

P. chrysogenum\*

P. expansum

P. citrinum\*

P. purpurogenum\*

P. commune

P. rugulosum

P. decumbens

P. spinulosum

**Genul Phialemonium** - țesutul celular subcutanat, aspiratul chistului, sputa, bioptatele țesuturilor, organelor.

P. curvatum

P. obovatum

**Genul Scopulariopsis** - derma, unghiile, sputa, bioptatele țesuturilor, organelor.

S. acremonium

S. asperula

S. brevicaulis\*

S. brumptii\*

S. flava

S. fusca

S. koningii

**Genul Trichoderma** - sputa, puroi, bioptatele țesuturilor.

T. viride\*

T. koningii



#### 8.3.3.2.4 *Celomicetele*

**Chaetophoma dermo-unguis** - unghiile.

**Genul Colletotrichum** - corneea.

*C. coccodes*

*C. dematium*\*

*C. gloeosporioides*

**Lasiodiplodia (Botryodiplodia) theobromae** - unghiile, stratul celular subcutanat, corneea.

**Nattrassia mangiferae (Hendersonula toruloidea)** - unghiile, derma, stratul celular subcutanat, corneea.

**Genul Phoma** - derma, stratul celular subcutanat, corneea, puroi, secrețiile ulceratiilor.

*P. eupyrena*

*P. glomerata*

*P. herbarum*

*P. minutella*

*P. minutispora*

*P. oculo-hominis*

*P. sorghina*

**Pseudochaetosphaeronema larense** - granulomele stratului celular subcutanat.

**Genul Pyrenochaeta** - unghiile, granulomele stratului celular subcutanat.

*P. romeroi*

*P. mackinnonii*

*P. unguis-hominis*

**Sphaeropsis subglobosa** - corneea.

#### 8.3.3.2.5 *Ascomicetele*

**Genul Chaetomium** - unghiile, derma, stratul celular subcutanat, sputa, secrețiile absceselor, biotopatele țesuturilor, organelor.

*C. atrobrunneum*

*C. funicola*

*C. globosum*\*

**Gymnoascus dancaliensis** - derma, secrețiile conductului auditiv extern.

**Leptosphaeria senegalensis** - granulomele stratului celular subcutanat.

**Myxotrichum deflexum** - unghiile.

**Neotestudina rosatii** - granulomele stratului celular subcutanat.

**Piedraia hortai** - părul, stratul cornos al epidermisului.

**Pseudallescheria boydii** - granulomele stratului celular subcutanat, secrețiile sinusurilor nazale, absceselor, sputa, biotopatele țesuturilor, organelor.

#### 8.3.3.2.6 *Zigomicetele*

**Genul Absidia** - derma, stratul celular subcutanat, secrețiile sinusurilor nazale, absceselor creierului, sputa, polipii, biotopatele țesuturilor, organelor.

*A. corymbifera*

*A. coerulea*

**Apophysomyces elegans** - biotopatele țesuturilor, organelor.

**Chlamydoabsidia padenii** - corneea.

**Cokeromyces recurvatus** - abscesele creierului, raclele mucoasei tractului digestiv, materiile fecale.

**Cunninghamella bertholletiae** - sputa, biotopatele țesuturilor, organelor.

**Genul Mucor** - derma, stratul celular subcutanat, polipii, secrețiile sinusurilor nazale, abscesele creierului, sputa, raclele mucoasei tractului digestiv, materiile fecale, biotopatele țesuturilor, organelor.

*M. circinelloides*

*M. hiemalis*

*M. indicus*\*

*M. racemosus*\*

*M. ramosissimus*\*

**Rhizomucor pussilus** - derma, sputa, bioptatele țesuturilor, organelor.

**Genul Rhizopus** - derma, polipii, secrețiile sinusurilor nazale, raclatele mucoasei tractului digestiv, materiile fecale, bioptatele țesuturilor, organelor.

*R. microsporus*

var. *rhizopodiformis*

*R. microsporus*

var. *oligosporus*

*R. oryzae*\*

*R. stolonifer*

**Saksenaea vasiformis** - derma, stratul celular subcutanat, polipii, secrețiile sinusurilor nazale, abscesele creierului, bioptatele țesuturilor, organelor.

**Syntrophalastrum racemosum** - derma.

**Basidiobolus haptosporus** - granulomele stratului subcutanat conjunctiv, veziculele, bioptatele țesuturilor.

**Conidiobolus incongruus** - derma, sputa, bioptatele țesuturilor, organelor.

**Delacroixia coronata (Conidiobolus coronatus)** - derma, stratul celular subcutanat, veziculele, pustulele, polipii, granulomele, sputa, bioptatele țesuturilor, organelor.

### 8.3.3.3 Fungi dimorfi

<i>Blastomyces Dermatitis</i>	Raclatele papulelor, ulcerățiilor, bioptatele mucoasei nazale, bucale, faringeale, sputa, secrețiile fistulelor, secvestrelor oaselor, urina, asripatele absceselor, bioptatele , organelor.
<i>Coccidioides immitis</i>	Sputa, lichidul cefalorahidian, bioptatele focarelor leziunilor dermale, organelor interne, secrețiile fistulelor, absceselor.
<i>Histoplasma capsulatum</i> var. <i>Capsulatum</i>	Sputa, secrețiile ulcerățiilor linguale, faringeale, bioptatele focarelor leziunilor dermale, mucoasei organelor interne, urina, asripatele măduvii hematogene, lichidelor biologice, ganglionilor limfatici.
<i>Histoplasma Capsulatum</i> var. <i>Duboisii</i>	Bioptatele focarelor leziunilor dermale, aspiratele infiltratelor, absceselor, granulomelor subcutanate, secrețiile fistulelor, secvestrelor oaselor, absceselor țesuturilor moi.
<i>Loboa loboi</i>	Bioptatele ganglionilor dermale, papulelor, verucelor dermale, infiltratelor, ganglionilor limfatici.
<i>Paracoccidioides brasiliensis</i>	Raclatele ulcerățiilor dermale, mucoaselor, puroi, bioptatele ganglionilor limfatici, dermale, viscerelor.
<i>Penicillium – mameffei</i>	Raclatele ulcerățiilor dermale, mucoaselor, sputa, bioptatele țesuturilor, organelor.
<i>Sporothrix - Schenckii</i>	Secrețiile ulcerățiilor dermale, microabsceselor, fistulelor, punctatelor ganglionilor limfatici, bioptatele țesuturilor, organelor.

### 8.3.3.4 Fungi patogeni neclasificați

**Pneumocystis carinii** – sputa, aspiratele bronhiale, bioptatele țesuturilor, organelor.

**Rhinosporidium seeberi** - secrețiile focarelor în formă de polipi, bioptatele polipilor, papilomelor, hiperplaziei mucoaselor, microabsceselor mucoaselor.

### 8.3.4 Cercetări imunoserologice (Depistarea antigenilor și anticorpilor în ser/plasma sanguină)

Absidia	Anticorpi	ID ELISA
Aspergillus nidulans	Antigen/anticorpi	RP ID IEF RIFI ELISA RIA
Aspergillus flavus	Antigen/anticorpi	RP ID IEF RIFI ELISA RIA
Aspergillus fumigatus	Antigen/anticorpi	RP ID IEF RIFI ELISA RIA
Aspergillus niger	Antigen/anticorpi	RP ID IEF RIFI ELISA RIA
Aspergillus terreus	Antigen/anticorpi	RP ID IEF RIFI ELISA RIA
Basidiobolus	Anticorpi	ID ELISA
Blastomyces dermatitidis	Antigen/anticorpi	RLC ID RIF ELISA
Candida albicans	Antigen/anticorpi	RLC RA RP ID IEF RHAI
Candida guilliermondii	Antigen/anticorpi	ELISA RAL
Candida kefyr	Antigen/anticorpi	RLC RA RP ID IEF RHAI
Candida krusei	Antigen/anticorpi	ELISA RAL
Candida lusitanae	Antigen/anticorpi	RLC RA RP ID IEF RHAI
Candida parapsilosis	Antigen/anticorpi	ELISA RAL
Candida tropicalis	Antigen/anticorpi	RLC RA RP ID IEF RHAI
		ELISA RAL
Coccidioides immitis	Antigen/anticorpi	RP ID RHAI RAL RIFI ELISA
Conidiobolus	Anticorpi	ID ELISA
Cryptococcus laurentii	Antigen	RAL RIFI ELISA
Cryptococcus neoformans	Antigen	
Exophiala dermatitidis	Antigen/anticorpi	ID
Fusarium chlamydo-sporum	Antigen/anticorpi	IEF
Fusarium dimerum	Antigen/anticorpi	IEF
Fusarium moniliforme	Antigen/anticorpi	IEF
Fusarium oxysporum	Antigen/anticorpi	IEF
Fusarium solani	Antigen/anticorpi	IEF
Histoplasma var.capsulatum	Antigen/anticorpi	RLC ID RIA RIFI ELISA RAL
Histoplasma var.duboisii	Antigen/anticorpi	RLC ID RIA RIFI ELISA RAL
Mucor	Anticorpi	ID ELISA
Paracoccidioides brasiliensis	Antigen/anticorpi	ID IF
Penicillium mameffeii	Antigen/anticorpi	ID
Pseudallescheria boydii	Antigen/anticorpi	
Rhizopus	Anticorpi	ID ELISA
Sporothrix schenckii	Antigen/anticorpi	ID

### 8.3.5 Metode de biologie moleculară

Metoda reacției de polimerizare în lanț – PCR

Genul Absidia	Genul Curvularia
Genul Acremonium	Genul Drechslera
Genul Alternaria	Fusarium solani
Aspergillus flavus	Histoplasma capsulatum var.capsulatum
A. nidulans	Histoplasma capsulatum var.duboisii
A. niger	Hortaea werneckii (Exophiala werneckii)
A. terreus	Genul Lecythophora
Blastomyces dermatitidis	Malassezia furfur
Candida albicans	Microsporum canis
C.dubliniensis	M. gypseum
C. glabrata	Mucor indicus
C. guilliermondii	Genul Paecilomyces
C. haemulonii	Genul Penicillium

C. kefir (C. pseudotropicalis)	Genul Phoma
C. krusei	Pneumocystis carinii
C. maltosa	Pseudallescheria boydii
C. parapsilosis	Rhodotomla rubra
C. sojae	Rhizopus oryzae
C. viswanathii	Saccharomyces cerevisiae
C. zeylanoides	Genul Scopulariopsis
Genul Chaetomium	Sporothrix schenckii
Genul Chrysosporium	Genul Trichophyton
Cladophialophora carrionii (Cladosporium carrioni)	Trichosporon beigeli
Coccidioides immitis	
Cryptococcus neoformans	

## 8.4 PARAZITOLOGIA

### 8.4.1 Helminții

#### 8.4.1.1 Cercetarea macroscopică a materiilor fecalelor

*Depistarea cestodelor și a fragmentelor lor (scolexe, segmente)*

Diphyllobotrium latum

Dipylidium caninum

Hymenolepis diminuta - (sub lupă sau mărimea mică a microscopului)

Hymenolepis nana - (sub lupă sau mărimea mică a microscopului)

Taenia solium

Taeniarhynchus saginatus

Depistarea formelor matur sexuale ale helminților.

Ancylostoma duodenale

Ascaris lumbricoideus

Enterobius vermicularis

Fasciolopsis buski

Macracanthorhynchus hirudinaceus

Metagonimus yokogawai

Moniliformis moniliformis

Nanophyetus salmincola schikhobaiwi

Necator americanus

#### 8.4.1.2 Cercetarea la microscop

*Depistarea în preparatele biologice a ouălelor, microfilaritelor, larvelor.*

Ancylostoma braziliense	Ouăle în lichidul alveolar, aspiratul bronșiilor, materiile fecale. Larvele migrante în lichidul alveolar, aspiratul bronșiilor.
Ancylostoma ceylanicum	Ouăle în lichidul alveolar, aspiratul bronșiilor, materiile fecale. Larvele migrante în lichidul alveolar, aspiratul bronșiilor.
Ancylostoma duodenale	Larvele în bioptatele dermale, spută. Ouăle în materiile fecale, conținutul duodenal, lichidul alveolar, aspiratele bronșiilor. Larvele migrante în lichidul alveolar, aspiratul bronșiilor.
Angiostrongylus cantonensis	Larvele în lichidul cefalorahidian.
Angiostrongylus costaricensis	Larvele în lichidul cefalorahidian, bioptatele peretelui intestinului gros. Ouăle în bioptatele peretelui intestinului gros.



<i>Anisakis marina</i>	Larvele în bioptatele mucoasei stomacului și intestinului gros.
<i>Armillifer Armillatus</i>	Larvele în bioptatele ficatului, plămânilor, peretelui intestinului gros, mezoului, peritoneului.
<i>Ascaris lumbricoideus</i>	Ouăle în materiile fecale. Larvele în spută.
<i>Brugia malayi</i>	Microfiliariile în bioptatele ganglionilor limfatici, în sânge.
<i>Capillaria hepatica</i>	Ouăle în bioptatele hepatice.
<i>Capillaria phillippinensis</i>	Larvele în bioptatele mucoasei gastrice și intestinului gros. Ouăle în materiile fecale.
<i>Clonorchis sinensis</i>	Ouăle în conținutul duodenal (sedimentul după centrifugarea tuturor porțiilor), în materiile fecale.
<i>Dicrocoelium hospes</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Dicrocoelium lanceatum</i> (dentriticum)	Ouăle în materiile fecale, conținutul duodenal.
<i>Diectophyma renale</i>	Ouăle în urină.
<i>Dipetalonema perstans</i>	Microfiliariile în sânge, lichidul cefalorahidian, bioptatele țesuturilor petroperitoneale ale mezoului.
<i>Dipetalonema streptocerca</i>	Microfiliariile în bioptatele dermale.
<i>Diphyllbothrium cordatum</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Diphyllbothrium Dendriticum</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Diphyllbothrium giljadicum</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Diphyllbothrium latum</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Diphyllbothrium nenzi</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Diphyllbothrium tungussicum</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Dipylidium caninum</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Dirofilaria</i>	Larvele în bioptatele ganglionilor subcutanați, țesutului celular subcutanat, fasciilor.
<i>Dirofilaria immitis</i>	Larvele în bioptatele pulmonare
<i>Echinococcus granulosus</i>	Cistele în bioptatele pulmonare, hepatice, peritoneale. Protoscolexele și capsulele secundare în urină. Scolexele larviale, cârligele lor, membranele chisturilor în spută.
<i>Echinococcus multilocularis</i>	Cistele în bioptatele hepatice, pulmonare.
<i>Echinostoma</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Enterobius vermicularis</i>	Ouăle în urină, materiile fecale, raclatul perianal, spălăturile perianale, benzile de polietilenă.
<i>Fasciola busci</i>	Ouăle în bioptatele ganglionilor subcutanați, țesutului celular subcutanat, fasciilor, în materiile fecale, conținutul duodenal.
<i>Fasciola gigantica</i>	Ouăle în materiile fecale, conținutul duodenal.
<i>Fasciola hepatica</i>	Ouăle în materiile fecale, conținutul duodenal.
<i>Fasciolopsis busci</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Gastrodiscoides hominis</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Heterophyes heterophyes</i>	Ouăle ectopice în bioptatele mușchilor striati ai inimii, materiile fecale.
<i>Hymenolepis diminuta</i>	Ouăle în materiile fecale (frotiul mare).
<i>Hymenolepis nana</i>	Ouăle în materiile fecale.
<i>Loa Loa</i>	Microfiliariile în bioptatele ganglionilor subcutanați, țesutului celular subcutanat, fascii, în sânge.
<i>Mansonella ozzardi</i>	Microfiliariile în bioptatele țesuturilor retroperitoneale ale mezoului, în sânge.

Mansonella perstans	Microfiliariile în sânge.
Mansonella streptocerca	Microfiliariile în sânge.
Meningonema peruzzi	Microfiliariile în lichidul cefalorahidian.
Metagonomus yokogawai	Ouăle în materiile fecale.
Morerastrongylus	Ouăle în biotopatele parietale ale intestinului gros.
Genul Multiceps	Cenurele în biotopatele creierului, țesuturile ochilor.
Nanophyetus salmincola schikobaiwi	Frotiul mare.
Necator americanus	Larvele în biotopatele dermale, spută. Larvele migrante în lichidul alveolar, aspiratul bronșic. Ouăle în materiile fecale (materiile fecale proaspete, frotiul mare), conținutul duodenal.
Oesogophagostomum	Larvele în biotopatele parietale ale intestinului gros. Ouăle în materiile fecale.
Onchocerca volvulus	Microfiliariile în lichidul cefalorahidian, biotopatele ganglionilor subcutanați, țesutul celular subcutanat, fascii, în urină la chimioterapie, în biotopatele dermale și conjunctivei oculare.
Onchocercus Cobga	Microfiliariile în biotopatele ganglionilor subcutanați, țesutul celular subcutanat, fascii.
Opisthorchis felineus	Ouăle în conținutul duodenal – sedimentul după centrifugarea tuturor porțiunilor, în lichidul de spălare intestinală, în materiile fecale.
Opisthorchis viverrini	Ouăle în raclatul perianal, microscopia emplastului de polietilenă, spăăturilor ariei perianale, în lichidul de spălare intestinală, materiile fecale.
Paragonimus	Helminții în biotopatele peritoneului, ganglionilor subcutanați, fascii.
Paragonimus africanus	Ouăle în spută.
Paragonimus uterobilateralis	Ouăle în spută.
Paragonimus westermanni	Ouăle în spută, materiile fecale (frotiul mare), în lichidul alveolar, aspiratul bronșiilor. Larvele migrante în lichidul alveolar, aspiratul bronșiilor.
Shistosoma haematobium	Ouăle în biotopatele mucoasei și submuscoasei vezicii urinare, mucoasei rectului, în urină.
Shistosoma intercalatum	Ouăle în materiile fecale (frotiul mare), biotopatele parietale ale intestinului gros.
Shistosoma japonicum	Ouăle în materiile fecale (frotiul mare), biotopatele parietale ale intestinului gros, biotopatele hepatice.
Shistosoma mansoni	Ouăle în materiile fecale (frotiul mare), biotopatele parietale ale intestinului gros, biotopatele hepatice, mucoasei rectului, în mucozitatea rectală.
Shistosoma spindale	Cercariile în biotopatele dermale.
Genul Spirometra ***	Larvele în biotopatele ganglionilor subcutanați, țesutul celular subcutanat, fascii.
Strongyloides fuelleborni	Ouăle în materiile fecale.
Strongyloides stercoralis	Larvele în biotopatele dermale, spută, biotopatele mucoasei gastrice și intestinului gros. Larvele rabditoide în conținutul duodenal, materiile fecale. Ouăle în materiile fecale, lichidul alveolar, aspiratul bronșic. Larvele migrante în lichidul alveolar, aspiratul bronhial.
Syngamus laryngeus	Ouăle și helminți în spută.

Taenia solium	Cisticerci în biotătele mușchiului striat cardiac, ganglionii subcutanați, țesutul celular subcutanat, fascii, creierului, șesuturilor ochilor. Ouăle în raclatul perianal, lichidul de spălătură intestinală, materiile fecale. Scolexele în materiile fecale.
Taeniarhynchus saginatus	Ouăle în materiile fecale, raclatul perianal, microscopia pe emplastul adeziv de polietilenă, lichidul de spălătură intestinală. Scolexele în materiile fecale.
Ternidens deminutus	Ouăle în materiile fecale.
Thominx aerophilus	Ouăle în materiile fecale (frotiul mare), spută.
Toxocara canis	Ouăle în lichidul cefalorahidian, lichidul alveolar, aspiratul bronhial. Larvele în biotătele hepatice, pulmonare, creierului, țesuturilor ochilor. Larvele migrante în lichidul alveolar, aspiratul bronșiilor.
Trichinella spiralis	Larvele în biotătele mucoasei stomacale și a intestinului gros, biotătele mușchilor deltoideus, diafragmali. Larvele migrante în lichidul alveolar, aspiratul bronșiilor.
Tnchocephalus trichiurus	Ouăle în materiile fecale (frotiul mare).
Trichostrongylus colimbriformis	Ouăle în materiile fecale, sedimentul după centrifugarea tuturor porțiilor conținutului duodenal.
Trichostrongylus orientalis	Ouăle în materiile fecale.
Trichostrongylus ostertagia	Ouăle în materiile fecale.
Trichostrongylus scrjabini	Ouăle în materiile fecale.
Trichostrongylus vitrinus	Ouăle în materiile fecale.
Wuchereria bancrofti	Microfiliariile în urină în chilurie, biotătele ganglionilor limfatici, sânge.

*Determinarea cantitativă în preparatele biologice a ouălelor, microfiliariilor, larvelor:*

Ancylostoma duodenale	Ouălelor în materiile fecale
Ascaris lumbricoides	Ouălelor în materiile fecale
Clonorchis sinensis	Ouălelor în materiile fecale
Dicrocoelium lanceatum	Ouălelor în materiile fecale
Fasciola hepatica	Ouălelor în materiile fecale
Fasciolopsis buski	Ouălelor în materiile fecale
Metagonimus yokogawai	Ouălelor în materiile fecale
Nanophyetus salmincola schikhobalowi	Ouălelor în materiile fecale
Opisthorchis felinus	Ouălelor în materiile fecale
Paragonimus westermanni	Ouălelor în materiile fecale
Schistosoma intercalatum	Ouălelor în materiile fecale
Schistosomajaponicum	Ouălelor în materiile fecale
Schistosoma mansoni	Ouălelor în materiile fecale
Trichocephalus trichiurus	Ouălelor în materiile fecale
Schistosoma haematobium	Ouălelor în urină
Brugia malayi	Microfiliariilor în sânge
Acanthocheilonema (Dipetalonema perstans)	Microfiliariilor în sânge
Loa Loa	Microfiliariilor în sânge
Mansonella ozzardi	Microfiliariilor în sânge
Wuchereria bancrofti	Microfiliariilor în sânge
Acanthocheilonema streptocerca	Microfiliariilor în sânge
Onchocerca vulvulus	Microfiliariilor în sânge
Trichinella spiralis	Larvelor în țesutul muscular

### 8.4.1.3 Cercetări culturale

*Cultivarea larvelor:*

*Ancylostoma duodenale* - în eprubete pe hârtia de filtru.

*Necator americanus* - în eprubete pe hârtia de filtru.

*Strongyloides stercoralis* - prin metoda culturii pe cărbune în cutii Petri, în eprubete pe hârtia de filtru.

*Trichostrongylus columbriformis* - în eprubete pe hârtia de filtru.

### 8.4.1.4 Cercetări imunoserologice

(anticorpi în serul, plasma sanguină, lichidul cefalorahidian și alte lichide biologice).

<i>Ascaris lumbricoides</i>	Anticorpi	RP RFC TFB RHAI ELISA
<i>Cysticercus</i>	Anticorpi Anticorpi IgG	RHAI RIHA ELISA IB ELISA
<i>Brugia malayi</i>	Anticorpi	TFB RHAI ELISA
<i>Echinococcus granulosus</i>	Anticorpi Anticorpi IgM, IgG	RLC RIHA RIF ELISA IB ELISA
<i>Fasciola hepatica</i>	Anticorpi	LARFC ID RIF ELISA IB
<i>Filaria</i>	Anticorpi	TFB THAI ELISA
<i>Onchocerca vulvulus</i>	Anticorpi	ELISA
Genul <i>Opisthorchis</i>	Anticorpi	ELISA
<i>Paragonimus westermanni</i>	Anticorpi	RLC RIF ELISA IB
Genul <i>Schistosoma</i>	Anticorpi	RLC RIHA RIF ELISA IB
<i>Schistosoma japonicum</i>	Anticorpi	RLC RIHA RIF ELISA
<i>Schistosoma mansoni</i>	Anticorpi	RLC RIHA RIF ELISA
<i>Schistosoma haematobium</i>	Anticorpi	RLC RIHA RIF ELISA
<i>Strongyloides stercoralis</i>	Anticorpi Anticorpi IgM, IgG	RLC RHAI ELISA ELISA
<i>Taenia saginata</i>	Anticorpi	ELISA
<i>Taenia solium</i>	Anticorpi	ELISA
<i>Toxocara canis</i>	Anticorpi Anticorpi IgM, IgG	ELISA ELISA
<i>Trichinella spiralis</i>	Anticorpi Anticorpi IgA, IgM	LA TF RIF ELISA ELISA

### 8.4.2 Protozoare (tipul Protozoa)

#### 8.4.2.1 Cercetări la microscop

##### 8.4.2.1.1 Microscopia optică.

Depistarea microorganismelor în preparatele native.

Genul <i>Acanthamoeba</i>	Trofozoizi și ciste în LCR, biopsiatele dermale, corneei, țesutului osos, pulmonilor, sputa și mucozitatea din faringe și nas.
<i>A. astronyxis</i>	Trofozoizi și ciste în mucozitatea din faringe și nas, LCR, țesut osos.
<i>A. castellanii</i>	Trofozoizi și ciste în mucozitatea din faringe și nas, LCR, țesut osos.
<i>A. culbertsoni</i>	Trofozoizi și ciste în mucozitatea din faringe și nas, LCR, țesut osos.
<i>A. polyphaga</i>	Trofozoizi și ciste în LCR, țesut osos.
<i>Balantidium coli</i>	Trofozoizi și ciste în materiile fecale, aspirate și raclate din mucoasa intestinului gros, raclatele marginilor ulcerățiilor.
<i>Chilomastix nesnili</i>	Trofozoizi și ciste în materiile fecale.



<i>Cryptosporidium parvum</i>	Oociste în materiile fecale, conținutul duodenal, spută, biopsatele intestinale, vezicii biliare și a căilor biliare, pulmonilor.
<i>Cyclospora cayetanensis</i>	Oociste în materiile fecale, conținutul duodenal.
<i>Dientamoeba fragilis</i>	Trofozoizi în materiile fecale.
<i>Endolimax nana</i>	Trofozoizi și ciste, trofozoizi în materiile fecale.
<i>Entamoeba coli</i>	Trofozoizi și ciste în materiile fecale.
<i>Entamoeba gingivalis</i>	Trofozoizi și ciste în mucozitatea din faringe și nas..
<i>Entamoeba hartmanni</i>	Trofozoizi și ciste în materiile fecale.
<i>Entamoeba histolytica</i>	Trofozoizi și ciste în materiile fecale, aspiratele mucozității la rectoromanoscopie, sedimentul lichidului de spălătură intestinală, secrețiilor și raclatelor uretrale, vaginale, cervicale, raclatelor ulcerărilor perianale, intestinului sigmoidal și rectului, pielii abdomenului, secrețiile absceselor drenante, exsudatelor, transudatelor.
<i>Giardia lamblia</i>	Trofozoizi și ciste în materiile fecale, conținutul duodenal, lichidul de spălătură intestinală.
<i>Hartmannella</i>	Trofozoizi și ciste în mucozitatea faringială și nazală.
<i>Iodamoeba butschlii</i>	Trofozoizi și ciste în materiile fecale.
Genul <i>Isospora</i>	Oociste în materiile fecale, conținutul duodenal.
<i>Isospora belli</i>	Oociste în materiile fecale, conținutul duodenal.
<i>Isospora natalensis</i>	Oociste în materiile fecale, conținutul duodenal.
<i>Naegleria fowleri</i>	Trofozoizi în LCR
Genul <i>Sarcocystis</i>	Sporociste în materiile fecale, biopsatele țesutului muscular
<i>S. hominis</i>	din focarele de lezare, focarele din duoden.
<i>S. suis</i>	
<i>Trichomonas hominis</i>	Trofozoizi în materiile fecale.
<i>Trichomonas tenax</i>	Trofozoizi în tartru dentar, dinții carioși, spută.
<i>Trichomonas vaginalis</i>	Trofozoizi în secrețiile uretrale, vaginale, cervicale, secretul prostatic, centrifugatul primei porții de urină.
Genul <i>Trypanosoma</i>	În sânge (picătura groasă, frotiul subțire, picătura strivită), în
<i>T. brucei</i>	câmpul întunecat, în LCR, aspiratul ganglionilor limfatici,
Specia <i>rhodsiense</i>	măduvei hematogene.
Specia <i>gambiense</i>	
<i>T. cruzi</i>	

#### Depistarea microorganismelor în preparate colorate\*

Genul <i>Acanthamoeba</i>	Colorația biomaterialului cu coloranți fluorescenți.
<i>A. astronixis</i>	
<i>A. casteldanii</i>	
<i>A. culbertsoni</i>	
<i>A. polyphaga</i>	
<i>Balantidium coli</i>	Colorația cu soluția Lugol, hematoxilin-eozină.
Genul <i>Babesia</i>	Colorația sângelui (picătura groasă, frotiul subțire)
<i>B. coli</i>	Romanovski-Giemza, Rait-Leishman.
<i>B. microti</i>	
<i>B. argentine</i>	
<i>B. divergens</i>	
<i>Chilomastix mesnili</i>	Colorație cu soluția Lugol.
<i>Cryptosporidium parvum</i>	Colorație cu soluția Lugol, Romanovski-Giemza, Ziehl-Nielsen.

Cyclospora cayetanensis	Colorația Ziehl-Nielsen.
Entamoeba coli	Colorația cu soluția Lugol.
Entamoeba gingivalis	Colorația cu soluția Lugol.
Entamoeba hartmanni	Colorația cu soluția Lugol.
Entamoeba histolytica	Colorația cu soluția Lugol, hematoxilin-eozină.
Giardia lamblia	Colorația cu soluția Lugol, hematoxilin-eozină, Hendenheim.
Iodamoeba bauschlii	Colorația cu soluția Lugol, hematoxilin-eozină.
Genul Leishmania	Colorația (raclatele papulelor, marginile ulcerărilor, bioplatele și punctatele măduvii hematogene, ficatului, splinei, ganglionilor limfatici), sângele (picătura groasă, frotiul subțire) Romanovski-Giemza.
Naegleria fowleri	Colorarea cu coloranți fluorescenți.
Genul Plasmodium	Colorația sângelui (picătura groasă, frotiul subțire) Romanovski-Giemza, Rait-Leishman.
Pneumocystis carinii	Colorarea biomaterialului (sputei, mucozității faringeeale și nazale, bioplatele pulmonare, lavajului bronhoalveolar) cu soluția Lugol, Romanovski-Giemza, cu metenamină argintată după Gomori, urotropină-argint, acid periodic (reactivul Shiff).
Genul Sarcocystis S. hominis S. suis hominis	Colorația cu soluția Lugol, metoda de îmbogățire prin flotare în soluția de $ZnSO_4$ de 33%.
Toxoplasma gondii	Colorația biomaterialului - sângele, LCR, punctatele ganglionilor limfatici, -- bioplatele măduvii hematogene, exudatele, materialul necrotic, sputa, lichidul de lavaj după Romanovski-Giemza, Leishman.
Trichomonas vaginalis	Colorarea biomaterialului cu soluție 1% albastru de metilen, după Gram, cu soluție apoasă 0,5% verde de briliant, după Romanovski-Giemza, Leishman.
Genul Trypanosoma T. brucei Specia rhodesiense Specia gambiense T. cruzi	Colorația Romanovski-Giemza, Rait-Leishman.

#### 8.4.2.1.2 Microscopia cu fluorescență.

Genul Acanthamoeba

Entamoeba histolytica

Naegleria fowleri

#### 8.4.2.1.3 Microscopia electronică a secțiunilor histologice.

Genul Acanthamoeba	Creer.
Leishmania donovani	Ficat, splină, ganglioni limfatici.
Naegleria fowleri	Membranele creierului.
Pneumocystis carinii	Plămâni.
Sarcocystis lindemanni	Miocard, creier.
Toxoplasma gondii	Creier, ficat, splină, ganglioni limfatici, măduva hematogenă, miocard, plămâni, țesuturile și membranele fătului.
Trypanosoma brucei	Creier, ficat, splină, măduva hematogenă, miocard, esofag, intestinul gros.
Trypanosoma cruzi	Creier, ficat, splină.
Trypanosoma rhodesiense	Ganglioni limfatici.

#### 8.4.2.2 Cultivarea\*

Genul Acanthamoeba

Balantidium coli

Entamoeba histolytica

Giardia lamblia

Genul Leishmania

Naegleria fowleri

Toxoplasma gondii

Trichomonas vaginalis

Genul Trypanosoma

#### 8.4.2.3 Cercetări imunoserologice

(Antigenii și anticorpii în serul sanguin, lichidul cefalorahidian și alte materiale biologice).

Genul Acanthamoeba	Antigeni anticorpi	RLC RIF ELISA
A. astronyxis	Antigeni anticorpi	RIF
A. castellanii	Antigeni anticorpi	RIF
A. culbertsoni	Antigeni anticorpi	RIF
A. polyphaga	Antigeni anticorpi	RIF
Genul Babesia	Anticorpi	RIF
	Anticorpi IgM IgG	RIF
B. argentina	Anticorpi IgM IgG	RIF
B. bovis	Anticorpi IgM IgG	RIF
B. divergens	Anticorpi IgM IgG	RIF
B. microti	Anticorpi IgM IgG	RIF ELISA
Cryptosporidium parvum	Antigeni	RIF ELISA
Entamoeba histolytica	Antigeni	RIF ELISA
	Anticorpi	RLC ID RIF LA RHAI
	Anticorpi IgA IgM IgG	ELISA
Giardia lamblia	Antigeni	RIF ELISA
	Anticorpi	RIF
Genul Leishmania	Antigeni	RIF
	Anticorpi	RLC RHAI LA RIF
Genul Plasmodium	Antigen	RIF
	Anticorpi	RHAI RIF ELISA

P. falciparum	Antigen	RIF
P. malariae	Anticorpi IgM IgG	RIF
P. ovale	Antigen	RIF
	Anticorpi IgM IgG	RIF
P. vivax	Anticorpi IgM IgG	RIF
Pneumocystis carinii	Antigen	RIF
Toxoplasma gondii	Anticorpi	RLC RHAI LA
	Anticorpi IgA IgM IgG	RIF ELISA RIA
Genul Trypanosoma	Antigen	RIF
Trypanosoma brucei	Anticorpi	RLC RIF
	Anticorpi IgA IgM IgG	RLC RIF ELISA

#### 8.4.3 Metodele de biologie moleculară

Entamoeba histolytica - PCR

Genul Leishmania - PCR

Genul Plasmodium - PCR

Pneumocystis carinii - PCR

Toxoplasma gondii - PCR

Trichomonas vaginalis - PCR

#### Abrevieri:

RA - reacția de aglutinare

LA - latex-aglutinarea

COA - coaglutinarea

RFC - reacția de fixare a complementului

RHAI - reacția de hemaglutinare indirectă

RAHA - reacția de agregat hemaglutinare

RNAG - reacția de neutralizare a antigenului

RNAT - reacția de neutralizare a anticorpilor

RIHA - reacția de inhibiție a hemaglutinării

RP - reacția de precipitare

RHAP - reacția de hemaglutinare pasivă

RIF - reacția de imunofluorescență

ELISA - analiza imunoenzimatică

IgA - imunoglobulina A

IgM - imunoglobulina M

IgG - imunoglobulina G

PCR - reacția de polimerizare în lanț

TFB - testul de floculare cu bentonită

IB - imunoblot

ID - imunodifuzia

IEF - imuno-electroforeza

RIFI - reacția de imunofluorescență indirectă.

RTHA - reacția de termohemaglutinare



## BIBLIOGRAFIE

1. Номенклатура клинических лабораторных исследований, М., 1976.
2. Классификация и номенклатура ферментов. Изд. иностранной литературы. М., 1962, 1990.
3. EN 1614 Health informatics - Structure for nomenclature, classification and coding of properties in clinical laboratory sciences (will replace ENV 1614: 1995).
4. International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Biochemical nomenclature and related documents. Portland Press: London, 1992.
5. International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Enzyme nomenclature. Recommendations 1992. Academic Press: San Diego, 1992.
6. International Union of Immunological Societies. Allergen nomenclature Bulletin WHO; 64:767-770, 1984.
7. International Union of Microbiological Societies. Approved list of bacterial names. American Society for Microbiology: Washington, D.C., 1989.
8. International Union of Microbiological Societies. Classification and Nomenclature of Viruses. Fifth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Karger: Basel, 1991.
9. International Union of Pure and Applied Chemistry, International Federation of Clinical Chemistry. Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. The Silver Book Blackwell: Oxford, 1995.

### *Partea 3*

## **INSTRUCȚIUNI REFERITOR LA FOLOSIREA METODELOR UNIFICATE DE CERCETĂRI DE LABORATOR CLINIC**

# CAPITOLUL 1

## INDICATII GENERALE PRIVIND METODELE UNIFICATE DE CERCETĂRI DE LABORATOR CLINIC

În instrucțiunile metodice valorile sunt exprimate în unitățile prevăzute de Sistemul Internațional (SI). În timpul cercetărilor se va ține cont de următoarele:

- a) măsurarea cu cântarul analitic se efectuează cu precizia de 0,0002g , iar cu balanța tehnică - 0,01 g;
- b) pentru determinarea volumelor lichidelor și prepararea soluțiilor se folosește vesela gradată ce corespunde: GOST 1770-74 pentru "cilindri, baloane cotate, pahare gradate" și GOST 20292-74 pentru "biurete, pipete gradate";
- c) în cazul când se indică temperatura "la rece", se are în vedere temperatura de 12-15 °C; "la cald" - temperatura de 18-20 °C. În cazul "fierbinte" temperatura va fi de 40-50 °C, iar la "fierberea pe baie de apă" se va ține cont de temperatura de 98-100 °C ;

d) dacă pentru soluții nu este indicat solvenul, atunci soluțiile se prepară pe apă, acestea sunt soluții apoase;

- e) sub noțiunea de "apă" fără specificări, se folosește apa distilată;
- f) apa distilată, folosită pentru prepararea soluției va corespunde GOST 6709-72;
- g) se folosesc reactivi chimici cu termenul de păstrare neexpirat, iar ambalajul și condițiile de păstrare corespund cerințelor pentru reactivul dat, indicate pe etichetă.

Conform Sistemului Internațional al unităților, concentrația soluțiilor se exprimă în concentrație molară (mol/l) sau concentrație de masă (g/l).

Soluțiile folosite se prepară în volumele corespunzătoare pentru laboratorul dat, ținând cont de stabilitatea soluțiilor și de numărul de cercetări. Pentru majoritatea soluțiilor sunt indicate calificativele admise ale reactivilor. Când lipsesc aceste indicații, se vor folosi reactivi cu calificativul "puritate chimică", "puritate analitică" sau "pur".

Regulile de preparare a soluțiilor bazice sau acide sunt indicate în îndrumările pentru tehnica lucrărilor de laborator.

Prelucrarea, spălarea și uscarea veselei de laborator se va face conform îndrumărilor corespunzătoare. Termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

- a) *depistare, identificare* este proba calitativă;
- b) *determinare, dozare* este proba cantitativă;
- c) *materialul biologic pentru cercetare* este materialul, în care se efectuează depistarea sau determinarea;
- d) *eșantion* este cantitatea de material biologic adus în laborator pentru cercetare;
- e) *proba de cercetat* este proba de material biologic supusă prelucrării în procesul de depistare sau determinare;
- f) *proba martor* este proba supusă aceleași prelucrări ca și proba de cercetat, dar care conține:
  - 1) aceiași reactivi dar fără materialul biologic (sau fără soluția etalon);
  - 2) material biologic diluat în același mod ca și proba de cercetat, dar fără reactivi;
  - 3) aceiași reactivi plus materialul biologic inactivat;
- g) *proba de control* este proba de material de control supusă aceleași prelucrări ca și proba de cercetat pentru depistarea erorilor posibile și controlul calității lucrului efectuat;
- h) *Soluția etalon, soluția de calibrare* este soluția care se folosește pentru construirea graficului de calibrare;
- j) *Proba etalon, proba de calibrare* este proba de soluție etalon sau de calibrare supusă aceleași prelucrări ca și proba de cercetat;
- i) *Calcularea rezultatelor* se efectuează la determinare, dozare;

1) *Aprecierea rezultatelor* se efectuează la depistare.

**Reactivii chimici și puritatea lor.** Producția chimică, denumită în general "reactivi chimici", se caracterizează printr-un grad de puritate mai înalt de cât produsele tehnice respective. Anume puritatea reactivilor chimici și determină principalele domenii de folosire în calitate de reactivi în cercetările analitice în cele mai diverse domenii ale științei și tehnicii, controlul calității proceselor tehnologice în diverse ramuri ale industriei, controlul calității producției industriale și agricole, analizelor de laborator etc.

**Succesele chimiei în ultimii ani sunt deosebit de importante și nu mai puțin important este progresul tehnic în domeniul substanțelor pure. Pe parcursul ultimilor ani s-a schimbat în mod radical însăși noțiunea de substanță pură (în special, despre puritatea chimică) și au crescut cerințele față de reactivii predestinați cercetărilor de laborator.**

Dacă cu 30 ani în urmă cele mai bune mostre de reactivi conțineau nu mai puțin de  $1 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-3} \%$  impurități (adaosuri) de diverse elemente, apoi în prezent se livrează materiale extra pure, în care conținutul unor adaosuri nu depășește  $1 \times 10^{-8} - 1 \times 10^{-10} \%$ .

De menționat, că la fabricarea substanțelor pure conținutul impurităților, de obicei, ușor poate fi micșorat până la sutimi de procente. Purificarea de mai departe este însă o problemă cu mult mai complicată și care necesită eforturi mari.

Micșorarea cu un număr de ordine a conținutului de anumite impurități, începând cu  $10^{-3} \%$ , necesită folosirea metodelor speciale de purificare. Lucrând cu reactivii chimici trebuie de ținut cont, că micșorarea conținutului de adaosuri chiar și cu un număr de ordine conduce la creșterea bruscă (în progresie geometrică) a costului reactivului.

După cum s-a convenit în fosta URSS pentru reactivii chimici au fost stabilite următoarele categorii de calitate: "*pur*" (чистый, "ч"), "*puritate analitică*" (чистый для анализа, "ч.д.а."), "*puritate chimică*" (химически чистый, "х.ч.") și "*puritate deosebită*" (особо чистый, "ос.ч.") ultima categorie la rândul ei se divizează în câteva mărci.

Reactivii cu calificarea "*pur*" pot fi folosiți pentru diverse lucrări de laborator atât cu caracter instructiv cât și de producție.

Reactivii cu calificarea "*puritate analitică*", după cum reiese din denumirea lor, sunt predestinați pentru lucrările analitice de exactitate înaltă. Conținutul adaosurilor în preparatele cu puritate analitică este atât de mică, încât acestea de obicei nu pot invoca erori în rezultatele analizelor. Acești reactivi pe deplin pot fi folosiți în laboratoarele de diagnostic clinic și în cercetările științifice.

În sfârșit, reactivii cu calificarea "*puritate chimică*", sunt predestinați pentru cercetările științifice de mare răspundere, ei se utilizează de asemenea în laboratoarele analitice în calitate de substanță pentru stabilirea titrului soluțiilor de lucru și la pregătirea soluțiilor etalon.

Aceste trei calificări includ toți reagenții de predestinație generală.

Preparatele de "*puritate deosebită*" sunt predestinate pentru scopuri speciale, când chiar și a milionimea parte de procente de adaosuri sunt absolut inacceptabile. Principalii utilizatori a acestor reactivi sunt industria materialelor de semiconductori, radioelectronică, electronica cuantică.

#### **Documente de referință:**

GOST 3885-73. Reactivi și substanțe deosebit de pure. Reguli de recepționare, prelevare a probelor, împachetare, ambalare, marcarea, transportul și păstrare.

GOST 6709-72 – Вода дистиллированная (apa distilată).

GOST 4212-76 – Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа. (Reactivi. Metodele de pregătire a soluțiilor pentru analiza colorimetrică și nefelometrică).

GOST 4517 87 - Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе. (Reactivi. Metodele de pregătire a reactivilor auxiliari și a soluțiilor folosite pentru analiză).

GOST 257941-87 - Титрованные растворы (Soluții titrate).

GOST 1770-74. Vase cotate de laborator. Cilindre, menzuri, retorte, eprubete. Condiții tehnice.

Приказ № 408 "О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом", М., 1989.

Информационное письмо РСЭС "О проведении комплекса санитарно-противоэпидемиоло-



гических мероприятий в клинических лабораториях лечпрофучреждений от 23.12.91 г.

Рекомендации по предупреждению инфицирования вирусом иммунодефицита человека и вирусом гепатита в КДЛ - РЦПБ СПИД, Ш, 1992.

Рекомендации по отбору, хранению и транспортировке проб крови лаборатории иммунодиагностики СПИД, Кишинев, 1991 г.

#### **Condiții privind protecția mediului ambiant:**

Condițiile privind protecția apelor de suprafață contra poluării conform Regulamentului igienic "Protecția bazinelor de apă contra poluării", aprobat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova prin ordinul nr.06.6.3.23 din 03.07.1997.

Condițiile privind controlul emisiilor de substanțe poluante în atmosferă conform GOST 17.2.3.02 și San PiN 4946-89 "Reguli sanitare privind protecția aerului atmosferic în centrele populate", aprobate de Ministerul Sănătății al URSS la 16.05.89 și ratificate de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la 02.07.92, nr.232.

Condițiile privind protecția solului contra poluării cu deșeuri menajere și de producție conform San PiN 42-128-4690 "Reguli sanitare privind întreținerea teritoriilor centrelor populate", aprobate de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la 02.07.92, nr.232.

## **EXPLORAREA URINEI**

### **1.1 Metodele de explorare a urinei. Determinarea pH-ului.**

#### **1.1.1 Determinarea reacției urinei cu ajutorul indicatorului albastru de bromtimol**

**Principiu.** Reacția urinei se determină, folosind soluția indicatorului albastru de bromtimol, care are o zonă de trecere a culorii de la galben la verde și apoi albastru în limitele pH 6,0 - 7,6.

**Reactivi:**

1. Sol. albastru de bromtimol ( 3,3 - dibromtimol sulfoftaleină ) 1 g/l: se dizolvă 0,1 g indicator praf în 20 cm<sup>3</sup> alcool etilic încălzit și după răcire până la temperatura camerei se aduce cu apă distilată la 100 cm<sup>3</sup>.

**Echipament special.** Nu necesită.

**Tehnica de lucru.** Se examinează urină în primele 2-3 ore după micțiune. La 2-3 cm<sup>3</sup> de urină se adaugă 1-2 picături soluție indicator. Culoarea galbenă corespunde reacției acide, brună-cenușie – reacției slab acide, culorii verzi ca iarba – neutre, brună-verde – slab alcaline, verde-albastră – alcaline.

Culoarea	PH
Roșie	4.6
Roșie-intensă	5.0
Roșie-galbenă	5.4
Galbenă	5.8
galben-verzui	6.2
Verde	6.6
Verde-albastră	7.0
Albastră	7.4

#### **1.1.2 Determinarea pH-ului urinei cu ajutorul hârtiei indicatoare**

Se poate de folosit orice tip de hârtie indicator universal pentru măsurarea valorilor pH în intervalul 5,0-8,0. Se introduce în urina proaspăt emisă, timp de 1-2 secunde o bandă de hârtie indicator universală. După 30 de secunde se stabilește valoarea pH-ului, comparând culoarea hârtiei cu cea a scării de culori care însoțește pachetul de hârtie indicatoare.

Valori normale ale pH-ului urinar: 5,0 - 7,4 .

**Notă:** În condiții fiziologice, pH-ul urinar variază în funcție de alimentație. Într-o alimentație strict carnată, urina este acidă, cu un pH cuprins între 5,2-5,3, în timp ce într-o alimentație exclusiv vegetariană, urina este alcalină, cu un pH cuprins între 7,0-7,5. În cazul unei alimentații mixte, reacția urinei este slab acidă, cu pH-ul 5,8-6,0.

Ca și volumul urinei, valoarea pH-ului este supusă unui ritm nictemeral. Urina cea mai acidă se elimină spre miezul nopții și cea mai puțin acidă (uneori alcalină) dimineața. Prin păstrare timp mai îndelungat, urina poate deveni alcalină ca urmare a descompunerii bacteriene a ureei în amoniac.

O reacție acidă a urinei se observă în insuficiența renală gravă, când rinichiul a pierdut capacitatea de a elimina amoniacul, diabet zaharat și coma diabetică, în procesele maligne datorită catabolismului crescut al proteinelor, în febră, diaree profuză; un pH puternic alcalin se constată în infecțiile urinare cu anumiți microbi, care provoacă fermentația amoniacală a ureei, în alcaloza respiratorie, alcaloza metabolică, în vărsături acide abundente, precum și în timpul absorbției edemelor.

## 1.2 Determinarea numărului de elemente figurate ale sângelui în urină

### 1.2.1 Determinarea numărului de elemente figurate ale sângelui în urina de 24 ore

#### (metoda Addis- Kakovski)

**Principiu.** Determinarea numărului de elemente figurate ale sângelui (eritrocite, leucocite, cilindri) în urina de 24 ore cu ajutorul camerei de numărat.

**Utilaj:**

- eprubete de centrifugare gradate;
- cilindri cu capacitatea 1000, 500, 250 cm<sup>3</sup>;
- microscop;
- cameră de numărat.

**Recoltarea urinei.** Urina se colectează 10 - 12 ore. În ziua recoltării urinei se limitează consumul de lichide pentru a menține valorile constante ale densității și pH-lui urinei ce este important pentru citirea numărului de cilindri hialinici, care ușor se distrug în urină alcalină cu concentrație și densitate mică.

Mai rațional e să se colecteze urina de noapte: pacientul se urinează înainte de somn, înregistrând timpul și apoi se recoltează urina timp de 10-12 ore într-un vas. Pentru a preveni distrugerea elementelor celulare în vas se adaugă 4-5 picături de formalină sau cristale de timol.

**Tehnica de lucru.** Urina colectată se amestecă minuțios și se măsoară volumul ei. Se examinează sedimentul obținut din cantitatea de urină, eliminată timp de 12 min (1/5 oră), care se calculează după următoarea formulă:

$$Q = \frac{V}{1.5}, \quad (1)$$

unde Q - volumul urinei eliminate timp de 12 min (cm<sup>3</sup>),

V - volumul urinei, colectate timp de 10-12 ore (cm<sup>3</sup>),

t - timpul colectării urinei (ora),

5 - coeficientul de recalculare la 1/5 oră.

Cantitatea de urină calculată se centrifughează într-o eprubetă de centrifugare gradată la 3500 rotații/min timp de 3 min sau la 2000 rot./min timp de 5 min. Se înlătură stratul superior lăsând 0,5 cm<sup>3</sup> urină împreună cu sedimentul. Dacă cantitatea sedimentului este mai mare de 0,5 cm<sup>3</sup>, atunci se lasă 1,0 cm<sup>3</sup> de urină. Sedimentul împreună cu supernatantul se amestecă bine și se umple camera de numărat. Se numără aparte cantitatea de leucocite, eritrocite, cilindri (celulele epiteliale ale căilor urinare nu se numără) și se calculează numărul de elemente figurate în 1 ml de sediment urinar.

**Calculul.** Dacă numărătoarea se efectuează în camera Goreaev, volumul căreia este egal cu 0,9 ml, atunci cantitatea elementelor într-un ml se calculează după formula următoare:

$$X = \frac{A}{0.9}, \quad (2)$$

unde: x - numărul de elemente celulare în 1 ml,

A - numărul elementelor celulare, calculate în toată camera Goreaev;

0,9 - volumul camerei Goreaev în  $\mu$ l.

Pentru camera Fux - Rozental, volumul căreia este de 3,2  $\mu\text{l}$ ,

$$X = \frac{A}{3,2}, \quad (3)$$

cantitatea de elemente figurate, emise cu urină în 24 ore, se calculează după formula :

$$B = x \cdot 500 \cdot 5 \cdot 24 = x \cdot 60000, \quad (4)$$

dacă pentru cercetare s-a luat 0,5  $\text{cm}^3$  ( 500  $\mu\text{l}$ ) din cantitatea de 12 min urină sau:

$$B = x \cdot 1000 \cdot 5 \cdot 24 = x \cdot 120000, \quad (5)$$

dacă cantitatea sedimentului a fost abundent și a fost lăsat 1  $\text{cm}^3$  (1000  $\mu\text{l}$ ), unde: B - numărul de elemente celulare, emise în 24 ore, x - numărul de elemente celulare 1 ml urină, luate pentru examinarea sedimentului urinar,

500 sau 1000 - cantitatea de urină ( $\mu\text{l}$ ) luate împreună cu sedimentul pentru examinarea porției de urină din 12 min.

Înmulțind la 5 și 24 aflăm numărul de elemente celulare emise în 24 ore.

*Valorile normale* ale elementelor celulare emise în 24 ore cu urină: până la 2 000 000 leucocite, 1 000 000 eritrocite, 20 000 cilindri.

*Notă:* Pentru a calcula cantitatea de cilindri e necesar de examinat patru camere Goreaev sau o cameră Fux-Rozental.

### **1.2.2 Determinarea cantitativă a elementelor celulare în urină (metoda Neciporenko)**

*Principiu.* Determinarea numărului de elemente celulare (eritrocite, leucocite, cilindri) la 1,0  $\text{cm}^3$  de urină cu ajutorul camerei de numărat.

*Utilaj:*

- eprubete de centrifugare gradate;
- centrifugă clinică cu rotor orizontal;
- cameră de numărat Goreaev;

*Tehnica de lucru.* Se ia porția de mijloc a urinei în timpul micțiunii (se recomandă dimineața), se determină pH-ul urinei (în mediu alcalin poate avea loc distrugerea elementelor celulare). Se centrifughează 5,0 - 10,0  $\text{cm}^3$  urină la 3500 rot/min timp de 3 min, se înlătură supernatantul și se lasă 0,5  $\text{cm}^3$  urină, dacă sedimentul este abundent atunci se lasă 1,0  $\text{cm}^3$  (1000  $\mu\text{l}$ ). Se amestecă bine sedimentul și se umple camera de numărat. În toate pătrățelele camerei se numără aparte eritrocitele, leucocitele și cilindri.

*Calcularea rezultatelor.* Se calculează numărul de celule în 1  $\mu\text{l}$  de sediment al urinei după formula (2) și (3). Numărul de elemente celulare într-un  $\text{cm}^3$  se calculează după formula :

$$N = \frac{x \cdot 500}{V} \text{ la } 0,5 \text{ cm}^3 (500 \mu\text{l}) \text{ sediment urinar, sau}$$

$$N = \frac{x \cdot 1000}{V} \text{ la } 1,0 \text{ cm}^3 (1000 \mu\text{l}) \text{ sediment urinar,}$$

unde N - numărul elementelor celulare într-un 1,0  $\text{cm}^3$  ( 1 000  $\mu\text{l}$  ) urină;

x - numărul elementelor celulare într-un 1,0  $\mu\text{l}$  urină lăsată împreună cu sedimentul urinar;

500 (sau 1000) - volumul urinei ( $\mu\text{l}$ ) lăsată cu sedimentul urinar;

V - volumul de urină luată pentru centrifugare.

*Valori normale:* Într-un 1,0  $\text{cm}^3$  de urină se elimină până la 2 000 leucocite și până la 1 000 eritrocite; cilindri lipsesc sau se depistează nu mai mult de unul la o cameră Fux - Rozental, sau la patru camere Goreaev (până la 20 în 1  $\text{cm}^3$ ).

### 1.3 Cercetarea corpurilor cetonice

Compușii cetonici rezultă în cazul dereglării catabolismului acizilor grași. Aceștea sunt: acidul acetilacetic, acidul hidroxibutiric, acetona. Ei se conțin în cantități mici în urina normală, mai ales sub formă de acetonă. În cazurile patologice, cantitatea eliminată de compuși cetonici crește în mod considerabil și atunci apare, în special, acidul acetilacetic care la decarboxilare se transformă în acetonă.

#### 1.3.1 Depistarea corpurilor cetonice prin reacția cu nitroprusiat de sodiu.

**Metoda 1.** Proba Langhe

**Principiu.** Nitroprusiatul de sodiu în mediu alcalin reacționează cu corpuri cetonice (acetona și acidul acetilacetic) cu formarea unui compus complex de culoare roșie.

**Reactivi:**

- soluție nitroprusiat de sodiu, 50 g/l: 0,5 g nitroprusiat de sodiu se dizolvă în 10 cm<sup>3</sup> acid acetic p.a. 10 %;
- soluție de amoniac 25 %.

Echipament special. Nu este necesar.

**Tehnica de lucru.** Într-o eprubetă se măsoară 5 cm<sup>3</sup> urină filtrată în prealabil și se adaugă 1 cm<sup>3</sup> soluție nitroprusiat de sodiu. Se agită ușor, apoi se înclină eprubeta și se stratifică atent 1 - 2 cm<sup>3</sup> soluție de amoniac. Se lasă pe 5 minute. În caz când reacția este pozitivă, la limita de separare apare un inel violaceu. Intensitatea culorii variază în raport cu concentrația corpurilor cetonice în urină.

**Metoda 2** (modificația Rother)

**Principiu.** Același.

Reactiv Rother (praf care se păstrează timp îndelungat):

- nitroprusiat de sodiu, 200 g
- carbonat de sodiu anhidru, 200 g
- sulfat de amoniu, 200 g

Aceste substanțe sunt amestecate minuțios.

**Tehnica de lucru:** Pe o lamă de sticlă se pune un vîrf de cuțit de reactiv Rother și se adaugă urină de cercetat pînă se formează o pastă. În caz că reacția este pozitivă amestecul se colorează în violet, intensitatea culorii fiind proporțională cu concentrația corpurilor cetonice.

#### 1.3.2 Metoda expres de depistare a compușilor cetonici

**Principiul metodei** se bazează pe reacția specifică dintre corpuri cetonice și nitroprusiatul de sodiu. Avantajele acestei metode sunt: rapiditatea efectuării și obținerii rezultatelor, specificitatea înaltă, posibilitatea efectuării cercetării fără o dotare specială și eficiența înaltă.

Analiza se execută strict conform instrucțiunii la test.

**Valori normale:** în normă cu urină se elimină 20-50 mg compuși cetonici în 24 ore. Această cantitate nu se evidențiază prin această probă calitativă, de aceea în normă probele calitative sînt negative.

**Notă.** Acidul acetoacetic într-o probă sterilă de urină este stabil în decurs de 8 - 10 zile; în prezența microbilor sau a levurilor poate să dispară complet din probă în 24 ore. Aproximativ 20 % din acetonă se evaporă timp de 24 ore la temperatura camerei. Compușii cetonici pot să dispară în cazul prezenței infecției căilor urinare.

### 1.4 Determinarea urobilinoizilor în urină și materiile fecale

**1.4.1 Determinarea urobilinogenului în urină și materiile fecale prin reacția cu para-dimetilaminobenzaldehidă.**

**Principiu.** Urobilinogenul reacționează cu para-dimetilaminobenzaldehida în mediu acid cu formarea unui compus colorat în roșu, intensitatea căruia este direct proporțională cu cantitatea de urobilinogen. Pentru reducerea urobilinei în urobilinogen se utilizează acidul ascorbic și hidroxidul de fier. Pentru mărirea specificității reacției se adaugă acetat de sodiu.

**Reactivi:**

1. Para-dimetilaminobenzaldehidă, pur. anal.



2. Acid clorhidric concentrat, pur chim.

3. Reactivul Ehrlich: 0,7 g p-dimetilamino-benzaldehidă se dizolvă în 150 cm<sup>3</sup> acid clorhidric concentrat, se adaugă 100 cm<sup>3</sup> apă distilată și se amestecă. Soluția trebuie să fie incoloră sau ușor gălbuie. Se păstrează în veselă din sticlă brună. Soluția este stabilă.

4. Soluție saturată de acetat de sodiu: 375 g CH<sub>3</sub>COONa · 3H<sub>2</sub>O (sau 226 g CH<sub>3</sub>COONa) se dizolvă în 250 cm<sup>3</sup> apă distilată caldă, se răcește până la temperatura camerei. Soluția trebuie să fie incoloră și transparentă.

5. Sulfat de fier (FeSO · 7H<sub>2</sub>O), soluție 200 g/l. Stabil 24 ore la frigider.

6. Acid ascorbic.

7. Soluție de NaOH : a) sol. 100 g/l ; b) sol. 0,5 g/l.

8. Clorură de bariu , sol. 100 g/l.

9. Fenolsulfoftaleină (roșu de fenol). Se folosește pentru prepararea soluției de etalonare.

10. Soluție etalon stoc: 20,0 mg fenolsulfoftaleină se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> 0,5 g/l NaOH. Este stabilă la păstrare la temperatura de cameră.

Soluția etalon de lucru se prepară prin dizolvarea sol. etalon stoc cu sol. 0,5 g/l NaOH de 100 ori. E stabilă la temperatura camerei o săptămână. Sol. de lucru ce conține 0,2 mg fenolsulfoftaleină în 100 cm<sup>3</sup> este echivalentă după culoare cu 0,346 mg/100 cm<sup>3</sup> soluție de urobilinogen.

Exactitatea preparării acestei soluții se poate verifica prin măsurarea densității optice la spectrofotometru : la 562 nm densitatea optică va fi egală cu 0,38 – 0,39.

*Utilaj:*

- fotocolorimetru cu lungimea de undă 560 ± 10 sau 580 ± 10 nm;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 1,0 ± 0,05 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,0005 cm<sup>3</sup>;

**Prepararea probei.** Se examinează urina proaspăt eliminată în primele 2-3 ore. Dacă urină este tulbure se centrifughează. Se determină prezența bilirubinei cu ajutorul unei probe calitative. Dacă este prezentă bilirubina în probă atunci se amestecă 8 cm<sup>3</sup> urină cu 2 cm<sup>3</sup> 100 g/l clorură de bariu și se filtrează printr-un filtru de hârtie. Rezultatul final se înmulțește la coeficientul de corecție 1,25 , luând în considerație diluția.

**Tehnica de lucru:** 100 mg acid ascorbic se dizolvă în 10 cm<sup>3</sup> urină proaspătă și apoi în două eprubete se măsoară câte 1,5 cm<sup>3</sup> (proba de cercetat și proba martor).

În eprubeta cu proba martor se adaugă 4,5 cm<sup>3</sup> de amestec proaspăt pregătit a unui volum de reactiv Ehrlich cu două volume de soluție saturată de acetat de sodiu.

În eprubeta cu proba de cercetat se adaugă 1,5 cm<sup>3</sup> reactiv Ehrlich și imediat se adaugă 3,0 cm<sup>3</sup> de sol. saturată acetat de sodiu. Peste 5 minute se măsoară extincția la fotoelectrocolorimetru la 500-590 nm (culoare verde) într-o cuvă de 1 cm sau la spectrofotometru cu lungimea de undă 562 nm. Soluția etalon se măsoară în aceleași condiții ca și proba de examinat.

Rezultatul se exprimă în unități Ehrlich (1 unitate corespunde la 1,0 mg urobilinogen la 100 cm<sup>3</sup> urină).

Calculul se efectuează după formula:

$$Un.Ehrlich / 1L = \frac{E_{pr} - E_{blanc}}{E_{pr.calibrare}} \cdot 0,346 \cdot \frac{6,0}{1,5} = \frac{E_{pr} - E_{blanc}}{E_{pr.calibrare}} \cdot 1,38,$$

*urină*

unde : Epr - extincția probei de cercetat;

Eblanc - extincția probei martor;

Epr. calibrare - extincția probei etalon;

0,346 - concentrația urobilinogenului în soluție (0,346 mg/100 cm<sup>3</sup>), intensitatea colorării căreia este echivalentă cu intensitatea colorării soluției etalon de fenolsulfoftaleină;

6,0 - volumul probei (cm<sup>3</sup>);

1,5 - cantitatea de urină în probă (cm<sup>3</sup>).

#### SCHEMA DE DETERMINARE A UROBILINOGENULUI ÎN URINĂ

Nr. d/r	Componenții	Cantitatea (cm <sup>3</sup> )		
		Proba examinată	Proba martor	Proba etalon
1.	10 cm <sup>3</sup> urină+100 mg acid ascorbic	1.5	1.5	-
2.	Reactiv Ehrlich	1.5	-	-
3.	Soluție saturată de acetat de sodiu	3.0	-	-
4.	Amestec de reactiv 2 și 3 (1:2)	-	4.5	-
5.	Soluție etalon fenolsulfoftaleină	-	-	6.0

Se măsoară extincțiile la fotocolorimetru (la 500-590 nm, cuva - 1 cm )

Urină normală de 24 ore conține 0,2 - 0,6 mg, la copii 0-0,2 mg urobilinogen.

*Notă:*

1.Urină nu trebuie expusă la lumină, deoarece aceasta accelerează oxidarea urobilinogenului în urobilină. Se recomandă colectarea urinei în vesela din sticlă întunecată.

2.Pentru a obține cantitatea de urobilinogen eliminat într-un interval de timp ( de exemplu 2 ore), analiza se efectuează în proba de urină, colectată în acest interval de timp și se calculează cantitatea de urobilinogen eliminat, ținând cont de volumul urinei, după formula :

$$\frac{E_{proba} - E_{martor}}{E_{pr.calibrare}} \cdot 1,38 \cdot \frac{V}{100}, \text{ unde}$$

V - volumul urinei ( cm<sup>3</sup> ), eliminată într-un interval de timp;

1/100 - coeficientul de calculare a cantității de urobilinogen în 1 cm<sup>3</sup> de urină.

#### DETERMINAREA UROBILINOGENULUI ÎN MATERIILE FECAL.

Prepararea probei. Se examinează materiile fecale în primele 2 ore după defecare. Se transferă 10 g fecale într-un mojar . În cilindru se măsoară 190 cm<sup>3</sup> apă. Din cantitatea de apă măsurată se toarnă 20 cm<sup>3</sup> în mojar, se omogenează fecalele cu apă, se adaugă încă 80-90 cm<sup>3</sup> apă și se omogenizează din nou, se lasă până se sedimentează. Într-un balon conic cu un volum de 500 cm<sup>3</sup> se măsoară 100 cm<sup>3</sup> soluție 200 g/l sulfat de fier, tot acolo se adaugă supernatantul din mojar. La cantitatea de fecale rămasă în mojar se adaugă apă din cilindru, se omogenizează, se lasă să se sedimenteze și supernatantul se transferă în balon. Se repetă procedura folosind cantitatea de apă rămasă din cele 190 cm<sup>3</sup>. În balon se adaugă 100 cm<sup>3</sup> 100 g/l sol NaOH, se amestecă și se lasă balonul 1-3 ore la întuneric la temperatura camerei.

Se amestecă bine conținutul balonului și se filtrează. Se ia 5 cm<sup>3</sup> din conținutul filtratului și se diluează cu 50 cm<sup>3</sup> apă. În 10 cm<sup>3</sup> filtrat diluat se dizolvă 100 mg acid ascorbic și se repartizează câte 1,5 cm<sup>3</sup> în două eprubete ( proba de examinare și proba martor). Dozarea se efectuează în mod analogic ca și în cazul " determinării urobilinogenului în urină ".

Calculul se efectuează după aceeași formulă ca în cazul urinei, rezultatul obținut (concentrația urobilinogenului în 100 cm<sup>3</sup>) se înmulțește la 400 pentru recalcularea la 100 g fecale (pentru extragerea urobilinogenului din 10 g fecale se folosește volumul de lichid - 390 cm<sup>3</sup>, apoi filtratul este diluat încă de 10 ori, astfel în 100 cm<sup>3</sup> filtrat folosit pentru analiză se conține urobilinogen din 0,25 g fecale ).

$$Un.Ehrlich = \frac{Emartor - Eproba}{Emartor} \cdot 1,38 \cdot 400 = \frac{Emartor - Eproba}{Emartor} \cdot 552,$$

unde: 400 - coeficientul de recalculare a cantității de urobilinogen la 100 g fecale. Celelalte valori vezi dozarea urobilinogenului în urină.

*Valori normale.* În normă cu fecalele se elimină 750-3500 mg de urobilinogen la 1000 g fecale.

#### **1.4.2 Depistarea urobilinei în urină (proba Florense)**

*Principiu.* Urobilina formează cu acidul clorhidric compuși de culoare roșie.

*Reactivi.*

1. Acid sulfuric concentrat.
2. Eter dietilic.
3. Acid clorhidric concentrat.

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;

*Tehnica de lucru.* Se măsoară 8-10 cm<sup>3</sup> urină și se acidulează cu 8-10 picături acid sulfuric concentrat, se amestecă, se adaugă 2 - 3 cm<sup>3</sup> eter etilic și cu atenție se amestecă. Se colectează stratul de eter de la suprafață și se toarnă atent într-o altă eprubetă ușor înclinată ce conține 2-3 cm<sup>3</sup> acid clorhidric concentrat în așa mod ca să se formeze 2 straturi.

*Aprecierea rezultatului.* În prezența urobilinei la limita dintre cele două lichide se formează un inel de culoare roșie.

#### **1.4.3 Depistarea urobilinei în urină (proba Bogomolov).**

*Principiu.* Urobilina în prezența sulfatului de cupru formează un compus de culoare roșie-violetă.

*Reactivi.*

1. Soluție saturată de sulfat de cupru: în 100 cm<sup>3</sup> de apă distilată se dizolvă 23 g CuSO<sub>4</sub> x 5 H<sub>2</sub>O.
2. Cloroform.

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;

*Tehnica de lucru.* La 10-15 cm<sup>3</sup> urină se adaugă 2-3 cm<sup>3</sup> soluție saturată de sulfat de cupru. Dacă apare o turbiditate atunci se adaugă câteva picături de acid clorhidric concentrat până la dispariția opalescenței. După 5 minute se adaugă 2-3 cm<sup>3</sup> de cloroform și se amestecă.

*Aprecierea rezultatelor:* În prezența urobilinei stratul de cloroform se colorează în roșu-violet.

#### **1.4.4 Depistarea urobilinei (stercobilinei) în materiile fecale prin reacția cu clorură de mercur (HgCl<sub>2</sub>)**

*Principiu.* Stercobilina formează cu clorura de mercur un compus de culoare roșie-violetă.

*Reactivi.*

1. Sol. de biclorură de mercur (HgCl<sub>2</sub>), ( sublimat ) 70 g/l. Se dizolvă la fierbere și la răcire se filtrează.

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;

*Tehnica de lucru.* Un glob de fecale cât un bob de mazăre se omogenează într-un vas de porțelan sau într-o eprubetă cu 2-3 cm<sup>3</sup> 70 g/l HgCl<sub>2</sub>, se acoperă cu un capac sau dop și se lasă la temperatura camerei în dulapul de ventilație pe 24 ore. Proba martor se prelucurează ca și proba de cercetat, însă în loc de sol. HgCl<sub>2</sub> se adaugă apă.

În prezența stercobilinei în proba de cercetat apare culoarea roză.

Aprecierea rezultatelor se poate face imediat, dacă eprubetele cu probele de cercetat și martor se încălzesc la flacăra unui arzător.

Prezența bilirubinei dă o culoare verde.  
În normă reacția este pozitivă.

### 1.5 Determinarea porfobilinogenului în urină prin reacția cu p-dimetilbenzaldehydă

**Principiu.** Porfobilinogenul (PBG) reacționează cu para-dimetilbenzaldehyda cu formarea unui complex de culoare roșie. Pentru majorarea specificității reacției se adaugă acetat de sodiu. Compușii, care reacționează în mod analogic cu para-dimetilbenzaldehyda (urobilinogenul, derivați ai indolului și scatolului s.a.), se înlătură prin extracția cu cloroform și butanol. PBG nu se dizolvă în butanol sau cloroform.

**Reactivi.** Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică și apa folosită trebuie să fie distilată sau apă de puritate echivalentă.

1. Paradimetilbezaldehidă.

2. Acid clorhidric concentrat.

3. Reactiv Ehrlich: 0,7 g paradimetilbezaldehidă se dizolvă în 150 cm<sup>3</sup> acid clorhidric concentrat, apoi se adaugă 100 cm<sup>3</sup> apă distilată. Se agit. Soluția trebuie să fie incoloră sau slab - gălbuie. Se păstrează într-un vas de culoare brună. Reactivul este stabil.

4. Soluție saturată de acetat de sodiu: 375 g CH<sub>3</sub>COONa.3H<sub>2</sub>O (sau 226 g CH<sub>3</sub>COONa) se dizolvă în 250 cm<sup>3</sup> apă distilată caldă, se răcește până la temperatura camerei. Se păstrează la temperatură camerei. Soluția trebuie să fie incoloră și transparentă.

5. Cloroform.

6. Alcool butilic.

7. Hârtie indicator pH (cu intervalul de 4,0-5,0).

**Utilaj:**

- fotocolorimetru cu lungimea de undă 630 ± 10 sau 690 ± 10 nm;

- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;

- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;

- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;

- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;

- pipetă dozator cu capacitatea 1,0 ± 0,05 cm<sup>3</sup>;

**Tehnica de lucru.** Se examinează urina eliminată în primele 2-3 ore. Într-o eprubetă se introduc 2,5 cm<sup>3</sup> reactiv Ehrlich, 2,5 cm<sup>3</sup> urină, se adaugă 5 cm<sup>3</sup> soluție saturată de acetat de sodiu și se agită energic. Se măsoară pH-ul, care trebuie să fie în intervalele 4,0-5,0; dacă pH-ul este mai mic de 4,0, se adaugă soluție de acetat de sodiu pentru a stabili pH-ul necesar.

**Interpretarea rezultatelor:** Culoarea roșie lipsește - rezultatul este negativ. Dacă apare culoarea roză sau roșie atunci se adaugă 5 cm<sup>3</sup> cloroform și se agită energic. Dacă culoarea trece în stratul de cloroform, iar stratul de apă devine incolor sau galben - rezultatul este negativ.

Dacă după adăugarea cloroformului culoarea roșie a stratului de apă se păstrează, atunci se transferă 6-8 cm<sup>3</sup> din stratul colorat de apă într-o altă eprubetă, se adaugă alcool butilic în proporție de 2:1 și se agită. De obicei straturile se despart foarte repede; în caz contrar amestecul se centrifughează. Dacă culoarea trece în stratul de butanol - rezultatul este negativ. **DACĂ STRATUL DE APĂ RĂMÂNE COLORAT - REZULTATUL ESTE POZITIV PENTRU PBG.**



### Schema determinării PGB și interpretarea rezultatelor

Compozenții	Cantitatea (cm <sup>3</sup> )	Interpretarea rezultatelor	
		Prezența (+) ori lipsa (-) culorii roze sau roșii	Compușii depistați
Urină	2.5	(-)	PBG-negativ
Reactiv Ehrlich	2.5		PBG, urobilinogen, indol, indoxil-3-acetat, scatol, melanogen, acid opsopiroldicarboxilic și al.
Soluție saturată acetat de sodiu	5.0	+	
Cloroform	5.0	Strat de apă (-)	PBG negativ
		Strat de apă (+)	PBG, melanogen acid opsopiroldicarboxilic, și al.
		Strat de cloroform (+)	Urobilinogen, indol, indoxil-3-acetat, scatol și al.
Alcool butilic	3.0-4.0	Strat de apă (-)	PBG negativ
		Strat de apă (+)	PBG pozitiv
		Strat de alcool butilic (+)	Melanogen, acid opsopiroldicarboxilic, și al.

Norma ( 0,0 - 0,2mg/l ), însă la acest nivel PBG în urină nu se depistează. Prin metoda descrisă se depistează concentrații de PBG mai mari de 6,0 mg/l.

*Notă.* La păstrarea urinei mai mult de 3 ore la temperatura camerei reacția pozitivă poate deveni negativă, fiindcă porfobilinogenul se transformă în porfirine la lumină și aer. Dacă nu este posibil ca urină să fie examinată imediat după emisie, ea trebuie păstrată la rece sau se îngheață. În urina cu pH-ul adus la 6.0-7.0 și la păstrarea la frigider, PBG este stabil timp îndelungat.

#### 1.6 Identificarea proteinelor în urină cu acid sulfosalicilic

*Principiul* metodei constă în precipitarea proteinelor de către acidul sulfosalicilic. Apariția turbidității indică prezența proteinelor în urină.

Reagenți : Soluție de acid sulfosalicilic de 20 %;

Utilaj:

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;

*Tehnica de lucru:* În 2 eprubete se toarnă câte 3-4 cm<sup>3</sup> de urină filtrată. În proba de cercetat se adaugă 6-8 picături de acid sulfosalicilic de 20 %. A doua eprubetă servește drept martor. Se agită ușor, apoi se compară eprubeta de cercetat cu eprubeta martor. În eprubeta de cercetat urina care conține proteine devine opalescentă (proba pozitivă). Dacă urină rămâne transparentă, proteina lipsește. Rezultatul se citește pe fon negru. Cantitatea minimală de proteină, depistată prin această metodă este de 0,015 g/l.

Norma: Urină unui om sănătos conține o cantitate neînsemnată de proteine, care prin metoda descrisă mai sus nu se depistează.

Notă:

1. Urină pentru cercetare se filtrează sau se centrifughează.
2. pH-ul urinei trebuie să fie acid, în caz contrar se acidulează cu acid acetic 5-10 %, până la reacția acidă.

#### 1.7 Depistarea glucozuriei

##### 1.7.1 Depistarea glucozei în urină prin reacția de reducere a cuprului

A. Proba Haines *Principiu:* Metoda se bazează pe proprietatea glucozei de a reduce hidroxidul de cupru de culoare albastră la încălzire în mediu alcalin, în hidroxid și oxid cupros de culoare galben-cărămizie. Pentru a preîntâmpina formarea precipitatului negru de oxid de cupru din hidroxidul de Cu la

încălzire reactivul Haines conține glicerol a căror grupe hidroxilice leagă hidroxidul de Cu.

*Reactivi:*

Soluția Haines.

1. 13,3 g de sulfat de cupru cristalin ( $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ) "chimic pur" se dizolvă în 400  $\text{cm}^3$   $\text{H}_2\text{O}$  distilată.
2. 50,0 g NaOH se dizolvă în 400  $\text{cm}^3$  de apă distilată.
3. 15,0 g glicerol pur se dizolvă în 200  $\text{cm}^3$  de apă distilată.

Se amestecă soluțiile 1 și 2 și imediat se adaugă reactivul 3. Soluția este stabilă. *Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru.* La 3-4  $\text{cm}^3$  soluție Haines se adaugă 8-12 picături de urină și se încălzește la flacăra arzătorului de gaz sau spirtierei partea de sus a amestecului până la începutul fierberii. În prezența glucozei culoarea albastră a soluției se schimbă în galben-caramiziu. Porțiunea de jos a eprubetei nefiind supusă încălzirii, servește drept martor. Pentru lucru în serie, eprubetele cu amestecul de reacție se introduc în baia cu apă clocotită și se încălzesc 1-2 minute. În lipsa glucozei culoarea albastră a soluției Haines se păstrează.

*Norma.* Urină unui om sănătos conține o cantitate neînsemnată de glucoză, care prin proba descrisă nu poate fi detectată.

*Notă:*

1. Pentru cercetare se folosește urină proaspătă.
2. Pentru conservarea urinei se folosește - cloroform, timol, toluol - 0,1  $\text{cm}^3$  la 100-200  $\text{cm}^3$  de urină.

## 1.8 Depistarea bilirubinei în urină

### 1.8.1 Proba calitativă de determinare a bilirubinei în urină prin sedimentarea cu săruri de bariu

*Principiu.* Bilirubina din urină este succesiv precipitată cu clorura de bariu și apoi oxidată în prezența reactivului Fouchet.

*Reactivi:*

1. Soluție 15 % clorură de bariu ( $\text{BaCl}_2$ ).
2. Reactivul Fouchet (26,0 g acid tricloracetic se dizolvă în 100  $\text{cm}^3$  apă distilată și se adaugă 1,0 g clorură de fier).

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru.* La 10  $\text{cm}^3$  urină se adaugă 5  $\text{cm}^3$  sol. clorură de bariu de 15%. Se agită și se filtrează. Apoi filtrul de hârtie se scoate din pânză și se întinde pe un alt filtru uscat. Se aplică 1-2 picături de reactiv Fouchet în centrul filtrului ce conține precipitat de clorură de bariu. În prezența bilirubinei apar pete de culoare verzi-albastrui sau albastre. Reacția se socotește pozitivă.

*Norma.* Urina unui om sănătos conține o cantitate infimă de bilirubină care prin metodele obișnuite de laborator nu se detectează.

*Notă.* Urină alcalină trebuie acidulată adăugând câteva picături de acid acetic concentrat.

### 1.8.2 Depistarea bilirubinei în urină cu soluția alcoolică de iod (proba Rozin)

*Principiu:* Se bazează pe oxidarea bilirubinei în biliverdină sub acțiunea iodului.

*Tehnica de lucru.* Într-o eprubetă se toarnă 3-4  $\text{cm}^3$  urină și apoi foarte atent!!! se stratifică câteva picături de  $\text{I}_2$ . În prezența bilirubinei la limita dintre 2 straturi apare un inel de culoare verde.

Urină normală conține o cantitate infimă de bilirubina, care nu se depistează prin metoda descrisă mai sus.

*Notă.*

1. La administrarea antipirinei și în prezența sângelui proba devine pozitivă.
2. În toate cazurile suspecte pentru excluderea reacției fals-pozitive este necesar de a efectua proba Fouchet.

# CAPITOLUL 2

## CERCETĂRILE HEMATOLOGICE

### 2.1 Numărătoarea eritrocitelor

#### 2.1.1 Numărătoarea eritrocitelor la analizoare hematologice automate

*Principiul* se bazează pe diferența conductibilității electrice a particulelor și lichidului în care acestea sunt suspendate. Elementele sângelui, nimerind în câmpul electric, modifică rezistența circuitului, ceea ce se înregistrează de contorul electric automat.

*Utilaj:* analizor hematologic automat. Pregătirea reagenților și mersul determinării se efectuează conform instrucției la aparat.

#### 2.1.2 Numărătoarea eritrocitelor în camera de numărat

*Principiul* se bazează pe numărătoarea directă, la microscop, în camera de numărat pentru eritrocite într-un litru de sânge a celulelor diluate într-o proporție cunoscută și un volum anumit al camerei.

*Reactivi:* 1. Clorură de sodiu 0,9 %.

2. Soluție Hayem:

Sublimat corosiv - 0,5 g,

Sulfat de sodiu - 5,0 g,

Clorură de sodiu - 1,0 g,

Apă distilată - până la 200 cm<sup>3</sup>.

*Utilaj:*

- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;

- baloane cotate după GOST 1770-74 cu capacitatea 100 cm<sup>3</sup>;

- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;

- pipetă dozator cu capacitatea  $0,020 \pm 0,0002$  cm<sup>3</sup>;

- Microscop;

- Camera de numărat Goreaev.

*Tehnica de lucru:* Într-o eprubeta curată, uscată se pipetează 4 cm<sup>3</sup> reactiv 1 sau 2. Se recoltează 20 mkl sânge capilar. Se șterge atent vârful pipetei și se suflă sângele la fundul eprubetei; pipeta se clătește minuțios de 2-3 ori în stratul de sus al lichidului de diluție. Conținutul eprubetei se agita.

*Umplerea camerei de numărat.* Înainte de umplere camera de numărat și lamela se spală și se șterge până la uscat. Se aplică lamela pe lama celulei de numărat prin simplă păsuire. Este necesară o bună aderență între lamă și lamelă, care este asigurată când se formează inele Newton (inele colorate de refracție). Numai respectând aceste condiții se poate obține volumul și înălțimea stabilă a camerei de numărat. Înainte de umplere se agită de câteva ori conținutul eprubetei. Cu o baghetă de sticlă cu capătul rotunjit se ia o picătură de sânge din eprubetă. Bagheta se apropie de marginea camerei acoperită cu lamela și se lasă să intre, prin capilaritate, în cameră, o cantitate de lichid în spațiul format între lamă și lamelă. Se introduce atâta lichid încât spațiul dintre lamă și lamelă să fie umplut în întregime, fără ca lichidul să treacă în șanțurile laterale, fără ca lamela să se deplaseze, fără să intre bule de aer în cameră; în caz contrar operația se repetă după ștergerea camerei. Se așteaptă o minută, pentru sedimentarea elementelor pe cadrilajul camerei. Se examinează camera la microscop (obiectivul x8, ocularul - x10 sau x15, în câmp întunecat (diafragma semiînchisă sau condensorul ușor lăsat în jos). Se numără eritrocitele în 5 pătrate mari conținând fiecare câte 16 pătrățele mici ( $5 \times 16 = 80$  pătrățele mici) situate pe diagonală, deoarece eritrocitele se pot distribui neuniform pe suprafața cadrilajului. Conform regulii, se numără eritrocitele din interiorul pătratelor mici, iar cele ce se află pe intersecții se numără numai pe două laturi - de sus și din stânga. Pentru a evita numărarea de două ori a aceluiași eritrocit, elementele situate pe intersecții pe latura de jos și din dreapta nu se numără.

*Calculul.* Numărul eritrocitelor în 1 litru de sânge se calculează după formula:

$$X = \frac{a \cdot 4000 \cdot 200 \cdot 10^6}{80}, \text{ unde:}$$

X - numărul de eritrocite în 1 L de sânge;

a - suma eritrocitelor numărate în 5 pătrate mari (80 mici);

4000 - înmulțitor, ce exprimă rezultatul într-un microlitru de sânge, fiindcă volumul unui pătrățel mic e de 1/4000  $\mu$ l;

200 - diluția sângelui; 80 - numărul de pătrate mici numărate;

$10^6$  - numărul de microlitri în 1 L.

Practic, cifra de eritrocite găsită pe 80 pătrățele mici se înmulțește cu  $10^{10}$  și aflăm numărul de eritrocite în 1L de sânge.

*Erori în numărătoarea eritrocitelor:*

1. La recoltarea sângelui: înțepătură superficială sau în regiuni puțin vascularizate; stoarcerea degetului, ceea ce duce la diluția sângelui; erori de pipetare și diluare.

2. Formarea chiagurilor de sânge, care reținând o parte de elemente, duce la un rezultat micșorat de eritrocite.

3. Nerespectarea condițiilor, care asigură înălțimea corectă a camerei din cauza pășuirii inerente a lamei de acoperire. De asemenea are importanță grosimea lamei de acoperire (ea trebuie să fie nu mai mică de 0,3 mm).

4. Numărarea inoportună a elementelor imediat după umplerea camerei, fără a aștepta 1 minută; în acest caz eritrocitele nu dovedesc să se sedimenteze pe cadrilajul camerei. Rezultatele obținute vor fi mai joase.

5. Numărarea unui număr mai mic de pătrățele de pe cadrilajul camerei.

6. Spălarea defectuoasă a materialului folosit; utilizarea pipetelor și eprubetelor umede.

7. Utilizarea reactivilor necalitativi pentru diluție ce poate cauza hemoliză eritrocitelor.

*Valori normale:* bărbați -  $4,0-5,0 \times 10^{12}$  pe litru; femei -  $3,7-4,7 \times 10^{12}$  pe litru.

*Notă:* 1. În anemii hemolitice și pernicioase numărătoarea eritrocitelor se va face imediat după recoltarea sângelui, fiindcă la păstrare eritrocitele se hemolizează rapid.

2. Pentru obținerea unui rezultat mai exact se vor număra eritrocitele în 2 celule diferite și se va calcula media aritmetică a rezultatelor celor două numărători.

## **2.2 Numărătoarea reticulocitelor la colorarea cu albastru brilliant de crezil, azur I sau azur II direct pe lamă sau în eprubetă**

*Principiu.* Evidențierea substanței granulo-filamentoase din eritrocitele tinere prin colorații vitale în care sângele recoltat, fără să fie fixat, se pune în contact cu coloranții alcalini. Numărătoarea reticulocitelor se face în frotiuri sanguine.

*Reactivi.* Poate fi folosit unul din coloranții :

1. Albastru brilliant de crezil soluție saturată în alcool absolut (1,2 g colorant în 100  $\text{cm}^3$  alcool).

2. Soluție azur I :

azur I - 1,0 g,

NaCl - 0,8 g,

oxalat de amoniu - 0,4 g,

alcool etilic 96° - 10,0  $\text{cm}^3$ ,

apă distilată - 90,0  $\text{cm}^3$ .

Amestecul obținut în sticlute bine închise cu un dop rodat se lasă în termostat pe 2-3 zile la temperatura 37 °C, periodic sticluta se agită energic. Apoi colorantul se răcește la temperatura încăperii, se filtrează prin hârtie de filtru. Se păstrează în sticle întunecate.

3. Soluția azur II:

azur II - 1,0 g,

citrat de sodiu - 5,0 g,

clorură de sodiu - 0,4 g,

apă distilată - 45,0  $\text{cm}^3$ .



Soluția obținută se lasă la 37 °C pe 2 zile și se agită periodic. Pentru a accelera dizolvarea colorantului, amestecul poate fi încălzit la un foc slab, evitând fierberea, timp de 15-20 minute. Se răcește până la temperatura camerei și se filtrează. Se păstrează într-un vas întunecat.

*Utilaj special:*

- eprubete de dimensiunile 10 cm x 1 cm.
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate după GOST 1770-74 cu capacitatea 100 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volumul variabil 0,200-1,000 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volumul variabil 0,040-0,200 cm<sup>3</sup>;
- pipete tip Pancenkov cu diviziuni milimetrice de la 0 la 100;
- microscop.

*Tehnica colorației direct pe lamă.*

Se întinde un frotiu din una din soluțiile sus numite pe o lamă bine degresată, uscată și încălzită la flacăra spirtierei se usucă. Așa frotiuri pot fi preparate din timp în număr mare. Apoi pe această lamă se întinde o picătură de sânge ca pentru orice frotiu. Se pune în camera umedă pe 3-5 minute, apoi se usucă la aer. Camera umedă poate fi o cutie Petri cu un sul de tifon umezit de jur-împrejur cu capac. Eritrocitele se colorează în galben-verzui, iar substanța granulo-filamentoasă în albastru.

*Tehnica colorației în eprubetă.*

**Metoda I.** Într-o eprubetă 10x1,0 cm se pipetează 0,04 cm<sup>3</sup> soluție de lucru de albastru briliant crezil (se prepară ex tempore adăugând la o picătură de oxalat de potasiu de 1% 4 picături soluție de colorant) și se adaugă 0,04 cm<sup>3</sup> sânge. Amestecul se omogenează minuțios, dar foarte ușor. După un contact de 30 minute se întind frotiuri subțiri pe lamă, după omogenizarea sedimentului.

**Metoda II.** La 0,05 cm<sup>3</sup> colorant azur II se adaugă 0,2 cm<sup>3</sup> sânge proaspăt. Amestecul se agită minuțios, dar ușor. Peste 20-30 minute se întind frotiuri subțiri. Eritrocitele se colorează în galben-verzui, substanța granulo-filamentoasă - albastru.

**Metoda III.** Într-o eprubetă se pipetează 0,3-0,5 cm<sup>3</sup> soluție colorant azur I și se picură cu pipeta Pancenkov 5-6 picături de sânge. Eprubeta se închide cu un dop din cauciuc, se agită ușor. După un contact de 1-1,5 ore sedimentul se omogenizează și se întind frotiuri subțiri. Eritrocitele se colorează în galben-verzui, substanța granulo-filamentoasă - violet-albastru.

Frotiurile se examinează cu obiectivul cu imersie indiferent de metoda de colorație. Se numără reticulocitele întâlnite la 1000 de eritrocite. Pentru ușurarea numărării se aplică în diafragma ocularului o rondelă de hârtie cu o fereastră tăiată în pătrățel, pentru limitarea câmpului microscopic. Pentru o mai mare precizie pot fi numărate reticulocitele întâlnite la 2000-3000 de eritrocite. În mod normal numărul reticulocitelor variază între 2-10 %.

### 2.3 Numărătoarea trombocitelor

#### 2.3.1 Numărătoarea trombocitelor prin metode directe în camere de numărat

**Principiu.** Se bazează pe numărătoarea trombocitelor, diluate într-o proporție cunoscută și într-un volum cunoscut al camerei de numărat. Se folosește microscopul în contrast de fază.

*Reactivi. Soluție 1:*

Clorhidrat de cocaină - 3 g Clorură de sodiu - 0,25 g

Furacilină - 0,025 g

Apă distilată - 100 cm<sup>3</sup>

*Soluție 2:*

Oxalat de amoniu 1%. Soluția se fierbe și se filtrează. Se păstrează la frigider.

*Utilaj special.*

- eprubete de dimensiunile 10 cm x 1 cm.
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate după GOST 1770-74 cu capacitatea 100 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volumul variabil 0,200-1,000 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volumul variabil 0,040-0,200 cm<sup>3</sup>;
- microscop;
- dispozitiv pentru a obține contrast de fază;

- cameră de numărare Goreaev;
- lampă de iluminare pentru microscop.

Obținerea efectului în contrast de fază - conform instrucțiunii anexate la dispozitiv.

**Tehnica de lucru.** Într-o eprubetă se pipetează 4 cm<sup>3</sup> soluție 1 sau 2. Se adaugă 0,02 cm<sup>3</sup> sânge recoltat din pulpa degetului. Se așteaptă 25-30 minute pentru liza eritrocitelor. Se agită bine conținutul eprubetei și se umple camera de numărare Goreaev, care se pune în camera umedă. Peste 5 minute se numără trombocitele în 25 pătrate mari.

**Calcul.** Număratoarea trombocitelor în 1 litru de sânge se face după formula :

$$x = \frac{a \cdot 4000 \cdot 200}{400} \cdot 10^6, \text{ în care}$$

a - numărul trombocitelor în 25 pătrate mari (400 pătrățele mici);

200 - diluția sângelui;

4000 - înmulțitor ce exprimă rezultatul în 1 μl de sânge, fiindcă volumul unui pătrat mic este egal cu 1/4000 μl;

400 - numărul pătratelor mici numărate;

10<sup>6</sup> - numărul de μl în 1 litru.

Dacă simplificăm calculele atunci numărul trombocitelor numărate în 400 pătrate mici se înmulțește cu 2000 și apoi cu 10<sup>6</sup>. În mod normal numărul trombocitelor variază la maturi de la 180 x 10<sup>9</sup> până la 320 x 10<sup>9</sup> / litru de sânge.

### 2.3.2 Număratoarea trombocitelor în frotiu

**Principiu.** Metoda este bazată pe determinarea cantității de trombocite în frotiuri colorate la 1000 eritrocite.

**Reactivi :**

1. Sulfat de magneziu 14% ;

2. Soluție apoasă de EDTA 6%;

**Utilaj:**

1. Microscop;

2. Eprubete 10 cm x 1,0 cm;

3. Micropipete Pancenkov.

**Tehnica de lucru.** Cu capilarul Pancenkov se i-a soluție de sulfat de magneziu 14% sau EDTA până la diviziunea «75» și se introduce într-o eprubetă 10 cm x 1,0 cm. În aceeași eprubetă se adaugă sânge din capilarul Pancenkov, luat până la diviziunea «O». Conținutul eprubetei se agită și din amestec se pregătesc frotiuri subțiri, care se fixează și se vopsesc după metoda Romanovski- Giemza.

**Calculul.** Numărul de trombocite la 1000 eritrocite. Se socot numărul de trombocite în 1 l de sânge, știind cantitatea absolută de eritrocite într-un l de sânge.

Valori normale: Într-un l l de sânge se conțin 180 x 10<sup>9</sup> - 300 x 10<sup>9</sup> de trombocite.

**Notă.** Atunci când se utilizează în calitate de stabilizator soluția de sulfat de magneziu durata de vopsire va constitui 2-3 ore, iar când se folosește EDTA - numai 30-45 minute.

## 2.4 Număratoarea leucocitelor

### 2.4.1 Număratoarea leucocitelor în camera de numărare.

**Principiu.** Se bazează pe numărarea leucocitelor în 1 litru de sânge, diluate într-o proporție cunoscută și într-un volum stabil al camerei.

**Reactivi.**

Soluție de acid acetic 3-5% colorată cu câteva picături de albastru de metilen de 1%.

**Utilaj:**

Microscop.

Camera Goreaev.

Eprubete 10 cm x 1,0 cm.

**Tehnica de lucru.** Într-o eprubeta se introduce 0,4 cm<sup>3</sup> acid acetic de 3-5%. Se recoltează sângele în pipeta capilară Sali de 0,02 cm<sup>3</sup> până la unica diviziune a pipetei. Se șterge exteriorul pipetei și se suflă sângele la fundul eprubetei. Se clătește pipeta de 2-3 ori cu lichidul de la suprafață. Se omogenează

conținutul eprubetei și se umple camera de numărare.

Umplerea camerei de numărare: vezi numărătoarea de eritrocite.

Se examinează camera la microscop (obiectivul x8, ocularul x15, lumină slabă) și se numără leucocitele în 100 pătrate mari ceea ce corespunde la 1000 pătrate mici ( $100 \times 16 = 1600$ ).

**Calculul.** Numărul leucocitelor în 1 litru de sânge se calculează după formula:

$$x = \frac{a \cdot 250 \cdot 20}{1100} \cdot 10^9, \text{ unde}$$

$a$  - suma leucocitelor numărate în 100 pătrate mari;

100 - înmulțitor ce exprimă rezultatul într-un microlitru de sânge, volumul unui pătrat mic e de  $1/250 \mu\text{l}$ ;

20 - diluția sângelui;

250 - numărul pătratelor mici numărate;

$10^6$  - numărul de microlitri, în 1 litru.

Mai simplu, numărul leucocitelor numărate se înmulțește cu 50 și cu  $10^6$ .

**Valori normale:** numărul leucocitelor variază la adulți de la  $4 \times 10^9 / \text{l}$  până la  $9 \times 10^9 / \text{l}$  de sânge.

Erorile de determinare sunt descrise la numărătoarea eritrocitelor.

## 2.5 Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH).

### 2.5.1 Metoda Pancenkov.

**Principiu.** Sângele fiind tratat cu un anticoagulant și lăsat în repaus, se desparte în 2 straturi: superior - plasma, inferior - hematiile (eritrocitele). Eritrocitele se sedimentează după un timp variabil depinzând de proprietățile fizice și chimice ale sângelui.

**Reactivi.**

1. Soluție citrat trisodic 5%. Soluția se filtrează. Are un pH-neutru sau slab - alcalin.

Reactivul nu este stabil.

**Utilaj:**

1. Eprubete 10 cm x 1,0 cm.

2. Aparat Pancenkov constituit din stativ în partea inferioară a căruia sunt dopuri de cauciuc pentru fixarea pipetelor speciale cu diametrul intern de 1 mm. Pipetele au diviziuni milimetrice de la «0» până la «100» (10 cm). Peste fiecare 10 diviziuni sunt notate cifrele 10, 20, 30 etc. până la 100. Diviziunea «0» este completată de litera K (sânge), iar diviziunea 50 de litera P (reactiv). Pipetele și eprubetele trebuie să fie curate (spălate cu soluție de bicarbonat și uscate).

**Tehnica de lucru.** În pipeta capilară gradată (Pancenkov) prealabil spălată cu sol. citrat trisodic se aspiră acest reactiv până la diviziunea 50 «P» și se suflă într-o eprubetă. Se aspiră imediat cu aceeași pipetă sânge până la diviziunea «0» de 2 ori și se adaugă în aceeași eprubetă. Se amestecă. Se aspiră amestecul în pipeta Pancenkov până la diviziunea «0» apoi se astupă cu degetul arătător partea de sus pentru a opri pe loc coloana de sânge. Vîrfurile pipetei se aplică pe dopul de cauciuc de la partea inferioară a stativului, iar capătul superior al pipetei se fixează în partea de sus a stativului. Pipeta trebuie să fie în poziție perfect verticală. Se notează ora. Rezultatul se citește peste o oră. Se exprimă în milimetri pe oră.

**Valori normale la adulți:**

bărbați - 1-10 mm/oră;

femei - 2-15 mm/oră.

**Variații fiziologice:** La femei, în timpul menstruației viteza crește; valori crescute se întâlnesc în sarcină, mai ales în ultimele luni; la copii viteza este ceva mai mare decât la adulți.

**Surse de erori:**

1. Nerespectarea raportului 1:4 între reactiv și sânge;

2. Coagularea sângelui, dacă nu va fi bine omogenizat;

3. Poziția capilarului trebuie să fie verticală, în tuburi înclinate viteza de sedimentare crește;

4. Temperatura mediului mai mare de  $20^\circ\text{C}$  grăbește sedimentarea, mai mică de  $20^\circ\text{C}$  o încetinește; între  $20$  și  $27^\circ\text{C}$  variațiile sunt de mică importanță și determinarea se poate face la  $1^\circ$  camerei. În alte condiții de temperatură cu variații mari se recomandă ca stativul cu tubul să se introducă în termostat cu

temperatura constantă de 20 °C.

5. În cazul bolnavilor cu crioglobulinemie, VSH efectuat la t° camerei poate să dea erori mari, datorită împiedicării sedimentării eritrocitelor prin gelificarea plasmei simulând viteze normale sau ușor crescute. În astfel de împrejurări stativul cu tubul de VSH trebuie menținut la temperatura de 37 °C care prin împiedicarea crioprecipitării dă valorile reale în astfel de cazuri. Determinarea trebuie să se facă imediat după recoltarea sângelui, orice întârziere poate să scadă VSH-ul.

6. Transportarea sângelui cu citrat dintr-o încăpere în altă la temperatura mai joasă de 0 °C se efectuează în învelișuri de vată.

## 2.6 Determinarea rezistenței osmotice a eritrocitelor

*Principiu.* Măsurarea gradului de hemoliză a eritrocitelor în soluții tampon hipotonice de NaCl de o anumită concentrație.

*Reactivi:*

1. Soluție stock (care după presiunea osmotică corespunde cu cea a soluției de NaCl de 10%);
2. Dihidrofosfat de sodiu ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ) - 27,31 g sau ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  - 34,23 g);
3. Monohidrofosfat de sodiu ( $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) - 4,86 g;
4. NaCl - 180 g;
5.  $\text{H}_2\text{O}$  distilată - până la 2 l, pH - 7,4.

Soluția stock se diluează de 10 ori. Se obține o soluție care corespunde concentrației osmotice a soluției de NaCl de 1% din care apoi se pregătesc mai multe diluții: 0,85%; 0,70%; 0,65%; 0,60%; 0,55%; 0,50%; 0,45%; 0,40%; 0,35%; 0,30%; 0,20%; 0,1% NaCl. Se poate de pregătit câte 100 cm<sup>3</sup> soluție de lucru cu concentrații diferite care pot fi păstrate timp de 2 săptămâni la frigider.

*Utilaj special:*

- eprubete cu dimensiunile 10 cm x 1 cm.
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate după GOST 1770-74 cu capacitatea 100 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volumul variabil 0,200-1,000 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volumul variabil 0,040-0,200 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volumul variabil 0,005-0,040 cm<sup>3</sup>;
- pipete tip Pancenkov cu diviziuni milimetrice de la 0 la 100;
- microscop;
- fotoelectrocolorimetru;
- termostat la 37°C;

*Tehnica de lucru.* În 2 eprubete sterile ce conțin câte 2 picături de heparină, se adaugă câte 1,5 cm<sup>3</sup> sânge. O eprubetă se pune în termostat pe 24 ore, alta se folosește în aceeași zi a colectării sângelui. Într-o serie din 14 eprubete se toarnă câte 5,0 cm<sup>3</sup> soluție de lucru cu concentrațiile de la 1,0% până la 0,1%. În fiecare eprubetă se adaugă câte 0,02 cm<sup>3</sup> sânge heparinizat, se agită bine și se lasă nu mai puțin de 30 min la temperatura camerei (25°C). Se centrifughează 5 min la 2000 tur/min. Se transferă supernatantul în alte eprubete, care mai apoi se măsoară la fotoelectrocolorimetru la 500-560 nm (filtru verde) în cuve de 10 mm față de proba martor.

Proba martor - supernatantul eprubetei ce conține 1% soluție NaCl.

*Calculul.* Ca hemoliză de 100% se i-a eprubeta ce conține soluție 0,1% NaCl. Apoi se compară absorbția soluției cu hemoliză de 100 % cu celelalte eprubete și se calculează procentul de hemoliză în fiecare eprubetă după formula:

$$\frac{Ex \cdot 100}{E_1}$$

unde:  $E_1$  - absorbția supernatantului din eprubeta ce conține 0,1% soluție NaCl;

$Ex$  - absorbția probei de examinat;

100 - procentul hemolizei în eprubeta ce conține 0,1% soluție NaCl.

În ziua următoare, proba se repetă cu sângele incubat pe 24 ore la 37 °C.



Notă: Se determină rezistența osmotică în sângele incubat, deoarece în caz de anemie hemolitică, rezistența osmotică joasă poate fi depistată numai în sângele incubat.

## 2.7 Analiza morfologică a elementelor figurate ale sângelui și calculul diferențiat al formulei leucocitare

**Principiu.** Examenul microscopic a frotiurilor sanguine uscate, fixate și vopsite cu descrierea morfologiei eritrocitelor și numărarea diferențiată a leucocitelor cu calcularea raportului lor procentual.

### *Etapele metodice:*

1. **Prepararea lamelor din sticlă.** Lamele din sticlă trebuie să fie curate și degresate. Pentru aceasta lamele se prelucrează în soluție detergent 2%. La 20 g detergent se adaugă 975 g apă + 20 cm<sup>3</sup> perhidrol într-un vas emailat pe 8 - 10 ore, frotiul sangvin vechi se șterge cu un tampon de vată și se fierbe nu mai mult de 5-10 minute în aceeași soluție cu detergent + perhidrol pregătită în prealabil. Fierberea mai mult de 10 minute sau într-un vas de aluminiu conduce la opacitatea lamelor. Apoi lamele se spală în apă curgătoare, se șterg până la uscare și selectiv se verifică calitatea înlăturării soluției cu detergent cu ajutorul soluției alcoolice de fenolftaleină 1,0 g/l, pentru ce se aplică 2-3 picături soluție pe lamă (culoarea roză nu trebuie să apară). Lamele spălate se introduc în amestecul Nikiforov (alcool etilic 96 ° și eter dietilic în raport de 1:1) și se păstrează într-un vas curat cu capac.

### 2. **Fixarea frotiului-amprentă.**

**Reactivi:** alcool metilic sau soluție alcoolică eozin de metilen albastru May - Grunwald. În lipsa acestor fixatori, frotiile-amprentă se expun 35 minute în alcool etilic 96 °.

**Echipament:** pensă, suport pentru uscarea frotiilor-amprentă, borcan cu dop șlefuit.

**Fixarea.** Frotiile-amprentă uscate la aer se introduc în borcan cu fixator pe 5-10 minute. Apoi se scot din vas cu ajutorul pensei și se usucă la aer. Pentru fixare se aleg frotiile-amprentă corect preparate: frotiul trebuie să aibă o culoare gălbuie, în lățime să fie amplasat la o distanță de 1-3 mm de la marginea lamei și să se termine în lungime cu o «mătură», neajungând cu 1,5 - 2 cm până la capătul lamei.

3. **Vopsirea frotiului-amprentă.** Pentru a colora preparatul se folosește un colorant alcătuit din două componente - acidă (eozină) și bazică (albastru de metilen și derivații săi - azur I sau azur II).

Colorantul ce conține azur-eozină posedă o sensibilitate înaltă la pH-ul apei. Apa pentru prepararea frotiurilor și spălare trebuie să aibă un pH neutru. În cazul când reacția colorantului este acidă celulele mult timp nu se colorează și au o nuanță roșietică, în cazul reacției bazice - eritrocitele se vopsesc într-o culoare gri-albastră, iar nucleul și citoplasma leucocitelor - în culori foarte întunecate.

### **a) Colorația Noht.**

**Reactivi:**

a) Sol. stock azur II 1 g/l : 1,0 g azur II se dizolvă în 1000 cm<sup>3</sup> de apă distilată;

b) Sol. stock eozină K, 1,0 g/l : 1,0 g de eozină K se dizolvă în 1000 cm<sup>3</sup> apă distilată.

Soluțiile stock sunt bune pentru folosire după 14 zile de păstrare la temperatura camerei în veselă din sticlă brună cu dop rodat.

2. Soluție tampon fosfat ( amestecul Veize ), pH 7,4 - 7,5 .

Fosfat monopotasic (  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  ) - 0,49 g .

Fosfat disodic (  $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  ) - 1,14 g sau fosfat disodic (  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  ) - 0,909 g.

Apa distilată - 1000 cm<sup>3</sup>.

3. Soluția de lucru: se pregătește *ex tempore* un amestec din 25 cm<sup>3</sup> soluție stock azur II, 20 cm<sup>3</sup> soluție stock eozină K și 55 cm<sup>3</sup> soluție tampon fosfat. Proporțiile de coloranți pot să varieze, acestea fiind stabilite experimental, când se prepară soluții proaspete de colorant.

**Vopsirea frotiurilor.** Frotiurile-amprentă fixate se introduc într-un container-suport special, ultimul se afundă într-o cuvă cu soluție de colorant și se lasă un timp strict limitat de la 20 până la 50 minute. Containerul se transferă în altă cuvă cu apă de robinet, apoi frotiurile se așează vertical la uscat pe un suport. Dacă lipsește containerul-suport, atunci frotiurile după fixare și uscare se vopsesc fiind plasate pe așa numitele "șine" - construcție formată din două pipete de sticlă unite între ele cu tuburi de cauciuc. În acest caz frotiurile se acoperă cu un strat gros (3-4 cm<sup>3</sup>) de soluție de colorant.

### **b) Colorația Pappenheim.**

**Reactivi:** Soluție de eozină metilen albastru May-Grunwald. Dacă soluția aceasta lipsește, atunci se prepară 5 g/l soluție, diluând 5g colorant May-Grunwald praf uscat în 1000 cm<sup>3</sup> alcool metilic. Soluția este bună de lucru după 4 zile de păstrare la temperatura camerei.

#### **2. Colorantul azur-eozină Noht.**

**Vopsirea frotiurilor.** Frotiurile uscate, nefixate se introduc în container, care apoi se afundă pe 5 min într-o cuvă cu soluție colorant May-Grunwald. Apoi containerul cu frotiuri se spală într-o cuvă cu apă distilată. În continuare containerul cu frotiuri se transferă într-o cuvă cu soluție de lucru eozină-azur (după Noht) pe 8 - 15 minute. Se spală colorantul, transferând containerul într-o cuvă cu apă de robinet. Frotiurile se usucă la aer.

### **IV. Examenul microscopic.**

**Reactivi.** Ulei de imersie, eter dietilic sau alcool etilic.

**Echipament.** Microscop, contor pentru citirea formulei leucocitare.

**Tehnica de lucru.** La început se examinează frotiul de sânge la microscop (obiectivul - 10x, ocular - 7x). Numărarea formulei leucocitare și aprecierea morfologică a eritrocitelor se efectuează numai în partea subțire a frotiului - amprentă, unde eritrocitele sunt așezate solitar, dar nu sub formă de "monede în stâlpișor". Apoi la marginea frotiului se aplică o picătură de ulei de imersie și se stabilește obiectivul cu imersie (dacă dispunem de un microscop monocular atunci e mai comod de folosit ocularul 7x, la cel binocular - ocularul 5x). Numărarea leucocitelor se face deplasând obiectivul cu 2-3 câmpuri de vedere de la marginea frotiului și mișcând frotiul sub formă de zigzag (linia "Meandru"): 3-5 câmpuri de vedere de-a lungul frotiului, apoi 3-5 câmpuri de vedere sub un unghi drept spre mijlocul frotiului, apoi 3-5 câmpuri de vedere paralel cu marginea frotiului și din nou sub un unghi de 90° 3-5 câmpuri de vedere spre marginea frotiului. Astfel de mișcări vor fi efectuate până nu vor fi socotite jumătate din numărul de celule și după aceea trecem în partea opusă a frotiului și se numără altă jumătate din celule.

**Aprecierea rezultatelor.** Se numără numai celulele întregi. În normă se depistează următoarele forme de leucocite: bazofile, eozinofile, neutrofile cu nucleu nesegmentat, neutrofile cu nucleu segmentat, monocite și limfocite. Atunci când în frotiu se depistează plasmocite, forme imature, tinere sau celule blastice, celule dificil de diferențiat, acestea trebuie să fie incluse în formula leucocitară iar morfologia lor trebuie să fie descrisă detaliat. Paralel cu numărătoarea formulei leucocitare se evaluează morfologia eritrocitelor, acordând atenția asupra anomaliilor de talie (normocite, microcite, macrocite, megalocite), anomaliilor de formă (platicite sau leptocite, ovalocite, microsferocite, celule în țintă, drepanocite - eritrocite falciforme), anomalii de colorabilitate (anizocromie, eritrocite normocrome, hipocrome, hiperchrome, policromatofile), la prezența și gradul de exprimare a anizocitozei și poikilocitozei, prezența corpusculilor intracitocitari (punctații bazofile, corpusculi Jolly, corpusculi Heinz, inele Cabot, pulbere cromatiniană - granulații eritrocitare azurofile).

Dacă la analiza sângelui nu au fost depistate devieri cantitative în componența elementelor figurate ale sângelui, iar la numărătoarea primelor 100 de leucocite nu au fost depistate careva modificări în formula leucocitară sau morfologia eritrocitelor atunci analiza formulei leucocitare se va limita cu numărarea a 100 leucocite. Atunci când vor fi depistate devieri de la valorile normale este necesar de a număra nu mai puțin de 200 leucocite.

Formula leucocitară oferă o prezentare procentuală relativă a conținutului diferitor tipuri de leucocite. O prezentare mai precisă poate oferi calcularea valorilor absolute, adică a conținutului fiecărui tip de leucocite într-un volum de sânge.

#### **Valorile normale:**

Conținutul diferitor tipuri de leucocite în sângele periferic la persoanele adulte practic sănătoase ( $X \pm 1,5S$ )

Formele de leucocite	Conținutul în %	Numărul de celule la 1 litru sânge
Bazofile	0 - 1	0 - 0,065 x 10 <sup>9</sup>
Eozinofile	0,5 - 5	0,020 x 10 <sup>9</sup> - 0,300 x 10 <sup>9</sup>
Neutrofile nesegmentate	1 - 4	0,040 x 10 <sup>9</sup> - 0,300 x 10 <sup>9</sup>
Neutrofile segmentate	47 - 72	2,000 x 10 <sup>9</sup> - 5,500 x 10 <sup>9</sup>
Monocite	3 - 11	0,090 x 10 <sup>9</sup> - 0,600 x 10 <sup>9</sup>
Limfocite	19 - 37	1,200 x 10 <sup>9</sup> - 3,000 x 10 <sup>9</sup>

# CAPITOLUL 3

## INVESTIGAȚII BIOCHIMICE

### 3.1 Determinarea proteinelor totale în serul sanguin prin metoda biuretelui

**Principiu.** Proteinele reacționează în mediu alcalin cu sulfatul de cupru formând un compus complex de culoare roșu-violet.

**Reactivi:**

1. Soluție de clorură de sodiu 0,9%.
2. Soluție de NaOH 0,2 M, liberă de  $\text{CO}_2$ .
3. Reactiv biuret: 4,50 g sare Segnet se dizolvă în 40  $\text{cm}^3$  soluție de NaOH 0,2 M. Se adaugă 1,50 g  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  și 0,50 g iodură de potasiu. Se aduce la 100  $\text{cm}^3$  cu soluție de NaOH 0,2 M. Se păstrează într-un vas de sticlă brună. Soluția este stabilă.

4. Soluție de iodură de potasiu 0,5% în soluție de NaOH 0,2 M. Se păstrează într-un vas de sticlă brună nu mai mult de 2 săptămâni.

5. Soluție de lucru a reactivului biuret: 20  $\text{cm}^3$  reactiv biuret se amestecă cu 80  $\text{cm}^3$  soluție iodură de potasiu. Soluția este stabilă.

6. Soluție standard de albumină (din ser uman sau de bovine): 100 g/l de albumină în soluție de clorură de sodiu 0,9%; 1  $\text{cm}^3$  soluție conține 0,1 g de proteină.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

**Utilaj:**

- Fotocolorimetru cu lungimea de undă  $540 \pm 10 \text{ nm}$ , conform DN în vigoare;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate după GOST 1770-74 cu capacitatea 100  $\text{cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

**Tehnica de lucru.** La 0,1  $\text{cm}^3$  de ser se adaugă 5  $\text{cm}^3$  reactiv biuret de lucru, se amestecă fără să se formeze spumă. Peste 30 minute (și nu mai târziu de o oră) se citește absorbanta probei față de martor la 540 nm în cuvă de 1 cm (filtru verde).

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

**Martor.** La 5  $\text{cm}^3$  de reactiv de lucru biuret se adaugă 0,1  $\text{cm}^3$  soluție de clorură de sodiu 0,9%; în continuare se prelucrează ca și proba de cercetat.

**Calcularea rezultatelor** se efectuează după curba etalon.

**Construirea curbei etalon.** Din soluția stoc standard se prepară soluții standard de lucru, conform tabelii 3.1.

Tabel 3.1

Nr. d/r	Soluție standard de proteină ( $\text{cm}^3$ )	Soluție de clorură de sodiu 0,9% ( $\text{cm}^3$ )	Concentrația proteinei în g/l
1.	0.40	0.60	40.0
2.	0.60	0.40	60.0
3.	0.80	0.20	80.0
4.	1.00	-	100.0



Din fiecare diluție se ia câte 0,1 cm<sup>3</sup> soluție de lucru și se adaugă câte 5 cm<sup>3</sup> reactiv biuret de lucru, peste 30-60 min se citește absorbanta, ca și proba de analizat față de martor. *Valori de referință:* 65,0 - 85,0 g/l.

*Notă:*

1. Conținutul de proteină în soluția standard trebuie să fie nu mai mică de 70 g/l.
2. Când conținutul proteinei în ser depășește 100 g/l serul trebuie diluat cu soluție fiziologică, și rezultatul se înmulțește cu coeficientul de diluție.
3. Toți reactivii trebuie să fie pregătiți pe apă distilată fiartă.

### 3.2 Determinarea colesterolului în serul sanguin

**3.2.1 Determinarea colesterolului în serul sanguin prin metoda directă, bazată pe reacția Liebermann-Burchard (metoda Ilca )** *Principiu.* Colesterolul în prezența anhidridei acetice și a amestecului de acid acetic și sulfuric capătă o culoare verde.

*Reactivi:*

1. Reactiv nr. 1: 1 parte de acid acetic glacial,  
5 părți de anhidridă acetică,  
1 parte de acid sulfuric concentrat.

Din motivul că reacția decurge cu degajare de căldură, inițial se amestecă acidul acetic cu anhidrida acetică; apoi prin răcire și agitare se adaugă foarte atent acidul sulfuric concentrat. Amestecul obținut trebuie să fie incolor sau puțin galben. Se păstrează în frigider ( 4- 8 °C), în vas de sticlă brună cu dop rodat.

2. Soluție standard de colesterol 4,66 mmol/l: 0,1800g de colesterol se dizolvă într-un balon cotat de 100 cm<sup>3</sup> în 2,5 cm<sup>3</sup> cloroform și se aduce pînă la cotă cu alcool absolut. Soluția pregătită se păstrează în frigider în vas de sticlă brună cu dop rodat și ermetizat adăugător cu parafină; 1 cm<sup>3</sup> soluție conține 4,66 mmol colesterol.

3. Alcool absolut. Pentru a obține alcool absolut se folosește sulfat de cupru anhidru de culoare albă. Sulfatul de cupru (anhidru) se obține prin uscarea CuSO<sub>4</sub> · 5H<sub>2</sub>O de culoare albastră la 120<sup>0</sup> C în etuvă amestecându-l periodic. Peste sulfatul de cupru anhidru se toarnă alcool 96°. Se agită minuțios și se lasă pe 3-4 zile, agitându-l în fiecare zi. Cristalele de sulfat de cupru devin albastre. Pe urmă alcoolul se decantează și se adaugă o alta porție de sulfat de cupru. Operația se efectuează pînă cînd culoarea cristalelor nu se mai schimbă. Alcoolul se decantează și se filtrează.

4. Cloroform.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

*Utilaj:*

- fotocolorimetru cu lungimea de undă 630±10 sau 690±10 nm;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 1,0 ± 0,05 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,0005 cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- termostat cu temperatura 37±0,5 °C.

**Tehnica de lucru.** Se lucrează doar cu seruri nehemolizate. La 2,1 cm<sup>3</sup> reactiv nr.1 se adaugă 0,1 cm<sup>3</sup> de ser sanguin. Serul se adaugă încet, ca să se prelingă pe pereții eprubetei. Eprubetă energic se agită de 10-12 ori și se incubează în termostat 20 minute la 37° C. Se citesc absorbantele probelor față de reactivul nr.1 la 630±10 sau 690±10 nm (filtru roșu) în cuve de 5 mm. Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucurează la fel ca și proba de cercetat.

Calcularea rezultatelor se efectuează după curba etalon.

Construirea curbei etalon. Din soluția standard stoc de colesterol se prepară soluții cu diferit grad de diluție (tabel 3.2.). Soluțiile standard de lucru se prelucurează ca și probele de analizat, se agită energic și se introduc în termostat, după aceea se citește absorbanta.



Tabel 3.2

Nr. D/r	Sol.standard de colesterol, cm <sup>3</sup>	Cantitatea de reactiv nr.1, cm <sup>3</sup>	Conținutul de colesterol	
			mg	mmol/l
1.	0,05	2,15	0,09	2,3
2.	0,10	2,10	0,18	4,7
3.	0,15	2,05	0,27	7,0
4.	0,20	2,00	0,36	9,3
5.	0,25	1,95	0,45	11,6

Valori de referință – 3,00-6,27 mmol/l.

Tabel 3.3.

Valorile colesterolului seric din punct de vedere al riscului de dezvoltare a bolii ischemice a inimii

Nivelul riscului	Adulți	Copii
Risc minimal:	< 5,2 mmol/l.	< 4,4 mmol/l.
Risc moderat:	5,2-6,2 mmol/l.	4,4-5,2 mmol/l.
Risc înalt:	> 6,2 mmol/l.	> 5,2 mmol/l.

### 3.2.2 Determinarea colesterolului total în serul sanguin prin metoda directă colorimetrică Zlatkis-Zak

**Principiu.** La acțiunea acidului acetic și sulfuric asupra colesterolului în prezența clorurii fierice se obține un compus complex de culoare roșie-violetă.

**Reactivi.**

1. Acid acetic glacial. Pentru controlul purității acidului se efectuează următoarea probă: într-o eprubetă, care conține 7-8 cm<sup>3</sup> acid acetic glacial, se adaugă câteva cristale de permanganat de potasiu, se amestecă și se lasă 40 minute la temperatura camerei. Dacă culoarea acidului acetic nu s-a schimbat, atunci acidul este bun pentru folosire. Pentru comparație aceeași cantitate de cristale de permanganat de potasiu se adaugă la același volum de apă (apa se colorează în roz).

2. Acid sulfuric concentrat pentru proba Savale.

3. Acid ortofosforic, concentrat.

4. Soluție stoc de clorură de fier: 2,50 g clorură de fier (FeCl<sub>3</sub>·6H<sub>2</sub>O) se dizolvă prin încălzire în 80 cm<sup>3</sup> acid ortofosforic. Amestecul răcit se aduce la cota de 100 cm<sup>3</sup> cu acid ortofosforic.

5. Soluție de lucru de clorură de fier: 8 cm<sup>3</sup> sol. stoc de clorură de fier se amestecă atent cu 80 cm<sup>3</sup> acid sulfuric. Amestecul răcit se aduce la 100 cm<sup>3</sup> cu acid sulfuric. Se păstrează în vas întunecat.

6. Soluție stoc standard de colesterol 2,59 mmol/l: 0,1000 g colesterol se dizolvă prin încălzire în baie de apă în 70-80 cm<sup>3</sup> acid acetic glacial. Soluția răcită se aduce la 100 cm<sup>3</sup> cu acid acetic glacial; 1 cm<sup>3</sup> conține 2,59 mmol colesterol. Se păstrează timp de 6-7 zile la temperatura camerei.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

**Utilaj:**

- fotocolorimetru cu lungimea de undă 540 ± 10 nm;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 1,0 ± 0,005 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,0005 cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- termostat cu temperatura 37±0,5 °C.

**Tehnica de lucru.** La 1 cm<sup>3</sup> ser se adaugă 3 cm<sup>3</sup> acid acetic glacial și 2 cm<sup>3</sup> soluție de lucru de clorură

de fier. Se agită și se lasă la temperatura camerei timp de 15 minute, se citesc absorbânțele probelor față de martor la 540 nm (filtru verde) în cuve de 10 mm.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucreează la fel ca și proba de cercetat.

Martorul: la 0,1 cm<sup>3</sup> apă distilată se adaugă 3 cm<sup>3</sup> acid acetic glacial și 2 cm<sup>3</sup> soluție de lucru de clorură de fier. Mai departe sunt prelucrate analogic cu probele de analizat.

Calcularea rezultatelor se efectuează după curba etalon.

Construirea curbei etalon. Din soluția standard stoc se prepară diluții, conform tabelului 3.4. După 20 minute se măsoară absorbânțele față de proba martor.

Tabel 3.4

Nr. d/o	Soluția standard Stoc (cm <sup>3</sup> )	Acid acetic glacial (cm <sup>3</sup> )	Soluția de lucru de clorură de fier (cm <sup>3</sup> )	Conținutul de colesterol (mmol/l)
1.	0,1	3,0	2,0	2,59
2.	0,2	3,0	2,0	5,18
3.	0,3	3,0	2,0	7,77
4.	0,4	3,0	2,0	10,56
5.	0,5	3,0	2,0	12,95

*Valori de referință:* 3,1 - 6,5 mmol/l.  
*Notă:* Atunci când valorile colesterolului seric vor depăși 9,0 mmol/l serul trebuie diluat cu soluție fiziologică, iar rezultatele primite se vor înmulți cu coeficientul de diluție.

3.3 Dozarea creatininei în lichidele biologice

3.3.1 Determinarea creatininei în ser și urină (metoda Popper)

*Principiu.* Creatinina reacționează cu acidul picric în mediu alcalin formând compuși colorați, intensitatea culorii este direct proporțională cu concentrația creatininei.

*Reactivi:*

1. Soluție saturată de acid picric. Acidul picric comercial are umiditatea 15-20 %, acidul nu trebuie uscat! Explozibil! 2,00 g acid picric se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> apă la încălzire în baia de apă fierbinte. După aceasta soluția se lasă pe 24 ore, periodic se amestecă. Apoi soluția se filtrează. Este stabilă. Se păstrează în vas întunecat.

2. Soluție standard stoc de creatinină (8,84 mmol/l): 0,1000 g creatinină se aduce la 100 cm<sup>3</sup> cu soluție de acid clorhidric 0,1 M. Se păstrează în frigider, în vas cu dop rodat. Pentru determinarea creatininei în ser soluția stoc se diluează cu apă distilată de 100 ori. 1 cm<sup>3</sup> de soluție standard de lucru conține 0,0884 μmol de creatinină.

3. Soluție de hidroxid de sodiu NaOH 10 %.

4. Soluție de acid clorhidric 0,1 N.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

*Utilaj:*

- fotocolorimetru cu lungimea de undă 540 ± 10 nm;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 1,0 ± 0,005 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,0005 cm<sup>3</sup>;

- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie de apă.

**Tehnica de lucru.** Determinarea creatininei în ser: 2,0 cm<sup>3</sup> ser se amestecă cu 6,0 cm<sup>3</sup> soluție saturată de acid picric. După 5 minute eprubetă se introduce în baia de apă clocotindă timp de 15-20 secunde, apoi se centrifughează.

La 4,0 cm<sup>3</sup> de supernatant se adaugă 0,2 cm<sup>3</sup> hidroxid de sodiu (NaOH) 10% și se agită foarte bine. Câte odată după alcalinizare soluția se tulbură din cauza precipitării fosfaților. În așa caz soluția trebuie încă o dată centrifugată. Apoi soluția se aduce la 10 cm<sup>3</sup> cu apă distilată.

După 10 minute se citește absorbanta în cuvă de 20 mm, la 540 nm (filtru verde) față de martor.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucreează la fel ca și proba de cercetat.

Martorul: 3 cm<sup>3</sup> soluție saturată de acid picric și 0,2 cm<sup>3</sup> soluție de NaOH 10% se aduce la 10 cm<sup>3</sup> cu apă distilată.

*Calcularea rezultatelor* se face după curba etalon.

Construirea curbei etalon. Din soluția standard de lucru de creatinină se prepară diluții după tabelul 3.5.

După 10 minute se citește absorbanta în aceleași condiții ca și probele.

Tabel 3.5

Nr d/o	Sol. standard de lucru de creatinină (cm <sup>3</sup> )	Sol. acid picric (cm <sup>3</sup> )	Sol. NaOH 10% (cm <sup>3</sup> )	Apă dist.	Conținutul de creatinină în probă (μmol)	Concentrația de creatinină în serul sanguin (μmol/l)
1.	0,4	3,0	0,2	Până la 10 cm <sup>3</sup>	0,03536	35,4
2.	0,8	3,0	0,2		0,07072	70,7
3.	1,6	3,0	0,2		0,14144	141,4
4.	2,4	3,0	0,2		0,21216	212,2
5.	3,2	3,0	0,2		0,28288	282,9

Determinarea creatininei în urină. Într-un balon cotat de 100 cm<sup>3</sup> se pipetează 0,5 cm<sup>3</sup> urină (din 24 de ore) și 3,0 cm<sup>3</sup> soluție acid picric. Amestecul se agită foarte bine și se adaugă 0,2 cm<sup>3</sup> NaOH 10%. Se lasă la temperatura camerei 10 minute. Apoi se aduce la 100 cm<sup>3</sup> cu apă distilată. Se citește absorbanta, în cuve de 10 mm la 540 nm (filtru verde) față de martor.

Martorul: 3,0 cm<sup>3</sup> acid picric și 0,2 cm<sup>3</sup> NaOH 10%, se aduc la 100 cm<sup>3</sup> cu apă distilată.

Proba standard. La 0,5 cm<sup>3</sup> soluție stoc standard (4,42 mmol creatinină) se adaugă 3 cm<sup>3</sup> soluție acid picric și 0,2 cm<sup>3</sup> NaOH 10%. Proba standard se tratează similar ca și probele de analizat.

*Calcularea rezultatelor* se efectuează după formula:

$$X = \frac{Cst \cdot Ean \cdot a}{Est \cdot b}, \text{ unde}$$

x - cantitatea de creatinină în urina din 24 ore (mmol);

Cst- cantitatea de creatinină în proba standard (mmol);

Ean - absorbanta probei de analizat;

Est - absorbanta probei standard;

a - cantitatea urinei din 24 de ore;

b - cantitatea urinei ce se ia pentru analiză.

*Valori de referință:* Creatinina în urina din 24 de ore - 4,42 – 19,53 mmol/l;

Creatinina în ser: femei - 44,2 – 88,4 μmol/l;

bărbați - 44,2 – 101,7 μmol/l.

*Notă:* 1. Dacă concentrația creatininei în ser este mai înaltă de 350  $\mu\text{mol/l}$ , atunci serul se diluează cu soluție fiziologică, iar rezultatul obținut se înmulțește cu factorul de diluție.

2. Absorbanța se citește nu mai târziu de 20 min după adăugarea hidroxidului de sodiu (NaOH).

3. În calitate de conservanți pentru urină se folosesc toluen și timol, care nu împiedică determinarea creatininei.

4. Proteina nu împiedică determinarea creatininei până la concentrația de 1,5 g/l de urină. Dacă cantitatea de proteină este mai mare, atunci ea trebuie să fie înlăturată până la efectuarea analizei.

5. La determinarea creatininei în urină, începând cu absorbanța 0,22-0,25, urina trebuie diluată, iar rezultatele se înmulțesc cu factorul de diluție.

### **3.3.2 Micrometoda de determinare a creatininei în ser și urină**

*Principiul* metodei de dozare a creatininei în lichidele biologice (serul sanguin, urină) se bazează pe reacția de culoare Jaffe cu sedimentarea proteinelor serului sanguin în prezența acidului tricloracetic. La interacțiunea creatininei cu picratul de sodiu se formează un compus de culoare roșu-oranj, intensitatea căruia este direct proporțională cu concentrația creatininei. Intensitatea colorației după metoda dată aproape de trei ori depășește intensitatea colorației primită prin metoda Popper clasică, cantitatea de acid picric cheltuit se reduce de 25 de ori, iar cantitatea serului sanguin se reduce de 4 ori. Pentru fiecare serie de măsurări este suficient de a utiliza o probă de control și una standard.

#### **Reactivi:**

1. Soluție de acid picric 35 mmol/l: 8,00 g de acid picric se dizolvă în 1000  $\text{cm}^3$  de apă distilată, se filtrează. Se păstrează în veselă din sticlă brună. Reactivul este stabil.

2. Soluție de hidroxid de sodiu 1,6 mol/l: 64,00 g NaOH (puritate chimică sau analitică) se dizolvă în 1000  $\text{cm}^3$  de apă distilată proaspăt pregătită. Se păstrează în veselă din masă plastică.

3. Soluție HCl 0,1 mol/l.

4. Mediul de reacție proaspăt pregătită: se amestecă o parte sol. de acid picric 35 mol/l cu o parte de soluție de NaOH 1,6 mol/l (1:1). Reactivul este stabil la 20 - 25°C la păstrarea în vas din sticlă întunecată în decurs de 5 ore.

5. Sol. de acid tricloracetic (TCA) 0,12 mol/l (sol. 20%);

6. Soluție de clorură de sodiu 0,9%;

7. Soluție standard stoc de creatinină 10 mmol/l: 0,1132 g de creatinină se dizolvă în 100  $\text{cm}^3$  de HCl 0,1 mol/l. În 1,0  $\text{cm}^3$  soluție standard stoc se conține 10  $\mu\text{mol}$  de creatinină. Se păstrează la frigider.

8. Soluție standard de lucru de creatinină 100 imol/l: 1  $\text{cm}^3$  de soluție de creatinină stoc se dizolvă de 100 ori cu apă distilată. În 1,0  $\text{cm}^3$  de soluție standard de lucru se conține 1  $\mu\text{mol}$  de creatinină. Soluția este instabilă.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

#### **Utilaj:**

- fotocolorimetru cu lungimea de undă  $540 \pm 10 \text{ nm}$ ;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie de apă.

**Tehnica de lucru:** Se folosește numai serul proaspăt și nehemolizat. Serul poate fi păstrat nu mai mult de 24 de ore la temperatura +4°C.

Urina pentru cercetare se folosește diluată cu apă distilată de 50 sau 100 ori (1 parte de urină se dizolvă respectiv cu 49 sau 99 părți de apă distilată). În cazul prezenței în urină a cantităților considerabile de substanțe reducătoare, ele pot fi parțial înlăturate prin expunerea termică a urinei până la fierbere.



În 4 eprubete de centrifugare se adaugă:

- în prima - 0,5 cm<sup>3</sup> ser sanguin;
- în a doua - 0,5 cm<sup>3</sup> urină diluată de 50 sau 100 ori;
- în a treia - 0,5 cm<sup>3</sup> soluție standard de lucru de creatinină (proba etalon);
- în a patra - 0,5 cm<sup>3</sup> apă distilată (proba martor).

În fiecare probă se adaugă câte 0,5 cm<sup>3</sup> de acid tricloracetic 1,2M și conținutul eprubetelor se agită viguros.

Probele cu ser se centrifughează timp de 10 min la 3000 rotații/min, ulterior supernatantul transparent se colectează cu atenție într-o eprubetă cotate uscată și se completează volumul cu apă până la 1,0 cm<sup>3</sup>. Probele cu urină, precum și probele etalon și martor nu se centrifughează.

Apoi în fiecare eprubetă se adaugă câte 1,0 cm<sup>3</sup> mediu de reacție ce conține acid picric 3,5 M și soluție de NaOH 1,6 M în raport de 1:1, pregătit ex tempore. Se amestecă minuțios și se expune timp de 20 min la 25 °C. Măsurarea densității optice a probei experimentale și etalon se efectuează la fotoelectrocolorimetru față de proba martor în cuve de 5 mm la 490 nm.

Dacă valoarea extincției probelor experimentale depășește 0,5 - 0,6, atunci serul sau urina diluată se amestecă în raport 1:4 cu soluție de NaCl 0,9% și se repetă măsurarea. În acest caz rezultatul se înmulțește la 5. Reacția este sensibilă la acțiunea temperaturii, deaceia trebuie menținută temperatura de 25 °C.

Calcularea rezultatelor concentrației creatininei se efectuează după curba etalon sau formulele:

$$\text{în serul sanguin: } C_{\mu\text{mol/l}} = \frac{E_{pr}}{E_{st}} \cdot 100; \quad \text{în urină: } C_{\text{mmol/l}} = \frac{E_{pr}}{E_{st}} \cdot 5;$$

$$\text{în urina din 24 ore: } C_{\text{mmol/24h}} = \frac{E_{pr} \cdot 5 \cdot D}{E_{st}};$$

unde:  $E_{pr}$  - densitatea optică a probei experimentale;

$E_{st}$  - densitatea optică a probei etalon;

$D$  - volumul urinei în 24 ore (în litri).

Prin metoda dată este posibilă la fel determinarea concomitentă a creatininei în serul sanguin și urină, iar în caz de calculare a minut diurezei se poate determina și clearance-ul creatininei, adică starea funcțională a rinichilor - filtrația glomerulară:

$$\text{Clearance-ul creatininei (cm}^3/\text{min)} = \frac{U_{cr} \cdot V}{P_{cr}}; \text{ unde}$$

$U_{cr}$  - concentrația creatininei în urină (mmol/l);

$P_{cr}$  - concentrația creatininei în ser (mmol/l);

$V$  - minut diureza (cm<sup>3</sup>/min).

Valorile de referință ale concentrației de creatinină în serul sanguin: bărbați - 53-97 μmol/l, femei - 44-80 μmol/l. În urină: 8,8-13,2 mmol/24 ore.

Valorile de referință ale clearance-ului creatininei:

bărbați: 98 - 156 cm<sup>3</sup>/min (1,6 - 2,6 cm<sup>3</sup>/sec)

femei: 95 - 160 cm<sup>3</sup>/min (1,6 - 2,7 cm<sup>3</sup>/sec).

### 3.4 Testul cu timol

**Principiu.** La interacțiunea serului sanguin cu sistemul tampon timol-veronal apare o turbiditate în urma formării complexului globulino-timolo-lipidic.

**Reactivi:** 1. Soluție alcoolică de timol 10% : 10,00 g de timol purificat se dizolvă în alcool etilic 96° în balon cotate de 100 cm<sup>3</sup>. Purificarea timolului: 100,00 g timol se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> de alcool etilic 96°, se filtrează. La filtrat se adaugă 1 l de apă distilată rece, se agită puternic și se lasă pe 20 minute. Se filtrează, cristalele rămase pe filtru se spală de 2 ori cu apă distilată rece, se usucă la început pe hârtie de

filtru, pe urmă timp de 2-3 zile în exicator de asupra clorurii de calciu anhidre până la o greutate constantă.

2. Soluția tampon: 2,76 g veronal (exact) și 2,06 g medinal (veronal de sodiu) se aduc la 1l cu apă distilată. Se păstrează în frigider, la apariția sedimentului reactivul nu este bun pentru întrebuințare.

3. Soluția tampon veronal-timol, pH 7,55-7,60. Într-un balon cotat de 100 cm<sup>3</sup> se amestecă 80 cm<sup>3</sup> soluție tampon și 1,0 cm<sup>3</sup> soluție alcoolică de timol, se agită și se adaugă soluție tampon până la cotă. Se controlează pH-ul.

4. Soluția standard:

a) Soluție de clorură de bariu: 1,75 g clorură de bariu (BaCl<sub>2</sub> · 2H<sub>2</sub>O) se aduc la 100 cm<sup>3</sup> cu apă distilată.

b) Acid sulfuric 0,2 N.

Suspensia de sulfat de bariu: 3 cm<sup>3</sup> soluție de clorură de bariu se introduc în balon cotat de 100 cm<sup>3</sup>. Se aduce la cotă cu H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0,2 N la temperatura de +10 °C (la această temperatură dimensiunile particulelor de sulfat de bariu precipitat dau relativ un rezultat stabil). Suspensia de sulfat de bariu se pregătește *ex tempore*.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

**Utilaj:**

- fotocolorimetru cu lungimea de undă 630 ± 10 sau 690 ± 10 nm;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 1,0 ± 0,005 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,0005 cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

**Tehnica de lucru.** La 6 cm<sup>3</sup> de soluție tampon veronal-timol se adaugă 0,1 cm<sup>3</sup> ser, se lasă pe 30 minute la temperatura camerei și se citește absorbanta la 630-690 nm (filtru roșu) față de martor, în cuve de 1 cm. Reacția se efectuează la temperatura camerei. Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucreează la fel ca și proba de cercetat.

**Calcularea rezultatelor** se efectuează după curba de etalonare.

Construirea curbei etalon. Din soluția standard de sulfat de bariu (suspensie) se prepară diluții care corespund unităților de turbiditate după Shank și Hoagland (S-H) conform tabelului 3.6.

Tabel 3.6.

Nr. d/r	Suspensia de BaSO <sub>4</sub> (cm <sup>3</sup> )	Sol. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0,2N (cm <sup>3</sup> )	Unități de turbiditate (S-H)
1.	1,35	4,65	5
2.	2,70	3,30	10
3.	5,40	0,60	20

Soluțiile standard se amestecă, se agită bine și se citește imediat absorbanta la 630-690 nm (filtru roșu) în cuve de 1 cm față de apă.

**Valori de referință** - 0 - 4 unități (S-H)

**3.5 Determinarea bilirubinei în ser după Jendrassik, Cleghorn și Grof**

**Principiu.** La interacțiunea acidului sulfanilic cu nitritul de sodiu se formează acidul diazofenilsulfonic, care cu bilirubina directă din serul sanguin dă o culoare roz-violetă. După intensitatea culorii se determină concentrația bilirubinei directe. După adăugare la ser a reactivului cofeinic bilirubina indirectă trece în stare solubilă disociată și cu amestecul de diazoreactiv dă o culoare roz-violetă. După intensitatea culorii se determină concentrația bilirubinei totale. După diferența dintre bilirubina totală și directă se determină concentrația bilirubinei indirecte.

### Reactivi:

1. Reactivul cofeinic: 5,00 g cofeină, 7,50 g benzoat de sodiu, 12,50 g acetat de sodiu ( $C_2H_3O_2Na$ ,  $H_2O$ ) se dizolvă în 90 cm<sup>3</sup> apă distilată, se încălzește la 50-60°, se agită bine. Se adaugă apă distilată până la 100 cm<sup>3</sup>. Timpul păstrării - 2 săptămâni.

2. Sol. clorură de sodiu 0,9%.

3. Diazoamestec :

a) Diazoactiv 1: 5,00 g acid sulfanilic se dizolvă prin încălzire în 300-400 cm<sup>3</sup> apă distilată, se adaugă 15 cm<sup>3</sup> acid clorhidric concentrat cu greutatea specifică 1,19. Dacă acidul sulfanilic nu se dizolvă complet balonul se pune în apă caldă și se agită permanent. Numai după dizolvarea completă a acidului sulfanilic se adaugă apă până la 1 l. Reactivul e stabil. Se păstrează în vas de sticlă brună;

b) Diazoactiv II: soluție nitrat de sodiu ( $NaNO_3$ ) 0,5%. Reactivul se păstrează în vas de sticlă brună 2-3 săptămâni. Primul semn de inutilizabilitate este apariția unei nuanțe gălbui. Înainte de lucru se amestecă 10 cm<sup>3</sup> de diazoactiv I și 0,3 cm<sup>3</sup> de diazoactiv II.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

### Utilaj:

- fotocolorimetru cu lungimea de undă  $540 \pm 10$ ;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  și  $1000 \pm 0,5$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,005$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005$  cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

**Tehnica de lucru.** În 3 eprubete (pentru bilirubina totală, directă și martor) se introduc reactivi conform tabelului 3.7:

Tabel 3.7.

Ingredienți ( cm <sup>3</sup> )	Bilirubina totală	Bilirubina directă	Martor
Ser sanguin	0,5	0,5	0,5
Reactiv cofeinic	1,75	-	1,75
Sol.NaCL 0,9%	-	1,75	-
Diazoamestec	0,25	0,25	0,25

Pentru determinarea bilirubinei directe se citește absorbanta după 5-10 minute de la adăugarea diazoamestecului, fiindcă la o expunere mai îndelungată în reacție intra și bilirubina indirectă.

Pentru determinarea bilirubinei totale proba pentru dezvoltarea culorii se lasă la temperatura camerei 20 minute după ce proba se colorimetrează. La expunerea ulterioară culoarea nu se schimbă. Se citește absorbanta față de apă în cuva de 0,5 cm la 540 nm (filtru verde).

Din indicii primiți la colorimetrarea bilirubinei totale și directe se scad valorile martorului.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

**Calcularea rezultatelor** se efectuează după curba etalon. Se determină concentrația bilirubinei totale și directe. Diferența dintre bilirubina totală și cea directă este egală cu concentrația bilirubinei indirecte.

Construirea curbei etalon se efectuează cu standardul de bilirubină.

Norma: bilirubina totală - 8,5 - 20 μmol/l, din care 75% revine bilirubinei indirecte.

**Metoda II** Curba etalon se construiește după setul de reactivi bilirubină- etalon liofilizat "Lahema" Cehia. Setul Bio-La-Test "Bilirubină-etalon" conține:

1. Bilirubină liofilizată (mg/100 cm<sup>3</sup>),

2. Albumină liofilizată.

#### Pregătirea soluțiilor de lucru.

**Soluție etalon de bilirubină.** De pe flacon se scoate capacul de metal și cu un ac subțire pentru injecție se dă drumul aerului prin dopul de gumă. Apoi se înlătură atent dopul de gumă și se adaugă 4,0 cm<sup>3</sup> apă distilată. Flaconașul se astupă și se agită atent până la dizolvarea completă a liofilizatului. Soluția-etalon pregătită în așa fel conține cantitatea de bilirubină care este indicată pe eticheta flaconului (mg/100 cm<sup>3</sup>). Soluția de bilirubină este instabilă și trebuie protejată de razele solare. Soluția trebuie folosită nu mai târziu de 2 ore din momentul pregătirii.

#### Soluția de albumină pentru diluție

În flaconașul cu albumină se introduce aer cu un ac subțire de seringă, se înlătură dopul de gumă, se adaugă 8 cm<sup>3</sup> apă distilată. Flaconașul iarăși se închide și atent se agită, dizolvând liofilizatului. Pregătită în așa fel soluția pentru diluție conține 2 g albumină la 100 cm<sup>3</sup>. Soluția se păstrează în frigider. Dacă la dizolvarea liofilizatului se formează spumă, atunci se adaugă o picătură de eter sau alcool otilic.

#### Pregătirea soluțiilor etalon diluate

Soluțiile etalon diluate de bilirubină pentru curba etalon se prepară în conformitate cu tabelul 3.8.

Tabel 3.8.

Nr d/r	Soluția standard de bilirubină (μmol/l) în cm <sup>3</sup>	Soluția de albumină (cm <sup>3</sup> )	Concentrația de bilirubină (μmol/l)
1.	0,100	1,90	0,050 . a
2.	0,25	1,75	0,125 . a
3.	0,50	1,50	0,250 . a
4.	0,75	1,25	0,375 . a
5.	1,00	1,00	0,500 . a

*Notă:* a - concentrația de bilirubină indicată pe eticheta flaconașului.

Din soluțiile etalon diluate se ia câte 0,5 cm<sup>3</sup>, se adaugă 1,75 cm<sup>3</sup> reactiv cofeinic și 0,25 cm<sup>3</sup> diazoamestec. După 20 minute se citește absorbanta în aceleași condiții ca și probele de analizat.

**Valori de referință.** Bilirubina totală constituie 8,5 - 20 μmol/l. Din această cantitate 75% revine bilirubinei indirecte.

#### *Notă:*

1. Serul nu trebuie să fie hemolizat.
2. Înainte de determinarea bilirubinei, pacientul trebuie să evite folosirea medicamentelor și alimentelor (morcov, caise, portocale) care provoacă colorația artificială a serului și nu trebuie să utilizeze vitamina "C".

### **3.6 Determinarea transaminazelor în ser prin metoda Reitman și Frankel**

**Principiu.** În rezultatul transaminării care se petrece sub acțiunea AST și ALT, se formează acidul oxalilacetic și piruvic. Acidul oxalilacetic are proprietatea de a se transforma în acid piruvic. După adăugarea 2,4-dinitrofenilhidrazinei în mediu bazic se formează hidrazonul colorat al acidului piruvic, intensitatea căruia este direct proporțională cu cantitatea de acid piruvic format.

#### *Reactivi :*

1. Sol.tampon fosfat 0,1 M, pH 7,4: 17,40 g fosfat disodic (Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> · 2H<sub>2</sub>O) se aduce până la 1 l cu apă distilată. Se ia 13,60 g fosfat monopotasnic (KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) și se adaugă apă distilată până la 1 l. Fosfatul disodic - Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> · 2H<sub>2</sub>O, care conține 2 molecule de apă, se obține prin uscare la aer (timp de 2 zile) a sării cristaline, care conține de obicei 12 molecule de apă. Sarea în prealabil este mojarată într-o piuliță până la praf. Pentru obținerea sol.tampon fosfat, pH 7,4, se amestecă 840 cm<sup>3</sup> soluție Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> · 2H<sub>2</sub>O 0,1 M și 160 cm<sup>3</sup> soluție KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 0,1 M. pH-ul se măsoară cu pH-metrul. La soluția obținută se poate adăuga în calitate de conservant 5-10 cm<sup>3</sup> cloroform.



2. Substrat pentru determinarea aspartat aminotransferazei: 29,20 mg acid alfa-cetoglutaric și 2,66 g acid-DL-asparagic\* se cântăresc pe un cântar analitic și se dizolvă în soluție hidroxid de sodiu 1 M. Hidroxidul de sodiu trebuie adăugat atent în porții mici, până la dizolvarea completă a acizilor și obținerea pH 7,4. Soluția se transferă cantitativ într-un balon cotat de 100 cm<sup>3</sup>, clătind cu soluție tampon fosfat 0,1 M, pH 7,4. Se adăugă sol. tampon în balon până la semn, se agită bine, se adăugă o picătură de cloroform și se păstrează în congelator. Înainte de a fi folosită, soluția înghețată trebuie să se dezghețe complet.

3. Substrat pentru determinarea alanin-aminotransferazei:

29,20 mg acid alfa-cetoglutaric și 1,78 g DL-alanină\* se cântăresc la cântarul analitic. Mai departe totul se face similar ca pentru primul substrat (reactiv 2).

\* Dacă se folosește nu acid DL-asparagic, dar acidul L-asparagic, iar DL-alanina este înlocuită cu L-alanină, atunci cantitatea acestor reagenți se micșorează de două ori.

4. Soluție de 2,4-dinitrofenilhidrazină: 19,80 mg de 2,4-dinitrofenilhidrazină se dizolvă într-o cantitate mică de sol. acid clorhidric 1M la încălzire în baia de apă. După ce soluția se răcește volumul se aduce cu acid clorhidric la 100 cm<sup>3</sup>. A doua zi soluția se filtrează. Se păstrează într-un vas întunecat la frigider. Termenul de păstrare 1 an.

5. Sol. NaOH 0,4N liberă de carbonați. Sticlele cu reactiv și apă distilată se astupă cu dopuri cu tuburi de absorbție umplute cu calce sodată sau hidroxid de bariu.

6. Soluție standard piruvat de sodiu (CH<sub>3</sub>COCOONa): 0,0110 g piruvat de sodiu cristalin (de culoare albă) se dizolvă într-o cantitate mică de apă distilată, se transferă într-un balon cotat de 100 cm<sup>3</sup> și se aduce volumul soluției până la semn. Într-un cm<sup>3</sup> soluție se conține 110 μg piruvat de sodiu; ce corespunde la 88 μg de acid piruvic.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

#### **Utilaj:**

- fotocolorimetru cu lungimea de undă 540 ± 10;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 și 1000 ± 0,5 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 1,0 ± 0,005 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,0005 cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

**Tehnica determinării AST.** În eprubetă se introduce 0,5 cm<sup>3</sup> substrat pentru determinarea AST, se încălzește la 37°C 5 minute. Se adăugă 0,1 cm<sup>3</sup> ser și se incubează la 37°C 60 minute. Pe urmă se adăugă 0,5 cm<sup>3</sup> soluție 2,4 dinitrofenilhidrazină, se lasă la temperatura camerei 20 minute. Se adăugă 5 cm<sup>3</sup> de NaOH 0,4 M, se agită minuțios și se lasă pentru dezvoltarea culorii la temperatura camerei pe 10 minute. Se măsoară absorbanta probei față de martor la 540 nm (filtru verde) în cuva de 1 cm.

Martorul se pregătește la fel ca și proba de analizat, dar soluția de 2,4-dinitrofenilhidrazină se adăugă până la incubare.

**Tehnica determinării ALT.** În eprubetă se introduce 0,5 cm<sup>3</sup> substrat pentru determinarea ALT și se încălzește la temperatura 37°C 5 minute. Se adăugă 0,1 cm<sup>3</sup> ser și se incubează la 37°C 30 minute. Mersul de mai departe al analizei este identic ca și la determinarea AST.

Calcularea rezultatelor activității enzimelor în serul sanguin se efectuează după curba etalon.

Construirea curbei etalon. Din soluția standard se prepară un șir de diluții, precum este indicat în tabelul 3.9.

Tabel 3.9.

Nr.d/r	Soluția standard de piruvat de sodiu (cm <sup>3</sup> )	Apă dist.(cm <sup>3</sup> )	Acid piruvic (μmol/l)	Cantitatea de acid piruvic, (mmol/l.h)	
				AST	ALT
1.	0,05	0,55	0,05	0,5	1,0
2.	0,10	0,50	0,10	1,0	2,0
3.	0,15	0,45	0,15	1,5	3,0
4.	0,20	0,40	0,20	2,0	4,0
5.	0,25	0,35	0,25	2,5	5,0

În eprubete se adaugă câte 0,5 cm<sup>3</sup> soluție 2,4-dinitrofenilhidrazină, mai departe probele se prelucrează ca și probele de analizat. Martorul se efectuează ca și proba standard, însă în loc de acid piruvic se adaugă apă distilată.

Valori de referință:

AST - 28 – 125 nmol/ l.s (0,1-0,45 mmoli acid piruvic la 1 l ser la o oră incubare la 37 °C).

ALT - 28 – 189 nmol/l.s (0,1-0,68 mmoli acid piruvic la 1 l ser la o oră incubare la 37 °C.)

Notă:

1. Serul trebuie să fie fără urme de hemoliză. La păstrarea serului în frigider timp de 1-2 zile activitatea enzimatică nu se micșorează.

2. Începând cu valorile absorbantii mai mari de 0,300 graficul de etalonare se abate de la linia dreaptă. În scopul păstrării proporționalității directe între concentrația de substanță și absorbantă, când absorbanta probei este mai mare de 0,300, serul trebuie diluat cu ser inactivat sau sol. albumină 5%, pregătită pe soluție fiziologică. Rezultatul se înmulțește la gradul de diluție.

### 3.7 Determinarea activității α-amilazei (EC 3.2.1.1.) în serul sanguin și urină prin metoda amiloclastică

Principiul. Se bazează pe determinarea fotometrică a scăderii concentrației de amidon în rezultatul hidrolizei enzimatice.

Reactivi:

1. Substrat-amidon. Se folosește amidon hidrosolubil uscat la temperatura de 110°C până la o masă constantă (amidon pentru colorimetrie): 0,200 g amidon se trece în suspensie într-un cm<sup>3</sup> de apă distilată răcită, apoi se adaugă 6-7 cm<sup>3</sup> de apă distilată fierbinte; balonul conic se afundă într-o baie de apă clocotindă până la dizolvarea completă a amidonului și se aduce cu apă distilată la 10 cm<sup>3</sup>. Substratul trebuie să fie transparent. Se pregătește zilnic, deoarece în el se dezvoltă rapid bacteriile și ciupercile.

2. Tampon fosfat, 0,1 M, pH-7,2 se pregătește zilnic: 72 cm<sup>3</sup> de sol. fosfat disodic 0,1M (17,40 g Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O se aduc la 1 l cu H<sub>2</sub>O) se amestecă cu 28 cm<sup>3</sup> sol. de fosfat monopotasie 0,1M (13,60 g KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> se aduc cu apă distilată la 1 l). Soluțiile se păstrează la frigider (4-8 °C) timp de 10-15 zile.

3. Soluție de clorură de sodiu 3%.

4. Soluție de acid clorhidric 1 M.

5. Soluție de iod 0,1N. Se dizolvă 30,00 g de iodură de potasiu (KI) în 250 cm<sup>3</sup> de apă distilată apoi se adaugă 12,70 g de iod cristalin și se aduce volumul până la 1 l. Se păstrează în vas din sticlă brună. Soluția este stabilă.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

Utilaj:

- fotocolorimetru cu lungimea de undă 630 ± 10 sau 690 ± 10;

- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;

- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  și  $1000 \pm 0,5$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,005$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005$  cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie cu apă.

**Tehnica de lucru.** 0,5 cm<sup>3</sup> soluție de amidon, încălzită până la 90°C se amestecă cu 0,3 cm<sup>3</sup> tampon fosfat și cu 0,1 cm<sup>3</sup> soluție NaCl 3%. După 10 min de încălzire la 37 °C se adaugă 0,1 cm<sup>3</sup> ser sanguin sau 0,1 cm<sup>3</sup> de urină filtrată diluată în proporția 1:10 sau 1:100.

Se agită minuțios și se incubează la 37 °C timp de 30 min. Incubația este stopată prin adăugare de 0,1 cm<sup>3</sup> sol. HCl 1 M. Apoi se transferă 0,2 cm<sup>3</sup> din conținutul eprubetei într-un balon cotat de 50 cm<sup>3</sup>. Se adaugă aproximativ 40 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O, 0,5 cm<sup>3</sup> sol. HCl 1 M și 0,1 cm<sup>3</sup> soluție de iod și se aduce la cotă cu apă distilată. Paralel se prelucrează proba martor pentru determinarea extincției inițiale a amidonului introdus în amestecul de reacție. Proba martor se efectuează ca și cea de analizat, dar acidul clorhidric se adaugă până la incubație. Proba de analizat și proba martor se măsoară imediat la 630-690 nm (filtru roșu) în cuva de 10 mm față de apa distilată.

Calcularea rezultatelor se efectuează după formula:

$$\frac{A_{\text{martor}} - A_{\text{proba}} \cdot 10 \cdot 20}{A_{\text{martor}}} = \text{cantitatea de amidon în g}$$

hidrolizat de 1 litru de ser sanguin sau 1 l de urină la incubarea la 37°C timp de o oră, unde:

A – absorbanta;

10 – cantitatea de amidon în mg, luată în proba de analizat și proba martor;

20 – coeficientul de calculare la 1 l de ser sanguin sau urină la 1 h de incubație.

La calcularea activității enzimei în urină rezultatul se înmulțește la diluția urinii.

Valorile normale ale activității enzimei în serul sanguin constituie – 16-30 g/l.h, în urină până la 160 g/l.h de amidon hidrolizat.

*Notă:*

1. Pentru dozarea  $\alpha$ -amilazei se recomandă de a folosi ser sanguin și urină proaspăt colectate. Hemoliza ușoară nu influențează asupra activității enzimei.

2. Nu se poate de folosit plasmă citrată sau oxalată deoarece sărurile de citrat sau oxalat inhibă activitatea enzimei.

3. Intensitatea culorii soluției de iod-amidon depinde de temperatură. De aceea este necesar de a urmări ca temperatura să fie constantă în timpul reacției de culoare în probele de analizat și martor.

4. Valorile normale ale activității enzimei în serul sanguin și urină este de dorit de a controla pe donatori în fiecare laborator.

### 3.8 Determinarea acizilor sialici în serul sanguin prin metoda Hess

**Principiu.** La hidroliza glicoproteinelor serului sanguin acizii sialici se eliberează și formează compuși de culoare la încălzire cu reactivul acetico-sulfuric.

**Reactivi :**

1. Sol. de acid tricloracetic 10%.

2. Reactiv acetico-sulfuric: 95 cm<sup>3</sup> acid acetic glacial și 5 cm<sup>3</sup> acid sulfuric concentrat;

3. Soluție standard stoc. Soluție apoasă de acid N-acetil-neuraminic 2 mmol/l: 0,06186 g acid N-acetilneuraminic cristalin se dizolvă într-un balon cotat de 100 cm<sup>3</sup> și se aduce cu apă distilată la semn; 1 cm<sup>3</sup> sol. standard stoc conține 2 mmol de acid N-acetilneuraminic.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

#### Utilaj:

- fotocolorimetru cu lungimea de undă  $540 \pm 10$ ;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002 g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie cu apă.

**Tehnica de lucru.** La  $1 \text{ cm}^3$  ser sanguin în eprubeta de centrifugare se adaugă  $1,0 \text{ cm}^3$  sol. de acid tricloracetic 10%. Eprubeta se introduce în baia de apă care fierbe pe 5 minute. Proba se răcește timp de 5 minute în apă rece cu gheață. Se agită eprubeta pentru desprinderea sedimentului de pe pereți și se centrifughează 5 minute la 500 g. Apoi se măsoară  $0,4 \text{ cm}^3$  de supernatant într-o eprubetă cu dop rodat, se adaugă  $5 \text{ cm}^3$  reactiv aceto-sulfuric și timp de 30 minute se fierbe în baie. Pe urmă proba se răcește până la temperatura camerei și se măsoară absorbanta la fotocolorimetru la 540 nm (filtru verde), în cuva de 1 cm față de martor. Martor - reactivul aceto-sulfuric.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

Calcularea rezultatelor se efectuează după curba etalon.

Construirea curbei etalon. Din soluția stoc standard de acid-N-acetilneuraminic se prepară soluții de lucru (tab.3.10. ).

La soluțiile pregătite se adaugă  $5 \text{ cm}^3$  reactiv aceto-sulfuric și se prelucrează ca și probele de analizat.

Valori de referință. Concentrația acizilor sialici în ser exprimate în mmol/l a acidului N-acetilneuraminic este de 0,20 - 0,24 mmol/l.

Tabel 3.10.

Nr d/r	Soluția standard stoc de acid N-acetilneuraminic ( $\text{cm}^3$ )	Apă dist. ( $\text{cm}^3$ )	Concentrația acidului N-acetilneuraminic ( $\mu\text{mol/l}$ )
1.	0,10	0,30	0,0808
2.	0,15	0,25	0,1212
3.	0,20	0,20	0,1617
4.	0,25	0,15	0,2021
5.	0,30	0,10	0,2425
6.	0,40	-	0,3233

### 3.9. Dozarea crioglobulinelor

Crioglobulinele sunt proteine ale fracțiunii globulinice din ser, caracterizate prin faptul că precipită spontan la temperaturi sub 37 grade C; precipitarea se produce la rece, la temperaturi de 7 - 11 grade C și mai ales când serul se introduce în refrigerator la +4 grade C. De obicei, precipitatele de crioglobuline se redizolvă la temperatura camerei și mai ales la 37 grade C. Unele crioglobuline pot în mod ocazional să se gelifice sau să precipite chiar la temperatura camerei.

#### Proba crioglobulinică

Sângele se prelevă cu acul încălzit până la 37 grade C; sângele recoltat se transferă imediat în termostat la 37 grade C pentru separarea serului. Serul se pune la rece, la +4 grade C în frigider pe 3-24 ore. În unele cazuri este nevoie de a păstra serul la frigider un timp mai îndelungat - până la 7 zile. Apariția unui precipitat alb sau gelificarea parțială sau totală a serului, care dispare la temperatura camerei sau la 37 grade C după



1 - 3 ore vorbește despre prezența crioglobulinelor. Uneori masa gelatinoasă se formează la 30 grade C. De aceea se recomandă de a colecta sângele într-o eprubetă de centrifugare preliminar încălzită până la 37 grade C și de a păstra în termostat la aceeași temperatură (37 grade C) până la centrifugare.

#### **Proba de diluție Plotner**

Într-o eprubetă în care se conține 10 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O distilată se picură 0,2 cm<sup>3</sup> ser sanguin după ce eprubeta se introduce în frigider pe 16 - 24 ore. În caz de prezență a crioglobulinelor (proba pozitivă) conținutul eprubetei devine tulbure.

#### **Determinarea cantitativă a crioglobulinelor.**

**Principiu:** Se bazează pe precipitarea crioglobulinelor la rece, transferarea lor pe hârtia de filtru, fixarea la 105 grade C, colorarea cu albastru de bromfenol și determinarea fotometrică a colorantului legat cu proteinele după eluția acestuia în mediu bazic.

##### **Reactivi:**

1. Sol. de albastru de bromfenol 0,5% pregătită pe soluție de acid tricloracetic 5%.
2. Sol. acid acetic 2%.
3. Soluție standard de albumină 1%.
4. Sol. NaOH 0,05 M.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

##### **Utilaj:**

- fotocolorimetru cu lungimea de undă  $590 \pm 10$ ;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  și  $1000 \pm 0,5$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,005$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005$  cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- Termostat;
- Hârtie de filtru.

**Tehnică:** Într-o eprubetă în care se conține 10 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O distilată se picură 0,2 cm<sup>3</sup> ser sanguin, eprubeta se introduce în frigider la +4 grade C pe 16 - 24 ore. După aceasta conținutul eprubetei se filtrează prin hârtie de filtru, care se usucă mai întâi la temperatura camerei apoi 10 min la  $105 \pm 5$  grade C. Filtrul de hârtie cu proteinele fixate se colorează timp de 10 min cu o soluție de albastru de bromfenol de 0,5% pregătită pe o soluție de acid tricloracetic 5 %. Surplusul de colorant se spală minuțios cu acid acetic de 2%. Filtrul de hârtie se usucă la temperatura camerei și apoi se introduce pe 30 min într-o eprubetă care conține 10 cm<sup>3</sup> soluție de NaOH 0,05 N pentru eluția colorantului legat cu proteinele. Se măsoară densitatea optică a eluentului la electrofotocolorimetru la 590 nm în cuva de 5 mm față de soluția de NaOH 0,05 N.

Cantitatea de crioglobuline se determină după curba de calibrare, construită conform datelor obținute pentru soluțiile proteice cu concentrația cunoscută.

### **3.10 Teste-screening pentru depistarea dereglărilor metabolice congenitale sau dobândite la copii. Prima etapă de cercetare (cercetarea urinii)**

Se analizează urină colectată dimineața. Se colectează o porție de urină mai concentrată emisă dimineața și se măsoară volumul ei.

#### **3.10.1. Identificarea proteinei**

##### **A. Proba cu acid sulfosalicilic**

(Vezi "Depistarea proteinei în urină",

##### **B. Proba cu albastru de bromfenol**

**Principiu.** Schimbarea culorii indicatorului în prezența proteinei.

#### *Reactivi:*

1. Acid 5,5-dietilbarbituric sare de sodiu (medinal);
2. Acetat de sodiu ( $\text{NaOOCCH}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ );
3. Acid clorhidric, 0,1 mol/l;
4. Sol.tampon barbital-acetat, pH 8,6: 8,16 g medinal și 6,48 g acetat de Na se dizolvă în aproximativ 100 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O distilată se adaugă 60 cm<sup>3</sup> acid clorhidric și se aduce cu H<sub>2</sub>O distilată până la 1 l;
5. Albastru de bromfenol, solubil în apă, indicator;
6. Sulfat de zinc ( $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ );
7. Sol.de indicator: 0,5 g albastru de bromfenol, 50,0 g de sulfat de zinc se dizolvă în 1 l H<sub>2</sub>O distilată;
8. Acid acetic. La 1 cm<sup>3</sup> acid acetic concentrat se adaugă 9,0 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O distilată;
9. Sol.de albumină. 1,0 g albumină la 100 cm<sup>3</sup> sol. fiziologica. Soluția de lucru de albumină se pregătește pentru diluție sol.de albumină cu H<sub>2</sub>O distilată 2; 4; 8; 16 ori;
10. Hidroxid de sodiu 0,02 mol/l.

#### *Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,05$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005$  cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

*Tehnica de lucru:* 0,02 cm<sup>3</sup> urină se picură pe hârtia de filtru, îmbibată în prealabil cu soluție tampon barbital-acetat și apoi uscată. Se usucă din nou și se colorează, introducând hârtia în indicator, apoi se spală cu acid acetic timp de 5-7 minute.

*Aprecierea rezultatelor.* Rezultatul se apreciază vizual cu ajutorul sol.de lucru de albumină, prelucrate în același mod ca și proba de cercetat. Metoda permite de a identifica în urină proteina în concentrație 2 mg în probă.

### **3.10.2. Proba pentru depistarea hiperaminoaciduriei**

*Principiu.* Aminoacizii la încălzire cu ninhidrina formează compuși de culoare albastră-violetă.

#### *Reactivi:*

1. Ninhidrină.
2. Acetonă.
3. Acid acetic glacial.
4. Sol.de ninhidrină: la 0,5 g ninhidrină se adaugă 95 cm<sup>3</sup> acetonă, 1 cm<sup>3</sup> acid acetic glacial și 4 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O distilată.
5. Glicină.
6. Sol.de glicină: 150,0 mg glicină se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O distilată. 1 cm<sup>3</sup> soluție conține 1,5 mg glicină, ce corespunde 0,28 mg aminoazot. Din soluția dată de glicină se pregătesc diluțiile: 1; 3; 6; 9; 18; 24; 36; 54 cm<sup>3</sup> sol.glicină se aduce până la 100 cm<sup>3</sup> cu H<sub>2</sub>O dist. Diluțiile pregătite corespund: 0,28; 0,84; 1,68; 2,52; 5,04; 6,72; 10,08; 16,12 mg aminoazot în 100 cm<sup>3</sup>. Soluțiile sunt stabile la păstrarea lor în frigider, timp de 1 lună.

#### *Utilaj:*

- fotolorimetru cu lungimea de undă  $630 \pm 10$  sau  $690 \pm 10$  nm;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,05$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005$  cm<sup>3</sup>;

**Tehnica de lucru:** 0,02 cm<sup>3</sup> urină se picură pe hârtie de filtru și după uscare se colorează cu soluție ninhidrină apoi se usucă la aer până la dispariția completă a mirosului de acid acetic și se introduce în dulapul de uscare la t = 60 °C pe 15 minute. Soluția de glicină pregătită se prelucurează la fel ca și urina, luând câte 0,02 cm<sup>3</sup> de fiecare soluție de glicină.

**Apresiasi rezultatelor:** Colorarea probei se compară cu culoarea soluțiilor de glicină. Rezultatele se înseamnă în "mg" aminoazot, eliminat cu urina în decurs de 24 ore. Eliminarea aminoazotului cu urina la copii în normă nu depășește 1-2 mg/kg corp. În timpul nopții se elimină 2/3 - 3/4 din cantitatea totală de 24 ore.

### 3.10.3 Identificarea cistinei și homocistinei

**Principiu.** Azidul de sodiu și iod formează compuși complecși de culoare brună, care se decolorează în prezența cistinei și homocistinei.

**Reactivi:**

1. Azid de sodiu.
2. Iod-cristalic.
3. Sol.de I<sub>2</sub>: 12,69 g de iod cristalic se cântărește în boxă, se dizolvă în soluție saturată de KI (37 g KI în 26 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O dist.), se transfera într-un balon cotat și se aduce cu H<sub>2</sub>O până la 1 l. Se poate de folosit fixanalul de I<sub>2</sub>, 0,1 n.
4. Alcool etilic 96°
5. Sol.de azid de sodiu: 1,5 g azid de sodiu se dizolvă în 50 cm<sup>3</sup> soluție iod și se aduce volumul până la 100,0 cm<sup>3</sup> cu alcool etilic. Soluțiile se păstrează în vas de sticlă brună la frigider.

**Utilaj:**

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnica de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;

**Tehnica de lucru:** 1 picătură de urină se picură pe hîrtia de filtru și după uscare se adaugă 1 picătură azid de Na. Timp de 5 minute se urmărește dispariția culorii brune.

**Apresiasi rezultatelor:** După timpul (în minute) dispariției culorii se apreciază prezența aminoacizilor în probă. În normă culoarea dispare peste 2-3 minute. Pentru primirea rezultatelor calitative culoarea probei se compară cu scara colorată. Pentru primirea ei se pregătesc soluții de cistină și homocistină, care conține 0,6 mg de fiecare aminoacid în 1 cm<sup>3</sup>. Nivelul inferior al sensibilității probei - 0,3 mg/cm<sup>3</sup>.

**Nota:** Reacții fals-pozitive pot provoca acetona, unele preparate medicamentoase.

### 3.10.4 Identificarea prolinei și altor aminoacizi

**Principiul.** Izatina formează cu unii aminoacizi compuși complecși specifici.

**Reactivi:**

1. Izatină.
2. Acetona.
3. Sol.izatină în acetona, 0,2 g/l. Soluția se păstrează la frigider la t +4 °C.
4. Acid clorhidric - 1 mol/l.

**Tehnica de lucru:** Hârtia de filtru se îmbibă cu soluție de izatină, în acetona și apoi se usucă. După uscare pe hârtia de filtru se picură 1 picătură de urină. Se usucă la t 100 °C timp de 10 min, apoi se umețează cu HCl și după aceea se clătește cu apă curgătoare din robinet.

**Apresiasi rezultatelor:** O culoare albastră-surie se obține în caz când conținutul fenilalaninei este ridicat, brună - triptofanul, purpurie - amestecul a mai multor aminoacizi, iar apariția culorii albastre în formă de cerc indică la prezenta în urină a prolinei libere ( nu mai puțin de 0,1 mg/cm<sup>3</sup>). Culoarea probei se poate de comparat cu scara colorată. Pentru pregătirea ei se pregătesc sol.de prolina, fenilalanina și triptofan, ce conțin câte 0,5 mg de aminoacizi în 1 cm<sup>3</sup>. Din aceste soluții se pregătesc diluții ce conțin de la 0,1 până la 0,5 mg de aminoacizi respectivi în 1 cm<sup>3</sup>.

### 3.10.5 Identificarea cetoacizilor

**Principiul.** Clorura de Fe(III) în prezența acidului clorhidric formează cu cetoacizii compuși specifici colorați.

**Reactivi:**

1. Clorura de fier ( $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ), 100 g/l soluție.
2. Soluție acid clorhidric 10 %.
3. Clorura de magneziu ( $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ).
4. Amoniac ( $\text{NH}_4\text{OH}$ ) concentrat.
5. Sol  $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ : la 11,0 g clorură de magneziu se adaugă 20 cm<sup>3</sup> amoniac concentrat, apoi volumul se aduce cu  $\text{H}_2\text{O}$  dist. până la 1 l.

**Tehnica de lucru:**

**Varianta I.** La 0,5 cm<sup>3</sup> urină se adaugă 0,25 cm<sup>3</sup> sol. de clorură de fier (III). Reacția este pozitivă în cazul apariției sedimentului de culoare verde închisă.

**Varianta II.** La 4 cm<sup>3</sup> urină se adaugă 1 cm<sup>3</sup> sol. clorură de magneziu (pentru înlăturarea fosfaților care amestecă reacției) se agită bine și peste 5 minute se filtrează. La sol. filtrată se adaugă 2 picături sol. HCl și 2 picături sol. clorură de fier (III). Apariția culorii se urmărește timp de 5 minute.

**Aprecierea rezultatelor.** Apariția culorii indică nu numai prezența cetoacizilor, dar și a altor compuși. Prezența sau lipsa cetoacizilor se apreciază după culoarea apărută (vezi tabelul 3.11).

Tabel 3.11

**Reacțiile de culoare ale diferitor compuși cu clorura de fier(III)**

Culoarea	Compușii
Galbenă	Acizii piruvic, $\alpha$ -cetoizovalerianic
Galbenă ce dispare imediat	Acizii para-hidroxifenipiruvic, imidazolpiruvic
Verde sau albastră-verzuie	Acizii fenilpiruvic, imidazolpiruvic
Albastră-verzuie	Bilirubina
Verde-inchisă care trece mai târziu în cafenie (brună)	Acidul xanturenice
Roșu-brun	Acizii acetilacetic și paraaminosalicilic
Rosu-brun cu trecerea în verde-albastru	Acidul vanilinic
Roz-liliaciu	Acidul orto-hidroxifenilacetic
Purpurie	Derivatii fenotiazinei, salicilații
Purpurie care trece apoi în purpuriu-brună	$\alpha$ -Cetobutiratul
Brună întunecată care Apare brusc	Acidul 3-hidroxiantranilic
Sură cu nuanța verzuie	Acizii $\alpha$ -cetoizocapronic, $\alpha$ -cetoizovalerianic, $\alpha$ -cetometil-malonic

### 3.10.6 Identificarea cetoacizilor după reacția cu 2,4-dinitrofenilhidrazină

**Principiu.** Cetoacizii formează cu (2,4-dinitrofenil)-hidrazina hidrazoni colorați.

**Reactivi:**

1. Acidul clorhidric, 2mol/l.
2. (2,4-dinitrofenil)-hidrazina (2,4-DNFH).
3. Sol. 2,4-DNFH: 2,0 g 2,4-DNFH la 1 l sol. de 2 mol/l HCl.
4. Eter dietilic.
5. Carbonat de sodiu ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), 100 g/l sol.



#### *Utilaj:*

- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru:* 0,25 cm<sup>3</sup> urină și 1,0 cm<sup>3</sup> sol. 2,4-DNFH se amestecă. Peste 10 minute se adaugă 1,25 cm<sup>3</sup> eter dietilic și se agită bine. Stratul de eter dietilic se extrage atent și se transferă în altă eprubetă la care se mai adaugă un volum egal de sol. de 100 g/l Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. Conținutul eprubetei se agită.

*Aprecierea rezultatelor.* Intensitatea compusului colorat ce se formează se apreciază vizual după scara de la 0 până la 4. Culoarea galbenă corespunde gradației 2, oranj - 3 , oranj-intunecat (aproape cafenie) - 4. În norma conținutul eprubetei nu se colorează.

### **3.10.7 Identificarea acidului homogentizinic**

*Principiu.* În mediul bazic acidul homogentizinic ușor se oxidează cu formarea compusului de culoare albastră-violetă.

#### *Reactivi:*

1. Sol. hidroxid de sodiu, 100 g/l.

#### *Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru:* La 0,5 cm<sup>3</sup> urină se adaugă câteva picături sol. de hidroxid de sodiu, 100 g/l. Rezultatele se apreciază după 1-2 minute.

*Aprecierea rezultatelor.* În cazul reacției pozitive urina se colorează în albastru-violet. În normă culoarea nu se dezvoltă.

### **3.10.8 Identificarea indicanului (proba Obermeyer)**

*Principiu.* Transformarea indicanului în indoxil după hidroliza legăturii eterice a acidului mineral și apoi oxidarea indoxilului cu clorura de fier (III) cu formarea compusului colorat.

#### *Reactivi:*

1. Acetat de plumb [(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>Pb.2H<sub>2</sub>O], 100 g/l sol.
2. Acid clorhidric concentrat.
3. Clorura de fier (III) (FeCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O).
4. Reactivul Obermeyer: 0,4 g (FeCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O) se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> acid clorhidric concentrat.
5. Cloroform.
6. Tiosulfat de sodiu (Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.5H<sub>2</sub>O), 200 g/l sol.

#### *Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru:* Într-o eprubetă ce conține 4 cm<sup>3</sup> urină se adaugă 0,4 cm<sup>3</sup> sol. acetat de plumb pentru sedimentarea pigmentilor biliari, sărurilor și altor substanțe ce amestecă reacției. Apoi conținutul eprubetei se filtrează și 1-2 cm<sup>3</sup> de filtrat se amestecă cu un volum egal de reactiv Obermeyer, se mai adaugă 0,5 - 1 cm<sup>3</sup> cloroform și atent se agită. Dacă stratul de cloroform (inferior) se colorează în albastru sau roșu, atunci acesta se transferă în altă eprubetă și se adaugă câteva picături de tiosulfat de sodiu.

*Aprecierea rezultatelor.* În cazul reacției pozitive culoarea stratului de cloroform nu dispăre la adăugarea tiosulfatului de sodiu. În norma reacția este negativă.

### **3.10.9 Identificarea glucozei (Vezi determinarea glucozei în urină)**

### **3.10.10 Identificarea fructozei (proba Selivanov)**

*Principiu.* Fructoza cu rezorcina formează la încălzire un compus de culoare roșie.

*Reactivi:*

1. Acid clorhidric, 1 mol/l.
2. Sol. rezorcină: 5,0 g la 1 l sol.de acid clorhidric.

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru.* La 1  $\text{cm}^3$  sol.rezorcina se adaugă 2  $\text{cm}^3$  urină, apoi se încălzește în baia clocotită până la fierbere.

*Aprecierea rezultatelor:* În prezența fructozei se dezvoltă rapid o culoarea roșie intensă. În norma culoarea roșie este absentă.

### **3.10.11 Identificarea lactozei și maltozei (proba Velka)**

*Principiu.* Lactoza și maltoza formează cu amoniacul în mediu bazic la încălzire un compus colorat.

*Reactivi:*

1.  $\text{NH}_4\text{OH}$  - concentrat.
2. Hidroxid de potasiu, 200 g/l sol.

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru:* La 5  $\text{cm}^3$  urină se adaugă 2,5  $\text{cm}^3$   $\text{NH}_4\text{OH}$ -concentrat, 0,2  $\text{cm}^3$  sol.KOH și se încălzește la baia de apă 30 minute la  $t = 60^\circ\text{C}$ .

*Aprecierea rezultatelor.* Pentru lactoză este caracteristic apariția culorii cafenii, iar pentru maltoză - culoarea roșie. În normă culoarea este absentă.

### **3.10.12 Identificarea pentozelor (proba Bial)**

*Principiu.* Pentozele cu orcina și clorura de fier în mediu acid formează la încălzire un compus colorat.

*Reactivi:*

1. 5 - metilrezorcină.
2. Acid clorhidric concentrat.
3. Sol. clorură de fier ( $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ), 100 g/l.
4. Reactivul Bial: 1,0 g orcină se dizolvă în 500  $\text{cm}^3$  HCl și se adaugă 1  $\text{cm}^3$  sol.clorura de fier.

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru:* 5  $\text{cm}^3$  reactiv Bial se amestecă cu 1  $\text{cm}^3$  urină și se încălzește până la fierbere.

*Aprecierea rezultatelor.* În cazul reacției pozitive apare o culoare galben-verzuie aprinsă. În normă culoarea lipsește.

### **3.10.13 Identificarea glicozoaminoglicanilor**

*Principiu.* Bromatul de cetiltrimetilamoniu cu glicozoaminoglicanii formează în mediu acid un sediment de culoare albă.

*Reactivi:*

1. Acid citric.
2. Hidroxid de sodiu.
3. Soluție tampon citrat, 1 mol/l, pH 5,7: 210,0 g acid citric se dizolvă într-o cantitate nu prea mare de apă, se adaugă 120 g NaOH. Se răcește și se adaugă  $\text{H}_2\text{O}$  dist.până la 1 l.
4. Soluție bromat cetiltrimetilamoniu : 25,0 g la 1 l de sol.tampon citrat.

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,05 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru:* La  $5 \text{ cm}^3$  urină proaspăt emisă se adaugă  $1 \text{ cm}^3$  soluție bromat cetiltrimetilamoniu și timp de 30 minute se urmărește formarea sedimentului.

*Aprecierea rezultatelor:* Reacția se consideră pozitivă în caz de formare a sedimentului. În normă sedimentul nu se formează.

Proba nu este specifică, în 40% cazuri reacția este fals-positivă.

**3.10.14 Identificarea calciului (proba Silcovi)**

*Principiul.* Ionii de calciu cu acidul oxalic formează o sare insolubilă - oxalatul de calciu.

*Reactivi:*

1. Acid oxalic.
2. Oxalat acid de amoniu.
3. Acid acetic glacial.
4. Reactivul Silcovi: 2,5 g acid oxalic, 2,5 g oxalat acid de amoniu și  $5 \text{ cm}^3$  de acid acetic glacial, se dizolvă în  $50 \text{ cm}^3$  apă distilată apoi se aduce până la volumul  $150 \text{ cm}^3$ .

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,05 \text{ cm}^3$ ;

*Tehnica de lucru:* La  $0,5 \text{ cm}^3$  urină se adaugă  $0,5 \text{ cm}^3$  reactiv Silcovi, se agită. Peste 1-2 minute se apreciază gradul de turbiditate.

*Aprecierea rezultatelor:* Gradul de turbiditate se compară cu urina filtrată a aceluiași pacient și se determină vizual:

- 0 - lipsa turbidității.
- 1 - turbiditate slabă.
- 2 - turbiditate moderată.
- 3 - turbiditate însemnată.
- 4 - turbiditate pronunțată.

Turbiditatea de gradul 3-4 indică creșterea conținutului de calciu în urină.

## CAPITOLUL 4

### EXPLORAREA SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ

#### 4.1 Date contemporane privind mecanismele hemostazei și testele de evaluare și monitorizare a sindroamelor hemoragice și terapiei anticoagulante

Hemostaza este unul din mecanismele homeostatice, care asigură stoparea sângerării și care totodată previne tromboza vaselor sanguine. La realizarea hemostazei participă 3 componente principale, care se află în strânsă interrelație: peretele vascular, elementele figurate ale sângelui (în special trombocitele-plachetele sanguine) și factorii plasmatici.

În urma leziunii vaselor sanguine au loc:

- vasoconstricția, provocată de serotonină și adrenalină;
- denudarea (dezgolirea) și expunerea colagenului - principalul stimulator al agregării și adeziunii trombocitelor;
- eliberarea tromboplastinei tisulare cu formarea trombinei - al doilea agent al agregării plachetelor sanguine.

Adeziunea trombocitelor la straturile subendoteliale necesită prezența cofactorului plasmatic - factorul Willebrand, care este adsorbit pe suprafața subendoteliului (colagen, membrana bazală). Pe parcursul agregării și adeziunii trombocitelor se produce eliberarea rapidă în mediu a unei cantități importante de serotonină, ADP, adrenalină, factor III fosfolipidic plachetar, factor IV antiheparinic, etc., iar acest proces a fost denumit "reacția de punere în libertate a factorilor, constituenților plachetari".

În urma acestor modificări se formează un agregat din trombocite, un dop hemostatic plachetar, are loc **hemostaza "primară"**, care asigură stoparea hemoragiei în capilarele sanguine. Explorarea hemostazei primare în ansamblu se face prin determinarea timpului de sângerare (TS) care are valori de 3-4 min.

Un rol primordial în asigurarea hemostazei definitive în vasele de calibru mare și mijlociu îl joacă factorii plasmatici ai coagulării. Expunerea țesutului subendotelial determină, în paralel cu modificările funcționale ale plachetelor și ale peretelui vascular, activarea factorilor plasmatici ai coagulării. Totalitatea proceselor care se desfășoară în decurs de 5-10 minute și care conduc la formarea fibrinei în rezultatul activării factorilor plasmatici reprezintă **hemostaza secundară**. Există două căi de activare a coagulării: calea intrinsecă și extrinsecă.

Contactul sângelui cu colagenul activează factorul XII ("factorul de contact") cu formarea tromboplastinei pe calea intrinsecă iar la pătrunderea în sânge din țesuturi a factorilor tisulari are loc formarea tromboplastinei pe cale extrinsecă.

Procesul plasmatic de coagulare a sângelui reprezintă o cascadă de reacții fermentative în care fiecare factor precedent inactiv (proenzimă) se transformă în factor activ, care la rândul său îl activează pe următorul factor inactiv. Factorii II, VII, IX, X, XI, XII sunt enzime; factorii V și VIII nu au activitate enzimatică, factorul I este un substrat. Produsul final al acestui proces este fibrina - polimer, care sub acțiunea factorului XIII formează rețeaua de fibrină stabilizată și în care sunt reținute trombocitele și alte elemente figurate astfel formând trombusul hemostatic. Mai departe are loc consolidarea chiagului și retracția lui sub acțiunea trombosteninei eliberate din trombocite - plachetele sanguine.

Următoarea etapă a hemostazei fiziologice este **fibrinoliza**, proces care asigură liza trombusului de fibrină în vederea repermeabilizării vasului obstruat. Fibrinoliza se petrece analogic coagulării - enzima proteolitică (fibrinolitică) principală - plasmina se activează în rezultatul reacțiilor fermentative din profermentul inactiv - plasminogenul.

Formarea complexului de activare a fibrinolizei are loc la sfârșitul procesului de coagulare, după ce trombusul fibrino-plachetar format și-a atins scopul (oprirea hemoragiei). Fibrina însăși constituie suprafața de activare și în același timp cofactorul care asigură transformarea plasminogenului inactiv în plasmină activă - enzima care produce liza fibrinei. Activatorii plasminogenului sunt: activatorii tisulari ai plasminogenului (t-PA), urokinaza și caliceina.



Prođuși rezultați din fibrinoliză denumiți produđuși de degradare ai fibrinogenului și fibrinei sunt cunoscuți în practica clinică sub termenul prescurtat de PDF, iar complexele între ei și fibrinogen - complexele monomerilor solubili de fibrină.

În sistema de hemostază există inhibitori ai factorilor și reacțiilor proceselor de coagulare și fibrinoliză. Inhibitorii factorilor și reacțiilor proceselor de coagulare constituie **sistemul anticoagulant**. Unul din inhibitorii fiziologici principali ai sistemului de coagulare este complexul antitrombina III cu cofactorul său heparina (75 % din activitatea anticoagulantă fiziologică).

Formarea complexelor anticoagulante constituie un mecanism important de prevenire a unei hemostaze excesive. Prin fixarea trombinei pe trombomodulina endotelială (TM) se formează un complex macromolecular de activare a proteinei C. Proteina C activă se va fixa, la rândul ei, pe fosfolipida plachetară prin punți de  $Ca^{2+}$ , și împreună cu un cofactor (proteina S anticoagulantă) determină inactivarea cofactorilor f.VIIIa și f.Va. Astfel, proteina C activă intrerupe formarea fibrinei, coagularea fiind limitată la zona lezionată.

Inhibitorii principali ai fibrinolizei :

- a<sub>1</sub> antiplasma (90% din activitatea antiplasminică a sângelui);
- a<sub>2</sub> macroglobulina;
- C-I-inactivator;

În diverse dereglări ale sistemului de hemostază există atât riscul hemoragiei cât și cel al trombozei intravasculare.

Hemoragiile pot avea loc atât în dereglările congenitale cât și cele dobândite ale peretelui vascular, tulburările cantitative și moleculare ale factorilor plasmatici ai coagulării, la apariția inhibitorilor patologici, la supradozarea anticoagulantelor exogene, a antiagregantelor și fibrinoliticele. Trombozele sub formă de microtrombi sau coagularea intravasculară diseminată (CID) pot apărea în urma activării excesive a diferitor etape de coagulare cu eliberarea în sânge a unei cantități mari de amine biogene, la traumatizarea membranei bazale subendoteliale, apariția în sânge a diferitor toxine ori în cazul deficitului de anticoagulanți (deficitul antitrombinei III).

Multe din tulburările congenitale (a) sau dobândite (b), care influențează asupra sistemului de hemostază pot fi privite ca factori de risc al trombofiliei, adică sunt legate cu riscul major al dezvoltării tromboemboliei venoase:

- deficitul antitrombinei III, proteinelor C și S (a,b);
- mutația f.5 (a);
- anticoagulantul lupic (b);
- nivelele majorate ale fibrinogenului și f.VIII (b);
- hipertrombinemia (b);
- hiperhomocisteinemia (a,b).

În prezent s-au elaborat un șir de metode de examinare a sistemului de coagulare cu scopul depistării tulburărilor acestuia la diferite etape.

Însă explorarea disfășurată a sistemului de coagulare și anticoagulant la diferite etape este dificilă și nerațională. De aceea examinarea bolnavului trebuie subordonată unui anumit scop concret. Testele pentru examinarea hemostazei la bolnav sunt determinate de medicul-clinician. Descriem următoarele categorii de teste importante pentru diagnosticul tulburărilor sistemului de hemostază.

**Testele de evidențiere a coagulopatiilor latente** (la intervenții chirurgicale, la utilizarea terapiei antitrombotice)

- 1) numărul de trombocite în sânge;
- 2) timpul de sângerare;
- 3) timpul de recalcificare activat (timpul caolinic) ori tromboelastograma;
- 4) timpul de tromboplastină parțial activat;
- 5) timpul de protrombină (timp Quick) (indicele protrombinic), raportul internațional normalizat (INR);
- 6) fibrinogenul;
- 7) activitatea fibrinolitică;
- 8) factorul XIII (absența cicatrizării în anamneză și prezența cicatricei cheloide);
- 9) complexele monomerilor solubili de fibrină (la solicitarea clinicienilor);
- 10) antitrombina III (e de dorit de examinat înaintea terapiei cu heparină la prezența în anamneză a trombozelor și la folosirea contraceptivelor orale).

### **Testele de diferențiere a diatezelor hemoragice:**

- 1) numărul de trombocite în sânge;
- 2) timpul de sângerare;
- 3) timpul de recalcificare activat (timpul caolinic) ori tromboelastograma;
- 4) timpul de tromboplastină parțial activat;
- 5) timpul protrombinic;
- 6) fibrinogenul;
- 7) activitatea fibrinolitică;
- 8) factorul XIII.

În dependență de devierile testelor 1-7 de la normă se efectuează investigații de diferențiere. Devierile numai în testele 1-3 sunt caracteristice pentru faza trombocitară a hemostazei. Dacă numărul de plachete este normal iar timpul de sângerare și timpul de recalcificare activat (timpul caolinic) - prelungite, se determină proprietățile funcționale ale plachetelor (funcțiile dinamice) pentru stabilirea tipului de trombocitopatie:

- 9) adeziunea plachetelor la sticlă (retenția plachetelor);
- 10) agregabilitatea plachetelor la diverși agoniști: ADP, collagen, ristomicină.

Timpul prelungit în testele 3-5 și cantitatea normală de fibrinogen sunt caracteristice pentru dereglările factorilor plasmatici ale hemostazei ceea ce necesită efectuarea :

- 11) probelor de corecție a inhibiției după timpul de tromboplastină parțial activat,
- 12) probelor de corecție a inhibiției după timpul protrombinic.

În cazul deficienței inhibitorilor (anticoagulanților) se vor efectua :

- 13) probele de corecție și diferențiere după timpul de tromboplastină parțial activat;
- 14) probele de corecție și diferențiere după timpul protrombinic cu folosirea plasmei adsorbite și serului pentru depistarea deficitului unor anumiți factori de coagulare;

- 15) determinarea cantitativă a unor factori de coagulare.

În cazul depistării inhibitorilor (anticoagulanților) se determină:

- 16) timpul de trombină, iar în caz de prelungire a lui;
- 17) timpul de trombină cu sulfat de protamină.

### **Complexul de metode de diagnostic și monitorizarea tratamentului sindromului de coagulare intravasculară diseminată (CID).**

#### **A. Testele globale de coagulare.**

- TTPA;
- timpul de protrombină (tromboplastină);
- timpul de trombină;
- fibrinogenul în plasma sanguină.
- marcherii activării intravasculare a coagulării sanguine și fibrinolizei;
- marcherii celulari;
- fragmentarea eritrocitelor (în frotiu sau în gradientul densității ficol/verografină);
- numărătoarea trombocitelor în sânge;
- agregarea spontană a trombocitelor.

#### **B. Dozarea anticoagulanților fiziologici:**

- antitrombina III;
- proteina C;

### **Testele de evaluare a eficacității terapiei antitrombolitice.**

#### **A. Controlul medicației cu anticoagulate indirecte (antivitamine K):**

- Timpul protrombinic (tromboplastinic) în sânge sau plasma sanguină, exprimat în indicele internațional de sensibilitate al tromboplastinei - raportul internațional normalizat (INR);
- Timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA) în plasma sanguină;
- Screeningul tulburărilor în sistemul proteinelor C+S (Testul global, parus-test).

Aceste teste reflectă acțiunea antivitaminelor K asupra complexului protrombinic, dar nu și starea

hemostazei globale. Deaceea se recomandă suplimentar, odată în 7-10 zile, de efectuat dozarea fibrinogenului, activității fibrinolitice, complexelor solubile a monomerilor de fibrină, produselor de degradare a fibrinei cu scopul de a nu admite activarea accidentală a proceselor de coagulare a sângelui și instalarea sindromului CID.

#### ***B. Controlul terapiei cu heparine nefracționate:***

- timpul de coagulare a sângelui integral (la patul bolnavului);
- timpul de tromboplastină parțial activat (TTPA) în plasma sanguină cu reactivul atestat după sensibilitate cu heparină;
- TTPA în plasma sanguină până și după absorbția heparinei cu sorbent (Hepasorb-2);
- timpul de trombină al plasmiei sanguine;
- timpul de trombină al plasmiei sanguine până și după absorbția heparinei cu sorbent (Hepasorb-1);
- antitrombina-III;
- activitatea progresivă a antitrombinei III în plasma sanguină după absorbția heparinei cu sorbent (hepasorb-1);
- activitatea heparin-cofactorială în variantele coagulolitică și amidolitică;
- timpul trombin-heparinic în plasma săracă în trombocite;
- dinamica conținutului de complexe fibrin-monomerice în plasmă la etapele de tratament;
- numărul de trombocite în sânge după 5-6 și 14 zile de la inițierea terapiei.

#### ***C. Controlul terapiei cu heparine cu masa moleculară joasă:***

- inhibitorul activității factorului Xa în plasma sanguină;
- dinamica conținutului de complexe fibrin-monomerice în plasmă la etapele de tratament;
- numărul de trombocite în sânge după 5-6 și 14 zile de la inițierea terapiei.

#### ***D. Controlul terapiei cu hirudină și preparatele ei:***

- TTPA;
- timpul de trombină;
- D-dimerii.

#### ***E. Controlul terapiei cu fibrinolitice:***

- plasminogenul;
- fibrinogenul;
- fragmentele D și D-dimerele;
- activatorul tisular al plasminogenului (tPA);
- alfa 2-antiplasmina;
- inhibitorul activatorului plasminogenului I (PAI I);

#### ***F. Controlul terapiei cu antiagregantele trombocitare:***

- agregarea trombocitelor cu folosirea agoniștilor ADP și adrenalinei;
- numărul de agregate trombocitare în sânge;
- agregarea spontană a trombocitelor.

#### ***G. Controlul terapiei cu trombolitice :***

- 1) fibrinogenul;
- 2) timpul de trombină;
- 3) activitatea fibrinolitică;
- 4) produsele de degradare a fibrinei.

### **4.2 Colectarea și prelucrarea sângelui**

Sângele se colectează pe nemîncate (a jeun) din vena cubitală cu un ac cu lumen larg de unică folosință, fără seringă. Se exclude colectarea sângelui prin cateter, deoarece acesta periodic se spală cu heparină și în curburile lui se poate produce traumatizarea elementelor figurate ale sângelui (activarea coagulării). În timpul colectării nu se recomandă aplicarea garoului și masajul antebrațului pentru evitarea activării coagulării și fibrinolizei.

Sângele se colectează în eprubete de centrifugat gradate din plastic sau siliconate (pentru a diminua contactul sângelui cu suprafața heterogenă) și care conțin un anticoagulant care leagă ionii de calciu.

În calitate de anticoagulant se utilizează :

- 1) Sol. de citrat trisodic 36 g/l (citratul trisodic asigură o stabilitate mai mare a factorilor de coagulare a sângelui în plasmă decât oxalatul de sodiu, care accelerează inactivarea factorilor V, VIII și agregarea plachetelor);
- 2) 13,4 g/l sol. oxalat de sodiu.

Pentru a obține indici corecți a hemostazei e necesară respectarea strictă a raportului dintre volumul sângelui și anticoagulantului. În cazul când hematocritul (Ht) este normal acest raport va fi de 9:1, iar la devierile mari de la normă a hematocritului acest raport se schimbă: cu cât mai mare este Ht, cu atât mai puțin anticoagulant e necesar de folosit (tab.4.1).

Tabel 4.1.

Indicii hematocritului	%	Sol. anticoagulant (cm <sup>3</sup> )	Volumul de sânge cu anticoagulant (cm <sup>3</sup> )
0,20	20	1,4	10
0,20-0,26	22-26	1,3	10
0,28-0,32	28-32	1,1	10
0,34-0,38	34-38	1,1	10
0,40-0,44	40-44	1,0	10
0,46-0,50	46-50	0,9	10
0,52-0,56	52-56	0,8	10
0,58-0,60	58-60	0,7	10
mai mare 0,65	>65	0,5	10

Dacă nu este cunoscut Ht, atunci cantitatea de Hb în g/l se înmulțește cu 0,003 și obținem valoarea aproximativă a Ht. În eprubete se toarnă soluția de anticoagulant și se înseamnă cota pînă la care va fi colectat sângele. Eprubetele se păstrează în frigider la 4°C și vor fi aduse în secția de laborator înaintea efectuării examinării. Eprubetele vor fi bine închise cu dopuri din plastic sau tampoane înfășurate în peliculă polimerică.

La colectarea sângelui primele 5-6 picături se înlătură, după ce eprubeta se umple cu sânge pînă la cotă. Eprubetele se închid ermetic cu capac sau dop și prin mișcări line se amestecă sângele cu anticoagulantul, întorcând eprubeta de câteva ori. După aceasta eprubetele cu sânge se transferă în baia cu gheață (vas cu gheață cu apă) pentru a împiedică activarea coagulării și fibrinolizei, după ce imediat se trimit în laborator.

Pentru examinarea proprietăților funcționale ale trombocitelor sângele se colectează în eprubete separate și se trimite în laborator fără gheață. E necesar ca timpul între colectarea și prelucrarea sângelui să nu depășiască 30-40 minute.

Pentru examinarea coagulogramei fără determinarea proprietăților funcționale ale trombocitelor e necesar de 6-8 cm<sup>3</sup> sânge. Pentru examinarea particularităților plachetelor sanguine e necesar de încă 8 cm<sup>3</sup> sânge (cu anticoagulant). Explorările se efectuează în plasma bogată și săracă în trombocite, pentru ce plasma se centrifughează la două regimuri diferite. De aceia mai puțin de jumătate din sângele colectat se toarnă în altă eprubetă de centrifugare siliconată (pentru obținerea plasmei bogate în plachete), iar pentru efectuarea testului de autocoagulare se toarnă încă 0,3-0,4 cm<sup>3</sup> sânge în altă eprubetă, care se păstrează la +4 °C pînă la examinare.

Plasma bogată în plachete sanguine se obține prin centrifugarea sângelui la 1000 tur/min timp de 5 minute. Se pot folosi atât eprubete de plastic, cât și cele de sticlă siliconată. De preferință pentru centrifugare sunt centrifugile cu rotorul orizontal de tip "ОПН-3", deoarece ea rapid obține turațiile, rapid se oprește, iar elementele figurate ale sângelui se sedimentează strict orizontal.

Plasma săracă în plachete sanguine se obține prin centrifugarea sângelui la 3000-4000 tur/min timp de 15 minute. În acest caz se folosesc eprubete de plastic în centrifuga de tip "ОПН-8" cu rotor unghiular.

După centrifugare plasma se transferă în eprubete de plastic sau siliconate de 10-13 mm x 120 mm, respectiv marcate (tipul plasmei, codul pacientului). Eprubetele cu plasmă se astupă și se păstrează în



baia cu gheață pînă la finisarea explorărilor. Toate testele coagulologice se execută nu mai tîrziu de 4 ore după obținerea plasmei. Pentru îndeplinirea unor teste e necesar ca plasma săracă în plachete sanguine să fie congelată la  $-20^{\circ}\text{C}$  și păstrată la această temperatură timp de două săptămîni.

Eprubetele cu plasmă, destinată pentru examinarea agregabilității plachetelor sanguine, nu se păstrează în baia cu gheață.

Plasma cu caracter hemolitic sau cu amestec de eritrocite nu se examinează.

#### **4.2.1 Prelucrarea veselei de laborator**

Pentru explorările coagulologice se utilizează:

Veselă de sticlă pentru efectuarea probei, veselă de sticlă siliconată și plastic pentru colectarea și păstrarea sîngelui și plasmei.

În timpul lucrului vesela siliconată și nesiliconată se plasează în tăvi separate apoi se spală, se usucă și se păstrează aparte.

Vesela cu sînge și plasmă folosită, la început se dezinfectează în soluțiile dezinfectante conform ordinilor în vigoare, apoi se spală cu apă fierbinte, cu muștar sau detergent, se clătesc la get de apă abundent (nu mai puțin 15 de min) și apă distilată (nu mai puțin de 3-4 ori). Pentru a evita deteriorarea suprafeței eprubetelor peria se înfășoară cu țesătură de capron.

Pipetele se prelucrează în aceleași soluții cu ajutorul baloanelor de cauciuc.

Uscarea veselei se petrece în pupinel la  $180 - 200^{\circ}\text{C}$  timp de 60 minute.

Vesela din masă plastică se usucă la temperatura camerei sau în pupinel la temperatură nu mai mare de  $60^{\circ}\text{C}$ .

Siliconarea. Pentru a diminua contactul sîngelui cu sticla (împedirea activării coagulării) se aplică siliconarea veselei de sticlă, adică acoperirea sticlei cu un strat de silan. Cel mai des se utilizează diclordimetil silanul. Eprubetele de sticlă se umple cu soluție 5% silan în toluol; pipetele se umple cu ajutorul baloanelor de cauciuc. Soluția de silan din eprubete sau pipete se toarnă într-un vas și se păstrează pentru utilizarea repetată a reactivului. Procedura se execută sub nișa de ventilare. După siliconare vesela se usucă în pupinel la  $180 - 200^{\circ}\text{C}$  timp de 1-2 ore. După folosirea de 4-5 ori a veselei siliconarea se repetă.

#### **4.2.2 Pregătirea reactivilor pentru metodele de examinare a hemostazei**

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

##### **Utilaj:**

- cântar analitic cu precizia de  $0,0002\text{g}$ ;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de  $0,01\text{ g}$ ;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1\text{ cm}^3$ ,  $1000 \pm 0,5\text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1\text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,001\text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu volum variabil cu capacitatea pînă la  $0,100 \pm 0,0005\text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult  $0,7\text{ s}$ , conform DN în vigoare;
- termostat cu temperatura  $37 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ .

1) Sol.citrat trisodic cu 5,5 molecule apă,  $38\text{g/l}$ . Soluția e stabilă, fiind păstrată în vas cu dop rodat la  $+4^{\circ}\text{C}$  timp de o săptămîna;

2) Soluție-tampon stoc (Mihaelis).

Soluția A: 5,5-dietilbarbituratul de sodiu (medinal),  $0,1\text{ moli/l}$  -  $20,6\text{ g}$  medinal se dizolvă în apă într-un balon cotate de  $1\text{l}$ , apoi volumul soluției se aduce pînă la cota cu apă distilată.

Soluția B: acid clorhidric  $0,1\text{ moli/l}$ .

Soluția-tampon cu pH necesar se obține, folosind tabelul de mai jos (tab.4.2):

pH	Sol.A (cm <sup>3</sup> )	Sol.B (cm <sup>3</sup> )	Clorura de sodiu NaCl (g)
7,0	268	232	7,43
7,2	277	223	7,38
7,4	290	210	7,30

Soluțiile se amestecă în cantitățile indicate, se adaugă clorură de sodiu și volumul soluției se aduce cu apă distilată pînă la 1 l.

Peste 24 ore se verifică pH-ul soluției pregătite cu ajutorul pH-metrului. Soluția se păstrează în vas de sticlă întunecată închisă ermetic la +4 °C. La apariția "fulgilor" soluția este înlocuită cu alta proaspăt pregătită.

3) Clorură de NaCl, 8,5 g/l (soluție fiziologică);

4) Soluție fiziologică-tamponată, pH 7,4. Se pregătește astfel: la 4 volume sol. clorură de sodiu 8,5 g/l se adaugă 1 volum soluție-tampon (Mihaelis). Se păstrează în vas din sticlă întunecată, astupat ermetic la 4 °C. La apariția fulgilor soluția se schimbă.

5) Clorura de calciu, 50 g/l (densitatea 1,040).

Soluția se pregătește din clorură de calciu anhidru obținut prin calcinare pînă la o masă stabilă. Poate fi utilizată soluția 10% clorură de calciu fiolat, densitatea căreia se aduce pînă la 1,040. Soluția se păstrează în vas din sticlă întunecată cu dop rodat.

6) Soluție tamponată de clorură de calciu, 0,025 mol/l, pH 7,4. Se pregătește în modul următor: 55,6 cm<sup>3</sup> sol. clorură de calciu 50 g/l se amestecă cu 500 cm<sup>3</sup> soluție-tampon Mihaelis și se aduce cu apă distilată pînă la 1 l. Se păstrează în vas de sticlă întunecată cu dop de sticlă rodat la t +4 °C. La apariția fulgilor soluția se schimbă cu alta pregătită proaspăt.

7) Suspensie de caolină 0,5%. Înainte de cântărire, caolina se mărunțește într-o piuliță. Suspensia se pregătește din 5 mg caolină uscată la 1 cm<sup>3</sup> soluție fiziologică tamponată. Activitatea diferitor porții de caolină poate fi diferită, de aceea pentru fiecare partidă de caolină e necesar să fie utilizate calcule individuale pentru pregătirea suspensiei, în așa mod., pentru ca la determinarea timpului de recalcificare activat timpul formării chiagului în plasma bogată în trombocite să nu depășească 60-70 secunde. E necesar ca în timpul efectuării testului suspensia să fie omogenă (se agită!). Suspensia se păstrează la +4 °C. Caolina uscată se păstrează în flacoane ermetic închise într-un exicator.

8) Emulsie de eritrofosfatidă. Eritrofosfatida (extract din stroma eritrocitară bogată în fosfolipide) se pune în vînzare sub formă de emulsie 3% (30 g/l) în fiole câte 2,5 cm<sup>3</sup> și 5 cm<sup>3</sup>. Emulsia se dizolvă pînă la 0,1% cu sol. fiziologică, se dozează în eprubete siliconate câte 1 cm<sup>3</sup>, se închid ermetic și se păstrează la -20 °C timp de câteva luni. Emulsia de lucru 0,1 g/l (0,01%) se pregătește în ziua examinării. Conținutul eprubetei se dezgheață la 37 °C și se dizolvă cu sol. fiziologică tamponată de 10 ori (1:9). Timpul de coagulare a plasmei adunate a donatorilor cu folosirea emulsiei de lucru constituie 80-100c.

9) Amestec de eritrofosfatidă caolinică. Pentru pregătirea amestecului în emulsia de eritrofosfatidă 0,1 g/l se adaugă caolină praf uscată reeșind din calculul 5 mg la 1 cm<sup>3</sup> amestec. Timpul de coagulare a plasmei normale adunate a donatorilor constituie 40-48 secunde. La +4 °C emulsia este stabilă timp de 48 ore. Reactivul se verifică în fiecare zi.

10) Suspensie de tromboplastină și amestec de tromboplastină calcică. Proba de tromboplastină pulbere uscată se cântărește în așa fel ca activitatea amestecului de tromboplastină calcică în plasma donatorilor să fie nu mai mult de 18-20 s (de obicei se ia 20-30 mg/cm<sup>3</sup>). Tromboplastina uscată se omogenează cu o baghetă de sticlă într-o eprubetă de centrifugare cu 1-2 cm<sup>3</sup> sol. fiziologică tamponată, apoi treptat se adaugă cantitatea necesară de sol. fiziologică tamponată. Suspensia se incubează 30 minute în baia cu apă la 37 °C fiind supusă agitării periodice, se centrifughează 3-7 min la 1000 tur/min, apoi supernatantul se extrage și se amestecă în părți egale cu sol. clorură de sodiu tamponată 0,025 mol/l.

Pentru prevenirea contaminării bacteriene și obținerea unei stabilități mai mari la suspensia de tromboplastină se adaugă conservant (5 cm<sup>3</sup> conservant la 95 cm<sup>3</sup> suspensie). Conservantul se pregătește în felul următor: 80 cm<sup>3</sup> sol. fenol 5% se amestecă cu 20 cm<sup>3</sup> glicerină. Suspensia de tromboplastină cu

conservant se păstrează timp de o lună la + 4 °C. Tromboplastina calcică se pregătește *ex tempore*. Activitatea ei se verifică la începutul și în timpul lucrului cu ajutorul plasmei adunate a donatorilor, iar rezultatele se iau în considerație la calcule.

*Notă.* Se folosește tromboplastină cu activitatea 16-20 secunde.

11) Trombina. Sol. de trombină cu activitatea 5-7 s se pregătește dizolvând trombină praf uscată în sol. fiziologică tamponată. Trombina praf uscată se cântărește în așa fel ca 0,1 cm<sup>3</sup> sol. trombină să coaguleze 0,1 cm<sup>3</sup> plasmă adunată a donatorilor în 5-7 s.

Pentru efectuarea unor teste se folosește trombina mai puțin activă: cu activitatea - 15-30 s. Astfel de trombină se obține prin diluarea trombinei active cu ser fiziologic tamponat și se verifică activitatea ei pe plasma adunată a donatorilor. Diluția aproximativă pentru obținerea trombinei cu activitatea 28-32 s: se amestecă 0,5 cm<sup>3</sup> trombină activă cu 3 cm<sup>3</sup> sol. fiziologică tamponată.

Trombina cu activitatea 5-7 s este stabilă timp de 2-3 zile la +4 °C în veselă de plastic sau siliconată închisă ermetic. Trombina cu activitatea mai mică se pregătește *ex tempore*.

12) Sol. de sulfat de protamină 1% în fiole (10 g/l);

13) Acid acetic 10 g/l: 0,95 cm<sup>3</sup> acid acetic glacial se toarnă într-un balon cotat de 100 cm<sup>3</sup> și se aduce volumul până la cotă cu apă distilată. Se păstrează în vas de sticlă brună cu dop rodat.

14) Sol. tampon-borat, pH 9,0: 1,0 g tetraborat de sodiu (Na<sub>4</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub> · 10 H<sub>2</sub>O) și 9,0 g clorură de sodiu se dizolvă în 200-300 cm<sup>3</sup> apă distilată într-un balon cotat. Volumul soluției tampon se aduce pînă la 1 l. Este stabilă la 4 °C în vas etans închis.

15) Sol. stock de acid monoiodacetic sau monoiodacetat de sodiu, 20 g/l: 1 g de acid sau sarea lui de sodiu se dizolvă în apă distilată liberă de bioxid de carbon și se aduce volumul până la 50 cm<sup>3</sup>. În timpul pregătirii reactivului se vor respecta toate regulile de precauție (substanță caustică!). Se păstrează în vas de sticlă întunecată la 4 °C cu dop de sticlă șlefuit. Din substanța de bază *ex tempore* se pregătesc diluțiile conform tabelului 4.3:

Tabel 4.3.

Sol.stock (cm <sup>3</sup> )	Apa distilată (cm <sup>3</sup> )	Concentrația acidului monoiodacetic în amestec (%)
0,05	0,95	1
0,15	0,85	3
0,25	0,75	5
0,35	0,65	7

16) Ureea, 5 mol/l: 300 g uree se dizolvă la încălzire în apă; după răcire volumul substanței se aduce pînă la 1 l.

17) Sulfat de amoniu: 5,5 g sulfat de amoniu se dizolvă în 150 cm<sup>3</sup> apă distilată.

18) Sol. alaun de amoniu și aluminiu (hidric cu 12H<sub>2</sub>O): 19,17 g se dizolvă în 250,0 cm<sup>3</sup> apă distilată.

19) Pregătirea gelului de hidrooxid de aluminiu: sulfatul de amoniu se încălzește pînă la 63° C, amestecul de alaun la fel se încălzește pînă la 58 °C. La sol. de sulfat de amoniu se adaugă 25,0 cm<sup>3</sup> sol.amoniac de 10%. Se agită energic și se toarnă tot volumul în amestecul de alaun. Amestecul se menține la 58° C agitând-ul încontinuu timp de 10 minute. Amestecul fierbinte se centrifugează la 3000 tur/min timp de 10 minute. Supernatantul se aruncă, iar gelul se spală de 5 ori: La început - sedimentul se amestecă cu o baghetă de sticlă cu prima apă amoniacală (375 cm<sup>3</sup> apă distilată + 2,5 cm<sup>3</sup> amoniac 10%) și se centrifughează la 3000 tur/min timp de 10 minute;

A doua oară - sedimentul obținut se "spală" cu a doua apă amoniacală (375 cm<sup>3</sup> apă distilată + 5 cm<sup>3</sup> amoniac 10%) și se separă prin centrifugare în aceleași condiții. A III-a, IV-a, V-a - oară gelul se spală cu apă distilată fără amoniac prin centrifugare ulterioară. Gelul este stabil timp de 3-4 luni fiind păstrat în vas din sticlă întunecată cu dop de sticlă șlefuită. Gelul de lucru se pregătește din gelul de baza diluînd-ul cu apă distilată pînă la o așa consistență ca să poată fi aspirat în pipetă. E stabil 2 săptămîni la păstrare în vas din sticlă întunecată cu dop șlefuit.



20) Sulfat de bariu;

21) Plasma normală adunată a donatorilor. Se utilizează pentru verificarea reactivilor și pentru efectuarea probelor de corectare a inhibiției. Se ia sânge venos de la 3-5 donatori recent examinați coagulologic, se obține plasma bogată și săracă în trombocite. Plasma obținută de la toți donatorii se amestecă în cantități egale și se repartizează în eprubete de plastic sau siliconate de mărimea 10-13 mm x 120 mm, câte 1,0-1,5 cm<sup>3</sup>, etans se închid și se păstrează la -20 °C nu mai mult de 2 săptămâni. Pentru explorări plasma se dezgheață la 37° C (congelarea repetată este interzisă). În timpul explorării plasma normală se păstrează în baia cu gheață.

22) Plasma normală absorbită citrată. Se utilizează ca sursă de factori V și VIII.

Plasma normală citrată săracă în plachete sanguine se tratează cu gel de hidroxid de aluminiu pentru adsorbirea factorilor II, VII, IX și X reeșind din următorul calcul: la 10 cm<sup>3</sup> plasmă normală - 1 cm<sup>3</sup> gel. Amestecul plasmei cu gel se toarnă în eprubete siliconate de centrifugare și se ține 3 minute în baia cu apă la 37° C, la agitare periodică. Apoi se înlătură gelul prin centrifugare la 3000-4000 tur/min timp de 20 minute. Dacă ca stabilizator a fost folosit oxalatul de sodiu, atunci absorbția se petrece cu sulfat de bariu 100 mg la 1 cm<sup>3</sup> plasmă.

Se încălzește la 37° C timp de 10 min, se agită minuțios cu bagheta de sticlă, apoi se înlătură sulfatul de bariu prin centrifugare la 3000-4000 tur/min timp de 20 minute. Supernatantul se repartizează câte 0,1 cm<sup>3</sup> în eprubete de plastic, se închid etans și se păstrează la -20 °C nu mai mult de 2 săptămâni.

Timpul protrombinic a plasmei normale absorbite trebuie să fie nu mai mic de 3 minute. Plasma *ex tempore* se dezgheață la 37° C (congelarea repetată se interzice).

23) Serul sangvin. Se utilizează ca sursă a factorilor IX, X, XI și XII. Se colectează sânge venos de la 3-5 donatori în eprubete nesiliconate fără anticoagulant și se incubează în termostat la 37 °C 4 ore. Serul obținut se extrage și se centrifughează la 1500 tur/min timp de 3-5 min și se separă de eritrocitele sedimentate. Serurile obținute se amestecă în proporții egale și se repartizează câte 1 cm<sup>3</sup> în eprubete, se închid etans și se păstrează la -20° C timp de 2 săptămâni. Pentru executarea probelor se dezgheață la 37° C (se interzice congelarea repetată).

### 4.3 METODELE DE EXAMINARE A HEMOSTAZEI

#### 4.3.1 Determinarea timpului de coagulare a sângelui capilar

Condițiile tehnice care trebuie asigurate la determinarea dată :

1. Pipetele de tip Pancenkov folosite trebuie să fie curate și absolut uscate.

2. Unghiul de înclinare a capilarului trebuie să varieze în limitele 30-40 grade strict și înclinarea se face lent, fin.

*Tehnica de lucru.* Se înțepă pulpa degetului și prima picătură se înlătură. În capilarul de tip Pancenkov se recoltează o coloana de sânge de 25 mm. Imediat se pornește cronometrul. Înclinând pipeta Pancenkov sub un unghi de 30-45 grade mișcăm coloana de sânge la mijlocul pipetei și îl reținem în poziție orizontală. Apoi peste fiecare 30 secunde se înclină capilarul la 30-45 grade într-o direcție, apoi îl aducem în poziție orizontală. Peste 30 secunde se înclină din nou, dar în direcție opusă. Coloana de sânge se deplasează nu mai mult decât cu 10 mm. Mișcarea liberă a coloanei de sânge în capilar indică că coagularea încă n-a început. Dacă coloana de sânge se mișcă mai greu sau dacă pe pereții pipetei se formează cheaguri mici de sânge aceasta indică la începutul coagulării sângelui. Coagularea deplină a sângelui se înregistrează atunci când coloana de sânge nu se mai mișcă.

În mod normal începutul coagulării sângelui variază de la 30 secunde până la 2 minute; coagularea deplină - de la 3 până la 5 minute.

*Valoarea determinării timpului de coagulare.* Timpul de coagulare poate fi crescut în stările de hipocoagulabilitate însă un timp de coagulare normal nu exclude un deficit al coagulării. E o greșală a se baza numai pe rezultatele acestui test, fără a face un studiu complet al hemostazei îndeosebi înainte de intervenții chirurgicale.



#### 4.3.2 Determinarea timpului de sângerare

**Principiu.** Metoda se bazează pe determinarea timpului de sângerare din momentul înțepării pielii până în momentul terminării sângerării.

Materialul necesar: lancetă, vată, alcool, hârtie de filtru, cronometru.

**Tehnica de lucru.** Se dezinfectează, se usucă și se înțepă pulpa degetului, 3-4 mm adâncime. Cronometrul se pornește în momentul înțepării. Se absorb cu o hârtie de filtru, din 30 în 30 secunde, picăturile de sânge care ies spontan fără nici o manevră de presiune. Treptat picăturile de sânge de pe hârtia de filtru devin din ce în ce mai mici. Se oprește cronometru, când hârtia de filtru nu se mai pătează de sânge.

Timpul de sângerare normal : până la 3 minute.

Timpuri superiori, peste 5 minute, sunt întotdeauna patologici.

#### 4.3.3 Determinarea timpului de recalcificare activat al plasmei (timpul caolinic)

**Principiu.** Se determină timpul coagulării plasmei citrate bogate în trombocite în prezența unei cantități optime de calciu în condițiile standardizării cu caolină în faza de contact a procesului de coagulare.

**Reactivi:**

1. Clorura de calciu tamponată 0,025 mol/l.
2. Suspensie 0,5% caolină. Suspensia de caolină e necesar să fie agitată energic permanent pentru a obține o masă omogenă.

**Utilaj:** - eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;

- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,05 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,002 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,200 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotermostat cu temperatura  $37 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

**Tehnica de lucru.** Se examinează plasma citrată bogată în trombocite. Într-o eprubetă se amestecă  $0,1 \text{ cm}^3$  plasmă cu  $0,1 \text{ cm}^3$  suspensie de caolină, se agită energic și se incubează în hidrotermostat la  $37^\circ\text{C}$  timp de 5 minute (timp necesar pentru activarea totală a factorilor de contact). După 5 minute se adaugă  $0,2 \text{ cm}^3$  sol. clorură de calciu 0,025 mol/l preliminar încălzită la  $37^\circ\text{C}$ . Concomitent se pornește cronometrul. Eprubeta se înclină peste fiecare 3-5 s și se urmărește timpul de formare a cheagului. Proba se repetă de 2-3 ori și se ia rezultatul mediu. Limita fiziologică 50-70 s.

#### 4.3.4 Determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA).

**Principiu.** Se determină timpul de coagulare a plasmei citrate sărace în trombocite la adăugarea unei cantități optime de calciu în condițiile standardizării activării de contact (caolinice) și fosfolipidice (cu eritrofosfatidă) a procesului de coagulare.

**Reactivi:**

1. Clorură de calciu tamponată, 0,025 mol/l.
2. Amestec eritrofosfatid-caolinic.

**Utilaj:**

- eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,002 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotermostat cu temperatura  $37 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

**Tehnica de lucru.** Se examinează plasma citrată săracă în trombocite. Într-o eprubetă se amestecă

0,1 cm<sup>3</sup> plasmă cu 0,1 cm<sup>3</sup> amestec eritrofosfatidă-caolină. Se agită energic și se incubează la 37° C timp de 5 min ( timpul necesar pentru activarea totală a fazei de contact). După 5 min se adaugă 0,1 cm<sup>3</sup> sol. 0,025 mol/l clorură de calciu în prealabil încălzită până la 37 °C și se pornește cronometrul. Eprubeta se înclină ușor peste fiecare 3-5 s și se urmărește timpul de apariție a chiagului. Proba se repeta de 2-3 ori, media se ia ca rezultat.

#### 4.3.5 Probele de diferențiere în caz de TTPA alungit și cantitatea de fibrinogen normală

În caz când TTPA este mai mare de 60 s se efectuează probele de corectare a inhibiției. Se utilizează aceeași reactivi descriși pentru TTPA și deasemenea plasma normală citratată săracă în trombocite a donatorilor de sânge.

*Tehnica de lucru.* În eprubete siliconate se amestecă plasma normală a donatorilor cu plasma bolnavilor în proporțiile indicate în tabelul 4.4:

Tabel 4.4.

Nr. eprubetelor	Plasma normală	Plasma de testat
1.	10% (0,02 cm <sup>3</sup> )	90% (0,18 cm <sup>3</sup> )
2.	50% (0,10 cm <sup>3</sup> )	50% (0,10 cm <sup>3</sup> )
3.	90% (0,18 cm <sup>3</sup> )	10% (0,02 cm <sup>3</sup> )

Din fiecare diluție se pipetează câte 0,1 cm<sup>3</sup> și se determină TTPA.

*Aprecierea rezultatelor.* Dacă în eprubetele N 1 și N 2 TTPA nu revine la norma această indică excesul de anticoagulanți. Dacă normalizarea TTPA alungită se petrece în eprubeta N 1, adică la adăugarea a 10% de plasmă normală acest fapt indică deficitul factorilor plasmatici. În acest caz se efectuează probele descrise în p.4.3.5.1.

##### 4.3.5.1. Probele de corecție pentru examinarea calitativă a deficitului unor factori anumiți

*Reactivi:*

1. Plasma normală absorbită a donatorilor (se diluează cu ser fiziologic tamponat în raportul 1:4).
2. Serul normal al donatorilor (se diluiază cu ser fiziologic tamponat în raport 1:9).
3. Plasma normală citratată săracă în trombocite a donatorilor.
4. Ser fiziologic tamponat.

*Utilaj:*

- eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,002 cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotmostat cu temperatura 37±0,5 °C.

*Tehnica de lucru.* În eprubete siliconate se pregătesc următoarele diluții:

1. Plasma normală a donatorului cu ser fiziologic tamponat în proporție 1:1.
2. Plasma de testat cu ser fiziologic tamponat în proporție 1:1.
3. Plasma de testat cu plasma absorbită diluată a donatorului în proporție 1:1.
4. Plasma de testat cu serul normal diluat al donatorilor în proporție 1:1.

Din fiecare diluție se pipetează câte 0,1 cm<sup>3</sup> și se determina TTPA.

*Aprecierea rezultatelor.* Valoarea normală se considera indicii din eprubeta N 1.

Normalizarea TTPA în amestecul din eprubetele N 3 indică deficitul factorilor V și VIII, normalizarea TTPA în amestecul din eprubeta N 4 - deficitul factorilor IX și X. Normalizarea concomitentă în eprubetele N 3 și N 4 indică deficitul factorului XI și factorului XII. În cazul deficitului factorilor fazei de contact nu este o diferență semnificativă dintre TPT și TTPA în plasma examinată.

Precizarea deficitului fiecărui factor concret se stabilește prin compararea rezultatelor testelor TTPA cu probele de corecție și a timpului trombinic cu probele de corecție după tabelul 4.5:

Date inițiale		TTPA		Timpul protrombinic (TP)		Factor deficitar
TTPA	TP	Cu plasma adsorbită	Cu ser sanguin	Cu plasma Adsorbită	Cu ser sanguin	
Prelungit	Normal	corectare	nu-i corectare	-	-	VIII
Prelungit	Normal	nu-i corectare	corectare	-	-	IX
Prelungit	Normal	corectare	corectare	-	-	XI,XII
Prelungit	prelun.	corectare	nu-i corectare	Corectare	nu-i corectare	V
Prelungit	prelun.	nu-i corectare	Corectare	nu-i corectare	corectare	X
Prelungit	prelun.	nu-i corectare	nu-i corectare	nu-i corectare	nu-i corectare	II
Normal	prelun.	nu-i corectare	nu-i corectare	nu-i corectare	corectare	VII

Valorile normale : 38-55 s.

#### 4.3.6 Determinarea timpului tromboplastinic parțial (TTP)

Ordinea executării testului TTP este aceeași ca și al TTPA, dar se utilizează 0,1 g/l emulsie de eritrofosfatidă fără adios de caolină.

Valori normale: 70-110 s.

#### 4.3.7 Determinarea timpului protrombinic (tromboplastinic, TP), sau indicelui protrombinic (IP).

**Principiu.** Se determină timpul coagulării plasmei citratate, sărace în trombocite în prezența unei cantități optime de calciu și excesului de tromboplastină.

**Reactivi:**

1. Clorura de calciu sol.tamponată, 0,025 mol/l,
2. Tromboplastina calcică se prepară amestecând în porții egale tromboplastina cu soluția de clorură de calciu 0,025 mol/l.
3. Plasma normală citratată săracă în trombocite a donatorilor de sânge.

**Utilajul necesar:**

- eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;
- eprubete de sticlă de centrifugare;
- eprubete de plastic cu dop;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,002 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,200 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotmostat cu temperatura  $37 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

**Tehnica de lucru.** Se examinează plasma săracă în trombocite. Într-o eprubetă ținută în baie la  $37^\circ\text{C}$  se pipetează  $0,1 \text{ cm}^3$  plasmă și se include cronometrul. La a 10 secunda se adaugă  $0,2 \text{ cm}^3$  tromboplastină calcică și se constată timpul formării chiagului, periodic scoțind eprubeta, repede din apă și înclinând-o în așa fel încât conținutul să se prelingă ușor pe peretele sticlei. Timpul se fixează exact de la momentul adăugării tromboplastinei calcice și până la apariția cheagului. Proba se repetă de 2-3 ori. Ca rezultat se ia media dintre datele deținute.

**Apresiasi rezultatului.** Se determină timpul protrombinic (TP) după care se recalculează indicele protrombinic (IP), adică raportul dintre timpul coagulării plasmei normale a donatorilor și timpul coagulării plasmei pacientului exprimată în procente.

Valori normale: 90% - 105 % (IP)

**Notă.** Procentul de IP nu este echivalent cu procentul activității factorilor complexului protrombinic, obținut

din curbele diluțiilor plasmei normale a donatorilor. Curba diluțiilor reflectă adevărata activitate de coagulare sumară a factorilor complexului protrombinic, în timp ce procente indicelui protrombinic sunt relative.

Din datele laboratorului interclinic coagulologic a Academiei Medicale I. Secenov 15%-25% din activitatea complexului protrombinic după curba diluțiilor (nivelul terapeutic la tratarea cu antivitamine K) corespunde 30-40% IP.

De rând cu IP pentru controlul terapiei cu antivitamine K poate fi folosită valoarea inversă, adică raportul protrombinic (RP):

$$RP = \frac{TP \text{ al pacientului}}{TP \text{ al donatorului}};$$

În normă RP constituie 0,90 – 1,2.

O altă metodă de apreciere a rezultatelor testului protrombinic recomandat de OMS constă în exprimarea rezultatelor sub formă de raport internațional normalizat (INR – abreviată engleză), care se calculează după formula:

$$INR = \left[ \frac{TP \text{ al pacientului}}{TP \text{ al donatorului}} \right]^{ISI},$$

unde ISI prezintă indicele de sensibilitate internațional al tromboplastinei. Pentru diferite tromboplastine ISI variază între 0,94 – 2,8. Cu cât mai mare este ISI cu atât el este mai puțin sensibil la schimbarea conținutului componentelor complexului protrombinic și prin urmare cu atât mai mare poate fi eroarea la determinarea protrombinei. S-a constatat că folosirea tromboplastinelor cu ISI <2,0 asigură o coincidență bună a rezultatelor. Scopul principal al INR constă în asigurarea optimizării terapiei cu anticoagulante orale. Terapia anticoagulantă (INR de la 2,0 până la 3,5) asigură profilaxia efectivă a trombozelor cu un risc scăzut de hemoragii.

#### 4.3.7.1 Determinarea timpului protrombinic în sângele capilar

*Principiu:* Același.

*Reactivi:*

1. Citrat de sodiu cristalin cu 5,5 molecule  $H_2O$ , soluție 38 g/l, restul reactivilor și utilajul sunt aceleași ca în metoda precedentă.

*Utilaj:*

- eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;
- pipetă dozator cu volum variabil și capacitatea  $0,005-0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,020 \pm 0,0002 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotermostat cu temperatura  $37 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

*Tehnica de lucru.* În eprubete nesiliconate 8 mm x 100 mm se pipetează  $0,02 \text{ cm}^3$  sol. citrat de sodiu 38 g/l. Pulpa degetului pacientului se prelucrează cu alcool etilic și se lasă să se usuce, apoi se sparge cu lanceta sterilă. Într-o eprubetă se colectează  $0,08 \text{ cm}^3$  sânge, și apoi se transferă în eprubeta cu citrat de sodiu și se agită. În așa mod se colectează sângele pacientului în 2-3 eprubete. Eprubetele se introduc în hidrotermostat. Determinarea TP se execută după metoda descrisă mai sus.

*Notă:*

1. Dacă activitatea tromboplastinei se determină în plasma normală, și nu în sângele capilar, atunci la valoarea obținută se adaugă 2 s și se compară cu timpul obținut în sângele capilar.

2. Determinarea timpului protrombinic în sângele capilar se folosește pe larg pentru controlul terapiei cu anticoagulante cu acțiune indirectă, deoarece acest test se efectuează frecvent (de 2-3 ori pe săptămână) și nu necesită puncție venoasă.

3. Neajunsul metodei constă în posibilitatea erorilor tehnice la colectarea sângelui (nerespectarea raportului sânge-anticoagulant, imposibilitatea de a ține cont de valorile hematocritului și a.) ceea ce poate duce la denaturarea rezultatelor obținute.



#### 4.3.8 Determinarea timpului de trombină

**Principiu.** Se determină timpul coagulării plasmei citratice sărace în trombocite la acțiunea unei cantități standard de trombină.

**Reactivi:**

- 1) Sol.trombină cu activitatea 30 s.
- 2) Sol.trombină cu activitatea 15 s.
- 3) Sol.fiziologică tamponată.

Activitatea sol. de trombină se verifică de câteva ori în procesul testului în plasma normală a donatorilor de sânge.

**Utilajul necesar:**

- eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;
- eprubete de sticlă siliconate;
- eprubete de plastic cu dop;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0002 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotermostat cu temperatura  $37 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

**Tehnica de lucru.** Se examinează plasma săracă în trombocite. Eprubeta ce conține  $0,1 \text{ cm}^3$  plasmă de cercetat și  $0,1 \text{ cm}^3$  sol.fiziologică tamponată se lasă în hidrotermostat la  $37^\circ \text{C}$ . La secunda 10-cea de incubare se pipetează  $0,1 \text{ cm}^3$  sol.trombină cu activitatea 30 sec. și se constată timpul formării chiagului, scoțind rapid eprubeta din apă și puțin înclinând-o la intervale egale de timp. Timpul se citește de la momentul adăugării sol.de trombină până la formarea chiagului. Testul se repetă de 2-3 ori. Media indicilor obținuți exprimă rezultatul.

Valori normale 28-32 secunde.

**Notă.** Timpul de trombină se consideră alungit, dacă în comparație cu norma e mărit mai mult de 5 secunde.

Pentru controlul terapiei cu heparină se folosește sol. de trombină cu activitatea 15 s. Tehnica efectuării testului e aceeași.

Valori normale 15-17 secunde.

##### 4.3.8.1 Determinarea timpului de trombină cu sulfatul de protamină

**Principiu.** Se determină timpul de trombină în plasma săracă în trombocite în prezența sulfatului de protamină pentru depistarea hiperheparinemiei.

Reactivii și utilajul sunt aceiași ca și la determinarea timpului de trombină.

2. Sol. de sulfat de protamină,  $0,1 \text{ g/l}$  ( $10 \mu\text{g/cm}^3$ ). La  $0,1 \text{ cm}^3$  sol. sulfat de protamină  $10 \text{ g/l}$  se adaugă  $9,9 \text{ cm}^3$  sol.fiziologică tamponată. Se pregătește *ex tempore*.

**Utilaj:**

- eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0002 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotermostat cu temperatura  $37 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

**Tehnica de lucru.** Se pipetează într-o eprubetă de sticlă nesiliconată  $0,1 \text{ cm}^3$  plasmă de cercetat și  $0,1 \text{ cm}^3$  sol. sulfat de protamină  $0,1 \text{ g/l}$ . Eprubeta se incubează în hidrotermostat la  $37^\circ \text{C}$ . După 10 s de incubare se pipetează  $0,1 \text{ cm}^3$  trombină cu activitatea 30 s și se masoară timpul de formare a chiagului, scoțind eprubeta din apă și înclinând-o ușor. Timpul se citește de la momentul adăugării trombinei până la formarea chiagului de fibrină.

Valori normale : 20-22 secunde

**Notă:**

1. Probele cu trombină cu activitatea 30 s sunt mai sensibile pentru depistarea produselor de degradare a fibrinei, anticoagulanților patologici circulanți și a dozelor mici de heparină. Probele cu trombină cu

activitatea 15 s se efectuează pentru controlul terapiei cu heparină (trombina cu activitatea 30 s în acest caz foarte des nu formează chiagul din cauza unui nivel înalt de heparină în sânge).

2. În caz de TT prelungit și nivel normal de fibrinogen este necesar de efectuat testul de trombină cu sulfatul de protamină. Reducerea TT prelungit pînă la valorile normale (determinate în plasma normală a donatorilor) și majorarea diferenței dintre TT și TT cu sulfatul de protamină mai mult decît 10 s în comparație cu norma, se apreciază ca o creștere a nivelului de heparină (complexului heparină-antitrombină III) în sânge. Dacă TT prelungit nu se micșorează pînă la normă cu sulfatul de protamină, acest fapt indică la acumularea produselor de degradare a fibrinei în sânge.

3. Diferențierea mai exactă dintre hiperheparinemie și majorarea nivelului produselor de degradare a fibrinei în sânge se efectuează cu ajutorul veninului de șarpe de tipul reptilazei, adică determinarea așa numitului timp reptilazic.

#### **4.3.9 Determinarea timpului de reptilază**

*Principiu.* Se determină timpul de coagulare a plasmei citratice sărace în trombocite sub acțiunea enzimelor proteolitice extrase din venin de șarpe cu acțiune similară cu trombina. Spre deosebire de trombină reptilaza nu este influențată de heparină. Reptilaza acționează asupra fibrinogenului cu eliberarea fibrinopeptidei A și dînd naștere la monomeri de fibrină.

*Reactivi:*

1. Sol. de reptilază cu o activitate, care realizează un timp de coagulare a plasmei normale a donatorilor egal cu 28-32 s.

2. Plasma normală săracă în trombocite.

*Utilajul necesar:*

- eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;
- eprubete de sticlă siliconate;
- eprubete de plastic cu dop;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,200 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0002 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotermostat cu temperatura  $37 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

*Tehnica de lucru.* Se examinează plasma pacientului săracă în trombocite. Eprubetele nesiliconate ce conțin  $0,1 \text{ cm}^3$  plasmă de cercetat se incubează 60 s în hidrotermostat la  $37^\circ \text{C}$ , după ce se adaugă  $0,2 \text{ cm}^3$  sol. reptilază și se urmărește timpul formării chiagului, înclinînd ușor eprubeta peste intervale egale de timp.

Valori normale 28-32 secunde.

*Notă.* Reptilaza, posedînd o acțiune incompletă asemănătoare cu trombina, scindează de la fibrinogen numai 2 peptide, transformîndu-l în fibrină chiar în prezența complexului heparină-antitrombină III, pe cînd unele dereglări moleculare ale fibrinogenului, produsele de degradare a fibrinogenului și un șir de proteine patologice (de exemplu antitrombina V) provoacă prelungirea timpului de reptilază. Prin urmare, în caz de alungire a timpului de trombină timpul de reptilază (TR) normal mărturisește despre o hiperheparinemie, iar prelungirea TR în combinație cu nivelul normal de fibrinogen vorbește despre nivelul crescut de produse de degradare a fibrinei în sânge.

#### **4.3.10 Determinarea fibrinogenului prin metoda gravidimetrică**

*Principiu.* Se spală, se usucă și se cântărește chiagul de fibrină format la adăugarea soluției de trombină cu o activitate standard la un volum anumit de plasmă citratată.

*Reactivi:*

1. Sol. de citrat de sodiu 3,8%;

2. Sol. de NaCl 0,85%;

3. Sol. de trombină pregătită pe sol. de NaCl, 0,85% cu o activitatea egală cu 10 s.

#### **Utilajul necesar:**

- eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,200 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,002 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotermostat cu temperatura  $37 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ ;
- balanță cu torsiune cu sarcina maximală  $500,0 \pm 1,0 \text{ mg}$ .

**Tehnica de lucru.** Se pipetează într-o eprubetă de sticlă nesiliconată  $1,0 \text{ cm}^3$  plasmă de cercetat și se adaugă  $0,2 \text{ cm}^3$  sol. de trombină și imediat se introduce în eprubetă o baghetă de sticlă. Se include cronometrul și eprubeta se incubează în hidrotermostat la  $37 \text{ }^\circ\text{C}$ .

Cheagul de fibrină care se formează se înfășoară pe bagheta de sticlă, care se extrage din eprubetă peste 10 min de incubatie (dacă cheagul nu poate fi extras, atunci conținutul eprubetei se transferă într-o cutie Petri). Apoi cheagul format se recuperează pe un filtru de hârtie, se usucă și se cântărește la balanța cu torsiune.

**Valori normale.** Masa cheagului format constituie în normă 9 – 15 mg. La înmulțirea masei de fibrină uscată la coeficientul 25 se obțin valorile concentrației fibrinogenului în g/l. Norma constituie 2 – 4 g/l.

#### **4.3.11 Determinarea timpului de liză a cheagului euglobulinic**

**Principiu.** Se determină timpul de liză spontană a cheagului obținut din fracția euglobulinică a plasmei sărace în trombocite la adăugarea soluției de clorură de calciu.

##### **Reactivi:**

1. Sol. de citrat de sodiu 3,8%;
2. Sol. acid acetic 1%;
3. Sol. de clorură de calciu  $0,025 \text{ mol/l}$ .
4. Tampon borat pH 9,0: se dizolvă 1 g de borax ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{ H}_2\text{O}$ ) și 9,0 g NaCl într-un 1L de  $\text{H}_2\text{O}$  distilată.
5.  $\text{H}_2\text{O}$  distilată.

##### **Utilaj:**

- eprubete de sticlă nesiliconate, 8 x 100 mm;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,02 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu volum variabil cu capacitatea până la  $1,0 \pm 0,05 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu volum variabil cu capacitatea până la  $0,200 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- hidrotermostat cu temperatura  $37 \pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

**Tehnica de lucru.** Se pipetează într-o eprubetă  $8,0 \text{ cm}^3$   $\text{H}_2\text{O}$  distilată,  $0,15 \text{ cm}^3$  sol. acid acetic 1% și  $0,5 \text{ cm}^3$  plasmă de cercetat. Conținutul se amestecă și eprubeta se pune în frigider la  $+4 \text{ }^\circ\text{C}$  pe 30 min. Apoi eprubeta se centrifughează 5 min la 1500 tur/min, supernatantul se aruncă și se înlătură resturile de lichid răsturnând eprubeta cu fundul în sus pe hârtia de filtru. După aceasta, în eprubetă se introduce  $0,5 \text{ cm}^3$  tampon borat și amestecând atent cu bagheta de sticlă se dizolvă precipitatul de euglobuline. Amestecul obținut se transferă în două eprubete câte  $0,2 \text{ cm}^3$ . Ambele eprubete se pun în hidrotermostat, se adaugă câte  $0,2 \text{ cm}^3$  sol. de clorură de calciu. Peste câteva minute în eprubete se formează cheaguri și începând cu acest moment se începe măsurarea timpului de liză a cheagurilor de fibrină.

Valorile normale – 3 – 5 ore.

# CAPITOLUL 5

## CERCETAREA EJACULATULUI

### 5.1. Recoltarea ejaculatului și proprietățile lui

Cercetarea ejaculatului este de o importanță hotărâtoare pentru diagnosticarea sterilității masculine. Examinarea cuplurilor conjugale care se adresează în instituțiile specializate în legătură cu sterilitatea se începe cu cercetarea spermei soțului sau cu cercetarea probelor postcoitale.

Utilizarea metodelor standardizate de cercetare a ejaculatului permite medicului clinician de a obține informația necesară despre starea sistemului de reproducere a pacientului și a funcționalității acestuia.

Metoda de preferință pentru obținerea ejaculatului este masturbarea. Ejaculatul se colectează după 3-5 zile de abținere sexuală. În această perioadă e interzisă folosirea alcoolului, preparatelor medicamentoase etc., și totodată se va evita efectuarea masajului prostatei și veziculelor seminale. Ejaculatul se colectează într-o încăpăre special amenajată, în veselă de sticlă sau teflon, de dorit gradată. Este inadmisibilă colectarea ejaculatului în prezervative sau prin întreruperea actului sexual. În unele cazuri, se permite de a aduce sperma colectată în condiții de casă dar numai în veselă de laborator. În acest caz sperma este transportată fiind menținută la temperatura corpului (subțioară), deoarece la scăderea temperaturii mobilitatea spermatozoizilor se modifică. După recepționarea ejaculatului acesta se va introduce imediat în termostat la 37 °C. Măsurarea volumului ejaculatului se va efectua cu o precizie de până la 0,1 cm<sup>3</sup>. În normă volumul ejaculatului se află în limitele 2,0-6,0 cm<sup>3</sup>, în mediu 3,0-3,5 cm<sup>3</sup>.

Ejaculatul normal reprezintă un amestec de secrete ale prostatei (30-35%), veziculelor seminale (60-65%) și a glandelor Cowper (bulbouretrale) și epididemale. Imediat după ejaculare sperma reprezintă un cheag, care se formează sub acțiunea coagulazei, o enzimă a secretului veziculelor seminale. După 5-30 min se urmărește fenomenul de "lichifiere" care depinde de activitatea fermenților proteolitici a lichidului prostatic, de aceea cercetarea ejaculatului se începe după 1 oră de la ejacurare, înregistrându-se totodată în prealabil timpul de lichefiere.

**Culoarea.** În normă ejaculatul are o culoare alb-surie cu opalescență. O nuanță gălbuie apare în caz de abținere sexuală îndelungată sau la prezența diferitor procese inflamatorii a glandelor sistemului reproductiv masculin. În dependență de gradul de pronunțare a hemospermiei, ejaculatul poate avea nuanțe de la roz până la roșu intensiv. În caz de aspermie și azoospermie ejaculatul poate fi transparent.

**Mirosul.** Mirosul ejaculatului normal amintește de mirosul florilor de castan, și se datorează prezenței sperminei.

#### 5.1.1. Aprecierea viscozității

Viscozitatea ejaculatului se determină după lichefierea lui completă.

**Metoda I.** Sperma se amestecă minuțios cu o baghetă de sticlă fără a provoca apariția spumei, apoi bagheta se extrage atent și se apreciază vizual lungimea firului ce se întinde de pe ea. În normă această mărime se află în limitele 1-5 mm.

**Metoda II.** Viscozitatea spermei se determină cu ajutorul hemoviscozimetrlui. În norma viscozitatea relativă variază între 6,0-6,6.

Pentru a micșora viscozitatea ejaculatului, acesta, înainte de fi supus cercetării ulterioare, se prelucrează cu tripsină reieșind din calculul 1,0 mg/cm<sup>3</sup> de material biologic sau se va proceda la trecerea de 3-5 ori a ejaculatului printr-un ac de seringă de tip "Record" N 840, evitând formarea spumei.

Fenomenul de coagulare și lighifiere nu se petrece în lipsa secretului veziculelor seminale în ejaculat.

#### 5.1.2. Determinarea pH-ului

Aprecierea pH-ului se efectuează cu ajutorul hârtiei indicatoare sau cu ajutorul pH-metrului cu microelectrozi. În normă reacția ejaculatului este slab alcalină, pH-ul se află în limitele 7,2-7,6.



### 5.1.3. Examinarea elementelor celulare în preparatele native la microscop

**Utilaj:** Microscop, lame, lamele, pipete Pasteur.

**Tehnica de lucru.** Cercetarea se petrece la temperatura 20-25 °C. După 1 oră de la recoltarea ejaculatului conținutul lichiefiat se amestecă bine evitând formarea spumei, apoi cu pipeta Pasteur se transferă o picătură de material pe o lamă curată, se acoperă atent cu o lamelă în așa fel ca sub ea să nu se formeze bule de aer. Preparatul nativ se microscopiază la mărimea x 200 sau x 400. La cercetarea preparatului se depistează elemente celulare și necelulare.

**Elemente celulare.** Spermatozoizii reprezintă celule mobile cu lungimea de 58-67 μm, la care se distinge capul oval turtit în direcția anterioară-posterioară, corpul și coada. Dacă în preparatul nativ spermatozoizii nu se depistează, atunci ejaculatul se centrifughează la 3000 rotații/min 10 minute. Din sedimentul obținut se prepară frotiuri care apoi se colorează pentru cercetările citologice.

**Celulele spermatogenezei.** Spermatogoniile, spermatociții de ordinul I și II, spermatidele în preparate native sunt greu de diferențiat de celulele seriei leucocitare, deaceia ele se cercetează numai în frotiuri colorate, pregătite din ejaculat. În ejaculatul normal celulele spermatogenezei constituie 0,5-2% din numărul total de spermatozoizi.

**Eritrocite.** În normă în preparat eritrocitele lipsesc sau sunt unice. În caz de leziuni, procese inflamatorii și alte patologii în ejaculat pot fi depistate un număr mare de eritrocite (hemospermie).

**Leucocite.** În ejaculatul normal pot fi depistate leucocite solitare. Numărul lor crește în caz de procese inflamatorii (epididimite, prostatite, uretrite de etiologie diferită). În caz de piospermie frotiurile se colorează după Gram și Ziehl-Nilsen, la fel se efectuează însămânțarea ejaculatului pentru izolarea microflorei și aprecierea sensibilității ei la antibiotice.

**Celule epiteliale.** În normă se depistează o cantitate neînsemnată de epitelii prizmatice al zonelor profunde ale uretrei și epididimului. În ejaculatul normal celulele epiteliale ale prostatei se întâlnesc foarte rar. În diverse procese inflamatorii numărul lor crește considerabil și atunci ele apar sub aspectul unor celule albicioase rotunde de dimensiuni mici cu o distrofie adipoasă pronunțată a citoplasmei. Celulele epiteliale ale prostatei se pot repartiza solitar sau în grupuri, deseori cu leucocitele formând o masă amorfă de dezintegrare printre care se pot distinge numai unele celule aparte.

**Celulele gigantice polinucleare** - sunt caracteristice pentru procesele inflamatorii cronice, au diametrul până la 50 μm și mai des au o formă rotundă, conțin 6-30 și mai multe nuclee monomorfe intens colorate și aranjate haotic. Citoplasma este slab-bazofilă și clar conturată. În citoplasmă pot fi diferite incluziuni mici.

**Macrofagii.** O particularitate caracteristică pentru macrofagi este prezența diferitor incluziuni în citoplasmă. Macrofagii ce fagocitează spermatozoizii - spermatofagii sunt celule mari rotunde cu citoplasma deschisă, des vacuolizată, conținând unul sau câteva nuclee. În citoplasmă se pot depista capetele spermatozoizilor fagocitați. La periferia spermatofagilor de multe ori se pot distinge cozile spermatozoizilor ieșite în afară. Macrofagii se depistează în caz de procese inflamatorii, spermatofagii mai des se întâlnesc în caz de stază prelungită a spermei de diferită proveniență (abstinență sexuală îndelungată, obliterația canalului deferent etc.).

**Aglutinarea spermatozoizilor.** Aglutinarea spermatozoizilor solitari se apreciază ca (1+), iar dacă sunt aglutinați jumătate din spermatozoizi numai cu capetele atunci acest fapt se apreciază ca (2+), dacă se aglutinează jumătate din spermatozoizi cu capetele și cu cozile - (3+), dacă sunt aglutinați aproape toți spermatozoizii - (4+). În normă în ejaculat aglutinații de spermatozoizi nu se întâlnesc.

### 5.1.4. Examinarea elementelor necelulare în preparatul nativ la microscop

Din elementele necelulare fac parte: cristalele seminale Bether, corpii lipoidici ("granule de lecitină"), care nimeresc în ejaculat din glandele accesorii.

**Cristalele seminale Bether.** În preparatul nativ se pot întâlni cristale incolore, alungite. Acestea se formează la răcirea ejaculatului și reprezintă săruri - fosfați acizi ai sperminei.

**Granulele de lecitină** - particule minuscule, mate, în ejaculatul normal se conțin în cantități considerabile. În prostatite numărul lor scade, uneori dispar complet.

*Corpuri amiloide* - au forma ovală cu structură stratificată tipică, iar partea lor centrală conține o granulație mărunță gălbuie. Se întâlnesc în caz de stază (reținere) a secretului prostatic.

*Mucus*. În normă lipsește. În caz de prostatită sau veziculită în spermă pătrunde o cantitate mare de mucus vâscos și lipicios, care acoperă spermatozoizii imobilizându-i.

*Notă*: Numărul de leucocite, eritrocite, celule ale spermatogenezei, granule de lecitină și corpi de amiloizi se calculează în mediu pentru un câmp de vedere. În caz de necesitate toate aceste elemente se pot număra în camera Goreaev la fel ca și spermatozoizii. Acest procedeu permite medicului clinician de a urmări eficacitatea terapiei afecțiunilor inflamatorii ale glandelor sexuale accesorii.

#### **5.1.5. Aprecierea mobilității spermatozoizilor**

Numărătoarea spermatozozilor mobili se efectuează după 1-1,5 ore de la colectarea ejaculatului în câmpul de vedere limitat al microscopului, apreciindu-se totodată mobilitatea lor.

*Utilaj*: Microscop cu câmp de vedere limitat (ferestruica Fonio), lame pentru cercetarea ejaculatului prin metoda "picăturii suspendate", lamele, pipete Pasteur.

*Tehnica de lucru*. Cercetările se efectuează la temperatura de 20-25°C. Pe o lamă uscată se aplică o picătură de ejaculat bine amestecat și se acoperă atent cu lamela evitând pătrunderea aerului sub ea. Surplusul de lichid se înlătură cu ajutorul hârtiei de filtru și preparatul se microscopiază. Se apreciază mobilitatea spermatozoizilor, folosind ocularul x 7 și obiectivul x 40 cu condensorul coborât, diafragma deschisă. Se numără în câteva câmpuri de vedere câte 100 celule și se apreciază procentul de spermatozoizi mobili, parțial mobili și imobili. La fel se apreciază procentul de spermatozoizi cu modificări morfologice care au o formă de mișcare patologică ("de manej", oscilante etc).

*Aprecierea rezultatelor*. Pentru aprecierea rezultatelor vizuale globale se folosește scara cu 4 gradații: 4 - mobilitate perfectă (toți spermatozoizii au o mișcare rectilinie și o viteză considerabilă); 3 - mobilitate bună (majoritatea spermatozoizilor au o mișcare rectilinie dar o viteză mai redusă); 2 - mobilitate mediocră (majoritatea spermatozoizilor sunt încetiniți); 1 - mobilitate proastă (mișcarea ascendentă a spermatozoizilor lipsește); 0 - toți spermatozoizii sunt imobili (mișcarea spermatozoizilor lipsește). În ejaculatul normal spermatozoizii cu mobilitate activă constituie 60% și mai mult, puțin mobili - 10%-20%, imobili - 10%-20%.

*Notă*. Numărătoarea spermatozoizilor se poate efectua deasemenea și după 3, 6 și 24 ore de la recoltare, acest procedeu este important pentru aprecierea capacității de fecundare a spermatozoizilor. Pentru observația dinamică a mobilității spermatozoizilor se folosește metoda "picăturii suspendate" utilizată în microbiologie.

#### **5.1.6. Determinarea spermatozoizilor "viabili" și "neviabili"**

*Principiu*. La colorarea frotiurilor cu eozină spermatozoizii "neviabili" se colorează, iar cei "viabili" rămân incolori.

*Reactivi*. Sol. de eozină K 50,0 g/l.

*Utilaj*: Microscop cu obiectiv de imersie, lame, lamele, pipete Pasteur.

*Tehnica de lucru*. Pe o lamă se aplică o picătură de ejaculat iar alături - o picătură sol. de eozină, apoi ambele picături se amestecă. După 30-60 secunde se pregătește frotiul și se lasă să se usuce. Folosind obiectivul cu imersie se numără nu mai puțin de 200 celule și se calculează procentul de spermatozoizi colorați (neviabili) și necolorați (viabili).

În ejaculatul normal se conțin 90-95% de spermatozoizi viabili.

*Notă*. Pentru contrastarea frotiului pe lamă se aplică 1 picătură de soluție apoasă de nigrozină 10,0 g/l.

#### **5.1.7. Stimularea mobilității spermatozoizilor ("reanimarea")**

În caz de depistare în ejaculat a unui număr mare de spermatozoizi viabili dar imobili, se efectuează proba de "reanimare" cu soluții speciale.

*Reactivi*. Sol. 1: 3,0 g glucoză, 0,6 g fosfat disodic, 0,2 g NaCl, 0,01 g fosfat monosodic se dizolvă în 60-70 cm<sup>3</sup> apă distilată, apoi volumul se aduce cu H<sub>2</sub>O la 100 cm<sup>3</sup>, iar pH-ul la 7,8.

2. Sol. de cofeină, 1,0 g/l.

3. Sol. de arginină, 0,1 mol/l.

4. Sol. de acid adenzimonofoforic ciclic, 0,1 mmol/l.

Pentru a obține rezultate corecte este suficient de a se folosi de două din aceste soluții.

*Tehnica de lucru.* Sperma se diluează cu una din aceste soluții: cu sol.1 - în proporție de 9:1, iar cu soluțiile 2,3,4 - în proporția de 1:9. Amestecul obținut se introduce în termostaț la 37 °C pe 60 minute. După incubare se numără și se calculează procentul spermatozoizilor mobili.

*Apresiasi rezultatelor.* În norma într-un cm<sup>3</sup> de ejaculat se conțin nu mai puțin de 60% de spermatozoizi activi mobili.

### **5.1.8. Determinarea numărului de spermatozoizi în ejaculat**

*Principiu.* Spermatozoizii imobilizați se numără în camera Goreaev.

*Reactivi:*

1. Soluția nr.1 pentru imobilizarea spermatozoizilor: 1,0 cm<sup>3</sup> formalină, apă distilată până la 100 cm<sup>3</sup>;
2. Soluția nr.2 pentru imobilizarea spermatozoizilor: 1,0 cm<sup>3</sup> formalină, 5,0 g carbonat de sodiu, apă distilată până la 100 cm<sup>3</sup>.

*Utilaj:*

- microscop;
- cameră de numărare Goreaev;
- eprubete, pipete Pasteur;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,01$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volum variabil  $0,200 - 1,000 \pm 0,0005$  cm<sup>3</sup>;

*Tehnica de lucru.* Ejaculatul se diluează într-o eprubetă de 20 ori cu una din soluțiile pentru imobilizarea spermatozoizilor indicate mai sus, se amestecă bine și se umple camera Goreaev. Surplusul de lichid din cameră se îndalătură cu hârtie de filtru. Se microscopiează la mărimea x200 sau x 400 și se numără spermatozoizii în 5 pătrate mari pe diagonală. Se numără numai spermatozoizii la care capul e în interiorul pătratului. Numărul obținut se înmulțește cu 10<sup>6</sup>. În rezultat se primește numărul spermatozoizilor în 1 cm<sup>3</sup> ejaculat, iar dacă vom înmulți la volumul total de ejaculat recoltat vom obține numărul total de spermatozoizi în ejaculat.

*Notă:*

1. Dacă numărul spermatozoizilor în 1 cm<sup>3</sup> este mai mare de  $200 \cdot 10^6$ , atunci se recomandă de diluat ejaculatul de 100 ori.

2. Dacă diluția se face cu soluție fiziologică încălzită până la 37 °C, atunci în cameră se numără numai spermatozoizii imobili pentru a determina conținutul lor procentual.

3. Dacă viscozitatea ejaculatului este mai mare decât norma ori în ejaculat se conține o cantitate considerabilă de mucus, atunci pentru diluare se folosește soluția Nr.2 pentru imobilizarea spermatozoizilor.

### **5.1.9. Cercetarea elementelor celulare în preparate colorate la microscop**

*Reactivi:*

1. Soluție A: 8,0 g de hematoxină se dizolvă la încălzire (50-60 °C) în 400 cm<sup>3</sup> de alcool etilic absolut și apoi se filtrează.

2. Carbonat de potasiu sau alaunul de aluminat de amoniu.

3. Soluție B: 8,0 g de carbonat de potasiu sau alauni se dizolvă la încălzire în 400 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O distilată.

4. Glicerină.

5. Acid acetic glacial.

6. Soluție de hematoxină: soluțiile A și B se amestecă adăugând 400 cm<sup>3</sup> glicerină și 40,0 cm<sup>3</sup> acid acetic. Se amestecă minuțios și se lasă pe 6 săptămâni într-un loc ferit de lumină. În caz dacă este nevoie de folosit această soluție imediat după pregătire la ea se adaugă 0,4 g permanganat de potasiu dizolvat în 10,0 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O încălzită până la 30-35°C.

7. Sol. eozină K 10,0 g/l.

8. Soluție pentru colorația May-Grunwald.



9. Soluție pentru colorația Giemza-Romanovski.

10. Soluție de lucru pentru colorația frotiurilor Giemza-Romanovski. Se pregătește *ex tempore* reeșind din proporția de 1-2 picături soluție Giemza-Romanovski la 1,0 cm<sup>3</sup> apă distilată.

11. Ulei de imersie.

*Utilaj:*

Microscop, stativ pentru uscarea frotiurilor, stativ pentru colorarea preparatelor, contor pentru numărarea leucocitelor, însă cu denumirea claviaturii modificată.

*Tehnica de lucru. Colorarea frotiurilor:*

1. Colorarea cu hematoxilină-cozină.

Frotiul uscat se introduce în soluție de hematoxilină pe 2-3 minute, apoi excesul de colorant se îndalătură sub apă curgătoare 2-3 minute, după aceasta frotiul devine colorat în albastru. Apoi frotiul se acoperă cu soluție de cozină pe 1-2 minute. Se clătește sub apă curgătoare și se usucă.

2. Colorarea după Pappenheim.

Pe frotiu se picură soluție May-Grunwald pe 3 minute. Apoi preparatul se clătește cu apă și iar se acoperă cu soluția de lucru Giemza-Romanovski pregătită *ex tempore* și se lasă pe 5 minute. În continuare se clătește cu apă, se usucă și se microscopiază.

Numărarea se produce cu ajutorul sistemii de imersie și contorului de numărare leucocite. În frotiul colorat se număra nu mai puțin de 200 de spermatozoizi și se calculează în procente numărul spermatozoidilor normali și a formelor patologice.

*Aprecierea rezultatelor.* Formele imature ale spermatozoidilor au resturi de citoplasmă ("gulerăș" sau "camașă") în jurul capului și gâtului. Ei apar în caz de raporturi sexuale frecvente și nu sunt capabili de fecundare. Formele îmbătrânite de spermatozoizi (hipercromia, acromia, vacuolizarea capului) se întâlnesc în caz de abținere îndelungată sexuală și de asemenea nu sunt capabili de fecundare.

Din formele patologice fac parte spermatozoidii cu capetele deformate (macro-, micro-, capete conice, în formă de plisc, cu 2 capete și un singur gât și o coadă, fără gât cu câteva cozi, fără coadă etc.)

Din cei 20 % de spermatozoizi cu forme patologice întâlniți în ejaculatul normal, 10-15 % revin spermatozoidilor cu patologii ale capului, 3-5% - corpului, 2-5% - cozilor. În caz de sterilitate de tip secretor se depistează spermatozoizi cu patologii ale capului și corpului. Patologia cozii de obicei de natură excretore apare la trecerea spermatozoidilor prin căile spermatice.

În preparatele colorate se întâlnesc celule solitare a spermatogenezei care se află în diferite stadii de dezvoltare sau maturizare. Aceasta este foarte important pentru diagnosticul diferențial al aspermiei și azoospermiei. Într-o spermogramă normală celulele spermatogenezei alcătuiesc nu mai mult de 2% din numărul total de spermatozoizi maturi. În caz de sterilitate de tip secretor acest procent crește considerabil.

Spermatoцитеle de ordinul I sunt celule mari cu citoplasma bazofilă, cu nucleul mare bine pronunțat. În unele cazuri după forma nucleului se poate de apreciat stadiile mitozei.

Spermatoцитеle de ordinul II în ejaculat practic nu pot fi identificați din lipsa particularităților morfologice evidente în comparație cu spermatoцитеle, care intră în stadia de spermiogeneză. Procentul de bază de celule a spermatogenezei în ejaculat îl constituie spermatoцитеle mature și tinere. Aceste celule după mărime sunt egale sau puțin mai mici decât spermatoцитеle de ordinul II cu citoplasma slab bazofilă și nucleul bine conturat de culoare întunecată. În dependență de stadia spermatogenezei nucleul poate fi deplasat mai mult sau mai puțin spre periferia celulei.

În ejaculatul normal spermatozoidii nemodificați morfologic constituie 80-85%. Ejaculatul în care ar lipsi complet forme patologice a spermatozoidilor practic nu există, deoarece în embriogeneză se petrec procese permanente de naștere și peire a celulelor.

*Notă.* Timpul de colorare a frotiurilor trebuie experimentat.

#### **5.1.10. Cercetarea spermei la microscopul cu contrast de fază**

Ejaculatul se diluează în raportul 1:20 cu ser fiziologic, în care se adaugă soluție de rivanol 10,0 g/l sau fenol (5 cm<sup>3</sup> la 1000 cm<sup>3</sup> ser fiziologic) pentru micșorarea mobilității spermatozoidilor. În continuare spermograma se calculează ca și în metoda descrisă în p. 1.4.



### 5.1.11. Cercetarea spermei la microscopul fluorescent

Pe sticluta portobiect se aplică o picătură de ejaculat și o picătură de oranj de acridină 1:20000. Picăturile se amestecă și se acoperă cu lamela. La microscopiere se folosește ocularul x 7 și obiectivul x 40. Spermatozoizii viabili au o fluorescență verde, cei neviabili - oranj. Morfologia spermatozoizilor normali și a celor cu modificări patologice poate fi ușor distinsă.

Spermatograma se calculează în mod analogic cu metoda descrisă în p. 1.4.

### 5.1.12. Analiza fracționată a ejaculatului

Se efectuează cu scop de diagnostic diferențial a proceselor inflamatorii al glandelor sistemului reproductiv masculin.

Ejacularea la om are mai multe stadii:

1. Preejaculatoare - se petrece eliminarea conținutului glandelor Cowperi parauretrale și această primă fracție de ejaculare conține suc prostatic și spermatozoizi din ampula canalului seminal.

2. A doua fracție de ejaculare conține spermatozoizi din canalul seminal și partea caudală a epididimului și amestecul secretului prostatic și veziculelor seminale.

3. A treia fracție - practic nu conține spermatozoizi dar conține secretul veziculelor seminale.

Pacientului i se propune de a colecta sperma în 3 vase diferite sau într-un vas dreptunghiular despărțit în câteva secții.

**Tehnica de lucru.** În fiecare din fracțiile obținute se numără spermatozoizii într-un 1 cm<sup>3</sup> material precum și procentul spermatozoizilor mobili "viabili" și "neviabili". Apoi se determină în fiecare fracție concentrația de acid citric, fructoza și activitatea fosfatazei acide prostatice (vezi metodele 1.1.15, 1.1.16 și 1.1.19) care sunt markeri specifici ce caracterizează funcția prostatei și a veziculelor seminale.

În caz de hemospermie sau piospermie se numără eritrocitele și leucocitele în 1 cm<sup>3</sup> material și se confruntă cu datele analizelor biochimice.

Colectarea fracționată a ejaculatului permite de a determina cu o mare precizie focarul de unde apar leucocitele sau eritrocitele în ejaculat și de a prescrie un tratament corect orientat.

**Notă.** Examenul microscopic a ejaculatului permite de a identifica următoarele stări patologice:

1. Aspermie - lipsa spermatozoizilor și a celulelor spermatogenezei în ejaculat.

2. Azoospermie - lipsa spermatozoizilor când sunt prezente celulele spermatogenezei în ejaculat.

3. Astenospermie se caracterizează printr-un număr normal de spermatozoizi însă procentul mobilității lor este scăzut.

4. Oligoastenospermia - numărul spermatozoizilor este micșorat, procentul spermatozoizilor mobili deasemenea este scăzut.

5. Necrospermie - stare în care toți spermatozoizii sunt imobili și după "reanimare" ei rămân tot imobili.

### 5.1.13. Identificarea fructozei prin reacția cu rezorcină

**Principiu.** Fructoza în mediul puternic acid se transformă în hidroximetilfurfurfurol care formează cu rezorcina un compus de culoare roșie-aprinsă.

**Reactivi:**

1. Soluție de rezorcină în alcool etilic 96<sup>o</sup>, 1 g/l: se ia 1,0 g de rezorcină și se dizolvă în 50-60 cm<sup>3</sup> alcool etilic, apoi tot cu alcool etilic se aduce până la 100 cm<sup>3</sup>.

2. Sol. de acid clorhidric, 300 g/l: la 17 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O distilată se adaugă 83 cm<sup>3</sup> HCl concentrat. Se toarnă acidul în apă !!!

**Utilaj:**

- eprubete 10,0x1,0;

- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;

- cilindri sau menzuri gradate cu volumul 100 ± 0,1 cm<sup>3</sup>;

- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,01 cm<sup>3</sup>;

- pipetă dozator cu volum variabil  $0,200 - 1,000 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult  $0,7 \text{ s}$ , conform DN în vigoare;
- baie de apă.

**Tehnica de lucru.** La  $0,1 \text{ cm}^3$  ejaculat se adaugă  $4-5 \text{ cm}^3$  soluție HCl  $300 \text{ g/l}$  și câteva picături de rezorcină, se amestecă minuțios apoi se introduce în baia de apă clocotită pe  $5 \text{ minute}$ .

**Aprecierea rezultatelor.** În prezența fructozei apare o culoare zmeurie sau roșie-aprinsă. În lipsa fructozei apare o culoare slab roz sau colorarea nu are loc.

#### 5.1.14. Determinarea cantitativă a fructozei prin reacția cu rezorcină

**Principiu.** Același ca și în metoda precedentă.

**Reactivi:** Soluție de rezorcină în alcool etilic,  $1 \text{ g/l}$ .

2. Sol. HCl,  $300 \text{ g/l}$ .

3. Sol. de acid tricloracetic,  $100 \text{ g/l}$ :  $167 \text{ g}$  sol. de acid tricloracetic  $60\%$  se dizolvă în  $500-600 \text{ cm}^3$  apă, după dizolvare se aduce volumul până la  $1 \text{ L}$ .

4. Fructoză (p.p.a.).

5. Soluție etalon stoc de fructoză,  $0,05 \text{ mol/l}$ :  $0,0900 \text{ g}$  de fructoză se dizolvă în  $10 \text{ cm}^3$  apă distilată. Soluția e stabilă la  $+4 \text{ }^\circ\text{C}$ .

**Utilaj:**

- fotolorimetru cu lungimea de undă  $530 \pm 10 \text{ nm}$ ;
- cântar analitic cu precizia de  $0,0002 \text{ g}$ ;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de  $0,01 \text{ g}$ ;
- baloane cotate cu volumul  $100,0 \pm 0,01 \text{ cm}^3$ ,  $1000,0 \pm 0,05 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,01 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu volum variabil  $0,200 - 1,000 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult  $0,7 \text{ s}$ , conform DN în vigoare;
- baie de apă sau termostat;
- eprubete de centrifugare.

**Tehnică:** La  $0,1 \text{ cm}^3$  ejaculat sau spermatoză se adaugă  $0,4 \text{ cm}^3$   $10 \text{ g/l}$  de acid tricloracetic, se amestecă minuțios și după  $10 \text{ minute}$  se centrifughează la  $3000 \text{ r/min}$  timp de  $10 \text{ minute}$ . Apoi se măsoară  $0,1 \text{ cm}^3$  de supernatant, se adaugă  $2,5 \text{ cm}^3$  sol. HCl  $300 \text{ g/l}$  și  $0,25 \text{ cm}^3$  soluție rezorcină  $1 \text{ g/l}$  în alcool etilic, se amestecă bine și se introduce în baia de apă la  $80-90 \text{ }^\circ\text{C}$  pe  $8 \text{ minute}$ . Probele se răcesc și se măsoară extincția la  $530 \text{ nm}$  (filtru verde) în cuve de  $1 \text{ cm}$ . Proba martor se pregătește ca și proba de examinat, dar în loc de ejaculat se adaugă  $0,1 \text{ cm}^3$  soluție de acid tricloracetic  $100 \text{ g/l}$ . Culoarea primită este stabilă timp de  $2-3 \text{ ore}$ .

Calculul se efectuează după curba de etalonare.

Construirea curbei de etalonare. Din soluția standard stoc de fructoză se pregătesc un șir de diluții (tabel 5.1)

Tabel 5.1

Nr. d/o	Sol. stoc de fructoză	Apă distilată	Concentrația de fructoză mmol/l
1.	0,1	0,9	5,0
2.	0,2	0,8	10,0
3.	0,4	0,6	20,0
4.	0,6	0,4	30,0
5.	0,8	0,2	40,0
6.	1,0	-	50,0

Din fiecare diluție se ia câte 0,1 cm<sup>3</sup> soluție și se prelucrează ca și proba de examinat. După extinșiile primite se construiește curba etalon.

Calculul se poate face după formulă în limitele funcției liniare a curbei de etalonare, sau după formula:

$$C = \frac{E_{pr} \cdot C_{st}}{E_{st}}, \text{ unde:}$$

$C$  - concentrația fructozei (mmol/l);

$E_{pr}$  - extinșia probei de examinare;

$E_{st}$  - extinșia probei standard.

$C_{st}$  - concentrația fructozei în proba standard.

Valori normale: 10,0-60,0 mmol/l.

### 5.1.15. Determinarea cantitativă a acidului citric

**Principiu:** În prezența anhidridei acetice acidul citric formează numeroase lactone, apariția cărora se intensifică în prezența piridinei la încălzire. Compușii formați sunt de culoare galbenă, intensitatea cărora este direct proporțională cu concentrația acidului citric.

**Reactivi:** 1. Anhidridă acetică.

2. Piridină.

3. Sol. acid tricloracetic 100 g/l.

4. Acid citric (p.ch.).

5. Sol. etalon stoc de acid citric, 10 mmol/l: 21,0 mg de acid citric se dizolvă în 10 cm<sup>3</sup> apă distilată. Soluția este stabilă la + 4 °C.

**Utilaj:**

- fotocolorimetru cu lungimea de undă 410 ± 10 nm;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100,0 ± 0,01 cm<sup>3</sup>, 1000,0 ± 0,05 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,01 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volum variabil 0,200 - 1,000 ± 0,005 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,0005 cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie de apă sau termostat;
- eprubete de centrifugare.

**Tehnică:** Determinarea acidului citric se efectuează după schema:

Se pipetează în eprubete de centrifugare:	Proba de examinat	Proba standard	Proba martor
1. Sol.acid tricloracetic	0,4	0,4	0,4
2.Ejaculat	0,1	-	-
3. Sol.standard acid citric	-	0,1	-
Se agită bine, se lasă pe 10 min, apoi se centrifughează la 3000 r/min (500 g) timp de 10 min.			
4. Supernatant	0,1	0,1	0,1
5. Anhidridă acetică	2,5	2,5	2,5
Se agită bine, se introduce în termostat la 60 °C timp de 10 min.			
6. Piridină	0,25	0,25	0,25
Probele se agită bine și se incubează la 60 °C - 15 minute. Apoi se răcesc, se măsoară extinșia probei de examinat și standard contra probei martor în cuve de 1 cm la 410 nm.			

Calculul se efectuează după formula:

$$C = \frac{E_{pr} \cdot C_{st}}{E_{st}}, \text{ unde}$$

*C* - concentrația acidului citric în mmol/l;

*Epr* - extincția probei de examinat;

*Cst* - concentrația probei etalon;

*Est* - extincția soluției etalon (10 mmol/l).

*Valori normale:* mai mult de 20 mmol/l.

*Notă:* În timpul incubăției devierea temperaturii de 60 °C nu trebuie să depășească limita 1 °C.

### 5.1.16. Determinarea acidului ascorbinic prin metoda de titrare

*Reactivi:* Toți reactivii se pregătesc pe apă bidistilată.

1. Sol. de acid metafosforic 50 g/l: 5,0 g de acid metafosforic se dizolvă în 50-60 cm<sup>3</sup> apă distilată și după dizolvare se aduce până la 100 cm<sup>3</sup>.

2. Sol. de 2,6-diclorfenolindofenolat de sodiu (2,6-DCPIP), 0,001 N: 0,2 g de 2,6-DCPIP se dizolvă în 600 cm<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O și se agită energic, apoi soluția se lasă pe 8-10 ore la temperatura camerei. Se filtrează și volumul se aduce până la 1 l. Soluția este stabilă la temperatura camerei la păstrarea ei în vesală din sticlă brună nu mai mult de 7 zile. Deoarece soluția pregătită nu coincide cu concentrația de 0,001 N și titrul ei se schimbă cu timpul este nevoie de a determina coeficientul de corecție folosind soluția de sulfat de amoniu-fier (sare Moor) 0,001 N. Titrul soluției de sare Moor se determină la rândul ei o dată în 3-4 săptămâni cu soluția de KMnO<sub>4</sub> 0,001 N care se pregătește din soluție standard titru nominalizată.

*Utilaj:*

- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100,0 ± 0,01 cm<sup>3</sup>, 1000,0 ± 0,05 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,01 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu volum variabil 0,200 - 1,000 ± 0,005 cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,0005 cm<sup>3</sup>;
- bae de apă sau termostat;
- eprubete de centrifugare;
- microbiureță de 2 cm<sup>3</sup>.

*Tehnică:* La 0,4 cm<sup>3</sup> ejaculat se adaugă 0,4 cm<sup>3</sup> apă bidistilată și 0,8 cm<sup>3</sup> soluție acid metafosforic 50 g/l, se amestecă bine și se centrifughează la 3000 r/min timp de 10 minute. În continuarea, 0,1 cm<sup>3</sup> supernatant se transferă într-o eprubetă și se titrează cu soluție 2,6-DCPIP de 0,001 N (mol/l) până la apariția culorii roz stabile. Paralel se prelucrează proba martor: la un volum de soluție de acid metafosforic 50 g/l se adaugă un volum de apă bidistilată (raportul de 1:1) și se titrează cu soluție 2,6-DCPIP 0,001 N.

Calculul se efectuează după formula:

$$C = \frac{(A - B) \cdot T \cdot 0,088 \cdot 4 \cdot 57 \cdot 100}{0,1}, \text{ unde}$$

*C* - concentrația acidului ascorbinic în μmol/l;

*A* - cantitatea de 2,6-DCPIP celtuită la titrarea probei;

*B* - cantitatea de 2,6-DCPIP celtuită la titrarea martorului;

*T* - coeficientul de corecție a titrului soluției de 2,6-DCPIP;

0,088 - coeficientul de transformare: 1 cm<sup>3</sup> 0,001 N 2,6-DCPIP corespunde la 0,088 mg acid ascorbinic;

4 - diluția ejaculatului;

57 - coeficientul de transformare din mg/100 cm<sup>3</sup> în μmol/l;

0,1 - volumul ejaculatului diluat;

100 - coeficientul de transformare la 100 cm<sup>3</sup>.

*Valori normale:* 148-200 μmol/l.

*Notă:* Deoarece acidul ascorbic se oxidează ușor determinarea lui se va efectua nu mai târziu de 2 ore după recoltarea ejaculatului.



### 5.1.17. Determinarea proteinelor prin metoda biuretică

Determinarea cantitativă a proteinelor în ejaculat se efectuează după metoda standardizată biuretică, numai că în loc de ser în cazul dat se ia spermoplasma (în aceleași cantități ca și serul sanguin).

### 5.1.18. Determinarea activității fosfatazei acide prostatice

**Principiu.** Fosfataza acidă hidrolizează p-nitrofenilfosfatul în mediu acid cu formarea p-nitrofenolului, care în mediu bazic dă o culoare galbenă. Cantitatea de p-nitrofenol eliberat este direct proporțională cu activitatea enzimei. Activitatea fosfatazei acide prostatice se inhibează selectiv cu L-tartrat.

Se determină în paralel activitatea fosfatazei acide totale în absența tartratului și activitatea fosfatazei neprostatice în prezența tartratului. Diferența dintre fosfataza acidă totală și fosfataza neprostatică, reprezintă activitatea fosfatazei prostatice.

**Reactivi:** 1. Acid citric (chimic pur);

2. Sol. de NaOH, 20  $\mu\text{mol/l}$ , 1 mol/l, 50 mmol/l;

3. Soluție tampon-citrat, 0,05 M, pH 4,8: 21,0 g de acid citric se dizolvă în 188,0  $\text{cm}^3$  1 mol/l soluție de NaOH, se stabilește pH-ul 4,8 și se aduce volumul până la 500  $\text{cm}^3$ . Soluția este stabilă la +4  $^{\circ}\text{C}$ .

4. Acid tartric (chimic pur);

5. Soluție de inhibitor: 15,0 g de acid tartric se dizolvă în 70,0  $\text{cm}^3$   $\text{H}_2\text{O}$  într-un balon cotat cu capacitatea de 100  $\text{cm}^3$ , se adaugă 18,5  $\text{cm}^3$  10 mol/l sol. de NaOH, se stabilește pH-ul 4,8 și apoi se adaugă apa până la semn. Soluția este stabilă la +4  $^{\circ}\text{C}$ .

6. p-Nitrofenilfosfat de sodiu, liber de p - nitrofenol;

7. Soluție substrat-tampon: 40,0 mg p-nitrofenilfosfat de sodiu se dizolvă în 10,0  $\text{cm}^3$  soluție tampon-citrat, 0,05 M, pH 4,8. Soluția este stabilă la +4  $^{\circ}\text{C}$  timp de 10-15 zile.

8. p-Nitrofenol (chimic pur).

9. Soluție standard (etalon) de p-nitrofenol: 13,9 mg p-nitrofenol se transferă într-un balon cotat cu volumul de 100  $\text{cm}^3$  și se adaugă soluție NaOH 50 mmol/l până la semn. Într-un  $\text{cm}^3$  de această soluție se conține 1 imol de p-nitrofenol.

**Utilaj:**

- fotocolorimetru cu lungimea de undă  $410 \pm 10 \text{ nm}$ ;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100,0 \pm 0,01 \text{ cm}^3$ ,  $1000,0 \pm 0,05 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,01 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu volum variabil  $0,200 - 1,000 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- bae de apă sau termostat;
- eprubete de centrifugare.

**Tehnică:** Determinarea se efectuează după schema:

Se pipetează în eprubete:	Proba de examenat (activitatea totală a fosf.acide)	Proba de examenat cu inhibitor (activitatea fosf.acide neprostatice)	Proba martor
1. Sol. substrat-tampon	1,0 $\text{cm}^3$	1,0 $\text{cm}^3$	1,0 $\text{cm}^3$
2. Sol.de inhibitor	-	0,02 $\text{cm}^3$	-
Se încălzește 5 min la 37 $^{\circ}\text{C}$			
3. Ejaculat diluat de 1000 ori cu ser fiziologic	0,2 $\text{cm}^3$	0,2 $\text{cm}^3$	-

4. Sol. de NaOH 50 mmol/l	5,0 cm <sup>3</sup>	5,0 cm <sup>3</sup>	5,0 cm <sup>3</sup>
5. Ejaculat diluat de 1000 ori cu ser fiziologic	-	-	0,2 cm <sup>3</sup>
Se amestecă bine și se măsoară extincția probei de examinat (E <sub>1</sub> ) și probei de examinat cu inhibitor (E <sub>2</sub> ) față de martor la 405 nm în cuve de 1 cm.			

Calcululele se efectuează după următoarea formulă:

$$A = \frac{c \cdot 5 \cdot 1000}{30}, \text{ unde}$$

A - activitatea fosfatazei acide prostatice;

c - concentrația p-nitrofenolului ce corespunde semnificației  $\Delta E = (E_1 - E_2)$  pe curba de etalonare;

5 - coeficientul de transformare în (cm<sup>3</sup>);

1000 - diluția ejaculatului;

30 - timpul de incubare în minute.

Construirea graficului de etalonare: în 5 eprubete se măsoară respectiv 1; 2; 3; 4; 5 cm<sup>3</sup> soluție standard stoc de p-nitrofenol și se aduce până la volumul de 6,2 cm<sup>3</sup> cu 50 mmol/l soluție NaOH. Se măsoară extincțiile contra H<sub>2</sub>O distilată (sau 50 mmol/l soluție NaOH) la 405 nm în cuve de 1 cm. Se construiește curba de etalonare, pe axa absciselor înscriindu-se concentrațiile p-nitrofenolului (mmol/l), iar pe axa ordonatelor - extincțiile obținute.

În ejaculatul normal, activitatea fosfatazei acide prostatice este nu mai mică de 3,3 ME/cm<sup>3</sup> sau mkmol/min/l.

*Notă:* Pentru determinarea activității fosfatazei acide prostatice se poate folosi setul de reactivi produși de diferite firme. Determinarea se face după instrucție, dar în loc de ser sanguin se ia ejaculat, diluat de 1000 ori cu ser fiziologic.

### 5.1.19. Testul postcoital (TPC)

*Principiu.* După numărul spermatozoizilor mobili ce se află în mucusul cervical al femeii, primit după coitus se identifică dereglările pătrunderii spermatozoizilor în canalul cervical.

*Utilaj:* Microscop, termostat, lame, lamele, pipete Pasteur.

*Tehnică:* După 6-10 ore după actul sexual se ia o picătură de mucus cervical și se transferă pe sticluta portobiect încălzită în prealabil până la 25 °C, se acoperă cu lamela, pe marginile lamelei se toarnă parafină topită. La mărimea x 200 în 5 câmpuri de vedere se numără spermatozoizi mobili, imobili și oscilanți (fenomenul de "balansare") în procente față de numărul total.

*Aprecierea rezultatelor:* 4 - excelent, dacă se va găsi mai mult de 15 spermatozoizi mobili activi. În așa caz sperma poate să nu se examineze; 3 - bun, dacă în mucusul endocervical se depistează mai mult de 10 spermatozoizi cu mobilitate ascendentă, iar procentul spermatozoizilor cu mobilitate oscilatorie este mai mare de 25%; 2 - satisfăcător, dacă numărul de spermatozoizi activi mobili este 6-10, iar cei cu mobilitatea oscilatorie sunt mai puțin de 25%; 1 - incert, dacă numărul spermatozoizilor activi este mai mic de 5, iar fenomenul de "balansare" este mai mare de 25%. În acest caz este nevoie de a repeta testul postcoital. Dar la primirea repetată a rezultatelor incerte se cercetează serul sanguin a cuplului conjugal și spermoplasma la prezența anticorpilor spermoaglutinari și spermoimobilizatori; 0 - negativ, dacă spermatozoizii lipsesc.

*Notă:* Cel mai potrivit timp de efectuare a TPC sunt zilele de ovulație la femeii.

### 5.1.20. Cercetarea mucusului cervical la receptivitatea și capacitatea de pătrundere a spermatozoizilor

*Tehnică:* În ziua ovulației, care se determină prin metode citohormonale sau alte metode, de la femeia examinată se recoltează mucusul cervical și se transferă pe o lamă. Alături se pune o picătură de spermă proaspăt eliminată (nu mai mult de 45 minute după ejaculare) a soțului acesteia. Ambele picături se

acoperă cu o lamela în așa fel ca picăturile să se unească dar să nu se amestece. Marginea lamelului se acoperă cu un strat de parafină topită. Preparatul se pune în termostaț la 37 °C pe 3 ore. Periodic (peste 15, 30, 60, 120 și 180 min) preparatul se microscopiază.

*Aprecierea rezultatelor:* În preparat se pot depista următoarele fenomene:

- Spermatozoizii pătrund adânc prin zona de unire a picăturilor în interiorul picăturii cu mucus și majoritatea din ei își păstrează mobilitatea timp de 3 ore. La cuplurile de familie sănătoase secretul cervical are o receptivitate normală față de spermatozoizi, iar spermatozoizii se caracterizează printr-o capacitate normală de pătrundere.

- Spermatozoizii pătrund ușor în picătura cu mucus dar repede își pierd mobilitatea. În acest caz receptivitatea mucusului față de spermatozoizi este scăzută. Această dereglare poate fi cauzată și de capacitatea slabă de pătrundere a spermatozoizilor.

- Spermatozoizii nu pătrund în mucusul cervical. În cazul dat mucusul este nereceptiv față de spermatozoizi. Pentru identificarea cauzei se petrec diferite teste încrucișate cu ejaculat de control (normal) și mucus cervical de control (normal).

#### **5.1.21. Testul încrucișat cu ejaculat de control**

*Tehnică:* În ziua ovulației se colectează mucus cervical de la femeia examinată. Drept ejaculat de control (normal) servește ejaculatul unui bărbat sănătos, care are copii și la care spermatozoizii au o capacitate de pătrundere înaltă. Preparatul se pregătește și se cercetează conform metodei descrise în p. 5.1.21.

Pătrunderea liberă a spermatozoizilor din ejaculatul de control în mucusul cervical al femeii examinate arată că mucusul dat are o capacitate de receptivitate normală numai față de acest ejaculat, dar nu față de ejaculatul soțului sau. Însă dacă spermatozoizii donatorului nu pătrund, atunci mucusul și serul sanguin al cuplului conjugal (soților) se controlează la testele de spermioimobilizare și spermioaglutinare. Capacitatea de pătrundere a spermatozoizilor soțului se controlează prin metoda încrucișată cu mucus cervical de control (normal).

#### **5.1.22. Testul încrucișat cu mucus cervical de control**

*Tehnică:* De la o femeie sănătoasă cu capacitatea de receptivitate normală, se ia mucus cervical și se cercetează cu ejaculatul pacientului ce se examinează. Dacă spermatozoizii nu pătrund în mucusul de control, atunci cauza sterilității este incapacitatea de pătrundere a spermatozoizilor pacientului. Dacă spermatozoizii pătrund, atunci soția pacientului are nevoie de cercetarea mucusului cervical la prezența anticorpilor.

#### **5.1.23. Testul de microaglutinare Friberg (TF)**

*Principiu.* În prezența anticorpilor față de spermatozoizi în materialul de analizat (ser sanguin, spermoplasmă, mucus cervical) se petrece aglutinarea spermatozoizilor donatorului care în reacția dată îndeplinește rolul de antigen.

*Reagenți:* 1. Fosfat biacid de potasiu ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ).

2. Fosfat monoacid de sodiu ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ).

3. Clorura de sodiu ( $\text{NaCl}$ )

4. Soluție tampon fosfat-salin (pH 7,2-7,4): 0,40 g  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ , 12,17 g  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ , 8,50 g  $\text{NaCl}$  se dizolvă în 700-800 cm<sup>3</sup> apă distilată, se stabilește pH-ul 7,2-7,4 și volumul soluției se aduce până la 1 l.

5. Ejaculatul donatorului. Se folosește sperma normală a unui om sănătos recoltată nemijlocit înainte de examinare. Se determină în ea numărul spermatozoizilor și se diluează cu soluție tampon fosfat până la concentrația spermatozoizilor de 40 · 10<sup>6</sup>/cm<sup>3</sup>.

*Utilaj:* Planșete pentru microaglutinare sau eprubete serologice, pipete Pasteur cu capătul anterior alungit.

*Material de cercetat.* Serul sanguin înainte de examinare se inactivează timp de 30 min la 56 °C. Spermoplasma și mucusul cervical se colectează înainte de cercetarea probei și se folosește în reacție fără prelucrare preliminară.

*Tehnica de lucru.* Cinci picături de material de examinat nediluat se transferă cu pipeta Pasteur într-o eprubetă serologică sau într-un godeu al planșetei. Apoi se adaugă o picătură de spermă diluată de la



donator. Eprubeta se acoperă cu un dop, iar planșeta - cu capacul, și se incubează la 18-20 °C până la formarea aglutinatelor, care pot apărea pe parcursul a 4 ore maximal. Peste fiecare 1, 2, 3 și 4 ore se controlează prezența aglutinatelor la microscop la mărimi mici.

*Aprecierea rezultatelor:* Se efectuează după cantitatea aglutinatelor de spermatozoizi. Lipsa aglutinatelor mărturisește că în materialul examinat anticorpi antispermali nu au fost depistați. Prezența aglutinatelor mărturisește despre prezența anticorpilor antispermali în materialul examinat. În acest caz dat el trebuie cercetat prin metoda cantitativă.

*Notă:* Pipeta Pasteur sau seringă după fiecare examinare a materialului de cercetat se spală bine de patru ori cu soluție tampon fosfat.

#### **5.1.24. Testul cantitativ de microaglutinare "Friberg"**

*Principiu.* Același ca și în p.5.1.24.

*Reagenți:* Aceiași ca și în p. 5.1.24.

*Utilaj :* Planșete sau tuburi (eprubete) serologice.

*Material de cercetat:* Același ca și în p. 5.1.24.

*Tehnica de lucru.* Se prepară două serii de diluții a materialului de cercetat cu soluție tampon de la 1:4 până la 1:256. Pentru aceasta într-un godeu al planșetei sau într-un tub se toarnă 0,3 cm<sup>3</sup> soluție tampon, iar în celelalte câte 0,2 cm<sup>3</sup> de aceeași soluție. În primul godeu sau tub se adaugă 0,1 cm<sup>3</sup> de material de cercetat, se agită bine și se transferă 0,2 cm<sup>3</sup> de amestec în godeul (tubul) următor, se agită și iarăși se transferă 0,2 cm<sup>3</sup> în următoarele godeuri (tuburi) și așa mai departe până când obținem diluția 1:256. Din ultimul godeu (tub) 0,2 cm<sup>3</sup> de amestec se aruncă. În fiecare diluție apoi se adaugă câte o picătură (0,04 cm<sup>3</sup>) de spermă diluată de donator. Se acoperă probele cu capace sau dopuri și se incubează la fel ca și în metoda 5.1.24. Peste 4 ore din fiecare probă se ia câte o picătură și se transferă pe sticla portobiect. Se acoperă cu lamela și se microscopiază numărând aglutinatele prezente într-un câmp de vedere al microscopului.

*Aprecierea rezultatelor.* Drept titru al anticorpilor aglutinizanți se ia ultima diluție în care au fost depistate 3 sau mai multe aglutinate într-un câmp de vedere. Prezența aglutinatelor în titru 1:4 sau 1:8 poate indica la o reacție nespecifică și numai începând cu titrul 1:16 aglutinația poate fi considerată specifică, ceea ce mărturisește despre mecanismul imun al sterilității.

*Notă:* Vezi metodele 5.1.24 și 5.1.25. În lipsa capacelor sau dopurilor amestecul se acoperă cu câteva picături de ulei de vazelină.

#### **5.1.25. Testul de imobilizare a spermatozoizilor Isodjim (TSI)**

*Principiu.* Prezența anticorpilor spermoimobilizatori în materialul de cercetat se identifică după micșorarea mobilității spermatozoizilor donatorului.

*Reagenți:*

1. Soluție tampon fosfat, același ca și în p. 1.1.24.

2. Complement praf uscat din serul cobailor. Se pregătește conform instrucției la partida dată a preparatului.

3. "Ser imun uman". Serul donatorului cu anticorpi spermoimobilizatori, care micșorează mai mult de 90% mobilitatea spermatozoizilor după incubare la 37 °C timp de o oră. Înainte de a fi folosit în reacție serul se inactivează la 56 °C timp de 30 min.

4. "Ser normal uman" - serul sanguin de femece care a născut și care nu micșorează mobilitatea spermatozoizilor donatorului. Înainte de a fi folosit serul se inactivează la 56 °C - 30 min.

5. Ejaculatul donatorului se recoltează nemijlocit înainte de examinare. El trebuie să conțină nu mai puțin de 70% spermatozoizi cu mobilitate activă. Această cifră se folosește la calcule. La analiză se folosește ejaculatul cu concentrația spermatozoizilor de 40 mln/cm<sup>3</sup>. Pentru diluție se folosește soluția tampon-fosfat salin.

6. Soluție de NaCl, 154 mmol/l (0,85% - ser fiziologic).

*Material de cercetat.* Ser sanguin inactivat (56 °C - 30 min), ejaculat, mucus cervical.

*Utilaj:*

- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;



- baloane cotate cu volumul  $100,0 \pm 0,01 \text{ cm}^3$ ,  $1000,0 \pm 0,05 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,01 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu volum variabil  $0,200 - 1,000 \pm 0,005 \text{ cm}^3$ ;
- pipetă dozator cu volum variabil  $0,005 - 0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie de apă sau termostat;
- eprubete de centrifugare;
- cameră de numărare Goreaev.

*Tehnica de lucru.* Se procedează după indicațiile din schema de mai jos:

În eprubetă se toarnă ( $\text{cm}^3$ )	Proba de examinat (2 tuburi)	Controlul complementului	Controlul mobilității spermatozoizilor	Controlul imobilizării
1. Ser fiziologic	-	0,5	-	-
2. Ser uman normal	-	-	0,5	-
3. Ser uman imun	-	-	-	0,5
4. Complement	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Material de cercetat	0,5	-	-	-
6. Ejaculat diluat al donatorului	0,05	0,05	0,05	0,05

Eprubetele se incubează la  $37^\circ\text{C}$  timp de o oră. Se agită minuțios. Apoi din fiecare tub se aplică câte o picătură pe o lamă, se acoperă cu lamela și se numără spermatozoizii mobili la 100 de celule (în %). Număratoarea se efectuează la mărimea  $\times 400$ .

*Aprecierea rezultatelor.* Mobilitatea spermatozoizilor în proba "Controlul complementului" și "Controlul mobilității spermatozoizilor" nu trebuie să fie mai mică ca cea inițială în ejaculatul donatorului. În proba "Controlul imobilizării" mobilitatea trebuie să fie micșorată nu mai puțin de 90%. Respectând aceste cerințe se apreciază rezultatul probei de cercetat, folosind pentru aceasta următoarea formulă:

$$X = \frac{K}{O}, \text{ unde:}$$

$K$  - procentul spermatozoizilor mobili în ejaculatul donatorului;

$O$  - procentul spermatozoizilor mobili în materialul de cercetat;

$X$  - indicele spermoimobilității.

Când  $X$  este mai mic de cât 2, mobilitatea spermatozoizilor scade mai mult de 50%. Acest rezultat se consideră negativ, deoarece această micșorare nu este condiționată de prezența anticorpilor antispermali.

Dacă  $X$  este mai mare de cât 2 aceasta înseamnă că în proba dată sunt prezenți anticorpii imobilizatori. În acest caz materialul trebuie examinat prin metoda cantitativă.

#### 5.1.26. Testul cantitativ de imobilizare a spermatozoizilor Izodjim

*Principil, reagenții și materialul de cercetat* sunt aceleași ca și în metoda 5.1.26.

*Tehnica de lucru.* Se pregătesc 2 serii de diluții a materialului de cercetat cu soluție tampon-fosfat salin de la 1:4 până la 1:256. Pentru aceasta în primul tub se toarnă  $0,75 \text{ cm}^3$  sol. tampon, în toate celelalte - câte  $0,5 \text{ cm}^3$  sol. tampon. În primul tub se adaugă  $0,25 \text{ cm}^3$  material de cercetat, se amestecă bine și  $0,5 \text{ cm}^3$  de amestec se transferă în al doilea tub și așa mai departe până la diluția 1:256. Din ultimul tub  $0,5 \text{ cm}^3$  de soluție se aruncă. Apoi în fiecare tub se adaugă câte  $0,1 \text{ cm}^3$  de complement și  $0,05 \text{ cm}^3$  de ejaculat diluat al donatorului. Se incubează la  $37^\circ\text{C}$  timp de 1 oră. Atent se agită și din fiecare tub se ia câte o picătură de material și se aplică pe sticluta portobiect, se microscopiază și se numără procentul spermatozoizilor mobili. Pentru calcularea rezultatelor se folosește aceeași formulă ca și în metoda 5.1.26. Se calculează  $X$  pentru fiecare diluție.

Diluția în care  $X$  este egal cu 2 sau mai mic decât 2 rezultatul se consideră negativ, iar diluțiile următoare unde  $X$  este mai mare decât 2 se consideră drept titru al testului de imobilizare a spermatozoizilor.

## CAPITOLUL 6

### DEPISTAREA GONOCOCILOR ȘI A TRIHOMONADELOR VAGINALE

#### **6.1. Depistarea gonococilor și a trihomonadelor vaginale în materialul de cercetat, colorat cu albastru de metilen**

**Principiu.** Esența metodei constă în depistarea agenților patogeni în preparatele colorate cu albastru de metilen.

**Reactivi :**

1) soluție apoasă de albastru de metilen 1% : 1 g de albastru de metilen se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> de apă distilată, apoi se filtrează printr-un filtru de hârtie;

2) alcool etilic, 96°.

**Utilaj special :** microscop cu iluminatie, ceas de nisip, stative.

**Pregătirea preparatelor.** Materialul de cercetat se aplică pe lame (sticle portobiect) degresate sub formă de un strat subțire uniform și se usucă la aer.

**Mersul cercetării.** Preparatul se fixează 3 minute în alcool etilic 96°, se usucă, apoi se aplică soluția albastru de metilen de 1% pe o minută, după aceasta restul de vopsea se spală minuțios sub apă rece curgătoare din robinet și se usucă în stative.

**Microscopia.** Cercetarea materialului se petrece la microscop cu iluminatie naturală sau artificială, obiectivul 90 cu imersie, ocularul 7 sau 10. Uleiul de imersie folosit este uleiul de cedru. Preparatul are o culoare albastră. Nucleele celulei au o culoare albastră închisă, citoplasma - albastru deschisă de intensitate diferită (până la incoloră). Mucozitatea se colorează în albastru deschisă. Flora bacteriană se colorează în albastru de intensitate diferită. Gonococii sunt de culoare albastru închisă cu contururi pronunțate, sub formă de bob în perechi; se localizează în interiorul celulei, în celulele epiteliale și în mucozități.

Trihomonadele vaginale au forme diferite (rotundă, ovală, poligonală). Se localizează în mucozități printre elementele celulare, membrana este conturată clar, nucleul este amplasat excentric, se colorează intens în albastru, citoplasma este fină, în formă de rețea, de culoare albastru deschisă, vacuolele - incolor.

#### **6.2. Depistarea gonococilor și a trihomonadelor vaginale în materialul de cercetat, colorat cu eozină și albastru de metilen**

**Principiu.** Esența metodei constă în depistarea agenților patogeni în preparatele colorate cu eozină și albastru de metilen (această metodă se recomandă de a o folosi la cercetarea materialului recoltat la copii).

**Reactivi :**

1) soluție de eozină de 1% în alcool etilic: 1 g de eozină hidrosolubilă se dizolvă în 37 cm<sup>3</sup> apă distilată, apoi se adaugă la aceasta soluție 63 cm<sup>3</sup> de alcool etilic 96° sau 1 g de eozină solubilă în alcool se dizolvă în 63 cm<sup>3</sup> de alcool etilic, apoi se adaugă 37 cm<sup>3</sup> apă distilată. Soluția se filtrează.

2) Soluție apoasă de albastru de metilen de 1%.

**Utilaj :** microscop cu iluminatie, ceas de nisip, stativ.

**Pregătirea preparatelor.** Materialul de cercetat se aplică în strat subțire și continuu pe suprafața unei lame bine degresate. Frotiurile astfel preparate se usucă la temperatura camerei.

**Mersul colorării.** Fără o fixare prealabilă preparatele se scufundă în 1% soluție de eozină pe 15-20 secunde, se spală cu apă curgătoare din robinet și se acoperă cu 1% soluție albastru de metilen pe 1-2 minute, apoi minuțios se spală colorantul rămas sub un jet de apă rece din robinet și se usucă în stativ la temperatura camerei.

**Microscopia.** Colorarea materialului se efectuează pentru depistarea eozinofilelor paralel cu gonococii

și trihomonadele . Preparatul are o culoare albastră.

Nucleul celulelor se colorează în albastru, citoplasma - albastru deschis de intensitate diferită. Citoplasma eozinofilelor are o granulație de culoare roz-aprinsă. Mucozitățile au o culoare albastră deschisă. Flora bacteriană se colorează în albastru de intensitate diferită. Gonococii sunt de culoare albastru-închisă, bine conturați, în formă de bob în perechi; se localizează intracelular, în mucozități și deasupra celulelor epiteliale.

Trihomonadele vaginale - nucleul situat excentric, în formă ovală, de culoare albastru închisă, citoplasma în formă de rețea de culoare albastră deschisă, vacuolele - incolore, membrana citoplasmei este bine conturată.

### **6.3. Depistarea gonococilor și a trihomonadelor vaginale în materialul de cercetat, colorat cu verde de briliant**

*Principiu.* Esența metodei constă în determinarea agenților patogeni în preparatul colorat cu verde de briliant.

*Reactivi :*

1) Soluție apoasă de verde de briliant de 0,5% : 0,5 g de briliant verde se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> de apă distilată clocotită, se filtrează în stare fierbinte prin filtru de hirtie.

2) Alcool etilic de 96°

*Utilaj :* vezi p.1.1.

*Pregătirea preparatelor :* vezi p.1.1.

*Mersul colorării.* Preparatul se fixează 3 minute în alcool etilic de 96°, se usucă, apoi se acoperă cu 0,5% soluție apoasă de verde de briliant pe 1 minut și minușios se spală excesul de colorant cu un get de apă curgătoare din robinet și se usucă pe un stativ la temperatura camerei.

*Microscopierea.* Preparatul are o culoare verde. Nucleul celulelor se colorează în verde, citoplasma - în verde deschis. Mucozitățile sunt de o culoare verde. Formele bacteriene se colorează în verde de intensitate diferită. Gonococii sunt de culoare verde închisă, conturați bine în formă de bob în perechi, situați intracelular, în mucozități și deasupra celulelor epiteliale. Trihomonadele vaginale au forme diferite (ovală, rotundă, poligonală), sunt amplasate între elementele celulare sau în mucus: membrana citoplasmei este conturată clar, nucleul este colorat intens în verde, amplasat excentric, citoplasma se evidențiază în formă de rețea de culoare verde deschisă, vacuolele incolore.

### **6.4. Depistarea gonococilor și a trihomonadelor vaginale în materialul de cercetat cu colorarea după metoda Gram modificată**

*Principiu.* Esența metodei constă în particularitatea gonococilor, trihomonadelor vaginale și altor microorganisme Gram-negative prin decolorare pe parcursul unui timp anumit cu alcool etilic de a ceda colorantul violet și de a se recolora ulterior într-o culoare oranj-roșie suplimentar.

*Reactivi :*

1) Soluție apoasă de cristal de violet 1%: 1 g cristal de violet se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> de apă distilată clocotită, soluția se filtrează în stare fierbinte prin-un filtru de hârtie.

2) Soluția apoasă Lugol: 2 g KI se dizolvă în 300 cm<sup>3</sup> de apă distilată, în soluția obținută se dizolvă 1 g de iod cristalin pur, se filtrează printr-un filtru de hârtie.

3) 96° alcool etilic.

4) Soluție apoasă de roșu neutru 1%: 1 g roșu neutru se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> apă distilată și apoi se filtrează prin filtru de hârtie

*Utilaj :* vezi p.1.1.

*Pregătirea preparatelor :* vezi p.1.1.

*Mersul colorării.* Preparatul se acoperă cu o bandă de hârtie de filtru, apoi se toarnă pe ea soluție apoasă de cristal violet de 1% pe 1 minută. De urmărit ca între hârtia de filtru și sticlă să nu fie bule de aer, în caz contrar bulele se înlătură cu un bastonaș sau cu pipeta de sticlă și se apasă hârtia de filtru muiată în sol.cristal violet. După 1 minut hârtia se înlătură, preparatul se spală cu apă de robinet și se toarnă soluția Lugol, care se lasă pe câteva secunde până la înnegrirea frotiului.



După aceea restul de soluție Lugol se spală, apoi se procedează la decolorarea preparatului cu alcool etilic de 96°. Decolorarea se petrece sub control vizual, apoi scufundăm preparatul într-un pahar cu apă pentru spălarea alcoolului. Decolorarea preparatului se petrece până când acesta capătă o culoare cenușie-palidă. Atunci preparatul se spală repede sub get de apă curgătoare și se colorează timp de 3 minute cu soluție de 1% de soluție roșu neutru. În continuare preparatul din nou se spală minuțios cu apă curgătoare până când apa ce se prelinge de pe acesta devine incoloră, apoi preparatul se usucă la aer.

**Microscopia.** Preparatul vopsit corect are o culoare oranj-roșie în straturile subțiri și violet-liliachie în straturile groase. Nucleele elementelor celulare (leucocite, celulele epiteliale) sunt de culoare violetă, partea centrală trebuie să aibă o culoare violetă, iar cea periferică - oranj-roșie; gonococii repartizați în leucocite și deasupra celulelor epiteliale vor fi de culoare oranj-roșie. Pentru obținerea unei colorații de calitate înaltă este necesar de a urmări atent cum decurge decolorarea preparatului: la decolorarea insuficientă nucleele celulelor au o colorație intensă violetă, gonococii pot să-și păstreze culoarea violetă, pe când în preparatele decolorate peste măsură, stafilococii și streptococii pot căpăta o culoare oranj-roșie și pot fi confundați cu gonococii. Identificarea gonococilor se bazează pe proprietățile lor morfologice, repartizarea și particularitățile față de colorația după Gram. Gonococul este un coc par, având forma unui bob de cafea, cocii sunt îndreptați unul către celălalt cu părțile sale concave; înmulțindu-se prin diviziune în diferite planuri, gonococii nu formează lanțuri. În interiorul leucocitelor ei se repartizează în perechi sau în grupe în așa mod, că unii diplococi sunt așezați în raport cu alții sub diferite unghiuri. Repartizarea extracelulară a gonococilor î-și are și ea particularitățile sale deosebite. În multe cazuri gonococii se găsesc deasupra celulelor epiteliale în număr mare în rânduri cu repartizarea diplococilor perpendicular unul față de altul înăuntrul rândului. Frecvența repartizării gonococilor intra- sau extracelular depinde atât de perioada bolii cât și de metoda de recoltare a materialului. La identificarea gonococilor trebuie de luat în considerație toate cele trei proprietăți de bază caracteristice pentru acești germeni.

Rezultatul pozitiv se dă numai la depistarea formelor tipice ale gonococilor.

Trihomonadele vaginale se colorează palid: membrana sub formă de bandă fină înconjoară citoplasma reticulară de culoare oranj-roșie, nucleul-violet sau liliachiu. Flagelii și membrana ondulatorie nu se depistează.

### **6.5. Depistarea trihomonadelor vaginale în materialul de cercetat în preparatul nativ**

**Principiu.** Agentul patogen se depistează după mișcarea sa printe elementele figurate și microorganisme în preparatul pregătit *ex tempore*.

**Reactivi :**

1) soluție de NaCl izotonică: 0,9 g NaCl se dizolvă în 100 cm<sup>3</sup> apă distilată.

**Utilaj :** microscop cu iluminare, lame, lamele, pipete Pasteur.

**Prepararea preparatelor.** Pe o lamă se aplică o picătură de soluție izotonică caldă de NaCl, care apoi se amestecă cu materialul patologic, eliminat din focarul de infecție. Emulsia obținută se acoperă cu o lamelă și apoi o cercetăm la microscop.

**Microscopia.** Cercetările se efectuează sub microscopul cu iluminare naturală sau artificială imediat după pregătirea preparatului: obiectivul 40, ocularul 7 sau 10.

Trihomonada vaginală se determină după corpul în formă de pară rotundă sau ovală; ea are dimensiunile puțin mai mari decât un leucocit, și mișcarea bruscă caracteristică membranei undulare și a flagelilor, care se văd foarte bine la microscopul cu fon închis sau condensator cu fază de contrast.

**Notă.** La examinarea preparatelor native trihomonadele vaginale uneori se confundă cu flagelatele din familia Bodonidelor care pot nimeri în preparat din apă, vesela murdară etc. Spre deosebire de trihomonade, Bodonidele au câte 2 flagele și ele se mișcă foarte repede în linie dreaptă, rectilină. Greșelile pot fi provocate și de prezența în preparat a bacteriilor mobile, care fixându-se de leucocite, produc impresia prezenței unui număr mare de trihomonade mobile.

Deoarece la păstrarea preparatelor mai mult timp la temperatura camerei, trihomonadele î-și pierd mobilitatea, examinarea trebuie efectuată cât mai repede posibil, imediat după recoltarea materialului biologic.



# CAPITOLUL 7

## CERCETĂRI PARAZITOLOGICE

### 7.1. Examinarea materiilor fecale

#### 7.1.1. *Lucrul cu materiile fecale în laborator*

Materiile fecale se colectează în vase de sticlă sau plastic de unică folosință pe care se indică numele, prenumele și patronimicul, vârsta și adresa pacientului. Materiile fecale trebuie să fie aduse în cantități suficiente nu mai puțin de  $\frac{1}{4}$  din pahar, deoarece porțiunile mai mici de excremente se usucă rapid și ouăle de helminți se deformează. În afară de aceasta uneori apare necesitatea de a repeta cercetările și prin alte metode.

Materiile fecale aduse în laborator trebuie cercetate în aceeași zi, iar atunci când aceasta nu este posibil ele trebuie păstrate la rece până dimineata următoare. La efectuarea analizelor vesela trebuie să fie dezinfectată prin fierbere sau expoziție timp de 5 ore în sol. 5% fenol, lizol sau 2% crezol. În caz de necesitate materialul poate fi păstrat câteva zile în prezența conservanților.

La înregistrarea rezultatelor analizelor, denumirea helminților se marchează după nomenclatura contemporană (denumirea în latină).

Toate metodele de diagnostic de laborator al helmintozei necesită: microscop optice, lame, lamele.

Examinarea preparatelor se începe cu cercetarea la mărimi mici cu ocularul  $\times 10$ , iar în cazurile problematice (de suspjecție) se utilizează mărimile mari ale microscopului ( $10\times 40$ ).

Pentru depistarea larvelor de *S.stercolis*, *A.duodenale*, *N.americanus* pot fi utilizate microscopul stereoscopic binocular.

În laboratoare este necesar de a urmări starea bună de funcționare a nișelor de ventilație.

#### 7.1.2. *Metode de conservare a materiilor fecale*

Materiile fecale pentru cercetarea prin metodele indicate mai jos trebuie să fie transportate în laborator proaspăt recoltate (nu mai târziu de 24 ore). În caz de necesitate de păstrare îndelungată, și în scopul evitării influenței condițiilor nefavorabile la transportare, care pot condiționa deformarea ouălor de helminți, se recomandă conservarea fecaliilor în soluția Barbogollo sau soluție de detergenți sintetici (remediile pentru spălare de tip „Lotos”, „Extra”, „Universal” etc.). Raportul dintre fecalii și soluție trebuie să constituie 1:10.

#### 7.1.3. *Metoda de sedimentare a materiilor fecale (simplă)*

**Principiu:** În sediment se evidențiază bine ouăle de schistosom care pot fi ușor evidențiate de diferite elemente organice, care se conțin în fecale.

**Reagenți:** Solvent. Se prepară amestecând sol. 50% glicerină cu sol. izotonică de NaCl în proporție 1:1.

**Tehnică:** Într-un pahar conic cu capacitatea de 200 cm<sup>3</sup> se omogenează 1 g de materii fecale cu 1-2 cm<sup>3</sup> de solvent. Conținutul paharului apoi se diluează până la volumul vasului și se lasă să se limpezească 20-30 min. Supernatantul se înlătură, iar sedimentul se examinează la microscop la mărimi mici la prezența ouălor de helminți. Pentru a obține o concentrație mai mare de ouă de helminți în sediment acesta se diluează din nou cu solvent și apoi se lasă să se limpezească 10 min. Sedimentul din stratul de la fund se recoltează cu pipeta Pasteur și se transferă 2 picături pe o lamă, se acoperă cu lamela și se cercetează la microscop.

#### 7.1.4. *Metoda de sedimentare a materiilor fecale după Ritchie*

**Principiu:** Ouăle de schistosom se depistează în sedimentul obținut la centrifugare.

**Reagenți:** Sol. izotonică de NaCl, 10% formalină, eter sulfuric.

**Tehnica de lucru:** Într-un vas se amestecă circa 2 g fecale cu 10 cm<sup>3</sup> sol. izotonică de NaCl și se transferă în eprubete de centrifugat. Eprubetele se astupă cu un dop și se agită 30 sec. Dopul se înlătură, iar conținutul eprubetei se centrifughează 2 min la 2000 tur/min. Apoi supernatantul se înlătură, la sediment se adaugă 10 cm<sup>3</sup> sol. 10% formalină, se agită energic și se lasă să se limpezească 5 min. După aceasta se adaugă 3-5 cm<sup>3</sup> eter sulfuric, se astupă cu un dop și se agită până la obținerea unei suspensii omogene, dopul se înlătură și se centrifughează din nou 2 min. După centrifugare în eprubete se formează 4 straturi: 1) sedimentul la fundul eprubetei ce conține ouăle de schistosome; 2) stratul de formalină; 3) stratul de detrit (lipide, fibre etc.); 4) stratul de eter.

Mai departe detritul se înlătură împreună cu stratul de eter și formalină, iar sedimentul din stratul de la fund se transferă pe lame și se examinează la microscop la mărimi mici.

## 7.2. Metode generale de cercetare a materialului pentru identificarea protozoarelor.

### 7.2.1. Identificarea protozoarelor intestinale în fecale prin metoda frotiului nativ și frotiului cu soluția Lugol.

**Principiu:** Suspensia de materii fecale în ser fiziologic permite de a păstra viabilitatea trofozoitilor de protozoare (amibe, flagelate, ciliate), care au mișcări caracteristice, fapt ce facilitează decelarea și identificarea elementelor parazitare. Soluția Lugol colorează membrana chistilor și detaliile de structură internă, inclusiv și cea a amidonului în diferite stadii de digestie.

**Reactivi :**

1. Sol. de 0,85 % de NaCl (ser fiziologic).

2. Sol. Lugol (iodat de caliu - 3 g, iod cristalin 1,5 g, apă distilată - 100 cm<sup>3</sup>). Soluția este stabilă la păstrarea în vesală din sticlă brună la temperatura camerei timp de o lună.

**Echipament special:** Microscop, lame, lamele, baghete de lemn cu lungimea de 10-15 cm., cu grosimea de 2-3 mm.

**Tehnică de lucru:** Pe lamă se aplică câte 2 picături de ser fiziologic și soluție Lugol la o distanță de 2-3 cm. Apoi cu o baghetă de lemn se i-a o porțiune de materii fecale (pe vârful baghetei) și se amestecă cu picăturile de ser fiziologic. Atunci când se depistează elemente patologice (mucus, puroi) acestea de asemenea vor fi luate în studiu. Cu aceeași baghetă se va lua o altă porțiune de material biologic și se va amesteca cu picăturile de sol. Lugol. Ambele picături se acoperă cu lamele (24 x 24 mm) și se examinează la microscop mai întâi la mărimi mici (15 x 8) apoi la mărimi medii (15 x 40) cu lumină slabă (condensorul coborât). Emulsia de pe lamă trebuie să fie de mărime optimă ( să nu se prelingă de sub lamelă, în caz contrar preparatul se aruncă în soluție dezinfectantă și se pregătește altul) și de consistență medie; în preparatul prea dens e dificilă microscopia, în preparatul prea subțire e insuficient numărul elementelor parazitare. Prin frotiul pregătit corect se citește ușor textul cu litere de tipar.

**Aprecierea rezultatelor:** Se studiază la microscop 2-3 preparate și se depistează toate elementele parazitare prezente în materialul biologic. În cazuri dubioase se vor repeta 3 analize pe parcursul a 1-2 săptămâni. Tehnica respectivă permite identificarea trofozoitilor și chistilor protozoarelor intestinale în divers material biologic, cu condiția ca intensitatea parazitărilor a probei să fie suficientă. Concomitent cu diferite protozoare saprofite, procedeul descris permite depistarea agenților etiologici ai amibiazelor (Entamoeba histolytica), balantidiazelor (Balantidium coli) și giardozei (Lamblia intestinalis).

În fecalele omului Amiba dizenterică poate fi întâlnită în trei variante: forma tisulară (histolytica tisulară), luminală (minuta intestinală) și chist. Depistarea formei tisulare la pacienți confirmă diagnoza de amibiază acută. Formele luminală și chisturile sînt decelate la purtătorii sănătoși sau în perioada de convalescență.

Forma tisulară a amibe dizenterice are mărimea de 20-30 mkm și o endoplasmă vâscoasă, cu o structură granulară fină și o ectoplasmă clară, care formează pseudopode în formă de degete cu ajutorul cărora amiba se deplasează. Direcția de deplasare se poate schimba brusc, ca răspuns la condițiile microclimatului. Endoplasma de obicei conține eritrocite. Nucleul este sferic, înconjurat de o membrană nucleară. În centrul lui se află un singur cariozom înconjurat de un halou clar. În frotiul nativ nucleul este greu vizibil. Forma luminală este comparativ mai mică și are un diametru de 15-20 mkm, nu este hematofag. Citoplasma este vacuolizată și conține incluziuni din conținutul intestinului (bacterii, fungi). Chistii sunt

rotunzi sau mai rar ovali, cu diametrul 11-15 mkm, cu o membrană biconturată. În frotiul colorat cu sol. Lugol la chistul matur se observă 4 nuclee; la cel tânăr 1-3 nuclee și vacuole cu glicogen de culoare cafenie, intensitatea căreia se află în funcție de stadiul de digestie.

### **7.2.2. Identificarea protozoarelor intestinale în fecale folosind conservanții**

*Principiul.* Protozoarele intestinale se fixează în fecale cu soluția de conservanți. Particularitățile morfologice ale formelor vegetative și chistice ale protozoarelor se păstrează nemodificate timp îndelungat.

*Reactivi:*

1. Conservantul Burrows:

a) Soluția de conservant

NaCl - 0,7 g

Formalină concentrată - 5,0 cm<sup>3</sup>

Alcool etilic 96 - 12,5 cm<sup>3</sup>

Fenol cristalin - 2,0 g

Apă distilată până la 100,0 cm<sup>3</sup>

b) Soluția de colorant:

0,01% soluție de tionină sau azur.

Conservantul Burrows se folosește în cazurile când cercetarea materialul conservat este posibilă în termenul de până la o lună de zile.

2. Conservantul Safaraliev:

ZnSO<sub>4</sub> - 1,65 g

Formalină concentrată - 10,0 cm<sup>3</sup>

Fenol cristalin - 2,5 g

Acid acetic concentrat - 5,0 cm<sup>3</sup>

Albastru de metilen - 0,2 g

Apă distilată până la - 100,0 cm<sup>3</sup>

Conservantul Safaraliev se folosește în cazurile când materialul conservat trebuie de păstrat până la efectuarea cercetărilor pe un termen mai mult de o lună.

*Echipament special:* Microscop, flacoane de penicilină, baghete de sticlă sau lemn.

*Tehnică.* Conservantul se toarnă în flacoane de penicilină aproximativ până la jumătate din volumul lor. Materialul de cercetat de la fiecare bolnav se introduce imediat în flacon, în volum ce corespunde aproximativ 1/3 din volumul conservantului luat.

Flaconul se astupă cu un dop de cauciuc, care se fixează cu scoci. Pe fiecare flacon se vor lipi etichete cu inscripții ce conțin datele bolnavului. Important este ca înainte de cercetare materialul conservat să nu fie agitat. De pe fundul flaconului cu pipeta se i-a o picătură de sediment și se transferă pe o lamă. Apoi cu o baghetă de sticlă sau lemn se emulsionează bine până obținem o emulsie. Dacă materialul a fost colectat în conservantul Burrows, atunci emulsia obținută se va dilua cu o picătură de soluție de colorant, după ce preparatul se va acoperi cu o lamelă și se va studia la microscop cu obiectivul mediu (15x40). În anumite cazuri este rațional de a folosi și sistema de imersie.

*Aprecierea rezultatelor.* Se studiază 2-3 preparate și se înregistrează toate protozoarele depistate. Diagnosticul diferenciat se efectuează după criteriile descrise pentru frotiul colorat cu soluția Lugol. Însă, trebuie de luat în considerație, că spre deosebire de soluția Lugol, coloranții folosiți în sol.de conservanți nu colorează glicogenul, ci, dimpotrivă, permit de a evalua corpusculii cromatidici. Protozoarele în materialul conservat se colorează în albastru.

Structura internă a balantidiilor în materialul conservat devine indistinctibilă (inaccesibilă vederii), deoarece acestea sunt depistați după stratul de cili în chip de pâslă de la periferia celulei.

*Notă:* Tionina și azurul pot fi substituiți cu soluția de 0,01% albastru de metilen.

### **7.2.3. Identificarea protozoarelor intestinale în materiile fecale prin metoda de îmbogățire cu formalină-eter**

*Principiu.* La prelucrarea fecalelor cu formalină-eter are loc separarea și concentrarea chistilor proto-



zoarelor intestinale.

*Reactivi :*

1. Sol.de formalină: 10 cm<sup>3</sup> formalină concentrată, 0,85 g de NaCl și apă distilată până la 100 cm<sup>3</sup>.
2. Eter sulfuric.
3. Sol.Lugol : iodură de caliu - 3,0 g, iod cristalin - 1,5 g, apă distilată până la 100 cm<sup>3</sup>. Este stabil timp de o lună la păstrarea într-un vas de sticlă întunecată la temperatura camerei.

*Echipament special :* Lame, lamele, baghete de lemn cu lungimea de 15 cm și grosimea 2-3 mm, eprubete, pipete, centrifugă, microscop, vată.

*Tehnică.* În eprubete se toarnă câte 6 cm<sup>3</sup> soluție de formalină. Cu bagheta de lemn se i-a o porțiune de materii fecale de mărimea unui bob de mazăre și se emulsionează minuțios, apoi se adaugă 2 cm<sup>3</sup> de eter, se astupă cu dop de cauciuc, se agită eprubeta energic timp de o minută și se centrifughează 3 minute la 1500 tur/min. După centrifugare între stratul de formalină și eter se formează un strat de fecale, care apoi atent se desprinde cu o baghetă de lemn de pereții eprubetei. În continuare supernatantul se înlătură cu excepția sedimentului de la fundul eprubetei. Ținând eprubeta cu gura în jos pereții ei se șterg repede cu un tampon de vată, înlăturând cât mai mult lichid. Apoi întorcând eprubeta cu gura în sus, cu pipeta se i-a lichidul rămas pe fundul eprubetei și se transferă pe o lamă. Se adaugă o picătură soluție Lugol, se acoperă cu lamela și se microscopiază la mărimi mici și medii. În caz de necesitate emulsia de fecale se păstrează timp de 24 sau 48 ore.

*Aprecierea rezultatelor.* La cercetarea preparatului se înregistrează toate protozoarele intestinale depistate. Metoda dată permite de a identifica chistii protozoarelor intestinale.

#### 7.2.4. Identificarea lishmaniei în frotiurile măduvei osoase

*Principiul.* Identificarea lishmaniei în frotiul fixat și colorat pregătit din maduva osoasă.

*Reactivi :*

1. Alcool metilic sau alcool etilic absolut, sau amestecul Nichiforov (amestec de cantități egale de eter și alcool etilic absolut).
2. Soluție tampon cu pH 6,9-7,1: se amestecă 40 cm<sup>3</sup> de sol. KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> (9,078 g substanță uscată KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> în 1 l de soluție) și 60 cm<sup>3</sup> soluție de Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> (11,876 g substanță uscată în 1 l de soluție).
3. Azur-eozin Romanovski.
4. Soluție de lucru pentru colorația Romanovski. Se pregătește înainte de colorare prin diluarea azur-eozinei Romanovski în sol. tampon fosfat cu pH 6,9-7,1. Înainte de a folosi colorantul e nevoie de verificat preventiv calitatea lui și de a stabili condițiile optimele pentru colorarea preparatelor. Acest lucru este mai comod de efectuat pe frotiuri subțiri de sânge uman.

Se determină :

- 1) utilizarea seriei date de colorant pentru lucru;
- 2) concentrația de lucru a colorantului, adică diluția colorantului Romanovski de bază;
- 3) durata colorării frotiului.

În preparatul bine colorat lipsește sedimentul colorant. Eritrocitele capătă o nuanță roz-albastră. Nucleul leucocitelor se colorează în roșu-violet închis, foarte bine se evidențiază structura cromatinei. Citoplasma limfocitelor se colorează în albastru, iar a monocitelor – în albastru-cenușiu.

*Aparataj special:* Microscop, cuve pentru colorare, lame, lamă șlefuită.

*Mersul identificării.*

Pregătirea frotiului. Materialul colectat în timpul puncției măduvei osoase imediat se transferă pe o lamă și foarte atent pentru a nu leza și deforma celulele se întinde într-un strat subțire cu o lamă șlefuită.

Fixarea frotiului. Frotiul astfel pregătit se usucă la temperatura camerei, apoi se fixează 30 minute în alcool etilic absolut sau în amestecul Nichiforov, sau 5 minute în metanol, și iarăși se usucă la aer. Frotiurile fixate se pot păstra câteva zile.

Colorarea frotiului. Lamele cu frotiurile fixate se instalează pentru colorare în stative sau se așează cu frotiul în sus pe baghete de sticlă. Pe toată suprafața frotiurilor se toarnă colorant diluat în soluție tampon (aproximativ 3-5 cm<sup>3</sup>) și se lasă pe 30-50 minute. Timpul de colorare depinde de temperatura camerei, într-o



cameră caldă timpul de colorare e mai scurt, iar în cea rece – mai îndelungat. După colorare preparatul se clătește cu apă distilată sau fiartă și se usucă. Frotiul uscat se microscopiază cu sistemul de imersie fără lamelă.

**Aprecierea rezultatelor.** În momentul culminant al maladiei lishmaniile de obicei se află în cantități considerabile și ușor se depistează după câteva minute de la începutul examinării. Însă în stadiile timpurii ale bolii și în cazurile tratate se cere un timp mai îndelungat pentru cercetarea întregului frotiu (nu mai puțin de 40 min). Lishmaniile se depistează în macrofagi sau extracelular, au formă ovală rotundă sau corpuri alungite cu diametrul 3-5 mkm. Citoplasma are o structură fină și se colorează în albastru cenușiu, nucleul situat central sau la una din extremități - în roșu-violet. În citoplasmă se găsește cinetoplastida – o porțiune rotundă sau alungită, care se colorează mult mai intens decât nucleul.

Agentul lishmaniozei viscerale este *Leishmania donovani* - parazit intracelular care afectează sistemul citofagocitar. În fosta URSS era răspândită forma mediteraneană a lishmaniei viscerale, de care suferă preponderat copii de vârstă mică. Se întâlnește sub formă de cazuri sporadice în toate republicile Transcaucaziei, ale Asiei Mijlocii și Kazahstan. Cazuri de importare a acestei boli sunt posibile și în țara noastră. Fără aplicarea tratamentului boala se termină prin deces.

**Notă:** Lishmaniile uneori pot fi confundate cu :

1) plachete sanguine sau "fragmente" de celule (resturi de citoplasmă, care conțin substanță nuclea-ră), care se întâlnesc în frotiul măduvei osoase;

2) microorganisme străine (alge unicelulare) care nimeresc în preparat în timpul colorației. În frotiul ele se colorează mult mai intens ca leishmania - citoplasma în albastru închis și nucleul în roșu-zmeuriu aprins, cinetoplastida lipsește.

### 7.2.5. Identificarea leishmaniei în frotiuri din infiltratul pielii și mucoasei

**Principiu.** Identificarea leishmaniei în conținutul infiltratului în frotiul fixat și colorat.

**Reactivi și materiale speciale.** Aceleași, folosite la identificarea leishmaniei în măduva osoasă.

**Tehnică.** Materialul de cercetat se recoltează din tuberozitate (stadiu inițial al procesului) sau la hotarul infiltratului în perioada mai avansată a procesului). Tuberozitatea sau porțiunea de infiltrat la început se prelucerează cu un tampon umezit cu alcool, apoi aceasta se apasă cu două degete pentru a înlătura sângele și, continuând presiunea cu degetele, cu vârful ascuțit al bisturiului (mai bine cu cel olftamic) se efectuează o incizie superficială a pielii. În caz de apariție a sîngelui el se înlătură cu un tampon de tifon. De pe fundul și marginile inciziei cu același bisturiu se efectuează o răzuire a țesutului afectat și apoi raclatul obținut rapid se stratifică într-un strat subțire pe o lamă. Se pregătesc câteva frotiuri de acest fel. Frotiurile se usucă, se fixează cu metanol sau cu amestecul Nichiforov și se colorează după Romanovski.

**Aprecierea rezultatelor.** În preparat trebuie să se vadă bine celulele infiltratului - macrofagi, celulele endoteliale, plasmice, celulele limfoide, fibroblastii și un număr mic de celule a sîngelui periferic. Prezența în preparat a celulelor epiteliale, precum și a blocurilor nestructurate, care se colorează uniform în liliachiu, înseamnă că raclatul a fost luat prea superficial și trebuie repetat. În frotiu nu trebuie să fie prea mult sînge, puroi și bacterii. Leishmaniile (*Leishmania tropica*) se depistează în macrofagi și de asemenea extracelular sub formă de corpuri rotunde, ovale sau alungite cu mărimea de 3-5 mkm. La prelucrarea cu colorantul Romanovski citoplasma leishmaniilor se colorează în albastru deschis sau albastru, nucleul este roșu-violet. Se vede bine cinetoplastida după colorația sa mai închisă decât nucleul. Leishmania se identifică ușor în tuberculul sau în infiltratul marginal al ulcerului la etapa de ulcerare. În eliminările purulente ale ulcerărilor pot fi depistate numai leishmanii deformate și distruse, după care nu poate fi stabilit diagnosticul. În faza de cicatrizare leishmaniile se depistează foarte rar.

### 7.2.6. Identificarea leishmaniilor în țesutul afectat prin metoda cultivării

**Principiu.** După însămânțarea raclatului obținut din țesuturile afectate ale pacientului pe un anumit mediu de cultură leishmaniile se înmulțesc și pot fi depistate la microscop.

Componența mediului : agar - 14,0 g;

NaCl - 6,0 g;

sânge defibrilat de iepure, colectat din inimă înainte de pregătirea

mediului - 150,0 cm<sup>3</sup>;

Apă distilată - 900,0 cm<sup>3</sup>.

Mediul se pregătește în modul următor: Într-un balon de sticlă se toarnă apa distilată și se adaugă NaCl și agar. Balonul se încălzește până când agarul se topește complet și se sterilizează în autoclav la 1,5 atm 20-30 minute. Apoi în balonul cu agarul răcit până la 56 °C se adaugă sângele steril, se agită prin rotire și câte 4 cm<sup>3</sup> de soluție obținută în așa mod se repartizează în eprubete cu o pipetă sterilă. Balonul cu agarul sangvin se ține în baia de apă la temperatura de 56 °C. Eprubetele cu mediu se înclină. După răcirea agarului eprubetele se transferă într-un termostat la 37 °C pentru controlul sterilității și obținerea lichidului condensat. Dacă pe fundul eprubetei nu se formează destul lichid condensat atunci înainte de înșămânțare se poate de adăugat până la 1 cm<sup>3</sup> soluție de 0,85% NaCl, 1% sol.peptonă, sol.Henx, hidrolizat de lactalbumină sau alte soluții nutritive în concentrație izotonică.

**Tehnică.** La evidențierea culturii se respectă strict regulile de sterilitate. Porțiunea de piele cercetată se prelucerează cu alcool de 70% cu un tampon de vată. După evaporarea alcoolului cu bisturiul se efectuează o tăitură a tuberozității cu adâncimea de 2-3 mm. Cu pipeta Paster sterilă se colectează conținut seros care se transferă în eprubeta cu mediul de cultură. Această manipulație se efectuează de câteva ori, de fiecare dată transferând materialul colectat într-o altă eprubetă. Dopurile de vată se acoperă cu parafină sau se îmbracă cu capace de cauciuc și eprubetele se introduc în termostat la temperatura 22-24 °C.

**Aprecierea rezultatelor.** Înșămânțările se cercetează în fiecare zi la microscop pentru depistarea germinului în frotiul nativ, pregătit după metoda picăturii strivite cu obiectivul x 40.

Rezultatul se socotește negativ dacă după 40 de zile după înșămânțare în frotiu nu se depistează agentul patogen. Leishmaniile cultivate capătă o formă alungită (10-12 mkm) cu flageli. Lipsa leishmaniei la înșămânțare nu poate servi drept temei de a pune diagnoza negativă. Metoda culturală este mai oportună în cazul forme tuberculoide a leishmaniozei, diagnosticul căreia prin alte metode poate fi mai greu de stabilit.

### **7.3. Metodele de cercetare a materialului biologic la prezența helminților, fragmentelor lor și ouălor**

#### **7.3.1. Identificarea helminților în fecale**

**Principiu.** Helminții sau fragmentele lor se observă ușor pe fon întunecat, ei se identifică la examinarea fecalelor diluate cu apă.

**Reactivi :** Glicerină.

**Aparataj special:** lupă, cutia Petri, pipete, lame, microscop.

**Tehnică.** Fecalele se amestecă cu apă până la căpătarea unei suspensii omogene, după ce la lumină bună se cercetează minuțios porțiuni mici de suspensie în cuve fotografice de culoare neagră sau în cutii Petri pe fond negru. Cu pinceta sau ace de preparat se extrag toate particulele suspecte de culoare albă. Formațiunile mari, suspecte pentru fragmentele de helminți se examinează cu lupa între două lame. Dacă după indicațiile clinice se suspectă prezența helminților mici (tenia nana sau altor helminți) sau scolexele cestodelor după tratament, particulele suspecte se examinează cu lupa într-o picătură de glicerină, iar în caz de necesitate la microscop.

**Aprecierea rezultatelor.** Diagnosticul diferențial dintre diferite genuri de helminți se bazează pe particularitățile lor anatomico-morfologice. Determinarea apartenenței de gen la nematode, de regulă, este posibilă la examenul exemplarelor întregi, uneori pe fragmente mari, care și-au păstrat organele necesare pentru identificare. Cestodele pot fi diagnosticate după segmentele mature, segmentele hermafrodite și scolexe. Diagnosticul diferențial al genului este descrisă în literatura de specialitate.

**Notă.** În lipsa glicerinei preparatele pot fi examinate într-o picătură de apă.

#### **7.3.2. Identificarea ouălor de helminți în fecale prin metoda frotiului gros (metoda Katoh)**

**Principiu.** Ouăle de helminți se identifică în frotiul gros de fecale după prelucrarea cu glicerină și colorate cu verde de malahit.

**Reactivi :**

1. Soluție apoasă 3% de verde de malahit.
2. Glicerină.
3. Soluție apoasă 6% de fenol.
4. Amestecul Katoh: 6 cm<sup>3</sup> sol. apoasă verde de malahit de 3%, 500 cm<sup>3</sup> glicerină, 500 cm<sup>3</sup> sol. fenol de 6%. Este stabil la păstrare în vesela de culoare brună la temperatura de cameră.

5. Benzi de celofan după Katoh. Celofanul se taie în benzi mici 20 x 40 mm și se afundă în amestecul Katoh, astfel ca ele să fie lipite una de alta (3-5 cm<sup>3</sup> de amestec Katoh la 100 de benzi). Peste 24 ore sunt gata pentru folosire. Benzile astfel pregătite se păstrează în sol. Katoh în vesela bine închisă, la temperatura camerei timp de 6 luni.

**Tehnică.** O porțiune mică de fecale de mărimea unui bob de grâu se transferă pe o lamă, se acoperă cu banda de celofan pregătită după Katoh, și se strivește cu un dop de cauciuc în așa fel ca fecalele să se împrăștie pe lamă în limitele benzii de celofan, dar să nu se prelingă de sub ea. Frotiul se lasă la temperatura camerei pentru iluminare, apoi se studiază la microscop. Timpul de iluminare depinde de temperatura camerei însă chiar într-o cameră rece nu depășește mai mult de o oră; în timpul cald al anului pentru a evita uscarea frotiului el se microscopiază după 30-40 min. În unele cazuri pentru evitarea uscării excesive a frotiului pe banda de celofan a preparatului pregătit se aplică un burete umed.

**Aprecierea rezultatelor.** Se examinează ouăle depistate în tot frotiul, determinând vizual specia lor. Prin această metodă se identifică contaminarea cu ascaride, tricocefali, cestode, oxiuri, trematode, teniide și altele; mai rar - cu anchilostome și tenia mică. În cazurile unor intensități joase de parazitare, această metodă se va combina cu metodele de îmbogățire.

### 7.3.3. Identificarea ouălor de helminți în fecale prin metoda de îmbogățire

**Principiu.** Materiile fecale se suspendează în soluția de flotare, care are o densitate mai mare ca ouăle de helminți (mai mare de 1,2). Ouăle de helminți flotează la suprafață, formând o peliculă care se cercetează la microscop.

**Reactivi:**

1. Soluția de flotație Kalantarean - 1 kg azotat de sodiu se dizolvă în 1 l de apă, amestecul se ferbe până la apariția peliculei la suprafață, se răcește și se transferă în sticle fără a fi filtrat. Densitatea soluției este egală cu 1,38.

2. Soluție de flotație Brudastov și Krasnonos - 900 g azotat de sodiu și 400 g azotat de potasiu se dizolvă în 1 l H<sub>2</sub>O la încălzire. Densitatea - 1,47-1,48.

**Echipament special:** Microscop, pahare chimice sau borcane cu gâtul larg cu volumul 100 cm<sup>3</sup>, baghete de sticlă, sticlute portobiect.

**Tehnică.** În pahare chimice sau borcane se ia 5-10 g fecale (1/2 ligură), se amestecă bine cu una din soluțiile de flotație luate în volum de 100 cm<sup>3</sup>. Imediat după amestecare cu bagheta de sticlă se înlătură fragmentele mari ce au apărut la suprafață. Apoi pe suprafața soluției saline se aplică o lamă. Dacă între amestec și lamă rămâne spațiu gol, atunci se adaugă soluție salină până la contactarea cu lama. Se lasă pe 20-30 min pentru limpezire, după ce lama cu o mișcare rapidă se întoarce cu suprafața umedă în sus și se microscopiază la mărimi mici (10x8).

Pentru ca pelicula să nu se usuce în timpul microscopierii se adaugă 2-3 picături 50% glicerină.

**Aprecierea rezultatelor.** Se iau în considerație toate ouăle de helminți depistate în frotiu. Prin această metodă se pot identifica infectarea cu ascaride, tricocefal, anchilostome, trematode, teniide, cestode și alte genuri de helminți.

**Notă:** În lipsa azotatului de potasiu se poate folosi soluția saturată de sare de bucătărie (metoda Fulleborn), care se prepară în modul următor: la 1 l apă se adaugă 400 g NaCl, se fierbe până la dizolvarea cristalelor de sare, se răcește și se filtrează. Soluția corect pregătită are în sediment cristale nedizolvate (densitatea 1,18 - 1,20). Deoarece ouăle cu o densitate înaltă (ascaride nefecundate, trematodele, ouăle mari de cestode) nu flotează, la practicarea metodei Fulleborn se va examina adăugător 2-4 frotiuri pregătite din sediment. Pentru aceasta, după examinarea peliculei de la suprafață, suspensia se varsă, se colectează cu pipeta 6-8 picături de sediment, se aplică pe lame și se examinează la microscop.

Cu succes poate fi folosită și soluția saturată de azotat de amoniu (metoda Lughin), care se va prepara



astfel: la 1L de apă din robinet se adaugă 1,7 kg  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  și se fierbe până la dizolvarea cristalelor (densitatea 1,30) (tabel 7.1).

Tabel 7.1

Autorul metodei	Formula chimică a sării, folosite pentru pregătirea soluției de flotare	Raportul sare/ apă la pregătirea soluției de flotare	Densitate a soluției de flotare	Raportul fecale/soluția de flotare	Termenii de prelevare a peliculei superficiale (min)
Filleborn	NaCl	400 g/l	1,20	1:20	40-45
Kalantarean	$\text{NaNO}_3$	1:1	1,38	1:20	20-25
Lughin	$\text{NH}_4\text{NO}_3$	1,7 kg/l	1,30	1:20	20-25

*Notă:* În soluția saturată de NaCl după 10 min de sedimentare în pelicula superficială flotează o cantitate maximală de ouă de anchiostomide, 40% de ouă de *Trihocephalis trihiuris* și 55% ouă de ascaride. Cantitatea maximală de ouă de *Hymenolepis nana* flotează după 15-20 min, ouălelor de *Trihocephalis trihiuris* după 2-3 ore, ouă de ascaride - după 1,5-2 ore.

În soluțiile saturate de azotat de sodiu și azotat de amoniu în primele 10 min de sedimentare în peliculă se depistează până la 50% din toată cantitatea de ouă care au flotat ulterior și mai mult de 80% de ouă de ascaride.

Cantitatea maximală de ouă de *Trihocephalis trihiuris* se depistează după 3 ore, ouă de ascaride - după 1 oră, ouă de anchiostomide - după 10 min, iar ouăle de *Hymenolepis nana* după 10 - 15 min.

#### 7.3.4. Identificarea ouălor de helminți în fecale cu folosirea detergenților (metoda Krasilnicov)

##### Metoda I.

*Principiu.* Sub acțiunea detergenților are loc separarea ouălelor de helminți de masele fecale și concentrarea lor în sediment.

*Reactivi:* 1. 1% sol.detergent (10 g detergent la 1 l apă din apeduct).

*Echipament special:* Microscop, dulap de uscare, pahare chimice (30-50  $\text{cm}^3$ ), lame, lamele de celofan după Katoh, pipete Paster cu virful alungit.

*Tehnică.* În paharul chimic cu capacitatea de 30-50  $\text{cm}^3$  se toarnă 20-30  $\text{cm}^3$  de soluție de detergent, tot acolo se adaugă o porțiune nu prea mare de fecale de mărimea unei alune. Raportul soluției și fecalelor trebuie să fie aproximativ de 1:20. Fecalele trebuie să se afle în soluție nu mai puțin de 24 ore. În acest timp pe fundul vasului se formează un precipitat din 2-3 straturi. Stratul de jos este constituit din particule grele, mari, în stratul din mijloc se concentrează ouăle de helminți, deasupra cărora uneori sedimentează fulgi ușori. Cu pipeta Paster se ia 2-3 picături de soluție din stratul mediu și se transferă pe o lamă. Picătura se acoperă cu lamela Katoh și se cercetează la microscop. Pe o sticlă se pregătesc 2 preparate.

##### Metoda II.

*Principiul* - același.

*Reactivii* - aceiași.

*Materiale* - aceleași.

*Tehnică.* Fecalele se introduc în soluție de detergent în raportul 1:10 și se amestecă până la formarea unei suspensii. După 30 min. conținutul eprubetei se centrifughează 5 minute la 1000-1500 r/min. Din sediment se pregătesc 2 preparate pe o lamă.

*Aprecierea rezultatelor.* Se studiază ambele preparate la microscop în întregime, luând în considerație toate ouăle de helminți depistate.

Prin această metodă se pot identifica toate formele de helminți, eliminate cu materiile fecale.

*Notă:*

1. Pentru pregătirea soluției poate fi folosit orice detergent luat în cantitate maximală care se dizolvă complet și nu formează sediment.

2. Materiile fecale se amestecă cu sol.de detergent nu mai târziu de o oră după defecație.



## **7.4. Metode speciale de laborator pentru depistarea helmintiazelor**

### **7.4.1. Metodele de cercetare la enterobioză**

#### **7.4.1.1. Depistarea ouălor de oxiuri în raclatul perianal cu folosirea spatulii de lemn.**

*Principiu* – ouăle de helminți, care se află în cutele perianale, se recoltează cu spatula de lemn și se cercetează la microscop.

*Reagenți*: Sol.50% glicerină sau sol.1% de bicarbonat de sodiu ( $\text{NaHCO}_3$ ).

*Echipament special*: spatule de lemn ( pot fi folosite chibrite ascuțite sub formă de spatulă sau chibrite învelite cu un strat subțire de vată).

*Tehnică*: Raclatul din cutele perianale se prelevă dimineața până la defecație (la femei și până la micțiune) sau seara până la culcare. Prelevarea se efectuează atent de pe suprafața cutelor perianale cu spatula de lemn umectificată în sol.50% glicerină sau în sol.1% bicarbonat de sodiu.

Materialul astfel obținut se răzuiește minuțios de pe spatulă cu marginea unei lame pe altă lamă într-o picătură sol.50% glicerină și se microscopiază la mărimi mici. Spatula folosită se arde. La examinarea lucrătorilor din sfera alimentară, alimentației publice, este mai comod de a folosi materialul din spațiile subunghiale, utilizând un amestec din cantități egale de sol.50% glicerină și sol.Lugol, deoarece în conținutul spațiilor subunghiale ale acestor contingente de lucrători uneori pot fi depistate cantități apreciabile de granule de amidon, ceea ce crează dificultăți la identificarea ouălor de oxiuri. La utilizarea soluției Lugol granulele de amidon se colorează în albastru, iar ouăle de oxiuri – în galben.

#### **7.4.1.2. Depistarea ouălor de oxiuri în conținutul spațiilor subunghiale**

*Principiu*: Ouăle de oxiuri se prelevă din spațiile subunghiale. La folosirea sol.50% glicerină și sol.Lugol ouăle de helminți colorate în galben pot fi ușor diferențiate pe fonul incolor de granulele albastre de amidon și fragmentele lor.

*Reagenți*: sol.50% glicerină și sol.Lugol

*Echipament special*: spatule de lemn (sau chibrite ascuțite în formă de spatule).

*Tehnică*. Proba din spațiile subunghiale și loja unghială se recoltează cu chibritul, ascuțit în formă de spatulă și umectificat în amestecul din volume egale sol.50% glicerină și sol.Lugol și apoi se cercetează ca și în cazul raclatului perianal în același amestec.

Pentru diagnosticul enterobiozei în ultimul timp au început să se folosească benzi de polietilenă și policlorvinil cu strat adeziv. Însă proprietățile toxicologice ale acestora nu sunt studiate și de aceea utilizarea lor este limitată. Se permite folosirea benzilor adezive pregătite din emplastrul adeziv de pansament inofensiv din punct de vedere toxicologic.

#### **7.4.1.3. Depistarea ouălor de oxiuri în cutele perianale cu folosirea benzilor adezive**

*Principiu*: - ouăle de helminți aderează pe benzile adezive, aplicate pe cutele perianale.

*Reagenți*: - benzi adezive confecționate din emplastrul adeziv pentru pansament.

*Echipament special* – lancete.

*Tehnică*: Benzile adezive 10x2 cm cu ajutorul lancetei se aplică în regiunea perianală. Banda trebuie comprimată la piele în întregime, după ce se netezește cu o baghetă metalică sau de lemn. Apoi banda adezivă se desprinde și se transferă pe sticla portobiect. Între sticlă și bandă nu trebuie să fie bule de aer. În laborator preparatul se studiază la microscop. Dacă examinarea preparatului la microscop nu se va efectua în aceeași zi, acesta trebuie păstrat la frigider.

#### **7.4.1.4. Examenul la enterobioză cu folosirea baghetelor oftalmologice (metoda Rabinovici)**

**Principiu:** ouăle oxiurilor aderează pe baghetele prelucrate cu un clei special și aplicate pe cutele perianale.

**Reagenți:** - clei special.

**Echipament special:** baghete oftalmologice cu diametrul părții plate 8,0-10,0 mm, lungimea 75,0-80,0 mm.

În calitate de clei se folosește următorul compus: cleol - 10 g; ulei de ricină - 2,5 g; eter - 5,0 g; etanol 96° - 2,5 g. Se păstrează în flacoane închise.

Înainte de folosire baghetele de sticlă oftalmologice (partea mai plată) se cufundă în clei și se lasă pe câtva timp pentru uscare la temperatura camerei. Se fixează în sticlute cu un dop de cauciuc. Sunt comode în exploatare și pot fi înmânate părinților pentru a recolta materiile biologice la toată familia în condiții casnice.

**Tehnică:** Recoltarea materialului biologic se efectuează alipind partea lipicioasă a baghetei pe cutele perianale. În acest mod, pe o suprafață comparativ mică, se concentrează un număr considerabil de ouă de oxiuri, care se păstrează timp îndelungat fără a suporta schimbări distructive esențiale. Bagheta se introduce în sticlută (sau penale speciale) și se transportă în laborator.

Microscopia se efectuează cu ocularul 10, obiectivul 8. Se examinează nemijlocit bagheta pe ambele suprafețe (în acest caz bagheta îndeplinește funcția de lamă), fixind-o în penale speciale. După examinare baghetele se prelucrează prin fierbere în soluție de detergent (astfel compusul lipicios se spală iar ouăle de helminți mor) și se folosesc ulterior.

**Aprecierea rezultatelor.** Din toate tehnicile expuse anterior, metoda Rabinovici este cea mai eficientă și comodă în aplicare grație faptului ca:

- compusul lipicios nu se usucă vreme îndelungată;
- pe o suprafață mică se concentrează un număr relativ mare de ouă de helminți, fapt ce permite depistarea lor și la o intensitate joasă de parazitare;
- bagheta servește nemijlocit ca lamă;
- ouăle își păstrează morfologia în acest compus vreme îndelungată;
- comodă în transportare, păstrare și aplicare.

#### **7.4.2. Metodele de cercetare la teniidoze**

Principală metodă de diagnosticare a teniarincozei, în special la examinarea în masă în focar, este indicarea în anamneză a eliminării proglotitelor. Pentru sporirea valorii diagnostice a acestui indiciu anamnestecul pacientului se efectuează cu demonstrarea segmentelor de teniide.

Destul de eficiente în diagnosticul teniarincozei sunt metodele raclatului perianal și metoda Kato. Diagnosticul teniozei este dificil în legătură cu faptul, că eliminarea activă a segmentelor *T.solum* nu se petrece, materiile fecale în laborator se aduc în cantități limitate și chiar această porție nu se examinează în întregime. În caz de suspiciune la tenioză este necesar de a efectua dehelmintizarea diagnostică cu Biltricidă sau Albendazol.

#### **7.4.3. Metodele de cercetare la strongiloidoză**

Diagnosticul de strongiloidoză se stabilește la depistarea în fecalii a larvelor de *S.stercoralis*. Cea mai eficientă metodă de depistare a larvelor de helminți este procedeul clasic Baerman, care se bazează pe termotaxisul lor pozitiv.

##### **7.4.3.1. Depistarea larvelor de helminți după Baerman**

**Principiu:** Metoda se bazează pe capacitatea larvelor de helminți de a migra spre căldură.

**Reagenți:** nu sunt necesari.

**Echipament special** – Stativ metalic, plasă metalică, clamă, pâlnii, tub de cauciuc, centrifugă.

**Tehnică:** Pe capătul îngust al pâlniei de sticlă se îmbracă un tub de cauciuc cu clamă și se fixează pe un stativ metalic. În pâlnie se montează o plasă metalică pe care se află 5-10 g de fecale. Ridicând plasa, pâlnia se umple cu apă încălzită până la 40-45 °C în așa mod, ca partea de jos a plasei cu materiile fecale să fie în contact cu apa. Larvele prezente în fecalii trec activ în apa caldă și se acumulează în partea inferioară a tubului de cauciuc unit cu pâlnia. După 4 ore clama de pe tub se deschide și se colectează lichidul în 1-2 eprubete de centrifugat. Se centrifughează la 1500 rotații/min 2-3 min, supernatantul se varsă rapid, iar sedimentul se transferă pe o lamă și se cercetează la microscop. La examenarea în masă la strongilidoză în focare endemice se utilizează metoda Baerman modificată, după Brumpt

#### **7.4.3.2. Metoda simplificată de depistare a larvelor de *S.stercoralis* în fecale la examinarea în masă (metoda Brumpt)**

**Principiu:** Același.

**Reagenți:** Nu sunt necesari.

**Tehnică:** materiile fecale se colectează în pahare și se acoperă cu 10-15 cm<sup>3</sup> de apă din robinet de temperatura camerei. Peste 20 min apa se varsă în cutia Petri și se cercetează la microscopul stereoscopic binocular. La indicațiile clinice la strongilidoză în caz de nedepistare a larvelor în fecale prin metoda Baerman, se recomandă cercetarea conținutului duodenal și a bilei. Cercetarea conținutului duodenal și bilei se recomandă în caz de suspecție la helmintiaze cu localizarea agentului patogen în ficat, vezica biliară, duoden (opistorcoză, fasciolioză, clonorcoză, dicrocelioză, tricostrongilidoză).

#### **7.4.4. Depistarea ouălor și larvelor de helminți în conținutul duodenal și bilă**

**Principiu:** Ouăle și larvele de helminți care parazitează în ficat, vezica biliară, pancreas sau duoden pot fi depistate în bilă sau conținutul duodenal, colectat prin sondajul duodenal.

**Reagenți:** eter sulfuric.

**Echipament special:** Pahare chimice sau borcane, lamele sau plăcuțe de celofan după Katoh, centrifugă.

**Tehnică:** Conținutul duodenal și bila (porțiunile A, B, C) se obțin prin sondare. La colectarea porțiunii „B” este necesar de a obține reflexul vezicii biliare prin introducerea în sondă a soluției 33% sulfat de magneziu.

Din lichidul de cercetat mai întâi se alege și se examinează la microscop fulgii care plutesc în el, iar apoi lichidul se amestecă cu eter sulfuric în proporție 1:1. Amestecul se agită muniș și apoi se centrifughează. Supernatantul se aruncă, iar sedimentul în întregime se examinează la microscop.

**Notă:** Dacă în bilă nu este prezent mucusul și puroiul, ea se centrifugiază fără eter sulfuric.

#### **7.4.5. Metodele de cercetare la anchilostomiază**

În focare pentru depistarea anchilostomiazelor se folosește metoda de îmbogățire după Fulliborn sau după Kalantarean.

În focarele restante cu anchilostomiază sau condiții clinice pentru diferențierea anchilostomiazelor de necatoroză se recomandă metoda de cultivare a larvelor.

#### **7.4.6. Depistarea larvelor de helminți în materiile fecale prin metoda de cultivare pe hârtia de filtru (Metoda Harado și Mori modificată)**

**Principiu:** Larvele din probă sau provenite din ouăle existente în probă se concentrează lent, în decurs de câteva zile, din materiale etalate pe hârtie de filtru, fiind atrase de apă.

**Reagenți:** Nu sunt necesari.

**Utilaj special:** lupă, termostat la 28°, eprubete, benzi de hârtie de filtru 16-35 mm.

**Tehnică:** Pe o hârtie de filtru 16x35 mm se aplică în strat subțire fecale în așa mod ca capetele hârtiei să rămână libere de fecale. Apoi hârtia cu fecalii se transferă într-o eprubetă cu apă astfel, ca capătul de jos al hârtiei, liber de fecale să fie cufundat în apă. Eprubeta se transferă pe 5-6 zile într-un termostat la 28°C. Larvele se dezvoltă în acest interval de timp din ouă, se deplasează în jos pe hârtia de filtru și se depun la fundul eprubetei.

La sfârșitul incubăției hârtia de filtru se înlătură din eprubetă și se nimicește, iar lichidul ce cercetează cu lupa. În cazuri suspecte lichidul se centrifughează și sedimentul se cercetează la microscop. (Atenție! de lucrat numai în mănuși).

*Notă.* În vremea caldă a anotimpului eprubeta poate fi lăsată la temperatura camerei, însă timpul de incubăție se prelungește până la 8-10 zile.

#### **7.4.7. Metoda de cercetare la helmintiazele pulmonare**

În caz de suspecție a helmintozei, agenții cărora parazitează în plămâni (*paragonimus*) sau trahee (*Trominx aerophilus*) este necesar de a cerceta sputa.

##### **7.4.7.1. Depistarea ouălor de helminți și unor helminți în spută**

*Principiu:* Ouăle de helminți se depistează în stratul subțire al sputei.

*Reagenți:* Sol. 0,5% hidroxid de sodiu sau potasiu

*Utilaj special:* Sputa se aplică pe o placă de sticlă sau lamă, se acoperă strâns cu altă placă sau lamă și se studiază la început cu ochiul liber pe fundal alb sau negru, iar apoi la microscop.

Sputa purulentă se amestecă într-un balon de sticlă cu o cantitate egală de sol. 0,5% hidroxid de potasiu sau sodiu, se agită 3-5 minute, se încălzește ușor pe baie cu apă, se centrifughează 3-5 min la 1500 tur/min, iar sedimentul se examinează la microscop.

#### **7.4.8. Metodele de cercetare la fascioloză**

##### **7.4.8.1. Depistarea ouălor de helminți în fecale prin metoda spălăturilor consecutive (succesive)**

*Principiu:* depistarea ouălor mari de fasciole în sedimentul spălat de fecale.

*Reagenți:* Nu sunt necesari.

*Utilaj special:* Cutii Petri.

*Tehnică:* O porțiune mică de fecale se amestecă cu apă în cutia Petri și se lasă pe câteva minute până la sedimentarea particulelor suspendate. Supernatantul se aruncă și se substituie cu apă curată. Procedura se repetă de câteva ori până la obținerea unui supernatant transparent, iar sedimentul spălat se cercetează la microscop. Pentru examinare se prepară câteva probe de fecale.

#### **7.4.9. Examinarea urinei la schistosomiază**

*Principiu:* Ouăle de *S. haematobium* se depistează în sedimentul urinar.

*Reagenți:* Sol. Lugol sau sol. apoasă 1-2% albastru de metilen, sol. 50% de glicerină.

*Utilaj special:* Centrifugă, eprubete de centrifugare.

*Tehnică:* Urina pacientului în volum nu mai puțin de 50 cm<sup>3</sup>, recoltată la mijlocul zilei, se transferă într-un pahar conic și se lasă să se limpezească timp de 30 min. Urina limpezită se varsă. Apoi cu pipeta se aplică pe o lamă o picătură din sedimentul urinar, se prepară un frotiu care se cercetează la microscop la mărimi mici.

Adăugarea la sediment a 1-2 picături 50% sol. de glicerină mărește considerabil transparența sedimentului și facilitează examinarea lui. Se permite centrifugarea mai ales în caz de invazie de joasă intensitate.

Exantionul de urină proaspăt colectată se transferă în 2 eprubete de centrifugare câte 10 cm<sup>3</sup> și se centrifughează 5-10 min la 1000-1500 tur/min. Din precipitat se prepară frotiuri și se examinează la microscop la mărimi mici. Adăugarea la preparate a 1-2 picături de colorant (sol. Lugol sau sol. 1-2% albastru de metilen) formează un fundal colorat, care facilitează depistarea ouălor de *S. haematobium*.



## 7.5. Metode cantitative de diagnostic al helmintiazelor

În caz de necesitate pentru stabilirea intensității invaziei se folosesc metode cantitative de cercetare. Aceste metode dau posibilitatea de a aprecia calitatea dehelmintizării, eficacitatea diferitor preparate antihelmintice, precum și de a determina eficiența măsurilor curativ-profilactice efectuate. Cea mai simplă și răspândită metodă cantitativă este tehnica Stoll.

### 7.5.1. Metodă cantitativă de diagnostic a helmintiazelor (tehnica Stoll)

*Principiu:* În suspensia omogenă de materii fecale și hidroxid de natriu ouăle helminților se repartizează uniform în tot volumul obținut. Aprecierea numărului de ouă într-o unitate de volum permite de a efectua recalcularea la tot volumul examinat și respectiv la o unitate de masă de fecale.

Această metodă este aplicabilă în acele helmintoze, în care agentul etiologic își depune ouăle uniform (ascaridoza, tricocefaloza, anchilostomiază).

*Reactivi:* sol. 0,1N NaOH.

*Utilaj:* microscop, lame, lamele, micropipete (0,01 mm), baghete sau mărgelile de sticlă, cilindre cu volumul 100 cm<sup>3</sup>, baloane de sticlă cu volumul 100-150 cm<sup>3</sup>.

*Tehnică:* Balonul se gradează la volumele 56 și 60 cm<sup>3</sup>. Se toarnă sol. 0,1N NaOH până la nivelul 56 cm<sup>3</sup> apoi se adaugă fecale până la nivelul 60 cm<sup>3</sup>. S-a stabilit că în așa mod în balon se conține aproximativ 4 g de materii fecale. Procedura se admite numai cu materialul oformat sau conservat.

Amestecul se agită minuțios cu ajutorul mărgelilor sau baghetei de sticlă până la obținerea unei mase omogene. Cu micropipeta se colectează 0,075 cm<sup>3</sup> din suspensia obținută, se aplică pe o lamă și se acoperă cu lamela. Se examinează la microscop toată suprafața frotiului, numărând toate ouăle depistate (în cazul invaziilor mixte se va număra fiecare specie separat). Numărul primit se va înmulți cu 200, ceea ce va coincide cu numărul ouălor ce se conțin în 1 g de fecalii.

*Exemplu:* La examenul frotiului s-au depistat 15 ouă de ascaridă și 5 de tricocefal, respectiv intensitatea invaziei este de 3000 ouă de ascaride și 1000 ouă de tricocefal la 1 g de materii fecale.

### 7.5.2. Modificarea tehnicii Stoll cu folosirea soluțiilor de detergenți (după Krasilnikov și Volkova)

Modificarea constă în faptul că sol. 0,1N de NaOH este substituită cu o soluție de un anumit detergent. Capacitatea emulgatoare înaltă a detergenților permite de a micșora diluția materiilor fecale, fapt ce sporește sensibilitatea metodei.

Luând în considerație capacitatea detergenților de a conserva materialul biologic, examinarea se poate efectua și în termeni mai târzii din momentul recoltării, atunci când sol. de NaOH poate deforma ouăle helminților, mai cu seamă a anchilostomidelor.

*Tehnică:* Fecalele (nu mai puțin de 1g) se amestecă cu soluție de detergent în raport 1:10 și se agită minuțios. Se măsoară cu pipeta 0,1 cm<sup>3</sup> de suspensie, se aplică pe lamă, se acoperă cu lamela și se examinează la microscop, numărând toate ouăle depistate. Numărul primit se înmulțește cu 100, ceea ce prezintă numărul de ouă la 1g de materii fecale.

# CAPITOLUL 8

## EXAMENUL CONȚINUTULUI GASTRIC

### 8.1. Determinarea funcției de secreție a stomacului

#### 8.1.1. Stimulanții secreției gastrice

Se folosesc stimulanți enterali și parenterali.

*Stimulanți paraenterali.* Ca stimulanți parenterali se folosesc clorura sau fosfatul de histamină.

*Metoda de stimulare submaximală cu histamină.* Pacientului i se introduce subcutanat clorură de histamină 0,008 mg/kg masă corp, sau histamină fosfat - 0,01 mg/kg masă corp. Efectul secretor al histaminei se manifestă după 7-10 minute, atinge nivelul maximal peste 45-60 minute și se menține pe parcursul următoarelor 1-1,5 ore, micșorându-și treptat intensitatea.

*Metoda de stimulare maximală cu histamină după Key.*

Clorura de histamină se introduce subcutanat în doză de 0,024 mg/kg, iar fosfatul de histamină - 0,04 mg/kg masă corp a pacientului. Atunci când se folosește stimularea maximală cu histamină se vor administra în prealabil preparate antihistaminice (sol. suprastină 2% - 2 cm<sup>3</sup>).

*Stimulația enterală.* Din stimulanții enterali se recomandă utilizarea decoctului (fierturii) de varză uscată de 7%.

*Prepararea decoctului (fierturii) de varză uscată:* la 21 g varză uscată se adaugă 500 cm<sup>3</sup> apă distilată și se fierbe 30-40 minute, până la obținerea volumului total al decoctului de aproximativ 300 cm<sup>3</sup>. Apoi fiertura se filtrează prin 2 straturi de tifon într-un vas preliminar sterilizat prin fierbere și se păstrează la frigider. Înainte de folosire fiertura se titrează: într-un balon Ehrleimeyer se toarnă 10 cm<sup>3</sup> de decoct, se adaugă 1-2 picături de fenolftaleină și se neutralizează cu soluție de NaOH 0,1M până la schimbarea culorii (culoarea față de cea inițială devine închisă). Titrarea se efectuează pe fon alb comparând cu culoarea inițială a fierturii. Titrul decoctului se măsoară în mmol/l.

Titrul decoctului de varză nu trebuie să depășească 20 mmol/l. În caz contrar decoctul se diluează cu apă fiartă.

#### 8.1.2. Recoltarea conținutului gastric prin metoda fractionată cu ajutorul sondei subțiri

Sonda subțire reprezintă un tub de cauciuc, cu grosimea aproximativă de 5 mm, diametrul lumenului de 2-3 mm, lungimea de 1,2-1,5 m. La capătul închis rotunjit al sondei, la distanța de 1,5-3,5 cm se află 2 găuri, prin care se efectuează aspirația conținutului gastric. Sonda conține 2 marcaje pentru localizarea orientativă a acesteia în stomac: unul la distanța de 50-55 cm și altul la distanța de 70-75 cm de la capătul rotunjit al sondei. Dacă sonda a fost introdusă până la primul semn, atunci capătul rotunjit se află în regiunea fundului stomacului; propulsarea sondei până la al doilea semn mărturisește despre localizarea ei în regiunea sfincterului piloric. Sonda se sterilizează prin fierbere timp de 20 min înainte de întrebuințare.

*Metoda de colectare.* Pacientului pe nemâncate (tubaje a jeun), după 14 ore de flămânzire (prânzire) i se introduce în stomac sonda subțire până la primul semn. Cu ajutorul seringi adaptate la capătul liber al sondei se extrage tot conținutul stomacului. Obținem porția "pe nemâncate" a conținutului gastric. În continuare timp de o oră peste fiecare 15 minute se colectează 4 porții de conținut gastric ("secreția bazală").

După aceasta se administrează excitantul. Atunci când se folosește excitantul enteral după 25 minute după introducerea acestuia în stomac se extrage tot conținutul gastric. Apoi timp de o oră, peste fiecare 15 minute se colectează 4 porții succesive de conținut gastric.

În cazul când se va aplica excitantul parenteral, imediat după administrarea acestuia, timp de o oră peste fiecare 15 minute se colectează 4 porții consecutive de conținut gastric. Aceasta corespunde "intensității secreției pe oră" după excitare. După aceasta sonda se extrage din stomac.

*Nota:*

1. Când contingentul de pacienți este mare, este necesar de a efectua sondajul concomitent la mai multe persoane. În acest scop este oportună folosirea aspiratorului cu vid. La utilizarea aspiratorului cu vid recoltarea conținutului gastric se efectuează fără întrerupere, însă porțiunile se colectează după fiecare 15 minute, analogic metodei de mai sus: timp de 1 oră până la introducerea excitantului și timp de 1 oră după introducerea lui.

2. Metoda fracționată de colectare a conținutului gastric prevede examinarea obligatorie a secreției bazale și a secreției stimulate după introducerea excitantului. Secreția bazală și cea stimulată se examinează timp de 1 oră. Aceasta înlesnește compararea indicilor respectivi ai secreției, deoarece acestea au fost obținuți după intervale egale de timp.

3. În cazul când la aplicarea decoctului de varză efectul acestuia asupra secreției gastrice lipsește este oportun de a repeta sondarea cu folosirea dozelor submaximale sau maxime de histamină.

### **8.1.3. Determinarea acidității conținutului gastric**

*Principiu:* Conținutul gastric se titrează cu sol. de NaOH 0,1 M în prezența indicatorilor.

*Reactivi:* 1. Sol. alcoolică de fenolftaleină de 1%. Are intervalul de viraj al culorii în limitele pH-ului 8,2-10. Este stabil la păstrarea la temperatura camerei.

2. Sol. alcoolică de 4-dimetilaminoazobenzen 0,5% (galben de metil, galben de dimetil). Intervalul de viraj al culorii se află la pH-ul cuprins între 2,9-4,0. Este stabil la păstrarea la temperatura camerei.

3. Sol. hidrică de alizarinsulfonat acid de sodiu (roșu de alizarin CS) 1%. Intervalul de viraj al culorii se află la pH-ul cuprins între 4,3-6,3. Este stabil la păstrarea la temperatura camerei.

4. Sol. de NaOH 0,1M.

*Utilaj:* Biurete cu capacitate de 25 cm<sup>3</sup>, 50 sau 100 cm<sup>3</sup>, baloane conice Erlenmeyer cu volumul de 50 cm<sup>3</sup>.

*Utilaj:*

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,05$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005$  cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

*Tehnică:* În 2 baloane Erlenmeyer se măsoară câte 5 cm<sup>3</sup> de conținut gastric filtrat prealabil. În primul balon se adaugă 1-2 picături sol. alcoolică de fenolftaleină 1% și 1-2 picături sol. de dimetilaminobenzen 0,5%. În al 2-lea balon se adaugă 1-2 picături sol. alizarinsulfonat acid de sodiu. Se titrează cu sol. de 0,1M NaOH la agitație permanentă. În procesul de titrare conținutul gastric își schimbă culoarea în nuanțe diferite.

În prima porție se fixează:

1) cantitatea de bază cheltuită la titrare până la virarea culorii roșii spre galben-portocaliu (culoarea morcovului). Aceasta corespunde cantității de HCl liber care se dozează cu ajutorul indicatorului dimetil aminoazobenzen;

2) cantitatea totală de NaOH utilizată la titrare până la trecerea culorii în roșu persistent. Aceasta corespunde acidității totale și se determină în prezența fenolftaleinei.

În a doua porție se fixează cantitatea de bază, cheltuită la titrare până la virarea culorii inițial galbene a indicatorului alizarinsulfonatului acid de sodiu spre violet. Aceasta corespunde tuturor substanțelor acid reactante (cu excepția acidului clorhidric combinat).

În fiecare porție de conținut gastric se determină cantitatea de acid clorhidric liber, aciditatea totală, și - în caz de necesitate - acidul clorhidric legat de substanțe proteice (numit acid clorhidric combinat).

*Calculul:* Aciditatea conținutului gastric se determină după cantitatea de cm<sup>3</sup> de NaOH 0,1 M cheltuită la titrarea unui litru (1 L) de conținut gastric. Deoarece pentru titrare se iau 5 cm<sup>3</sup> de conținut gastric, dar calculele se fac pentru 1 L de aceea cantitatea de bază se înmulțește cu 20.

### *Exemple de calcule:*

#### *I porție:*

1. 1,5 cm<sup>3</sup> 0,1 M NaOH (culoarea galben-portocalie);

HCl - liber =  $1,5 \cdot 20 = 30$  mmol/l.

2. 2,6 cm<sup>3</sup> 0,1 M NaOH (culoare roșie persistentă);

Aciditatea totală =  $2,65 \cdot 20 = 52$  mmol/l.

#### *II porție:*

2,0 cm<sup>3</sup> 0,1 M NaOH (culoare violetă) -

Compușii acido-reactanți cu excepția HCl-combinat =  $2,0 \cdot 20 = 40$  mmol/l.

HCl-combinat =  $52 - 40 = 12$  mmol/l.

Pentru o apreciere mai obiectivă a funcției acidopoetice gastrice a fost introdusă noțiunea de "debit-oră". Ea caracterizează cantitatea de acid clorhidric eliminată timp de o oră și exprimată în mmoli.

Debit-ora de acid clorhidric se determină după formula:

$D = [V_1 \cdot E_1 + V_2 \cdot E_2 + V_3 \cdot E_3 + V_4 \cdot E_4] \cdot 0,001$ , unde

V - volumul conținutului gastric în porția dată în cm<sup>3</sup>;

E - concentrația de HCl în mmol/l în aceeași porție;

0,001 - numărul de milimoli de HCl ce se conțin în 1 cm<sup>3</sup> conținut gastric.

Deoarece valoarea "debit-orei" depinde de intensitatea secreției pe oră și de valoarea acidității, este necesar ca recoltarea conținutului gastric să se efectueze cât mai deplin.

### *Valorile normale ale secreției bazale:*

Volumul secreției de 1 oră (efortul de o oră):

- de la 0,050 pînă la 0,100 l.

Aciditatea totală - 40 - 60 mmol/l.

HCl liber - 20 - 40 mmol/l.

"Debit-oră" HCl - 1,5 - 5,5 mmol/l.

"Debit oră" HCl liber - 1,0 - 4,0 mmol/l.

### *Valorile normale ale reacției de secreție gastrică la excitanții alimentari:*

Efortul de o oră - 0,050 - 0,110 l.

Aciditatea totală - 40 - 60 mmol/l.

HCl - liber - 20 - 40 mmol/l.

"Debit oră" HCl - 1,5 - 6,0 mmol/l.

"Debit oră" HCl-liber - 1,0 - 4,5 mmol/l.

### *Valorile normale ale reacției de secreție gastrică la stimularea submaximală cu histamină*

Efortul de o oră - 0,100 - 0,140 l

Aciditatea totală - 80 - 100 mmol/l

HCl - liber - 65 - 85 mmol/l

"Debit oră" HCl - 8 - 14 mmol/l

"Debit oră" HCl - liber - 6,5 - 12 mmol/l



#### 8.1.4. Determinarea activității pepsinei în conținutul gastric (metoda Tugolucov)

**Principiu:** Pepsina are proprietatea de a hidroliza proteinele din plasma uscată. Activitatea enzimei se calculează după cantitatea de substrat ce nu s-a hidrolizat în urma reacției fermentative.

**Reactivi:** 1. Soluție de plasmă uscată 2% în 0,1 M de HCl;

2. Soluție de acid tricloracetic 10%.

**Utilaj:** eprubete de centrifugă cu capatul inferior alungit și gradat.

**Utilaj:**

- eprubete 10 cm x 1 cm;

- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;

- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$ ;

- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,05 \text{ cm}^3$ ;

**Tehnică:** Proba de cercetat: 1  $\text{cm}^3$  de conținut gastric filtrat și diluat în prealabil 1:100 cu apă distilată se transferă în eprubeta specială de centrifugat. Se adaugă 2  $\text{cm}^3$  soluție 2% plasmă uscată. Apoi se incubează 20 ore la 37 °C. După incubare se adaugă 2  $\text{cm}^3$  sol. de acid tricloracetic 10%. Se agită minuțios până la obținerea unei suspensii omogene. Se centrifughează 10 minute la 1500 r/min. Se măsoară cantitatea sedimentului în eprubetă.

Proba blanc. Se efectuează în mod analogic ca și proba de cercetat, însă ce folosește conținut gastric fiert în prealabil.

**Calculul:** Activitatea pepsinei se exprimă în mg/l. Calculul se efectuează după formula:

$$M = (A - B) \cdot \frac{40}{A}, \text{ unde:}$$

M - indicele de digestie a substratului;

A - cantitatea de sediment în proba de control;

B - cantitatea de sediment în proba de examinat;

40 - mărimea constantă (stabilită pe cale experimentală).

**Valorile normale:** Concentrația pepsinei în suc gastric:

Staza - 0,0 - 0,21 g/l.

După stimulare - 0,20 - 0,40 g/l.

“Debit-oră” în secreția bazală - 10 - 40 mg.

“Debit-oră” la stimularea submaximală cu histamină - 50-90 mg.

Tabel 8.1

**Recalcularea indicelui de digestie a substratului proteic (soluției de plasmă uscată)  
la concentrația de pepsină în conținutul gastric**

Indicele de digestie a substratului (M)	Concentrația de pepsină (mg/l)	Indicele de digestie a substratului (M)	Concentrația de pepsină (mg/l)	Indicele de digestie a substratului (M)	Concentrația de pepsină (mg/l)	Indicele de digestie a substratului (M)	Concentrația de pepsină (mg/l)
1	5,0	11	37,0	21,5	90,0	31	680,0
2	8,0	12	40,0	22,5	100,0	32	770,0
3	10,0	13	45,0	23	120,0	33	860,0
4	15,0	14	47,0	24	160,0	34	960,0
5	17,0	15	50,0	25	200,0	35	1060,0
6	20,0	16	55,0	26	270,0	36	1200,0
7	25,0	17	62,0	27	340,0	37	1500,0
8	27,0	18	67,0	28	420,0	-	-
9	30,0	19	75,0	29	500,0	-	-
10	35,0	20	80,0	30	590,0	-	-

### 8.1.5. Determinarea activității pepsinei în conținutul gastric (metoda Anson în modifiacția Cernikov)

**Principiu:** Pepsina hidrolizează hemoglobina. Activitatea enzimei se determină după concentrația produselor de hidroliză formate în urma reacției enzimatică și care nu se sedimentează la acțiunea acidului tricloracetic.

**Reactivi:** 1. Sol. tampon de glicină 0,1 M, pH 1,5: 7,505 g glicină și 6,85 g NaCl se dizolvă într-o cantitate mică de apă distilată într-un balon cotat de 1 l, apoi cu  $H_2O$  dist. se aduce nivelul până la semn; 33 cm<sup>3</sup> de această soluție se amestecă cu 67 cm<sup>3</sup> sol. de HCl 0,1 M, apoi se controlează pH-ul. Este stabil timp de o lună la păstrare la frigider.

2. Soluție de HCl 0,1 N.

3. Sol. de hemoglobină 1% în sol. tampon de glicină. Se păstrează la frigider. Este stabil timp de o săptămână.

4. Sol. de acid tricloracetic 10%.

5. Pepsină cristalină.

Sol. de pepsină etalon. Sol. stoc - 7,5 mg de pepsină se dizolvă într-o cantitate nu prea mare de  $H_2O$  dist. într-un balon cotat cu capacitatea de 1 l, apoi cu  $H_2O$  dist. se aduce până la semn. Soluția obținută conține 7,5 mg/l pepsină. Sol. de lucru se pregătește diluind sol. stoc de 2, 4, 8 ori obținând astfel diluții ce conțin 3,75 mg/l, 1,87 mg/l și 0,94 mg/l de pepsină.

**Utilaj:** Spectrofotometru, secundomer, baloane cotate;

- eprubete 10 cm x 1 cm;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,05$  cm<sup>3</sup>;
- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005$  cm<sup>3</sup>;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

**Tehnică. Proba de examinat.** Într-o eprubetă de centrifugat se toarnă 1 cm<sup>3</sup> sol. de hemoglobină și 1 cm<sup>3</sup> de conținut gastric diluat de 10 sau 100 ori. Se incubează 10 min precis la 37 °C. Apoi se adaugă 3 cm<sup>3</sup> sol. de acid tricloracetic 10%, se agită minuțios și se lasă timp de o oră la temperatura camerei. Apoi se centrifughează 10 min la 1500 r/min. Se măsoară extincția supernatantului la 280 nm față de apa distilată.

**Proba blank.** Se adaugă aceiași reactivi, însă acidul tricloracetic se adaugă înainte de incubare.

**Calculul:** Rezultatul se determină după curba etalon. Activitatea pepsinei se exprimă în mg/l de conținut gastric. Construirea curbei etalon. Probele de calibrare se pregătesc la fel ca și cele de examinat însă în loc de suc gastric se adaugă câte 1 cm<sup>3</sup> de sol. respectivă de pepsină.

Pe axa ordonatelor se depun extincțiile, pe axa absciselor se depun - concentrațiile pepsinei în mg/l.

Pentru a determina conținutul pepsinei în conținutul gastric, rezultatul calculat pe curba de calibrare se înmulțește la diluția sucului gastric.

**Valorile normale** ale activității pepsinei se determină pe donori în fiecare laborator, deoarece norma depinde de activitatea pepsinei cristaline ce se folosește pentru construirea curbei etalon.

### 8.1.6. Determinarea conținutului total de acizi biliari, colesterol și a coeficientului colato-colesterinic în bilă

**Principiu:** La interacțiunea acizilor biliari și a colesterolului cu clorura de fier în amestec cu acid acetic glacial și acid sulfuric concentrat se obțin compuși care au o absorbție maximală la diferite lungimi de undă la temperatura de 18-20 °C. Colesterolul formează un compus colorat cu absorbție maximală la lungimea 490 nm, iar acizii biliari formează compuși colorați la temperatura de 60 °C cu absorbție maximală la 365 nm.

**Reactivi:**

1. Acid sulfuric concentrat pentru proba Saval (ch.p.)
2. Clorură de fier hidrică ( $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ );
3. Acid acetic glacial (ch.p.);
4. Sol. stoc de clorură de fier: 280 mg  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  se dizolvă într-un balon cotat de 250 cm<sup>3</sup> în 50-100 cm<sup>3</sup> de acid acetic glacial, după dizolvare volumul se aduce cu acid acetic glacial până la semn.
5. Sol. de lucru de  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ . Se amestecă volume egale de soluție stoc de  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  cu acid sulfuric

18-20 °C într-un vas de sticlă brună cu dop rodat timp de o lună.

6. Alcool etilic 96°.

7. Acid colic.

8. Sol. standard de acid colic în alcool etilic de 96°, 1,0 g/l. Soluția este stabilă la +4 - 5 °C.

9. Sol. standard de colesterol în alcool etilic 96°, 0,1 g/l. Soluția este stabilă la +4 - 5 °C.

*Utilaj:* Fotoelectrocolorimetru.

- eprubete 10 cm x 1 cm;

- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;

- baloane cotate cu volumul  $100 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;

- pipetă dozator cu capacitatea  $10,0 \pm 0,1$  cm<sup>3</sup>;

- pipetă dozator cu capacitatea  $1,0 \pm 0,05$  cm<sup>3</sup>;

- pipetă dozator cu capacitatea  $0,100 \pm 0,0005$  cm<sup>3</sup>;

- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

*Material pentru cercetare.* Se folosesc 2 porțiuni - porția B și porția C de bilă proaspăt colectată. Porția B se diluează cu alcool etilic 96° de 10 ori, porția C de 5 ori, se centrifughează la 3000 r/min timp de 10 min.

*Tehnică:* La 0,2 cm<sup>3</sup> supernatant se adaugă 3,0 cm<sup>3</sup> soluție de lucru de clorură de fier, se agită și se centrifughează la 1000 r/min timp de 2-3 min pentru înlăturarea bulelor de aer. Peste 15-20 min de la adăugarea soluției de lucru de clorură de fier, se măsoară extincția probei de cercetat (produselor de reacție a colesterolului) la lungimea de undă 490 nm în cuve de 0,5 cm contra probei de control (blanc). Soluția examinată se toarnă înapoi în eprubetă și se introduce în termostat pe 20 min la temperatura de 60 °C, apoi se scoate și se răcește până la 18-20 °C. Se măsoară extincția probei de cercetat (produselor de reacție a acizilor biliari) la 365 nm în cuve de 0,5 cm contra probei blanc.

Proba blanc - soluție de lucru de clorură de fier.

Calculul conținutului de colestol și acizi biliari (g/l) se efectuează după următoarele formule:

$$Cab = K_2 \cdot E_{365} \cdot D \text{ și } Ccol = K_1 \cdot (E_{490} - 0,07 \cdot E_{365}) \cdot D,$$

unde:  $E_{365}$ ,  $E_{490}$  - valorile extincțiilor la lungimea de undă respectivă;  $D$  - diluția bilei.

Apoi se calculează coeficientul colato-colesterinic - raportul  $Cab$  către  $Ccol$ .

$K_1$  și  $K_2$  - coeficienții de proporționalitate, care se determină prin raportarea concentrației acizilor biliari sau colesterolului la valorile extincțiilor lor:

$$K = \frac{\Delta C}{\Delta E};$$

Aceste mărimi se determină pentru fiecare fotoelectrocolorimetru.

Pentru determinarea  $K_1$  este necesar de a pregăti 3 probe paralele de soluție alcoolică de colesterol cu concentrația 0,1 g/l. La fiecare 0,2 cm<sup>3</sup> de soluție se adaugă câte 3,0 cm<sup>3</sup> soluție de lucru de clorură de fier, mai departe probele se prelucrează ca și proba de examinat.

$$K_1 = \left[ \frac{0,1}{E_1} + \frac{0,1}{E_2} + \frac{0,1}{E_3} \right] : 3$$

În mediu valoarea  $K_1 = 1,1$ .

Pentru determinarea valorii  $K_2$  este necesar de a pregăti 3 probe paralele cu soluții alcoolice de acid colic cu concentrația 1 g/l. Mai departe probele se prelucrează ca și probele de examinat:

$$K_2 = \left[ \frac{0,1}{E_1} + \frac{0,1}{E_2} + \frac{0,1}{E_3} \right] : 3$$

În mediu valoarea  $K_2 = 1,5$ .

0,07  $E_{365}$  - constituie corecția influenței extincției acizilor biliari asupra extincției colesterolului.

*Valori normale.* Conținutul acizilor biliari în bila unui om sanatos: în porția B -  $20,0 \pm 8,6$  g/l;

în porția C -  $4,6 \pm 0,3$  g/l.

Conținutul colesterolului în bilă:

în porția B -  $2,3 \pm 0,4$  g/l;

în porția C -  $0,5 \pm 0,1$  g/l.

Coeficientul colato-colesterinic:

în porția B -  $9,0 \pm 2,2$ ;

în porția C -  $9,1 \pm 2,3$ .

*Aprecierea siguranței analitice a metodei.* Corectitudinea se determină prin adăugarea la proba de

(tabel 8.2).

Tabel 8.2

Componentul cercetat	Componentul adăugat (g/l)	S-a depistat (g/l)
Acizi biliari	100	$99,2 \pm 1,9$ , $p > 0,1$
Colesterol	10	$99,9 \pm 0,4$ , $p > 0,1$

După cum se vede din tabel deosebirile dintre concentrația dată și cea determinată sunt statistic neconcludente.

*Notă:*

1. Dacă mărimea extincției ( $E_{col}$ ) este mai mică de 0,05 sau mai mare de 0,30 trebuie de micșorat sau de mărit diluția bilei.

2. Controlul valabilității (utilității) soluției de lucru de clorură de fier se efectuează cu ajutorul soluției de acid colic 1 g/l. Pentru aceasta se ia 0,2 cm<sup>3</sup> sol.acid colic și în conformitate cu compartimentul "Tehnica de lucru" proba se prelucrează și se măsoară extincția, valorile căreia trebuie să se afle în limitele 0,65-0,70.

3. Bilirubina în concentrația de 20 g/l practic nu influențează asupra rezultatelor determinării colesterolului.

4. Conținutul acizilor biliari și a colesterolului variază în limite mari în normă și în patologie. De aceea determinarea cantității lor absolute nu are importanță diagnostică. Acești indici permit de a aprecia starea funcțională a ficatului (debitul acizilor biliari) și capacitatea de concentrare a vezicii biliare.

Coeficientul colato-colesterinic are o importanță diagnostică mare. Valorile lui sunt constante în normă și pentru procesele inflamatorii din vezica biliară.



## BIBLIOGRAFIE

---

1. Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr.178 din 27.07.1999 “Despre activitatea serviciului de laborator și măsurile de perfecționare”.

2. Приказ МЗ СССР № 290 от 11.04.1972 г. “Об унификации клинических лабораторных методов исследования”

3. Приказ МЗ СССР № 960 от 15.10.1974 г. “Об унификации клинических лабораторных методов исследования”

4. Приказ МЗ СССР № 1175 от 21.11.1979 г. “Об унификации клинических лабораторных методов исследования”

5. Инструкция по применению унифицированных клинических методов исследования. Москва, 1986. С.107-133.

6. Приказ МЗ СССР № 1089 от 13.08.1986 г. “Об усилении борьбы с гельминтозами в стране”.М. 1986.

7. Приказ МЗ СССР № 20 от 19.01.1987 “Обследование населения на гельминтозы”.

8. Методические рекомендации МЗ СССР № 15.6/20 от 19.09.1991.

9. Приказ МЗ СССР № 936 от 12.07.1985 г. “Об унификации клинических лабораторных методов исследования в диагностике гонореи и трихомониаза”. М., 1985.

10. Колб В.Г., Камышников В.С. “Справочник по клинической химии”, Минск, Беларусь, 1982 г.

11. “Лабораторные методы исследования в клинике”, Справочник. Под ред. Меньшикова В.В., М., Медицина, 1987 г.

12. Горячковский А.М. “Справочные пособие по клинической биохимии”, Одесса, ОКФА, 1994,

13. Биохимические методы исследования в клинике. Справочник. Под ред. А.А.Покровского. М., 1969. с.383-388.

14. Kondi Vanghel. Laboratorul clinic. Hematologie. Bucuresti, Ed. Med. 1981.

15. Контроль качества клинических лабораторных исследований. Принципы и методы. Из серии “Библиотека врача- лаборанта”, Москва, 1994 г.

16. Руководство по клинической лабораторной диагностике. Ч.1-2. Под ред. М.А.Базарновой - Киев., Вища школа, 1981-1982 г.

MINISTERUL  
SĂNĂTĂȚII ȘI PROTECȚIEI  
SOCIALE AL REPUBLICII  
MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**ORDIN  
ПРИКАЗ**

"14" 12 2006

Nr. 517

mun. Chișinău

**"Despre activitatea serviciului de  
laborator și măsurile de perfecționare"**

În scopul perfecționării activității, îmbunătățirii calității și eficienței  
serviciului de laborator din republică,

**A P R O B:**

1. Documentele normative ale serviciului de laborator – anexa 1;
2. Nomenclatorul investigațiilor de laborator folosite în instituțiile medico-sanitare pentru diagnosticul maladiilor și monitorizarea pacienților – anexa 2;
3. Instrucțiuni referitor la folosirea metodelor unificate de cercetări de laborator clinic – anexa 3.

**ORDON:**

1. Conducătorii Instituțiilor Medico-Sanitare Publice republicane, municipale, raionale, UTA Găgăuzia departamentale și private:
  - vor organiza activitatea laboratoarelor de diagnostic clinic (LDC) și a personalului în conformitate cu prezentul ordin;
  - vor asigura participarea sistematică a LDC din instituții în programele Sistemului Republican de Control Extern al Calității Cercetărilor de Laborator;
  - vor asigura verificarea și atestarea metrologică a utilajului de laborator;
  - vor nominaliza persoana responsabilă pentru dirijarea și asigurarea controlului intern de calitate a investigațiilor de laborator.

**ABROG:**

1. Ordinul Ministerului Sănătății RM nr.178 din 27.07.1999: "Despre activitatea serviciului de laborator și măsurile de perfecționare".

Controlul asupra executării ordinului în cauză se atribuie D-lui Boris Golovin, viceministru Sănătății și Protecției Sociale.

Ion Ababii  
Ministru

**Ordinul MS Republicii Moldova Nr.158 din 14.06.2000**  
**“Cu privire la organizarea Centrului republican al Controlului extern al**  
**Calității cercetărilor de laborator”.**

Conform prevederilor ordinului MS Nr 178 din 27.07.1999 “Despre activitatea serviciului de laborator și măsurile de perfecționare”, în scopul ridicării calității investigațiilor de laborator, asigurării comparabilității rezultatelor, obținute în laboratoarele de diagnostic clinic din diferite instituții medicale, creșterii eficienței serviciului de laborator:

**ORDON :**

1. A institui Centrul Republican al Controlului Extern al Calității cercetărilor de laborator pe baza laboratorului de diagnostic clinic al Spitalului Clinic Municipal de copii “V.Ignatenco” (medic-șef dnul Garbuz I. ) în limitele structurii și listei de state a subdiviziunii menționate.

2. A numi director al Centrului pe d-na Caragia Svetlana, sefa de laborator în spitalul clinic municipal de copii “V.Ignatenco”, director adjunct pe d-na Jucova Elena, medic de laborator în SCR Nr.1.

3. Centrul va funcționa pe bază de autogestiune.

4. Centrul Republican al Controlului Extern al Calității (Caragia Svetlana, Jucova Elena):

- a elabora în termen de 3 luni și prezenta pentru aprobare Regulamentul de activitate și calculul sinecostului controlului calității pentru fiecare tip de investigații de laborator;

- a efectua analiza sistematică și generalizată a rezultatelor obținute, a înainta recomandări pentru perfecționarea activității laboratoarelor pe baza aprecierii calității lucrului efectuat.

5. Directorilor Direcțiilor Sănătății Judetene, UTA Gagauz-Yeri, Departamentului Sănătății Primăriei municipiului Chișinău, conducătorilor instituțiilor medicale republicane a asigura participarea sistematică a laboratoarelor de diagnostic clinic subordonate, indiferent de forma de proprie-tate, la programele controlului de calitate extern al investigațiilor de laborator.

5.1. A recomanda conducătorilor instituțiilor medicale departamentale participarea la măsurile controlului extern al calității în laboratoarele de diagnostic clinic subordonate.

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se asumă prim vice ministrului dlui O.Rusu.

Ministru

V.Parasca

**Ordinul MS Republicii Moldova Nr. 256 din 28.09.2000**  
**“ Cu privire la controlul calității investigațiilor de laborator clinic”**

În scopul ameliorării calității investigațiilor de laborator, ridicării nivelului de cunoștințe a lucrătorilor în domeniul controlului de calitate și recunoașterii oficiale a competenței tehnice a laboratoarelor de diagnostic clinic din republică, conform prevederilor ordinelor Nr.26 din 27.01.1998 “Cu privire la acreditarea laboratoarelor de diagnostic clinic” și Nr 178 din 27.07.1999 “Despre activitatea serviciului de laborator și măsurile de perfecționare”:

**A P R O B:**

1. Formularul de înregistrare a participantului la programul Sistemului Național de Control Extern al Calității Cercetărilor de Laborator (anexa 1).
2. Certificatul despre participarea Laboratorului de Diagnostic Clinic la Sistemul Național de Control Extern al Calității Cercetărilor de Laborator (anexa 2).
3. Componenta Comisiei de Acreditare a laboratoarelor de diagnostic clinic ( anexa 3 ).

**O R D O N:**

1. Directorilor Direcțiilor Sănătății Județene, UTA Gagauz-Yeri, Departamentului Sănătății municipiului Chișinău, conducătorilor instituțiilor medicale republicane, departamentale și particulare a asigura participarea laboratoarelor de diagnostic clinic subordonate la programele Sistemului Național de Control Extern al Calității Cercetărilor de Laborator (SNCEC).

2. Conducătorilor instituțiilor medicale a căror LDC vor participa la programele SNCEC vor asigura achitarea costului pentru participare conform devizului de cheltuieli pe contul Centrului Republican de Control Extern al Calității cercetărilor de laborator.

3. Centrului Republican de Control Extern al Calității cercetărilor de Laborator (Dna Svetlana Carajia):

- a asigura realizarea programelor SNCEC;
- a efectua analiza sistematică și generalizată a rezultatelor obținute;
- a înainta recomandări pentru perfecționarea activității laboratoarelor.

4. Se abrogă anexa 2 la ordinul Nr.26 din 27.01.1998 “Cu privire la acreditarea laboratoarelor de diagnostic clinic”.

5. Controlul îndeplinirii prezentului ordin se asumă șefului DPS și U dnul L.Vove.

Ministru

V. Parasca



**FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE**  
**al participantului la Sistemul Național de Control Extern**  
**al Calității cercetărilor de laborator ( SNCEC ) în anul 200\_\_**

- Denumirea laboratorului \_\_\_\_\_
1. N.P. șefului de laborator \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_
2. Adresa și denumirea instituției medicale \_\_\_\_\_
3. Adresa laboratorului (în caz când laboratorul nu este în cadrul unei instituții) \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_
4. Adresa, N.P. persoanei, pe numele căruia se vor expedia materialele de control : \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Formularul de înregistrare se expediază pe adresa :

2019 Chișinău str.Grenoble 149

Centrul Republican de Control Extern al Calității cercetărilor de laborator

Telefoanele de contact :

725 777 S.Caragia

728 718 E.Jucova

**Ministerul Sănătății al Republicii Moldova**  
**Centrul Republican de Control Extern al Calității Cercetărilor de Laborator**

**SISTEMUL NAȚIONAL DE CONTROL EXTERN**  
**AL CALITĂȚII CERCETĂRILOR DE LABORATOR**

**CERTIFICAT**

Prin care se confirmă, că Laboratorul de Diagnostic Clinic \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( denumirea instituției medicale )

a participat la programul Sistemului Național de Control Extern al Calității  
cercetărilor de laborator efectuată în trimestrul \_\_\_\_\_ 200\_\_

testând următoarele tipuri de investigații :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Directorul Centrului Republican  
de Control Extern al Calității  
cercetărilor de laborator, Dr.biol  
\_\_\_\_\_ S.Caragia

Specialistul principal în  
diagnosticul de laborator al MS,  
DHȘM, profesor universitar  
\_\_\_\_\_ V.Gudumac

# **Regulamentul cu privire la gestionarea deșeurilor medicale.**

## **Cerințe și norme igienice și sanitare**

*(Anexa nr.2 la Hotărârea Colegiului MS RM din 26.06.2001)*

### **Obiective și domenii de aplicare.**

1.1. Obiectivul normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale este reglementarea modului în care se colectează, ambalează, depozitează temporar, transportă și neutralizează aceste deșeuri. O atenție deosebită se acordă deșeurilor periculoase, pentru a preveni afectarea sănătății omului și pentru a preveni contaminarea mediului.

1.1. Normele se aplică de către orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități medicale cu producere de deșeuri. Producătorii de deșeuri sunt răspunzători de corecta îndepărtare și neutralizare a deșeurilor produse, fie în instalațiile proprii, fie prin contractarea serviciilor de transport și neutralizare cu utilaj sau persoane juridice autorizate. Producătorii de deșeuri vor identifica resursele financiare necesare gestionării corecte a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea lor, până la neutralizarea finală. Unitățile medicale vor elabora și aplica cu prioritate strategii de management și proceduri medicale care să prevină producerea de deșeuri periculoase sau să reducă pe cât posibil cantitățile produse. Unitățile medicale vor elabora și aplica planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, cu regulamente interne și codurile de procedură.

1.2. Responsabilitățile tuturor participanților implicați la toate nivelurile sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase trebuie să fie foarte bine precizate în documentele interne ale unității (regulamente, coduri de procedură) și să acopere printre altele:

- necesitatea diminuării cantității de deșeuri de neutralizarea încă din etapa de producere, prin toate mijloacele disponibile;
- necesitatea reutilizării și reciclării acelor categorii de deșeuri care se prestează la aceste operațiuni;
- necesitatea separării la sursă a deșeurilor periculoase de cele nepericuloase;
- necesitatea reducerii costului total al eliminării deșeurilor periculoase, prin găsirea unui raport optim cost-beneficiu legal de utilizarea materialelor de unică folosință.

1.3. Prezentele norme se vor aplica în toate unitățile medicale care produc deșeuri, și anume:

1.3.1. producătorii mari:

- spitale republicane, județene și municipale;
- clinicele universitare;
- institutele de cercetare medicală;
- institutele de medicină legală;
- serviciile județene de medicină legală;
- catedrele preclinice din universitățile și facultățile de medicină și farmacie;
- unitățile de producție, depozitarea și păstrare a medicamentelor și a produselor biologice.

1.3.2. producătorii medii:

- dispensarele, policlinici;
- centrele de transfuzii;
- centrele de recoltare și conservarea a sîngelui;
- laboratoarele microbiologice și clinice;
- serviciile de prosectură ale spitalelor;
- casele de nașteri;
- sanatorii antituberculoase și preventorii;
- cabinetele medicale de orice specialitate și cabinetele stomatologice;
- spitalele și clinicele particulare.

1.3.3. producătorii mici:

- laboratoarele de tehnică dentară;
- spitalele de bolnavi psihici cronici;

- spitalele de recuperare;
- bazele de tratament balnear;
- săli de pregătire a cadavrelor din cadrul serviciilor funerare;
- creșele și leagănele pentru copii;
- casele de bătrâni;
- unitățile farmaceutice;
- centrele de optică medicală;
- centrele de acupunctură;
- depozite farmaceutice;
- CMP;
- unitățile de medicină privată.

## 2. Definiții

Semnificația unor termeni folosiți în prezentele norme tehnice este următoarea:

2.1 **„deșeurile rezultate din activități medicale”** sunt toate deșeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unitățile medicale;

2.2 **„deșeuri periculoase”** sunt deșeuri rezultate din activități medicale care prezintă un risc real pentru sănătatea umană și pentru mediu în care sunt generate în cursul activităților de diagnostic, tratament, supraveghere, prevenția bolilor și recuperare medicală, inclusiv cercetarea medicală și producerea, testarea, depozitarea și distribuirea medicamentelor și produselor biologice;

2.3 **„deșeuri asimilabile cu cele menajere”** sunt deșeuri nepericuloase a căror compoziție este asemănătoare cu cea a deșeurilor menajere municipale și care nu prezintă risc major pentru sănătatea umană și mediu;

2.4 **„deșeuri anatomo-patologice și părți (piese) anatomice”** sunt deșeuri care includ țesuturile și organele, părțile anatomice rezultate din actele chirurgicale, din autopsii și din alte proceduri medicale; în această categorie se includ și animalele de laborator utilizate în activitatea de diagnostic, cercetare și experimentare;

2.5 **„deșeuri infecțioase”** sunt deșeurile lichide și solide care conțin sau sunt contaminate cu sînge sau alte fluide biologice, precum și materialele care conțin sau au venit în contact cu virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor;

2.6 **„deșeuri chimice și farmaceutice”** sunt reprezentate de substanțele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corozive sau inflamabile, medicamentele expirate sau rezidările de substanțe chimoterapice, care pot fi citotoxine, genotoxine, mutagene, teratogene sau carcinogene.

2.7 **„deșeuri înțepătoare-tăietoare”** sau deșeuri care pot produce leziuni mecanice prin înțepare sau tăiere;

2.8 **„deșeuri radioactive”** sunt deșeuri solide, lichide sau gazoase rezultate din activitățile nucleare medicale, de diagnostic și tratament, care conțin materiale radioactive;

2.9 **„sistemul de gestionare a deșeurilor”** reprezintă totalitatea activităților de colectare separată la sursă, ambalare, depozitare intermediară, precum și transportul și neutralizarea finală;

2.10 **„depozitarea temporară”** este păstrarea pe o perioadă limitată de timp a deșeurilor ambalate corespunzător, în spații special amenajate, pînă la preluarea și transportarea lor pentru neutralizarea lor finală;

2.11 **„neutralizarea finală”** reprezintă totalitatea tratamentelor aplicate deșeurilor periculoase rezultate din activitățile medicale care vizează eliminarea pericolelor și riscurilor potențiale asupra mediului și asupra stării de sănătate a populației;

2.12 **„incinerarea deșeurilor”** este arderea deșeurilor în instalații speciale, denumite incineratoare, cu asigurarea temperaturii de denocivizare a deșeurilor și cu utilizarea tehnologiilor de reținere și purificare a gazelor;

2.13 **„depozitarea sanitară”** este neutralizarea deșeurilor prin depozitarea acestora în locuri special amenajate, anume rampele de depozitare controlată;

2.14 „**producătorul de deșeuri din activitățile medicale**” este orice persoană fizică sau juridică a cărei activitate produce deșeuri care se încadrează în categoriile enumerate în pct. 3 Clasificări; producătorul este răspunzător de corecta îndepărtare și neutralizare finală a acestora;

2.15 „**fișa internă a gestiunii deșeurilor**” este formularul pe care se ține evidența deșeurilor produse în unitățile medicale, cu date privind circuitul complet al deșeurilor de la producere și până la neutralizarea finală a acestora, conform Hotărârii de Guvern nr.606 din 28.06.2000.

### 3. Clasificări

3.1. Clasificarea pe categorii a deșeurilor rezultate din activitatea medicală se face pe criterii practice după cum urmează:

3.1.1. **deșeuri nepericuloase**: sunt deșeurile asimilabile cu cele menajere rezultate de la serviciile medicale, tehnico-medice, administrative, de cazare, de la blocurile alimentare și de la oficiile de distribuție a hranei; aceste deșeuri se colectează și se îndepărtează la fel ca cele menajere. Deșeurile asimilabile cu cele menajere încetează de a fi nepericuloase arunci când sunt amestecate cu o cantitate oarecare de deșeuri periculoase. Următoarele materiale se includ în categoria deșeurilor nepericuloase: ambalajele materialelor sterile, flacoane de perfuzie care nu au venit în contact cu sângele sau alte lichide biologice, ghips necontaminat cu lichide biologice, hârtie, resturi alimentare (cu excepția celor provenite de la secțiile de boli contagioase), saci sau alte ambalaje din material plastic, recipiente din sticlă care nu au venit în contact cu sângele sau cu alte lichide biologice;

3.1.2. **deșeuri periculoase**: acestea la rândul lor se clasifică în:

3.1.2.1. **deșeuri anatomo-patologice și părți anatomice** cuprind părți anatomice, material biologic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie și obstetrică (fetuși, placentă), părți anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie, cadavre de animale rezultate în urma activităților de cercetare și experimentare. Toate aceste deșeuri se consideră infecțioase, conform Precauțiunilor Universale;

3.1.2.2. **deșeuri infecțioase** sunt deșeuri care conțin sau au venit în contact cu sângele sau alte lichide biologice, precum și cu virusuri, bacterii, paraziți și/sau toxinele microorganismelor. Exemple: seringi, ace, ace cu fir, catetere, perfuzoare cu tubulatură, recipiente care au conținut sânge sau alte lichide biologice, câmpuri operatorii, mănuși, sonde sau alte materiale de unică folosință, comprese, pansamente și alte materiale contaminate, membrane de dializă, pungi de material plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite. Deșeurile infecțioase care sunt în același timp tăietoare-întepătoare se colectează în cutii rezistente cu marcaj specific pentru deșeurile infecțioase;

3.1.2.3. **deșeuri întepătoare-tăietoare** cuprind ace, ace cu fir, catetere, seringi cu ac, perfuzoare, lame de bisturiu de unică folosință, pipete, sticlărie de laborator sau altă sticlărie spartă sau nu, care au venit în contact cu materialul infectat. Aceste deșeuri se consideră infecțioase conform Precauțiunilor Universale;

3.1.2.4. **deșeuri chimice și farmaceutice** sunt deșeuri care includ serurile și vaccinurile cu termen de valabilitate depășit, medicamente expirate, reziduurile de substanțe chimioterapice, reactivi și substanțe folosite în laborator. Substanțele de curățire și dezinfecție deteriorate ca urmare a depozitării lor necorespunzătoare sau cu termen de valabilitate depășit, vor fi considerate deșeuri chimice. Exemple: substanțe dezinfectante, substanțe tensioactive, etc. se nimicesc conform cerințelor ordinului MS nr.42 din 21.02.01 „Cu privire la nimicirea inofensivă a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat sau cu deficiențe de calitate”;

3.1.2.5. **deșeurile radioactive** sunt gestionate, în țara noastră conform „Normelor Republicane de Securitate Nucleară, regimul de lucru cu surse radioactive”. Supravegherea și controlul gestionării lor sunt asigurate conform Normelor fundamentale de radioprotecție, Cerințe și reguli igienice (NFRP-2000). Supravegherea gestionării lor sunt asigurate de centrul de radioprotecție și igiena radiațiilor CNȘPMP, CMP județene, UTA Găgăuzia, serviciul de radioprotecție departamental pe lângă Institutul Oncologic, și persoanele responsabile de radioprotecție și siguranța surselor ionizante a instituțiilor medicale.

3.2. Materialele folosite în practica medicală care se pretează la recuperare, re folosire și reciclare trebuie supuse procesului de sterilizare. Sticlăria și instrumentele utilizate la efectuarea analizelor copro-



logice vor fi sterilizate prin autoclavare. Laboratorul de microbiologie și alte tipuri de laboratoare care lucrează cu produse biologice pentru diagnostic trebuie să aibă obligatoriu încăperi de spălare și sterilizare a sticlăriei folosite.

#### **4. Colectarea la sursă**

4.1. Colectarea și trierea pe categorii de deșeuri este prima etapă în gestionarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursă pe categorii a deșeurilor. Atunci când nu se respectă acest lucru, întreaga cantitate de deșeuri se tratează ca deșeuri periculoase.

##### **4.2. Ambalarea deșeurilor**

Ambalajul în care se va face colectarea și care vine în contact direct cu deșeurile periculoase trebuie să fie de unică folosință și se va neutraliza odată cu conținutul.

4.2.1. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deșeurile din instituțiile medicale sunt:

- galben – pentru deșeurile infecțioase și tăietoare-îțepătoare;
- negru – pentru deșeurile asimilabile cu cele menajere.

4.2.2. Pentru deșeurile infecțioase și tăietoare-îțepătoare se folosește pictograma „pericol biologic”. Pentru deșeurile chimice și farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: inflamabil, coroziv, toxic, radioactive, etc.

4.2.3. Colectarea deșeurilor tăietoare-îțepătoare trebuie făcută în cutii cu pereții rezistenți la acțiunile mecanice. Aceste cutii trebuie prevăzute cu capac special care să permită introducerea deșeurilor și să împiedice scoaterea acestora după umplere, având pentru aceasta un sistem de includere definitivă. Materialul din care se confecționează aceste cutii trebuie să permită incinerarea cu riscuri minime pentru mediu. Cutiile se marchează cu galben și, eventual, cu pictograma “pericol biologic”, deoarece conțin deșeuri care sunt în același timp tăietoare-îțepătoare și infecțioase.

4.2.4. Pentru deșeurile periculoase se vor folosi saci de polietilenă galbeni sau marcați cu galben și, eventual, cu pictograma „pericol biologic”. Sacii trebuie să fie confecționați din polietilenă de înaltă densitate pentru a avea rezistență mecanică mare, termosudurile trebuie să fie continue, rezistente și să nu permită scurgeri de lichid. Sacul trebuie să se poată închide ușor și sigur. La alegerea dimensiunii sacului se ține seama de cantitatea de deșeuri produse în intervalul de timp dintre două îndepărtări succesive ale deșeurilor. Sacul se introduce în pubele prevăzute cu capac și pedală sau în port-sac. Înălțimea sacului trebuie să depășească înălțimea pubelei astfel încât sacul să se răsfriângă peste marginea superioară a acestuia. Surplusul de sac este folosit pentru închiderea sacului atunci când gradul de umplere a acestuia depășește două treimi din volumul său.

4.2.5. Pentru deșeurile infecțioase de laborator se pot folosi, în locul sacilor de polietilenă, cutii de carton rigide căptușite cu polietilenă, marcate cu galben și, eventual, cu pictograma „pericol biologic”.

4.2.6. Al doilea ambalaj, în care se depun sacii și cutiile pentru deșeuri periculoase, este reprezentat de containere mobile cu pereți rigizi, aflate în spațiul de depozitare temporară. Containerele pentru deșeuri infecțioase și îțepătoare- tăietoare au marcaj galben, sunt inscripționate cu „deșeuri medicale” și poartă pictograma „pericol biologic”. Containerele trebuie confecționate din materiale rezistente la acțiunile mecanice, ușor lavabile și rezistente la soluții dezinfectante. Containerul trebuie să fie etanș și prevăzut cu un sistem de prindere adaptat sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de golire în incinerator. Dimensiunea containerului se alege astfel încât să se asigure preluarea întregii cantități de deșeuri produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive. În aceste containere nu se depun deșeuri periculoase neambalate (vrac) și nici deșeuri asimilabile cu cele menajere.

4.2.7. Părțile anatomice destinate incinerării vor fi colectate obligatoriu în saci de polietilenă cu marcaj galben, special destinați acestei categorii de deșeuri. Acești saci trebuie să fie perfect etanși pentru a nu permite scurgeri de lichide biologice. În cazul recuperării placentelor, acestea vor fi ambalate și supuse dezinfecției în conformitate cu cerințele beneficiarului. Placentele rămase nerecuperate vor urma filiera de neutralizare a deșeurilor anatomice și anatomo-patologice.

4.2.8. În cazul înhumării în cimitire, părțile anatomice vor fi ambalate și refrigerate, după care se vor depune în cutii speciale, etanșe și rezistente. Aceste cutii vor fi marcate corespunzător, iar unitatea medicală va fi obligată să întocmească un registru cu evidența lor zilnică.

4.2.9. Animalele de laborator vor urma filiera de neutralizare a deșeurilor periculoase, chiar și după autoclavare.

4.2.10. Deșeurile chimice și farmaceutice se colectează în recipiente speciale. Cu marcaj adecvat pericolului (inflamabil, coroziv, toxic, etc.). Ele se îndepărtează pe filiera deșeurilor chimice periculoase.

4.2.11. Deșeurile asimilare cu cele menajere se colectează în saci de polietilenă de culoare neagră, în lipsa acestora se acceptă și folosirea de saci de polietilenă transparenți și incolori.

4.2.12. Pe ambalaje care conțin deșeuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare ale secției sau laboratorului care a produs deșeurile (numele secției sau laboratorului și data). În cazul în care nu există etichete autocolante datele respective se vor scrie cu marker rezistent la apă pe sacul gol sau pe cutie.

## 5. Depozitarea temporară

5.1. Depozitarea temporară este păstrarea pe o perioadă limitată a deșeurilor ambalate până la prelucrarea și transportul lor la neutralizarea finală. Depozitarea temporară trebuie realizată în funcție de categoriile de deșeuri colectate la sursă. Se interzice accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitării temporare.

5.2. Durata depozitării temporare va fi cât mai scurtă posibil, iar condițiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. O filieră ideală pentru deșeurile periculoase nu trebuie să depășească 72 de ore, din care 48 de ore în incinta unității și 24 ore pentru transport și neutralizare.

5.3. Spațiul de depozitare temporară trebuie să existe obligatoriu în fiecare unitate de îngrijire medicală. În unitățile în care acest spațiu nu a fost special prevăzut în proiectul inițial al construcției este necesar ca acesta să fie amenajat ulterior. Procesul de amenajare al acestui spațiu trebuie să fie avizat de Centrele de Medicină Preventivă teritoriale.

5.4. Spațiul de depozitare temporară trebuie să aibă două compartimente:

- un compartiment pentru deșeurile periculoase, prevăzut cu dispozitive de închidere încât să se permită numai accesul persoanelor autorizate;
- un compartiment pentru deșeurile asimilabile cu cele menajere, amenajat conform cu cerințele stipulate în normele de igienă în vigoare.

5.5. Condițiile spațiului de depozitare pentru deșeuri periculoase trebuie să permită depozitarea temporară a cantității de deșeuri periculoase acumulate în perioada de timp dintre două îndepărtări succesive a acestora. Spațiul de depozitare a deșeurilor periculoase fiind o zonă cu potențial septic, trebuie separat funcțional de restul construcției și asigurat prin sisteme de închidere. Încăperea trebuie prevăzută cu sifon de pardoseală pentru evacuarea în rețeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curățirii și dezinfecției. Spațiul trebuie prevăzut ventilație corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute, care nu permit descompunerea materialului organic din compoziția deșeurilor periculoase.

5.6. Deșeurile asimilabile cu cele menajere se depozitează și se evacuează conform prevederilor normelor de igienă privitoare la mediul de viață a populației.

## 6. Transportul

6.1. Transportul deșeurilor periculoase până la locul de neutralizare se face cu respectarea strictă a normelor de igienă și securitate în scopul protejării personalului și populației generale. Transportul deșeurilor periculoase pe drumurile publice spre locul de neutralizare se face pe rute autorizate de către Centrele de Medicină Preventivă.

6.2. Vehiculul care transportă deșeurile periculoase trebuie conceput, amenajat special și autorizat pentru transportul deșeurilor periculoase, în conformitate cu regulamentele în vigoare ale Ministerului Transporturilor. Conducătorul auto trebuie format profesional și informat cu privire la natura încărcăturii

și la precauțiunile legate de transportul acestuia.

6.3. Pentru a realiza un transport sigur, vehiculul care transportă deșeurile periculoase trebuie să răspundă următoarelor cerințe:

- compartimentul destinat containerelor să fie separat de cabina șoferului și realizat din materiale ușor lavabile și rezistente la agenți chimici folosiți la dezinfecție;
- să aibă dispozitive de fixare a containerelor în timpul transportului;
- să fie utilat cu sisteme etanșe de închidere a ușilor compartimentului destinat containerelor, pentru a evita pierderile, de orice fel, din timpul transportului;
- să conțină sisteme de asigurare împotriva răspîndirii deșeurilor periculoase în mediu în caz de accident.

6.4. După ce se golesc, containerele se vor spăla și dezinfecta în locul unde se descarcă deșeurile (incinerator sau rampă de depozitare controlată).

6.5. Dacă instalația de incinerare se află în incinta unității transportul deșeurilor periculoase se va face pe un circuit separat de cel al pacienților și vizitatorilor.

## **7. Neutralizarea**

7.1. Unitățile medicale trebuie să se asigure că deșeurile periculoase pe care le produc vor fi neutralizate corect, specific fiecărei categorii de deșeuri, prin procedee autorizate și cu eficacitate dovedită. Metodele de neutralizare trebuie să asigure distrugerea rapidă și completă a factorilor cu potențial nociv pentru mediu și pentru starea de sănătate a populației.

7.2. Deșeurile asimilabile cu cele menajere nu necesită tratamente speciale și se vor include în ciclul de eliminare a deșeurilor municipale. Excepție vor face resturile alimentare provenite din spitalele de boli contagioase, care necesită autoclavare înainte de a fi preluate de serviciile de salubritate.

7.3. Incineratoarele pentru deșeuri de spital sunt fie individuale, fie colective. Incineratoarele colective deservesc mai multe unități din zonă, iar producătorii trebuie să asigure transportul deșeurilor lor la aceste incineratoare în condiții de igienă și securitate.

7.4. Incineratoarele trebuie să respecte normele și standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă și pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare și din procesele de reținere și purificare a gazelor (cenușa zburătoare, zgura, ape reziduale). Aceste produse vor fi colectate și îndepărtate în așa fel încât să nu polueze mediul.

7.5. Instalațiile de incinerare trebuie prevăzute cu sisteme automate de golire a containerelor. Aceste sisteme trebuie să fie adaptate sistemelor de închidere a containerelor.

7.6. Depozitarea sanitară constituie o altă alternativă de neutralizare a deșeurilor provenite din activitățile medicale. Deșeurile periculoase se trimit la rampa de depozitare controlată numai după aplicarea tratamentelor de denocivizare (sterilizare, dezinfectare etc.).

7.7. Depozitarea deșeurilor se face în locuri special amenajate numite rampe de depozitare controlată. Construirea unor astfel de rampe impune luarea unor măsuri speciale de impermeabilizare pentru respectare condițiilor de igienă și protecție a mediului. Rampa de depozitare controlată trebuie să fie supravegheată pentru a nu permite accesul persoanelor care nu sunt implicate în gestionarea deșeurilor. În situația în care depozitarea deșeurilor medicale se va face pe rampa municipală trebuie să se prevadă o zonă special destinată acestei categorii de deșeuri. În această zonă deșeurile medicale se acoperă obligatoriu cu un strat de minim 2 metri de deșeuri menajere și pământ din considerente de securitate.

7.8. O atenție deosebită trebuie să fie acordată modului de depozitare pe rampă a deșeurilor cu risc infecțios. Pentru această categorie de deșeuri sunt interzise procedeele de compactare după depunerea pe rampă. După compactare crește considerabil riscul de contaminare a factorilor de mediu (apă, aer, sol).

## **8. Evidența cantităților de deșeuri produse de unitatea medicală**

8.1. Cunoașterea cantității de deșeuri produse este obligația fiecărui producător. Datorită modului de îndepărtare și neutralizare specifice deșeurile periculoase nu pot fi cîntărite zilnic, de aceea se aplică metodologia de investigație-sondaj pentru culegerea periodică și pentru calcularea cantității medii lunare.



## **9. Înregistrarea datelor privind deșeurile periculoase predate contractanților pentru transport și neutralizare**

9.1. Investigarea datelor reprezintă modul de ținere sub control filierei producere-transport, neutralizare de către producători. Ea se realizează obligatoriu prin formularul de identificare pentru transport și neutralizare ale deșeurilor periculoase care părăsesc unitatea producătoare în scopul neutralizării, formularul aflat în Anexa 2. Formularul de identificare pentru transport și neutralizare se completează și se semnează în trei exemplare de către producător și transportator și predarea/primirea pentru transport. Un exemplar rămâne la producător, iar celelalte două exemplare se semnează de către agentul economic care efectuează operația de neutralizare. După neutralizarea finală un exemplar rămâne la agentul economic care a efectuat operația de neutralizare, iar al treilea exemplar se returnează prin poștă la producător de către agentul economic care a făcut neutralizare.

9.2. Formularul de identificare pentru transport și neutralizare conține următoarele date:

- datele de identificare pentru unitatea producătoare și pentru agenții economici prestatori de servicii de transport și neutralizare;
- cantitatea de deșeuri periculoase trimise, transportate și neutralizate;
- data și ora pentru fiecare etapă din filieră (predare/primire pentru transport predare/primire la agentul economic care va face neutralizarea, neutralizare);
- numele și semnăturile responsabililor pentru fiecare etapă din filieră, din partea producătorului și din partea prestatorului de servicii care au primit/predat deșeurile și au aplicat procedeul de neutralizare stipulat în contract;
- procedura de neutralizare utilizată.

9.3. Cantitățile generate de micii producători, dacă sunt sub 25 kg lunar, nu vor trebui să fie însoțite de formularul de identificare pentru transport și neutralizare, dar vor fi supuse acelorași cerințe privind modul de ambalare și neutralizare.

## **10. Educarea și formarea personalului**

10.1. Pentru aplicarea prezentului Regulament se instituie sistemul de formare profesională în domeniu, astfel: Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă organizează cursuri de perfecționare cu specialiștii din Centrele de Medicină Preventivă județene, conducătorii CMP județene organizează cursuri cu personalul responsabil pentru formarea profesională din unitățile medicale; unitățile medicale organizează cursuri cu propriul personal medical și auxiliar.

10.2. Educarea și formarea personalului constituie o etapă importantă în introducerea și funcționarea sistemului corect de gestionare a deșeurilor în unitatea medicală.

10.3. Producătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să identifice care sunt cunoștințele și competențele utile persoanelor implicate în gestionarea deșeurilor, conform planului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, cu regulamentele interne și codurile de procedură aferente. Aceste informații vor fi luate în considerație la recrutarea personalului și la organizarea cursurilor de formare continuă.

10.4. Unitatea este obligată să asigure educarea și formarea profesională continuă pentru angajați, în următoarele situații:

- la angajare;
  - la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe alt post;
  - la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente;
  - la introducerea de tehnologii noi;
  - la recomandarea medicului epidemiolog de spital sau a medicului delegat cu responsabilități în prevenirea și combaterea infecțiilor nozocomiale care a constatat nereguli în aplicarea codului de proceduri;
  - periodic, indiferent dacă au survenit schimbări sau nu în sistemul de gestionare a deșeurilor.
- Perioada dintre două cursuri va fi stabilită de medicul epidemiolog de spital sau medicul delegat cu responsabilități în prevenirea și combaterea infecțiilor nozocomiale, dar nu va depăși 12 luni.



10.5. Personalul implicat în sistemul de gestionare a deșeurilor periculoase trebuie să cunoască:

- tipul și cantitatea de deșeuri produse în unitate;
- riscurile pentru mediu și sănătatea umană la fiecare etapă a filierei de eliminare a deșeurilor;
- planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, cu regulamentele interne și codurile de procedură pentru colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor periculoase.

## **11. Responsabilități în domeniul gestionării deșeurilor rezultate din activitățile medicale**

11.1. Directorul unității sau coordonatorul unității medicale sau directorul econom:

- inițiază programul de introducere a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase;
- prevede fondurile necesare pentru asigurarea funcționării sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase;
- nominalizează persoanele responsabile cu activitățile specifice sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase;
- controlează modul în care funcționează sistemul de gestionare a deșeurilor periculoase;
- aprobă planul de gestionare a deșeurilor din activitățile medicale, pe baza regulamentelor interne și a codurilor de procedură ale sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase din unitate;
- aprobă planul de formare profesională continuă.

11.2. Medicul epidemiolog de spital sau medicul delegat cu responsabilități în prevenirea și combaterea infecțiilor nozocomiale:

- elaborează și supune spre aprobare conducerii planul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, pe baza regulamentelor interne și a codurilor de procedură pentru colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor periculoase;
- stabilește codul de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase;
- răspunde de buna funcționare a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase;
- supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deșeurilor periculoase;
- răspunde de educarea și formarea continuă a personalului;
- elaborează și aplică planul de educare și formare continuă;
- coordonează investigații-sondaj pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de deșeuri, completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor; în acest sens are toate atribuțiile investigatorului șef;
- propune directorului unității agentul economic prestator de servicii de transport și neutralizare a deșeurilor.

11.3. Șeful serviciului administrativ:

- asigură și răspunde de aprovizionarea unității cu materiale necesare sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase;
- asigură și răspunde de întreținerea instalațiilor de neutralizare din incinta unității;
- controlează respectarea codurilor tehnice stipulate în contractul încheiat cu agentul economic care prestează activitățile de transport și neutralizare a deșeurilor periculoase.

11.4. Medicul șef de secție:

- controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secție;
- participă la realizarea investigației-sondaj pentru determinarea cantităților produse de tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestionare a deșeurilor;
- semnalează imediat directorul adjunct economic și șeful serviciului administrativ deficiențe în sistemul de gestionare a deșeurilor.

11.5. Medicul care își desfășoară activitatea în sistemul public sau privat, în spital, sau, după caz, ca medic de familie, medic de întreprindere, medic al școlii, medic stomatolog, medicul unității militare, medicul penitenciarului:

- supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate;
- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;

- aplică metodologia de investigație-sondaj pentru determinarea cantităților produse de tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor.

11.6. Asistenta șefă:

- răspunde de aplicarea codului de procedură;
- prezintă medicului șef de secție sau coordonator planificarea necesarului de materiale pentru sistemul de gestionare a deșeurilor periculoase;
- aplică metodologia de investigație-sondaj pentru determinarea cantităților produse de tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor.

11.7. Asistenta:

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
- aplică metodologia de investigație-sondaj pentru determinarea cantităților produse de tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor.

11.8. Infirmiera:

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
- aplică metodologia de investigație-sondaj pentru determinarea cantităților produse de tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor.

11.9. Îngrijitoarea de curățenie:

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;
- asigură transportul deșeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură;
- aplică metodologia de investigație-sondaj pentru determinarea cantităților produse de tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei de date naționale și a evidenței gestiunii deșeurilor.

	<i>Prefață</i>	4
<b>PARTEA I</b>	<b>DOCUMENTE NORMATIVE ALE SERVICIULUI DE LABORATOR</b>	5
<b>Capitolul 1.</b>	<b>REGULAMENTUL PRIVIND LABORATORUL DE DIAGNOSTIC CLINIC AL INSTITUȚIEI MEDICO-SANITARE</b>	5
1.1.	<i>Fișa tehnică a laboratorului de diagnostic clinic</i>	6
1.2.	<i>Fișa tehnică a laboratorului de diagnostic clinic</i>	7
<b>Capitolul 2.</b>	<b>REGULAMENTUL REFERITOR LA SPECIALIȘTII LABORATORULUI DE DIAGNOSTIC CLINIC</b>	11
2.1.	<i>Atribuțiile de serviciu ale șefului laboratorului de diagnostic clinic</i>	12
2.2.	<i>Atribuțiile de serviciu ale medicului de laborator în laboratorul de diagnostic clinic</i>	13
2.3.	<i>Atribuțiile de serviciu ale specialistului cu studii superioare nemedicale în laboratorul de diagnostic clinic</i>	14
2.4.	<i>Atribuțiile de serviciu ale fetei laborant</i>	15
2.5.	<i>Atribuțiile de serviciu ale laborantului laboratorului de diagnostic clinic</i>	16
2.6.	<i>Atribuțiile de serviciu ale specialistului principal netitular în diagnosticul de laborator clinic al organului teritorial al sănătății</i>	16
2.7.	<i>Codul deontologic medical internațional al Asociației Medicale Mondiale</i>	17
<b>Capitolul 3</b>	<b>TEHNICA DE SECURITATE ȘI IGIENA MUNCII</b>	19
3.1.	<i>Instrucțiuni privind tehnica de securitate, securitatea antiincendiară și igiena muncii</i>	19
3.2.	<i>Instrucțiuni privind regimul antiepidemic</i>	29
<b>Capitolul 4</b>	<b>LISTA INVESTIGAȚIILOR DE LABORATOR RECOMANDATE PENTRU LABORATOARELE DE DIAGNOSTIC CLINIC</b>	38
<b>Capitolul 5</b>	<b>LISTA APARATURII, UTILAJULUI ȘI USTENSILELOR DE LABORATOR RECOMANDATE PENTRU LABORATOARELE DE DIAGNOSTIC CLINIC</b>	57
<b>Capitolul 6</b>	<b>REGULAMENTUL PRIVIND CENTRUL TERITORIAL ORGANIZATOR-METODIC ȘI DE CONTROL AL CALITĂȚII INVESTIGAȚIILOR DE LABORATOR</b>	82
<b>Capitolul 7</b>	<b>INDICAȚIILE METODICE PENTRU REALIZAREA CONTROLULUI DE CALITATE AL ACTIVITĂȚII LABORATOARELOR DE DIAGNOSTIC CLINIC</b>	84
7.1.	<i>Indicații metodice pentru efectuarea controlului calității investigațiilor hematologice</i>	95
7.2.	<i>Controlul calității investigațiilor sistemului de coagulare și fibrinoliza</i>	106
7.3.	<i>Indicații metodice pentru înfaptuirea controlului calității explorării urinei</i>	114
7.4.	<i>Indicații metodice pentru aprecierea veridicității analitice a metodelor diagnostice de laborator (pentru centrele teritoriale organizator-metodice și de control al calității investigațiilor de laborator)</i>	119
<b>Capitolul 8</b>	<b>NORMELE DE TIMP CALCULATE ȘI FOLOSIREA LOR LA EFECTUAREA CERCETĂRIILOR DE LABORATOR</b>	131
<b>Capitolul 9</b>	<b>CERINȚELE GENERALE FAȚĂ DE ACREDITAREA LABORATOARELOR DE DIAGNOSTIC CLINIC</b>	159

<b>PARTEA II</b>	<b>NOMENCLATORUL INVESTIGAȚIILOR DE LABORATOR FOLOSITE ÎN INSTITUȚIILE MEDICO-SANITARE PENTRU DIAGNOSTICUL MALADIILOR ȘI MONITORIZAREA PACIENTILOR</b>	<b>165</b>
<b>Capitolul I</b>	<b>METODE GENERALE DE LABORATOR CLINIC. EXPLORĂRILE FIZICO-CHIMICE ȘI MICROSCOPIA LICHIDELOR BIOLOGICE</b>	<b>166</b>
1.1.	<i>Examenul urinei</i>	166
1.2.	<i>Examenul materiilor fecale</i>	166
1.3.	<i>Explorarea secreției gastrice</i>	167
1.4.	<i>Explorarea sucului duodenal</i>	167
1.5.	<i>Examenul sputei (flegmei)</i>	167
1.6.	<i>Examenul lichidului cefalo-rahidian</i>	167
1.7.	<i>Examenul lichidelor patologice de puncție (exudatele și transudatele)</i>	168
1.8.	<i>Examenul ejaculatului (lichidului spermatic)</i>	168
1.9.	<i>Examenul secrețiilor genitale</i>	168
<b>Capitolul 2.</b>	<b>EXPLORĂRI HEMATOLOGICE</b>	<b>169</b>
2.1.	<i>Hemoglobina și compușii ei</i>	169
2.2.	<i>Celulele sanguine</i>	169
2.3.	<i>Măduva hematogenă</i>	170
2.4.	<i>Cercetările citochimice ale celulelor sanguine și ale măduvii hematogene</i>	178
<b>Capitolul 3.</b>	<b>EXPLORĂRI CITOCHIMICE</b>	<b>171</b>
3.1.	<i>Examenul microscopic al materialului biologic</i>	171
3.2.	<i>Examenul microscopic în frotiul colorat prin metoda standard</i>	171
3.3.	<i>Evaluarea tabloului citologic</i>	171
3.4.	<i>Examenul citochimic al frotiului</i>	171
3.5.	<i>Examenul imunocitochimic cu anticorpi monoclonali</i>	172
3.6.	<i>Citometria curgătoare (flow citometria)</i>	172
3.7.	<i>Morfologia computerizată</i>	172
3.8.	<i>Diagnosticul cu folosirea biologiei moleculare în citologie (reacția de polimerizare în lanț – PCR)</i>	172
3.9.	<i>Autoradiografia în citologie</i>	172
3.10.	<i>Microscopia electronică în frotiuri</i>	172
<b>Capitolul 4</b>	<b>EXPLORĂRI BIOCHIMICE</b>	<b>173</b>
4.1.	<i>Proteine și polipeptide</i>	173
4.1.1.	<i>Proteinele totale în serul sanguin și urină</i>	173
4.1.2.	<i>Fracțiunile proteice (grupele de proteine)</i>	173
4.2.	<i>Aminoacizii și derivații lor în serul sanguin, plasmă sanguină și urină</i>	173
4.3.	<i>Compoziții metabolismului azotat în serul sanguin și urină</i>	174
4.4.	<i>Pigmenții și metaboliții lor</i>	174
4.5.	<i>Enzimele</i>	174
4.5.1.	<i>Enzimele de oxidare și reducere (oxidoreductazele)</i>	174
4.5.2.	<i>Transferazele</i>	175
4.5.3.	<i>Hidrolazele</i>	175
4.5.4.	<i>Liazele</i>	176
4.5.5.	<i>Izomerazele</i>	176
4.5.6.	<i>Ligazele</i>	176
4.6.	<i>Glucidele</i>	176
4.7.	<i>Lipidele serului (plasmei) sângelui</i>	176
4.8.	<i>Metabolismul gazos al sângelui și aerului expirat. Echilibrul acido-bazic al sângelui</i>	177



4.9.	<i>Hormonii și substanțele biologice active</i>	177
4.9.1.	<i>Hormonii hipofizotropi ai hipotalamusului</i>	177
4.9.2.	<i>Hormonii hipofizari. Testele funcționale</i>	177
4.9.3.	<i>Hormonii glandei tiroide. Testele (probele) funcționale ale glandei tiroide</i>	179
4.9.4.	<i>Hormonii glandei paratireoide. Probele funcționale</i>	180
4.9.5.	<i>Hormonii stratului cortical al suprarenalelor, metaboliții lor. Probele funcționale</i>	180
4.9.6.	<i>Hormonii stratului medular al suprarenalelor, predecesorii și metaboliții lor</i>	181
4.9.7.	<i>Hormonii glandelor sexuale feminine. Predecesorii și metaboliții lor</i>	181
4.9.8.	<i>Hormonii, predecesorii și metaboliții lor în placenta și complexul fetoplacentar</i>	182
4.9.9.	<i>Hormonii glandelor sexuale masculine. Predecesorii și metaboliții lor</i>	182
4.9.10.	<i>Sistemul RENINĂ-ANGIOTENSINĂ-ALDOSTERON</i>	183
4.9.11.	<i>Hormonii rinichilor</i>	183
4.9.12.	<i>Hormonii și testele (probele) funcționale ale pancreasului</i>	183
4.9.13.	<i>Hormonii tractului digestiv. Testele funcționale</i>	184
4.9.14.	<i>Serotonina, predecesorii și metaboliții ei</i>	184
4.9.15.	<i>Histamina, predecesorii și metaboliții ei</i>	184
4.9.16.	<i>Prostaglandinele</i>	184
4.9.17.	<i>Alte substanțe biologice active</i>	184
4.10.	<i>Substanțele anorganice</i>	185
4.10.1.	<i>Macroelementele</i>	185
4.10.2.	<i>Microelementele</i>	185
4.11.	<i>TESTELE FUNCȚIONALE</i>	185
4.11.1.	<i>Testele funcționale ale ficatului</i>	185
4.11.2.	<i>Probele funcționale renale</i>	186
4.11.3.	<i>Secreția tubulară, reabsorbire tubulară</i>	186
4.11.4.	<i>Testele de cercetare a metabolismului țesutului osos</i>	187
4.11.5.	<i>Parametrii fizico-chimici ai sângelui</i>	187
4.11.6.	<i>Indicii integrali chimici și fizico-chimici ai sângelui</i>	187
Capitolul 5	<i>CERCETĂRILE COAGULOLOGICE</i>	188
5.1.	<i>Hemostaza vaso-plachetară (hemostaza primară)</i>	188
5.1.1.	<i>Receptorii trombocitelor IIb/IIIa, Ib</i>	188
5.1.2.	<i>Factorii de coagulare plachetari</i>	188
5.1.3.	<i>Factorul Willebrand și trombomodulina</i>	188
5.1.4.	<i>Proprietățile funcționale ale trombocitelor</i>	188
5.2.	<i>Sistemul plasmatic de coagulare (hemostaza secundară)</i>	188
5.2.1.	<i>Testele screening (de orientare). Testele coagulabilității globale</i>	188
5.2.2.	<i>Teste speciale</i>	188
5.3.	<i>Sistemul anticoagulant</i>	189
5.3.1.	<i>Anticoagulanții fiziologici</i>	189
5.3.2.	<i>Anticoagulanții patologici</i>	189
5.4.	<i>Sistemul plasminic (fibrinolitic)</i>	189
5.4.1.	<i>Testele screening</i>	189
5.4.2.	<i>Constituenții sistemului plasminic (fibrinolitic) și produsele de fibrinoliză</i>	197
5.5.	<i>Marcherii activării intravasculare a procesului de coagulare a sângelui și fibrinolizei</i>	190
5.5.1.	<i>Antigenul fragmentelor protrombinei 1+2 (F1+2)</i>	190
5.5.2.	<i>Antigenul complexului trombin-antitrombină III (TAT)</i>	190

5.5.3.	<i>Derivații fibrinogenului în plasmă și serul sanguin</i>	190
5.6.	<i>Controlul terapiei anticoagulante</i>	190
5.7.	<i>Complexul de metode de diagnostic și monitorizare a tratamentului sindromului de coagulare intravasculară diseminată (CID)</i>	191
Capitolul 6	<b>CERCETĂRILE IMUNOLOGICE</b>	192
6.1.	<i>Imunoglobulinele și componentele lor</i>	192
6.2.	<i>Anticorpii către antigenii de origine vegetală, animală, chimică, medicamentoasă</i>	192
6.3.	<i>Indicii factorilor de protecție naturală</i>	192
6.4.	<i>Anticorpii către antigenii țesuturilor și ale componentilor lor</i>	193
6.5.	<i>Anticorpi către celulele sângelui, țesutului conjunctiv, secretelor</i>	193
6.6.	<i>Anticorpi către structurile subcelulare</i>	193
6.7.	<i>Anticorpi către metaboliții celulari și receptorii lor</i>	193
6.8.	<i>Anticorpi către imunoglobuline și fragmentele lor</i>	193
6.9.	<i>Anticorpi către hormoni și receptorii lor</i>	193
6.10.	<i>Sistemul antigenic (receptor) al eritrocitelor</i>	194
6.11.	<i>Antigenii complexului principal de histocompatibilitate (HLA)</i>	194
6.12.	<i>Sistemele antigenice ale altor celule sanguine</i>	194
6.13.	<i>Identificarea T-limfocitelor</i>	194
6.14.	<i>Identificarea B-limfocitelor</i>	194
6.15.	<i>Identificarea neutrofilelor (granulocitelor)</i>	195
6.16.	<i>Indicii reactivității modificate</i>	195
6.17.	<i>Factorii umorali ai celulelor imunocompetente și altor celule cu rol în reglarea homeostaziei (citochinele)</i>	195
6.18.	<i>Indicii imunității antitumorale</i>	196
6.19.	<i>Indicii toleranței imunologice</i>	196
Capitolul 7	<b>CERCETĂRILE CHIMICO-TOXICOLOGICE</b>	197
7.1.	<i>Substanțele, determinarea cărora se efectuează în laboratoarele de chimie și toxicologie ale centrelor, clinicilor, secțiilor de intoxicații acute (cercetarea generală)</i>	197
7.2.	<i>Substanțele care se determină în laboratoarele de chimie și toxicologie ale spitalelor și dispensarelor narcologice</i>	198
7.3.	<i>Remediile medicamentoase care sunt supuse monitoringului terapeutic medicamentos (mtm)</i>	199
Capitolul 8	<b>CERCETĂRILE MICROBIOLOGICE</b>	200
8.1.	<i>Bacteriologia.*</i>	200
8.1.1.	<i>Cercetări la microscop</i>	200
8.1.2.	<i>Cercetări bacteriologice (cultivarea și identificarea</i>	201
8.1.3.	<i>Identificarea microorganismelor</i>	206
8.1.4.	<i>Proba biologică</i>	206
8.1.5.	<i>Cercetări imunoserologice</i>	207
8.1.6.	<i>Metodele de cercetare în biologia moleculară</i>	209
8.2.	<i>Virusologia</i>	209
8.2.1.	<i>Cercetări la microscop</i>	209
8.2.2.	<i>Microscopia imuno-electronică (depistarea virusurilor în celulele țesuturilor, organelor, lichidele biologice)</i>	210
8.2.3.	<i>Cercetări virusologice</i>	210
8.2.4.	<i>Metodele de biologie moleculară de identificare a virusurilor</i>	214
8.3.	<i>Micologia</i>	214
8.3.1.	<i>Cercetări macroscopice. Determinarea fungilor în preparatele native vizual, cu lupa, cu lampa Wood</i>	214
8.3.2.	<i>Cercetări la microscop</i>	214

8.3.3.	<i>Cercetările culturale și biochimice</i>	217
8.3.4.	<i>Cercetări imunoserologice (Depistarea antigenilor și anticorpilor în ser/plasma sanguină)</i>	224
8.3.5.	<i>Metode de biologie moleculară</i>	224
8.4.	<i>Parazitologia</i>	225
8.4.1.	<i>Helminții</i>	225
8.4.2.	<i>Protozoare (tipul Protozoa)</i>	229
8.4.3.	<i>Metodele de biologie moleculară</i>	233
	<i>Abrevieri</i>	233
<b>PARTEA III</b>	<b>INSTRUCȚIUNI REFERITOR LA FOLOSIREA METODELOR UNIFICATE DE CERCETĂRI DE LABORATOR CLINIC</b>	235
<b>Capitolul 1</b>	<b>INDICATII GENERALE CU PRIVIRE LA METODELE UNIFICATE (STANDARDIZATE) DE CERCETARI.</b>	236
	<i>Exolararea urinii în laboratorul clinic</i>	238
1.1.	<i>Metodele de explorare a urinii. Determinarea pH-lui</i>	238
1.1.1.	<i>Determinarea reacției urinei cu ajutorul indicatorului albastru de bromtimol</i>	238
1.1.2.	<i>Determinarea pH-ului urinei cu ajutorul hârtiei indicatoare</i>	238
1.2.	<i>Determinarea numărului de elemente figurate ale sângelui în urină</i>	239
1.2.1.	<i>Determinarea numărului de elemente figurate ale sângelui în urina de 24 ore (metoda Addis-Kakovski)</i>	239
1.2.2.	<i>Determinarea cantitativă a elementelor celulare în urină (metoda Neciporenko)</i>	240
1.3.	<i>Cercetarea corpiilor cetonici</i>	241
1.3.1.	<i>Depistarea corpiilor cetonici prin reacția cu nitroprusiat de sodiu</i>	241
1.3.2.	<i>Metoda expres de depistare a compușilor cetonici</i>	241
1.4.	<i>Determinarea urobilinoizilor în urină și materiile fecale</i>	241
1.4.1.	<i>Depistarea urobilinogenului în urină și materiile fecale prin reacția cu p-dimetilaminbenzaldehydă</i>	241
1.4.2.	<i>Determinarea urobilinei în urină (proba Florense)</i>	244
1.4.3.	<i>Determinarea urobilinei în urină (proba Bogomolov)</i>	244
1.4.4.	<i>Depistarea urobilinei (stercobilinei) în materiile fecale prin reacția cu clorură de mercur (HgCl<sub>2</sub>)</i>	244
1.5.	<i>Determinarea porfobilinogenului în urină prin reacția cu p-dimetilbenzaldehydă</i>	245
1.6.	<i>Depistarea proteinelor în urină cu acid sulfosalicilic</i>	246
1.7.	<i>Determinarea glucozuriei</i>	246
1.7.1.	<i>Depistarea glucozei în urină prin reacția de reducere a cuprului</i>	246
1.8.	<i>Depistarea bilirubinei în urină</i>	247
1.8.1.	<i>Depistarea bilirubinei în urină prin sedimentarea cu săruri de bariu</i>	247
1.8.2.	<i>Depistarea bilirubinei în urină cu soluția alcoolică de iod (proba Rozin)</i>	247
<b>Capitolul 2</b>	<b>CERCETĂRILE HEMATOLOGICE</b>	248
2.1.	<i>Numărătoarea eritrocitelor</i>	248
2.1.1.	<i>Numărătoarea eritrocitelor la analizoare hematologice automate</i>	248
2.1.2.	<i>Numărătoarea eritrocitelor în camera de numărare</i>	248
2.2.	<i>Numărătoarea reticulocitelor la colorarea cu albastru briliant de crezil, azur I sau azur II direct pe lamă sau în eprubetă</i>	249
2.3.	<i>Numărătoarea trombocitelor</i>	250

2.3.1.	Numărătoarea trombocitelor prin metode directe în camere de numărare	250
2.3.2.	Numărătoarea trombocitelor în frotiu	251
2.4.	Numărătoarea leucocitelor	251
2.4.1.	Numărătoarea leucocitelor în camera de numărare	251
2.5.	Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)	252
2.5.1.	Metoda Pancenkov	252
2.6.	Determinarea rezistenței osmotice a eritrocitelor	253
2.7.	Analiza morfologică a elementelor figurate ale sângelui și calculul diferențiat al formulei leucocitare	254
Capitolul 3	<b>INVESTIGAȚII BIOCHIMICE</b>	256
3.1.	Determinarea proteinelor totale în serul sanguin prin metoda biuretului	256
3.2.	Determinarea colesterolului în serul sanguin	257
3.2.1.	Determinarea colesterolului în serul sanguin prin metoda directă, bazată pe reacția Liebermann-Burchard (metoda Ilc)	257
3.2.2.	Determinarea colesterolului total în serul sanguin prin metoda directă colorimetrică Zlatkis-Zak	258
3.3.	Dozarea creatininei în lichidele biologice	259
3.3.1.	Determinarea creatininei în ser și urină (metoda Popper)	259
3.3.2.	Micrometoda de determinare a creatininei în ser și urină	261
3.4.	Testul cu timol	262
3.5.	Determinarea bilirubinei în ser după Jendrassik, Cleghorn și Grof	263
3.6.	Determinarea transaminazelor în ser prin metoda Reitman și Frankel	265
3.7.	Determinarea activității $\alpha$ -amilazei (EC 3.2.1.1.) în serul sanguin și urină prin metoda amiloclastică	267
3.8.	Determinarea acizilor sialici în ser prin metoda Hess	268
3.9.	Dozarea crioglobulinelor	269
3.10.	Teste pentru depistarea dereglărilor metabolice congenitale sau dobândite la copii	270
3.10.1.	Identificarea proteinei	271
3.10.2.	Proba pentru depistarea hiperaminoaciduriei	271
3.10.3.	Identificarea cistinei și homocistinei	272
3.10.4.	Identificarea prolinei și altor aminoacizi	272
3.10.5.	Identificarea cetoacizilor	273
3.10.6.	Identificarea cetoacizilor după reacția cu 2,4-dinitrofenilhidrazină	273
3.10.7.	Identificarea acidului homogentizinic	274
3.10.8.	Identificarea indicanului (proba Obermeyer)	274
3.10.9.	Identificarea glucozei (Vezi determinarea glucozei în urină)	274
3.10.10.	Identificarea fructozei (proba Selivanov)	274
3.10.11.	Identificarea lactozei și maltozei (proba Velka)	275
3.10.12.	Identificarea pentozelor (proba Bial)	275
3.10.13.	Identificarea glicozaminoglicanilor	275
3.10.14.	Identificarea calciului (proba Silcovi)	276
Capitolul 4	<b>EXPLORAREA SISTEMULUI DE HEMOSTAZĂ</b>	277
4.1.	Date contemporane privind mecanismele hemostazei și testele de evaluare și monitorizare a sindroamelor hemoragice și terapiei anticoagulante	277
4.2.	Colectarea și prelucrarea sângelui	280
4.2.1.	Prelucrarea veselei de laborator	282



4.2.2.	Pregătirea reactivilor pentru metodele de examinare a hemostazei	282
4.3	Metodele de examinare a hemostazei	285
4.3.1.	Determinarea timpului de coagulare a sângelui capilar	285
4.3.2.	Determinarea timpului de sângerare	286
4.3.3.	Determinarea timpului de recalcificare activat al plasmei (timpul caolinic)	286
4.3.4.	Determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA)	286
4.3.5.	Probele de diferențiere în caz de TTPA alungit și cantitatea de fibrinogen normală	287
4.3.6.	Determinarea timpului tromboplastinic parțial (TTP)	288
4.3.7.	Determinarea timpului protrombinic (tromboplastinic, TP) sau indicelui protrombinic (IP)	288
4.3.8.	Determinarea timpului de trombină	290
4.3.9.	Determinarea timpului de reptilază	291
4.3.10.	Determinarea fibrinogenului prin metoda gravidimetrică	291
4.3.11.	Determinarea timpului de liză a chiagului euglobulinic	292
Capitolul 5	<b>CERCETARE A EJACULATULUI</b>	293
5.1.	Metode de cercetare a ejaculatului. Recoltarea ejaculatului și proprietățile lui	293
5.1.1.	Aprecierea viscozității	293
5.1.2	Determinarea pH-ului	293
5.1.3.	Examenarea elementelor celulare în preparatele native la microscop	294
5.1.4.	Examinarea elementelor necelulare în preparatul nativ la microscop	294
5.1.5.	Aprecierea mobilității spermatozoizilor	295
5.1.6.	Determinarea spermatozoizilor "viabili" și "neviabili"	295
5.1.7.	Stimularea mobilității spermatozoizilor ("reanimarea")	295
5.1.8.	Determinarea numărului de spermatozoizi în ejaculat	296
5.1.9.	Cercetarea elementelor celulare în preparate colorate la microscop	296
5.1.10.	Cercetarea spermei la microscopul cu contrast de fază	297
5.1.11.	Cercetarea spermei la microscopul fluorescent	298
5.1.12.	Analiza fracționată a ejaculatului	298
5.1.13.	Identificarea fructozei prin reacția cu rezorcină	298
5.1.14.	Determinarea cantitativă a fructozei prin reacția cu rezorcină	299
5.1.15.	Determinarea cantitativă a acidului citric	300
5.1.16.	Determinarea acidului ascorbinic prin metoda de titrare	301
5.1.17.	Determinarea proteinelor prin metoda biuretică	302
5.1.18.	Determinarea activității fosfatazei acide prostatice	302
5.1.19.	Testul postcoital (TPC)	303
5.1.20.	Cercetarea mucusului cervical la receptivitatea și capacitatea de pătrundere a spermatozoizilor	303
5.1.21.	Testul încrucișat cu ejaculat de control	304
5.1.22.	Testul încrucișat cu mucus cervical de control	304
5.1.23.	Testul de microaglutinare Friberg (TF)	304
5.1.24.	Testul cantitativ de microaglutinare "Friberg"	305
5.1.25.	Testul de imobilizare a spermatozoizilor Isodjim (TSI)	305
5.1.26.	Testul cantitativ de imobilizare a spermatozoizilor Izodjim	306
Capitolul 6	<b>DEPISTAREA GONOCOCILOR ȘI A TRIHOMONADELOR VAGINALE</b>	307
6.1.	Depistarea gonococilor și a trihomonadelor vaginale în materialul de cercetat, colorat cu albastru de metilen	307
6.2.	Depistarea gonococilor și a trihomonadelor vaginale în materialul de cercetat, colorat cu eozină și albastru de metilen	307

6.3.	Depistarea gonococilor și a trihomonadelor vaginale în materialul de cercetat, colorat cu verde de brilliant	308
6.4.	Depistarea gonococilor și a trihomonadelor vaginale în materialul de cercetat ( metoda Gram modificată)	308
6.5.	Depistarea trihomonadelor vaginale în preparatul nativ	309
Capitolul 7	<b>CERCETĂRI PARAZITOLOGICE</b>	310
7.1.	Examinarea materiilor fecale	310
7.1.1.	Lucrul cu materiile fecale în laborator	310
7.1.2.	Metode de conservare a materiilor fecale	310
7.1.3.	Metoda de sedimentare a materiilor fecale (simplă)	310
7.1.4.	Metoda de sedimentare a materiilor fecale după Ritchie	310
7.2.	Metode generale de cercetare a materialului pentru identificarea protozoarelor	311
7.2.1.	Identificarea protozoarelor intestinale în fecale prin metoda frotiului nativ și frotiu colorat cu soluția Lugol	311
7.2.2.	Identificarea folosind conservanți	312
7.2.3.	Identificarea protozoarelor intestinale în fecale intestinale în fecale prin metoda de îmbogățir cu formalină-eter	312
7.2.4.	Identificarea lișmaniei în frotiurile măduvei osoase	313
7.2.5.	Identificarea leishmaniei în frotiuri din infiltratul pielii și mucoasei	314
7.2.6.	Identificarea leishmaniilor în țesut afectat prin metoda cultivării	314
7.3.	Metodele de cercetare a materialului biologic pentru depistarea helminților, fragmentelor lor și ouălor	315
7.3.1.	Identificarea helminților în materiile fecale	315
7.3.2.	Identificarea ouălor de helminți în fecale prin metoda frotiului gros (metoda Katoh)	315
7.3.3.	Identificarea ouălor de helminți în fecale prin metoda de îmbogățire	316
7.3.4.	Identificarea ouălor de helminți în fecale (metoda Krasilnicov)	317
7.4.	Metode speciale de laborator pentru depistarea helmintiazelor	318
7.4.1.	Metodele de cercetare la enterobioză	318
7.4.2.	Metodele de cercetare la teniidoze	319
7.4.3.	Metodele de cercetare la strongiloidoză	319
7.4.4.	Depistarea ouălor și larvelor de helminți în conținutul duodenal și bilă	320
7.4.5.	Metodele de cercetare la ankilostomiază	320
7.4.6.	Depistarea larvelor de helminți în materiile fecale prin metoda de cultivare pe hîrtia de filtru (metoda Harado și Mori modificată)	320
7.4.7.	Metoda de cercetare la helmintiazele pulmonare	321
7.4.8.	Metodele de cercetare la fascioloză	321
7.4.9.	Examenarea urinei la schistosomiază	321
7.5.	Metode cantitative de diagnostic al helmintiazelor	322
7.5.1.	Metodă cantitativă de diagnostic a helmintiazelor (tehnica Stoll)	322
7.5.2.	Modificarea tehnicii Stoll cu folosirea soluțiilor de detergenți (după Krasilnikov și Volkova)	322
Capitolul 8	<b>EXAMENUL CONȚINUTULUI GASTRIC</b>	323
8.1.	Determinarea funcției de secreție a stomacului	323
8.1.1.	Stimulanții secreției gastrice	323
8.1.2.	Recoltarea conținutului gastric prin metoda fractionată cu ajutorul sondei subțiri	323
8.1.3.	Determinarea acidității conținutului gastric	324
8.1.4.	Determinarea activității pepsinei în conținutul gastric (metoda Tugolukov)	326

8.1.5.	<i>Determinarea activității pepsinei în conținutul gastric (metoda Anson în modifi cația Cernikov)</i>	327
8.1.6.	<i>Determinarea conținutului total de acizi biliari, colesterol și a coeficientului colato-colesterinic în bilă</i>	327
	<b>BIBLIOGRAFIE</b>	330
	<b>ORDINE ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII</b>	
	<b>REPUBLICII MOLDOVA</b>	331