


577.1
759

DL

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ
ȘI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIȚANU"

INVESTIGAȚII BIOCHIMICE


(elaborare metodică)



577
J59

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIȚANU"

INVESTIGAȚII BIOCHIMICE
(elaborare metodică)



dl

Chișinău -2008

Autori:

Valentin Gudumac, prof., dr. hab. med.,
Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF „Nicolae Testemițanu”

Vasile Niguleanu, prof., dr. hab. med.,
Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF „Nicolae Testemițanu”

Caragia Svetlana, dr. biol.,
Spitalul Clinic Municipal de Copii “V.Ignatenco”,
Centrul Republican al Controlului Extern al Calității

Olga Tagadiuc, conferențiar universitar, dr. med.,
Laboratorul Biochimie, USMF „Nicolae Testemițanu”

Ana Varticean, asistent universitar,
Catedra Diagnostic de Laborator Clinic, USMF „Nicolae Testemițanu”

Elaborarea metodică conține într-o formă accesibilă date privind metodele de dozare a diferitor componente și aprecierea rezultatelor testelor biochimice.

Lucrarea se adresează medicilor - rezidenți, medicilor-cursanți, specialiștilor-medici de laborator clinic, medicilor clinicieni, de la cursurile de reciclare tematică, cadrelor didactice de la colegiile de specialitate în care se predau cunoștințe în domeniul tehnicilor de laborator.

RECENZENȚI:

Mihai Popovici, dr.hab.med, prof.universitar, academician, Institutul de cardiologie.

Minodora Mazur, dr.hab.med., prof.universitar, Catedra Medicină Internă nr.3.

Aprobat de Consiliul de experți al MS RM
(proces verbal nr. 4 din 23 iunie 2006)

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

Investigații biochimice : (elaborare metodică) / Valentin Gudumac,
Vasile Niguleanu, Svetlana Caragia [et al.]. – Ch. : Elena-VI SRL, 2008. - 72 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-9643-8-8

577.1(076.5)

ISBN 978-9975-9643-8-8

CUPRINS

Cuvânt înainte.....	4
Capitolul I. GENERALITĂȚI PRIVIND METODELE UNIFICATE DE CERCETĂRI BIOCHIMICE DE LABORATOR	5
1.1 Termeni și definiții	5
1.2 Referințele normative	7
1.3 Factorii care pot influența asupra valorilor testelor biochimice.....	9
Capitolul II. METODELE DE CERCETĂRI BIOCHIMICE	16
2.1. Condiții generale de recoltare a materialului biologic	16
2.2. Determinarea proteinelor totale în serul sanguin prin metoda biuretului	18
2.3. Dozarea creatininei în lichidele biologice	19
2.3.1. Determinarea creatininei în ser și urină (metoda Popper).....	19
2.3.2. Micrometoda de determinare a creatininei în ser și urină.....	22
2.4. Testul cu timol.....	24
2.5. Determinarea bilirubinei în ser după Jendrassik, Cleghorn și Grof.....	25
2.6. Determinarea activității α -amilazei (CE 3.2.1.1.) în materialul biologic	28
2.6.1 Determinarea activității α -amilazei în serul sanguin și urină prin metoda amiloclastică	29
2.6.2 Determinarea α -amilazei prin metoda cinetică	31
2.6.3 Determinarea α -amilazei cu folosirea 2-cloro-4-nitrofenil-multotriozidei	32
2.6.4 Determinarea amilazei pancreatice	32
2.7. Determinarea acizilor sialici în serul sanguin prin metoda Hess	33
2.8. Dozarea crioglobulinelor și paraproteinelor.....	35
2.8.1. Depistarea crioglobulinelor și criofibrinogenului	37
2.8.2. Proba cu criofibrinogen	39
2.8.3. Proba de diluție Plotner	35
2.8.4. Determinarea proteinei Bence-Jones în urină	39
2.9. Determinarea produselor peroxidării lipidelor și activității sistemului de protecție antioxidantă.....	40
2.9.1. Dozarea compușilor cu legături duble nesaturate și a conținutului de conjugate dienice și trienice	42
2.9.2. Dozarea dialdehidei malonice.....	43
2.9.3 Dozarea metabolitului oxidului nitric	44
2.9.4 Dozarea activității antioxidante totale	45
2.10. Metoda screening de dozare a moleculelor cu masa moleculară medie	45
2.11. Investigații biochimice prin tehnologia uscată.....	46
Capitolul III. VALOAREA DIAGNOSTICĂ ȘI LIMITELE DE REFERINȚĂ A UNOR TESTE BIOCHIMICE	53
3.1 Valoarea diagnostică a determinărilor de enzime	53
3.2 Testele metabolismului pigmentilor biliari	57
3.3 Diagnosticul diferențiat al diferitor forme de icter.....	61
3.4 Indicii metabolismului proteic.....	62
3.5 Indicii metabolismului glucidic.....	64
3.6. Indicii metabolismului lipidic	67
Închelere	71
Bibliografie	72

*„Omul este un compus chimic, bolile
au drept cauză alterarea acestui tot...”*

Paracelsius

Cuvânt înainte

Recomandările metodice de față au fost elaborate din necesitatea impusă de dezvoltarea impetuoasă pe care a cunoscut-o biochimia în ultimele decenii.

Metodele de analize biochimice în prezent cunosc o dezvoltare remarcabilă prin introducerea unor tehnici noi și aparatură de înaltă precizie. Una din achizițiile importante ale metodologiei moderne este introducerea pe scară largă în practică a kiturilor (seturilor) de reactivi care au un șir de avantaje - nu mai necesită preparare, totodată acestea economisesc timpul, sunt mai stabili, posedă un grad de sensibilitate mai înalt și au un coeficient de variabilitate mai mic, și, cel mai principal, dau rezultate mai exacte și mai precise.

De menționat, că metodele actuale care utilizează aparatură de înaltă performanță au la bază aceleași principii ca și metodele clasice. Fiecare firmă propune metodele sale de determinare, dar la baza tuturor acestor metode stau principiile care sunt descrise în aceste recomandări metodice.

Ținând cont de faptul că în laboratoarele de diagnostic clinic de rând cu cele mai noi metode de explorări cu folosirea aparaturii de investigare modernă se folosesc pe larg metodele unificate, standardizate, descrise în ordinele nr. 290, 936, 960, 1089, 1175 din fosta URSS, în recomandările metodice de față autorii au descris aceste metode clasice, în executarea cărora nu este necesară decât aparatura și reactivii accesibili, care pot fi găsiți în toate laboratoarele de specialitate și care nu și-au pierdut importanța lor, ele fiind mai puțin costisitoare. În recomandările metodice de față autorii s-au oprit la descrierea celor mai solicitate și mai importante metode, dând explicații detaliate în ceea ce privește tehnica de lucru, prepararea reactivilor și observațiile la metodele respective.

Alături de principiul și modul de lucru cu detaliile necesare, la fiecare metodă de dozare se prezintă valorile normale, variațiile fiziologice și patologice. În felul acesta, diferitele metode sunt prezentate cu tot ceea ce este necesar pentru a fi însușite de cel care le execută.

Ele corespund cerințelor actuale la pregătirea medicilor de laborator prin rezidențiat și pot fi utilizate la ciclurile de reciclare a specialiștilor în serviciul de laborator.

Capitolul 1

GENERALITĂȚI PRIVIND METODELE UNIFICATE DE CERCETĂRI BIOCHIMICE DE LABORATOR

1.1 Termeni și definiții

Termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

- a) *materialul biologic pentru cercetare* este materialul, în care se efectuează depistarea sau determinarea;
- b) *eșantion* este cantitatea de material biologic adus în laborator pentru cercetare;
- c) *proba de cercetat* este proba de material biologic supusă prelucrării în procesul de depistare sau determinare;
- d) *proba martor* este proba supusă aceleași prelucrări ca și proba de cercetat, dar care conține:

- 1) aceiași reactivi dar fără materialul biologic (sau fără soluția etalon);
- 2) material biologic diluat în același mod ca și proba de cercetat, dar fără reactivi;

- 3) aceiași reactivi plus materialul biologic inactivat;

- e) *proba de control* este proba de material de control supusă aceleași prelucrări ca și proba de cercetat pentru depistarea erorilor posibile și controlul calității lucrului efectuat;

- g) *soluția etalon, soluția de calibrare* este soluția care se folosește pentru construirea graficului de calibrare;

- h) *proba etalon, proba de calibrare* este proba de soluție etalon sau de calibrare supusă aceleași prelucrări ca și proba de cercetat;

- j) *depistare, identificare* este proba calitativă;

- i) *determinare, dozare* este proba cantitativă;

- k) *calcularea rezultatelor* se efectuează la determinare, dozare;

- l) *aprecierea rezultatelor* se efectuează la depistare;

- m) *precizia măsurării* gradul de apropiere dintre rezultatul unei măsurări și valoarea reală a mărimii măsurate [VIM: 1993, definiția 3.5];

- n) *intervalul de referință* biologică intervalul central de 95 % a distribuției valorilor de referință;

NOTA 1. Acesta înlocuiește un astfel de termen utilizat greșit precum "interval normal".

NOTA 2. Este o înțelegere arbitrară dar general acceptată de a defini intervalul de referință ca intervalul central de 95%. În unele cazuri particulare s-ar putea întâmpla ca altă mărime sau o configurație asimetrică a intervalului de referință să fie mai potrivită. Intervalele de referință (valorile „normale”) reprezintă mai degrabă date obținute statistic decât criterii de clasificare a pacienților în persoane bolnave și persoane sănătoase și se bazează pe definiția statistică a normalului (normale fiind acele persoane la care 95% dintre investigații sînt în limite normale, în timp ce restul de 5% dintre examinările independente au valori aflate în afara acestor intervale de referință, în absența unei boli);

- o) *măsurare* un set de operațiuni ce au drept obiectiv determinarea unei valori a unei cantități [VIM:1993, definiția 2.1];

p) *veridicitatea măsurării* gradul de corespundere dintre valoarea medie obținută dintr-o serie largă de măsurări și valoarea reală [ISO 3534 - 1:1993, definiția 3.12];

r) *incertitudinea măsurării* parametru asociat cu rezultatul măsurării, ce caracterizează dispersia valorilor ce într-un mod rezonabil pot fi atribuite mărimii măsurate [VIM:1993, definiția 3.9];

s) *reactivii chimici și purificarea lor*. Producția chimică, denumită în general "reactivi chimici", se caracterizează printr-un grad de puritate mai înalt de cât produsele tehnice respective. Anume puritatea reactivilor chimici și determină principalele domenii de folosire în calitate de reactivi în cercetările analitice în cele mai diverse domenii ale științei și tehnicii, controlul calității proceselor tehnologice în diverse ramuri ale industriei, controlul calității producției industriale și agricole, analizelor de laborator etc.

Dacă cu 30 ani în urmă cele mai bune mostre de reactivi conțineau nu mai puțin de 1×10^{-2} - 1×10^{-3} % impurități (adaosuri) de diverse elemente, apoi în prezent se livrează materiale extra-pure, în care conținutul unor adaosuri nu depășește 1×10^{-8} - 1×10^{-10} %.

De menționat, că la fabricarea substanțelor pure conținutul impurităților, de obicei, ușor poate fi micșorat până la sutimi de procente. Purificarea de mai departe este însă o problemă cu mult mai complicată și care necesită eforturi mari.

Micșorarea cu un număr de ordine a conținutului de anumite impurități, începând cu 10^{-3} %, necesită folosirea metodelor speciale de purificare. Lucrând cu reactivii chimici trebuie de ținut cont, că micșorarea conținutului de adaosuri chiar și cu un număr de ordine conduce la creșterea bruscă (în progresie geometrică) a costului reactivului.

Pentru reactivii chimici au fost stabilite următoarele categorii de calitate: "*pur*" (чистый, "ч"), "*puritate analitică*" (чистый для анализа, "ч.д.а."), "*puritate chimică*" (химически чистый, "х.ч.") și "*puritate deosebită*" (особо чистый, "ос.ч.") ultima la rând se divizează în câteva mărci.

Reactivii cu calitatea "*pur*" pot fi folosiți pentru diverse lucrări de laborator atât cu caracter instructiv cât și de producție.

Reactivii cu calificarea "*puritate analitică*", după cum reiese din denumirea lor, sunt predestinați pentru lucrările analitice de exactitate înaltă. Conținutul adaosurilor în preparatele cu puritate analitică este atât de mică, încât acestea de obicei nu pot invoca erori în rezultatele analizelor. Acești reactivi pe deplin pot fi folosiți în laboratoarele de diagnostic clinic și în cercetările științifice.

În sfârșit, reactivii cu calificarea "*puritate chimică*", sunt predestinați pentru cercetările științifice de mare răspundere, ei se utilizează de asemenea în laboratoarele analitice în calitate de substanță pentru stabilirea titrului soluțiilor de lucru și la pregătirea soluțiilor etalon.

Aceste trei calificări includ toți reagenții de predestinație generală.

Preparatele de "puritate deosebită" sunt predestinate pentru scopuri speciale, când chiar și a milionimele parte de procente de adaosuri sunt absolut inacceptabile. Principalii utilizatori a acestor reactivi sunt industria materialelor de semiconductori, radioelectronică, electronica cuantică.

În timpul cercetărilor se va ține cont de următoarele:

a) măsurarea cu cântarul analitic se efectuează cu precizia de 0,0002g cu balanța tehnică - cu precizia de 0,01 g;

b) pentru determinarea volumelor lichidelor și prepararea soluțiilor se folosește vesela gradată ce corespunde: GOST 1770-74 pentru "cilindri, baloane cotate, pahare gradate" și GOST 20292-74 pentru "biurete, pipete gradate";

c) în cazul când se indică temperatura "la rece", se subînțelege temperatura de 12-15°C; "la cald" - temperatura de 18-20°C. În cazul "fierbinte" temperatura va fi de 40-50°C, iar la "fierberea pe baie de apă" se va ține cont de temperatura de 98-100°C;

d) dacă pentru soluții nu este indicat solventul, atunci soluțiile se prepară pe apă, acestea sunt soluții apoase;

e) sub noțiunea de "apă" fără specificări, se folosește apa distilată;

f) apa distilată, folosită pentru prepararea soluției va corespunde GOST 6709-72;

g) se folosesc reactivi chimici cu termenul de păstrare neexpirat, iar ambalajul și condițiile de păstrare corespund cerințelor pentru reactivul dat, indicate pe etichetă.

Conform Sistemului Internațional al unităților, concentrația soluțiilor se exprimă în concentrație molară (mol/l) sau concentrație de masă (g/l).

Soluțiile folosite se prepară în volumele corespunzătoare pentru laboratorul dat, ținând cont de stabilitatea soluțiilor și de numărul de cercetări. Pentru majoritatea soluțiilor sunt indicate calificativele admise ale reactivilor. Când lipsesc aceste indicații, se vor folosi reactivi cu calificativul "puritate chimică", "puritate analitică" sau "pur".

Regulile de preparare a soluțiilor bazice sau acide sunt indicate în îndrumările pentru tehnica lucrărilor de laborator.

Prelucrarea, spălarea și uscarea veselei de laborator se va face conform îndrumărilor corespunzătoare.

1.2 Referințele normative

Următoarele documente la care se face referință sunt indispensabile pentru aplicarea recomandărilor metodice.

Ghidul 2 ISO/IEC, *Standardizarea și activitățile conexe — Vocabular general*.

ISO 31 (toate părțile), *Cantități și unități*.

ISO 9000, *Sistemele de management al calității — Bazele și vocabularul*.

ISO/IEC 17025:1999, *Cerințele generale față de competența laboratoarelor de testare și calibrare*.

ISO 15189:2003(E). *Laboratoarele medicale — Cerințele speciale față de calitate și competență.*

Vocabular internațional a bazelor și termenilor generali din metrologie (VIM).

GOST 3885-73. Reactivi și substanțe deosebite de pure. Reguli de recepționare, prelevare a probelor, împachetare, ambalare, marcare, transportul și păstrare.

GOST 6709-72 – Вода дистиллированная (apa distilată).

GOST 4212-76 - Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа. (Reactivi. Metodele de pregătire a soluțiilor pentru analiza colorimetrică și nefelometrică).

GOST 4517 87 - Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, применяемых при анализе. (Reactivi. Metodele de pregătire a reactivilor auxiliari și a soluțiilor folosite pentru analiză).

GOST 257941-87 - Титрованные растворы (Soluții titrate).

GOST 1770-74. Vase etichetate de laborator. Cilindre, menzuri, retorte, eprubete.

Condiții tehnice.

Приказ № 408 "О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом", М., 1989.

Информационное письмо РСЭС "О проведении комплекса санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в клинических лабораториях лечпрофучреждений от 23.12.91 г.

Рекомендации по предупреждению инфицирования вирусом иммунодефицита человека и вирусов гепатита в КДЛ - РЦПБ СПИД, Ш, 1992.

Рекомендации по отбору, хранению и транспортировке проб крови лаборатории иммунодиагностики СПИД, Кишинев, 1991 г.

Instrucțiuni privind profilaxia intraspitalicească a infecției HIV/SIDA în practica medicală. Chișinău, 2006./ Șt. Georghiță, E. Rotaru, N. Bordeniuc. MS și PS al R. Moldova. Centrul Național șt. practic Medicină Preventivă și Centrul SIDA. -- Ch. Lumina, 2006 (Tipografia „Reclama”). 84 p.

Condiții privind protecția mediului ambiant:

Condițiile privind protecția apelor de suprafață contra poluării conform Regulamentului igienic "Protecția bazinelor de apă contra poluării", aprobat de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova prin ordinul nr. 06.6.3.23 din 03.07.1997.

Condițiile privind controlul emisiilor de substanțe poluante în atmosferă conform GOST 17.2.3.02 și San PiN 4946-89 "Reguli sanitare privind protecția aerului atmosferic în centrele populate", aprobate de Ministerul Sănătății al URSS la 16.05.89 și ratificate de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la 02.07.92, nr. 232..

Condițiile privind protecția solului contra poluării cu deșeuri menajere și de producție conform San PiN 42-128-4690 "Reguli sanitare privind întreținerea teritoriilor centrelor populate", aprobate de Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la 02.07.92, nr. 232.

1.3 Factorii care pot influența asupra valorilor testelor biochimice

Un examen de laborator efectuat în timpul vieții unui individ poate da valori diferite în funcție de starea de sănătate sau de boală a organismului. Pentru o interpretare mai bună a analizelor de laborator trebuie să ținem seama de factorii care pot influența rezultatele analizelor (tab.1.1)

Tabel 1.1

Factorii care pot influența rezultatele analizelor de laborator

<i>Vârsta</i>	Variațiile în funcție de vârstă sunt bine cunoscute, în primul rând trebuie să menționăm concentrațiile hormonilor care suferă variații datorită creșterii, de la nou născut la copil și la adult. Se cunoaște de asemenea variația colesterolului și a ureei. Activitatea fosfatazei alcaline de asemenea variază în funcție de vârstă.
<i>Sexul</i>	Numeroși constituenți plasmatici au concentrații diferite în funcție de sex: hemoglobina, hematocritul, fierul, cuprul, trigliceridele, etc. La femei amilaza, transferina au concentrații mai crescute, pe când la bărbat activitatea fosfatazelor alcaline, a CPK, a transaminazelor, a ureei și a uratului sunt mai crescute.
<i>Stări fiziologice deosebite</i>	
<i>Sarcina</i>	În timpul sarcinii pe lângă variațiile hormonale, are loc scăderea albuminelor plasmatice, a calciului care este legat de acestea, a imunoglobulinelor, glucozei, acidului uric, hemoglobinei și eritrocitelor, a vitaminei C. Se observă o creștere a proteinelor care transportă hormonii, a activității fosfatazei alcaline care crește de două ori prin aportul fosfatazei alcaline placentare. De asemenea crește alfa-fetoproteina, a-l-antitripsina, amilaza, beta-glucuronidaza, ceruloplasmina, leucin-aminopeptidaza. Mai crește: colesterolul, trigliceridele, fosfații și volemia. În sarcina gemelară alfa-fetoproteina este de două ori mai crescută decât în sarcina simplă.
<i>Meno-pauza</i>	În primul rând se constată modificări ale concentrației hormonale, care atrage după sine și alte modificări. Astfel, în menopauză scade mai întâi progesteronul, apoi estrogenii și mai târziu 17-cetosteroidii. Tot în menopauză crește net activitatea fosfatazei alcaline, concentrația plasmatică a calciului, colesterolului, a acidului uric.
<i>Menstruație</i>	În timpul menstruației, pe lângă hormonii implicați în ciclu, apar numeroase variații ale aldosteronului, a CPK, aminoacizilor, colesterolului și a magneziului.
<i>Alimentația</i>	<i>Alimentația</i> poate interfera dozarea colorimetrică a anumitor constituenți datorită conținutului lor în diverse principii, cum sunt: pigmentii, carotenii, antocianii. <i>Ingestia de alimente</i> provoacă variații dificil de controlat. Astfel la două ore după o masă completă (700 cal), la subiecții sănătoși se observă o creștere cu 15% a concentrației plasmatice a glucozei, cu 15% a fosfaților, cu 2% a albuminelor și proteinelor, cu 20% a AST-ului și 6% a ALT-ului. Anumite alimente conțin serotonină, 5-hidroxi-indolacetat sau catecolamine care pot perturba dozarea, prin metode nespecifice, a substanțelor reducătoare. Spanacul, măcrișul conțin cantități crescute de acid oxalic care pot interfera în dozarea calciului; un exces alimentar de sare provoacă hiperaldosteronism și hipokalemie. Cafeaua și cofeina cresc glucoza plasmatică și acizii grași neesterificați și scade timpul Quick.

	În postul alimentar prelungit, în afara creșterii corpurilor cetonici plasmatici, crește secreția de aldosteron, a trigliceridelor, glicerolului, urcei, a acidului uric.
<i>Efortul fizic</i>	Crește concentrația albuminei și a altor enzime plasmatice. Dacă efortul este intens pot crește enzimele de origine celulară: LDH, aldolaza, creatinkinaza, AST, ALT și chiar ornitin-carbamil-transferaza. Într-un efort de intensitate mică crește ușor fosfatul și proteinele plasmatice.
<i>Stresul</i>	Stresul este un factor important de care trebuie să se țină cont mai ales în momentul recoltării probelor, deoarece acesta duce la creșterea concentrației plasmatice a trigliceridelor, colesterolului, acidului uric, glucozei, hormonului de creștere, noradrenalinei, hormonilor tiroidieni, a acizilor necesterificați, etc.
<i>Ortostatismul</i>	Proteinele serice, albuminele și substanțele legate de proteine (colesterolul, calciul) cresc după 15 minute de stat în picioare, datorită ușoarei hipovolemii indusă de ortostatism. Aldosteronul plasmatic crește de 5-10 ori în ortostatism față de poziția culcat, la fel și hematocritul care crește cu 10%. În urină noradrenalina crește de 3 ori.
<i>Ritmurile circadiene</i>	S-a constatat faptul că activitatea plasmatică a fosfatazei alcaline scade de la 25% până la 50% dimineața. Concentrația plasmatică a aldosteronului crește de la 6 dimineața până la 3 după amiază, secreția sa fiind mai scăzută noaptea. Probabil acest efect este datorat poziției ortostatice. Dar pentru aldosteronemie există un ritm circadian deoarece pentru o postură neschimbată secreția maximă se observă la ora 8 și minimă la ora 18. Excreția noradrenalinei este mai crescută ziua decât noaptea. Concentrația plasmatică a fierului are un ritm circadian cu maxim după amiază și minim la 4 dimineața.
<i>Mediul</i>	Pesticidele, insecticidele, oxidul de carbon, vaporii de benzină, solvenții organici, lacurile pentru păr, etc. pot da unele modificări ale examenelor de laborator cel mai adesea din cauza modificărilor toxice (citopenie, anemie hemolitică, nefrotoxicitate, afecțiuni hepatice). Astfel transaminazele, pseudocolinesteraza, bilirubina sunt crescute, iar timpul Quick și elementele figurate sunt scăzute.
<i>Frigul</i>	La temperaturi scăzute cresc în plasmă catecholaminele, hormonii tiroidieni, hormonul de creștere și leucocitele. Aminoacizii tirozina și triptofanul plasmatic scad, pe când activitatea enzimatică a creatinkinazei crește.
<i>Febra</i>	La persoanele cu febră mare s-a observat o scădere a glucozei plasmatice și o creștere a urcei, a urațiilor urinari și a metabolismului bazal.
<i>Greutatea corporală</i>	S-a constatat faptul că hemoglobina, acidul uric plasmatic, creatinina plasmatică, ALT-ul, PCE și gama-glutamil-transferaza cresc cu masa corporală.
<i>Fumatul</i>	Există diferențe între examenele de laborator la fumători și nefumători. Astfel, pe lângă oxihemoglobină care este crescută la fumători, mai crește acidul ascorbic în plasmă, colesterolul, trigliceridele, glucoza plasmatică, ionul tiocian în salivă. Recent s-a demonstrat valoarea net crescută a concentrației de antigen carcinoembrionar la fumători față de nefumători (de la 3% la 19%).

Orice rezultat obținut într-un laborator poate fi incorect datorită multor cauze, indiferent de performanțele tehnice; astfel de rezultate trebuie reverificate.

Hemoliza și lipemia sînt cauze frecvente de rezultate eronate.

Hemoliza eliberează componentele și enzimele eritrocitare în ser (crescând în mod caracteristic LDH seric), potasiul, fosfataza acidă și fosfataza acidă prostatică, colesterolul [dacă hemoliza este marcată]; AST, ALT, creatinkinaza, sideremia și magneziul pot fi afectate în mai mică măsură.

Lipemia poate determina hiponatremie, hipopotasemie, hipercloremie și deficit anionic prin intermediul a trei mecanisme:

- turbiditatea datorată împrăștierea luminii produsă de particulele lipidice, ce interferează cu fotometria;

- erori de repartizare, care fac ca substanța de analizat să pătrundă în faza lipidică, nonpolară, făcând-o inaccesibilă reacției chimice;

- lipidele înlocuiesc apa serică și modifică distribuția și concentrația electroliților în volumul total al probei. Aceasta nu reprezintă o problemă până când trigliceridele nu ating o valoare $> 17,15$ mmol/l, moment în care serul devine mai curând lăptos, decât tulbure. Sodiul seric scade cu $1,5$ mmol/l pentru fiecare creștere cu $11,3$ mmol/l a trigliceridelor. Fierul seric poate fi scăzut.

Chiar efectuat în circumstanțele adecvate, nici un examen nu este perfect (nu are sensibilitate, specificitate și valoare predictivă de 100%).

Valorile sensibilității și specificității pot fi influențate de coexistența altor afecțiuni sau de prezența unor complicații sau sechele ale afecțiunii primare. În cazul majorității determinărilor de laborator, atât variațiile fiziologice de scurtă durată cât și erorile analitice sînt suficiente pentru a îngreuna interpretarea unei analize atunci când rezultatele se plasează în zona de graniță (*borderline*).

Intervalele de referință (valorile normale) variază de la un laborator la altul; orice medic trebuie să știe că aceste intervale sînt specifice fiecărui laborator și, de asemenea, trebuie să cunoască variațiile legate de vîrstă, sex, rasă, talie și greutate, stare fiziologică (de exemplu, sarcină, lactație), pentru a le adapta fiecărui pacient în parte. Aceste valori „normale” reprezintă mai degrabă date obținute statistic decât criterii de clasificare a pacienților în persoane bolnave și persoane sănătoase și se bazează pe definiția statistică a normalului (normale fiind acele persoane la care 95% dintre investigații sînt în limite normale, în timp ce restul de 5% dintre examinările independente au valori aflate în afara acestor intervale de referință, în absența unei boli).

Cu cît rezultatul investigației se îndepărtează mai mult de intervalele de referință, cu atît este mai probabil ca valoarea determinată să fie semnificativă clinic sau să reprezinte expresia unei afecțiuni reale. Deci, o creștere de zece ori față de limita superioară a normalului este mai elocventă comparativ cu o valoare doar ușor crescută față de normal. Cele mai multe dintre rezultatele ușor anormale se datorează unor factori pre-analitici.

Efectele *medicației* administrate asupra rezultatelor investigațiilor de laborator nu trebuie niciodată trecute cu vederea. Clinicianul trebuie să fie întotdeauna atent la regimul terapeutic urmat de pacient, la eventualele supradoze de medicamente, de vitamine și de preparate de fier.

Variațiile pe care le pot da medicamentele pot conduce la interpretarea greșită a examenelor de laborator și la un diagnostic eronat.

Medicamentele pot influența analizele de laborator sub două aspecte:

- un aspect pur analitic: medicamentele și/sau metaboliții acestora pot perturba sau interfera dozarea unor constituenți biologici.

- un aspect biologic: ele pot provoca modificarea unui parametru biologic printr-un mecanism fiziologic, farmacologic sau toxicologic.

În analizele de laborator trebuie să se țină cont de interferențele analitice induse de medicamente, ele reprezentând aproximativ 20% din totalul interferențelor. Medicamentele pot acționa asupra enzimelor și proteinelor inhibând activitățile și proprietățile caracteristice ale acestora. Medicamentele pot forma diferite complexe cu compuși biologici, pot prezenta fluorescențe proprii și pot modifica pII-ul.

Datorită acestor interferențe analitice ale medicamentelor trebuie să se introducă metode care să țină cont de acești factori.

Adeesea, pacienții nu spun medicului ce tratamente (prescrise de alți medici sau autoadministrate) urmează, ceea ce poate determina rezultate fals negative sau fals pozitive. Clasele de medicamente cel mai des implicate sînt anticoagulantele, anti-convulsivantele, antihipertensivele, antibioticele, antidiabeticele orale, hormonii și substanțele psihotrope. Acestea acționează prin unul sau mai multe mecanisme, uneori simultan (de exemplu, interferarea reacțiilor chimice din cadrul testului, lezarea unui anumit organ, precum ficatul sau rinichiul, competiția pentru receptori, accelerarea sau întârzierea sintezei sau excreției unei substanțe chimice etc.).

În cazul vârstnicilor, rezultatele obținute trebuie interpretate în lumina mai multor factori care influențează valorile „normale” pentru această categorie populațională:

- alterarea funcțiilor prin procesul de îmbătrânire (de exemplu, diminuarea funcției renale);
- prezența unor afecțiuni cronice degenerative care au o prevalență mai mare la populația vârstnică și care pot fi asimptomatice sau oculte;
- prezența concomitentă a mai multor afecțiuni, unele putând avea efecte aditive asupra rezultatelor investigațiilor de laborator;
- utilizarea unei medicații care poate influența rezultatele de laborator (de exemplu, între 10 și 30% dintre persoanele în vârstă primesc diuretice);
- valorile corespunzătoare vârstei se compară întotdeauna cu cele ale adulților tineri de același sex, exceptând situațiile când există alte precizări;
- atunci când sexul nu este precizat, valoarea respectivă se referă la ambele sexe.

Rezultatele negative ale investigațiilor de laborator (sau ale altor tipuri de investigații) nu exclud în mod obligatoriu un diagnostic stabilit clinic.

În tabelul 1.2 sînt prezentate numai rezultatele eronate cu cea mai mare frecvență și semnificație clinică. Acest tabel nu include discutarea efectelor medicamentelor asupra rezultatelor testelor de laborator, care sînt chiar mai numeroase, afecțiunile provocate artificial (sindromul Munchausen) sau erorile tehnice sau administrative.

**Cauzele rezultatelor de laborator eronate la efectuarea investigațiilor biochimice
și măsurile necesare pentru identificarea acestora**

Rezultat eronat	Cauzele	Măsurile necesare pentru depistarea erorilor și corectarea rezultatelor
Scăderea glicemiei	Utilizarea <i>in vitro</i> a glucozei de către leucocite, plachete sau microorganisme ¹	Număr crescut de celule (de exemplu leucocite leucemice, eritroblaști, reticulocite) sau microorganisme (de exemplu tripanozomiază).
Hiponatremie	Specimene recoltate distal de perfuzia cu lichid hipoton. Hiperglicemie ² Hiperproteinemie ³	Se determină glucoza pe aceeași probă; se fac recoltări repetate dintr-un alt loc. Se repetă analiza cu aparate cu electrozi specifici.
Hipermatremie	Probă de sânge ombilical recoltată prin cateter tapetat cu clorură de benzalkoniu (cationică), ce poate determina creșterea sodiului și potasiului în cazul utilizării anumitor electrozi selectivi pentru ioni.	Potasiul seric este de asemenea crescut. Se recoltează sânge din alte locuri sau fără cateter, sau nu se utilizează metode cu electrozi ioni-selectivi
Hipopotasemie	Lipemie masivă (vezi „Hiponatremie”)	
Hiperpotasemie	(a) Anemie hemolitică (b) Liză celulară <i>in vitro</i> a leucocitelor și trombocitelor care sînt în număr foarte mare. (c) Garou strâns sau menținut timp îndelungat (d) Liză eritrocitară <i>in vitro</i> din cauza recoltării sau manipulării incorecte a probei Probă de sânge ombilical recoltată prin cateter tapetat cu clorură de benzalkoniu cationică poate determina creșterea Na ⁺ și K ⁺ în cazul utilizării anumitor electrozi ion-selectivi.	(a) Semnele procesului de hemoliză. (b) Număr foarte mare de leucocite sau trombocite (de exemplu > 1000.10 ¹² /l; nivelul seric al potasiului este mai mare decât cel plasmatic, recoltat simultan). (c) Se compară cu proba recoltată fără garou. (d) Se repetă analiza pe un specimen corect recoltat. Sodiul seric este de asemenea crescut. Se recoltează sânge din alte locuri sau fără cateter, sau nu se utilizează metode cu electrozi ion-selectivi.
Creșterea clorului seric, deficit anionic	Hiperlipidemia produce împrăștierea luminii la analiza colorimetrică.	Hiponatremia, de asemenea, prezentă; se separă lipidele înainte de testare.
Creșterea clorului seric	Prezența bromurilor în ser	Test pentru bromuri serice.
Scăderea clorului seric	La fel ca pentru „Scăderea sodiului seric”.	Test pentru bromuri serice.
Creșterea fosfatului seric	Mielom multiplu	Manifestări de mielom multiplu. Calciul seric și funcția renală pot fi normale; valori normale dacă serul este mai întâi deprotecinizat.

Hiper- sau hipocalcemie	Hiper- sau hipoalbuminemie ¹	Creșterea sau scăderea albuminei sau proteinelor serice totale.
Reducerea CO ₂ și bicarbonatului sanguin; deficit anionic marcat	(a)Efect diluțional al soluției de heparină sodică în proba de sânge (b)Pierderea CO ₂ prin evaporare din eprubeta de recoltare poate atinge 8,8 în 2 ore. (c)Umplere deficitară a eprubetei de recoltare.	(a)Utilizarea unui sistem diferit de recoltare a sângelui. (b)Analiza promptă a probelor recoltate simultan. (c)Se repetă cu eprubete corect umplute.
Scăderea creatininei serice	În cazul anumitor analizoare, hiperbilirubinemia extremă interferează cu determinarea creatininei.	Se utilizează un aparat diferit (de exemplu Astra-8 în loc de Dupont ACA sau Abbot-VP). Ureea nu este modificată.
Creșterea creatininei serice	Acetoacetatul, în cetoacidoza diabetică, interferează cu metoda Jaffe	Ureea nu este afectată.
PO ₂ crescut	Expunerea sângelui la bule de aer, în special în cazul microprobelor	Se recoltă după recoltare și transport adecvat.
Hipoxemie evidențiată prin puls-oximetrie	Număr foarte crescut de leucocite (500 000/mm ³) sau plachete, care utilizează oxigen	Saturație mai mare cu oxigen, determinată prin puls-oximetrie.
Valori eronate ale O ₂ și CO ₂ la puls-oximetrie	Hemoglobine anormale (carboxihemoglobină, methemoglobină); administrarea IV de albastru de metilen	Determinarea gazelor din sângele arterial; evidențierea hemoglobinelor anormale.
Creșterea TSH, CEA, hCG sau CA-125 serice	Serul pacientului conține anticorpi anti-șoarece (sau cei ai altui animal, cum ar fi iepurele), utilizați în kitul de testare	Nici o altă dovadă a unei etiologii de exemplu hipotiroidism). Adăugarea de ser de șoarece sau IgG produce valori normale ale TSH.
Scăderea creatininei urinare	Bureții de bumbac sau mătase artificială din scutece	Se utilizează metode alternative de recoltare a urinei, sau materialul scutecei absoarbe selectiv creatinina

Notă: CEA = antigen carcinoembrionar; hCG = gonadotropina corionică umană.

¹ Chiar în cazul unui număr normal de celule sanguine, glucoza scade cu 0,4 mmol/l/oră la temperatura camerei, dacă elementele figurate sanguine nu sunt separate de ser.

² Efectul osmotic al hiperglicemiei scade sodiul cu 1,6 mmol/l pentru fiecare creștere a glicemiei cu 5,5 mmol/l.

³ Același mecanism ca pentru hiperlipidemie și efectul cationic al paraproteinelor, care înlocuiesc sodiul, scăzându-i concentrația cu 0,7 mmol/l pentru fiecare 10 g/l de proteine monoclonale.

⁴ În ser 0,8 mg de calciu se leagă de 1,0 g albumină, permițând corectarea valorilor calcemiei. Legarea de globuline afectează numai calciul total, dacă globulinele sînt > 60 g/l. Albumina serică și proteinele totale trebuie întotdeauna determinate simultan cu calciul.

În scopul satisfacerii necesităților clinice, laboratorul va determina *valorile critice* și intervalele lor "*de alertă/critice*", de comun acord cu clinicienii care utilizează laboratorul (tabel 1.2).

Valorile critice obținute în urma investigațiilor de laborator indică necesitatea unei intervenții clinice prompte. De asemenea, orice *modificare bruscă* poate avea aceeași semnificație. Acestea mai poartă și numele de *valori de acțiune* sau *valori de revenire automată*.

Valorile critice variază în funcție de laboratorul care efectuează analizele respective, de vârsta pacientului, dar și de alți factori.

Tabel 1.2

**Valorile critice ale rezultatelor cercetărilor biochimice
care cer intervenții clinice prompte**

Analitul	Valorile critice	
	Nivel scăzut	Nivel crescut
Amoniac	Nu există	> 40 mkmol/l
Amilaza	Nu există	> 200 U/l
Bilirubina totală (nou-născuți)	Nu există	>300 mkmol/l
Calciu	< 1,5 mmol/l	>3,2 mmol/l
Clor	< 80 mmol/l	>115 mmol/l
Creatinfosfokinaza (CFK) MB	Nu există	>5 % din activitatea totală a CFK
Creatinina (cu excepția pacienților dializați)	Nu există	>450 mkmol/l
Fosfați	< 0,32 mmol/l	>145,4 mol/l
Glucoză	< 2,22 mmol/l	>27,75 mmol/l
Glucoză (nou-născuți)	< 1,7 mmol/l	>16,65 mmol/l
Magneziu	< 0,41 mmol/l	>1,9 mmol/l
Potasiu (kaliu)	< 2,8 mmol/l	>6,2 mmol/l
Potasiu (nou-născuți)	< 2,5 mmol/l	>8,0 mmol/l
Sodiu	< 120 mmol/l	>160 mmol/l
Troponina T cardiacă (cTnT)	Nu există	>0,1 mkg/l
Troponina I cardiacă (cTnI)	Nu există	>1,6 mkg/l
Uree(cu excepția pacienților dializați)	0,71 mol/l	>28,6 mmol/l
Echilibrul acido-bazic (EAB) în sângele arterial sau capilar		
pO ₂ (adulti)	< 40 mm Hg	Nu există
pO ₂ (nou-născuți)	< 37 mm Hg (DS=7)	92 mm Hg (DS=12)
pH	< 7,2	>7,6
pCO ₂	< 20 mmHg	> 70 mm Hg
Bicarbonați	< 10 mmol/l	>40 mmol/l

Notă: DS - deviația Standard

În plus, medicul va fi prompt informat în oricare din următoarele cazuri:

Glicemie, recoltată a jeun	>7,2 mmol/l
Glicemie, recoltată întâmplător	>13,9 mmol/l
Cholesterol seric	>7,7 mmol/l
Proteine serice totale	>90 g/l
Plumb sanguin	>Nivel crescut
Examen sumar de urină	>Puroi, sânge sau proteine > 2+

METODELE DE CERCETĂRI BIOCHIMICE

2.1. Condiții generale de recoltare a materialului biologic

Procedura de colectare a materialului biologic este un moment foarte important. De exactitatea ei va depinde mersul ulterior al examenelor și deci exactitatea rezultatelor. De aceea, recoltarea va fi făcută cu multă atenție și precizie.

Fiecare laborator își rezervă dreptul de a dicta condițiile în care se vor recolta probele.

Cel mai des în biochimia clinică sunt cercetate probele de sânge.

Recoltarea probelor de sânge se face în mod obișnuit dimineața pe nemâncate, la bolnavi odihniți; la femei este preferabil să nu fie în timpul menstruației.

Postura pacientului în timpul recoltării este importantă: se știe că decubitul dorsal timp de câteva ore crește volumul plasmatic cu 12-15%.

Schimbarea bruscă a poziției cu trecerea în ortostatism poate majora nivelele hemoglobinei, hematocritului, proteinelor totale, albuminei, colesterolului și trigliceridelor, etc; trecerea din ortostatism în decubit dorsal micșorează nivelele hematocritului, calciului, proteinelor totale și colesterolului.

În ultimul timp pentru recoltarea sângelui venos sunt utilizate sisteme de unică folosință – *vacuumuri* cu anticoagulant sau fără (eprubete și accesorii de tipul VACUETTE a diferitor firme), iar pentru prelevarea sângelui capilar se folosesc sisteme de tipul *MiniCollect* (ex.firma „Greiner bio-one”, Austria), deosebit de comode în practica pediatrică și neonatologie (tab.2.1).

Tabel 2.1

Tipuri de vacuumuri

Culoarea capacului	Aditiv	Scop	Precauții	Exemple de aplicare
Roșu	Fără aditiv sau anticoagulant; cu gel	Permite coagularea și separarea serului	Serul trebuie separat în 45-60 min de la punctia venoasă. Se transportă în recipiente din plastic.	Biochimie, serologie, determinare grup ABO și Rh.
Surie	NaF	Inhibă procesele glicolitice	Proba poate fi păstrată până la 48 ore	Dozarea glucozei
Albastru	Citrat de sodiu (3,2% și 3,8 %)	Obținerea plasmei citratate	Se transportă plasma în recipiente din plastic.	Coagulologie: TP, TTPA, factorii de hemostază

Verde	Li-heparină	Împiedică coagularea sângelui	Se transportă plasma în recipiente de plastic	Biochimic, electroliți, hormoni, gaze sanguine.
Violetă	K ₄ EDTA	- " -	Se transportă plasma în recipiente de plastic	Hematologie

Vacuumurile au un șir de avantaje, inclusiv:

- simplitate, fiabilitate, siguranță și inofensivitate;
- nivel înalt de securitate pentru personalul medical;
- respectarea strictă a raportului sânge-reagent;
- posibilitatea folosirii eprubetelor la analizoarele biochimice, și hematologice fără deschiderea capacelor, un lucru foarte important;
- corespunderea cerințelor standardelor CE și ISO privind condițiile de sterilizare;
- adaptarea ideală pentru aplicarea în practica pediatrică și neonatologie etc (sistema de tipul *MiniCollect*);
- accesorii suplimentare pentru prelevarea sângelui, cazuri speciale (pacienți cu vene complicate), transportarea probelor și utilizare.

Recipientele din plastic nu pot fi folosite pentru detectarea nivelelor serice ale medicamentelor, determinarea alcoolemiei sau măsurarea zincului în sânge (în aceste situații se preferă recipientele din sticlă).

Măsuri de precauție pentru personalul medical:

Fiecare contact direct cu secrețiile organismului trebuie considerat a fi potențial infectante; de aceea nu se vor atinge fără echipament de protecție produsele din sânge!

- Pentru a reduce riscul de transmitere a infecțiilor la personalul medical sau pacienți se vor folosi tehnici sterile și se vor purta mănuși de unică folosință, halate, măști, ochelari de protecție ș.a!
- Nu se vor îndoi, sparge sau scoate acele din seringă folosită fără a purta mănuși!
- Masca trebuie purtată corect, acoperind nasul și trebuie schimbată dacă se umezește!
- Instrumentele ascuțite (ex. ace, bisturiu, foarfece) trebuiesc manevrate cu prudență!
- Resturile biologice sau produsele cu risc de contaminare trebuiesc îndepărtate responsabil!
- Alte măsuri generale includ spălarea cu săpun antibacterian înainte și după contactul direct cu pacientul, înainte de intervențiile chirurgicale sau obstetricale, înainte și după endoscopie sau alte proceduri invazive, spălarea pe mâini imediat după scoaterea mănușilor, spălarea imediată și atentă a tegumentelor care au fost contaminate de sânge sau alte produse cu risc.

2.2. Determinarea proteinelor totale în serul sanguin prin metoda biuretului

Principiu. Proteinele reacționează în mediu alcalin cu sulfatul de cupru formând un compus complex de culoare roșu-violet.

Reactivi:

1. Soluție de clorură de sodiu 0,9%.
2. Soluție de NaOH 0,2 M, liberă de CO_2 .
3. Reactiv biuret: 4,50 g sare Segnet se dizolvă în 40 cm^3 soluție de NaOH 0,2 M. Se adaugă 1,50 g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ și 0,50 g iodură de potasiu. Se aduce la 100 cm^3 cu soluție de NaOH 0,2 M. Se păstrează într-un vas de sticlă brună. Soluția este stabilă.

4. Soluție de iodură de potasiu 0,5% în soluție de NaOH 0,2 M. Se păstrează într-un vas de sticlă brună nu mai mult de 2 săptămâni.

5. Soluție de lucru a reactivului biuret: 20 cm^3 reactiv biuret se amestecă cu 80 cm^3 soluție iodură de potasiu. Soluția este stabilă.

6. Soluție standard de albumină (din ser uman sau de bovine): 100 g/l de albumină în soluție de clorură de sodiu 0,9%; 1 cm^3 soluție conține 0,1 g de proteină.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

Utilaj:

- Analizor biochimic sau fotometru electronic;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate după GOST 1770-74 cu capacitatea 100 cm^3 ;
- pipetă dozator cu capacitatea $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $1,0 \pm 0,005 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

Tehnica de lucru. La 0,1 cm^3 de ser se adaugă 5 cm^3 reactiv biuret de lucru, se amestecă fără să se formeze spumă. Peste 30 minute (și nu mai târziu de o oră) se citește valoarea absorbției probei față de martor la 540 nm în cuvă de 1 cm (filtru verde).

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

Martor. La 5 cm^3 de reactiv de lucru biuret se adaugă 0,1 cm^3 soluție de clorură de sodiu 0,9%; în continuare se prelucrează ca și proba de cercetat.

Calcularea rezultatelor se efectuează după curba etalon.

Construirea curbei etalon. Din soluția stoc standard se prepară soluții standard de lucru, conform tabelii 2.2.

Tabel 2.2

Nr. dvr	Soluție standard de proteină (cm ³)	Soluție de clorură de sodiu 0,9% (cm ³)	Concentrația proteinei în g/l
1.	0.40	0.60	40.0
2.	0.60	0.40	60.0
3.	0.80	0.20	80.0
4.	1.00	-	100.0

Din fiecare diluție se ia câte 0,1 cm³ soluție de lucru și se adaugă câte 5 cm³ reactiv biuret de lucru, peste 30-60 min se citește valoarea absorbției, analizat față de martor.

Valori de referință: 65,0 - 85,0 g/l.

Notă:

1. Conținutul de proteină în soluția standard trebuie să fie nu mai mică de 70 g/l.
2. Când conținutul proteinei în ser depășește 100 g/l serul trebuie diluat cu soluție fiziologică, și rezultatul se înmulțește cu coeficientul de diluție.
3. Toți reactivii trebuie să fie pregătiți pe apă distilată fiartă.

2.3. Dozarea creatininei în lichidele biologice

2.3.1. Determinarea creatininei în ser și urină (metoda Popper)

Principiu. Creatinina reacționează cu acidul picric în mediu alcalin formând compuși colorați, intensitatea culorii este direct proporțională cu concentrația creatininei.

Reactivi:

1. Soluție saturată de acid picric. Acidul picric comercial are umiditatea 15-20 %, acidul nu trebuie uscat! Explozibil! 2,00 g acid picric se dizolvă în 100 cm³ apă la încălzire în baia de apă fierbinte. După aceasta soluția se lasă pe 24 ore, periodic se amestecă. Apoi soluția se filtrează. Este stabilă. Se păstrează în vas întunecat.

2. Soluție standard stoc de creatinină (8,84 mol/l): 0,1000 g creatinină se aduce la 100 cm³ cu soluție de acid clorhidric 0,1M. Se păstrează în frigider, în vas cu dop rodat. Pentru determinarea creatininei în ser soluția stoc se diluează cu apă distilată de 100 ori. 1 cm³ de soluție standard de lucru conține 0,884 mmol de creatinină.

3. Soluție de hidroxid de sodiu NaOH 10 %.

4. Soluție de acid clorhidric 0,1 N.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

Utilaj:

- analizor biochimic sau fotometru electronic;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță Tehnica de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $1,0 \pm 0,005 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie de apă.

Tehnica de lucru. Determinarea creatininei în ser: $2,0 \text{ cm}^3$ ser se amestecă cu $6,0 \text{ cm}^3$ soluție saturată de acid picric. După 5 minute cprubeta se introduce în baia de apă clocotindă timp de 15-20 secunde, apoi se centrifughează.

La $4,0 \text{ cm}^3$ de supernatant se adaugă $0,2 \text{ cm}^3$ hidroxid de sodiu (NaOH) 10% și se agită foarte bine. Câte odată după alcalinizare soluția se tulbură din cauza precipitării fosfaților. În așa caz soluția trebuie încă o dată centrifugată. Apoi soluția se aduce la 10 cm^3 cu apă distilată.

După 10 minute se citește valoarea absorbției în cuvă de 20 mm, la 540 nm (filtru verde) față de martor.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

Tabel 2.4

Nr d/o	Sol. standard de lucru de creatinină (cm^3)	Sol. acid picric (cm^3)	Sol. NaOH 10% (cm^3)	Apă dist.	Conținutul de creatinină în probă (μmol)	Concentrația de creatinină în serul sanguin ($\mu\text{mol/l}$)
1.	0,4	3,0	0,2	Până la 10 cm^3	0,03536	35,4
2.	0,8	3,0	0,2		0,07072	70,7
3.	1,6	3,0	0,2		0,14144	141,4
4.	2,4	3,0	0,2		0,21216	212,2
5.	3,2	3,0	0,2		0,28288	282,9

Martorul: 3 cm³ soluție saturată de acid picric și 0,2 cm³ soluție de NaOH 10% se aduce la 10 cm³ cu apă distilată.

Calcularea rezultatelor se face după curba etalon.

Construirea curbei etalon. Din soluția standard de lucru de creatinină se prepară diluții după tabelul 2.4.

După 10 minute se citește în acelea valoarea absorbției și condiții ca și probele.

Determinarea creatininei în urină. Într-un balon cotat de 100 cm³ se pipetează 0,5 cm³ urină (din 24 de ore) și 3,0 cm³ soluție acid picric. Amestecul se agită foarte bine și se adaugă 0,2 cm³ NaOH 10%. Se lasă la temperatura camerei 10 minute. Apoi se aduce la 100 cm³ cu apă distilată. Se citește, în cuve d valoarea absorbției e 10 mm la 540 nm (filtru verde) față de martor.

Martorul: 3,0 cm³ acid picric și 0,2 cm³ NaOH 10%, se aduc la 100 cm³ cu apă distilată.

Proba standard. La 0,5 cm³ soluție stoc standard (4,42 μmol creatinină) se adaugă 3 cm³ soluție acid picric și 0,2 cm³ NaOH 10%. Proba standard se tratează similar ca și probele de analizat.

Calcularea rezultatelor se efectuează după formula:

$$x = \frac{Cst \cdot Apr \cdot a}{Ast \cdot b}, \text{ unde}$$

x - cantitatea de creatinină în urina din 24 ore (mol);

Cst - cantitatea de creatinină în proba standard (mol);

Apr - valoarea absorbției probei de analizat;

Ast - valoarea absorbției probei standard;

a - cantitatea urinei din 24 de ore;

b - cantitatea urinei ce se ia pentru analiză.

Valori de referință: Creatinina serică: femei - 44,2 – 88,4 mmol/l;

bărbați - 44,2 – 101,7 mmol/l.

Creatinina în urina din 24 de ore - 4,42 – 19,53 mmol/l.

Notă:

1. Dacă concentrația creatininei în ser este mai înaltă de 350 mmol/l, atunci serul se diluează cu soluție fiziologică, iar rezultatul obținut se înmulțește cu factorul de diluție.

2. Absorbția se citește nu mai târziu de 20 min după adăugarea hidroxidului de sodiu (NaOH).

3. În calitate de conservanți pentru urină se folosesc tolueu și timol, care nu împiedică determinarea creatininei.

4. Proteina nu împiedică determinarea creatininei până la concentrația de 1,5 g/l de urină. Dacă cantitatea de proteină este mai mare, atunci ea trebuie să fie înlăturată până la efectuarea analizei.

5. La determinarea creatininei în urină, începând cu absorbția 0,22-0,25, urina trebuie diluată, iar rezultatele se înmulțesc cu factorul de diluție.

2.3.2. Micrometoda de determinare a creatininei în ser și urină

Principiul metodei de dozare a creatininei în lichidele biologice (serul sanguin, urină) se bazează pe reacția de culoare Jaffe cu sedimentarea proteinelor serului sanguin în prezența acidului tricloracetic. La interacțiunea creatininei cu picratul de sodiu se formează un compus de culoare roșu-oranj, intensitatea căruia este direct proporțională cu concentrația creatininei. Intensitatea colorației după metoda dată aproape de trei ori depășește intensitatea colorației primită prin metoda Popper clasică, cantitatea de acid picric cheltuit se reduce de 25 de ori, iar cantitatea serului sanguin se reduce de 4 ori. Pentru fiecare serie de măsurări este suficient de a utiliza o probă de control și una standard.

Reactivi:

1. Soluție de acid picric 35 mmol/l: 8,00 g de acid picric se dizolvă în 1000 cm³ de apă distilată, se filtrează. Se păstrează în veselă din sticlă brună. Reactivul este stabil.

2. Soluție de hidroxid de sodiu 1,6 mol/l: 64,00 g NaOH (puritate chimică sau analitică) se dizolvă în 1000 cm³ de apă distilată proaspăt pregătită. Se păstrează în veselă din masă plastică.

3. Soluție HCl 0,1 mol/l.

4. Mediul de reacție proaspăt pregătită: se amestecă o parte sol. de acid picric 35 mol/l cu o parte de soluție de NaOH 1,6 mol/l (1:1). Reactivul este stabil la 20 - 25°C la păstrarea în vas din sticlă întunecată în decurs de 5 ore.

5. Sol. de acid tricloracetic (TCA) 0,12 mol/l (sol. 20%);

6. Soluție de clorură de sodiu 0,9%;

7. Soluție standard stoc de creatinină 10 mmol/l: 0,1132 g de creatinină se dizolvă în 100 cm³ de HCl 0,1 mol/l. În 1,0 cm³ soluție standard stoc se conține 10 μmol de creatinină. Se păstrează la frigider.

8. Soluție standard de lucru de creatinină 100 μmol/l: 1 cm³ de soluție de creatinină stoc se dizolvă de 100 ori cu apă distilată. În 1,0 cm³ de soluție standard de lucru se conține 1 μmol de creatinină. Soluția este instabilă.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

Utilaj:

- analizor biochimic sau fotometru electronic;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță Tehnica de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul $100 \pm 0,1$ cm³ ;
- pipetă dozator cu capacitatea $10,0 \pm 0,1$ cm³ ;
- pipetă dozator cu capacitatea $1,0 \pm 0,005$ cm³ ;
- pipetă dozator cu capacitatea $0,100 \pm 0,0005$ cm³ ;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie de apă.

Tehnica de lucru: Se folosește numai serul proaspăt și nehemolizat. Serul poate fi păstrat nu mai mult de 24 de ore la temperatura $+4^{\circ}\text{C}$.

Urina pentru cercetare se folosește diluată cu apă distilată de 50 sau 100 ori (1 parte de urină se dizolvă respectiv cu 49 sau 99 părți de apă distilată). În cazul prezenței în urină a cantităților considerabile de substanțe reducătoare, ele pot fi parțial înlăturate prin expunerea termică a urinei până la fierbere.

În 4 eprubete de centrifugare se adaugă:

- în prima - $0,5\text{ cm}^3$ ser sanguin;
- în a doua - $0,5\text{ cm}^3$ urină diluată de 50 sau 100 ori;
- în a treia - $0,5\text{ cm}^3$ soluție standard de lucru de creatinină (proba etalon);
- în a patra - $0,5\text{ cm}^3$ apă distilată (proba martor).

În fiecare probă se adaugă câte $0,5\text{ cm}^3$ de acid tricloracetic 1,2M și conținutul eprubetelor se agită viguros.

Probele cu ser se centrifughează 10 min la 3000 rotații/min, ulterior supernatantul transparent se colectează cu atenție într-o eprubetă cotate uscată și se completează volumul cu apă până la $1,0\text{ cm}^3$. Probele cu urină, precum și probele etalon și martor nu se centrifughează. Apoi în fiecare eprubetă se adaugă câte $1,0\text{ cm}^3$ mediu de reacție ce conține acid picric 3,5 M și soluție de NaOH 1,6 M în raport de 1:1, pregătit extempore. Se amestecă minuțios și se expune timp de 20 min la 25°C . Măsurarea absorbției probei experimentale și etalon se efectuează la fotoelectrocolorimetru contra probei martor în cuve de 5 mm la 490 nm. Dacă valoarea absorbției probelor experimentale depășește 0,5 - 0,6, atunci serul sau urina diluată se amestecă în raport 1:4 cu soluție de NaCl 0,9% și se repetă măsurarea. În acest caz rezultatul se înmulțește la 5. Reacția este sensibilă la acțiunea temperaturii, de aceea trebuie menținută temperatura de 25°C .

Calcularea rezultatelor concentrației creatininei se efectuează după curba etalon sau formulele:

- în serul sanguin: $C_{\mu\text{mol/l}} = \frac{Apr}{Ast} \cdot 100$;
- în urină: $C_{\text{mmol/l}} = \frac{Apr}{Ast} \cdot 5$;
- în urina din 24 ore: $C_{\text{mmol/24h}} = \frac{Apr \cdot 5 \cdot D}{Ast}$;

unde: Apr - densitatea optică a probei experimentale;

Ast - densitatea optică a probei etalon;

D - volumul urinei în 24 ore (în litri).

Prin metoda dată este posibilă la fel determinarea concomitentă a creatininei în serul sanguin și urină, iar în caz de calculare a minut diurezei se poate determina și clearance-ul creatininei, adică starea funcțională a rinichilor - filtrația glomerulară:

Clearance-ul creatininei (cm^3/min) = $\frac{U_{cr} \cdot V}{P_{cr}}$; unde

U_{cr} - concentrația creatininei în urină (mmol/l);

P_{cr} - concentrația creatininei în ser (mmol/l);

V - minut diureza (cm^3/min).

Valorile de referință ale concentrației de creatinină în serul sanguin:
bărbați - 53-97 $\mu\text{mol/l}$, femei - 44-80 $\mu\text{mol/l}$. În urină: 8,8-13,2 mmol/24 ore .

Valorile de referință ale clearance-ului creatininei:

bărbați: 98 - 156 cm^3/min (1,6 - 2,6 cm^3/sec)

femei: 95 - 160 cm^3/min (1,6 - 2,7 cm^3/sec).

2.4. Testul cu timol

Principiu. La interacțiunea serului sanguin cu sistemul tampon timol-veronal apare o turbiditate în urma formării complexului globulino-timololipidic.

Reactivi:

1. Soluție alcoolică de timol 10% : 10,00 g de timol purificat se dizolvă în alcool etilic 96° în balon cotat de 100 cm^3 .

Purificarea timolului: 100,00 g timol se dizolvă în 100 cm^3 de alcool etilic 96°, se filtrează. La filtrat se adaugă 1 l de apă distilată rece, se agită puternic și se lasă pe 20 minute. Se filtrează, cristalele rămase pe filtru se spală de 2 ori cu apă distilată rece, se usucă la început pe hârtie de filtru, pe urmă timp de 2-3 zile în exicator de asupra clorurii de calciu anhidre până la o greutate constantă.

2. Soluția tampon: 2,76 g veronal (exact) și 2,06 g medinal (veronal de sodiu) se aduc la 1 l cu apă distilată. Se păstrează în frigider, la apariția sedimentului reactivul nu este bun pentru întrebuințare.

3. Soluția tampon veronal-timol, pH 7,55-7,60. Într-un balon cotat de 100 cm^3 se amestecă 80 cm^3 soluție tampon și 1,0 cm^3 soluție alcoolică de timol, se agită și se adaugă soluție tampon până la cotă. Se controlează pH-ul.

4. Soluția standard:

a) Soluție de clorură de bariu: 1,75 g clorură de bariu ($\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) se aduc la 100 cm^3 cu apă distilată.

b) Acid sulfuric 0,2 N.

Suspensia de sulfat de bariu: 3 cm^3 soluție de clorură de bariu se introduc în balon cotat de 100 cm^3 . Se aduce la cotă cu H_2SO_4 0,2 N la temperatura de +10°C (la această temperatură dimensiunile particulelor de sulfat de bariu precipitat dau relativ un rezultat stabil). Suspensia de sulfat de bariu se pregătește *ex tempore*.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

Utilaj:

- analizor biochimic sau fotometru electronic;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul $100 \pm 0,1 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $1,0 \pm 0,005 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

Tehnica de lucru. La 6 cm^3 de soluție tampon veronal-timol se adaugă 0,1 cm^3 ser, se lasă pe 30 minute la temperatura camerei și se citește absorbția la 630-690 nm (filtru roșu) față de martor, în cuve de 1 cm. Reacția se efectuează la temperatura camerei.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

Calcularea rezultatelor se efectuează după curba de etalonare.

Construirea curbei etalon. Din soluția standard de sulfat de bariu (suspensie) se prepară diluții care corespund unităților de turbiditate după Shank și Hoagland (S-H) conform tabelului 2.5.

Tabel 2.5

Nr. d/r	Suspensia de BaSO_4 (cm^3)	Sol. H_2SO_4 0,2N (cm^3)	Unități de turbiditate (S-H)
1.	1,35	4,65	5
2.	2,70	3,30	10
3.	5,40	0,60	20

Soluțiile standard se amestecă, se agită bine și îndată se citește valoarea absorbției la 630-690 nm (filtru roșu) în cuve de 1 cm față de apă.

Valori de referință - 0 - 4 unități (S-H)

2.5. Determinarea bilirubinei în ser după Jendrassik, Cleghorn și Grof

Principiu. La interacțiunea acidului sulfanilic cu nitritul de sodiu se formează acidul diazofenilsulfonic, care cu bilirubina directă din serul sanguin dă o culoare roz-violetă. După intensitatea culorii se determină concentrația bilirubinei directe. După adăugare la ser a reactivului cofeinic bilirubina indirectă trece în stare solubilă disociată și cu amestecul de diazoreactiv dă o culoare roz-violetă. După intensitatea culorii se determină concentrația bilirubinei totale. După diferența dintre bilirubina totală și directă se determină concentrația bilirubinei indirecte.

Reactivi:

1. Reactivul cafeinic: 5,00 g cofeină, 7,50 g benzoat de sodiu, 12,50 g acetat de sodiu ($C_2H_3O_2Na \cdot H_2O$) se dizolvă în 90 cm³ apă distilată, se încălzește la 50-60°, se agită bine. Se adaugă apă distilată până la 100 cm³. Timpul păstrării - 2 săptămâni.

2. Sol. clorură de sodiu 0,9%.

3. Diazoamestec :

a) Diazoreactiv I: 5,00 g acid sulfanilic se dizolvă prin încălzire în 300-400 cm³ apă distilată, se adaugă 15 cm³ acid clorhidric concentrat cu greutatea specifică 1,19. Dacă acidul sulfanilic nu se dizolvă complet balonul se pune în apă caldă și se agită permanent. Numai după dizolvarea completă a acidului sulfanilic se adaugă apă până la 1 l. Reactivul e stabil. Se păstrează în vas de sticlă brună;

b) Diazoreactiv II: soluție nitrat de sodiu ($NaNO_3$) 0,5%. Reactivul se păstrează în vas de sticlă brună 2-3 săptămâni. Primul semn de inutilizabilitate este apariția unei nuanțe gălbui. Înainte de lucru se amestecă 10 cm³ de diazoreactiv I și 0,3 cm³ de diazoreactiv II.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

Utilaj:

- analizor biochimic sau fotometru electronic;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul $100 \pm 0,1$ și $1000 \pm 0,5$ cm³;
- pipetă dozator cu capacitatea $10,0 \pm 0,1$ cm³;
- pipetă dozator cu capacitatea $1,0 \pm 0,005$ cm³;
- pipetă dozator cu capacitatea $0,100 \pm 0,0005$ cm³;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;

Tehnica de lucru. În 3 eprubete (pentru bilirubina totală, directă și martor) se introduc reactivi conform tabelului 2.6:

Tabel 2.6.

Ingredienți (cm ³)	Bilirubina totală	Bilirubina directă	Martor
Ser sanguin	0,5	0,5	0,5
Reactiv cofeinic	1,75	-	1,75
Sol. NaCl 0,9%	-	1,75	-
Diazoamestec	0,25	0,25	0,25

Pentru determinarea bilirubinei directe se citește absorbanta după 5-10 minute de la adăugarea diazoamestecului, fiindcă la o expunere mai îndelungată în reacție intra și bilirubina indirectă.

Pentru determinarea bilirubinei totale proba pentru dezvoltarea culorii se lasă la temperatura camerei 20 minute după ce proba se colorimetrează. La expunerea ulterioară culoarea nu se schimbă. Se citește absorbția față de apă în cuva de 0,5 cm la 540 nm (filtru verde). Din indicii primiți la colorimetrarea bilirubinei totale și directe se scad valorile matorului.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

Calcularea rezultatelor se efectuează după curba etalon. Se determină concentrația bilirubinei totale și directe. Diferența dintre bilirubina totală și cea directă este egală cu concentrația bilirubinei indirecte.

Construirea curbei etalon se efectuează cu standardul de bilirubină.

Norma: bilirubina totală - 8,5 - 20 $\mu\text{mol/l}$, din care 75% revine bilirubinei indirecte.

Metoda II

Curba etalon se construiește după setul de reactivi bilirubină - etalon liofilizat "Lahema" Cehia. Setul Bio-La-Test "Bilirubină-etalon" conține:

1. Bilirubină liofilizată ($\text{mg}/100 \text{ cm}^3$),
2. Albumină liofilizată.

Pregătirea soluțiilor de lucru.

Soluție etalon de bilirubină. De pe flacon se scoate capacul de metal și cu un ac subțire pentru injecție se dă drumul aerului prin dopul de gumă. Apoi se înlătură atent dopul de gumă și se adaugă 4,0 cm^3 apă distilată. Flaconușul se astupă și se agită atent până la dizolvarea completă a liofilizatului. Soluția-etalon pregătită în așa fel conține cantitatea de bilirubină care este indicată pe eticheta flaconului ($\text{mg}/100 \text{ cm}^3$). Soluția de bilirubină este instabilă și trebuie protejată de razele solare. Soluția trebuie folosită nu mai târziu de 2 ore din momentul pregătirii.

Soluția de albumină pentru diluție

În flaconușul cu albumină se introduce aer cu un ac subțire de seringă, se înlătură dopul de gumă, se adaugă 8 cm^3 apă distilată. Flaconușul iarăși se închide și atent se agită, dizolvând liofilizatului. Pregătită în așa fel soluția pentru diluție conține 2 g albumină la 100 cm^3 . Soluția se păstrează în frigider. Dacă la dizolvarea liofilizatului se formează spumă, atunci se adaugă o picătură de eter sau alcool otilic.

Pregătirea soluțiilor etalon diluate

Soluțiile etalon diluate de bilirubină pentru curba etalon se prepară în conformitate cu tabelul 2.7.

Nr d/r	Soluția standard de bilirubină ($\mu\text{mol/l}$) în cm^3	Soluția de albumină (cm^3)	Concentrația de bilirubină ($\mu\text{mol/l}$)
1.	0,100	1,90	0,050 . a
2.	0,25	1,75	0,125 . a
3.	0,50	1,50	0,250 . a
4.	0,75	1,25	0,375 . a
5.	1,00	1,00	0,500 . a

Notă: a - concentrația de bilirubină indicată pe eticheta flaconașului.

Din soluțiile etalon diluate se ia câte $0,5 \text{ cm}^3$, se adaugă $1,75 \text{ cm}^3$ reactiv coferinic și $0,25 \text{ cm}^3$ diazoamestec. După 20 minute se citește absorbția în aceleași condiții ca și probele de analizat.

Valori de referință. Bilirubina totală constituie $8,5 - 20 \mu\text{mol/l}$. Din această cantitate 75% revine bilirubinei indirecte.

Notă:

1. Serul nu trebuie să fie hemolizat.

2. Înainte de determinarea bilirubinei, pacientul trebuie să evite folosirea medicamentelor și alimentelor (morcov, caise, portocale) care provoacă colorația artificială a serului și nu trebuie să utilizeze vitamina "C".

2.6. Determinarea activității α -amilazei (CE 3.2.1.1.) în materialul biologic

Dozarea activității alfa-amilazei în scopuri diagnostice se folosește pe larg în practica clinică pe parcursul a mai mult de 100 ani. În acest răstimp au fost descrise peste 300 de metode de dozare a activității alfa-amilazei. Ele pot fi împărțite în trei grupe mari: metodele *amiloclastice*, *glucoclastice* și *cromogene*.

În metodele *amiloclastice* de determinare a activității amilazei se măsoară cantitatea amidonului scindat în urma reacției enzimaticе, folosind principiile turbidimetrice, nefelometrice sau iodometrice. Neajunsul metodelor amiloclastice constă în heterogenitatea amidonului și a produselor lui de hidroliză din punct de vedere a structurii chimice ceea ce crează dificultăți la standardizarea acestor metode.

Metodele *cromogene* se bazează pe folosirea substratelor ce conțin un compus colorat legat covalent de restul glucidic. Alfa-amilaza hidrolizează substratul și cromogenul se eliberează în stare liberă, iar cantitatea lui se determină prin fotocolorimetriere. Activitatea enzimatică se calculează reieșind din coeficientul de absorbție a cromogenului utilizat.

Metodele *glucoclastice*, enzimaticе, de dozare a alfa-amilazei se bazează pe determinarea produsului final al reacției - glucozei. Substratul și enzimele care contribuie la formarea glucozei libere diferă în diferite seturi comercializate de diverse firme, dar aceste metode sunt comode la folosirea analizatoarelor automate,

de oare ce ele permit folosirea microcantităților de material biologic și sunt relativ simple în realizarea lor. Însă aceste metode nu sunt lipsite de neajunsuri, condiționate de componența substratului folosit și de complexul de reacții conjugate, produsele intermediare fiind în stare să denatureze rezultatul final.

În prezent determinarea activității alfa-amilazei este unica metodă din biochimia clinică pentru care nu a fost elaborată un numai metoda de referință, dar chiar și metoda optimă de determinare a activității enzimatic; este puțin accesibil materialul stabil pentru efectuarea controlului extern de calitate.

Lipsa unui substrat unificat (standardizat), diferite mecanisme ale reacției și eterogenitatea produselor formate în urma reacției enzimatic, - toate acestea își găsesc reflectare în multitudinea procedeele de exprimare a activității alfa-amilazei (unități amiloclastice, cromogene, etc), fapt ce creează dificultăți la confruntarea datelor, obținute prin diferite metode.

2.6.1 Determinarea activității α -amilazei în serul sanguin și urină prin metoda amiloclastică

Principiul. Se bazează pe determinarea fotometrică a scăderii concentrației de amidon în rezultatul hidrolizei enzimatic.

Reactivi:

1. Substrat-amidon. Se folosește amidon hidrosolubil uscat la temperatura de 110°C până la o masă constantă (amidon pentru colorimetric): 0,200 g amidon se trece în suspensie într-un cm^3 de apă distilată răcită, apoi se adaugă 6-7 cm^3 de apă distilată fierbinte; balonul conic se afundă într-o baie de apă clocotindă până la dizolvarea completă a amidonului și se aduce cu apă distilată la 10 cm^3 . Substratul trebuie să fie transparent. Se pregătește zilnic, deoarece în el se dezvoltă rapid bacteriile și ciupercile.

2. Tampon fosfat, 0,1 M, pH-7,2 se pregătește zilnic: 72 cm^3 de sol. fosfat disodic 0,1M (17,40 g $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ se aduc la 1 l cu H_2O) se amestecă cu 28 cm^3 sol. de fosfat monopotasit 0,1M (13,60 g KH_2PO_4 se aduc cu apă distilată la 1 l). Soluțiile se păstrează la frigider ($4-8^{\circ}\text{C}$) timp de 10-15 zile.

3. Soluție de clorură de sodiu 3%.

4. Soluție de acid clorhidric 1 M.

5. Soluție de iod 0,1N. Se dizolvă 30,00 g de iodură de potasiu (KI) în 250 cm^3 de apă distilată apoi se adaugă 12,70 g de iod cristalin și se aduce volumul până la 1 l. Se păstrează în vas din sticlă brună. Soluția este stabilă.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

Utilaj:

- analizor biochimic sau fotometru electronic;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;

- baloane cotate cu volumul $100 \pm 0,1$ și $1000 \pm 0,5 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $10,0 \pm 0,1 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $1,0 \pm 0,005 \text{ cm}^3$;
- pipetă dozator cu capacitatea $0,100 \pm 0,0005 \text{ cm}^3$;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie cu apă.

Tehnica de lucru. $0,5 \text{ cm}^3$ soluție de amidon, încălzită până la 90°C se amestecă cu $0,3 \text{ cm}^3$ tampon fosfat și cu $0,1 \text{ cm}^3$ soluție NaCl 3%. După 10 min de încălzire la 37°C se adaugă $0,1 \text{ cm}^3$ ser sanguin sau $0,1 \text{ cm}^3$ de urină filtrată diluată în proporția 1:10 sau 1:100.

Se agită minuțios și se incubează la 37°C timp de 30 min. Incubația este stopată prin adăugare de $0,1 \text{ cm}^3$ sol. HCl 1 M. Apoi se transferă $0,2 \text{ cm}^3$ din conținutul eprubetei într-un balon cotat de 50 cm^3 . Se adaugă aproximativ 40 cm^3 H_2O , $0,5 \text{ cm}^3$ sol. HCl 1M și $0,1 \text{ cm}^3$ soluție de iod și se aduce la cotă cu apă distilată. Paralel se prelucurează proba martor pentru determinarea extincției inițiale a amidonului introdus în amestecul de reacție. Proba martor se efectuează ca și cea de analizat, dar acidul clorhidric se adaugă până la incubare. Proba de analizat și proba martor se măsoară imediat absorbția la 630-690 nm (filtru roșu) în cuva de 10 mm față de apa distilată.

Calcularea rezultatelor se efectuează după formula:

$$\frac{A_{\text{martor}} - A_{\text{proba}} \cdot 10 \cdot 20}{A_{\text{martor}}} = \text{cantitatea de amidon în g}$$

hidrolizat de 1 litru de ser sanguin sau 1 l de urină la incubarea la 37°C timp de o oră, unde:

A – absorbția;

10 – cantitatea de amidon în mg, luată în proba de analizat și proba martor;

20 – coeficientul de calculare la 1 l de ser sanguin sau urină la 1 h de incubare.

La calcularea activității enzimei în urină rezultatul se înmulțește la diluția urinei.

Valorile normale ale activității enzimei în serul sanguin constituie – 16-30 g/l.h, în urină până la 160 g/l.h de amidon hidrolizat.

Notă:

1. Pentru dozarea α -amilazei se recomandă de a folosi ser sanguin și urină proaspăt colectate. Hemoliza ușoară nu influențează asupra activității enzimei.

2. Amilaza se inactivează rapid la un pH < 5,0, de aceea urina acidă se va neutraliza imediat după colectare.

2. Nu se poate de folosit plasmă citrată sau oxalată de oare ce sărurile de citrat sau oxalat inhibă activitatea enzimei.

3. Intensitatea culorii soluției de iod-amidon depinde de temperatură. De aceea este necesar de a urmări ca temperatura să fie constantă în timpul reacției de culoare în probele de analizat și martor.
4. Valorile normale ale activității enzimei în serul sanguin și urină se vor controla pe donatori în fiecare laborator.

2.6.2 Determinarea α – amilazei prin metoda cinetică

Principiul. Ca substrat se folosește para-nitrofenilmaltoheptaozida care are avantajul de a reduce interferențele legate de glucoza endogenă, LDH și piruvat, precum și a eventualelor probleme legate de instabilitatea reactivului. Două enzime indicatoare (glucoamilaza și glucozidaza) sunt incluse în metodă cu rol în scindarea produselor de reacție pînă la para-nitrofenol, a cărui absorbantă se măsoară la 405 nm.

Reactivi:

- Tampon (pH 7,0)
- Reactiv blocator/enzimă.

Prepararea reactivului de lucru. Se diluează tamponul cu reactivul blocator enzimă în raport 1:2. Se agită înainte de folosire.

Material biologic. Ser, plasmă heparinată, urină.

Tehnica de lucru:

Se pipetează în eprubete:

Reactiv de lucru 1000 mkl

Se aduce la 37°C

Ser (urină) 20 mkl

Se amestecă bine, se incubează la 37°C. Se citește absorbanta inițială a probei față de apă sau aer, după exact un minut. Se repetă citirea după 1, 2, 3 min. Se calculează absorbanta medie pe minut ($\Delta A/\text{min}$). Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

Calcularea rezultatelor: Activitatea alfa - amilazei $[U/l] = \Delta A/\text{min} \times 5544$

Valori de referință:

ser pînă la 95 U/l

urină pînă la 380 U/l

Variații patologice ale amilazemiei:

Creșteri severe (de 5-10 ori valorile normale):

- pancreatită acută;
- pancreatită cronică în puseu acut;
- perturbarea eliminării urinare - uremie;

Creșteri moderate:

- patologia glandelor salivare: parotidită supurativă, oreion, calcul al glandei salivare;

- afecțiuni digestive, altele decât cele pancreatice: ulcer perforat (atingere pancreatică), ocluzie intestinală, colecistită acută;
- afecțiuni pancreatice: cancer de cap de pancreas;
- diverse: cetoacidoza diabetică, sarcina extrauterină, administrări de narcotice, opioide, fenilbutazonă.

2.6.3. Determinarea α -amilazei cu folosirea 2-cloro-4-nitrofenil-maltotriozidei

Principiu. Ca substrat se folosește CNP-G3 (2-cloro-4-nitrofenil-maltotriozida. Alfa-amilaza hidrolizează direct substratul CNP-G3 eliberând 2- cloro-4-nitrofenolul (CNP) a cărui absorbantă se măsoară la 405 nm.

Reactiv 1 (Tampon)

Tampon MES, pH 6,0	50 mmol/l
NaCl	70 mmol/l
CaCl ₂	10 mmol/l
Activator	900 mmol/l
CNP-G3	2,27 mmol/l

Reactivii se păstrează la 2-8°C.

Tehnica de lucru

Se aduc reactivii la temperatura camerei. Se pipetează în eprubete:

Temperatura	30°	37°
Reactiv 1	1 ml	1 ml
Proba (ser)	15 mkl	25 mkl

Se amestecă și se incubează 1 minută. Se citește absorbanta după exact 1, 2 și 3 minute. Se determină $\Delta A/\text{min}$.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

Calcul:

Amilaza (IU/l) = $\Delta A/\text{min} \times 4640$ la 37° C

Amilaza (IU/l) = $\Delta A/\text{min} \times 2715$ la 30° C



Valori de referință:

Temperatura	30°	37°
Ser, plasma	<67 UI/L	<86 UI/l
Urina	<369 UI/l	<470 UI/l

2.6.4. Determinarea amilazei pancreatice

Principiu. Ca substrat se folosește para-nitrofenilmaltoheptaozida (ET-G₇PNP) legată la zahărul terminal cu o grupare de blocare (etilena). Amilaza

pancreatică hidrolizează substratul para-nitrofenilmaltoheptaozida (ET-G₇PNP) formând oligo-zaharide. Alfa-glucozidaza hidrolizează oligozaharid-p-nitrofenolul eliberând para-nitrofenolul a cărui absorbanță se măsoară la 405 nm. Izoenzimele salivare sunt blocate de către anticorpii monoclonali prezenți în reactivul 1.



Reactiv 1 (Tampon)

Tampon pH 7,1	0,1 mol/l
NaCl	50 mmol/l
MgCl ₂	10 mmol/l
α-Glucosidază	2 μkat/l
Anticorp monoclonal	> 25 mg/l

Reactiv 2

Tampon pH 7,1	0,1 mol/l
EPS - G7	1,6 mmol/l

Reactivii sunt gata preparați. Reactivii se păstrează la 2-8°C.

Tehnica de lucru

Se aduc reactivii la temperatura camerei. Se pipetează în eprubete:

Temperatura	25°, 30°, 37°
Reactiv 1	1 ml
Proba (ser)	20 mkl

Se amestecă și se incubează 2-3 minute. Se adaugă apoi 250 mkl de reactiv 2 și se agită. Se citește absorbanta după 2 minute (37°C) sau 4 minute (25°C, 30°C). Se citește din nou după exact 1, 2 și 3 minute. Se determină ΔA/min.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucurează la fel ca și proba de cercetat.

Calcul

Amilaza pancreatică (IU/l) = Δ A/min x 15140

Factor de conversie = 15140.

2.7. Determinarea acizilor sialici în serul sanguin prin metoda Hess

Principiu. La hidroliza glicoproteinelor serului sanguin acizii sialici se eliberează și formează compuși de culoare la încălzire cu reactivul acetico-sulfuric.

Reactivi :

1. Sol. de acid tricloracetic 10%.
2. Reactiv acetico-sulfuric: 95 cm³ acid acetic glacial și 5 cm³ acid sulfuric concentrat;

3. Soluție standard stoc. Soluție apoasă de acid N-acetil-neuraminic 2 mmol/l: 0,06186 g acid N-acetilneuraminic cristalin se dizolvă într-un balon cotat de 100 cm³ și se aduce cu apă distilată la semn; 1 cm³ sol. standard stoc conține 2 μmol de acid N-acetilneuraminic.

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică sau chimică și apa folosită să fie distilată, pregătită după GOST 6709-72 sau apă de puritate echivalentă.

Utilaj:

- analizor biochimic sau fotometru electronic;
- cântar analitic cu precizia de 0,0002 g;
- balanță tehnică de lucru cu precizia de 0,01 g;
- baloane cotate cu volumul 100 ± 0,1 cm³;
- pipetă dozator cu capacitatea 10,0 ± 0,1 cm³;
- pipetă dozator cu capacitatea 1,0 ± 0,005 cm³;
- pipetă dozator cu capacitatea 0,100 ± 0,0005 cm³;
- cronometru cu eroarea măsurării cel mult 0,7 s, conform DN în vigoare;
- baie cu apă.

Tehnica de lucru. La 1 cm³ ser sanguin în eprubeta de centrifugare se adaugă 1,0 cm³ sol. de acid tricloracetic 10%. Eprubeta se introduce în baia de apă care fierbe pe 5 minute. Proba se răcește timp de 5 minute în apă rece cu gheață. Se agită eprubeta pentru desprinderea sedimentului de pe pereți și se centrifughează 5 minute la 500 g. Apoi se măsoară 0,4 cm³ de supernatant într-o eprubetă cu dop rodat, se adaugă 5 cm³ reactiv aceto-sulfuric și timp de 30 minute se fierbe în baie. Pe urmă proba se răcește până la temperatura camerei și se măsoară absorbanta la analizor biochimic la 540 nm (filtru verde), în cuva de 1 cm față de martor. Martor - reactivul aceto-sulfuric.

Paralel cu proba de cercetat se montează probele cu material de control (una cu conținut normal și alta - patologic); ele se prelucrează la fel ca și proba de cercetat.

Calcularea rezultatelor se efectuează după curba etalon.

Construirea curbei etalon. Din soluția stoc standard de acid-N-acetilneuraminic se prepară soluții de lucru (tab.2.8).

Tabel 2.8.

Nr d/r	Soluția standard stoc de acid N-acetilneuraminic (cm ³)	Apă dist. (cm ³)	Concentrația acidului N-acetilneuraminic (μmol/l)
1.	0,10	0,30	0,0808
2.	0,15	0,25	0,1212
3.	0,20	0,20	0,1617
4.	0,25	0,15	0,2021
5.	0,30	0,10	0,2425
6.	0,40	-	0,3233

La soluțiile pregătite se adaugă 5 cm³ reactiv aceto-sulfuric și se prelucerează ca și probele de analizat.

Valori de referință. Concentrația acizilor sialici în ser exprimate în μmol/l a acidului N-acetilneuraminic este de 0,20 - 0,24 μmol/l.

2.8 Cercetarea crioglobulinelor și paraproteinelor

Crioproteinele (criofibrinogen, crio-fibronectina, complex proteină C reactantă + albumine, crioglobuline) sunt proteine sau complexe de proteine care precipită reversibil sub temperatura de 37°C.

Crioglobulinele sunt proteine ale fracțiunii globulinice din serul sanguin, caracterizate prin faptul că precipită spontan la temperaturi sub 37 grade C; precipitarea se produce la rece, la temperaturi de 7 - 11 grade C și mai ales când serul se introduce în frigider la +4 grade C. De obicei, precipitatele de crioglobuline se redizolvă la temperatura camerei și mai ales la 37 grade C.

Unele crioglobuline pot în mod ocazional să se gelifice sau să precipite chiar la temperatura camerei.

După structura lor *crioglobulinele* pot fi:

- tip 1, simple, monoclonale (IgM, IgG, IgA);
- tip 2, mixte monoclonale (IgG + IgG, IgM + IgM);
- tip 3, mixte, policlonale (IgG + IgM + IgA, IgG + IgM + C₁, IgM + IgG + ADN etc).

Clasificarea crioglobulinelor (CG) și proprietățile lor sunt expuse în tabelul 2.8.

Tabel 2.8

Clasificarea crioglobulinelor (CG) și proprietățile lor

Tipurile de CG și frecvența lor	Caracteristica CG		
	Componenta	Proprietățile	Bolile în care se întâlnesc
Tip I 5 - 25%	IgM, IgG2, IgG3 monoclonale, mai rar IgA sau lanțurile ușoare ale Ig	Autoagregarea prin fragmentele Fc ale Ig	Mielomul multiplu, boala Waldenström, limfocitoza cronică, limfoma non-Hodgkin B-celulară
Tip II 40 - 50%	IgM monoclonale, mai rar IgG, IgA monoclonale și IgG policlonale	Componentele monoclonale posedă activitate de factor reumatoid (RF)	Hepatita virală C, alte infecții virale, bolile autoimune, bolile limfoproliferative
Tip III 40 - 50%	Toate clasele de Ig policlonale	RF este reprezentat de obicei de IgM policlonale	Hepatita virală C, alte infecții virale, bolile autoimune, bolile limfoproliferative

Prezența crioglobulinelor în serul sanguin – *crioglobulinemia* conduce la apariția unui sindrom clinico-biologic, caracterizat prin vasculită sistemică și/sau hipervîscozitate sanguină.

Crioglobulinemiile se împart în 2 grupe: *esențiale, idiopatice* când etiologia nu poate fi precizată (40 % cazuri) și *secundare* (în 60% cazuri).

Crioglobulinemiile secundare se întâlnesc în diverse patologii (tab.2.9).

Tabel 2.9

Cauzele crioglobulinemiilor secundare

<ul style="list-style-type: none"> - <i>infecții</i> : - virale (HBV, v. Epstein-Barr, HIV, etc.); - bacteriene (streptococi, sifilis, endocardite infecțioase, boala Lyme); - parazitare (malaric, toxoplasmoză, echinococoză); - fungice (Coccidiodomicoză). 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>boli limfoproliferative</i>: - mielom multiplu; - macroglobulinemic Waldeström; - limfoame maligne; - leucemia limfatică acută
<ul style="list-style-type: none"> - <i>colagenoze /vasculite</i>: - poliartrita nodoasă, - poliartrită reumatoidă, - lupus eritematos sistemic, - sclerodermic; - sindrom Sjogren, boala Behcet, - purpura Henoch-Schonlein 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>boli hepatice cronice</i>: - hepatită cronică activă; - ciroză hepatică activă; - sarcoidoză ; - <i>boli autoimune</i>: - tiroidită autoimună Hashimoto, - rectocolită ulcero-hemoragică

Tabloul clinic în crioglobulinemii este dominat de **sindromul de hipervîscozitate sanguină**: cefalee, amețeli, tulburări de conștiință și vedere, dispnee, sensibilizare la frig a extremităților bolnavilor manifestate sub formă de urticarie la frig sau roșeața extremităților, hemoragii cutanate și ale mucoaselor, vasculită necrotizantă sistemică.

Semele clinice ale crioglobulinemiei mixte esențiale sunt reprezentate de triada Meltzer (1966) caracterizată prin roșeața extremităților inferioare, artalgii și slăbiciune la care se adaugă glomerulonefrita și polineuropatia periferică.

Manifestările clinice ale crioglobulinemiilor nu depind de cantitatea de CG, o cantitate relativ mică de CG pot conduce la o simptomatologie clinică caracteristică.

Paraclinic crioglobulinemiile se caracterizează prin anemie normocromă, normocitară, VSH accelerat (peste 80-100 mm/h), factor reumatoid prezent în 15-28% cazuri, C_3 , C_4 scăzute (cazurile cu afectare renală), evidențierea crioglobulinelor > 100 mg/l.

Afectarea renală în crioglobulinemie apare la 30% din cazuri (atât în crioglobulinemia idiopatică cât și în cele secundare). Leziunile sunt provocate prin complexe imune care afectează preponderent glomerulele ceea ce se manifestă prin hematurie microscopică, proteinurie, cilindruerie, C_3 , C_4 scăzute, complexe imune circulante prezente.

Cercetarea crioglobulinelor se va face în toate cazurile de sensibilizare la frig a extremităților bolnavilor manifestate sub formă de urticarie la frig sau roșeața extremităților, la bolnavii cu hemoragii ale mucoaselor, fără cauze precise.

2.8.1. Depistarea crioglobulinelor și criofibrinogenului

A.Proba crioglobulinică

1. Se recoltează nu mai puțin de 5 ml sânge, pe nemâncate într-o eprubetă, e de dorit să se folosească o eprubetă cu vacuum de tipul Vacutainer încălzită prealabil până la 37° C;

2. În cazul când proba colectată este transportată în laborator, ea fa fi introdusă numaidecât într-un termos cu apă cu temperatura de 37° C și adusă în laborator pe parcursul a 60 min.

3. În laborator proba este supusă controlului preanalitic: se apreciază corectitudinea colectării și transportării probei în laborator. Se măsoară temperatura apei din termos. Temperatura mai înaltă de 40 °C mărturisește că sângele a fost pus chiar de la început în condiții nefiziologice. La temperatură mai joasă de 37 °C crioglobulinele precipită fiind incluse în componența cheagului de sânge, ceea ce conduce la pierderea lor ireversibilă.

4. În cazul depistării erorilor menționate mai sus materialul nu este admis pentru cercetare.

5. După aprecierea calității biomaterialului proba se pune imediat în termostat la 37° C, procesul de coagulare trebuie să ocupe nu mai puțin de o oră; după coagulare se centrifughează imediat și se decantează serul.

6. Centrifugarea se efectuează în centrifuga termostată la 37 °C 10 min la 1000 - 1500 tur/min. Serul se separă de cheag la temperatura de 37 °C, se adaugă soluție de **azid de sodiu** în concentrația finală de 0,01%.

7. Serul (cite 1 ml) se toarnă în 2 tuburi de sticlă cu diametrul de 5 - 6 mm, lungimea 5 - 6 cm și se marchează prima eprubetă: t +4 °C, a doua eprubetă: cu t+37 °C.

8. De asemenea, se toarnă cite 1,5 ml ser sanguin în 2 microeprubete de centrifugare tip Eppendorf cu volumul de 1,5 ml și se marchează prima microeprubetă: t +4 °C, a doua microeprubetă: cu t +37 °C.

9. Fiecare pereche constituită din tub și microeprubetă cu ser sanguin marcate cu t +4 °C se pun imediat în frigider la +4°C pe 7 zile.

10. Fiecare pereche constituită din tub și microeprubetă cu ser sanguin marcate cu t +37 °C se pun imediat în termostat la +37°C pe 7 zile.

11. Serul sanguin expus la t +37 °C trebuie să fie transparent, fără sediment sau fulgi.

12. Apoi se examinează serul sanguin expus la recc la t +4 °C timp de 7 zile.

13. Dacă serul sanguin rămâne transparent, fără fulgi sau precipitat, aceasta înseamnă că crioglobulinele lipsesc, iar proba la CG se consideră negativă.

14. Proba la CG se consideră pozitivă atunci cînd se formează un precipitat, apar fulgi sau se produce gelificarea serului sanguin.

15. Precipitatul se poate prezenta sub formă de particole fine de culoare albă care sedimentează sub forma unui praf albicios pe fundul eprubetei. Când

concentrația acestui precipitat este mare se produce o completă gelificare a serului expus la rece.

16. Dacă serul se încălzește până la $t + 37^{\circ}\text{C}$, gelificarea sau precipitatul dispare și serul redevine clar gălbui, transparent.

17. Uneori masa gelatinoasă se formează la 30 grade C. De aceea se recomandă de a colecta sângele într-o eprubetă de centrifugare preliminar încălzită până la 37 grade C și de a păstra în termostat la aceeași temperatură (37 grade C) până la centrifugare.

18. Atunci când apare un precipitat, tubul de sticlă și microeprubeta păstrate la $t + 4^{\circ}\text{C}$ se centrifughează 10 min la 1500 tur/min la $t + 4^{\circ}\text{C}$.

19. Calculul conținutului procentual al crioprecipitatului (CP) se efectuează după formula:

$$CP = \frac{\text{precipitatul (cm)}}{\text{precipitatul (cm)} + \text{serul sanguin (cm)}} \times 100\%$$

21. În prezența unor cantități minime de CG în tubul de sticlă și microeprubeta păstrate la $t + 4^{\circ}\text{C}$ se observă prezența unor fulgi, o turbureală sau o „îngroșare” a serului sanguin în comparație cu serul păstrat la $t + 37^{\circ}\text{C}$.

22. În acest caz prezența CG va fi confirmată prin incubarea tubului de sticlă și microeprubetei în termostat la $t + 37^{\circ}\text{C}$ timp de 24 ore. Dacă a doua zi fulgii, turbureala sau „îngroșarea” serului sanguin dispar, atunci rezultatul se consideră pozitiv iar nivelul de CG va fi egal condiționat cu 1 %.

23. Determinarea tipului de CG se efectuează prin depistarea factorului reumatoid prin metoda de aglutinare a particulelor de latex.

24. Pentru aceasta se folosește serul sanguin din microeprubeta păstrată la $t + 37^{\circ}\text{C}$ și supernatantul obținut după centrifugarea microeprubetei păstrate la $t + 4^{\circ}\text{C}$.

25. Dacă titrul RF, depistat în serul sanguin este mai mare de cît titrul RF în supernatant, atunci aceasta înseamnă că RF intră în componența crioprecipitatului (CP). În continuare CP obținut poate fi folosit pentru determinarea componenței și clonelor de imunoglobuline prin diverse metode imunodiagnostice, inclusiv imunoelectroforeza, imunofixația sau imunoblotingul.

Notă:

1. Metoda de determinarea a CG cere respectarea strictă a regimului de temperatură la toate etapele.

2. Formarea unui precipitat sau gelificarea serului la rece pot fi considerate ca fiind o crioglobulină numai dacă se redizolvă prin încălzire la 37°C .

3. A nu se confunda apariția unui cheag de fibrină cu o precipitare de crioglobuline.

4. Dacă apare un strat albicios pe suprafața serului, este vorba de lipide și nu de crioglobuline.

5. Aprecierea finală a rezultatelor se efectuează după 7 zile. Acest interval de timp este caracteristic pentru crioglobulinemiile mixte. Pentru crioglobulinemiile de tipul I este

caracteristic formarea crioprecipitatului în primele 24 - 48 ore. De ceea aprecierea preliminară a rezultatelor poate fi efectuată după trei zile. Spre deosebire de cele simple, CG mixte se întâlnesc în concentrații mai joase și de aceea ele formează crioprecipitatul pe parcursul a câtorva zile - sub formă de fulgi, precipitat sau gel.

2.8.2. Proba la criofibrinogen

Criofibrinogenemiile se întâlnesc mai rar; pentru acestea sunt caracteristice procesul de precipitare în plasma sanguină

Tehnică: sângele se recoltează pe nemâncate, pe EDTA, și se centrifughează imediat. Se decantează plasma și se pune în frigider la + 4° Celsius.

Eprubeta se examinează după 1 oră, 4, 24, 48 și 72 ore pentru prezența sau absența unui precipitat sau formării unui gel. Precipitatul sau gelul format se redizolvă la 37° C dacă se datoresc prezenței unei crioproteine.

Concomitent se urmărește și serul bolnavului expus la rece. Dacă serul nu precipită la rece și precipită numai plasma, este vorba de criofibrinogen.

Notă:

1. Nu se va folosi heparina ca anticoagulant în acest test. Cantități mici de proteine precipitabile la rece se observă frecvent în plasma indivizilor normali sau la bolnavii cu stări febrile acute, când sângele se recoltează pe heparină.

2. Griefibrinogenemia poate fi asociată cu sensibilitate la rece, leziuni cutanate ischemice, purpura, tendință la epistaxis și tromboze. A fost observată la bolnavi cu tumori maligne.

3. Criofibrinogenemia primară sau idiopatică se poate întâlni rar.

2.8.3. Proba de diluție Plotner

Într-o eprubetă în care se conține 10 cm³ H₂O distilată se picură 0,2 cm³ ser sanguin după ce eprubeta se introduce în frigider pe 16 - 24 ore. În caz de prezență a crioglobulinelor (proba pozitivă) conținutul eprubetei devine tulbure.

2.8.4. Determinarea proteinei Bence-Jones în urină

1. O cantitate de 10 ml urină proaspătă și centrifugată se pune într-o eprubetă și se controlează pH-ul cu hârtie indicator. Dacă pH-ul este peste 5 atunci urina se aduce la pH 5 prin adăos de acid acetic diluat.

2. Eprubeta se încălzește în baie de apă până la temperatura de 60°C, și se observă dacă a apărut un precipitat în decurs de 1 minut la 60°C.

3. Apoi se adaugă peste urină un volum egal de acid sulfosalicilic 5%.

4. O parte din amestecul de urină cu acid sulfosalicilic se fierbe la flacără timp de cel puțin 2 minute și se urmărește dacă precipitatul se dizolvă complet.

5. Eprubeta se lasă să se răcească și se notează temperatura la care re apare precipitatul.

Notă:

1. Prezența proteinei Bence-Jones în urină se manifestă printr-o creștere a turbidității la circa 45°C și apariția precipitatului la 60°C, urmată de dispariția completă a precipitatului la

temperaturi ridicate de 93-100°C și reapariția lui la răcire lentă între 85°C până la 60°C.

2. Încălzirea urinei trebuie să se facă treptat în baia de apă timp de 15 minute.

O încălzire prea rapidă poate da o reacție falsă negativă.

3. Proteina Bence-Jones se dizolvă complet la fierbere numai dacă concentrația acestor proteine nu este prea mare și dacă pH-ul este între 2 și 3. Dacă după adăugarea de acid sulfosalicilic precipitatul este foarte gros, conținutul eprubetei se diluează cu urină normală, în așa fel încât să dea o reacție slabă de turbiditate și se va adăuga acid sulfosalicilic pentru ca pH-ul să fie 3.

4. Când proteina Bence-Jones este însoțită și de albuminurie, se poate separa prin centrifugare precipitatul format la 63°C. Supernatantul se aruncă, iar precipitatul format se suspendă în urină normală, și se tratează cu un volum egal de acid sulfosalicilic și se fierbe. Dacă precipitatul se dizolvă la fierbere, este vorba de proteină Bence-Jones.

2.9. Determinarea produselor peroxidării lipidelor și activității sistemului de protecție antioxidantă

Stresul oxidativ (SO) - această noțiune propusă de mai mulți cercetători cuprinde toate deteriorările oxidative produse de *radicalii liberi* al oxigenului.


Radicalii liberi pot fi definiți ca molecule sau fragmente moleculare ce conțin un electron impar. Se știe că moleculele organice posedă un număr par de electroni, fiecare orbital al moleculei fiind ocupat de doi electroni cu momentul lor magnetic și cu spini opuși; în acest sens, radicalii liberi (RL) au următoarele proprietăți:

a) conțin unul sau mai mulți electroni impari. Se cunosc și RL cu doi orbitali parțial ocupați;


b) pot fi neutri sau încărcăți electric pozitiv (+) sau negativ (-). În ecuații, RL sunt desemnați cu un punct în dreapta sus: R^\bullet , CH_3^\bullet , OH^\bullet sau prin primele litere din alfabet (A $^\bullet$, B $^\bullet$, C $^\bullet$);

c) posedă o foarte mare reactivitate chimică, dependentă de concentrație și temperatură. Viteza de reacție este atât de mare, încât în multe cazuri constanta de viteză atinge limita existentă în procesele de difuzie, $10^9 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. În general, RL cu o structură simplă (CH_3^\bullet , $C_6H_5^\bullet$) au o viață extrem de scurtă, pe când cei cu o structură mai complexă (trifenilmetil) au o stabilitate ceva mai mare. De exemplu:


1) Clorpromazina reacționează cu radicalul hidroxil, OH^\bullet formând un radical încărcat electric pozitiv și o grupare oxidril:



2) Oxigenul poate capta în anumite condiții un electron formându-se radicalul anionic superoxid, $O_2^{\bullet-}$:



3) Tetraclorura de carbon poate capta un electron rezultând radicalul neutru electric triclormetil, CCl_3^\bullet :



Datorită mării lor reactivități, RL au fost incriminați în foarte multe acțiuni nocive organismului. Implicarea lor în deteriorările induse de radiațiile ionizante și ultraviolete demonstrate în anii 60 ai secolului trecut, au condus la numeroase lucrări privitoare la modificările calitative produse de RL asupra proteinelor, acizilor nucleici și mai ales asupra substanțelor ce conțin gruparea sulfhidril (SH), cum sunt cisteina, glutatationul. În anii 70 s-a dovedit că ținta principală a RL sunt membranele biologice celulare și subcelulare, cu consecințe precoce sau tardive asupra organismului.

Secretul supraviețuirii organismelor, a adaptării lor până la nivelul reglării și inducerii RL, a formării lor în concentrații limitate, ușor controlabile constă în găsirea și adoptarea substanțelor antioxidante (AO). Viața apărută deja înaintea creșterii semnificative a O_2 în aer, nu a putut evolua decât după adaptarea la concentrații relativ mari de O_2 prin selecția și incorporarea unor sisteme antioxidante, enzimatic și neenzimatic.

Deși structura chimică a AO este total diferită, clasificarea lor este relativ simplă (tab.2.9)

Tabel 2.9

Clasificarea antioxidanților naturali

ANTIOXIDANȚI:	neenzimatici	naturali (vitamine C, E, carnozina, glutatation)
		sintetici (butilhidroxitoluen)
	enzimatici	enzimatici (SOD, catalază, glutatation peroxidază)

În cazul AO naturali, neenzimatici, se mai deosebesc cei hidrosolubili, ca vitamina C (acid ascorbic) sau liposolubili ca vitamina E (tocoferol).

Marea eficiență a AO constă tocmai în sinergismul acțiunii lor, a însumării acțiunii lor combinate, fiecare funcționând după mecanisme diferite și la nivele variate ale lanțului evoluției RL în organism, care deși prezintă aspecte diferite ale evoluției RL, sugerează totuși faptul esențial că AO acționează la variate nivele creând posibilitatea reglării și limitării excesului de RL sau de specii reactive (peroxizi). În acest fel organismul și-a creat un sistem AO variat ca structură și mod de acțiune cu o mare redundanță, capacitate potențială de acțiune. Sistemele AO naturale sunt concentrate mai ales pe primul radical, $O_2^{\bullet-}$ și pe ultimii (peroxizi), lăsând astfel descoperit radicalul hidroxil, OH^{\bullet} . În al doilea rând, pentru a mări eficiența, pentru aceeași specie de RL acționează AO enzimatici și neenzimatici localizați în medii diferite (membrane, citoplasmă, lichide extracelulare). Un mare rol îl are conectarea sistemelor AO enzimatic cu principalele reacții metabolice ale glicolizei, asigurând astfel o regenerare continuă a substratelor.

Un loc deosebit se acordă antioxidanților, ca sistem nespecific de prevenire al multor boli, inclusiv cancerul. Antioxidanții acționează prin menținerea mecanismelor de reglare a echilibrului oxidant-antioxidant, permițând organismului să lupte eficient în variate situații patologice, limitând leziunile și nepermițând extinderea lor. Antioxidanții acționează preventiv, limitând efectele nocive ale radicalilor liberi. Introducerea antioxidanților în terapie este în curs de cercetare clinică. Demonstrarea calităților antioxidante ale unor medicamente (de exemplu al celui mai unanim acceptat cum este aspirina) sugerează evident necesitatea implicării radicalilor liberi în medicină și în păstrarea sănătății.

Echilibrul dintre acțiunea oxidantă a RL și nivelul antioxidanților dintr-un organism este esențial vieții și caracterizează capacitatea de rezistență a unui organism. În deficite congenitale sau în multe stări patologice ce au loc într-un organism, se produce accelerarea formării RL, astfel că apare un dezechilibru între factorii pro-oxidanți și sistemele antioxidante protectoare. Așa se explică implicarea mai mult sau mai puțin a RL în diverse stări fiziologice sau patologice, în care factorii pro-oxidanți constituie un factor nespecific de agravare.

2.9.1 Dozarea compușilor cu legături duble nesaturate și a conținutului de conjugate dienice și trienice

Principiul constă în aceea că după prelucrarea materialului biologic cu amestec de hexan + izopropanol (1:1), centrifugarea probei și acidularea supernatantului cu soluție HCl pH – 2,0, faza hidro-alcoolică se prelucrează suplimentar cu KCl pulbere pentru separarea fazelor, iar conținutul relativ de compuși cu legături duble nesaturate, conjugate dienice și trienice se determină prin spectrofotometrirea fazei izopropanolice la 220, 232 și 278 nm.

Reagenți:

1. Amestec de hexan + izopropanol 1:1 și 1:2
2. Sol. HCl 0,05 M.
3. KCl cristalin.

Tehnica: Într-o eprubetă de centrifugare se introduce consecutiv 0,25 ml material biologic (ser sanguin, masă eritrocitară, homogenat tisular, sânge integru, urină etc) și 3,0 ml amestec de hexan + izopropanol (1:1), probele se agită viguros 10-15 min. După aceea probele se centrifughează 5-7 min la 3000 tur/min. Supernatantul se toarnă în alte eprubete, se adaugă 4,0 ml amestec hexan + izopropanol (1:2) și apoi 2,0 ml soluție 0,05 M HCl pH – 2,0, se agită din nou viguros. Faza hexanolică se înlătură, iar la faza hidro-alcoolică rămasă se adaugă 1 g KCl pulbere și iarăși se agită. După separarea fazelor se măsoară absorbanta fazei izopropanolice la spectrofotometru la 220, 232 și 278 nm.

Conținutul relativ de legături duble nesaturate se măsoară la 220 nm. Conținutul relativ de conjugate dienice se măsoară la 232 nm. Conținutul relativ de conjugate trienice se măsoară la 278 nm.

Calculul se efectuează după formula:

$$Un/L = \frac{A \times V_1}{V_2} = \frac{A \times 3,5}{0,25} \times 1000 = A \times 14000, \text{ unde}$$

Un/L – conținutul de compuși cu legături duble nesaturate, de diene sau triene conjugate exprimate în unități convenționale la litru;

A – absorbanta la 220, 232 sau 278 nm;

V1 – volumul fazei izopropanolice (ml);

V2 – volumul de material biologic luat în probă (ml);

1000 – coeficientul de recalculare la 1 litru material biologic.

2.9.2. Dozarea dialdehidei malonice

Principiu. Produsul final al peroxidării lipidelor - dialdehida malonică (DAM) formează cu acidul tiobarbituric un complex trimetinic colorat, intensitatea căruia este direct proporțională cu concentrația DAM în proba cercetată.

Reagenți:

1. Soluție de acid tiobarbituric (ATB) 0,7%;
2. Soluție de acid ortofosforic (H_3PO_4) 1%;
3. Soluție $FeSO_4$, 0,01 M (28 mg $FeSO_4 \cdot 7 H_2O$ se dizolvă în 10 ml apă distilată);
4. Reagent pentru extracția complexului trimetinic (CT): 85 ml butilacetat se amestecă cu 15 ml butanol.

Technică. Într-o eprubetă de centrifugare se introduc succesiv 0,15 ml ser sanguin, 1,0 ml soluție de acid tiobarbituric (ATB) 0,7%, 1,5 ml soluție H_3PO_4 de 1% și 0,05 ml sol. $FeSO_4$, 0,01 M. Conținutul eprubetei se agită, se astupă cu dop de sticlă și se introduce în baia de apă clocotită pe 60 min. Ulterior proba se răcește sub un jet de apă rece, se adaugă 3 ml amestec pentru extracția CT, se agită riguros și se centrifughează 7 min la 3000 tr/min . Se măsoară absorbanta fazei organice superioare la 535 nm la spectrofotometru SF-46.

Calcul. Se efectuează după formula următoare:

$$DAM (\mu mol/g \text{ prot}) = \frac{Apr \cdot 10^6 \cdot 3 \text{ ml}}{1,56 \cdot 10^5 \cdot 0,15 \text{ ml} \cdot x} = Apr \cdot 128,2$$

unde: Apr – absorbția probei,

3 ml – volumul fazei organice,

0,15 ml – volumul omogenatului osos,

x – concentrația de proteine, g/l,

$1,56 \cdot 10^5 \text{ mol} \cdot \text{cm}^{-1}$ – coeficientul molar de extincție al DAM

2.9.3 Dozarea metabolitului oxidului nitric

Actualmente se consideră importantă implicarea oxidului nitric (NO) în patogenia endotoxicozei. În diverse stări patologice are loc creșterea pronunțată a nivelului de NO combinată cu majorarea producerii de anion superoxid. În urma reacției dintre cei doi radicali (oxidul nitric și anionul superoxid) se formează peroxinitritul care are o acțiune citotoxică extrem de puternică.

Deoarece determinarea oxidului nitric în obiectele biologice este dificilă din punct de vedere tehnic și economic, se propune un procedeu simplu de dozare a vitezei de producere a oxidului nitric care se bazează pe determinarea produsului final de metabolizare al oxidului nitric - nitriților în obiectele biologice.

În literatura de specialitate sunt descrise mai multe metode de apreciere cantitativă a metabolizilor finali ai oxidului nitric în materialul biologic (electrochimice, fluorescente, chemiluminiscente etc.). Toate aceste metode sunt complexe și necesită aparatură costisitoare. Din aceste considerente în laboratoarele clinice se utilizează metode colorimetrice de dozare a ionului de nitrit cu reactivul Griss. Reagentul Griss nu permite determinarea ionului de nitrat, astfel, este necesară reducerea acestuia până la nitrit. Cu acest scop pot fi utilizate nitratoreductaza din *Aspergillus nidulans* sau ionii de cadmiu sau vanadiu [6].

Principiul. Nivelul metabolizilor NO (concentrația sumară de nitrați și nitriți) se determină prin metoda colorimetrică după intensitatea culorii reacției de culoare a sulfanilamidei cu ionul NO^{2-} .

Reagenți:

Etanol 96°.

Reactivul Griss - este constituit din sol. I și sol. II.

- Sol. I - 50 mg N-naftil-etilendiamină se dizolvă în 100 ml H_2O distilată;
- Sol. II - 1 g sulfanilamidă se dizolvă în acid acetic 30%.

Ambele soluții se păstrează la frigider la 4°C timp de câteva luni. Înainte de utilizare se amestecă soluțiile în raport de 1:1.

3. Soluție de clorură de vanadiu (VCl_3) 0,8% - 400 mg VCl_3 se dizolvă în 50 ml 1M HCl cu filtrarea ulterioară printr-un filtru de hârtie. Se pregătește *ex tempore*.

Tehnică. Materialul biologic (serul sanguin) se amestecă cu etanol 96° în raport 1:2 (200 μl ser la 400 μl etanol 96°). Se centrifughează la 5000 tur/min 5 min. Ulterior la 250 μl supernatant transparent se adaugă 250 μl reactiv Griss și 250 μl sol. 0,8 % clorură de vanadiu. Se amestecă și se incubează 30 min la 37°C. Se măsoară absorbanta la 540 nm.

Calcul. Cantitatea de ioni nitrit se calculează în μmol după graficul de calibrare, care se construiește cu soluția de NaNO_2 , linearitatea curbei de calibrare se păstrează în diapazonul de concentrație a ionului nitrit 5-320 μmol . Sensibilitatea metodei (concentrația minimă depistată în probă) constituie 1,7 μmol .

Valori de referință. Conținutul sumar al metaboliților oxidului nitric, determinat prin metoda propusă în serul sanguin al persoanelor sănătoase oscilează în limitele 37,2-87,2 $\mu\text{mol/l}$.

2.9.4 Dozarea activității antioxidante totale

Principiu. Dozarea activității antioxidante totale (AAT) se bazează pe inhibiția oxidării ascorbat - și fero-induse a prooxidantului tween-80 până la dialdehida malonică.

Reagenți:

1. Sol. apoasă de tween-80 1%;
2. Sol. FeSO_4 1 mmol/l;
3. Sol. acid ascorbic 10 mmol/l;
4. Sol. acid tricloracetic (ATA) 40%;
5. Sol. acid tiobarbituric (ATB) 0,25%.

Tehnica: Într-o eprubetă de centrifugare se introduce consecutiv 0,5 ml sol. tween-80, 0,05 ml sol. FeSO_4 , 0,05 ml sol. acid ascorbinic și 0,025 ml hemolizat (0,1 ml eritrocite spălate + 0,9 ml H_2O dist.) sau 0,05 ml plasmă sanguină. Conținutul probei se amestecă și se plasează în termostat la 40 grade Celsius pe 24 ore. După aceasta se adaugă 0,6 ml sol. ATA, iar după 60 min probele se centrifughează 10 min la 3000 tur/min. La 0,5 ml supernatant se adaugă 1,0 sol. de ATB și în continuare probele se plasează într-o baie clocotită pe 15 min, proba se răcește și se colorimetrează la 580 nm în cuve de 5 mm față de martor.

Calculul se efectuează după formula:

$$AAT = \frac{Am - Apr}{Am} \times 100, \text{ unde } Am \text{ și } Apr \text{ prezintă absorbanța}$$

probelor martor și respectiv probei de control.

2.10. Metoda screening de dozare a moleculelor cu masa moleculară medie

Moleculele cu masa moleculară medie (MMM) reprezintă o grupă de substanțe de natură peptidică, cu masa moleculară în diapazonul 500 – 5000 kDa. Unele fracțiuni ale MMM posedă activitate biologică pronunțată: inhibă sinteza proteinelor și a ADN (acid dezoxiribonucleic), provoacă imunosupresia inhibând activitatea fagocitară și diminuând funcția limfocitelor, modifică permeabilitatea membranelor și transportul membranal, condiționează perturbarea respirației tisulare, produc o acțiune citotoxică, invocă inhibiția eritropoiezei, tulburări ale microcirculației și ale limfodinamicii. Acțiunea MMM este nespecifică.

Nivelul MMM poate fi determinat prin metoda screenig (Gabrielean N.I., Lipatova B.I., 1984).

Principiu: se bazează pe spectrofotometricarea supernatantului obținut după sedimentarea proteinelor serului sanguin cu acid tricloracetic.

Reagenți:

1. Sol.acid tricloracetic (ATA) 10%.

Tehnică: într-o eprubetă de centrifugare se amestecă 0,3 ml ser sanguin cu 0,15 ml sol. 10% ATA (raportul de ingrediente 1:2). Se centrifughează 10 min la 3000 ture/min. Supernatantul se diluează 1:10 cu H₂O distilată și se măsoară absorbanta la 254 nm și 280 nm la spectrofotometru față de apa distilată. Conținutul de MMM se calculează în unități ale absorbanței.

Valori de referință: $A_{254} = 0,210 - 0,280 (0,245 \pm 0,02)$.

$A_{280} = 0,300 - 0,380 (0,34 \pm 0,03)$.

$K = \frac{A_{280}}{A_{254}} = 1,3 - 1,6 (1,45 \pm 0,015)$

2.11. Investigații biochimice prin tehnologia uscată

Tehnologia uscată pe SLIDE-uri. Paleta de investigații biochimice s-a extins în ultimele decenii într-un ritm surprinzător datorită diversificării metodelor analitice și introducerii aparaturii automate, astfel încât s-au făcut progrese uriașe în stabilirea diagnosticului diferențial și modernizarea terapiei. Una din importante achiziții ale metodologiei moderne în medicina de laborator este introducerea, dezvoltarea și aplicarea pe scară largă a tehnologiei de "chimie uscată" care ocupă din ce în ce mai mult un loc privilegiat prin avantajele pe care le conferă.

Deși este considerată o tehnologie relativ nouă, trebuie să menționăm că ea există deja de 30 de ani, fiind folosită în cadrul determinărilor semicantitative pe stripuri, în analiza urinei, determinări rapide de diferite teste de importanță pe sângele total, de exemplu glicemie cu stripuri. "Chimia uscată" nu se referă la interacția în faza uscată a doi reactivi, ci necesită apa ca dizolvant intermediar. Acest volum de apă este conținut în proba de analizat (sânge, plasmă, urină) care dizolvă reactivul depus în formă uscată pe o suprafață, activând în felul acesta reacția cu analitul. Modalitatea de evaluare cantitativă a probei analizate este prin spectrofotometrie de reflexie sau potențiometrie.

Pornind de la principiul fundamental al dezvoltării fotografice, KODAK a introdus pentru prima oară, în anul 1978 tehnica multistratificată pentru determinările biochimice, așa numitele „elemente analitice multistratificate (EAM)". Primele EAM elaborate au fost ureea și glicemia, însă în numai câțiva ani numărul determinărilor a crescut foarte mult.

Reacția chimică are loc pe slide-uri (lamelle pe suprafața cărora sunt încorporați reactivii în formă uscată) și necesită o cantitate minimă de probă, de numai 10 mkl. Proba de analizat poate fi serul sau plasma sanguină și pentru unele teste urina și lichidul cefalorahidian. Reacțiile chimice sunt de tipul: colorimetrice, cinetice, potențiometrice, imunoenzimatic.

La prima vedere un element analitic multistratificat (EAM) are o structură extrem de simplă: o plăcuță de plastic alcătuită din 2 mari componente:

- o suprafață de polistiren care conferă rigiditate slide-ului, pentru a putea fi mai ușor manipulat în cursul efectuării analizei;

- o suprafață permeabilă pentru sursa de lumină peste care este așezat reactivul.

Dacă însă v-o să privi în structura intimă a unui element analitic multistratificat v-o să descoperi uriașul pas în metodologie făcut de această tehnică uscată. EAM-ul de chimie uscată este alcătuit din cel puțin 3 straturi principale (fig.2.1,a). Acestea sunt: stratul împărășictor (de uniformizare), stratul reactiv și stratul cromogen.




Figura 2.1

a) Element analitic multistratificat (EAM) prin spectrofotometrie de reflexie:

1 – stratul împărășictor; 2 – stratul reactiv; 3 – membrana semipermeabilă; 4 – stratul înregistrator; 5 – suport transparent;

b) EAM potențiometric (2 electrozi ionselectivi uniți printr-o punte de hîrtie):

1 – membrana ionselectivă; 2 – stratul de referință; 3 – electrodul Ag/AgCl;

c) EAM imunoanalitic: pentru moleculele mici – analiza imunologică competitivă; pentru moleculele mari – analiza imunologică necompetitivă: 1 – stratul de repartizare a microsferelor; 2 – stratul receptor; 3 – gelul; 4 – suport transparent.

d) Principiul de lucru al fotometrului cu reflexie: 1 – diod emițător de lumină; 2 – suprafața zonei de testare; 3 – detectorul; 4 – convertizor analog-digital; 5 – microprocesorul; 6 – rezultatul.

Fiecare din aceste straturi are o funcție specială și acționează independent unul de altul, în fiecare strat putem controla condițiile fizico-chimice, cum ar fi de exemplu pH-ul, în fiecare dintre straturi poate exista o valoare diferită de pH. Acest lucru nu poate fi realizat de nici unul dintre principiile chimice umede (cu reactivi lichizi) oricât de bine elaborat și performant ar fi. În chimia umedă nu putem controla pH-ul în sensul diferențierii lui pe etape de reacție și nu putem separa în nici un fel etapele chimice ale determinării.

Stratul împrăștiator este constituit ca o "rețea" cu structură poroasă care asigură distribuirea rapidă și uniformă a probei de analizat în suprafața slide-ului, reținând componentele cu molecule mari, de exemplu lipide, hemoglobina, alte proteine, minimalizând interferențele pe care le produc aceste substanțe. Acest strat conține de asemenea o substanță de culoare albă (de exemplu TiO_2 sau BaSO_4), cu scopul de a reflecta lumina. Doar 10 mkl de probă sunt necesari pentru fiecare test. După spotare, proba este rapid absorbită și numai după 3 secunde slide-ul arată uscat. Proba s-a împrăștiat uniform prin slid și urmează să penetreze stratul următor. Când analitul are o structură macromoleculară și nu poate penetra stratul reactiv, reacția inițială poate avea loc chiar în stratul împrăștiator. Când proba trece prin stratul împrăștiator, realizează o interfață cu stratul reactiv, în acest moment nu poate trece bariera dintre cele două straturi. Apa din proba de cercetat inițiază o reacție de hidroliză. După ce hidroliza este completă proba, sau mai curând microfiltratul liber de proteine, trece în stratul reactiv.

Stratul reactiv conține enzime, tamponi și substanțe cu acțiune catalizatoare. Aici are loc reacția chimică propriu-zisă și produsul de reacție penetrează din nou stratul următor pentru a întâlni stratul indicator unde se formează culoarea care este citită de analizator.

În stratul reactiv se află anumite "facilități" introduse pentru a optimiza și a reduce la minim interferențele altor componente chimice.

Una dintre aceste facilități este "*scavenger layer*". Acest strat transformă substanța potențială interferentă într-un compus non interferent. Această transformare se realizează prin oxidarea compusului interferent cu ajutorul enzimelor, sau prin complexare, folosind chelatori de metale.

O altă noutate este "*masking layer*": în slide este încorporată pentru unele tipuri de reactivi această membrană folosită pentru a întări capacitățile de "mascare" ale culorii albe dispersate în stratul împrăștiator unde culoarea pigmentilor (ex carotenoizi și hemoglobina), poate interfera cu lungimea de undă folosită pentru citirea unei culori a produsului de reacție.

Un exemplu în acest sens este testul pentru acid uric: 10 mkl de probă sunt spotati pe slid în stratul împrăștiator. Acesta transformă proba într-un microfiltrat de ser sau plasmă, în felul acesta se elimină tendința negativă obținută în prezența bilirubinei și o foarte crescută deviație în prezența probei hemolizate, sau a serurilor lipemice. Microfiltratul trece prin "*scavenger layer*" unde ascorbat oxidază oxidează acidul ascorbic într-o substanță non interferentă.

O altă facilitate în eliminarea interferențelor este membrana semipermeabilă. De exemplu în cazul determinării ureei, membrana semipermeabilă este poziționată între stratul reactiv și stratul indicator. Această membrană face posibilă trecerea amoniacului produs în urma reacției cu ureaza, în stratul indicator, însă împiedică trecerea altor molecule cu potențial interferent.

EAM (slide-urile) potențiometrice (fig.2.1, b) au electrozi de Ag încorporați și sunt de unică folosință, în acest fel slide-ul însuși este o celulă cu electroliți care nu necesită decât 10 mkl de probă și 10 mkl de lichid de referință. Acest tip de determinare înlocuiește foarte bine celula de electroliți clasică a cărei întreținere necesită o procedură specială și de asemenea solicită un flux permanent de soluție în cadrul celulei.

De menționat, că tehnologia „chimia uscată” permite obținerea unor rezultate de mare acuratețe, datorită posibilității de a controla etapele procesului chimic și elimina interferențele și de aceea este o tehnologie din ce în ce mai agreată în laboratoarele de biochimie clinică și căreia îi aparține un mare viitor.

În unele forme gata pregătite pentru folosire EAM este prevăzută nu numai combinarea reagenților necesari pentru analiză în raporturile cantitative determinată de metoda dată, dar și o astfel de repartizare în spațiu într-un continuu material (cartridge, casetă), determinat de mersul procesului analitic.

Tehnologia EAM a căpătat dezvoltare în câteva direcții. Una din acestea direcții este lărgirea asortimentului pentru efectuarea diferitor tipuri de cercetări. Actualmente există astfel de elemente nu numai pentru analize colorimetrice, dar și pentru investigații potențiometrice și cele bazate pe reacții imunologice competitive și necompetitive. În esență elementele analitice multistratificate

EAM reprezintă nu numai complete miniaturizate de reagenți, dar și continuuuri compacte pentru proceduri analitice, direcționate într-un anumit mod - predecesorul microchipurilor.

Folosirea largă a procedurilor de aranjare compunere a formelor gata pregătite de reagenți de unică folosință pentru efectuarea rapidă a anumitor cercetări de diferite tipuri cu detecția vizuală sau cu ajutorul riderilor speciali construiți, adică a detectorilor sau echipamentului de măsurare, progresează foarte intensiv atât în aspectul nomenclaturii cercetărilor cât și în ceea ce privește construcția casetelor. Astfel, dispozitivele miniaturizate pentru detectarea rapidă a proteinelor miocardice troponina și mioglobina se bazează pe metoda imunocromatografică cu folosirea anticorpilor monoclonali specifici, marcați cu aur coloidal (expres-teste GLORIA –abreviatura din engleza Gold-label Optical Rapid Immuno Assay). Pe același principiu, dar cu folosirea altor anticorpi specifici și diferitor marcaje, se bazează test-sistemele pentru expres dozarea în materialul biologic a gonadotropinei horionice, depistarea dependenței la preparatele medicamentoase – benzodiazepină, opiacee, cannabis, depistarea microalbuminuriei, proteinei care leagă factorul de creștere asemănător cu

insulina (proteina placentară, markerul ruperii precoce a tunicii deciduale). Test-casetele imunocromatografice au o sensibilitate suficientă. Principiul „chimiei uscate” cu unele modificări parțiale se folosesc și în coagulologie de exemplu test sistemele diagnostice pentru dozarea D-dimerilor „NicoCard” vizual după scara gradată sau cu ajutorului unui rider special. De menționat, că atenția de bază se acordă la acele teste, rezultatele cărora sunt esențiale pentru orientarea rapidă a clinicienilor în stările critice (de exemplu timpul de realizare a analizei la mioglobină, creatinfosfokinaza-MB, troponiei T în infarctul de miocard este de 15 - 20 min), și de asemenea la testele care pot fi folosite de medicii de familie sau de pacienții însăși pentru autocontrol (în diabet sau pentru stabilirea sarcinii).

Tendința spre tehnica de laborator compactă a condus la apariția biosensurilor - a dispozitivelor analitice în care în calitate de component se folosește un anumit material biologic (țesut, microorganisme, organite celulare, receptori celulari, enzime, anticorpi, acizi nucleici etc), derivații materialului biologic sau biomimeticii, care sunt cuplați la un traductor electrochimic sau microsistemă cu traductor sau integrate cu ele. Traductorul poate fi optic, electrochimic, termometric, piezoelectric sau magnetic. Cea mai avansată în acest sens este elaborarea dispozitivelor cu biosensuri pentru determinarea glucozei care în acest caz îndeplinește rolul de analit model. Astăzi pe piață se comercializează nu mai puțin de 9 dispozitive de acest fel. Deosebit de promițătoare sunt rezultatele privind crearea receptorilor sintetici pentru glucoză pe baza polimerilor ce conțin acidul boronic. Se duce lucrul de creare a dispozitivelor biosensorice pentru determinarea ADN-lui, oncomarkerilor, hormonilor, virusurilor și a microorganismelor. Astfel, au fost elaborate dispozitive biosensorice lamelare pentru depistarea vizuală rapidă (~25 min) a ADN-țintelor cu limita de depistare de ordinul a 5 pmol/l sau 150 atomol/probă costul fiind nu mai mare de cât acel la efectuarea analizei obișnuite la ADN. Se preconizează transformarea acestui test într-un test cantitativ pe baza utilizării principiului de elipsometrie și de asemenea folosirea elementelor biosensorice laminare în aparatele automate pentru cercetarea concomitentă a mai multor ținte.

Sunt pe calea de a fi aplicate în practica laboratoarelor clinice o nouă pleadă de dispozitive de laborator clinic miniaturizate, elaborate pe baza realizărilor de ultimă oră a industriei microelectronice - analizoarelor în baza microchipurilor sau sistemelor analitice micrototale. La elaborarea microcipurilor se folosesc diferite materiale - silicon, sticlă, cuarț, masa plastică, iar componentele structurale necesare pentru efectuarea procedurilor analitice se modelează prin procedeele de fotolitografie sau gravarea ionică reactivă, folosită la producerea dispozitivelor microelectronice. Componentele structurale cu dimensiuni extrem de mici (~100 nm) se obțin pe baza metodei de gravare cu raze electronice sau Roentgen. Pentru analizoarele pe microchipuri există deja o familie vastă de elemente constructive inclusiv filtre, lentile, pompe, diafragme,

electrozi ionselectivi, fotodiozi, filtre de lumină etc. Dimensiunile tip ale microchipului - $1,5 \times 1,5$ cm și cu o grosime de câțiva milimetri, ceea ce corespunde aproximativ după dimensiuni cu o unghie de la degetul mare al mâinii. În prezent se efectuează asamblarea într-un complex analitic unic a câtorva microchipuri individuale fiecare din acestea fiind predestinat pentru o anumită procedură analitică. Acest complex analitic este capabil să efectuează simultan câteva tipuri de analize a materialului biologic (tab. 2.16).

Tabel 2.16

Cercetările de laborator cu folosirea microchipurilor

Cromatografia cu gaze	Analiza electro chemoluminescentă
Dozarea gazelor sanguine	Analiza de aglutinare imunologică
Electroforeza capilară	Analiza imunoenzimatică
Spectrometria de masă cu dispersarea electrică a ionilor	Cercetarea imunologică a rezonanței plasmonului superficial
Cercetarea celulelor: separarea, selecția, determinarea mobilității, depistarea deformațiilor, adeziunea	Cercetarea acizilor nucleici: Hibridizarea ADN, determinarea consecutivității nucleotidice, reacția de polimerizare în lanț (PCR)
Flowcitometria	PCR multiplă, PCR de transcripție reversă
cercetarea aminoacizilor	Reacția ligazică în lanț
Dozarea enzimelor	Analiza polimorfismului lungimii fragmentelor restricționale
Dozarea glucozei	Depistarea mutațiilor genelor
Determinarea mobilității spermatozoizilor	

Dar cu aceasta perspectiva dezvoltării nu se întrerupe. Se prognozează pe viitor elaborarea nanochipurilor cu folosirea în calitate de componente de structură a unor molecule sau chiar atomi. Astfel fibrele de collagen pot servi ca cablu, molecula de ADN -- celulă de memorie analogă, proteinele membranei celulare -- pompă. În pofida faptului că astfel de structuri încă nu au fost construite, se aduc exemple de autoansamblare a unor structuri moleculare, de exemplu tuburilor lipidice cu diametrul de 0,5 mkm și lungimea de 30 mkm; tuburilor din peptide ciclice cu diametrul de 0,7- 0,8 nm. Sinteza acestor structuri care amintesc dispozitivele mecanice se consideră pot servi drept resursă pentru construirea nanochipurilor.

Tehnologiile analitice neinvazive. Aceste tehnologii capătă o dezvoltare tot mai largă în primul rând la cercetarea unor analiți în sânge, de ex.glucoza. Unele din acestea se bazează pe folosirea spectroscopiei în diapazonul apropiat al luminii infraroșii. Spectroscopia infraroșie de transmisie dă cele mai bune rezultate la trecerea luminii prin țesuturile care conțin puțină grăsime. Un astfel de obiect este țesutul limbii. Spectroscopia infraroșie de reflexie în diapazonul undelor de 1050 – 2450 nm dă rezultate promițătoare în condițiile efectuării testului de toleranță la glucoză.

O altă metodă este metoda fotoacustică care se bazează pe procesul de transformare în mai multe faze a energiei luminii cu laser oscilator în energia sunetului. Energia fascicolului de lumină este absorbită parțial de către sectorul iradiat de țesut, ceea ce conduce la încălzirea și mărirea volumului acestuia cu răcirea lui ulterioară și micșorarea volumului. pulsațiile care apar în acest caz sunt detectate de către traductorul piezoelectric. Amplituda pulsației fotoacustice este direct proporțională cu energia absorbită. În experiențele in vivo a fost obținută corelația dintre determinarea glucozei prin metoda neinvazivă și în sânge cu coeficientul mai mare de 0,84. Acest tip de diapoziție neinvazive se folosește de acum în practică în special pentru monitorizarea bilirubinemiei la noi-născuți.

Este clar că aplicarea în practică a formelor analitice miniaturizate neinvazive gata pregătite, detectorilor sensibili și a dispozitivelor de măsurare, tehnologiilor neinvazive poate influența în mod substanțial și asupra organizării muncii în laborator și asupra metodelor de cercetare a materialului biologic și a procesului diagnostic-curativ, inclusiv efectuarea analizelor în afara laboratorului, fapt ce facilitează efectuarea cercetărilor de laborator nemijlocit la patul bolnavului de către personalul clinic, inclusiv medicul de familie. Este posibil că în rezultatul aplicării acestor dispozitive sfera de laborator a diagnosticului clinic și laboratoarele însăși vor obține în secolul XXI un aspect cu totul diferit și vor avea alte posibilități cu mult mai mari de cât în prezent.

Capitolul III

VALOAREA DIAGNOSTICĂ ȘI LIMITELE DE REFERINȚĂ A UNOR TESTE BIOCHIMICE

3.1 VALOAREA DIAGNOSTICĂ A DETERMINĂRIILOR DE ENZIME

<p>Aspartat aminotransferază (AST) se găsește în special în ficat, miocard și mușchii striati. Cantități mai reduse de enzimă se găsesc și în rinichi, pancreas, plămâni și eritrocite. La nivelul ficatului, 60% din AST este localizat în citoplasmă și 40% în mitocondri. În normă, în serul sanguin se determină doar forma citozolică a AST, nu și cea de proveniență mitocondrială. AST este mai rapid metabolizată având un timp de înjumătățire ($T/2$) de numai 17 ± 5 ore, pe când ALT are un $T/2$ de 47 ± 10 ore.</p> <p>La persoanele adulte, activitatea AST și ALT este mai înaltă la bărbați decât la femei. Până la vârsta de aproximativ 15 ani, activitatea AST este mai înaltă decât cea a ALT, cu schimbarea situației către vârsta de 15 ani la bărbați și 20 ani la femei când nivelul AST tinde a fi mai diminuat decât cel al ALT, iar după 60 ani ele devin aproape egale.</p>	
<p>Creșteri marcate (10-100 ori)</p> <p>infarct de miocard hepatită virală necroză toxică a ficatului insuficiență circulatorie cu șoc și hipoxie</p>	<p>Creșteri moderate (2-10 ori)</p> <p>ciroză hepatică, hepatite cronice icterele mecanice boli ale musculaturii striate traumatisme și intervenții chirurgicale anemii hemolitice severe mononucleoza infecțioasă care afectează ficatul</p>
<p>Alaninaminotransferaza se găsește în cantități mari în citoplasmă celulelor hepatice și în cantități mai reduse în musculatura striată, miocard, rinichi și pancreas.</p> <p>Activitatea ALT la femeile de vârstă fertilă poartă un caracter ciclic, fiind corelată de ritmurile lunare ale hormonilor sexuali. La femeile sănătoase creșterea maximală a estradiolului se constată în „vârful ovulator” (a 12-a zi de la începutul ciclului menstrual). Dinamica activității ALT este asemănătoare cu cea a estradiolului. În „vârful ovulator” al ciclului menstrual activitatea ALT depășește valorile normale aproape de 1,5 ori. Pentru excluderea eventualelor erori la interpretarea rezultatelor nu se recomandă de a efectua dozarea enzimei în perioada „vârfului ovulator”.</p>	
<p>Creșteri marcate (10-100 ori)</p> <p>- hepatita virală acută - necroza toxică a ficatului</p>	<p>Creșteri moderate (2-10 ori)</p> <p>- hepatite cronice, ciroze - icter mecanic - ficatul de stază - insuficiența cardiacă acută - mononucleoza infecțioasă</p>
<p>Lactodehidrogenaza (LDH) se găsește în cantități mari în mușchiul striat, ficat, miocard, rinichi și ganglionii limfatici și în cantități mai reduse în pancreas, eritrocite și plămâni. LDH poate fi separată în cinci izoenzime. Studiul izoenzimelor arată o creștere a fracțiunilor LDH₁ și LDH₂ în afectarea miocardului și a fracțiunilor LDH₄ și LDH₅ în leziunile hepatice.</p>	
<p>Creșteri marcate (mai mult de 5 ori)</p> <p>infarctul miocardic leziuni toxice ale ficatului anemie megaloblastică leucemiile acute pe seama LDH₂ și LDH₃</p>	<p>Creșteri moderate (mai puțin de 5 ori)</p> <p>hepatita vireotică, impregnare tumorală boli ale musculaturii scheletice infarct pulmonar mononucleoza infecțioasă</p>

talasemie, fibroză insuficiență circulatorie cu șoc și hipoxie infarct renal sau rejet de transplant renal	hemoliză acută accidente cerebrale limfoame maligne, sindrom mieloproliferativ
Creatinfosfokinaza (CK, CPK) se găsește în cantități mari în mușchiul striat, miocard, creier. S-au evidențiat 3 izoenzime dimerice: MM-musculară, BB- din creier și MB – specifică miocardului	
Creșteri importante	Creșteri moderate
infarct miocardic pe seama CK-MB distrofie musculară progresivă rabdmioliză insuficiență circulatorie cu șoc și hipoxie	- leziuni musculare(traume, intervenții musculare) - injecții i/m cu tetraciline, diazepam - - efort fizic și crampe musculare
Glutamatdehidrogenaza (GLDH) este o enzimă mitocondrială localizată cu predominanță în ficat, mici cantități se află în rinichi, plămâni, miocard . Creșteri în leziuni severe (necrotizante) ale hepatocitelor	
Alfa-amilaza se găsește în glandele salivare, pancreas, ficat, tubii Fallopi. S-au evidențiat izoenzime pancreatice și salivare, sinteza cărora este codificată de două gene diferite: gena <i>Amy-1</i> este responsabilă de sinteza izoenzimei salivare (S) și <i>Amy-2</i> - izoenzimei pancreatice (P) a alfa-amilazei. O dovadă convingătoare a genezei pancreatice a amilazei de tipul P este lipsa acestei izoenzime la persoanele cu pancreatectomie totală. S-izoenzima alfa-amilazei este prezentă în diferite organe și țesuturi: tubii Fallopi, intestin, conținutul chisturilor de ovar, laptele matern etc. Amilaza se elimină prin urină. Ponderele P-izoenzimelor în activitatea totală a alfa-amilazei este cu mult mai mare în urină, de cât în serul sanguin, posibil, din cauza diferențelor în excreția izoenzimelor de către rinichi. Cu toate acestea, importanța diagnostică a determinărilor izoenzimelor alfa-amilazei în urină este mai mică de cât în sânge, fapt care ar putea fi explicat prin sensibilitatea înaltă a enzimelor față de pH. Se știe, că amilaza se inactivază rapid la un pH mai jos de 5,0 de aceea urina acidă trebuie neutralizată imediat după recoltare. Însă dacă urina acidă se află în vezica urinară un timp oarecare, amilaza poate fi inactivată. Este problematic faptul dacă va putea enzima să evite inactivarea în mediu puternic acid până a părăsi rinichiul.	
Creșteri importante	Creșteri moderate
Pancreatită acută Disfuncție severă renală Cetoacidoză diabetică severă	Parotidită Boli abdominale(ulcer perforat, colecistită acută, colici biliare) Insuficiență renală Macroamilazemie Opiacee
Fosfatazele alcaline(FA) constituie un grup de enzime care hidrolizează fosfații organici la un pH alcalin. Se găsește în ficat, oase, intestine, rinichi. La femei fosfataza alcalină poate proveni și din glanda mamară și din placentă. Determinările efectuate de rutină în clinică măsoară o sumă a activității mai multor izoenzime de proveniență hepatică, osoasă, renală precum și eliberate din peretele intestinal. La adulți predomină izoenzima hepatică, la copii - cea osoasă. Activitatea FA crește la copii între 3 – 17 ani de 2- 2,5 ori.	
Creșteri	Scăderi
- icterul mecanic, hepatita colestatică, unele ciroze și tumori hepatice (datorită retenției FA produse de epiteliul căilor biliare. Creșterile FA în afecțiunile biliare se însoțesc de o creștere a S-	hipofosfatazie, o afecțiune osoasă cu caracter familial acondroplazie cretinism

<p>NT și LAP care se elimină tot prin bilă);</p> <ul style="list-style-type: none"> - boli osoase asociate cu reacție osteoblastică (osteomalacie, rahitism, hiperparatiroidism, boala Paget, sarcom osteogenic și metastaze tumorale în oase). 	<p>mixedem deficit de vitamină C</p>
<p>Fosfataza acidă hidrolizează fosfații organici la un pH acid. Se găsește în prostată, eritrocite, trombocite, rinichi, ficat. Enzima este instabilă. Izoenzima prostatică este tartrat inhibabilă. Creșteri -carcinom de prostată cu depășirea capsulei; uneori în carcinoame mamare cu metastaze osoase.</p>	
<p>Gama-glutamyltransferaza (gama-glutamyltranspeptidaza, gama-GT, GGT) Enzima este localizată mai ales în rinichi, veziculele seminale, ficat, căile biliare și pancreas și catalizează transferul grupării gama-glutamil de pe un peptid pe un alt peptid sau pe un aminoacid. Prin acest mecanism enzima intervine în sintezele proteice și în retroresorbția tubulară a acizilor aminați din filtratul glomerular. Cea mai frecventă cauză a creșterii activității GGT-erice este patologia hepatică. Creșteri marcate se constată în: colestază, icter mecanic, metastaze ale ficatului, hepatita alcoolică, alcoolism, administrarea barbituricilor, anticolvulsanțelor și altor medicamente ca rezultat al inducerii microzomale de enzimă.</p>	
<p>Pseudocolinesteraza (acilcolinacil hidrolaza, PCE) este o enzimă care catalizează reacția de hidroliză a esterilor colinei, se sintetizează în ficat fiind apoi secretată activ în plasma sanguină. De menționat că modificările serice ale enzimelor celulare nu dau indicii asupra stării funcționale a ficatului. Aceasta poate fi însă explorată prin urmărirea nivelului pseudocolinesterazei serice, care reflectă funcția proteosintetică a ficatului.</p>	
<p style="text-align: center;">Scăderi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiență hepatică (hepatite, ciroze) - Ficat de stază - Denutriție proteică, malabsorbție - Anemii severe (mai ales megaloblastice) - Hipotiroidism sever - Reacție de fază acută (infecții acute, postoperator, infarct miocardic) - Impregnare tumorală - Intoxicații cu pesticide organofosforice - Sarcină (scădere fiziologică) - Contraceptive orale - Scăderi cu caracter genetic 	<p style="text-align: center;">Creșteri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perioada de vindecare a unei hepatite acute - Sindromul nefrotic - Hipertiroidism (fără cașexie) - Diabet cu supragreutate - Obezitate (mai ales androidă) - Hiperlipoproteinemie tip II b sau IV
<p>Ceruloplasmina (CP) este o alfa₂-glicoproteină cu masa moleculară 132 kDa și care este produsă de către hepatocitele ficatului și epitelocitele plămânilor; în timpul reacției fazei acute o sursă importantă de CP sunt monocitele. CP este principala proteină plasmatică, de culoare albastră, ce conține 7 atomi de cupru la o moleculă, are proprietăți oxidazice.</p>	
<p style="text-align: center;">Funcțiile de bază ale CP</p> <ul style="list-style-type: none"> - proteină a fazei acute a inflamației; - participă la metabolismul Cu și Fe; - antioxidant (inactivează radicalii liberi ai O₂, histaminaza serică, mieloperoxidaza); - prooxidant (catalizează oxidarea vit.C, catecolaminelor, serotoninici, compușilor cu sulf, Fe⁺⁺ în Fe⁺⁺⁺); - procoagulant (molecula CP are un grad înalt de 	<p style="text-align: center;">Importanța clinică-diagnostică</p> <ul style="list-style-type: none"> - test necesar pentru diagnosticul bolilor genetice (maladia Wilson, sindromul Menkes); - diagnosticul diferențiat al unor forme de mielom multiplu; - urmărirea eficienței terapiei afecțiunilor inflamatorii și unor neoformări maligne;

<p>omologie cu moleculele f.V și f.VIII; CP influențează asupra monocitelor contribuind la creșterea expresiei genei f.III tisular și a activității acestuia de 70 de ori și mai mult). –</p> <p>- Interacțiunea f.III cu f.VII induce activarea mecanismului exogen al coagulării plasmatice.</p>	<p>- aprecierea riscului apariției restenozelor după angioplastica vaselor coronariene în boala ischemică a miocardului;</p> <p>- aprecierea riscului apariției complicațiilor postoperatorii și criteriu de pronostic al evoluției perioadei postoperatorii în cardiochirurgie</p>
Creșteri	Scăderi
<p>— coleastăz hepatică</p> <p>— reacția de fază acută (inflamații acute, postoperator, după un infarct miocardic, ictus)</p> <p>— la gravide, precum și la femeile care folosesc anticoncepționale orale de natură steroidică</p> <p>— melomul multiplu</p> <p>— melanoma</p> <p>— scizofrenia</p>	<p>— boala lui Wilson (distrofia hepatolenticulară)</p> <p>— sindromul Menkes („sindromul părului răsucit”)</p> <p>— boala Alzheimer</p> <p>- boli ale tractului digestiv și ficatului (sindromul de malabsorbție, enteropatiile cu pierderi de proteine, ciroza hepatică)</p>

Tabel 3.1

Comportarea nivelurilor serice ale enzimelor celulare în diferite forme clinice ale unor afecțiuni hepatice, în funcție de gradul, extinderea și viteza de instalare a leziunilor

Afecțiunile hepatice	Hepatită acută			Intoxicație acută (CC14 ciuperci)	Hepatită cronică progresivă	Ciroză hepatică activă	Ciroză hepatică "stinsă"
	anictERICĂ	ictERICĂ	necrotizantă				
ASAT	10 X	20 X	100 X	200 X	5-10 X	4-5 X	1-1,5 X
ALAT	15-20 X	30 X	80 X	160 X	5-10 X	3-5 X	1,2-1,5 X
GLDH	3-5 X	10 X	80 X	800 X	7X	3X	1
LDH	-	-	2-4 X	20 X	-	-	-
Grad de afectare a hepatocitului	moderat			sever	relativ sever	sever	sever
Număr de celule afectate	mare			mare	variabil	relativ mai redus	redus
Viteza de instalare a leziunilor	rapidă			rapidă	relativ mai lentă	relativ mai lentă	lentă
Nivelul seric al enzimelor	mult crescut			foarte mult crescut	moderat crescut	moderat crescut	puțin crescut

Notă: X - limita superioară a normalului (evaluarea numerică, dată sub formă de multipli ai limitei superioare a normalului, are doar un caracter orientativ). Activitatea serică a LDH crește doar în cursul leziunilor severe și rapid instalate.

Tabel 3.2

Markerii serici ai infarctului miocardic acut (IMA)

Markerul seric	Momentul la care începe să crească (ore) ^a	Valoarea maximă (ore) ^a	Durata creșterii (ore) ^a	Amplitudinea creșterii (x normal)	Specificitate (%) ^b	Sensibilitate în momentul atingerii valorii maxime (%) ^b
Troponina T	3-4	10-24	10-14 zile	6-12	80%	>98%
Troponina I	4-6	10-24	4-7 zile	6-12	95%	>98%
CK totală	4-8	24-36	36-48	6-12	57-88%	93-100%
CK-MB	3-4	15-24	24-36	16	93-100%	94-100%
CK-MB-2/MB-1	2-4	4-6	16-24		94%	95%
Mioglobina	1-3	6-9	12-24	10	70%	75-95%
CK-MM-3/MM-1	6	10	~2	10	70%	75-95%
Țanțurile ușoare ale miozinei	3-8	24-35	10-15		100%	63-84%
LDH	10-12	48-72	11	3	88%	87%
LDH-I	8-12	72-144	8-14	5	85%	40-90%
LDH-I/LDH-2 ^c	>6		>3	5	94-99%	61-90%
AST	6-8	24-48	4-6	5	48-88%	89-97%
ALT	De obicei valori normale, cu excepția cazurilor în care există afectare hepatică (insuficiență cardiacă congestivă etc.)					

Notă: În tabel apar intervale de valori deoarece studiile efectuate au utilizat diferite perioade de timp scurse de la debutul simptomelor, dimensiuni diferite ale zonelor infarctate, niveluri diferite pentru stabilirea diagnosticului, diverse loturi populaționale, diferite instrumente etc.

3.2 TESTELE METABOLISMULUI PIGMENȚILOR BILIARI

Bilirubina, componenta cea mai importantă a bilcii, provine din distrugerea hemoglobinei, care are loc în sistemul macrofagal în diferite organe și țesuturi ale organismului, inclusiv și în ficat.

Conversia hemoglobinei în bilirubină se face prin următoarele etape:

- desfacerea inelului tetra-pirolic al hemului sub acțiunea unui sistem enzimatic denumit hemoxigenază, cu formare de *verdoglobină* sau *coleglobină* de culoare verde la nivelul sistemului macrofagal;
- pierderea fierului de către colegendină, cu formarea *biliverdin-globinei*;
- detașarea globinei din complexul biliverdin-globina și eliberarea *biliverdinei*, albastră-verzuie, care este redusă de către biliverdin-reductază în *bilirubina neconjugată (indirectă)* de culoare roșie. Bilirubina neconjugată (indirectă) formată la nivelul macrofagelor trece în sânge. Ea este toxică și insolubilă în apă, dar solubilă în lipide și solvenții organici. Transformarea hemului în bilirubină decurge rapid în decurs de 2-3 ore;
- în sânge bilirubina se leagă reversibil cu *albuminele plasmatice* și este transportată spre ficat. Legarea bilirubinei de albumina poate fi inhibată de o serie de

medicamente (sulfanilamide, unele antiinflamatoare, substanțe de contrast utilizate în colangiografie, etc) și, de asemenea, de prezența în plasmă a unor cantități mari de acizi grași liberi. Aceștia determină modificări conformaționale în structura albuminei serice, având ca rezultat diminuarea capacității de legare a bilirubinei. Din motivele menționate, capacitatea de legare a bilirubinei de către albumina serică este limitată (circa 25 mg bilirubina legată în sângele unui adult). Dacă bilirubina produsă în alte țesuturi decât în ficat depășește capacitatea de transport de către sânge, ea difuzează în țesuturi.

Următoarele etape de transformare a bilirubinei neconjugate (indirecte) au loc în hepatocite:

- intrând în contact cu celula hepatică, bilirubina se detașează de albuminele plasmatice, fiind fixată de anumite proteine din membrana celulară notate Y (numită „ligandină”) și Z și transportată în interiorul celulei. Prin complexarea bilirubinei de către cele două proteine este împiedicată atât ieșirea ei din hepatocite cât și pătrunderea în organelle celulare; acest din urmă aspect are o mare importanță, deoarece bilirubina inhibă respirația mitocondrială, efect complet prevenit de prezența ligandinei.

- sub influența *glucuroniltransferazei*, localizate la nivelul microsomilor celulelor hepatice, bilirubina se conjugă cu *acidul glucuronic*. Se obțin bilirubin monoglucuronidul și bilirubin diglucuronidul care la un loc poartă numele de bilirubina "conjugată". Bilirubina conjugată (directă) este hidrosolubilă și este apoi eliminată din hepatocite în canaliculele biliare printr-un mecanism de transport energodependent. Capacitatea de transport este mică în raport cu cea de conjugare, astfel încât ea se constituie ca un mecanism limitativ cu răsfângere asupra întregului metabolism al bilirubinei.

- De menționat că, fixarea bilirubinei pe albumină și implicit menținerea ei în compartimentul intravascular, captarea selectivă în hepatocite și glucuronoconjugarea au o deosebită importanță fiziologică întrucât bilirubina neconjugată produsă în macrofage, fiind *liposolubilă*, ar putea difuza prin membranele lipoidice ale celulelor, exercitând efecte toxice în special asupra celulelor nervoase din nucleii cenușii de la baza creierului.

Etapă intestinală de metabolizare a bilirubinei:

- Eliminată în intestin, *bilirubina conjugată* este supusă acțiunii microflorei bacteriene. Sub acțiunea unei b-glucuronidaze bacteriene în jejun și ileon are loc hidroliza bilirubindiglucuronidului, iar bilirubina eliberată este supusă unor reacții de reducere succesive catalizate de reductaze produse tot de bacterii. Primul compus obținut prin reducere este *mezobilirubina* (*bilirubina* + 4 H) și apoi *mezobilirubinogenul* numit destul de impropriu *urobilinogenul* (*mezobilirubina* + 4 H), care trece apoi în *stercobilinogen* (*urobilinogen* + 4 H).

- *Mezobilinogenul* (*urobilinogenul*) format în intestin se reabsoarbe parțial prin mucoasa intestinală și pătrunde în circulația portală. Ajuns în ficat este parțial distrus până la mono-, di-, și tripiroli. O mică parte de mezobilinogen (≈

10%) este eliminată din hepatocite în canaliculele biliare și apoi în intestin, formînd un circuit entero-hepatic.

- Cea mai mare parte a bilirubinei se elimină însă prin fecale sub formă de *stercobilinogen* care oxidându-se în stercobilină împimă scaunelor culoarea brună (cantitatea de stercobilină în decurs de 24 de ore oscilează la subiecții normali între 50-280 mg).

- O cantitate mica din derivații de reducere ai bilirubinei resorbiți în sânge prin peretele intestinal scapă ciclului entero-hepatic și sunt excretați de rinichi sub formă de *urobilinogeni sau corpi urobilinici* în proporție de 0,6 mg/24 de ore. Această cantitate crește atunci când scade capacitatea ficatului de a capta din sânge și de a distruge urobilinogenul, de aceea exagerarea urobilinuriei este un semn de insuficiență hepatică.

- Principalele cauze ale *urobilinogenuriei* sunt însă reprezentate de hiperproducția de bilirubină în cursul icterelor hemolitice și de leziunile hepatice care limitează procesele de captare și eliminare prin bilă a urobilinogenilor reabsorbiți din intestin. Pe de altă parte, absența stercobilinogenului în fecale și urobilinogenilor în urină indică o *obstrucție completă* a canalului biliar.

- De menționat, că pigmenții biliari nu îndeplinesc careva funcții fiziologice. Organismul se debarasează de aceștia, ca de orice produs de deșeu, excepție făcând doar *fierul*, care este recuperat de organism pentru a fi utilizat la sinteza hemoglobinei, proces ce se desfășoară încontinuu pe parcursul întregii vieți.

În pofida eficienței remarcabile a mecanismelor de captare, conjugare și eliminare în bilă a bilirubinei, aceste mecanisme pot fi depășite când aportul de bilirubină spre ficat este excesiv. De menționat că suferința hepatocitelor perturbă mai rapid și în mai mare măsură procesele de excreție a bilirubinei și de formare a fluxului biliar apos decât procesul de glucuronoconjugare.

În hepatitele virale acute anume funcția de eliminare, excreție este cea mai afectată, apoi se dereglează captarea, prelevarea bilirubinei de către hepatocite, iar funcția de conjugare se afectează în ultimul rând.

Acumularea pigmentilor biliari în sânge se soldează cu apariția **icterului** (colorația galbenă a pielii, mucoaselor și a sclerelor datorată pigmentilor biliari), însoțit de decolorarea materiilor fecale.

Icterul devine vizibil când bilirubinemia este mai mare de 34 – 43 $\mu\text{mol/l}$.

De menționat că creșterea bilirubinei conjugate (hidrosolubile) produce un icter mai intens de cît aceeași concentrație de bilirubină neconjugată, hidrofobă.

Cele mai mari creșteri ale bilirubinei totale se semnalează în hepatita acută virală, valoarea ei în serul sanguin putînd atinge chiar 340 $\mu\text{mol/l}$, în această boală paralelismul concentrației bilirubinei cu activitatea unor enzime serice (ALT, AST și GLDH) este evident: creșterea concentrației bilirubinei și a activității acestor enzime în perioada de 10-14 zile de la debutul bolii și revenirea treptată la normal după 6-8 săptămîni. Dacă hepatita virală este însoțită de fenomene colestatice pronunțate, scaunele devin palide și urobilinogenul dispăre din urină

(în lipsa colestazei el este decelabil la acest nivel). Reapariția urobilinogenului în urină coincide cu reluarea fluxului biliar și reflectă începutul vindecării.

Creșterile bilirubinei în puseele hepatice cronice și în ficatul gras de etiologie alcoolică sunt rareori peste 34,2-51,3 mkmol/l; în ciroză, bilirubina totală serică variază între valoarea normală și 51,3-68,4 mkmol/l.

Testele de laborator pentru explorarea bilirubinei în diagnosticul precoce a hepatitelor acute cedează testelor enzimatic. O informație mai amplă poate fi obținută la determinarea fracțiilor bilirubinei: **neconjugate** și **conjugate** și calcularea **indicelui bilirubinic (IB)**, care constituie raportul dintre fracția bilirubinei conjugate la bilirubina totală și constituie 24-25%. S-a constatat, că la sfârșitul perioadei preicterice, conținutul bilirubinei totale poate fi în limitele normei fiziologice pe când fracția conjugată se majorează.

Notă: Bilirubina neconjugată a fost numită "*indirectă*", iar cea conjugată "*directă*", după comportamentul în timpul reacției Van der Bergh (reacție pozitivă în prezența bilirubinei conjugate directe).

Un rol important în diagnosticul precoce al hepatitelor virale aparține *examinării urobilinogenilor* în urină. Este important de menționat că, creșterea conținutului de urobilinogeni în urină poate fi stabilită până la apariția icterului.

Examinarea stercobilinei în materiile fecale prezintă un test valoros de diagnostic. În caz de obstrucție biliară bila nu pătrunde în intestin. Lipsa stercobilinei indică începutul fazei de acolie, pe când reacția pozitivă este un indice al dispariției acoliei.

Pentru diagnosticul precoce a formelor icterice ale hepatitelor acute sunt importante determinarea în urină a *urobilinogenilor* și a *bilirubinei*, iar în sânge - creșterea *bilirubinei conjugate*. Controlul dinamic al indicilor metabolismului bilirubinei are o importanță primordială pentru depistarea sindromului colestatic, precum și diagnosticul diferențial al icterelor de diferită genă (tabelul 3.3).

Tabel 3.3

Diagnosticul diferențial al icterelor

Tipurile icterului	Hiperbilirubinemia			Bilirubin- uria	Urobilino- genuria	Lipsa stercobilinei în masele fecale (acolia)
	generală	IB≥25%	IB<25%			
Prehepatic (hemolitic)	+	-	+	-	++	-
Hepatic (parenchymatos)	++	+	-	+	+/-	+/-
Posthepatic (obstructiv)	++	+	-	+	-	+

Notă: ++ - majorare însemnată, + - majorare moderată, +/- se depistează în diferite faze ale hepatitei virale; lipsesc; - IB - indicele bilirubinic.

3.3 Diagnosticul diferențiat al diferitor forme de icter

Tabel 3.4

Prezentare schematică a unor date de laborator utilizate în diagnosticul diferențial al icterelor

Tipul de icter	Comportarea pigmentilor biliari			Alte probe de laborator	Observații
	În sînge	În fecale	În urină		
Hemolitic	Crește bilirubina neconjugată	Crește stercobilinogenul	pigmenți (bilirubina) negativi; urobilinogen pozitiv	ALT, AST, FA, GGT normale; LDH variabil. Durata de viață a eritrocitelor scăzută. De regulă reticulocite crescute	Se fac explorări complementare imunologice (autoanticorpi) și hematologice (rezistența globulară, enzime eritrocitare, hemoglobine patologice)
Colestatic	Crește bilirubina conjugată	Scaun acolic în caz de obstrucție totală	pigmenți pozitivi; urobilinogen negativ în caz de obstrucție totală	Creșterea exprimată a FA și a GGT; creșterea ac. biliari în sânge uneori apariția lipoproteinei X	Explorări imagistice pentru evidențierea căilor biliare și a aspectului ficatului
Hepato-celular	Crește atât bilirubina neconjugată cît și cea conjugată	Parțial decolorate în cazuri cu componentă colestatică	pigmenți pozitivi; urobilinogen variabil	Probe de laborator modificate în funcție de forma clinică	Apariția icterului la un hepatic poate reprezenta un indiciu de gravitate. Se fac investigații pentru precizarea naturii hepatopatiei (alcoolică, virală, toxică etc.)

Cele mai frecvente sindroame întâlnite în patologia hepatică:

1. Sindromul de disproteinemie (inflamator nespecific). Sindromul inflamator se traduce prin creșterea gama-globulinelor (IgA, IgM și IgG), proteinelor fazei acute a inflamației existând o oarecare corelație între nivelul lor și activitatea histologică a bolii.

2. Sindromul de hepatocitoliză: creșterea transaminazelor (AST, și ALT) în perioada de stare a hepatitei virale acute B (200-300 UI/l până la 1000-3000 UI/l, față de 12-35 UI/l valori normale). În formele severe, prin distrucția masivă a celulelor hepatice, titrul ALT poate ajunge la început la valori de 1000-3000 UI/l. Sunt însă și forme de hepatită fulminantă în care determinările repetate ale

transaminazelor duc la obținerea unor valori de zeci până la 100 de UI/l, prăbușirea valorilor datorându-se probabil epuizării enzimactice a ficatului. Determinările altor enzime (LDH, OCT) nu este uzuală în clinica hepatitelor acute mai ales că acestea prezintă modificări și în afectarea altor țesuturi (mușchi, miocard, rinichi, intestin).

3. Sindrom de retenție biliară: Creșterea concentrației serice a bilirubinemiei (din contul fracției conjugate) determină apariția în urină a pigmentilor biliari (bilirubina directă trecând prin filtrul renal, în timp ce bilirubina neconjugată nu se regăsește în urină deoarece nu este solubilă). Formele colestatice de hepatită virală acută se însoțesc și de o creștere marcată a fosfatazei alcaline prin alterarea funcției excretoare a ficatului, GGT, 5-nucleotidazei, leucinaminopeptidazei, precum și de creșterea colesterolului, acizilor colici, trigliceridelor, fosfolipidelor, β -lipoproteidelor.

4. Sindromul hepatopriv (de insuficiență hepato-celulară): pune în evidență scăderea capacității de sinteză a ficatului, ca o consecință a necrozei hepatice. Se cunoaște faptul că albumina, fibrinogenul, protrombina, proaccelerina sunt proteine sintetizate exclusiv de hepatocite. Hipoalbuminemia se întâlnește mai ales în necrozele hepatice subacute masive, în hepatitele cronice active, ciroze hepatice, fiind un indice util în prognosticul și terapia acestor afecțiuni. În schimb, informațiile asupra capacității de sinteză a protrombinei, fibrinogenului și factorilor de coagulare V, VII și X prin determinarea timpilor de coagulare (timp Quick, timp de protrombină, timpul de proaccelerină și de proconvertină) orientează asupra evoluției și prognosticului imediat în formele severe, precomatoase sau comatoase. Prolungirea marcată a acestor timpi se întâlnește în necroza hepatică acută gravă (diferența între pacient și martori depășind 10-20 sau chiar 100 de secunde). O creștere moderată a timpului de coagulare (5-10 secunde) se poate întâlni și în hepatitele B colestatice (colestaza intrahepatică prelungită împiedicând absorbția intestinală a vitaminei K) și în hepatitele cronice active sau cirozele hepatice AgHBs pozitiv (prin existența unui deficit de sinteză hepatică a acestor proteine, paralelă cu scăderea sintezei de albumină).

3.4 Indicii metabolismului proteic

Tabel 3.5

Valori procentuale și în g/l ale fracțiunilor electroforetice ale proteinelor serice

Fracțiunea	Valori procentuale	Valori în g/l
Albumină	52-59	35,0-55,0
A1-globuline	3-5	2,5-0,35
A2-globuline	8-10	5,0-7,5
B-globuline	12-14	8,0-10,5
Gama-globuline	16-20	11,0-15,0

Principalele proteine plasmatice și concentrațiile lor plasmatice

Migrarea Electroforetică	Proteina	Concentrația (g/l)
Prealbumina	Prealbumina	0,25
Albumina	Albumina	40,0
Alfa-1	a-1- antitripsina (a-1-AT)	2,80
	Apolipoproteina A (Apo A)	2,00
	a-1- glicoproteina acidă (a-1-AG)	0,90
	a-1- antichimotripsina (a-1-CT)	0,45
	Componenta C9 a sist.compl.	0,08
	Protrombina	0,05
	Factor IX	0,01
	Factor X	0,01
	a-1- microglobulina	0,05
	Transcobalamina	0,003
Inter-alfa	Vitronectina (proteina S a sist.com)	0,40
Alfa-2	A2- macroglobulina (a2-M)	2,80
	Haptoglobine (HP)	3,00
	A2- antiplasmina (a2-AP)	0,06
	Antitrombina III (AT III)	0,30
	CI- inhibitor (CI- INH)	0,24
	Kininogenul	0,10
	Ceruloplasmina	0,35
	Proteina de legare a retinolului	0,04
	Proteina de legare a tiroxinei	0,02
	Apolipoproteina B (Apo B)	0,90
Beta	Transferina	2,60
	Componentul C3 al sist.compl.	0,80
	Componentul C4 al sist.compl.	0,40
	Hemopexina	0,75
	Fibronectina	0,33
	Plasminogenul	0,20
	Factor B al sist.compl.	0,08
	Factor X III	0,03
	Factor V	0,02
	Factor VIII	0,01
Gamma	B ₂ - microglobulina	0,001
	IgG	12,00
	IgA	2,00
	IgM	1,50
	IgD	Sub 30 mg/l
	IgE	Sub 10 mg/l
	Componentul Clq din sistemul compliment	0,15
	Proteina C reactivă (CRP)	<5mg/l

Clasificarea proteinelor fazei acute a inflamației după gradul de creștere a concentrației

№	Grupa	Proteina	Valorile de referință (g/l)
1.	Reactanții „principali” ai fazei acute, creșterea concentrației de 20 -1000 ori în decurs de 6 – 12 ore	Proteina C reactivă (PCR) Proteina amiloidă A serică (SAA)	<0,005 0,001 – 0,030
2.	Creșterea moderată a concentrației (2 -5 ori) în decurs de 24 ore	Alfa ₁ -antitripsina Alfa ₁ -antichimotripsina Alfa ₁ -glicoproteina acidă Haptoglobina Fibrinogenul	1,4 – 3,2 0,3 – 0,6 0,4 – 1,3 0,5 – 3,2 2,0 – 3,5
3.	Creșterea neimportantă a concentrației (+20 -60%) în decurs de 48 ore	C3- compliment C4-compliment Ceruloplasmina	0,5 - 0,9 0,1 - 0,4 0,2 – 0,5
4.	Reactanții „neutri” al fazei acute, nivelul lor se menține în limitele valorilor de referință	IgG IgA IgM Alfa2-macroglobulina	8,0 – 20,0 0,9 – 4,5 0,6 – 2,5 1,2 – 3,2
5.	Reactanții „negativi” al fazei acute, manifestă o tendință de scădere a nivelului lor pe parcursul 12 -48 ore	Albumina Prealbumina Transferina Fibronectina ApoA-lipoproteina Proteina care leagă retinolul	37 – 53 0,25 – 0,45 2,3 – 4,3 <0,3 1,0 – 2,2 0,03 – 0,06

3.5 Indicii metabolismului glucidic

Tabel 3.8

Valorile de referință ale glicemiei în dependență de vârstă

Sânge ombilical	2,5 – 5,3 mmol/l	Copiii	3,3 – 5,6 mmol/l
Copiii prematuri	1,1 – 3,3 mmol/l	Adulții	4,1 – 5,9 mmol/l
Nou-născuții, prima zi	2,2 – 3,3 mmol/l	60- 90 ani	4,6 – 6,4 mmol/l
Nou-născuții, după prima zi	2,8 – 4,4 mmol/l	>90 ani	4,2 – 6,7 mmol/l

Tabel 3.9

Importanța diagnostică a dozării glucozei în materialul biologic

Vârsta	Materialul biologic	Intervalele de referință (normale)	Tulburarea toleranței la glucoză	Diabet zaharat (DZ)
< 50 ani	Sângele capilar și sângele venos	3,5 - 5,7 mmol/l	Până la 7,0 mmol/l	>7,0 mmol/l
	Plasma sanguină	< 6,0 mmol/l	Până la 7,2 mmol/l	> 7,2 mmol/l
>50 ani	Sângele capilar și sângele venos	4,4 – 6,2 mmol/l	Până la 7,2 mmol/l	> 7,2 mmol/l
	Plasma sanguină	< 6,6 mmol/l	Până la 7,8 mmol/l	> 7,8 mmol/l

Criteriile de compensare a DZ tip I: nivelul glicemiei a jeun și oscilațiile ei în timpul zilei nu depășește 10 mmol/l, iar glucozuria nu depășește 20-30 g în 24 ore.

Criteriile de compensare a DZ tip II sunt mai stricte: nivelul glicemiei a jeun nu trebuie să depășească 6 mmol/l, iar oscilațiile în timpul zilei nu vor depăși 8,25 mmol/l; atingerea aglucozuriei.

Tabel 3.10

Caracteristica testului de toleranță la glucoză (TTG) în normă și la pacienții cu DZ în dependență de vârstă

TTG	Până la 50 ani		După 50 ani	
	După 60 min	După 120 min	După 60 min	După 120 min
În normă	< 8,8 mmol/l	< 6,6 mmol/l	< 9,8 mmol/l	< 7,7 mmol/l
Suspect	8,8 – 9,9 mmol/l	6,6 – 7,7 mmol/l	< 11 mmol/l	< 8,8 mmol/l
Diabet zaharat	> 9,9 mmol/l	> 7,7 mmol/l	> 11 mmol/l	> 8,8 – 11 mmol/l


Tabel 3.11

Lista indicilor de laborator folosiți pentru diagnosticarea diabetului zaharat (DZ)

Nr/o	Testele care caracterizează tulburările metabolice	Modificările indicilor	Importanța diagnostică
1	Dozarea glucozuriei	Depistarea glucozei în urină	Screening, diagnostic, monitoring
2	Depistarea corpurilor cetonice în urină	Depistarea în urină	Determinarea gravității complicațiilor
3	Dozarea glicemiei	Creșterea > 5,6 mmol/l	Screening, diagnostic, monitoring
4	TTG ¹	Peste 2 ore > 7,8 mmol/l	Diagnosticul formelor latente ale DZ
5	Hemoglobina glicată HbA _{1c}	creșterea > 5,6 mmol/l	Monitoring-ul DZ, criteriu de compensare a DZ
6	Fructozamina serică	Creșterea > 2,85 mmol/l	Monitoring-ul DZ, criteriu de compensare a DZ
7	Dozarea acizilor sialici	Creștere	Posibilitatea complicațiilor
8	Dozarea colesterolului total	Creștere	Diagnosticul diferențial
9	Dozarea alfa-cholesterolului	micșorare	Diagnosticul diferențial
10	Dozarea trigliceridelor	Creștere	Diagnosticul diferențial
11	Dozarea seromucoizilor	Creștere	Posibilitatea complicațiilor
12	Dozarea acidului lactic	Creștere	Posibilitatea complicațiilor
13	Dozarea acidului piruvic	Creștere	Posibilitatea complicațiilor
14	Determinarea parametrilor EAB ²	Micșorarea pH ului, deficitul bicarbonaților, bazelor tampon	Diagnosticarea acidozei

Notă: TTG - testul de toleranță la glucoză

Situțiile conflictuale la dozarea glucozei în sânge și căile de soluționare



3.6 Indicii metabolismului lipidic

Tabel 3.13

Caracteristica și funcțiile apoproteinelor

Apoproteina	Masa moleculară (kDa)	Concentrația plasmatică medie (mg/l)	Clase de lipoproteine în care se depistează	Funcția
Apo A-I	28,3	1600	HDL, chilomicroni	Activarea LCAT, transportul lipidelor, ligand pentru receptorul HDL
Apo A-II	17,0	350	HDL, chilomicroni	Cofactor pentru lipaza hepatică, ligand pentru receptorul HDL
ApoA-IV	46,0	150	Chilomicroni, HDL, VLDL	Activarea LCAT, ligand pentru receptorul HDL
Apo B-100	549,0	800	VLDL, IDL, LDL	Ligand prin care VLDL și LDL sunt captate de receptorii celulei, transportul lipidelor din ficat
Apo B-48 (B _L)	260,0	urme	Chilomicroni	Ligand pentru captarea resturilor de chilomicroni, transportul lipidelor din intestinul subțire
Apo C-I	6,3	70	Chilomicroni, VLDL, HDL	Activatorul LCAT
Apo C-II	8,8	40	VLDL, HDL, Chilomicroni	Activatorul LPL
Apo C-III	8,8	130	Chilomicroni, VLDL, HDL	Inhibitorul activității LPL, întârzie captarea resturilor de chilomicroni
Apo D (CeEP)*	35,2	60	HDL-3	Transfer al esterilor de colesterol din HDL spre LDL și VLDL
Apo E	37,0	50	Chilomicroni, VLDL, HDL	Ligand pentru captarea lipoproteinelor de către receptorii celulari

Notă: Toate apoproteinele participă la menținerea structurii și respectiv solubilității lipoproteinelor.

* CeEP - proteina de transfer a esterilor de colesterol (cholesterol ester exchange protein)

LCAT - lecitin: colesterol aciltransferază; LPL - lipoproteinlipază.

VLDL -- lipoproteinele cu densitate foarte joasă; LDL - lipoproteinele cu densitate joasă;

HDL - lipoproteinele cu densitate înaltă.

Caracteristica lipoproteidelor

Proprietăți	CM	VLDL	IDL	LDL	HDL
Densitatea	0,95	0,96-1,006	1,007-1,019	1,02-1,063	1,064-1,21
Diametrul(nm)	100-1000	43	27	22	8
Mobilitatea electroforetică	Râmin la start	Pre-beta	Beta-floatante	Beta	Alfa
Locul formării	Intestin	Ficat	Catabolismul VLDL	Catabolismul VLDL prin IDL	Ficat, intestin, catabolismul CM și VLDL
Funcția de bază	Transportul TG exogene	Transportul TG endogene	Predecesorul LDL	Transportul colesterolului	Transportul în revers al colesterolului
Componența					
TG	90%	65%	20%	5%	5%
Colesterol	5%	15%	25%	50%	20%
Fosfolipide	4%	10%	35%	25%	25%
Proteine	1%	10%	20%	20%	50%
Apoproteine	A, B-48, C, E	B-100, C, E	B-100, E	B-100	A, C, E

Tabel 3.15

Interpretarea unor parametri ai lipidelor și lipoproteinelor serice în sensul riscului pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare

	Risc redus	Risc mediu	Risc crescut
Bărbați	HDL > 1,4 LDL < 3,4	HDL 0,9 - 1,4 LDL 3,4 - 4,1	HDL < 0,9 LDL > 4,1
Femei	HDL > 1,7 LDL < 3,4	HDL 1,2 - 1,7 LDL 3,4 - 4,1	HDL < 1,2 LDL > 4,1

Tabel 3.16

Nivelele țintă ale indicilor lipidogramei (datele Asociației Europene a Inimii)

Parametrii lipidogramei	Profilactica primară*	Profilactica secundară**
Colesterol total, mmol/l	<5,2	<5,0
LDL-colesterol, mmol/l	<3,5	<3,0
HDL-colesterol, mmol/l	> 1,1	> 1,1
Trigliceride, mmol/l	<2,0	<2,0

Notă: *- Profilactica primară este orientată spre micșorarea riscului apariției bolilor cardio-vasculare la pacienții cu factori de risc.

** - Profilactica secundară micșorează frecvența bolilor cardio-vasculare la pacienții cu sindrom coronarian acut, cardioscleroză postinfarct, după șuntarea aorto-coronariană, angioplastică.

Tabel 3.17

Criteriile de dezvoltare a complicațiilor vasculare la pacienții cu diabet zaharat tip 2 (Grupul de experți europeni pentru studierea diabetului zaharat, 1998)

Parametrii lipidogramei	Risc redus	Riscul macroangiopatii	Riscul microangiopatii
Colesterol total, mmol/l	<4,8	4,8 - 6,0	>6,0
LDL-colesterol, mmol/l	<3,0	3,0 - 4,0	>4,0
HDL-colesterol, mmol/l	> 1,2	1,0 - 1,2	<1,0
Trigliceride, mmol/l	<1,7	1,7 - 2,2	>2,2

Tabel 3.18

Nivelele țintă ale indicilor de laborator la pacienții tratați cu statine

Parametrii de laborator	Valorile țintă
Colesterol total	Până la 5,0 mmol/l
LDL-colesterol	Până la 3,0 mmol/l
HDL-colesterol	> 1,2 mmol/l
Trigliceride	Până la 2,0 mmol/l
ASAT	<35 UI/l
ALAT	<40 UI/l
Creatinfosfokinaza (CFK)	B.<370 UI/l F.<285 UI/l
Proteina C reactivă	<4 mg/l
Homocisteina	<15 mkmol/l

Tabel 3.19

Compoziția în electroliți a plasmei și a lichidului interstițial în comparație cu cea a lichidului intracelular în mmol/l.

	Plasmă	Lichid interstițial	Lichid intracelular**
Na ⁺	145	148	20
K ⁺	4	4	158
Ca ⁺⁺	2,5	1,0-1,5	1,6
Mg ⁺⁺	1,0	0,5-1,0	15,0
Total cationi	153	153	195
Cl ⁻	103	116	2
HCO ₃ ⁻	28	31	8
Proteine	17	-	55
Alți anioni	5	6	130
Total anioni	153	153	195
Total electroliți	306	306	390***
Osmolaritate	292 (282-300)****	294,6****	294,6****

Notă:* - Aproximativ jumătate din calciul plasmatic și cam un sfert din magneziul plasmatic se găsesc sub formă legată de proteine (neionizată și nedifuzibilă).

****** - Compoziția lichidului intracelular variază de la țesut la țesut. De exemplu K⁺ este mai scăzut în hematii decât în musculatură, pe când Cl⁻ practic nă în musculatură, poate totuși pătrunde în hematii.

*** - Suma anionilor și cationilor din celule depășește pe cea din plasmă sau din lichidul interstițial, dar o bună parte a acestor electroliți este inactivă osmotic fiind legată de proteine sub formă nedisociată.

**** - Valorile osmolarității în mmoli este cu ceva mai redusă decât cea obținută prin calcul (suma anionilor și cationilor), datorită interacțiunii dintre ioni (precum și prezenței proteinelor care reduc activitatea osmotică a unor electroliți. Variații ale valorilor osmolarității plasmei se datorează tocmai diferențelor în conținutul de proteine al lichidelor examinate.

Tabel 3.19

**Comportarea principalilor parametri ai echilibrului acido-bazic (EAB)
și electrolitic în diferite stări patologice**

Tipurile de dereglări	Parametrii EAB				Electroliții, mmol/l					Acidul lactic, mmol/l
	pH	pCO ₂	BE	BB	SB	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	HCO ₃ ⁻	
Acidoza metabolică	<	<	<	<	<	>	≈	>	<	>
Acidoza respiratorie	<	>	≥	≥	>	<	>	>	>	≤
Valori normale	7,35 - 7,45	35-45	±2,5	46-52	21-27	95 - 110	135-153	3,8-5,0	24-28	0,9-1,9
Alcaloza metabolică	>	≥	>	>	>	<	≤	<	>	<
Alcaloza respiratorie	>	<	≤	<	<	>	<	<	<	≥

ÎNCHEIERE

Laboratorul de diagnostic clinic ocupă în medicina practică un loc din ce în ce mai important, el fiind considerat pe bună dreptate drept sursa informațională medicală de bază. În cadrul Laboratorului de diagnostic clinic se constituie tot mai mult o ramură de sinestătătoare – biochimia clinică care prezintă posibilități de determinare exactă a parametrilor biochimici din materialul biologic analizat și cu ajutorul cărora se precizează sau se completează diagnosticul, se stabilește terapia cea mai adecvată în cel mai scurt timp și se urmărește evoluția bolnavului.

Între medicina clinică și Laboratorul de diagnostic clinic trebuie să se realizeze o reală simbioză prin prelungirea explorării clinice cu mijloace tehnice moderne de laborator, în vederea realizării multiplelor probleme medicale pe care le ridică bolnavul și boala.

Medicii de laborator sunt acei ce trebuie să cunoască bine tehnica de executare a analizelor și să sesizeze că o valoare a unui constituent biochimic întră în domeniul patologicului.

Medicii clinicieni trebuie să aibă în vedere indicațiile analizelor de laborator, interpretarea acestora, precum și supravegherea corectă a recoltării produselor biologice de la bolnav, deoarece de acest lucru în mare măsură depinde corectitudinea rezultatelor emise de către laborator.

Considerăm că lucrarea de față este un început în ceea ce privește integrarea învățământului superior cu practica medicală, scopul fiind ca viitorul medic să poată cunoaște cât mai multe din aspectele moleculare ale stării normale și patologice ale organismului uman.

Încheiem aici cu observația că aplicarea în practica de laborator a cunoștințelor din domeniul biochimiei clinice este în continuă expansiune.

Credem că în următoarele decenii vom fi martorii unor realizări impunătoare referitoare la acest compartiment deosebit de important al medicinei de laborator.

Bibliografie

1. Cristea-Popa Elena, Popescu Aurora, Truția E. Tratat de biochimie medicală, vol I. Ed. medicală, București, 1991
2. Cucuianu M., Crîșnic I., Luminița Pleșca-Manca. Biochimie clinică. Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1998, 368 p.
3. Mirande K.M., Espez M.Q., Wink D.// Nitric Oxide: Biol.Chem. – 2001, v.5, p. 6-71.
4. Marșall V. Biochimie clinică p.90-106.
5. Ordinul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova nr.517 din 14.12.2006 "Despre activitatea serviciului de laborator și măsurile de perfecționare".
6. Виноградов Н.А.// Клиническая медицина – 2001. – N11, стр. 47-51;
7. Горячковский А.М. "Справочное пособие по клинической биохимии", Одесса,
8. Инструкция по применению унифицированных клинических методов исследования. Москва, 1986. С.107-133.
9. Колб В.Г., Камышников В.С. "Справочник по клинической химии", Минск, Беларусь, 1982 г.
10. Kostiuc V.A., Potapovici A.I., Lunets E.F. Spectrofotometriceskoe opredelenye dienovyh konjugatov // Vopr.med.chimii, 1984, Nr.4, p.125-127].
11. "Лабораторные методы исследования в клинике", Справочник. Под ред. Меньшикова В.В., М., Медицина, 1987 г. ОКФА, 1994.
12. Назаренко Г.И., А.А.Кишкун Клиническая оценка результатов лабораторных исследований стр.357-362.
13. Ошибки в лабораторной диагностике. Под ред.проф.Л.Л.Громашевской. Киев, «Здоровья», 1990, стр.54-63.
14. Приказ МЗ СССР № 290 от 11.04.1972 г. "Об унификации клинических лабораторных методов исследования".
15. Приказ МЗ СССР № 960 от 15.10.1974 г. "Об унификации клинических лабораторных методов исследования"
16. Приказ МЗ СССР № 1175 от 21.11.1979 г. "Об унификации клинических лабораторных методов исследования"